

Apporre timbro dello studio

NORME PER PREVENIRE IL RISCHIO LEGIONELLA

In riferimento ad un eventuale rischio di trasmissione della Legionella in questo studio odontoiatrico vengono attuate le seguenti procedure:

1. applicazione, ove presente, della procedura di disinfezione prevista dalla ditta costruttrice dei riuniti;
2. ad inizio della giornata lavorativa, flussaggio acqua per un periodo minimo di 2 minuti da ciascuno degli strumenti presenti sulla faretra. Per lo stesso periodo di tempo scorrimento acqua dal gruppo idrico (bacinella e rubinetto per bicchiere), così come dalla siringa acqua-aria posta sulla tavoletta dell'assistente;
3. dopo ciascuna cura odontoiatrica flussaggio acqua dagli strumenti e dalla siringa acqua-aria per un periodo di almeno 40 secondi;
4. uso di dispositivi di protezione individuali (esempio mascherine ecc.).
5. il personale di studio è stato informato e formato in relazione al rischio specifico e verrà aggiornato su eventuali evoluzioni della tematica.

dott. _____

RSPP dello studio

per presa visione i lavoratori