

dal 1949 al servizio
della comunità odontoiatrica
ricerca e selezione
Qualità & Tecnologia
per voi!



CALAJECT

CALAJECT per l'anestesia indolore - e più pazienti!

L'anestesia senza disagio è ora una reale opportunità - un'opzione per la quale c'è una domanda crescente tra pazienti e dentisti. Usando l'anestesia a controllo computerizzato, ora può fornire un'anestesia indolore - e quindi trattare un numero maggiore di pazienti tesi, timorosi e fobici.



"L'anestesia a controllo computerizzato è diventata un elemento indispensabile del trattamento odontoiatrico indolore che offriamo, afferma la dentista Mette Kæraa.

Attrarre più pazienti

A Tandlægerne Kæraa, Holm & Christensen they hanno utilizzato CALAJECT™ negli ultimi sei mesi e hanno scoperto che ha portato più pazienti nella loro clinica. "CALAJECT™ ha un notevole impatto anche in termini di marketing. Ovviamente le persone parlano con amici e conoscenti e scoprono che l'anestesia senza dolore è una possibilità. Così chiamano il loro dentista o cercano su vari siti web di dentisti, per trovare uno che può offrire un'anestesia indolore, ecco perché abbiamo acquisito il sistema in ambulatorio", afferma il dentista Søren Holm, co-proprietario di Tandlægerne Kæraa, Holm & Christensen.

I sondaggi1 confermano questa tendenza: "Il dentista in grado di fornire un'anestesia indolore" è il criterio più importante per un paziente quando sceglie un dentista. Al secondo posto "Un dentista che non mi farà sentire male", e al terzo posto "personale cordiale, professionale e disponibile". "Non c'è dubbio che l'attrezzatura abbia un effetto positivo sui miei pazienti più tesi. Saranno più calmi e più facili da trattare perché saranno meno spaventati. Con la presa a penna sembra meno una siringa e ciò li aiuta a credere veramente che io possa praticare loro l'anestesia indolore." spiega Søren Holm.

Più facile dell'anestesia manuale

CALAJECT™ inietta l'anestetico lentamente e in modo controllato, mentre allo stesso tempo registra la pressione di resistenza nel tessuto. Fornisce un'anestesia delicata ed efficace, che è vissuta come libera da qualsiasi dolore o disagio. L'esperienza dimostra che il sistema elimina anche le sfide che i dentisti devono affrontare in relazione all'anestesia manuale. "Uso sempre CALAJECT™ per l'anestesia, ma soprattutto per l'infiltrazione e l'intraligamentare. Trovo che la presa a penna renda più facile l'anestesia, perché non devo forzare io l'erogazione del liquido, trovo più facile tenere la mano ferma. E' più sicuro dell'uso di una siringa manuale", dice Søren Holm, che continua a dire: "Sono contento di poter offrire un'anestesia indolore, i miei pazienti ne sono davvero entusiasti. E quando è indicata l'anestesia intraligamentare, sono felici di non aver intorpidite labbra, guance e lingua preoccupati, sono contenti di non sentire anestetizzate dopo l'intervento labbra, guance e lingua.. " Una particolare e ideale indicazione con il sistema a controllo computerizzato è quando il sito sia in aree difficili da raggiungere.

www.ilicdental.com

"Il programma di anestesia palatale funziona molto bene, il flusso lento significa che i miei pazienti non provano alcun dolore e l'anestesia è efficace immediatamente.

La presa a penna del manipolo migliora anche la tattilità, specialmente nell'applicazione mandibolare", afferma la dentista Rune Ørum Luk di Tandlægerne Kæraa, Holm & Christensen.



Funzionamento senza problemi

CALAJECT™ è gestito tramite un touch-screen con tre programmi per l'anestesia intraligamentaria, infiltrazione e blocco del nervo.

Si attiva mediante un interruttore a pedale separato, o tramite la connessione all'interruttore a pedale del riunito stesso. "In termini puramente pratici, il sistema funziona perfettamente, è facile da usare e funziona in modo intuitivo: nonostante il sottile cavo dall'attacco del manipolo a penna all'unità del computer, non mi sento legato; un segnale acustico mi consente di sapere dove mi trovo con l'anestesia. Non ho bisogno di girarmi per guardare lo schermo, è anche fantastico che funzioni a batteria", spiega Rune Ørum Luk. La sua collega, Mette Kæraa, è d'accordo con lui: "Il modo in cui è l'insieme è facile, il che è ottimo anche per la mia assistente di studio: è molto leggero e richiede solo una leggera pressione delle dita". A differenza dei altri sistemi simili sul mercato, CALAJECT™ richiede solo un investimento una tantum. In altre parole, il dentista non deve comprare alcun oggetto di consumo extra. "Il fatto che si tratti di un investimento una tantum è un grande vantaggio: non ci sono abbonamenti o equipaggiamenti extra oltre ai normali anestetici e ai comuni aghi", spiega Mette Kæraa.

Nella clinica di Horsens concordano sul fatto che CALAJECT™ rappresenta una situazione vantaggiosa per tutti. "I nostri pazienti sono felici per l'anestesia indolore, siamo lieti di avere pazienti felici e rilassati sulla sedia e siamo anche contenti che questa sia una soluzione che semplifica l'anestesia, allo stesso tempo l'attrezzatura appare bella da vedersi.

Per i nostri pazienti lascia un'immagine positiva di moderna tecnologia che rappresenta la nostra professionalità." conclude Soren Holm


Perché CALAJECT?



Il dentista **Søren Holm**
"CALAJECT™ mi aiuta a curare i miei pazienti tesi, sono davvero entusiasta del fatto che io possa fornire un'anestesia senza alcun disagio".



Il dentista **Mette Kæraa**
"CALAJECT™ può creare pazienti fedeli per tutta la vita con la sua esperienza senza dolore da solo."



Il dentista **Runo Orum Luk**
"Invia un chiaro segnale che il clinico sta utilizzando lo stato dell'arte della tecnologia. In altre parole noi stiamo investendo bene sui nostri pazienti"

CALAJECT

- per l'anestesia indolore



Progettata e fabbricata da Ronvig Dental in Danimarca www.ronvig.com