

*Ricerca e Selezione  
Qualità & Soluzioni  
per voi!*



**DIRECTA**

# DirectaDentalGroup

**DIRECTA**  
directadental.com

topdental™

**ORSING**

**parkell®**

 [ilicdental.com](mailto:ilicdental.com)



**IVAN ILIC' srl**  
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)  
TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646  
[ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com)



## FenderWedge® Protezione e separazione per preparazioni di classe II

Protezione e separazione per preparazioni di classe II. Separa e resta stabile durante la preparazione, protegge il dente adiacente e la gengiva.

Codice	Descrizione	Quantità
602750	Assortimento	4 x 36 pz
602751	Small, Arancio	36 pz
602752	Medium, Verde	36 pz
602753	Large, Giallo	36 pz
602754	X-small, Viola	36 pz
602800	Value Pack, Arancio	100 pz
602801	Value Pack, Verde	100 pz
602802	Value Pack, Giallo	100 pz
602803	Value Pack, Viola	100 pz



## FenderWedge® Prep Protezione per preparazioni di denti anteriori

FenderWedge Prep protegge il dente adiacente e la gengiva circostante durante preparazioni per corone, faccette e intarsi.

Codice	Descrizione	Quantità
602749	Grigio	36 pz
602811	Value Pack, Grigio	100 pz



## FenderMate® Matrice sezionale per ricostruzioni di classe II

Matrice sezionale senza anello per ricostruzioni di classe II con punto di contatto naturale. Ideale per ricostruzioni piccole e medie. L'intimo adattamento al margine cervicale evita la formazione di sovracontorni del materiale di otturazione.

Codice	Descrizione	Quantità
602770	Assortimento	4 x 18 pcs
602771	Verde, Sinistro Regular	18 pz
602772	Verde Chiaro, Sinistro Sottile	18 pz
602773	Blu, Destro Regular	18 pz
602774	Azzurro, Destro Sottile	18 pz
602804	Value Pack, Verde, Sinistro Regular	100 pz
602805	Value Pack, Verde Chiaro, Sinistro Sottile	100 pz
602806	Value Pack, Blu, Destro Regular	100 pz
602807	Value Pack, Azzurro, Destro Sottile	100 pz



## FenderMate® D-Coat Matrice sezionale antiaderente

Matrice sezionale senza anello ridisegnata con un rivestimento diamantato multistrato che combina un migliore contrasto visivo con proprietà antiaderenti. Disponibile nelle versioni destro e sinistro paziente, sottile e regular.

Codice	Descrizione	Quantità
602994	Assortimento	4 x 18 pz
602990	Verde, Sinistro Regular	18 pz
602991	Verde Chiaro, Sinistro Sottile	18 pz
602992	Blu, Destro Regular	18 pz
602993	Azzurro, Destro Sottile	18 pz



## FenderMate® Prime

### Protezione e matrice per denti decidui

Matrice pediatrica in acciaio con cuneo in plastica, costituisce una protezione del dente adiacente e nello stesso tempo, funge da matrice sezionale. Una volta effettuata la preparazione, il cuneo e la matrice possono essere piegati intorno al dente da ricostruire, adottandone il contorno. Disponibile in due modelli lungo/flessibile e corto/rigido per gli spazi interdentali più serrati.

Codice	Descrizione	Quantità
602815	Assortimento	2x18 pz
602816	corto/rigido, giallo	18 pz
602817	lungo/flessibile, verde	18 pz
602808	Value Pack corto/rigido, giallo	100 pz
602809	Value Pack lungo/flessibile, verde 1	00 pz



## FenderMate® Temp

### Protezione e matrice per ricostruzioni temporanee

FenderMate Temp è una matrice in acciaio inossidabile saldata su un cuneo in plastica che viene facilmente inserito nell'area interprossimale prima della preparazione. Protegge il dente adiacente da eventuali danni e minimizza il sanguinamento.

Codice	Descrizione	Quantità
602786	viola	18 pz
602813	Value Pack, viola	100 pz



## CoForm™

### Matrici per ricostruzioni di IV classe temporanee e permanenti in composito

Quattro misure preformate per angoli mesiali e distali. Favorisce l'assestamento del materiale all'interno di cavità e tubuli mordenzati. Si adatta facilmente alla dentatura del paziente facilitando restauri naturali. Di facile rimozione, non aderisce al composito. Ricostruzioni di classe IV veloci e precise. Confezionato in dispenser clinico con un semplice sistema di selezione, disponibile in pratici assortimenti e ricambi da 8 pz, 2 per ogni misura.

Codice	Descrizione	Quantità
604036-51	CoForm Ricambi	8 pz
604034	CoForm Assortimento B: 11M/D, 21M/D, 12M/D, 22M/D	64 pz
604035	CoForm Assortimento A: 11M/D, 21M/D, 12M/D, 22M/D 13M/D, 23M/D, 31-32M/D, 41-42M/D	128 pz



## Spotit®

### Indicatore di contatto per corone e ponti

L'identificatore di contatto Spotit è un evidenziatore colorato disponibile su applicatore dritto o angolato. Nell'attraversare il contatto fra l'elemento protesico ed il dente adiacente lascia una indicazione chiara e precisa del ritocco necessario per un punto di contatto perfetto.

Codice	Descrizione	Quantità
690112	Assortimento	9+9 pz
690110	Dritto	18 pz
690111	Angolato	18 pz



## Luxator® Periotome Estrazioni meno traumatiche

Strumento per estrazioni specificamente studiato per recidere il legamento parodontale. Dotato di una sottile lama rastremata che comprime l'alveolo, reseca la membrana e rimuove senza traumi l'elemento dentario dalla propria sede. Non adatto per elevare. Impugnatura in materiale plastico dal design ergonomico e punta in acciaio inox di qualità superiore. Contenuto in una cassetta Fixus autoclavabile.

Codice	Descrizione	Quantità
506353	L3CA: 3mm, contrangolo, grigio/blu	1 pz
506354	L3IC: 3mm, curvo invertito, grigio/azzurro	1 pz
506343	L5C: 5mm, curvo, grigio/marrone	1 pz
506342	L5S: 5mm, dritto, grigio/beige	1 pz
506355	L1S: 1mm, dritto, grigio/verde chiaro	1 pz
506352	L2S: 2mm, dritto, grigio/verde	1 pz
506341	L3C: 3mm, curvo, grigio/nero	1 pz
506340	L3S: 3mm, dritto, grigio/grigio scuro	1 pz
<b>Kit</b>		
506330	Kit L-K4: L3C, L3S, L5C, L5S, L10	4 pz
506331	Kit L-K7: L2S, L3C, L3S, L3CA, L3IC, L5C, L5S, L10	7 pz
506399	L10: Pietra affilatrice	1 pz



## Luxator® Forte Elevator Punta extra forte e impugnatura ergonomica

Uno strumento eccellente dalla punta rafforzata che consente lo scollamento di denti e radici senza rischio di danneggiarne la punta. Sostituisce scollatori meno ergonomici. Contenuto in una cassetta Fixus autoclavabile.

Codice	Descrizione	Quantità
506370	F25: 2,5 mm, dritto, nero/verde	1 pz
506371	F32: 3,2 mm, dritto, nero/grigio	1 pz
506373	F32C: 3,2 mm, curvo, nero/blu	1 pz
506372	F40: 4,0 mm, dritto, nero/beige	1 pz



## Luxator® Dual Edge Periotome Punta innovativa a doppia funzione per sondare e lussare.

Funzioni integrate di periotomo e lussatore. Inserimento graduale più sicuro, riduce il rischio di scivolamento. Ideale per denti profondamente fratturati e radici cariate. Strumento affilato, non adatto per elevare. Contenuto in una cassetta Fixus autoclavabile.

Codice	Descrizione	Quantità
506356	DE3: 3 mm/1,5 mm, doppia punta, giallo/grigio	1 pz
506357	DE5: 5 mm/3 mm, doppia punta, giallo/beige	1 pz



## Luxator® Titanium Punta resistente rivestita in titanio

Il rivestimento in nitrato di titanio rende lo strumento più resistente e scorrevole, diminuendo la frizione del 43% rispetto all'acciaio inox e facilitando l'inserzione. Lo strumento non va affilato. Contenuto in una cassetta Fixus autoclavabile.

Codice	Descrizione	Quantità
506433	L3STiN: 3mm, titanio, dritto, grigio/grigio scuro	1 pz
506434	L2STiN: 2mm, titanio, dritto, grigio/verde	1 pz
506435	DE3TiN: 3mm/1,5mm, titanio, doppia punta, giallo/grigio	1 pz
506436	L3ATiN: 3mm, titanio, angolato, grigio/viola	1 pz

## Luxator® P-Series

I nuovi Luxator P-Series offrono il vantaggio di lavorare con un'impugnatura sottile "a penna" che ne aumenta la tattilità, una caratteristica importante per questi nuovi periotomi più sottili e affilati rispetto agli strumenti Luxator originali. P-Series recide i legamenti nella fase iniziale della procedura semplificando notevolmente l'estrazione.

Codice	Descrizione	Quantità
506631	Luxator P1, lama dritta, verde	1 pz
506632	Luxator P2, lama curva, azzurro	1 pz
506633	Luxator P3, contrangolo, blu	1 pz
506634	Luxator P4, doppia punta, viola	1 pz
506635	Kit Luxator PK4, assortimento	4 pz



## Luxator® RootPicker Per residui radicolari e componenti di chirurgia implantare

Un nuovo strumento odontoiatrico utile nelle estrazioni più problematiche per rimuovere radici, residui di radici o frammenti di denti. Ideale anche per i componenti di chirurgia quali impianti, giraviti ed indicatori di parallelismo.

Codice	Descrizione	Quantità
506450	RootPicker Dritto	1 pz
506451	RootPicker Angolato	1 pz
506452	RootPicker Assortimento	2 pz



## Physics Forceps® Serie standard

Il sistema di estrazione atraumatico Physics Forceps è tra le tecnologie più clinicamente efficaci e facili per le estrazioni dentarie.

Physics Forceps funziona come una leva piuttosto che una pinza sfruttando la meccanica delle leve di primo genere. Posizionando una pressione costante sul dente e ruotando leggermente i manici con il solo movimento del polso lo strumento consente la rottura dei legamenti parodontali.

Physics Forceps assicura estrazioni atraumatiche indipendentemente dalle condizioni del dente, rendendo semplici e prevedibili anche le estrazioni complesse.

Codice	Descrizione	Quantità
506109	GMX-200 - Inferiore Universale	1 pz
506108	GMX-100 - Superiore Anteriore	1 pz
506107	GMX-100 - Superiore Destro,	1 pz
506106	GMX-100 - Superiore Sinistro	1 pz
506105	GMX 400 - Molari Serie EZ1	1 pz
506104	GMX-400 - Molari Serie EZ2	1 pz
506100	GMX-50 - Inferiore Universale, Pediatrico	1 pz
506101	GMX-50 - Superiore Anteriore, Pediatrico	1 pz
506102	GMX- 50 - Superiore Destro, Pediatrico	1 pz
506103	GMX-50 - Superiore Sinistro, Pediatrico	1 pz



## Calasept® Endoline

Dal noto idrossido di calcio Calasept alle soluzioni per irrigazione con i loro accessori, la linea di articoli endodontici Calasept si pone da sempre l'obiettivo di facilitare il lavoro del personale odontoiatrico offrendo soluzioni pratiche ed innovative per il trattamento endocanalare.



## Calasept® Ipocloruro di sodio

Soluzione disinfettante per irrigazioni endocanalari.


Codice	Descrizione
1290300	Calasept Ipocloruro di sodio 3%, 500 ml
1290600	Calasept Ipocloruro di sodio 6%, 500 ml



## Siringhe per irrigazioni

Codificate a colori.


Codice	Descrizione
1210000	Siringhe, 20 pz, 10 colore bianco & 10 colore verde



## Calasept® EDTA

Soluzione chelante per irrigazioni endocanalari a base di EDTA 17%. Confezione dotata di applicatore per facilitare il riempimento della siringa.

Codice	Descrizione
1260100	Calasept EDTA, 100 ml



## Calasept® CHX

Clorexidina al 2% per irrigazioni endocanalari. Confezione dotata di applicatore per facilitare il riempimento della siringa.

Codice	Descrizione
1270100	Calasept CHX, 100 ml

## Calasept® Aghi per irrigazioni

Aghi con doppi fori laterali e punta arrotondata per irrigazioni efficienti. La punta chiusa e arrotondata impedisce l'erogazione oltre apice.

Codice	Descrizione
1201600	Aghi Calasept, Grigio, 40 pz, 27G
1201610	Aghi Calasept, Viola, 40 pz, 31G



# CALASEPT®

Calcium Hydroxide

Calcium hydroxide paste  
Kalciumhydroxidpasta  
Calciumhydroxid paste  
Pâte d'hydroxyde de calcium  
Pasta di idrossido di calcio  
Kalsiumhydroksidipasta  
Calciumhydroxidpasta  
Pasta de hidróxido cálcico  
Pasta de hidróxido de cálcio  
Calciumhydroxidepasta  
Wodorotnierek wapnia w paście  
πάστα στερού υδροξειδίου του ασβεστίου  
паста на основе гидроксидка кальция

# CALASEPT® Plus

Calcium Hydroxide

Calcium hydroxide paste  
Kalciumhydroxidpasta  
Calciumhydroxid paste  
Pâte d'hydroxyde de calcium  
Pasta di idrossido di calcio  
Kalsiumhydroksidipasta  
Calciumhydroxidpasta  
Pasta de hidróxido cálcico  
Pasta de hidróxido de cálcio  
Calciumhydroxidepasta  
Wodorotnierek wapnia w paście  
πάστα στερού υδροξειδίου του ασβεστίου  
паста на основе гидроксидка кальция



## Calasept® & Calasept® Plus Idrossido di calcio

Idrossido di calcio su base acquosa, radiopaco, ad alta concentrazione (>41%), efficace battericida grazie all'elevato pH (12,4). Indicato per medicazioni endodontiche, incappucciamento pulpare, riparazione di perforazioni, fratture e per isolamento in cavità profonde. Confezionato in pratiche siringhe pronte all'uso, presenta una consistenza tale da consentire l'applicazione con aghi sottili e flessibili. Flexi-needle, penetrando nel canale radicolare senza lentolo.

Codice	Descrizione
--------	-------------

1240100	CALASEPT Plus, 4 siringhe da 1,5 ml + 20 Flexi-needles, luer lock
1241100	CALASEPT Plus Flexi-needles, 100 pz
1230200	CALASEPT, 2 siringhe da 1,5 ml + 10 aghi Luer lock
1230100	CALASEPT, 4 siringhe da 1,5 ml + 20 aghi Luer lock

## PractiPal® organizza il flusso di strumenti

L'esperienza dimostra che la maggior parte degli studi odontoiatrici dispone di troppi strumenti superflui. Il sistema di vassoi PractiPal organizza la logistica della strumentazione. Gli studi che utilizzano PractiPal registrano un risparmio del 20% acquistando soltanto gli strumenti necessari, ben visibili nelle cassette pronte all'uso.

In virtù del suo design aperto e leggero, PractiPal permette di fissare gli strumenti garantendo allo stesso tempo la massima penetrazione di acqua e vapore per una pulizia ed una disinfezione ottimale in disinfettore, ultrasuoni ed autoclave nella massima sicurezza per il paziente e per il personale. PractiPal include supporti per frese, lime e accessori sicuri che si agganciano al vassoio e sono facili da rimuovere.

Le cassette PractiPal sono in poliammide rinforzata con fibra di vetro, un materiale molto resistente che non assorbe calore in autoclave o nel termodisinfettore. Ciò ottimizza l'igiene in quanto tutta l'energia del calore viene utilizzata per la pulizia degli strumenti.

L'ampia gamma di colori ed accessori semplifica l'organizzazione e la differenziazione delle configurazioni che possono essere personalizzate per tipo di trattamento o per operatore. Una volta configurata, la cassetta viene utilizzata, sottoposta al ciclo di sterilizzazione e riutilizzata. Semplice, pratico e utile.





### PractiPal® Full Tray Cassetta completa

2 cassette assemblate con clip. Contenitore frese/endo per 16 frese o 28 lime. Contiene 9 strumenti. Accessori disponibili in 9 colori.

Codice	Descrizione
115199	PractiPal Complete Set, grigio
115191	PractiPal Complete Set, rosso
115192	PractiPal Complete Set, giallo
115193	PractiPal Complete Set, blu
115194	PractiPal Complete Set, verde
115195	PractiPal Complete Set, viola
115196	PractiPal Complete Set, rosa
115197	PractiPal Complete Set, verde menta
115198	PractiPal Complete Set, arancio



### PractiPal® Compact Bur Set Cassetta per conservativa

Contiene 2 frese lunghe, 5 RA, 8 FG e 5 strumenti. Accessori disponibili in 9 colori.

Codice	Descrizione
115160	PractiPal Compact Bur Set, rosso
115161	PractiPal Compact Bur Set, giallo
115162	PractiPal Compact Bur Set, verde
115163	PractiPal Compact Bur Set, blu
115164	PractiPal Compact Bur Set, grigio
115170	PractiPal Compact Bur Set, viola
115171	PractiPal Compact Bur Set, rosa
115172	PractiPal Compact Bur Set, verde menta
115173	PractiPal Compact Bur Set, arancio



### PractiPal® Compact File Set Cassetta per endodonzia

Contiene 13 lime e 5 strumenti. Accessori disponibili in 9 colori.

Codice	Descrizione
115200	PractiPal Compact File Set, grigio
115201	PractiPal Compact File Set, rosso
115202	PractiPal Compact File Set, giallo
115203	PractiPal Compact File Set, blu
115204	PractiPal Compact File Set, verde
115205	PractiPal Compact File Set, viola
115206	PractiPal Compact File Set, rosa
115207	PractiPal Compact File Set, verde menta
115208	PractiPal Compact File Set, arancio



### PractiPal® Half Tray Cassetta per igiene dentale

1 cassetta, 1 barretta blocca strumenti. Contiene 9 strumenti. Accessori disponibili in 9 colori.

Codice	Descrizione
115100	PractiPal Tray, 2 clips
115106	Cassetta PractiPal e barretta, viola
115107	Cassetta PractiPal e barretta, rosa
115108	Cassetta PractiPal e barretta, verde menta
115109	Cassetta PractiPal e barretta, arancio
115110	Cassetta PractiPal e barretta, grigio
115111	Cassetta PractiPal e barretta, rosso
115112	Cassetta PractiPal e barretta, giallo
115113	Cassetta PractiPal e barretta, blu
115114	Cassetta PractiPal e barretta, verde



**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**  
**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**  
**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**

Cod. Tubo 731113  
 Cod. Monodosi 690123

Step iniziale della profilassi  
 Rimuove efficacemente le macchie causate da tabacco, caffè ecc. e strati consistenti di placca  
 Agente abrasivo: pomice  
 Contiene lo 0,1% fluoruro  
 Da usare insieme alle altre paste Prophylax

**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**  
**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**  
**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**

Cod. Tubo 731114  
 Cod. Monodosi 690122

Step iniziale quando non è necessaria una granulometria maggiore. Rimuove efficacemente le macchie causate da tabacco, caffè ecc. e strati consistenti di placca.  
 Agente abrasivo: pomice  
 Contiene lo 0,1% fluoruro  
 Da usare insieme alle altre paste Prophylax

**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**  
**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**  
**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**

Cod. Tubo 731112  
 Cod. Monodosi 690121

Per la rimozione di placca poco consistente, superfici radicalari e macchie leggere  
 Per la lucidatura di restauri.  
 Agente abrasivo: silice  
 Contiene lo 0,1% fluoruro  
 Da usare insieme alle altre paste Prophylax

**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**  
**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**  
**Prophylax® Prophylaxpasta CCS**

Cod. Tubo 731111  
 Cod. Monodosi 690120

Per la lucidatura finale di superfici dentali e restauri.  
 Ideale per uso pediatrico  
 Per i pazienti con sensibilità cervicale  
 Specifica per lucidatura di impianti  
 Lascia una superficie liscia  
 Agente abrasivo: silice  
 Contiene lo 0,1% fluoruro  
 Da usare insieme alle altre paste Prophylax

Guida alla scelta	Blu RDA 250	Verde RDA 170	Rosso RDA 120	Giallo RDA 40	Viola PRO
Step iniziale	●	●			●
Superfici con macchie molto evidenti	●				
Spessi strati di placca	●	●			
Denti macchiati		●			●
Leggeri strati di placca			●		●
Radici			●		●
Denti leggermente macchiati			●		●
Restauri				●	●
Uso pediatrico				●	●
Pazienti con lesioni cervicali				●	●
Impianti			●	●	●
Lucidatura finale			●	●	●
Lucidatura successiva all'air polish			●	●	●



**ProphyCare®  
Prophy Paste PRO**

Viola Universal Clean&Polish

Codice	Descrizione
741111	ProphyCare Paste PRO



**ProphyCare®  
Prophy Paste**

Blu a grana grossa, senza parabeni  
RDA 250, 125 micron

Codice	Descrizione
731116	ProphyCare Paste Blu, senza parabeni, 96 g, 60 ml



**ProphyCare®  
Prophy Paste**

Rossa a grana fine, senza parabeni  
RDA 120, 20 micron

Codice	Descrizione
731115	ProphyCare Prophy Paste Rosso, senza parabeni, 84 g, 60 ml

**ProphyCare®  
Prophy Cup**

Coppette per profilassi a base allargata per evitare che la pasta entri in contatto con il contrangolo. Il bordo flessibile agevola l'accesso subgingivale massaggiando delicatamente la gengiva e consentendo di raggiungere le tasche. I rilievi esterni ottimizzano la rimozione delle macchie interprossimali. Le alette interne trattengono un'adeguata quantità di pasta riducendo gli schizzi.

Codice	Descrizione
690131	Prophy Cups, screw-in (modello a vite), 144 pz
690132	Prophy Cups, latch, 144 pz

**ProphyCare®  
Prophy Angle**

Contrangolo monouso in confezioni singole. Minimizza il rischio di contaminazione incrociata. Riduce la manutenzione e allunga la vita del manipolo evitando che la pasta entri in contatto con gli ingranaggi. Collo sottile, angolatura ergonomica e testina arrotondata per una maggiore visibilità e facile accesso a tutta la bocca.

Codice	Descrizione
690131	Prophy Angle, 144 pz

**ProphyCare®  
Prophy Powder**

Polvere per profilassi a base di bicarbonato di sodio indicata per trattamenti sopragengivali. Contiene agenti anti agglomeranti per un flusso uniforme e confortevole per il paziente. Aroma limone.

Codice	Descrizione
741000	Prophy Powder, 250 ml



## Plac-o-Tect™ Rivelatore di placca fluorescente

Si applica facilmente passando sui denti la compressa già imbevuta con l'aiuto di una pinzetta. Dopo il risciacquo, la colorazione gialla indica la presenza di placca ed è visibile solo se esposta alla luce della lampada LED. Delicato gusto alla menta.

Codice	Descrizione
611450	Plac-o-Tect, 100 pz



## Rondells Compresse rivelatrici di placca

Si applicano facilmente passando sui denti la compressa già imbevuta con l'aiuto di una pinzetta. Il colore rosso indica la placca di nuova formazione (meno di 3 giorni), il colore blu la placca meno recente. Delicato gusto alla menta.

Codice	Descrizione
733552	Compresse Rondells, rosso, 100 pz
733553	Compresse Rondells, blu, 100 pz




## Cheek Retractor Apribocca

Divaricatore autoclavabile in polipropilene morbido e di facile collocazione. Ideale per fotografia, chirurgia orale, ortodonzia e restauri. Disponibile per adulti e bambini.

Codice	Descrizione
511582	Cheek Retractor, trasparente, adulto, 2 pz
511583	Cheek Retractor, trasparente, bambino, 2 pz





### **DryDent® Parotid** **Assorbisaliva soffice e confortevole**

Assorbisaliva parotideo dai bordi morbidi e confortevoli per il controllo della salivazione delle ghiandole parotidiche. Da posizionare direttamente sull'apertura dei dotti delle ghiandole per un'assorbimento ottimale ed un campo operatorio asciutto. Disponibile in 2 dimensioni.


<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
416073	DryDent Parotid, piccolo, 50 pz
416072	DryDent Parotid, grande, 50 pz



### **DryDent® Sublingual** **Assorbisaliva sublinguale**

Assorbisaliva sublinguale raccoglie e tiene sotto controllo la saliva prodotta dalle ghiandole sublinguali e submandibolari. Da posizionare sotto la lingua. Morbido e altamente assorbente. Disponibile in 2 dimensioni.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
416069	DryDent Sublingual, piccolo, 50 pz
416068	DryDent Sublingual, grande, 40 pz



### **Stik-n-Place®** **Applicatori adesivi**

Applicatore adesivo monouso concepito per una presa sicura e per il posizionamento di componenti piccoli o fragili. Può essere utilizzato più volte durante lo stesso trattamento. Ottima presa anche a contatto con la saliva. La punta autoadesiva trattiene in tutta sicurezza piccoli componenti quali inlays, onlays e gioielli. Si piega facilmente per un perfetto accesso. Dispenser appositamente concepito per facilitare l'estrazione e proteggere le punte adesive.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
539483	Stik-n-Place, 50 pz



### Aspirasaliva Hygoformic®

Aspirasaliva monouso Hygoformic che tiene ferma la lingua e si adatta all'anatomia del paziente. Alta capacità di aspirazione grazie ai cinque fori posizionati all'interno del ricciolo per evitare il contatto con la lingua ed i tessuti. In polietilene e polipropilene non tossico e non inquinante. Ampia disponibilità di adattatori. Disponibile nei colori bianco, azzurro, verde e rosa. Materiale: PE e PP non inquinante. Privo di ftalati e latex.

Codice	Descrizione	Quantità
U1000	Hygoformic U, bianco	1x1000 pz +60 adattatori flessibili
U1100LB	Hygoformic U, azzurro	1x1000 pz +60 adattatori flessibili
U1100LG	Hygoformic U, lime verde	100 pz + 5 adattatori flessibili
U1100PK	Hygoformic U, rosa	100 pz + 5 adattatori flessibili
S100	Adattatore flessibile, 6,5 mm PE	100 pz
DA10	Doppio adattatore PE	10 pz



### Cannule & accessori autoclavabili

Una linea di articoli autoclavabili (max 140° C, pgramma corto e lungo). Hygosurge, Hygojet ed Hygotip sono compatibili con tutte le nostre cannule. Materiale: PP

Codice	Descrizione	Quantità
HS25	Hygosurge	25 pz
HS25XL	Hygosurge XL	25 pz
HJ25	Hygojet	25 pz
MT25	Microtip	25 pz
V1000G	Hygovac Green	100 pz
V25VG	Hygovac Vent Green	25 pz
H6	Adattatore per Hygoformic	10 pz
H11	Adattatore per Hygoformic ed altri aspirasaliva	10 pz
H16	Adattatore per Hygovac, Scantube e Hygosurge XL	10 pz



### Cannule Scantube® & angoli per cannule

Cannula monouso dritta con entrambe le estremità a 45°. Lunghezza 135 mm. Angoli monouso per cannule. Materiale: PE

Codice	Descrizione	Quantità
AT1000	Bianco	100 pz
BL1000	Blu	100 pz
LC1000	Lilla	100 pz
MG1000	Verde menta	100 pz
PU1000	Viola	100 pz
PK1000	Rosa	100 pz
LB1000	Azzurro	100 pz
OR1000	Arancio	100 pz
BK1000	Nero	100 pz
LG1000	Verde lime	100 pz
YW1000	Giallo	100 pz

## Hygoformic® Bio

L'originale aspirasaliva sagomabile con fermalingua Hygoformic è ora disponibile anche in polietilene derivato dalla canna da zucchero (PE Verde). A differenza del polietilene tradizionale derivato da risorse fossili come petrolio e gas naturale, la canna da zucchero è un materiale completamente rinnovabile. Completamente adattabile per forma e dimensione alla guancia di ogni paziente e funziona in modo eccellente anche nei trattamenti delle aree posteriori della mandibola.



Codice	Descrizione	Quantità
UB110	Hygoformic Bio	100 pz

## Hygoformic® Bio Adaptor

Adattatore morbido per aspirasaliva Hygoformic in PE Verde. Hygoformic Bio e Bio Adaptor sono confezionati in Biodolomer, un biomateriale innovativo industrialmente compostabile e biodegradabile certificato secondo lo standard europeo EN13432 composto di carbonato di calcio, canna da zucchero, colza e PBS biodegradabile (polibutilene succinato).



Codice	Descrizione	Quantità
S100Bio	Hygoformic Bio Adaptor	100 pz

## Hygovac® Bio

Hygovac Bio è una cannula di aspirazione realizzata in PE verde. Hygovac Bio è disponibile nelle versioni da 120 mm e da 95 mm. La versione più corta è ideale per igienisti e facilita l'accesso in tutti i casi in cui si lavora senza assistenza. Grazie alle nuove misure viene utilizzato meno materiale per fabbricare il prodotto che occupa meno spazio durante la spedizione e lo stoccaggio.



Codice	Descrizione	Quantità
B1000	Hygovac Bio bianca da 120 mm	100 pz
B1000LG	Hygovac Bio verde lime da 120 mm	100 pz
BS1000	Hygovac Bio corta, bianca da 95 mm	100 pz
BS1000LG	Hygovac Bio corta, verde lime da 95 mm	100 pz

## Bio Cup

I bicchieri Bio Cup in bambù sono i nuovi bicchieri Orsing per uso dentale prodotti con fibre di bambù non tossiche ed ecologiche. A differenza della plastica convenzionale, per la quale si usano materie prime di origine fossile come il petrolio e il gas naturale, il bambù è una risorsa completamente rinnovabile. Cresce rapidamente e in modo naturale senza richiedere l'uso di pesticidi o fertilizzanti e si rigenera dalle proprie radici, assorbendo più CO2 e producendo più ossigeno degli alberi.



Codice	Descrizione	Quantità
BC1000	BioCup	50 pz

**Utilizzando materie prime rinnovabili quali il bambù ed il polietilene derivato dalla canna da zucchero, la Orsing riduce il livello di anidride carbonica presente nell'atmosfera con effetti significativi per il nostro pianeta e le generazioni future.**





## Absolute DENTIN™ Composito duale per monconi

Resina composita radiopaca ad indurimento duale (autoindurente in 4 minuti o fotopolimerizzabile in 40 secondi). Ideale per la ricostruzione dei monconi. Fortemente caricata (al 75%) di vetro di bario/fluoro, tissotropica, con un'elevata resistenza alla flessione (172 MPa). Durezza Barcol 72, la tipica durezza della dentina. Disponibile nei colori naturale per un'estetica ottimale sotto i restauri in ceramica e bianco per mascherare discrepanze estetiche ed evidenziare il moncone rispetto alla tonalità naturale dell'elemento dentario.

Codice	Descrizione
S300	Absolute Dentin, colore bianco, 1 cartuccia 50 ml (110g), 40 puntali miscelatori e 40 puntali intraorali
S301	Absolute Dentin, colore naturale, 1 cartuccia 50 ml (110g), 40 puntali miscelatori e 40 puntali intraorali



## Absolute DENTIN™ LV Composito duale per monconi a bassa viscosità

Composito ad indurimento duale, polimerizza a qualsiasi profondità. Radiopaco riempito con nano-filler. Bassa viscosità e adattabilità ottimale, ideale per cementare i monconi. Durezza in Barcol 75-78. Elevata resistenza alla compressione: 385 Mpa. Elevata resistenza alla flessione: 140 Mpa. Privo di bisfenolo A. Disponibile nelle tonalità bianco e naturale.

Codice	Descrizione
S298	Absolute Dentin LV, colore bianco, 1 siringa da 5ml, 8 puntali miscelatori, 4 puntali intraorali e 4 puntali endo
S299	Absolute Dentin LV, colore naturale, 1 siringa da 5ml, 8 puntali miscelatori, 4 puntali intraorali e 4 puntali endo



## Parkell Universal Adhesive

L'adesivo universale Parkell è formulato con una miscela unica di tecnologie 4-META e MDP che garantisce un'adesione micromeccanica e chimica affidabile su dentina e smalto indipendentemente dalla tecnica di mordenzatura. Compatibilità con diversi materiali fra cui metalli, compositi e ceramiche. Desensibilizzazione della dentina grazie all'eccellente penetrazione della resina nei tubuli. Il pH iniziale di 2,0 lo rende compatibile con resine fotopolimerizzabili, autopolimerizzate e a doppia polimerizzazione. Spessore di 3 micron particolarmente importante per la cementazione di corone, ponti o altri restauri indiretti.

Codice	Descrizione
S264	Parkell Universal Adhesive kit, flacone da 5 ml, microbrush e vaschetta



## Predicta™ Core Composito bioattivo per monconi

Composito per la cementazione dei perni e la ricostruzione dei monconi. Rilascia componenti minerali (calcio, fosfato e fluoruro) che stimolano la formazione di uno strato protettivo di apatite minerale. Contiene biossido di zirconio che conferisce proprietà di taglio ottimizzate e previene la formazione di infossamenti o solchi del materiale durante le preparazioni. Disponibile nella formulazione densa (stackable) e nella variante a bassa viscosità (LV) estremamente flowable. Elevata resistenza alla flessione. Altamente radiopaco. La profondità illimitata di indurimento assicura la polimerizzazione delle parti più profonde del restauro.



### Codice Descrizione

S600	Predicta Bioactive Core Build-up Flowable, bianco, siringa da 5 ml + 20 puntali miscelatori
S601	Predicta Bioactive Core Build-up Flowable, naturale, siringa da 5 ml + 20 puntali miscelatori
S605	Predicta Bioactive Core Build-up Stackable, bianco, siringa da 5 ml + 20 puntali miscelatori
S606	Predicta Bioactive Core Build-up Stackable, naturale, siringa da 5 ml + 20 puntali miscelatori

## Predicta™ Bulk Composito bulk-fill bioattivo

Resina composita bulk-fill a polimerizzazione duale in grado di rilasciare ioni calcio, fosfato e fluoruro per stimolare la formazione di apatite minerale e la remineralizzazione dell'interfaccia composito-dente. Offre una combinazione esclusiva di proprietà fisiche e chimiche. È dimensionalmente stabile, presenta una straordinaria resistenza, una lavorabilità efficiente in termini di tempo e caratteristiche estetiche simili a quelle dei denti naturali. La profondità illimitata di indurimento assicura la polimerizzazione delle parti più profonde del restauro. Viscosità tissotropica ideale per una migliore adattabilità alla cavità. Variante a bassa viscosità (LV) disponibile per gli operatori che preferiscono un materiale "bulk-fill" estremamente flowable. Predicta Bioactive Bulk è altamente radiopaco, quindi facilmente rilevabile ai raggi x.



### Codice Descrizione

S615	Predicta Bioactive Bulk-Fill, colore A1/B1, siringa da 5 ml + 20 puntali miscelatori
S616	Predicta Bioactive Bulk-Fill, colore A2/B2, siringa da 5 ml + 20 puntali miscelatori
S610	Predicta Bioactive Bulk-Fill (LV), colore A1/B1, siringa da 5 ml + 20 puntali miscelatori
S611	Predicta Bioactive Bulk-Fill (LV), colore A2/B2, siringa da 5 ml + 20 puntali miscelatori



## Predicta™ Desensitizer Desensibilizzante bioattivo

Il nuovo Predicta Bioactive Desensitizer cambia la tecnica odontoiatrica per trattare l'ipersensibilità. Grazie alla formulazione chimica di nuova generazione, il materiale è altamente biocompatibile e al tempo stesso bioattivo. Rilascia ioni calcio e fosfato nel sito di trattamento, stimolando la rapida formazione di cristalli di idrossiapatite nelle microfessure dello smalto dentale, sulla superficie della dentina trattata e nei tubuli dentinali. Ideale per trattare la sensibilità associata a dentina esposta, trattamenti di sbiancamento dentale, scaling o levigatura radicolare, ipersensibilità dovuta a recessione gengivale. Rapido e significativo sollievo dal dolore. La formulazione in gel, che non necessita di miscelazione, assicura un'applicazione controllata, precisa e semplice. Il materiale non influenza la forza adesiva di agenti adesivi o compositi.

### Codice Descrizione

S625	Predicta Bioactive Desensitizer 3 siringhe da 3 ml, 30 puntali di applicazione e 50 pennellini applicatori
S383	Confezione ricambi 30 puntali di applicazione
S379	Confezione ricambi 200 pennellini applicatori



## AccuFilm® Carta articolazione

Pellicola molto sensibile, super sottile, (21 µ); può essere utilizzata sia in campo asciutto che umido. Elastica, precisa e morbida, evidenzia i punti di contatto, consentendo delle micro correzioni occlusali. Disponibile anche nella versione per arcate a ferro di cavallo.

Codice	Descrizione
S014	AccuFilm I, carta colore nero, 280 strisce pretagliate 22 mm x 90 mm
S015	AccuFilm I, carta colore rosso, 280 strisce pretagliate 22 mm x 90 mm
S017	AccuFilm II, carta colore rosso/nero, 280 strisce pretagliate 22 mm x 90 mm
S018	AccuFilm II, carta colore nero/nero, 280 strisce pretagliate 22 mm x 90 mm
S021	AccuFilm II, carta colore rosso/rosso, 280 strisce pretagliate 22 mm x 90 mm
S053	AccuFilm, libretti rosso/nero, 5 libretti da 50 pz, totale 250 fogli
S050	AccuFilm Arch, carta per arcate, 12fogli/libretto, totale 72 fogli



## SmarTemp® X1 Composito per corone e ponti provvisori

Composito bi-acrilico provvisorio indicato per la realizzazione di inlay, onlay, corone, ponti e faccette provvisori a lungo termine. La formulazione chimica 10:1 assicura una facile lavorabilità, a fronte di una contrazione minima e di una modesta generazione di calore, e consente una rifinitura e lucidatura a specchio dopo la polimerizzazione finale.

SmarTemp X1 offre un'elevata resistenza alla flessione per ponti a più elementi, nonché un'eccellente resistenza all'abrasione per il mantenimento di una corretta occlusione, della dimensione verticale e dei contatti interprossimali nei restauri provvisori a lungo termine. Confezionato in cartucce automiscelanti 10:1 da 50 ml ed è disponibile in cinque colori ad alta resa estetica.

Codice	Descrizione
S346-A1	SmarTemp X1 - Colore A1
S346-A2	SmarTemp X1 - Colore A2
S346-A3	SmarTemp X1 - Colore A3
S346-B1	SmarTemp X1 - Colore B1
S346-BL	SmarTemp X1 - Colore Bleach



## Dryz® Blu Pasta emostatica di retrazione gengivale

Pasta emostatica di retrazione nella nuova brillante tonalità blu acquamarina che aumenta la visibilità del materiale a contrasto con gengive, sangue e struttura dentale. Blocca rapidamente ed efficacemente l'emorragia, retrae il margine gengivale e asciuga il solco consentendo di lavorare senza l'interferenza di sangue, umidità o tessuto gengivale iperplastico. Indicata per la retrazione temporanea e l'emostasi dei tessuti gengivali nel corso di procedure cliniche quali, ad esempio, la presa di impronte sottogengivali e perigengivali, il posizionamento di protesi fisse e l'odontoiatria conservativa. Ideale per la gestione dei tessuti durante il posizionamento degli uncini per la diga di gomma, lo sbiancamento e il ripristino delle cavità sottogengivali. Facile da applicare grazie alla sua consistenza densa e ai pratici erogatori.

## Parkell Compression Caps Calotte di compressione anatomiche


Per ottimizzare la retrazione gengivale. Amplificano l'effetto emostatico e asciugano il moncone. Nella versione anatomica in 3 taglie per anteriori, molari e premolari, con aperture semicircolari su due lati opposti per un facile posizionamento sui denti adiacenti.

Codice	Descrizione
S186	Dryz Blu Intro kit capsule monodose, 30 capsule da 0.25 gr e siringa erogatrice
S187	Dryz Blu Capsule monodose, 30 capsule da 0.25 gr
S190	Dryz Blu Siringhe, 7 siringhe da 0.5ml e 15 puntali luer lock
S191	Dryz Blu Siringhe Value Pack, 25 siringhe da 0.5ml e 55 puntali luer lock
S181	Dryz Puntali Luer, 40 pz
S195A	Parkell Compression Caps, anatomiche, 120 pz



## Blu-Mousse® VPS per registrazione delle occusioni

Silicone per addizione radiopaco e tissotropico. Estremamente accurato, 90 durometer, tempi di indurimento 30 secondi, 60 secondi o 2 minuti. Blu-mousse è anche utilizzato come matrice per creare provvisori diretti o indiretti oppure, insieme al silicone Mach-2, per creare modelli in soli 6 minuti. Disponibile anche in versione Green-Mousse più flessibile (60 durometer) ideale per la registrazione del morso di pazienti con sottosquadri importanti o problemi parodontali. Come Blu-Mousse, Green-Mousse è scansibile e può essere utilizzato come materiale da impressione scansibile per realizzare corone con la tecnica CEREC qualora si renda difficile l'accesso all'elemento dentario con una telecamera intraorale.



Codice	Descrizione
S457S	Blu-Mousse 30 secondi, 2 cartucce automix da 50 ml e 10 puntali miscelatori
S448S	Blu-Mousse 30 secondi gusto menta, 2 cartucce automix da 50 ml e 10 puntali miscelatori
S440S	Blu-Mousse 60 secondi, 2 cartucce automix da 50 ml e 10 puntali miscelatori
S438S	Blu-Mousse 2 minuti, 2 cartucce automix da 50 ml e 10 puntali miscelatori
S437S	Blu-Mousse 2 minuti gusto menta, 2 cartucce automix da 50 ml e 10 puntali miscelatori
S455S	Green-Mousse 2 minuti, 2 cartucce automix da 50 ml e 10 puntali miscelatori

## Mach® Silicone per modelli

PVS ad indurimento rapido, a bassa viscosità, concepito per la creazione di stampi e modelli utilizzati nella costruzione di intarsi diretti/indiretti, superfici, rivestimenti in composito e ferule periodontali in composito fibrinforzato. Adatto inoltre per la costruzione di provvisori e di modelli per la riparazione di impianti protesici mobili e per mascherine di sbiancamento personalizzate.



Codice	Descrizione
S433S	Mach-2, VPS per modelli, 30 secondi, 2 cartucce automix da 50 ml, 10 puntali miscelatori e 10 puntali intraorali
S430S	Mach-SLO, VPS per modelli, 90 secondi, 2 cartucce automix da 50 ml e 10 puntali miscelatori
S432S	Mach Starting Kit, 1 cartuccia Mach2, 2 cartucce Super Fast Blu-Mousse, 4 tray riutilizzabili, 10 puntali miscelatori e 5 puntali intraorali



## Retrieve DC Cemento temporaneo per impianti

Grazie all'elevata radiopacità ed alla polimerizzazione duale, il cemento per impianti Retrieve DC assicura adesione semi-permanente a lungo termine per tutte le protesi implantari, siano esse metallo o ceramica, senza la necessità di un adesivo. Retrieve DC garantisce la polimerizzazione in aree di difficile accesso per la lampada polimerizzante. La sua radiopacità al 300% garantisce la visibilità di eventuali residui di cemento intorno ad impianti e restauri.

Codice	Descrizione
S251	Cartuccia da 5ml e 10 punte miscelatrici

Disinfettante ad alto livello efficace contro: virus, batteri, funghi, spore, TB, MRSA & Ebola\* etc.

## Virofex® Spray Disinfettante ad alto livello per superfici

A base non alcolica, lo spray Virofex è stato ideato per eliminare la necessità di immagazzinare contenitori voluminosi di disinfettanti consentendo un notevole risparmio di spazio nello studio odontoiatrico, Virofex semplifica la procedura di miscelatura delle soluzioni grazie ad un sistema a cartucce predosate e sigillate. Ciascuna cartuccia Virofex contiene l'esatta quantità di soluzione concentrata per un flacone spray da 500ml. La cartuccia viene posizionata nel collo del flacone e si attiva in modo assolutamente sicuro per l'operatore avvitando il tappo con dosatore spray. Virofex elimina la necessità di dosare e versare sostanze chimiche in ambito odontoiatrico consentendo un notevole risparmio di tempo e costi di trasporto ed immagazzinaggio minimi. Virofex può essere utilizzato su ogni superficie dello studio, anche sulle superfici di dispositivi medici invasivi.

Composizione: Aqua, Cloruro di benzalconio, Cloruro di alchilettilbenzilammonio C12-14, Cloruro di didecildimetilammonio, Alcol isopropilico, C9-11 Pareth-8, Acido peracetico, Etere dimetilico PPG-2, Polyaminopropyl-Biguanide, Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodio EDTA.

Codice	Descrizione
VIR0001	Virofex Kit, 1 flacone spray da 500 ml e 1 dispenser contenente 10 cartucce da 8 ml
VIR0002	Ricarica, 1 dispenser contenente 10 cartucce da 8ml



## Virofex® Wipes Salviette disinfettanti ad alto livello

Salviette senza alcol adatte all'uso su dispositivi medici invasivi, classe IIb. Appositamente formulate per l'uso in ambiente medico ed odontoiatrico. Adatte alle superfici di tutti i dispositivi medici incluse quelle sensibili alle sostanze alcoliche. Sicure su qualsiasi tipo di materiale plastico. Disponibili nelle dimensioni standard e grande. Aroma gradevole al melone.

Codice	Descrizione
VIR1001&VIR1002	1 tubo e 12 ricariche da 100 salviette piccole (dimensioni 180x120mm)
VIR2001&VIR2002	1 tubo e 6 ricariche da 200 salviette grandi (dimensioni 200x200 mm)



## Quantum Virofex® Disinfettante enzimatico a colorazione variabile

Virofex Quantum è un disinfettante enzimatico di classe II b da usare nel bagno per strumenti. Adatto a tutti gli strumenti chirurgici, medici ed odontoiatrici prima della sterilizzazione. La colorazione variabile segnala quando la soluzione è attiva e pronta all'uso (rosso) e quando non è più attiva e va sostituita (trasparente). Quantum contiene un agente enzimatico efficace contro proteine e batteri, disinfettando e detergendo allo stesso tempo. Pronto all'uso in 60 secondi ed efficace contro batteri, funghi, spore e virus in soli 5 minuti. La soluzione resta attiva per 8 ore.

Codice	Descrizione
VIRQ700	Confezione da 700 gr + misurino
VIR15000	Confezione da 5 kg + misurino

