

Ricerca e Selezione  
Qualità & Soluzioni  
per voi!



DIGA  
&  
ISOLAMENTO

Tecnica della diga • Diga chimica • Retrattori labiali • Ausili speciali  
Aspirasaliva • Cannule



Maggio  
2024

Dal 1949 al servizio  
della **Comunità  
Odontoiatrica**



[www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)

# CONDIZIONI DI VENDITA

**Prezzi.** Sono IVA esclusa e possono, a fronte di situazioni straordinarie, subire variazioni senza preavviso.

A seguito dell'aggiornamento costante dei cataloghi anche i prezzi possono subire variazioni.

Validi salvo errori e/o omissioni di stampa. Informeremo costantemente i nostri clienti su novità e aggiornamenti. I prezzi qui indicati sono validi sino al 30 giugno 2024 ed annullano e sostituiscono ogni proposta precedente.

**Legenda Prezzi.** Il prezzo indicato è sempre quello unitario.

**Garanzia - Resi - Sostituzioni.** Qualora la qualità non corrisponda agli standard dei fabbricanti, o per errato invio, è necessario:

- avvisare l'ufficio assistenza clienti entro 8 giorni dal ricevimento della merce;
- effettuare il reso nell'imballo originale integro;
- allegare il documento di trasporto in originale e la causale del reso con le motivazioni e/o i problemi riscontrati.

## Come Ordinare

Tel. (+39) 02.36512990  
 (+39) 02.55016500  
 (+39) 329 181 8750  
[ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com)

e-commerce:  
[www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)

Acquisto sul Sito la sicurezza nei pagamenti è garantita. La riservatezza delle informazioni e la loro recuperabilità, sotto il profilo della autenticazione, trasferimento e sicurezza, è garantita dai server protetti della banca e nessuna informazione transita nel sistema internet.

© 2019 Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi registrati ® e commerciali ™ riportati appartengono ai legittimi proprietari. Questo volume non può essere riprodotto, archiviato o trasmesso, intero o in parte, in qualunque modo (digitale, elettronico, meccanico o registrato). Fotocopiare le pubblicazioni è vietato dalla legge.



## Condizioni Generali di Vendita.

Pagamento con:

- Carta di Credito o POS



- Ricevuta Bancaria 30 gg d.f. + € 6,50

Indicare IBAN

- Bonifico Bancario anticipato

Ivan ILIC s.r.l.

IBAN:

IT50N0569601625000003415X03

**Ordini superiori a € 140**

**Nessun contributo spese.**

**Ordini fino a € 140**

- Contributo spese: € 14

- Pagamento anticipato con Carta di credito o POS

- Bonifico Bancario anticipato.

**Ordini inferiori a € 75**

- Contributo spese: € 15,50

- Pagamento anticipato con Carta di credito o POS

- Bonifico Bancario anticipato.

Nelle zone dove operiamo con agenti, saremo lieti di comunicare il Suo nominativo per fissare un appuntamento.

# INDICE ANALITICO

Adattatore Luer per aspiratore.....	15
Airway armor.....	14
Apribocca logi bloc.....	19
Archetti tendi diga.....	9
Aspirasaliva colorati periodont.....	12
Aspiratori endodontici.....	17
Aspiratori chirurgici.....	17
Aspirite cannule chirurgiche.....	15
Block-out resina.....	11
Cannule capillary.....	14
Cannule chirurgiche perioblutip.....	15
Cannule Safe-Tip.....	15
Cheek retractor.....	18
Dermadam diga ultradent.....	4
Dermaframe archetto modellabile.....	9
Diga e accessori.....	3-10
Dispenser per insti-dam.....	4
Divaricatori EZ-KIND.....	18
Divaricatori labiali ez-hold.....	18
Etch arrest barriera neutralizzante per acidi.....	11
Ez-Kind/Ez-hold divaricatori labiali.....	18
Ez-lock adattatore per siringa aria/acqua.....	17
Filtri per aspirazione.....	14
Forbice HTCC tagliadiga.....	17
Hygoformic aspirasaliva a chiocciola.....	16
Insti-dam.....	4
Ivory.....	5-9
Logi bloc.....	19
Masque.....	10
Molt.....	19
Neodrys tips.....	16
Nygarrd Østby archetto per diga.....	9
Opaldam.....	11
Optiview.....	18
Opragate.....	10
Oral BioFilter.....	13
Oraseal.....	10
Oringer.....	19
Periodam diga hi-tech periodont.....	3
Periopalmes.....	5
Perioview color plus.....	18
Perioview spand.....	18
Piastre porta uncini.....	5
Palmer pinza per diga.....	9
Pink petal.....	12
Pinze fora diga.....	9
Pinze per uncini.....	9
Quinta mano retrattori.....	19
Resina block-out.....	11
Retrattori.....	18-19
Rulli di cotone Periorolls.....	16
Safe dispenser per filo interdentale.....	4
Safe-Tip, cannule per siringa aria/acqua.....	15
Se cushion.....	12
Segna diga.....	5
Spatola Heidemann.....	5
Top Dam.....	11
Umbrella.....	10
Young archetti per diga.....	9
Uncini per diga.....	6-8

## La diga di gomma: anche una protezione completa per lo staff ed il paziente!

**Vantaggi sull'uso della diga:** • Visione migliore e focalizzata solo sugli elementi da trattare • Protezione da ingestione o inalazione di piccoli strumenti o componenti che possono staccarsi • Protezione da sostanze chimiche, pericolose o irritanti utilizzate in varie procedure • Riduzione notevole dei livelli di mercurio nel sangue durante la rimozione di restauri in amalgama • Campo pulito e non contaminante, sempre più fattore critico con i nuovi materiali performanti ma sensibili al campo bagnato

**Comfort e sicurezza per lo staff:** • Prevenzione da possibili infezioni grazie alla riduzione della contaminazione microbica fino al 90% • Razionalizzazione dei tempi operativi che si riducono fino al 50% • Visibilità migliore e tranquillità dell'operatore • Procedura utile ad una difesa in caso di necessità medico-legali

Protein Free Latex: Il più basso contenuto di residuo proteico del lattice sulla superficie, grazie a processi di produzione speciali ed unici

Simply  
the best



**PERIODAM PLUS PERIODENT** First class Hi-Tech Pure Latex Ipoallergenico. Sicura e massima resistenza allo strappo

Garanzia di qualità e freschezza. Sempre!

- Il processo di produzione consente la massima riduzione delle proteine allergeniche del lattice naturale
- Facile presa e maggior controllo dell'igiene
- Massima qualità nella scelta della materia prima, nei sistemi di produzione, nella selezione e nel confezionamento del prodotto finito.

HI-TECH LATEX MEDIA € 17,90			
Verde	Blu	Nera	Azzurra
12 073121	12 073124	12 073125	12 073126

H.T.L. HEAVY € 18,90	
Verde	Blu
12 073131	12 073134

Confezionati sottovuoto



**PERIODAM PERIODENT Latex Free**

Diga priva di lattice sicura e massima resistenza allo strappo

Si applica in un baleno!

Suggeriamo di averne sempre una confezione in caso di pazienti che riferiscono di allergia al lattice

Diga PERIODENT Hi-Tech latex free 15 x 15 cm, conf. 20 fogli

LATEX FREE MEDIA € 36,50	
Verde	Blu
12 075321	12 075324

confezionati sottovuoto

## Diga di gomma - Tecnica semplificata



**1.** Collegare un pezzo di filo interdentale all'uncino prescelto. Posizionare il foglio di diga di gomma su un archetto rigido.



**2.** Stimare la posizione corretta di apertura e segnalarla oppure, per un posizionamento più accurato, usare la dima o il timbro.



**3.** Forare i punti marcati con l'apposita pinza. Posizionare l'uncino nell'apertura prescelta, impegnando le alette e allargando con le pinze.



**4.** Posizionare diga, uncino e archetto con un solo movimento ponendo l'uncino sul dente. Prima del trattamento assicurate il filo interdentale all'archetto.

## Perché utilizzare la diga di gomma

- Fornisce protezione totale per lo staff ed il paziente
- Protegge dalle infezioni dato che viene ridotta drasticamente la contaminazione microbica.
- Protegge da ingestione o inalazione di frese, strumenti endodontici o altro, che possono staccarsi o rompersi.
- Protegge da ingestione o inalazione di prodotti chimici quali ipoclorito di sodio, acidi, monomeri, polveri di amalgama.

- Migliora la visibilità dell'operatore permettendo la concentrazione sull'area da trattare.
- Contribuisce a razionalizzare i tempi operativi che possono essere notevolmente ridotti.
- Il lavoro in un campo operativo non contaminato, pulito e asciutto è determinante per il successo delle procedure adesive in conservativa e protesica. In endodonzia contribuisce ad evitare la contaminazione batterica, causa di molti insuccessi.
- Motivazioni medico - legali. Un eventuale

giudizio per incidente, in caso di contenzioso, terrebbe conto del massimo impegno profuso per evitarlo.

*Ciò che richiede più tempo per quanto riguarda la diga di gomma è convincere il dentista scettico a usarla.*



**DERMADAM Ultradent Diga di gomma**

- Robusta resistenza alla lacerazione
- Senza talco per ridurre le reazioni allergiche
- Limitato rischio di dermatiti.

<b>12 17311</b>	DermaDam Media <b>Blu</b> .....	<b>33,50</b>
	36 Fogli 0.2 mm di spessore, pretagliata 15 cm x 15 cm	
<b>12 17314</b>	DermaDam Heavy <b>Blu</b> .....	<b>39,60</b>
	36 Fogli 0.25 mm di spessore, pretagliata 15 cm x 15 cm	

Alluminio pesante  
al tornio



174 m.



**SAFE DISPENSER PERIODENT** Dispensatore di filo interdentale

- Prodotto in alluminio al tornio computerizzato, per il prelievo del filo interdentale con una sola mano
- Autoclavabile o chemiclave. Accoglie rocchetti di filo cerato o non cerato da 274 m.

<b>51 729101</b>	Safe Dispenser Al .....	<b>81,90</b>
<b>51 72212</b>	Filo cerato, 274 m .....	<b>9,35</b>



**Insti-Dam Original Latex Free** by Zirc made in USA  
Diga di gomma innovativa e pratica con archetto flessibile incorporato

Ideale per l'isolamento nei settori anteriori

- Molto confortevole perché si adatta all'esterno della bocca
- L'archetto flessibile è parte della diga che ha un foro decentrato (1,27 cm dal centro) che riduce la possibilità di strappare la diga (possono essere fatti ulteriori fori)
- Disponibile in lattice naturale o latex free. Translucente, molto estensibile, resistente agli strappi fornisce ottima visibilità
- Radiografie senza togliere Insti-Dam ma piegandola a lato
- Minima trazione sull'uncino, Monouso.

Original Original latex free



**Insti-Dam Original Latex Free, 20 pz.**

**12 57019 € 96,00**

**Insti-Dam Relaxed Fit Latex free**

Ideale per l'isolamento nei settori posteriori  
Pronta all'uso e applicabile in pochi secondi

- Spesso utilizzabile senza uncino
- Dotata di foro resistente agli strappi (possono essere fatti ulteriori fori)
- È possibile realizzare radiografie senza toglierla, piegandola a lato
- Monouso.

Relaxed Fit



**Insti-Dam Relaxed Latex Free, 20 pz.**

**12 57037 € 110,00**

**Dispenser per Insti-Dam**

Pratico ed ergonomico

12 57910



12 57911



<b>12 57910</b>	Dispenser Insti-Dam Latex, Bianco .....	<b>32,00</b>
<b>12 57911</b>	Dispenser Insti-Dam Latex Free, Blu .....	<b>32,00</b>



Kit **PERIODENT**  
DeLuxe



Kit  
**PERIODENT**  
Basic



## KIT DIGA **PERIODENT** "con alette"

**12 019KDD Kit Diga PERIODENT DeLuxe . . . . . 390,00**  
36 Fogli diga **PERIODENT** blu media (15x15 cm), Pinza per uncini Perio Clamp, Pinza fora-diga Ivory Style, 3 Archetti (S,M,L), 10 Uncini: 00, 3, 4, 12A, 13A, 27, 29, 210, 212, W8A.  
1 Piastra Inox organizer per 10 uncini, 1 Cassetta Inox "Rubber Dam System".

**12 019KDB Kit Diga PERIODENT Basic . . . . . 285,00**  
36 Fogli diga **PERIODENT** blu media (15x15 cm), Pinza per uncini Perio Clamp, Pinza fora-diga Ivory Style, Archetto L, 8 Uncini: 0 (prem. lunghi e stretti), 00 (ant., sup. e inf.), 13A (mol. inf. SX), 27 (mol. cav. distali), 212SA (ant. forma anomala), W8A (senza alette mol.), 27N (mol. sup.), 7B (univ. inf. grandi).



**12 08728**  
Piastra Inox per 8 uncini  
€ **35,00**



**55 017012**  
Cassetta Inox Rubber Dam  
System per 12 uncini  
€ **165,00**

DENTE	UNCINI
<b>QUADRANTE MASCELLARE DESTRO</b>	
11	9-16-212-212SA
12-13	9-212-212SA
14-15	0-1-1A-2A-16-27N-209N
16-17-18	4-5-8-8A-10-12A-14-14A-26N-27-56

DENTE	UNCINI
<b>QUADRANTE MASCELLARE SINISTRO</b>	
21	9-16-212-212SA
22-23	9-212-212SA
24-25	0-1-1A-2A-16-27N-209N
26-27-28	4-5-8-8A-11-14-14A-26N-27-5

DENTE	UNCINI
<b>QUADRANTE MANDIBOLARE DESTRO</b>	
41-42-43	00-9-212-212SA
44-45	0-1A-2-2A-19-27N-209N
46-47-48	3-7-7A-8A-10-12A-14-14A-27-56

DENTE	UNCINI
<b>QUADRANTE MANDIBOLARE SINISTRO</b>	
31-32-33	00-9-212-212SA
34-35	0-1A-2-2A-20-27N-209N
36-37-38	7-7A-8A-11-13A-14-14A-27-56

## KIT DIGA **IVORY** "con alette"

**12 2410** Kit Diga completo. . . **478,00**  
36 Fogli diga blu media (15 x 15 cm)  
1 Segna diga, 1 Archetto, 8 Uncini con alette 8A-14A-8-7-2-1-0-212, 1 Pinza per uncini, 1 Pinza fora diga



## SEGNADIGA **IVORY**

**12 2902** Segnadiga 15 x 15 cm . . **12,70**  
Guida per segnare la posizione dei fori sul foglio di diga. Il segna diga viene posto sulla diga e la posizione dei fori viene quindi marcata.



## PIASTRE PORTA UNCINI

**12 2828** Piastra Ivory in acc. inox, 8 sedi . . . . . **69,00**  
**12 2818** Piastra Ivory in resina, 8 sedi . . . . . **26,00**  
**12 08121** Piastra **PERIODENT** in acc. inox, 8 sedi . . . . . **49,00**



**33 025302** Heidemann 2 Manico SEX € **24,00**

## SPATOLA HEIDEMANN HI-TECH S.STEEL **PERIODENT**

Spatola universale ideale anche per sigillare possibili mancanze di intimo contatto tra diga e dente.



**33 021302** Heidemann 2 Manico HEX € **19,50**

Manico SEX € <b>24,00</b>	
<b>33 025301</b>	Heid. n. 1
<b>33 025302</b>	Heid. n. 2
<b>33 025303</b>	Heid. n. 3

Manico HEX € <b>19,50</b>	
<b>33 021301</b>	Heid. n. 1
<b>33 021302</b>	Heid. n. 2
<b>33 021303</b>	Heid. n. 3

## UNCINI PER DIGA **PERIODENT** e **IVORY**, da sempre gli uncini preferiti

In speciale acciaio inox temprato, trattato per garantire ad ognuno la corretta elasticità e durata.

Gli uncini servono per ancorare e stabilizzare la diga sul dente.

La selezione corretta dell'uncino determina la ritenzione della diga sul dente. **Qualità**

**Garantita:** **1.** Acciaio speciale a memoria calibrabile e duratura **2.** Tempra ideale per garantire la tensione corretta in ogni uncino (processi di produzione precisi consentono la meticolosa regolazione in fabbrica per ottenere la tensione adeguata al dente su cui applicare l'uncino). Sono disponibili svariati tipi, che consentono di affrontare anche la situazione più complessa.

### GLI UNCINI PIÙ DIFFUSI, CONSIGLIATI PER LE PROCEDURE DI ROUTINE

**premolari:** 0, 1, 1A, 2, 2A, 27N

**frontali:** 6, 9


**molari:** 7, 8, 8A, 12A, 13A, 14, 14A, 26N

• = disponibile anche **Wingless**, senza alette

\* = disponibile solo **senza alette**

(il numero preceduto da **W** senza alette, quando serve un uncino meno ingombrante soprattutto nei settori posteriori e se a contatto con le guance)

**T = Tiger** uncini con branche zigriate stabilizzano bene la diga anche su denti molto distrutti e parzialmente erotti.



**ARCO** conferisce resistenza e elasticità.

**ALETTE** permettono di agganciare la diga direttamente all'uncino e di posizionare il tutto in un solo passaggio

**FORI** consentono l'inserimento delle branche della pinza allarga uncini

### Uncini per Anteriori e Premolari



**1 00** • Ant. mandib. piccoli e disposti irregolarmente nell'arcata. Arco alto, ganasce strette.



**1 0** • Per denti allungati o con colletti stretti. Arco alto, ganasce strette.



**3 W0** Senza alette per denti allungati o con colletti stretti. Arco alto, ganasce strette.



**1 1** • Uso generale nel mascellare. Le ganasce si adattano alla curvatura della linea gengivale.



**3 1T** Con branche zigriate. Uso generale nel mascellare. Le ganasce si adattano alla curvatura della linea gengivale.



**2 1A** • Per radici. Ganasce inclinate in basso. Per l'appiglio alle radici dei denti anteriori e dei premolari.



**1 2** • Denti mandibolari - uso generale. Come il n.1, ma con ganasce piatte, per non danneggiare i tessuti.



**3 2T** Con branche zigriate. Denti mandib. Come il n.1, ma con ganasce piatte, per non danneggiare i tessuti.

### Uncini per Anteriori e Premolari



**1 2A** • Per premolari con colletto largo. Ganasce ampie.



**3 2AT** Con branche zigriate. Per premolari con colletto largo. Ganasce ampie.



**2 27N** \* Per premolari con colletto largo. Ganasce ampie.

### Uncini Labiali



**2 9** Universale per preparazioni labiali su tutti i denti anteriori.



**3 9T** Con branche zigriate. Universale per preparazioni labiali su tutti i denti anteriori.



**2 212** \* Per cavità labiali. Uncino cervicale anteriore.



**2 212SA** \* Per anteriori di forma anomala. Come il 212, ma con diversa disposizione delle ganasce.

## Uncini per Molari



- 1 3** • Per molari mandibolari piccoli. Le ganasce piatte e strette evitano di comprimere i tessuti.



- 1 4** • Per molari piccoli. Le ganasce strette si adattano ai colletti di forma tonda.



- 2 5** • Per molari mascellari larghi. Le ganasce si adattano alla curvatura della linea gengivale.



- 1 7** • Molari mandibolari - uso generale. Arco e ganasce medie. Ganasce piatte. Per denti di forma quadrata.



- 2 7A** • Per molari mandibolari larghi. Come il 7, ma più lungo. Archi e ganasce ampi.



- 1 8** • Uso generale per molari mascellari. Per denti mascellari tondi. Le ganasce si adattano alla linea gengivale e prevencono la rotazione.



- 1 W8** Senza alette. Per molari mascellari. Per denti mascellari tondi. Le ganasce si adattano alla linea gengivale e prevencono la rotazione.



- 2 8A** • Per radici molari mascellari e mandibolari. Le ganasce a quattro estremità fanno presa agli angoli. Quando rilasciate le ganasce fissano la diga sotto la linea gengivale.



- 2 10** • Per molari piccoli con corone piccole. La ganascia vestibolare è più ampia di quella linguale per una migliore presa. 10 = destra 11 = sinistra

## Uncini per Molari



- 2 11** • Per molari piccoli con corona piccola. La ganascia vestibolare è più ampia di quella linguale. 10 = destra 11 = sx



- 1 12A** • Per tutti i molari mand., particolarmente i terzi molari. Mantiene la posizione su denti parzialmente rotti. 12A = destra 13A = sinistra



- 1 13A** • Come il 12A, ma sinistro. 12A = destra 13A = sinistra



- 1 14** • Con branche zigriate. Sup. e inf. per denti tondi, parzialmente rotti, piccoli e inclinati. Arco piccolo.



- 3 14T** Con branche zigriate. Sup. e inf. per denti tondi, parzialmente rotti, piccoli e inclinati. Arco piccolo.



- 1 14A** • Come 14, ma più largo in ogni senso.



- 2 26N** \* Per un'ottima presa. Universale per molari superiori. Ganasce festonate.



- 2 27** • Per ampie cavità distali sui molari.



- 1 56** • Per molari grandi.



- 3 56T** Con branche zigriate. Per molari grandi.

**Gruppo 1** 00, 0, 1, 2, 2A, 3, 4, 7, 8, 8A, 12A, 13A, 14, 14A, 56, W2, W2A, W3, W8, W8A, W13A, W14A

**IVORY 20,90** **PERIODENT 10,90**

**Gruppo 2** 1A, 5, 7A, 9, 10, 11, 26, 27, 26, 26N, 27N, 28N, W0, W1, W4, W5, W7, W8, W14, W27N, W56

**IVORY 26,60** **PERIODENT 10,90**

**Gruppo 3** 1T, 2T, 2AT, 14T, 9T, 56T


**IVORY 34,70**

**Gruppo E** (uncini Ivory non raffigurati ad esaurimento 50-70% richiedeteci disponibilità)

**Ivory Ad esa.** Con alette: 1A, 7B, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14A, 14AD, 15, 18N, 19, 20, 22, 22A, 23, 23A, 24N, 25N, 28N, 30N, 31N, 21, 21A, 31

Senza alette: W00, W1, W2A, W5, W7, W7B, W10, W10A, W11, W11A, W12, W14, W14A, W14AD, W22, W22A, W23, W23A


## Selezione Od. Conservativa - Dr. P. Ferrari PERIODENT



12 0219	9 - Universale anteriori	€ 10,90
12 021212	212 - Incisivi e Canini	€ 10,90
12 0211	1 - Premolari superiori e inferiori	€ 10,90
12 0211A	1A - Premolari scoronati	€ 10,90

12 02126N	26 N - Universale superiore	€ 10,90
12 02127N	27 N - Molari superiori	€ 10,90
12 02114	14 - Molari	€ 10,90
12 021W8A	W8A senza alette - Molari scoronati	€ 10,90
12 02127	27 - Ultimo molare, cavità distali	€ 9,90

## Selezione endodontica



Uncini con alette, 1 pz	Ivory	€	Periodent	€
9 - Universale anteriori	12 429	26,60	12 0219	10,90
212 - Cervicale anteriori			12 021212	10,90
00 - Premolari piccoli	12 4200	20,90	12 02100	10,90
0 - Prem. lunghi, stretti	12 420	20,90	12 0210	10,90
1 - Premolari superiori	12 421	20,90	12 0211	10,90
2 - Premolari inferiori	12 422	20,90	12 0212	10,90
2A - Prem. colletto lungo	12 422A	20,90	12 0212A	9,90

Uncini con alette, 1 pz	Ivory	€	Periodent	€
7B - Universale inf. grandi			12 0217B	10,90
8A - Molari, radici	12 428A	20,90	12 0218A	10,90
W8A - no alette Molari	12 42W8A	20,90	12 021W8A	10,90
12A - Molari inferiori Dx	12 4212A	20,90	12 02112A	10,90
13A - Molari inferiori Sx	12 4213A	20,90	12 02113A	10,90
14A - Molari tondeggianti	12 4214A	20,90	12 02114A	10,90
26 - Molari	12 4226	26,60	12 02126	9,90

**Nuovo Uncino B4** 12 023B4 € 13,90 Trova le sue indicazioni soprattutto nei primi premolari superiori, incisivi inferiori, centrali e laterali, ed incisivi laterali superiori dove le punte dei ramponi di tenuta devono essere molto ravvicinate. Un modo per evitare la tensione sull'arco dell'uncino da distale verso mesiale da parte della gomma della diga, con inevitabile destabilizzazione, è quello di posizionare la diga per tutta l'arcata e successivamente implementare la visione e la stagnatura posizionando il B4 successivamente solamente sul dente da trattare. È un uncino molto sottile e delicato, difficile da utilizzare se non con questo accorgimento, ma indispensabile per il controllo dell'umidità su denti singoli di dimensioni ridotte come i centrali e laterali inferiori, i laterali superiori ed i primi premolari dove l'arco radicolare vestibolare e palatale a mezzo cerchio è molto ridotto. "B-ONE"

### Uncini - Abbinamenti suggeriti

										26N											
26N	26N	14													26N	14	26N	26N			
14	14A	13A	27N	27N							27N	27N	12A	14	14A						
13A	13A	8A	2A	2A							2A	2A	8A	12A	12A						
8A	8A	8	1	1	9	9	9	9	9	9	1	1	8	8A	8A						
8	8	4	0	0	6	6	6	6	6	6	0	0	4	8	8						
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28						
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38						
7	7	7	0	0	9	9	9	9	9	9	0	0	7	7	7						
8A	8A	8A	2A	2A							2A	2A	8A	8A	8A						
12A	12A	12A	27N	27N							27N	27N	13A	13A	13A						
14	14	14													14	14	14				
27	27	27													27	27	27				


### Tabella di conversione Uncini

Nella maggior parte dei casi la numerazione degli uncini dei principali produttori è identica (es. uncini 9, 212, 00, 1, 2, 2A, 7A, 8A, W8A, 12A, 13A, 14A). In tabella elenchiamo alcune eccezioni, segnalando l'uncino alternativo consigliato.

IVORY PERIODENT	HYGIENIC	IVORY PERIODENT	HYGIENIC	IVORY PERIODENT	HYGIENIC	IVORY PERIODENT	HYGIENIC	IVORY PERIODENT	HYGIENIC	IVORY PERIODENT	HYGIENIC
0	00	W7A	W7	W11A	W8A	20	2	25N	B2	209N	00
W0	W00	7B	7	12	B1	W20	W2	26	W56	209S	00
W1	W2	W7B	W7	W12	B1	22	8A	26N	W56	212SA	B6
1A	2A	9	B6	13	B1	W22	W8A	27	7		
W1A	W2A	10	3	W13	B1	22A	B3	W27	W7		
3WEI	W56	W10	B1	W13A	W14A	W22A	B3	27N	W2A		
W4	W8	10A	8A	15	B5	23	8A	28N	W7		
5	8	W10A	W8A	16	B5	W23	W8A	30N	B1		
W5	W56	11	3	18N	7	23A	B2	31N	B1		
6	9	W11	B1	19	2	W23A	B2	56	14A		
7A	7	11A	8A	W19	W2	24N	B3	90N	B6		



**PINZE DI PRECISIONE PER DIGA E UNCINI IN HI-TECH S. STEEL PERIODENT**



**PERIOPUNCH Hi-Tech Stainless steel** Foradiga tipo Ivory  
Grazie al perno snodabile il taglio sarà perpendicolare, netto, antistrappo durante l'applicazione. Dotata di disco con sei diametri di foro. La fessura più lunga consente di forare la diga anche se già posizionata sull'archetto.

- 12 05130** Pinza PerioPunch ..... **69,00**
- 12 2530** Pinza Ivory fora diga originale ..... **234,00**

Utilizzo dei fori PerioPunch in base al dente


Foro n.	1	1 e 2	3 e 4	5	6
Denti Permanenti	-	incisivi	canini e premolari	premolari e molari	molari
Denti Decidui	incisivi inf.	incisivi sup canini sup. e inf.	primo molare	secondo molare	-



**PERIOCLAMP Hi-Tech Stainless steel**

Pinza di precisione utilizzata per aprire, chiudere e posizionare gli uncini sul dente. I particolari delle branche consentono di agganciare in modo sicuro qualsiasi uncino e di posizionarlo correttamente su tutti i denti. L'anello sulla ghiera permette il blocco sicuro dell'uncino sulla pinza.


- 12 05140** Pinza per uncini PerioClamp Ivory Style .... **55,00**
- 12 2540** Pinza Ivory allarga uncini originale ..... **115,00**



**PERIOPALMER**

Le punte particolari consentono un inserimento agevole anche nelle zone più distali.

- 12 05150** Pinza per uncini PerioPalmer 17 cm. .... **65,00**




**YOUNG STYLE PERIODENT Archetti/Telai per diga**

In acciaio inox Hi-tech S. Steel, tende la diga e ritrae le labbra e guance per migliorare l'accesso dell'operatore.

**Archetto Young Stainless Steel 1 pz.**

- 12 09101** Piccolo 8 x 8,5 cm. .... **19,50**
- 12 0970M** Medio 10 x 9,5 cm ..... **19,50**
- 12 09102** Grande 12,5 x 12,5 cm ..... **19,50**



**NYGAARD ØSTBY PERIODENT Archetto/Telaio diga Hi-Tech**

L'originale Nygaard Østby leggero e maneggevole, per il confort del paziente e l'accessibilità del dentista. La struttura di speciale plastica traslucida evita la rimozione nel caso di radiografie. Disponibile anche in plastica blu.

- 12 09511** Arch. Nygaard Østby in plastica ..... **9,90**
- 12 3911** Arch. Nygaard Østby style in plastica blu .... **8,90**

**Suggerimento:**

- Non allargare eccessivamente, allungare, scaldare a fiamma, piegare o alterare in alcun modo gli uncini, ciò può influire sulla loro tempra e resistenza alla rottura.
- Utilizzare le dimensioni degli uncini più adatti alla specifica applicazione.
- Posizionare la diga in bocca prima dell'uncino, oppure montare l'uncino alla diga e posizzionarli contemporaneamente.
- Lega il filo interdentale attraverso entrambe le ganasce dell'uncino, lasciando l'estremità fuori dalla bocca.

OraSeal Caulking



OraSeal Caulking sigilla perdite della diga di gomma, anche se questa è sommersa! Applicare sul perimetro, quindi a zig-zag sul foro fino a completare il sigillo.



Applicazione di OraSeal Caulking sotto il connettore di un ponte e sagomatura con un dito inguainato bagnato, un bastoncino cotonato bagnato o uno strumento. L'endodonzia può così essere eseguita in un campo pulito e asciutto.

## ORASEAL ULTRADENT Sigillante per diga, sottosquadri

### Sigillante e Putty

OraSeal aderisce persino sotto acqua e saliva!

Viene usato quando è difficile ottenere un sigillo adeguato in presenza di denti e/o radici compromesse. OraSeal Putty è più rigido.

• Sigillante idrofilo **per diga**, cui aderisce, ideale in ambiente umido e materiale **per la chiusura temporanea** di sottosquadri nel cavo orale • Più viene usato più usi si scoprono!

<b>12 19352</b>	OraSeal Kit. ....	<b>55,90</b>
	2 Siringhe da 1,2 ml Caulking, 2 Siringhe da 1,2 ml Putty, 20 Punte White Mac	
<b>12 19351</b>	OraSeal Caulking (per diga) .....	<b>44,80</b>
<b>12 19354</b>	OraSeal Caulking ricambi EconoPack 20 Sir. da 1,2 ml .....	<b>172,20</b>
<b>12 19353</b>	OraSeal Putty (sottosquadri) Ricambio 4 Sir. da 1,2 ml .....	<b>44,80</b>
<b>12 19355</b>	OraSeal Putty (sottosquadri) Ricambi EconoPack 20 Sir. da 1,2 ml .....	<b>172,20</b>
<b>46 12661</b>	Puntali White Mac 20 pz. ....	<b>12,00</b>

					
Sigillo della diga per l'uso di perossidi forti (sbiancamento vitale) o per la mordenzatura della ceramica con acido fluoridrico. Porre OraSeal Caulking negli spazi e sulla gengiva. Distendere e posizionare la diga sull'archetto.	OraSeal Putty usato sotto una barra per protesi mobili o implantari prima del rilievo dell'impronta.	Chiusura di ampi spazi interprossimali, ecc. per rendere la rimozione dell'impronta più agevole e senza distorsioni.	Per il controllo dell'umidità durante l'adesione degli attacchi ortodontici mandibolari gli spazi vengono sigillati con OraSeal Caulking o Putty per prevenire il passaggio della saliva e la contaminazione dell'area.	I sottosquadri sotto e attorno una clip protesica implantare vengono chiusi con OraSeal Putty. La parte flettente viene coperta con il Putty per compensare la flessione della clip nell'inserimento / rimozione.	OraSeal Putty usato per chiudere i sottosquadri prima del fissaggio di attacchi, clip, ecc. con resina acrilica polimerizzabile a freddo.



## OPTRAGATE IVOCLAR Apribocca retrattore di labbra e guance

• Elasticità tridimensionale - consente tutti i movimenti mandibolari durante il trattamento ed è confortevole per i pazienti • Completamente **privo di lattice** • Facilmente inseribile da una persona senza ulteriore aiuto • Accesso notevolmente ampliato al campo operatorio. Sono visibili e scaricati anche i frenuli • Distanziamento uniforme di labbra e guance per un migliore isolamento • **Ampio spettro di indicazioni:** Igiene e profilassi, terapie conservative dirette, scansione digitale, cementazione di restauri indiretti ed i trattamenti ortodontici e di pedodonzia.

<b>33 874724</b>	Ass. 80 pz. (40 Reg, 40 Small)	<b>€ 147,00</b>
<b>33 874723</b>	Optragate Regular 80 pz.	
<b>33 874722</b>	Optragate Small 80 pz.	
<b>33 874721</b>	Optragate Junior 80 pz.	



**Pratico  
Accesso**

**Efficiente  
Isolamento**

**con il massimo  
Comfort!**



## UMBRELLA Divaricatori apribocca

Il nuovo apribocca Umbrella™ è stato sviluppato per offrire il massimo comfort al paziente garantendo allo stesso tempo un efficace isolamento del campo operatorio.

I suoi benefici vanno oltre una semplice retrazione dei tessuti molli.

<b>33 17770</b>	5 Umbrella Misura M .....	<b>9,40</b>
<b>33 17771</b>	20 Umbrella Misura M .....	<b>37,20</b>
<b>33 17762</b>	40 Umbrella Misura M .....	<b>74,00</b>



1. Asciugare gengiva e denti 2. Applicare uno strato sottile (max 1 mm) su gengive e papille 3. Fotopolimerizzare subito dopo l'applicazione 20-30 sec. 4. Per rimuovere basta tirarlo in avanti, si staccherà facilmente in blocco o in pezzi grandi.

**TOP DAM** Barriera gengivale fotopolimerizzabile

Diga chimica indicata per un isolamento assoluto dei tessuti molli durante il trattamento di sbiancamento alla poltrona con perossido di idrogeno al 35%.

Eccellente potere sigillante grazie alla sottile viscosità e alla tisso-tropia • Applicazione diretta • Facile rimozione.

- 50 F8172 TOP DAM Blu 1 siringa 2g, 3 Puntali . . . . . **16,00**
- 50 F8174 TOP DAM Verde 1 siringa 2g, 3 Puntali . . . . . **16,00**



**OPALDAM E OPALDAM GREEN** Ultradent  
Barriera resinosa - diga chimica

**OpalDam**, a base di metacrilato, è stato ideato per proteggere i tessuti adiacenti ai denti da sbiancare. Essendo un materiale fotopolimerizzante e fotoriflettente protegge i tessuti molli dal calore della luce.

Fotopolimerizza in 10-20 sec. per dente.

**OpalDam** è disponibile in due colori: bianco brillante e verde brillante, il secondo contrasta fortemente con gengive e denti ed è incluso nel kit di Opalescence Boost PF 40%.

**OpalDam** può anche essere usato per proteggere i tessuti molli e duri per la sabbatura intraorale e la mordenzatura con acidi forti. Utilizzabile anche nel fissaggio della diga di gomma.

- Protegge i tessuti molli con una sigillatura affidabile
- Applicazione diretta • Facile rimozione.



Facilmente applicabile e rimovibile.



OpalDam è facile da applicare, direttamente sulla gengiva asciutta. Per sigillare, debordare con la resina di 0,5 mm ca. sullo smalto asciutto.



Polimerizzare la diga di resina per 20 secondi per ciascuna area coperta dalla guida luminosa.



Durante lo sbiancamento OpalDam funziona come un robusto sigillante.



Al termine della seduta OpalDam può essere rimosso con una sonda.

BIANCO	VERDE	OpalDam	
50 18324	50 18824	OpalDam Kit, 4 siringhe 1,2 ml, Punte: 10 Micro 20 ga., 10 Black Micro FX	<b>100,70</b>
50 18325	50 18825	Ricambio, 4 siringhe 1,2 ml	<b>88,10</b>
50 18326	50 18826	Ricam. Econ. 20 siringhe 1,2 ml	<b>357,20</b>

- 46 12168 Punte applicative Micro 20 ga. 20 pz . . . . . **12,00**
- 46 12356 Punte applicative Black Micro FX 20 pz. . . . . **13,00**

**RESINA LC BLOCK-OUT** Ultradent Resina fotopolimerizzabile

- 99 1240 UP LC Block-Out Kit . . . . . **54,40**  
4 siringhe 1,2 ml - 20 Black Mini
- 99 1241 UP LC Block-Out Ricambio . . . . . **45,80**  
4 siringhe 1,2 ml



LC Block Out per la protezione dei tessuti duri e molli in un caso di riparazione intraorale di un restauro ceramico scheggiato (sopra). Per il trattamento conservativo di una lesione cervicale (a lato). Osserviamo l'uso della sabbatura intraorale e dell'acido fluoridrico tamponato Porcelain Etch.



Questo petalo rosa ha cambiato la qualità della mia vita alla poltrona: basta rulli di cotone, basta mucose aspirate o paziente che deglutisce! Inserisci l'aspirasliva col petalo e te ne puoi dimenticare, e il paziente ne apprezzerà il confort.  
Dr.ssa Viviana Cortesi Ardizzone

**Pink Petal**


È un prezioso ausilio per l'isolamento, ideale per tutti gli studi dentistici che cercano di soddisfare l'esigenza dell'isolamento a mani libere.

Facilmente si fa scorrere Pink Petal™ su un qualsiasi aspirasaliva creando un dispositivo che fornirà aspirazione continua. Questo prodotto è di grande sollievo per i pazienti che vogliono tenere loro stessi l'aspiratore e che non vogliono deglutire durante una procedura.

**Ideale per scaling e levigatura radicolare, detartrasi con ultrasuoni, sigillature.**

Mantiene stabile e fermo l'aspirasaliva. Protegge e ritrae la guancia. Il paziente può chiudere facilmente con l'aspirasaliva. Scorre facilmente sull'aspirasaliva. Materiale morbido e confortevole. Uso singolo. Privo di lattice.

32 36975 Pink Petal 50 pz. .... 39,00



**ASPIRASALIVA PERIODENT Hi Tech**  
In PVC NON tossico

Modellabili con anima metallica incorporata nella cannula senza colle, Sistema innovativo brevettato. Cappuccio d'aspirazione rimovibile inserito in modo totalmente sicuro: evita il distacco durante l'uso.

Confezioni igieniche in buste sigillate da 100 pz.

13 cm Corti	AZZURRO	BLU	GIALLO	ROSSO	TRASP.	VERDE
1000 pz. (10 x 100) <b>34,90</b>	32 0241312	32 0241313	32 0241314	32 0241315	32 0241316	32 0241317
5000 pz. (50 x 100) <b>175,10</b>	32 024132	32 024133	32 024134	32 024135	32 024136	32 024137

15 cm Lunghi	ARANCIONE	AZZURRO	BLU	TRASP.	VERDE
1000 pz. (10 x 100) <b>35,60</b>	32 0241511	32 0241512	32 0241513	32 0241516	32 0241517
5000 pz. (50 x 100) <b>177,70</b>	32 024151	32 024152	32 024153	32 024156	32 024157

**Per una confortevole ed efficiente aspirazione.**



**SE Cushion**

Utilizzato inserito nell'aspirasaliva. Previene il risucchio delle mucose con la conseguente irritazione delle stesse.

Aumenta il comfort del paziente. Migliora l'aspirazione. Riduce il rumore dell'aspirazione. Monouso.

32 329970 100 pz. € 39,00



**Ideale anche per l'uso con la diga di gomma**



**Mr. Thirsty One Step - Monopaziente -**  
 Isolamento istantaneo in un solo passaggio

**Caratteristiche**

- Retrae lingua e guancia, evitando che interferiscano con la zona di lavoro ed allo stesso tempo rimuove fluidi e detriti
- Riduce i tempi di lavoro
- S'inscrive direttamente nell'aspiratore chirurgico (HVE)
- Totalmente monouso, evita altre procedure con risparmio lavoro, tempo e denaro.

**Vantaggi**

- Maggior confort per il Paziente
- Campo operativo nitido per l'odontoiatra
- L'assistente può dedicarsi ad altre mansioni
- L'igienista può lavorare senza interruzioni legate all'uso dell'aspirasaliva.

**Introducete Mr. Thirsty One-Step nel vostro studio, efficiente e a basso costo. Inizierete subito ad apprezzarne i vantaggi**



32 348VP16	<b>Variety Pack</b> con Adattatore 16 mm	
------------	--	--

Ricambi da 25 ad esa

32 34211	<b>Pedo/Adulti S</b> 25 pz. con Adattatore	€ 110,00
32 34201	<b>Medi/Grandi</b> 25 pz. con Adattatore	€ 110,00
32 348M16	<b>Medium</b> 50 pz. con Adattatore	€ 180,50
32 348L16	<b>Large</b> 50 pz. con Adattatore	€ 180,50
32 348MB16	<b>Medium</b> 100 pz. con Adattatore	€ 325,00
32 348LB16	<b>Large</b> 100 pz. con Adattatore	€ 325,00

**Introducete Mr. Thirsty One-Step nel vostro studio, efficiente e a basso costo. Inizierete subito ad apprezzarne i vantaggi**



**Lingua-Fix® Aspirasaliva**

Lingua-Fix® offre un'area di lavoro asciutta. Tiene la lingua in una posizione stabile per proteggerla da lesioni. Funzionamento semplice... facile da posizionare e rimuovere. Comodo, senza spigoli vivi o angoli. La grande superficie di aspirazione evita il blocco ed è più confortevole. Riduce la sedimentazione di materiali di fresatura nelle tubazioni e filtri. Uso singolo. Fornito premontato.

32 32010	10 pz. ....	<b>24,00</b>
32 32050	50 pz. ....	<b>87,00</b>



**Oral BioFilter** Separatore labiale con aspirazione

Nuovo dispositivo che aiuta nella prevenzione della contaminazione crociata negli studi.

**RETRATTORI LABIALI ORAL BIOFILTER**

32 25BF06	32 25BF40	32 25BF10
Oral Biofilter, cf.6 pz.	Oral Biofilter, Econopack 40 pz.	Oral Biofilter, Safe-pack 12 pz.
€ 57,00	€ 320,00	€ 92,00



Prevenzione all'aspirazione e ingestione  
Protezione del paziente

**Ideale per Ponti & Corone, Endodonzia, estrazioni, impianti, Inlays / Onlays, Orthodonzia, Veneers**

Prevenzione all'aspirazione e ingestione.  
Protezione e comfort del paziente.  
Facile posizionamento e rimozione.  
3 formati convenienti: piccolo, medio e grande.  
Uso singolo. Privo di lattice.

Ci sono una moltitudine di piccoli oggetti usati in odontoiatria: frese, lime, impianti e faccette, per citarne alcuni. Combina questi elementi con l'ambiente umido della cavità orale e hai una reale probabilità che qualcuno possa essere aspirato o ingerito. Airway Armor™ è stato creato per eliminare questo rischio.

### Una semplice soluzione ad un GRANDE problema!

È stato segnalato che gli oggetti dentali sono al secondo posto tra i corpi estranei ingeriti e aspirati dagli adulti.

#### Airway Trial Kit 15 pz.

32 3660K contiene 5 x tipo: (5) S, (5) M, (5) L. . . . . **55,00**

#### Airway Armor 25 pz. € 75,00

32 3660S Small • 32 3660M Medium • 32 3660L Large



#### FILTRI PER ASPIRAZIONE

Da utilizzare per trattenere amalgama e detriti

- Monouso ed economici adattabili a cannule d'aspirazione in plastica o in metallo
- Aspirazione confortevole per i tessuti molli e contribuiscono a bloccare l'amalgama

32 729011 Filtri monouso per HVE, cf. 100 pz. **30,70**

#### CANNULE CAPILLARY Ultradent

Per detersione e aspirazione

Sottili, coniche pieghevoli di polipropilene lunghe 25 mm, da utilizzare con l'adattatore Luer per l'aspirazione o per eliminare i fluidi dai canali endodontici. Utilizzabili anche con siringhe da 1,2 ml o 5 ml per pulire canali radicolari, sacche gengivali e fistole.

Ideali per predisporre la sede per il perno radicolare e nella ricostruzione di denti rovinati in profondità: basta circondare Capillary con il composito per la ricostruzione cui non aderisce.

Cannule Capillary 20 pz. € 17,10	
46 14341	ø 0,35 mm
46 14186	ø 0,48 mm


Cannule Capillary 50 pz. € 36,40	
46 14099	ø 0,35 mm
46 14425	ø 0,48 mm

#### ADATTATORE LUER PER L'ASPIRATORE Ultradent

Basta con la confusione delle punte di carta! Utilizzatelo con l'aspiratore Luer per asciugare il canale in modo semplice e veloce.

- Asciuga velocemente i canali, facile ed efficace - e si risparmiano molte punte di carta!
- Molto utile per cementare i perni, per otturazioni retrograde e in conservativa per il fluido solcolare
- Disinfettabile o monouso. Per l'aspirazione impiegare la cannula con il diametro più grande possibile adattabile al canale radicolare o al foro per il perno.

46 1230 Adattatore con attacco Luer, 10 pz. . . . . **20,80**



## Aspiratori / Adattatori Micro Vista

Facilitano l'aspirazione

• Microaspirazione rapida ed efficiente, riducendo al minimo il ricorso alle punte di carta • L'attacco Luer lock consente l'uso di qualunque punta standard.

Microaspiratori con puntale premontato, 20 pz. <b>33,10</b>			
<b>18 ga.</b>	<b>20 ga.</b>	<b>25 ga.</b>	<b>elasti-vac</b>
46 72A258	46 72A252	46 72A255	46 72A122

46 72A240 Adatt. Luer chirurgico autocl., 8 pz. . . . . **55,80**

## ASPITECH Cannule di aspirazione PERIODENT HVE

Autoclavabili fino a 134°C

• Prima cannula da 16 mm con attacco europeo • Materiale speciale di alta qualità sufficientemente robusta per la retrazione della guancia • Superficie interna e bordi completamente lucidati per silenziosità e maggior comfort del paziente.

Cannule di aspirazione HVE 16 mm, 10 pz. <b>14,90</b>			
<b>azzurro 24</b>	<b>verde 20</b>	<b>lavanda 16</b>	<b>azzurro 22</b>
32 P1335L	32 P1335M	32 P1336P	32 P1005L
<b>verde 20</b>	<b>lavanda 16</b>	<b>verdino 20</b>	<b>giallo 16</b>
32 P1005M	32 P1006P	32 P1205M	32 P1206P

## SCOVOLINI PER TUBI DI ASPIRAZIONE

Autoclavabile fino a 134 °C • Setole rigide per un'efficace pulizia.

6 pz. <b>€ 21,00</b>		6 pz. <b>€ 23,00</b>	
XF 32 P1B6XF	F 32 P1B6F	M 32 P1B6M	L 32 P1B6L

## ASPIRITE PERIODENT Cannule d'aspirazione chirurgiche

• Autoclavabili fino a 134°C. • Silenziose  
• Design ergonomico • Finitura opaca antiriflesso.

**Cannule AspiRite, colore bianco, confezioni da 10**

32 01121	AspiRite A ø 16 mm Lung. 140 mm . . . . .	<b>13,50</b>
32 01101	AspiRite C ø 16 mm Lung. 110 mm . . . . .	<b>13,50</b>
32 01131	AspiRite AS ø 11 mm Lung. 140 mm . . . . .	<b>13,50</b>

con adatt. doppio per tubi ø 11 o 16 mm

## CANNULE CHIRURGICHE PERIOBLUTIP PERIODENT

Sterili, imbustate singolarmente, con adattatore autoclavabile

Sottile aspiratore chirurgico di precisione, fornito con doppio adattatore, particolarmente indicato nei trattamenti endodontici e implantari. Confezioni in buste sterili.

<b>32 03125</b>	Cannule PerioTip sterili ø 2,5 mm . . . . .	<b>26,50</b>
<b>32 033BT25</b>	PERIO SURGICAL BLUE TIP, 25 cannule in buste singole . . . . .	<b>18,50</b>

## SAFE-TIP PERIODENT

Puntali Monouso per siringhe aria/acqua (short Euro type\*)

Garantiscono un getto d'aria potente e asciutto, aria e acqua sono tenute separate dallo speciale design.

• Design unico "quad air core" per garantire aria secca  
• Bordi arrotondati per il massimo comfort del paziente


<b>32 P21628S</b>	Puntale Short, col.ass. spectrum 250 pz . . . . .	<b>39,50</b>
<b>32 P21628W</b>	Puntale Short, bianco 250 pz . . . . .	<b>39,50</b>

## SAFE-TIP-X PERIODENT



Puntali trasparenti monouso siringa aria/acqua

Compatibili con gli adattatori \*Sani-Tip®  
(\*Sani-Tip è un marchio registrato di Dentsply Sirona).


<b>32 P21611L</b>	Puntale Safe-Tip-X long 250 pz . . . . .	<b>39,50</b>
<b>32 P21611S</b>	Puntale Safe-Tip X short 250 pz . . . . .	<b>39,50</b>



Autoclavabile



## PERIODENT



\* Disponibili anche per siringhe attacco americano.



Costano meno che sterilizzare i puntali metallici.  
Misure: long o short. Colori: trasparente chiaro.



**HYGO FORMIC Nuovi** Aspirasaliva a chiocciola **Originali svedesi by Orsing** con trattiene lingua e design a molla, sagomabile, che allontana sia la lingua che l'aspirasaliva dall'area di lavoro. Realizzati in PE/PP. Senza PVC

**Hygoformic aspirasaliva Orsing BIO**  
 32 5250B Cf. 20 buste 100 pz. + 5x20 adattatori . **283,00**  
 32 5251B Cf. 100 pz. **BIO** + 5 adattatori . . . . . **15,40**  
 32 5252B Cf. 1000 pz. per bambini + 30 adattatori **144,00**  
 32 5253B Cf. 100 adattatori **BIO** . . . . . **7,--**  
 32 5253 Cf. 100 adattatori . . . . . **8,20**

**Coloranti naturali, sicuri  
Non lasciano pelucchi!**



**Rulli PerioRolls PERIODENT**  
100% Purissimo Cotone

Il rivestimento speciale anti-adesione, le fibre compatte e la speciale levigatura, consentono di proteggere le mucose anche durante la rimozione.

Rulli PerioRolls - Lunghezza 36 mm € 13,50		
n. 1 ø 8 mm 500 pz. 250 g	Colore	n. 2 ø 10 mm 400 pz. 310 g
53 09301B	<b>BLU</b>	53 09302B
53 09301G	<b>VERDE</b>	53 09302G
53 09301V	<b>VIOLA</b>	53 09302V
53 09301P	<b>ROSA</b>	53 09302P
53 09301Y	<b>GIALLO</b>	53 09302Y

**Ad esa: nr. 1 da 750 pz e nr. 2 da 600 pz € 13,70**



**NEODRYS TIPS** Compresse  
1 lato assorbente 1 impermeabile  
**Normali o con superficie riflettente**

NeoDryS possono in casi selezionati, sostituire la diga per procedure di sigillatura e con i compositi, prevengono la diluizione del gel per la fluoro-profilassi, migliorano l'accuratezza dei materiali di impronta e proteggono le marcature occlusali. NeoDryS facilitano inoltre il lavoro con i laser, le preparazioni per amalgama, l'ortodonzia e le procedure di cementazione più lunghe.

**Utilizzo facile:** inserire con la freccia verso il fondo della bocca ed il lato colorato contro la guancia. Inizia ad aderire entro pochi secondi e resta in sede finché non viene rilasciato con abbondante spray d'acqua sul lato vestibolare.


**Confortevole per operatore e paziente:** grazie al **design flessibile e conicizzato** ed ai morbidi angoli "comfort edge". Il vantaggio aggiuntivo del lato riflettente la luce è molto apprezzato, il foglio riflettente agisce anche da protezione delle guance durante l'uso dei manipoli.



Applicare

Lato colorato contro guancia

Spray per rimuovere



• Forniscono copertura completa dei dotti parotidici per almeno 15 min • Resistono all'umidità e proteggono la guancia • La capacità di assorbimento e la retrazione/protezione vestibolare li rendono unici e versatili • Il foglio vestibolare agisce anche da protezione delle guance durante l'uso dei manipoli.

	<b>ND 50 pz € 20,50</b>	<b>ND riflettenti 50 pz € 22,50</b>
<b>Small</b>	53 39401	53 39411
<b>Large</b>	53 39402	53 39412





**FORBICI TAGLIACORONE MULTIUSO HTCC *PERIODENT***

Forbici multiuso tagliacorone, ideali per tagliare i setti della diga al lato della rimozione.

- 33 061291** Forbici multiuso diritte 11 cm ..... **9,40**
- 33 061292** Forbici multiuso curve 11 cm ..... **9,40**



**EZ-LOCK Vista Adattatore monouso**

**Rivoluziona la Siringa Aria/Acqua!**

- Ideale in od. ricostruttiva, igiene, parodontologia, endodonzia e chirurgia orale. Compatibile con adattatori Sani-Tip attuali
- Dirige lo spray dove si vuole
- Nessun aerosol né schizzi
- Collegata a qualunque punta per irrigazione con attacco luer lock converte la siringa aria/acqua in un manipolo per irrigazione subgingivale
- Piccolo, 2,54 cm, migliora l'accesso e non ostruisce la visuale nel corso di irrigazione e asciugatura
- Punte monouso evitano la contaminazione crociata
- L'adattatore dev'essere ordinato separatamente in base al tipo di siringa aria/acqua utilizzato.


Disponibili adattatori EZ-LOCK per la maggior parte delle siringhe aria/acqua,  
Modelli siringhe:

- A:** Tipo A-dec, Dental EZ, Star.
- B:** Engle/Marco style.
- C:** Press Ring.

Contattateci per la compatibilità di EZ-LOCK™ con altri modelli.

**EZ-LOCK Adattatore per siringhe aria/acqua**


- 32 35387A** Modello **A** ..... **32,50**
- 32 35387B** Modello **B** ..... **32,50**
- 32 35387C** Modello **C** ..... **32,50**



- 32 352905** EZ-LOCK Punta monouso 100 pz ..... **39,00**
- 32 352910** EZ-LOCK Punta monouso 200 pz ..... **72,00**

Forniti di cavetti per la pulizia

**ASPIRATORI ENDODONTICI *PERIODENT***




Modello PE5 - tubi molto fini per l'aspirazione da sopra e talvolta all'interno dei canali. Modelli PE 10 e PE20 - tubi piccoli e pieghevoli. Eccellenti in endodonzia e nelle apicectomie.

**Aspiratori Endodontici in metallo**

- 32 913PE05** PE 05  $\varnothing$  1,5 mm. .... **113,95**
- 32 913PE10** PE 10  $\varnothing$  1,0 mm. .... **113,95**
- 32 913PE20** PE 20  $\varnothing$  1,5 mm. .... **113,95**

Dotati di uno stiletto interno


**ASPIRATORI CHIRURGICI *PERIODENT***



Aspiratori dotati di uno stiletto interno. Lo scivolamento anteriore del bottone provoca l'espulsione rapida di particelle eventualmente ostruenti la punta. Il ritorno del bottone alla posizione originale riattiva aspirazione. L'estremità dell'adattatore è adatta alle valvole degli attacchi per l'aspirazione di grandi volumi o alle tubature chirurgiche. Gli aspiratori sono smontabili per facilitarne la pulizia.

**Aspiratori Chirurgici in metallo**

- 32 913PB15** PB 15  $\varnothing$  1,5 mm. .... **165,55**
- 32 913PB25** PB 25  $\varnothing$  2,5 mm. .... **165,55**
- 32 913PB30** PB 30  $\varnothing$  3,0 mm. .... **165,55**



**EZ-KIND Divaricatori Periodent Super Comfort**

• Le parti del divaricatore a contatto con i due lati della bocca del paziente sono in speciale gomma morbida e design arrotondato per il massimo comfort del paziente • Anche l'arco esterno è rivestito in gomma morbida, antiscivolo e piacevole al contatto • **STERILIZZABILE A 121°C**

- 33 0737REKM** Div. EZ-KIND Medi, arancione, 2 pz. . . . . **12,50**
- 33 0737REKS** Div. EZ-KIND Small, verde, 2 pz. . . . . **12,50**



Le imbottiture, anch'esse sterilizzabili in autoclave, possono essere rimosse dal telaio per facilitarne la pulizia



**OPTIVIEW KERR HAWE** Apribocca retrattore di labbra e guance interamente autoclavabile

**Retrazione uniforme e confortevole. Facile inserimento. 2 in 1** Retrazione di labbra e guance con un solo strumento!

• Notevole incremento della visibilità e della facilità d'accesso al campo operatorio • Design 3D progettato per garantire un'applicazione ed una rimozione semplice e veloce • Design anatomico per assicurare il massimo comfort al paziente anche per interventi lunghi • Ideale anche in presenza di aspirasaliva.

<b>33 277100</b>	OptiView Standard Kit 2 pz.	<b>€ 46,30</b>
<b>33 277102</b>	OptiView Small Kit 2 pz.	<b>€ 46,30</b>
<b>33 277101</b>	Cuscinetti OptiView 10 pz.	<b>€ 46,30</b>



**CHEEK RETRACTOR**

Retrattore guance e labbra monouso  
**Efficace ed Economico!**

• Monopaziente • Accesso senza ostacoli • Retrae le guance e abbassa la lingua.

- 33 377215** Cheek Retractor retrattore . . . . . **22,90**  
e abbassalingua mono-paziente, 10 pz.



**DIVARICATORI LABIALI EZ-HOLD PERIODENT**

• Ideali per fotografia intraorale • Sterilizzabili chimicamente.

- 33 07271A** Retrattori Singoli Adulti 2 pz. . . . . **15,50**
- 33 07271B** Retrattori Singoli Bimbi 2 pz. . . . . **15,50**



**PERIOVIEW SPAND**

Divaricatore interamente autoclavabile 121°C

- 33 07272A** Plastica trasparenti. Adulti 2 pz. . . . . **11,50**
- 33 07272A** Plastica trasparenti. Bimbi 2 pz. . . . . **11,50**



**PERIOVIEW COLOR PLUS**

Divaricatore Interamente autoclavabile

• Visione totale della bocca, senza impedimenti  
• Ottimo in ortodonzia e per le radiografie panoramiche  
• Estremamente flessibile  
• Meglio la sterilizzazione a freddo.

PerioView Color Plus - 1 pz. € 32,90				
Bianco	Rosso	Blu	Giallo	Trasparente
33 075711	33 075712	33 075713	33 075714	33 075715



**RETRATTORI QUINTA MANO PERIODENT**

Provisti di due pale che spostano molto le guance per consentire l'accesso ideale per le procedure odontoiatriche.

Utilizzo

- Inserimento dei porta impronta.
- Accesso fotografia intraorale.
- Applicazione di sigillanti, vernici e ausili chirurgici.
- Retrazione da un'incisura pterigo mascellare all'altra e delle labbra.
- Retrazione da un trigono retromolare all'altro.
- Allontanamento dei baffi da materiale da impronta e foto.
- Riduzione flusso salivare mediante pressione sui dotti di Stenson.

Retratore Quinta Mano - 25 pz. € 35,00			
SMALL	MEDIUM	LARGE	X LARGE
larg. 8,2 cm	larg. 10,1 cm	larg. 10,8 cm	larg. 12 cm
33 973711	33 973712	33 973713	33 973714

**33 973710** Retratore Quinta Mano Kit Assortito. . . . . **38,00**  
25 pz. 5 Small, 15 Medium, 5 Large




**LOGI BLOC** Apribocca intelligente grazie al design unico

Logi Bloc rende tutto agevole per voi e confortevole per il vostro Paziente

Stabilizza e sostiene in modo confortevole permettendovi di mantenere la visuale senza impedimenti sul campo operativo e l'accesso all'area di lavoro riducendo l'affaticamento. Esente da lattice.

**Utilizzo:** Logi Bloc viene facilmente posizionato afferrandolo con l'indice nella concavità. Legare del filo interdentale attraverso il foro presente nella concavità per consentirne il recupero in caso di spiazzamento o aspirazione.

- 33 37710** Logi Bloc XS Giallo . . . . . **58,00**
- 33 37711** Logi Bloc Pedo Viola . . . . . **58,00**
- 33 37712** Logi Bloc Standard Verde . . . . . **58,00**
- 33 37713** Logi Bloc Large Blu . . . . . **58,00**



**ORINGER** In Hi-tech Flex S. Steel

Originale Dr. Oringer per l'apertura della bocca e la divaricazione delle guance senza lacerare, confortevoli per i pazienti.

- 33 071702** Apribocca/Divaricatore. . . . . **31,00**  
Oringer/Ivan **medio**
- 33 071703** Apribocca/Divaricatore. . . . . **31,00**  
Oringer/Ivan **large**



**MOLT**

Da utilizzare per mantenere la bocca aperta durante le procedure di estrazione e ridurre i traumi dell'articolazione temporomandibolare ai pazienti sedati.

- 33 071732** Molt Apribocca **adulti** 14 cm . . . . . **59,00**
- 33 071731** Molt MG Apribocca **bimbi** 12 cm . . . . . **59,00**

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna				
P.IVA	C.Fisc.	e-mail		

CODICE	RIF.	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

+iva a norma di legge

Giorni di apertura: **Mattino L M M G V S** **Pomeriggio L M M G V S**

Contributo spese spedizione: **Ordini superiori a € 140,00** (IVA esc.) nessun contributo spese  
**Ordine fino a € 140,00 (i.e.) + € 14,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,50**

PAGAMENTO: Ordini inf. a € 140,00 (i.e.):  Bonifico anticipato  Carta di credito o POS  
 Ordini sup. a € 140,00 (i.e.):  Bonifico anticipato  Carta di credito o POS  R.B. 30 gg. d.f. + € 5,50

IBAN Ivan Ilic' srl: **IT50N0569601625000003415X03** **IBAN Cliente:**

Carta di credito o POS  Visa  Mastercard Numero Scadenza

DATA **TIMBRO E FIRMA**

Ai sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei acconsente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco.

Grafica e impaginazione: [laura.alessandrolo@gmail.com](mailto:laura.alessandrolo@gmail.com)

