

dal 1949 al servizio
della comunità odontoiatrica
ricerca e seleziona
Qualità & Soluzioni
per voi!



Punte applicative
Aghi e Siringhe


Punte applicative a pennello, per emostatici

- Punte con cannula metallica, plastica
- Punte per irrigazione endodontica
- Siringhe monouso
- Micro applicatori
- Punte per igiene
- Puntali per impronta



Marzo 2025

Dal 1949 al servizio
della **Comunità
Odontoiatrica**



www.ilicdental.com

Prezzi. Sono IVA esclusa e possono, a fronte di situazioni straordinarie, subire variazioni senza preavviso.

A seguito dell'aggiornamento costante dei cataloghi anche i prezzi possono subire variazioni.

Validi salvo errori e/o omissioni di stampa. Informeremo costantemente i nostri clienti su novità e aggiornamenti.

I prezzi qui indicati sono validi sino al **30 dicembre 2023** ed annullano e sostituiscono ogni proposta precedente.

Legenda Prezzi. Il prezzo indicato è sempre quello unitario.

Garanzia - Resi - Sostituzioni. Qualora la qualità non corrisponda agli standard dei fabbricanti, o per errato invio, è necessario:

- avvisare l'ufficio assistenza clienti entro 8 giorni dal ricevimento della merce;
- effettuare il reso nell'imballo originale integro;
- allegare il documento di trasporto in originale e la causale del reso con le motivazioni e/o i problemi riscontrati.

Come Ordinare

Tel. (+39) 02.36512990
(+39) 02.55016500
(+39) 329 181 8750

ilic@ilicdental.com

e-commerce:
www.ilicdental.com

Acquisto sul Sito la sicurezza nei pagamenti è garantita. La riservatezza delle informazioni e la loro recuperabilità, sotto il profilo della autenticazione, trasferimento e sicurezza, è garantita dai server protetti della banca e nessuna informazione transita nel sistema internet.

Condizioni Generali di Vendita.

Pagamento con:

- Carta di Credito o POS



- Ricevuta Bancaria 30 gg d.f. + € 6,50

Indicare IBAN

- Bonifico Bancario anticipato

Ivan ILIC s.r.l.

IBAN:

IT50N0569601625000003415X03

Ordini superiori a € 140

Nessun contributo spese.

Ordini fino a € 140

- Contributo spese: € 14
- Pagamento anticipato con Carta di credito o POS
- Bonifico Bancario anticipato.

Ordini inferiori a € 75

- Contributo spese: € 15,50
- Pagamento anticipato con Carta di credito o POS
- Bonifico Bancario anticipato.

Nelle zone dove operiamo con agenti, saremo lieti di comunicare il Suo nominativo per fissare un appuntamento.

Aghi per irrigazione canalare	6,7
Anelli monouso	14
Applicatori per bio-materiali	11
Bendable Tips, cannule pieghevoli	4
Black micro.	4
Black Mini Tip.	5
Blocchetti per miscelazione.	13
Blue Light Tip	4
Blu Micro Tip	4
Cannule chirurgiche PerioBluTip	14
Cannule Endo-Eze	6
Capillary Tip	7
Coperchi protettivi UV Protection Plus.	14
Dappen	13
Deliver-Exe Brush	3
Denbur, Single-Take e Double-Take dispenser	2
Dento-Infusor, per emostatici	3
EZ-Flow	16
Flex Flo-Tip, Avalon.	11
Flexi-Glide	5
Glideflow	5
Guaine protettive per siringhe	10
Inspirial Brush	3
Intra-Oral Syringe-Green.	15
Irriflex.	6
Irrivac.	6
Luer Vacuum Adapter.	7
Magic-Brush.	12
Map-One	11
Master-Brush	13
Maxi-Brush.	12
Metal Dento-Infusor.	3
Micro Flo	5
Multi-Brush color	12
Nano-Brush	12
Navy Tip.	7
NiTi Superflex.	6
Organizer per siringhe	10
Pipette per liquidi e gel.	4
Punte applicative a pennello/fiocco.	3
Punte applicative con cannule metalliche	4
Puntali per miscelazione	15
Siringa alta pressione Vista	9
Siringa utility	9
Siringhe monouso	8,9
Siringhe porta MTA	11
Skini Siringe	8
Sol-U-Flo	3
Stat-Flow	3
Stik-N-Place, applicatori adesivi.	14
Surgi Tip.	5
Tappi Luer Lock.	8
Tazze e Spatole per alginati e gesso	13
Visco Tip	5
White Mac	5
White Mini Laser	5



SINGLE-TAKE™ e DOUBLE-TAKE by DENBUR made in USA Il dispenser applicatore più ergonomico!

Igienico - Premere il contenitore POD contenente gli applicatori con il polso o con il braccio per farne uscire uno alla volta. Nessuna manopola o tasto cui trasmettere una contaminazione crociata. **Efficiente** - Un brush alla volta. Ogni ricambio POD contiene 150 applicatori. **Funzionale** - Il piano inclinato si trova a 1,5 cm dal piano di lavoro per consentire l'erogazione "touchless", senza contatti con la superficie del piano. **Professionale** - Design moderno per uno Studio in ergonomia.

55 571001	Dispenser Single-Take	21,20
	per applicatori Denbur in POD da 150	
55 571002	Dispenser Double-Take	25,50
	per applicatori Denbur in POD da 150	



Vedi micro applicatori Denbur a pag. 10, 11.

PUNTE APPLICATIVE A PENNELLO / FIOCCO

INSPIRAL® BRUSH ULTRADENT

Punta con canale interno a spirale che riduce per breve tempo la viscosità (effetto tissotropico). Le setole possono essere estratte (per un'azione più morbida) oppure accorciate (per un'azione più dura). **Per l'applicazione di materiali viscosi.**



(ø 1,07 mm)
19 ga. ca.

Inspiral Brush	20 pz.	100 pz.	500 pz.
	46 12710	46 12123	46 121033
	€ 22,20	€ 94,50	€ 399,80

PUNTA BLACK MINI® BRUSH ULTRADENT

Per l'**applicazione di materiali a bassa viscosità.** Offre più "resistenza" rispetto alla Inspiral Brush Tip. Esempi d'uso: Peak SE Primer, PrimaDry, PermaQuick Bonding e Primer, Seek.



(ø 1,00 mm)
19 ga. ca.

Black Mini Brush	20 pz.	100 pz.	500 pz.
	46 12190	46 12169	46 12432
	€ 19,60	€ 77,00	€ 318,00

BLACK MICRO® FX ULTRADENT

Punta in plastica nera con cannula in metallo (22 ga, ø 0,70 mm), dotata estremità a fiocco per l'**applicazione di materiali leggermente viscosi.** Utilizzabile in sostituzione alla punta a pennello Inspiral Brush Tip.



d
l o

Black Micro FX	20 pz.	100 pz.	500 pz.
	46 12356	46 12357	46 12434
	€ 13,00	€ 82,40	€ 353,30

MICRO® 20 GA. FX ULTRADENT

Punta in plastica blu scuro con cannula in metallo (20 ga, ø 0,90 mm) con estremità a fiocco. Per l'**applicazione di materiali viscosi.** L'estremità a fiocco facilita la distribuzione del materiale sulle superfici. Es. d'uso: Opalescence Boost.



Micro 20 ga. FX	100 pz.	500 pz.
	46 12169	46 12432
	€ 82,40	€ 353,30

SPIRA-FLO™ BRUSH VISTA

Punta per il massimo controllo nell'erogazione di materiali viscosi, mordenzanti e resine. La lunghezza delle fibre è regolabile.

46 72400 Spira-Flo Brush 100 pz. € 99,70
46 72450 Spira-Flo Brush 500 pz. € 259,00



DELIVER-EZE® BRUSH Ultradent

Ideale per applicare i primer adesivi nelle zone posteriori più difficili da raggiungere.

Deliver-Eze Brush	20 pz.
	46 12539
	€ 22,10



Cannula in metallo flessibile con punta a pennello (22 ga, ø 0,70 mm)

PUNTE APPLICATIVE PER EMOSTATICI/TRATTAMENTO TESSUTI

PUNTA DENTO-INFUSOR® METALLICA ULTRADENT

Il puntale Metal Dento-Infusor con Comfort Hub è un componente essenziale della famiglia di prodotti del Tissue Management di Ultradent. La sua estremità con spazzolino morbido consente di strofinare agevolmente l'emostatico sui capillari per una emostasi profonda. Il design del connettore Comfort Hub permette un controllo sicuro e confortevole nel montaggio e nella rimozione. Applica l'emostatico con precisione e rimuove efficacemente i coaguli superficiali. La cannula smussata angolata, dotata di uno spazzolino morbido, permette di premere delicatamente nel solco. "MDI" è stato il primo applicatore Ultradent e rimane fondamentale per un trattamento dei tessuti efficace e sicuro.



LOK-TITE®

Dento-Infusor Metalliche	20 pz.	100 pz.	500 pz.
	46 12954	46 12955	46 12956
	€ 19,40	€ 84,70	€ 357,30

PUNTA DENTO-INFUSOR® BLUE MINI® ULTRADENT

Punta (ø 1,20 mm tra 18 e 19 ga.) in plastica con il pennello più morbido. Per la sigillatura del solco gengivale per restauri adesivi vicini alla gengiva. Esempi d'uso: Astringedent, ViscoStat, ViscoStat Clear



(ø 1,00 mm)
19 ga. ca.

Dento-Infusor Blue Mini®	20 pz.	100 pz.	500 pz.
	46 12128	46 12086	46 12440
	€ 24,00	€ 101,40	€ 423,80

Monouso. Da utilizzare con: • Astringedent™ agente emostatico con Solfato Ferrico al 15,5% • Astringedent™ X soluzione emostatica al 12,7% di Solfato Ferrico e Subsolfato • ViscoStat™ emostatico con 20% di Solfato Ferrico • ViscoStat™ Clear agente emostatico con Cloruro di Alluminio al 25% • Adesivo universale Peak™ Universal Bond

STAT-FLO™ VISTA

• Pre-piegata (19 ga / ø 1,06 mm) • Punta curvata per un accesso ottimale nel trattamento dei tessuti • Estremità in fibre di poliestere per distribuire le soluzioni viscosi evitando il contatto della cannula metallica con i tessuti molli.



Stat-Flo™ 19 ga. per emostatici	20 pz.	100 pz.
	46 72356	46 722100
	€ 26,00	€ 111,00

SOL-U-FLO™ VISTA

• Pre-piegata (19 ga / ø 1,06 mm) • Punta curvata per un accesso ottimale nel trattamento dei tessuti • Estremità in morbide fibre di nylon per la distribuzione delle soluzioni viscosi evitando il contatto della cannula metallica con i tessuti molli.



Sol-u-Flo 19 ga.	20 pz.	100 pz.
	46 722202	46 722200
	€ 23,50	€ 97,80

PUNTE APPLICATIVE CON CANNULA METALLICA



PERIOLUER BLU LIGHT TIP PERIODENT Punta applicative Pre-piegate

- Alta qualità e Convenienza • Codifica a colori in base all'uso • Estremità smussa e pre-piegate alla angolazione corretta.

PerioLuer 100 pz. € 27,00		
18 ga. ROSA	20 ga. NERO	23 ga. BLU
Universale, Liner	Flow, Diga, MTA	Mordenzanti
46 P2027	46 P2085	46 P2127

BLACK MICRO® ULTRADENT

Punta in plastica nera con cannula curva in metallo (22 ga, ø 0,70 mm) per l'applicazione di precisione di materiali.

Esempi d'uso: EtchArrest, OpalDam, Ultra-Blend plus, UltraSeal



Black Micro	20 pz.	100 pz.	500 pz.
	46 12194	46 12085	46 12435
	€ 12,40	€ 54,20	€ 222,70

BLUE MICRO® ULTRADENT

Punta in plastica blu con cannula in metallo (25 ga, ø 0,50 mm), smussata, curva per applicazione precisa e controllata.

Esempi d'uso: PrimaDry, Ultra-Etch



Blue Micro	20 pz.	100 pz.	500 pz.
	46 12158	46 12127	46 12436
	€ 12,20	€ 53,60	€ 220,50

MICRO 20 GA. ULTRADENT

Punta in plastica blu scuro con cannula in metallo (20 ga, ø 0,90 mm), smussata, curva, per un'applicazione di precisione.

Esempi d'uso: EtchArrest, File-Eze, OpalDam, Opal. Boost, PermaFlo, PermaFlo DC, Ultra-Blend plus, UltraSeal



LOK-TITE™

Micro 20 ga.	20 pz.	100 pz.	500 pz.
	46 12168	46 12252	46 12437
	€ 12,00	€ 52,60	€ 218,40

PUNTE BTP VISTA

- Per mordenzanti, resine e compositi scorrevoli.
- In 4 misure.



Diametro	20 pz. € 13,90	100 pz. € 29,50
16 ga./1,65 mm	46 725306	46 725316
20 ga./0,90 mm	46 725330	46 725320
20 ga./0,90 mm	46 725332	46 725322
25 ga./0,50 mm	46 725335	46 725325

BENDABLE TIPS 1,27 CM VISTA

- Per mordenzanti, resine e compositi scorrevoli.
- In 2 misure



Punte Bendable 1,27 cm	Diametro		100 pz.
	Diametro		46 725222
	Diametro		46 725225
			€ 28,50

PIPETTE PD CODIFICATE A COLORI

Pratici applicatori portamateriali sia liquidi che gel.



- 46 32PP03** Pipette PD 0,3 ml, 5 pz **12,90**
- 46 32PP03-25** Pipette PD 0,3 ml, 5 pz **47,70**

PUNTE APPLICATIVE CON CANNULA PLASTICA

BLACK MINI® ULTRADENT

Applicatore in plastica (ø 1,00 mm 19 ga. ca.), nero, curvo, per l'applicazione di materiali di moderata viscosità.

Esempi d'uso: LC Block-Out Resin, OpalDam, OraSeal Regular, Opal. Endo, PermaFlo/DC, Ultra-Blend Plus.



LOK-TITE™

	20 pz.	100 pz.	500 pz.
Black Mini	46 12196	46 12514	46 12433
	€ 12,20	€ 53,20	€ 220,50

WHITE MAC® ULTRADENT

Punta con apertura grande (ø 2,00 mm, 14 ga ca.), bianca, curva. Progettata per l'applicazione di materiali molto viscosi.

Esempi d'uso: Consepsis Scrub, Opalustre, OraSeal Caulking (viscoso) e Putty (pastoso), UltraTemp.



46 12661 White Mac	20 pz.	€ 12,20
46 12361 White Mac	100 pz.	€ 53,20

BLUE-FLO™ VISTA

- Punta in morbida plastica
- Autoclavabile • Attacco Universale luer lock • Ideale per irrigazioni, aerazione e per materiali da impronta.



Punta BFT 23 ga ø 0,63 mm

46 746202	20 pz.	€ 17,30
46 746222	100 pz.	€ 83,10

WHITE MINI LASER™

ULTRADENT

In plastica (ø 1,07 mm 19 ga. ca.), curva, bianca.

Esempi d'uso: **Fibre laser** (laser Nd, laser YAG).



46 12247 W. Mini Laser	20 pz.	€ 12,20
-------------------------------	--------	---------

SURGI TIP™ ULTRADENT

Sottile cannula di aspirazione (ø 2,60 mm 12 ga ca.), ideale con l'adattatore Luer per l'aspiratore. Consigliata per **chirurgia e restauri**. Molto utile per la rimozione degli sbiancanti alla poltrona al termine del trattamento.



46 12248 SurgiTip	20 pz.	€ 15,90
--------------------------	--------	---------

PUNTE APPLICATIVE USI SPECIALI

MICRO FLO VISTA

- Punta in poliammide
- Ideale con il **microscopio per mordenzanti e compositi**.



ø ga./mm	20 pz.	50 pz.
26/0,45	46 726126	46 726626
27,5/0,38	46 726127	46 726627
30/0,30	46 726130	46 726630
	€ 40,20	€ 98,50

FLEXI-GLIDE VISTA

- Per **irrigare, applicare e micro-aspirare**
- Piegabile per facilitare l'accesso.



Flexi-Glide	20 pz.	50 pz.
FLG 2,5 cm	46 746520	46 746550
FLG 3,0 cm	46 746320	46 746350
	€ 57,00	€ 93,90

VISCO TIP 25 ga. VISTA

Punta per applicazione dei materiali viscosi

- Unica, brevettata! Per l'applicazione di idrossido di calcio e compositi fluidi • Flessibili e piegabili • Aumentano la scorrevolezza dei materiali viscosi.

Visco-Tip 25 ga.		
20 pz.	46 722302	€ 48,00
50 pz.	46 722300	€ 104,60

FLEXI-GLIDE 30 ga. VISTA

La scelta migliore per l'irrigazione.

- Irrigazione, applicazione e micro aspirazione
- Piegabili per facilitare l'accesso • La punta può essere tagliata alla lunghezza desiderata.

Flexi-Glide 30 ga.		
20 pz.	46 746320	€ 57,00
50 pz.	46 746350	€ 95,80

GLIDEFLOW


Cannula flessibile in polipropilene per irrigazione canale

Punta flessibile con doppia apertura laterale per l'irrigazione precisa vicino all'apice radicolare per una detersione profonda ed efficace. Speciale disegno con aperture laterali in punta per fornire un flusso di lavaggio maggiore per una migliore irrigazione. L'innovativo disegno della cannula a estremità chiusa è garanzia di maggiore sicurezza perchè riduce efficacemente e minimizza il rischio di compressione durante le procedure.

Cannula per irrigazione canale in propilene morbido di alta qualità. Grazie alla flessibilità segue perfettamente l'anatomia di qualsiasi canale radicolare fino all'apice. L'irrigazione laterale è garantita e sicura grazie alle aperture laterali contrapposte a ridosso della punta chiusa. Irrigazione e detersione superiori e in sicurezza.

46 P4GF20	Cannula Glide Flow 30 g (ø0,4) 25 mm.	20 pz
------------------	---------------------------------------	-------

€ 38 • 2 € 28 cad.



Taper 04 - Punta (0,3) - Lunghezza 25 mm - Tacche a 22, 20, 19, 18 mm. - Punta chiusa con aperture laterali • Polipropilene di alta qualità. Flessibile 30 gauge 25 mm. Confezionate in buste singole. Sterilizzabili a 134°C.

- Confezionate singolarmente in camera bianca • Compatibile con tutte le siringhe dentali standard.

Brevettata




NITI SUPERFLEX Vista Cannule in Nicel titanio super flessibile

Aperte lateralmente e lisce garantiscono un'irrigazione anche in profondità e in massima sicurezza. • Economiche perché sono **autoclavabili fino a 40 volte** grazie al rivestimento brevettato OD71D che protegge l'ago dagli effetti corrosivi dell'ipoclorito • Attacco universale Luer Lock • Flessibili con angolazione regolabile per agevolare l'accesso in ogni canale.

NiTi SuperFlex 30 ga. Irrigazione canalare sicura		
Ga	mm.	6 pz. € 124,10
30	S=17	46 745107
30	L=25	46 745108
Ass.to	4 S+2L	46 745106

AGHI IRRI-VAC PERIODENT con punta di sicurezza

Per l'irrigazione canalare e di siti chirurgici. Estremità smussa e apertura laterale, lunghezza 2,50 cm.



- 46 053123 Irri-Vac 23 ga. / 0,63 mm Azzurro 100 pz. 32,00
- 46 053127 Irri-Vac 27 ga. / 0,40 mm Bianco 100 pz. 32,00
- 46 053130 Irri-Vac 30 ga. / 0,30 mm Giallo 100 pz. 39,00



Attacco Luer

CANNULE ENDO-EZE ULTRADENT Flessibili per endodonzia

In metallo morbido e flessibile; per il risciacquo, l'aspirazione, l'asciugatura e l'otturazione di canali radicolari. Utilizzabili anche come cannule di aspirazione con l'adattatore per l'aspiratore Luer. Si piegano facilmente.



Endo-Eze 1,9 cm	Diametro	20 pz. € 13,80	100 pz. € 58,90
EndoEze 1,9 cm Giallo	18 ga. / 1,25 mm	46 14345	46 14428
EndoEze 1,9 cm Viola	19 ga. / 1,06 mm	46 14346	46 14429
EndoEze 1,9 cm Azzurro	20 ga. / 0,90 mm	46 14347	46 14430
EndoEze 1,9 cm Azzurro	22 ga. / 0,70 mm	46 14348	46 14431

ENDO EZE LAVAGGI ULTRADENT

Cannule per detersione con apertura laterale.

Cannule metalliche sottili, smussate, con un'apertura laterale in punta per evitare che i liquidi vengano spinti direttamente verso l'apice.




- 46 14207 Endo Eze Irrigator 25 mm ø 0,40 mm, 20 pz. 14,80

IRRIFLEX

Cannula per irrigazione canalare in propilene morbido e flessibile

Si adatta all'anatomia di qualsiasi canale radicolare avvicinandosi quanto più possibile all'apice. Grazie ai fori bilaterali contrapposti in prossimità della punta fornisce una potente irrigazione laterale; il risultato un miglioramento della pulizia e dell'irrigazione per una più efficace rimozione di detriti, smear layer e biofilm.

- Confezionato in camera bianca in buste singole monopaziente.
- IrriFlex è compatibile con tutte le siringhe dentali standard.




- 46 34120 IrriFles, 30 g (ø 0,4) 27 mm, 20 pz. 45,09
- 46 34140 IrriFles, 30 g (ø 0,4) 27 mm, 40 pz. 69,81



Gli ultimi 5 mm sono morbidi e flessibili ed il bordo è arrotondato per guidare NaviTip lungo i canali curvi senza schiacciarsi.

NAVYTIP ULTRADENT Cannule per detersione e applicazione

- Tecnologia perfezionata nella forma, materiali e dimensioni
- Ottimo controllo per portare i materiali ovunque nel canale e fino all'apice.



NaviTip Lok-TITE 29 ga. Applicazione di liquidi e gel

Ga	mm.	20 pz. € 44,10	50 pz € 98,60
29	27	46 141115	46 141377
29	25	46 141114	46 141376
29	21	46 141113	46 141374
29	17	46 141112	46 141378
Ass.to 29 ga	27-17	46 141116	46 141379

NaviTip Lok-TITE 30 ga. Applicazione materiali viscosi

Ga	mm.	20 pz. € 44,10	50 pz € 98,60
30	27	46 141354	46 141424
30	25	46 141250	46 141423
30	21	46 141349	46 141422
30	17	46 141249	46 141421
Ass.to 30 ga	27-17	46 141351	46 141319



NAVITIP SIDEPORT 31 ga ULTRADENT Double Sideport Irrigator
Cannula per irrigazione con due uscite laterali

- 2 aperture garantiscono l'irrigazione sicura e prevengono l'estrusione dei chimici oltre apice
- Così sottile, 0,28 mm. per poter navigare nei canali più complessi e stretti.

NaviTip Double Sideport Lok-Tite 31 ga. Irrigazione sicura

Ga	mm.	20 pz. € 50,30	50 pz € 107,50
31	21	46 145121	46 145122
31	27	46 145123	46 145124



NAVITIP FX 30 ga ULTRADENT Cannule rigide per detersione e applicazione con l'estremità a fiocco

Unico che deterge, strofina e irriga contemporaneamente!
Ideale per: applicazione del primer prima della cementazione adesiva del perno; per soluzioni di lavaggio; per rimuovere completamente l'idrossido di calcio dai canali prima dell'otturazione definitiva.

NaviTip FX 30 ga. Deterzione completa e irrigazione 20 pz. € 50,30

30 Ga	17 mm.	46 141452
30 Ga	25 mm.	46 141454



CAPILLARY TIP ULTRADENT

Cannule sottili e flessibili per detersione e aspirazione..

In polipropilene, sono lunghe 25 mm; applicate a Luer Vacuum adapter asciugano il canale in modo da sono minimizzare i passaggi con le punte di carta. Applicati alla siringa da 1,3 ml, sono utili per pulire i canali radicolari, sacche gengivali e fistole. Consigliamo anche per preparare la sede per il perno radicolare e nella ricostruzione di denti rovinati in profondità: circondare Capillary con del composito per ricostruzione cui non aderirà.

Micro Capillari. Sottilissime, 0,40 mm, collo rinforzato, per risciacquo e applicazioni nel canale e materiali parodontali.

Capillary Tips Aspirazione dal canale			Micro Capillary
Ø mm.	20 pz. € 17,30	50 pz € 36,80	20 pz. € 18,10
0,36	46 14341	46 14099	46 121121 Blu 10 mm
0,48	46 14186	46 14425	46 121120 Verde 5 mm



LUER VACUUM ADAPTER ULTRADENT

Utilizzarlo collegandolo all'aspirazione per rimuovere efficacemente irriganti e detriti. È compatibile con qualunque puntale con attacco Luer; farà risparmiare tanto tempo e punte di carta. Con la punta flessibile Capillary si raggiunge la profondità del canale per ottenere un'ottima pulizia e asciugatura.

46 1230 Luer Vacuum adapter, 10 pz

21,40



SIRINGHE LUER LOCK COLORATE originali Vista

Un modo rapido e agevole per organizzare e identificare

- Aumentano la sicurezza
- Riducono l'incidenza dello scambio di siringhe
- Disponibili nei modelli graduati da 3 ml e da 12 ml
- AUTOCLAVABILI, non-sterili.



Siringhe Colorate Luer Lock Conf. 80 pz. - 3 ml € 21,50				
46 7103Y	46 7103W	46 7103R	46 7103B	46 7103AS
Luer Lock GIALLO	Luer Lock BIANCO	Luer Lock ROSSO	Luer Lock AZZURRO	Luer Lock ASSORTITO

Siringhe Colorate Luer Lock Conf. 80 pz. - 12 ml € 43,90				
46 7112Y	46 7112W	46 7112R	46 7112B	46 7112AS
Luer Lock GIALLO	Luer Lock BIANCO	Luer Lock ROSSO	Luer Lock AZZURRO	Luer Lock ASSORTITO

SIRINGHE LUER LOCK Vista Per molteplici utilizzi

- Graduate con incrementi in cc (ml)
- Prese zigrinate per minimizzare lo scivolamento
- Autoclavabili, non sterili
- Attacco Luer Lock standard.



46 711012	46 711003	46 711006	46 711112	53 183993
1,2ml 100 pz.	3ml 100 pz.	5/6ml 100 pz.	12ml 100 pz.	Guaine sir. 1,2ml. 300 pz.
€ 56,90	€ 24,70	€ 35,70	€ 44,60	€ 52,50

SIRINGA 1,2 ml Luer Lock ULTRADENT



Siringa graduata, in plastica trasparente, facile da maneggiare posizionando lo stantuffo nel palmo della mano.

46 11124	Siringa 1,2 ml 20 pz.	13,80
46 11157	Siringa 1,2 ml 50 pz.	58,70

SKINI SYRINGE Luer Lock ULTRADENT



Facile applicazione del materiale; una forza limitata genera una pressione elevata. Esempi d'uso: EndoREZ, PermaFlo DC

46 11680	Skini Syringe 0,5 ml 20 pz.	25,00
46 11681	Skini Syringe 0,5 ml 50 pz.	50,60



TAPPI AVVITABILI PER SIRINGHE LUER LOCK STANDARD VISTA

46 719210	Tappi avvitali per sir. in plastica bianca rigida, 25 pz.	14,00
------------------	--	--------------



TAPPI Luer Lock ULTRADENT

Per tutte le siringhe da 1,2 ml e 5 ml.
Tappi neri consigliati per materiali sensibili alla luce.

46 12205	Tappi Luer bianchi 20 pz.	12,70
-----------------	--------------------------------	--------------



SIRINGA 5 ml DispoSir LUER LOCK **PERIODENT**

Siringa graduata, in plastica trasparente. Perfetta per soluzioni irriganti.

46 71001 Siringa 5 ml, 50 pz..... **28,60**



Il tappo avvitabile illustrato viene venduto separatamente, vd. sotto.

SIRINGHE ALTA PRESSIONE VISTA

Per l'irrigazione del sito chirurgico

La siringa ad alta pressione usata con la punta Visco-Tip facilita l'estrusione dell'idrossido di calcio

- Siringa da 1,2 ml in policarbonato rigido e trasparente, con alette
- Graduata, incrementi in cc (ml)
- Attacco Luer Lock standard
- Prese per le dita zigrinate per ridurre al minimo lo scivolamento
- Fornita non sterile, autoclavabile.

46 715012 Siringa H.P. 1,2 ml 50 pz. senza tappi..... **60,90 € 39 ad esa**



SIRINGA UTILITY US-12 ml VISTA Siringa Universale monouso

- Per l'irrigazione del sito chirurgico, clinica e domiciliare post intervento.
- Per materiali da impronta siliconici e a base di gomme.

46 711600 Siringa Utility US-12 da 12 ml, 50 pz..... **56,20**



SIRINGA UTILITY 5 ml VISTA Siringa Universale monouso

- Per l'irrigazione del sito chirurgico, clinica e domiciliare post intervento.
- Per materiali da impronta siliconici e a base di gomme.

46 71001 Siringa per materiali di impronta 50 pz **28,60**



IMPRONTA 3 ml Luer Lock **ULTRADENT**

Siringa graduata, in plastica trasparente. Flange dello stantuffo posizionate per esercitare il controllo / la pressione ottimali. Per qualsiasi punta Luer Lock e materiale elastomerico per impronte.

46 11600 Siringhe impronta 3 ml 10 pz..... **9,90 € 4 ad esa**



SIRINGA 5 ml Luer Lock **ULTRADENT**

Siringa graduata, in plastica trasparente. Irrigazione e applicazione di soluzioni saline o medicate. Perfetta in combinazione con Capillary Tip e Endo-Eze Tip, per es. per applicare soluzioni irriganti.

46 11201 Siringhe in plastica 5 ml 10 pz..... **11,60**



SIRINGA UTILITY MEDICAL CURVA 12 ml **PERIODENT**

- Per l'irrigazione del sito chirurgico, clinica e domiciliare post intervento.
- Per materiali da impronta siliconici e a base di gomme.
- In propilene medical grade
- Pistone autosigillante

46 P15C12 Siringa Utility Medical Curva 12 ml, 50 pz..... **47,10**



SIRINGA PER IMPRONTA 5 ml **PERIODENT**

- Siringa prepiegata per facilitare l'applicazione.
- In polipropilene

46 P15C05 Siringa per impronta 5 ml, 50 pz. **36,60**



INTRA-ORAL SYRINGE - GREEN

46 41505 Siringa intra orale angolabile, doppia e con miscelatore per VPS, 20 pz..... **57,20**



GUAINE UNIVERSALI PROTETTIVE PER SIRINGHE *PERIODENT*

Guaine universali: 1,8 cm / 5 cm x 12,5 cm

- In polipropilene molto flessibile per una maggiore sensibilità tattile.
- Semplici da applicare ed economiche.

53 P83138 Guaine universali per siringhe, 200 pz **22,60**



GUAINA PROTETTIVA PER SIRINGHE *ULTRADENT*

Involucro igienico in pellicola di propilene. Per tutte le siringhe da 1,2 ml. Protezione per le siringhe con punte. Si rimuove insieme alla punta monouso. Sigillatura con termo-sigillatrice.

53 183993 Guaine syringe cover 300 pz **52,50**



ORGANIZER DE LUXE PER SIRINGHE *PERIODENT*


- Ergonomici, Design flessibile
- Materiale durevole, trasparente per una facile identificazione del contenuto per compositi, adesivi, microapplicatori, ecc.

Mini: 19,5x14,5x9,5 cm

Standard: 29x14,5x9,5 cm

55 P81SODM1 Syringe Organizer DeLuxe mini x 12 siringhe **89,60**

55 P81SODS1 Syringe Organizer DeLuxe standard x 18 siringhe **105,00**



ORGANIZER PER SIRINGHE *PERIODENT*

Con 11 fori (small: 10x12,5x12 cm)

Con 23 fori (medium: 20x12,5x12 cm).

55 P81SOS Syringe Organizer small 11 fori **29,90**

55 P81SOM Syringe Organizer medium 23 fori **36,00**



ORGANIZER GRANDE PER SIRINGHE *ULTRADENT*

- Per 30 siringhe • Cassetto con 13 scomparti • Pressofuso in policarbonato.
- Dimensioni: 128x200x110 mm (alt. x largh.x lungh.)
 ø fori (da retro a fronte, mm): 16 / 14 / 14 / 9


55 181379 Organizzatore siringhe trasparente grande **105,00**



ORGANIZER PICCOLO PER SIRINGHE *ULTRADENT*

- Per 14 siringhe • Senza cassetto • Acrilico trasparente.
- Dimensioni: 117x102x110 mm (alt. x largh.x lungh.)
 ø fori (da retro a fronte, mm): 14 / 14 / 14 / 9


55 181382 Organizzatore siringhe trasparente piccolo **59,40**



SIRINGHE PORTA MTA Dovan Style monouso

Ampia gamma di applicazioni, dalle riparazioni interne delle perforazioni alle otturazioni apicali. Porta l'MTA direttamente all'apice del canale radicolare. Da utilizzare una volta sola (in autoclave prima del primo utilizzo). Non necessita delle lunghe e costose procedure per la pulizia. Cannula pieghevole, disponibili in 3 misure, 5 siringhe per confezione.

Ass.ti. 1 viola, 2 verdi 2 arancioni € 97,40	Viola 0,80 mm.	Arancione 0,99 mm.	Verde 1,60 mm.
	5 pz.	5 pz.	5 pz.
	€ 97,40	€ 97,40	€ 97,40
36 394019	36 394017	36 394016	36 394015



SIRINGA MINI DOVGAN Porta MTA metallici

PERIODENT

• Disponibile in 3 misure • Portano l'MTA direttamente all'apice del canale radicolare • Utilizzabili per tutte le applicazioni cliniche dell'MTA.

Anello/Pistone

Connettore universale

Cannula

*non piegabile ◊piegabile

Siringa Mini Dovan	* ISSMTA 1,60 mm	◊ ISSMTAB 1,60 mm	◊ ISSMTA99 0,99 mm	◊ ISSMTAM 0,8 mm
€ 285,00	36 59405	36 59406	36 59409	36 59408
Anello/Pistone € 92,50		36 59416	36 59419	36 59418
Cannule € 54,00		36 59426	36 59429	36 59428
Conn. univ. € 175,00	36 59486			

MAP ONE SYSTEM Per il posizionamento dei biomateriali all'interno dei canali radicolari tramite otturazioni ortograde o retrograde.

Si compone di vari puntali caratterizzati da forme e diametri diversi per adattarsi ad ogni esigenza, tra i quali l'innovativo NiTi a memoria di forma.

MAP One Kit. Kit essenziale contenente tutto il materiale necessario per il professionista che approccia il sistema per la prima volta.

Contiene: 1 puntale in NiTi a memoria di forma N°1 - 8 Pistoni in plastica N°1 - 1 Curette per la pulizia N°1 - 1 Siringa in acciaio inossidabile.

36 294296 MAP One System, 1 Puntale **393,00 richiedi off. attuale**

MAP Intro Kit. Il Kit ottimale per il clinico alla ricerca di flessibilità e precisione.

Contiene: 3 Puntali NiTi a memoria di forma: N° 0, 1, 2 - 24 Pistoni in plastica 8 per tipo: N° 1, 2, 3 - 3 Curette: N° 0, 1, 2 - 1 Siringa in acciaio - 3 Dispositivi per la pulizia: N° 0, 1, 2 - 1 Blocco per impasto in acciaio - 1 Box in alluminio sterilizzabile 185x95x30mm.

36 294285 MAP Intro Kit, 3 puntali **856,15 richiedi off. attuale**

MAP Universal Kit. (chiedere contenuto)

36 294286 MAP Universal Kit **1.089,00 richiedi off. attuale**

36 294252 MAP clean giallo 0,90 **€ 61,15**

36 294253 MAP clean rosso 110 **€ 48,95**




Puntali NITI con memoria **€ 27000**

0 Ø est. 0,90 mm.	1 Ø est. 1,10 mm.	2 Ø est. 1,30 mm.
36 294210	36 294211	36 294212

Pistoni 16 pz. **€ 58,03**

giallo	rosso	blu
36 294200	36 294201	36 294202




AVALON FLO TIP

Punta piegabile per una migliore accessibilità

25 gauge, lung. 25 mm.

Disegno anti spreco, risparmio del 53% rispetto ai puntali convenzionali

46 54120 Cannula Flo Tip, conf. 20 pz. **€ 44,88 € 29,00**



AVALON FLEX FLO TIP


Progettata per ridurre dell'81% lo spreco rispetto agli altri applicatori

Stop integrato per l'applicazione precisa

Punta flessibile da 25,5 gauge per raggiungere in profondità canali curvi e stretti

46 54210 Cannula Flex Flo Tip, conf. 10 pz. **€ 35,90 € 25,00**
46 54220 Cannula Flex Flo Tip, conf. 20 pz. **€ 64,85 € 41,90**
46 54240 Cannula Flex Flo Tip, conf. 40 pz. **€ 117,46 € 75,90**

Micro Applicatori




Multi-Brush Multi-Colors

Bloccaggio sferico con supporto conico, facile da piegare.

2 misure: Small, Extra Small
 Colori: **Small:** verde, arancione, rosa, viola, giallo
Extra Small: nero

Dispenser Easy-Shake 150 pezzi € 17,50
46 539152 Piccolo arancione
46 539158 Extra Small Nero



Magic-Brush

Esclusiva proprietà di piegatura doppia grazie al design speciale (bloccaggio tacche) ideali per applicazioni linguali e distali.

3 misure: Extra Small, Small, Medium

Dispenser Easy-Shake 150 pezzi € 22,00
46 530151 Extra Small Bianco
46 530152 Small blu pastello
46 530153 Small Argento
46 530154 Medium Teal
46 530155 Large Blu Process



Maxi-Brush

Floccaggio cilindrico, tre misure (Ø 0,9 / 1,5 / 1,6 mm), Doppia possibilità di piega. Ideale per l'applicazione di adesivi, per l'applicazione del cemento.

3 misure: Small, Medium, Large

Dispenser Easy-Shake 150 pezzi € 36,50
46 535152 Small, blu pastello
46 535153 Medium, teal
46 535154 Large, blu intenso




NANO-BRUSH Applicatore endodontico by DENBUR made in USA
 L'unico sensibile all'anatomia del canale
 Innovativo, flessibile e piegabile a qualsiasi angolazione

Nano-Brush è un nuovo **standard in Endodonzia**. Progettato per l'accesso ai canali seguendo l'anatomia, rende più agevole ed efficace la penetrazione profonda dei materiali nei tubuli dentinali e nei canali laterali. Le **fibre compatte anti-distacco** di Nano-Brush puliscono profondamente ed efficacemente il canale consentendo una precisa applicazione dei materiali **senza contaminazioni**.

Nano-Brush sono **orientabili** ma consentono anche di essere manipolati come strumenti endodontici spezzando agevolmente la parte terminale.

Per evitare la contaminazione crociata i **Nano-Brush** sono confezionati nel rivoluzionario **dispenser POD**, garanzia di igiene dal primo all'ultimo pennello **Denbur**. Il design innovativo permette l'agevole fuoriuscita di un solo applicatore per volta, fino all'ultimo, si evita così di toccare i pennelli non utilizzati.



120 Nano-Brush + 1 Dispenser Easy Shake € 43,90			
46 534120	46 534121	46 534122	46 534123
(30-35) SHORT VERDE	(30-35) LONG VERDE	(40-45) SHORT NERO	(40-45) LONG NERO
Tutti gli applicatori Denbur sono anche disponibili in ricariche POD da 150 per single e double-take dispenser. Nano Brush in POD da 150 € 55,12			



Pennello Master Brush

Pennello per applicazione con 2 lunghezze di setole:
Lungo (bianco), corto (nero).

Dispenser Easy-Shake 125 pezzi € 26,50

46 533121 Master Brush, setola corta (nera)
46 533122 Master Brush, setola lunga (bianca)



Manico Multi-Hold

Il pratico manico autoclavabile per utilizzare con gli applicatori Denbur. Migliora l'accesso e la visibilità.

46 539020 Multi-Hold, 20 pezzi € 52,50




CRYSTAL CEMENT MIXING SLAB

Piastra per miscelazione dei cementi

• Vetro lucido con angoli smussi • Dimensione: 65x135x15 mm

22 P59GCS1 Piastra per miscelazione 21,90



BLOCCHETTI PER MISCELAZIONE

Small = 35x45 mm • Large = 70x80 mm

53 P51220 Blocchetti per miscelazione 35x45 mm, 3x100 pz 16,30
53 P51225 Blocchetti per miscelazione 70x80 mm, 3x100 pz 16,30



DAPPEN MISCELAZIONE ULTRADENT

53 356496 Dappen di Miscelazione Monouso 144 pz..... 36,50



DAPPEN IN SILICONE

translucenti per la miscelazione delle resine

5 ml	15 ml	25 ml
53 052600	53 052601	53 052603
€ 4,20	€ 4,90	€ 5,50



DAPPEN IN VETRO

Per la miscelazione di resine e altri materiali. Sterilizzabili a freddo.

	TRASPARENTE	AZZURRO	BLU	GIALLO	VERDE
Dappen in vetro	55 093501	55 P9502	55 093503	55 093504	55 093505
	€ 4,50				

Migliore gomma al silicone flessibile. Pulizia rapida e agevole



80 09449 Spatola media flessibilità € 0,90

Tazze e Spatola per Alginati e Gesso Qualità superiore

PC1 - S ø 105 mm	PC2 - M ø 120 mm	PC3 - L ø 140 mm	PC4 - XL ø 160 mm
80 09441	80 09442	80 09443	80 09444
€ 2,50	€ 2,95	€ 4,60	€ 6,60



PROTECT PLUS
Coperchi protettivi anti-UV

Servono per prolungare il tempo di lavoro dei materiali compositi • Materiale solido antiurto • Materiale resistente • Sterilizzare solo a freddo.

Dimensioni: Small 10x7,5x3 cm - Medio: 15x10x3 cm

- 53 P510S Coperchio protettivo UV small..... 28,50
- 53 P510M Coperchio protettivo UV medium..... 34,00



STICK VALUE PLACER
Applicatori monouso per afferrare e posizionare

Piegabili ad ogni angolazione per posizionare Veneers Inlays, Onlays, faccette, corone, ecc.

- Forte adesivo per più applicazioni
- Lunghezza 110 mm
- Colore bianco

- 46 P9183 Stik Value Placer 50 pz..... 31,50



STIK-N-PLACE DIRECTA
Applicatori monouso per afferrare e posizionare

Pratiche e molto più adesive per il posizionamento sicuro

- Utilizzabile diverse volte durante un singolo trattamento
- Mantiene la presa anche dopo il contatto con la saliva
- La punta adesiva trattiene in sicurezza intarsi inlay e onlay, faccette, bande, attacchi e gioielleria dentaria
- Si piega facilmente per un agevole accesso, ovunque
- La punta piegata resta in posizione
- Dispenser studiato per proteggere le punte e per facilitarne l'uso.

- 46 39183 Stik/n/Place 50 pz..... 34,00



Adattatore doppio:
da ø 6 mm a ø 11 mm e da
ø 11 mm a ø 16 mm

CANNULE CHIRURGICHE PERIOBLUTIP **PERIODENT**

Sterili, imbustate singolarmente, con adattatore autoclavabile

Sottile aspiratore chirurgico di precisione, particolarmente indicato nei trattamenti endodontici e implantari.

- 32 03125 Cannule PerioTip sterili ø 2,5 mm 29,50
- 20 pz.imbustati singolarmente, 1 adattatore



ANELLI MONOUSO

- Per procedure di igiene, endodonzia, ecc.
- Monouso per risparmiare tempo ed evitare contaminazioni crociate

- 51 P969AM Anelli Monouso, 200 pz..... 23,63



INTRA-ORAL SYRINGE - GREEN

46 41505 Siringa intra orale angolare, doppia e con miscelatore per VPS, 20 pz. **57,20**



Punta miscelatrice

DINAMIC MIXING TIP

Compatibile con gli apparecchi per miscelazione tipo Pentamix®
* Pentamix è un marchio registrato di 3M o 3M Espe AN.

- Economici • Disponibili in colore rosso o bianco

46 P52DMT Dinamic Mixing Tip Pentamix Type, 50 pz. **26,50**



PUNTALI PER LA MISCELAZIONE DEI SILICONI PERIODENT

Per cartucce a 2 fori con rapporto 1:1 / 2:1

46 35104 **Large** Lung. totale 88 mm Apertura 6,5 mm 48 pz. **39,50**
46 35105 **Small** Lung. totale 69 mm Apertura 4,2 mm 48 pz. ... **39,50**
46 35106 **Medium** Lung. totale 83 mm Apertura 5 mm 48 pz. ... **39,50**
46 35107 **Extra Large** Lung. tot. 88 mm Apertura 7,5 mm 48 pz. **39,50**



Modulmix



Blocca puntale

PUNTALI TERMINALI INTRAORALI

46 452530 Zhermack Modulmix grigi 50 pz. **50,60**
46 452540 Z. Modulmix Blocca puntale 2 pz. **3,90**

Per puntali miscelatori heavy e medium		Per i puntali miscelatori small		Per registrazioni occlusali	
46 452091 Punte Intraorali trasparenti, 48 pz. € 26,60		46 053090 Punte Intraorali gialle 100 pz. € 23,60		46 052095 Punte Intraorali bite 100 pz. € 26,60	

Puntali di miscelazione Zhermack € 39,90

46 452070 Small Gialli 48 pz.	46 452080 Medium Verdi 48 pz.	46 452500 Large Rosa 48 pz.	46 452501 Extra Large Viola 48 pz.

Uso del puntale 46 053222 per l'erogazione della resina per provvisori.



Codice	Descrizione	Rapp. mix	Diametro	Elem.	Lungh.	Volume	Prezzo
46 053211	MBT 6.5-12-D Mixer verde, 48 pz.	1:1/2:1	ø 6.5 mm	12	67.6 mm	1.64 ml	€ 36,00
46 053212	MBT 5.4-12-D Mixer rosa, 48 pz.	1:1/2:1	ø 4.4 mm	12	59.4 mm	1.07 ml	€ 36,00
46 053213	MBT 4.2-12-D Mixer giallo, 48 pz.	1:1/2:1	ø 4.2 mm	12	50.1 mm	0.62 ml	€ 36,00
46 053214	MBTX 3.2-16-S Mixer celeste, 48 pz.	4:1/10:1	ø 3.2 mm	16	57.6 mm	0.42 ml	€ 36,00
46 053215	MBT 3.2-12-S Mixer celeste, 48 pz.	1:1/2:1	ø 3.2 mm	12	49.8 mm	0.34 ml	€ 36,00
46 053221	MLT 2.5-10-D Mixer marrone, 48 pz.	1:1	ø 2.5 mm	10	30.6 mm	0.17 ml	€ 26,40
46 053222	MLT 2.5-10-S Mixer marrone, 48 pz.	1:1	ø 2.5 mm	10	34.3 mm	0.13 ml	€ 26,40
46 053223	MLTX 2.5-10-D Mixer marrone, 48 pz.	4:1/10:1	ø 2.5 mm	10	30.6 mm	0.16 ml	€ 26,40
46 053224	MLTX 2.5-10-S Mixer marrone, 48 pz.	4:1/10:1	ø 2.5 mm	10	34.3 mm	0.16 ml	€ 26,40



Igiene orale EZ-Flow

Per risciacquo interdentale sicuro e/o applicazione di gel. L'attacco in plastica è pieghevole e ha un'apertura laterale allungata per un'applicazione sicura proteggendo la gengiva. Ideale per la zona anteriore e l'area posteriore.

46 527044 10 blister contenenti 6 punte, 1 siringa 3 ml. € 75,54

C-FLOW™ DENBUR

Punta piegabile **multiuso**

Collo ed estremità del puntale piegabili fino a 90° senza ostruirsi.



Rivestito con fibre antipelucchi.

46 521025 C-Flow Blu 25 ga. (0,5 mm) Combo Pack 120 pz € 29,53

EZ-FLOW™ 25 ga. DENBUR

Apertura assiale e struttura semi-circolare. Facilmente posizionabile per un'irrigazione interdentale accurata. Collo piegabile per l'accesso ad ogni area.



46 527044 EZ-Flow ComboPack 10 blister contenenti ciascuno 6 Punte e 1 Siringa da 3 ml € 75,54

POCKET-PROBE™ VISTA

Punta precurvata monopezzo flessibile per l'irrigazione, a 3 vie con estremità chiusa e perforazione su un lato sulla punta flessibile per l'impiego nell'irrigazione degli spazi interdentali e delle tasche parodontali.



46 746102 P-Probe 100 pz. € 145,70



Per ordinare: ilic@ilicdental.com - tel +39 02 36 512 990

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna				
P.IVA	C.Fisc.		e-mail	

CODICE	RIF.	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

+iva a norma di legge

Giorni di apertura: **Mattino** L M M G V S **Pomeriggio** L M M G V S

Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 140,00 (IVA esc.) nessun contributo spese

Ordine fino a € 140,00 (i.e.) + € 14,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,50

PAGAMENTO: Ordini inf. a € 140,00 (i.e.): Bonifico anticipato Carta di credito o POS

Ordini sup. a € 140,00 (i.e.): Bonifico anticipato Carta di credito o POS R.B. 30 gg. d.f. + € 5,50

IBAN Ivan Ilıc' srl: IT50N0569601625000003415X03

IBAN Cliente:

Carta di credito o POS Visa Mastercard Numero

Scadenza

DATA

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei acconsente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco.



IVAN ILIC' srl

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36 512 990 +39 02 55 016 500

www.ilicdental.com | ilic@ilicdental.com