


*dal 1949 al servizio  
della comunità odontoiatrica  
ricerca e seleziona  
Qualità & Soluzioni  
per voi!*



**ERGONOMIA A COLORI**  
**Gestione Strumentario  
e Materiali**



**Novembre 2024**

Dal 1949 al servizio  
della **Comunità  
Odontoiatrica**



[www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)

# CONDIZIONI DI VENDITA

**Prezzi.** Sono IVA esclusa e possono, a fronte di situazioni straordinarie, subire variazioni senza preavviso.

A seguito dell'aggiornamento costante dei cataloghi anche i prezzi possono subire variazioni.

Validi salvo errori e/o omissioni di stampa. Informeremo costantemente i nostri clienti su novità e aggiornamenti. I prezzi qui indicati sono validi sino al **30 dicembre 2024** ed annullano e sostituiscono ogni proposta precedente.

**Legenda Prezzi.** Il prezzo indicato è sempre quello unitario.

**Garanzia - Resi - Sostituzioni.** Qualora la qualità non corrisponda agli standard dei fabbricanti, o per errato invio, è necessario:

- avvisare l'ufficio assistenza clienti entro 8 giorni dal ricevimento della merce;
- effettuare il reso nell'imballo originale integro;
- allegare il documento di trasporto in originale e la causale del reso con le motivazioni e/o i problemi riscontrati.

## Come Ordinare

Tel. (+39) 02.36512990  
(+39) 02.55016500  
(+39) 329 181 8750

[ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com)

e-commerce:  
[www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)

Acquisto sul Sito la sicurezza nei pagamenti è garantita. La riservatezza delle informazioni e la loro recuperabilità, sotto il profilo della autenticazione, trasferimento e sicurezza, è garantita dai server protetti della banca e nessuna informazione transita nel sistema internet.

## Condizioni Generali di Vendita.

Pagamento con:

- Carta di Credito o POS



- Ricevuta Bancaria 30 gg d.f. + € 6,50

Indicare IBAN

- Bonifico Bancario anticipato

Ivan ILIC s.r.l.

IBAN:

**IT50N0569601625000003415X03**

## Ordini superiori a € 140

Nessun contributo spese.

## Ordini fino a € 140

- Contributo spese: € 14
- Pagamento anticipato con Carta di credito o POS
- Bonifico Bancario anticipato.

## Ordini inferiori a € 75


- Contributo spese: € 15,50
- Pagamento anticipato con Carta di credito o POS
- Bonifico Bancario anticipato.

Nelle zone dove operiamo con agenti, saremo lieti di comunicare il Suo nominativo per fissare un appuntamento.


# INDICE

<b>Accessori vari</b> . . . . .	30-31
– Ciotole, Spatole Dappen, Blocchetti . . . . .	28
– Organizer per siringhe . . . . .	29
– Pozzetti, Porta rifiuti, bacinelle . . . . .	29
<b>B-Size</b> , vassoi con coperio B-Lock . . . . .	10
Box porta protesi e apparecchi . . . . .	23,31
Bur Blocks. Porta strumenti rotanti magnetici . . . . .	15,22
Bur Guard, porta strumenti Rotanti . . . . .	14,22
Cassette porta strumentario . . . . .	12-13,24-25
Cestino Handi Hopper . . . . .	17
Codificatori, anelli e nastri . . . . .	16
Contenitori per protesi e apparecchi . . . . .	31-32
Contenitori per materiali e accessori . . . . .	6-9
<b>Dispenser vari</b> . . . . .	27
– Dispenser per Salviette/Tovaglioli . . . . .	27
– Pellet di cotone . . . . .	27
– Dispenser per asciugamani . . . . .	27
Distributori rulli di cotone . . . . .	26
<b>Endo:</b> Box, Ring, Star, Holder, Ruler . . . . .	21
Endo Assist . . . . .	15
Endo Dispenser . . . . .	21
Ez-Access, ripiano montabile e accessori . . . . .	17
Ez-ID, nastri ed anelli codificatori . . . . .	16
EZ-Jett, cassette porta strumentario . . . . .	12
<b>Gestione Strumenti Rotanti</b> . . . . .	14-15,22-23
Implant Organizer . . . . .	9
Nichrominox, cassette porta strumentario . . . . .	24
Organizer per siringhe . . . . .	23
<b>Organizer per Blocchi CAD/CAM</b> . . . . .	32
Performance Tool Organizer, per strumenti speciali . . . . .	13
Porta File endodontici . . . . .	15,21
Porta punte ultrasuoni TAXI TP . . . . .	24
Porta strumenti per cassette . . . . .	18-19
Rastrelliera regolabile . . . . .	11
Restorative Organizer . . . . .	9
Ripiani e accessori . . . . .	17
Steri-Endo Guards, porta file . . . . .	15
Steri-Soaker, vasca per disinfezione . . . . .	20
Steri container . . . . .	13
Tappetini Matt . . . . .	13
<b>TUB</b> . . . . .	6-9
Vasca per disinfezione . . . . .	20
Vassoi per cassette e organizer . . . . .	18-19
Vassoi in alluminio . . . . .	25
<b>ZIRC Color Method</b> . . . . .	3-20

## Ergonomia e colori Zirc



Bianco



Blu



Verde



Beige



Grigio



Viola



Turchese



Rosso



Blu scuro



Rame



Blu fluo



Giallo fluo



Verde fluo



Arancio fluo



Lilla fluo



Rosa fluo

**Conoscete le linee guida (USA) per un adeguato protocollo di sicurezza quando trasportate lo strumentario dall'unità operativa all'area di sterilizzazione?**

**OSHA**

OSHA 1910.1030(d) (2) (viii)

I contenitori utilizzati devono essere:

Resistenti alla perforazione, Etichettati o Codificati a colori  
Resistenti a perdite sui lati e sul fondo.

**CDC**

Ridurre al minimo la manipolazione di strumenti liberi contaminati nel trasporto all'area di trattamento dello strumentario. Per ridurre al minimo il rischio di esposizione attuare misure di controllo (es. trasportare gli strumenti in un contenitore coperto).

**Ti puoi sentire organizzato,  
ma sei efficiente?**

*Per te abbiamo l'aiuto  
che ti libererà dal disordine!*

*È il momento giusto  
per **RIORGANIZZARE**  
i tuoi strumenti e materiali  
... e noi possiamo aiutarti!*



### **Le ragioni per utilizzare il Sistema di Gestione dei Materiali Zirc**

- Ogni oggetto, materiale, strumento al proprio posto
- Praticità, semplicità, efficienza, economia
- La tecnologia antimicrobica protegge voi,  
i vostri pazienti e il vostro personale 24 ore al giorno

Avete familiarità con il Sistema di Gestione dei Materiali Zirc? È uno dei migliori investimenti possibili in odontoiatria. Le vasche organizzate sono il cuore di un'adeguata organizzazione dello studio odontoiatrico.

Il sistema combatte l'eccessivo stoccaggio di materiali dentari e rende al contempo più efficienti le procedure, fino al massimo potenziale. Per rendere immediatamente comprensibile il concetto lo abbiamo suddiviso in 4 ragioni per le quali dovrete implementare subito

il Sistema di Gestione dei Materiali Zirc:  
**Praticità, Semplicità, Efficienza ed Economia.**



# SISTEMATICA COMPLETA DI CONTENITORI E VASSOI CON TRATTAMENTO ANTIMICROBICO - MADE IN U.S.A.

**ILIC'** offre il programma gratuito "One-Stop": richiama il set prodotti Zirc, che terrà una settimana gratuitamente, quindi lo restituirà dopo aver verificato il **metodo Ergonomia a colori** e aver compreso quello che più si adatta alle esigenze del Suo Studio.

## Cosa contiene:

- 25 prodotti Zirc
- consulenza gratuita telefonica.

Dopo la sua valutazione comprenderà quali articoli renderanno più efficienti i processi nel Suo Studio.

Vorreste lavorare in un'atmosfera organizzata, efficiente e rilassata? Zirc offre i prodotti perfetti per le Vostre esigenze: Vaschette, vassoi, cassette e molto altro per organizzare i materiali in modo intelligente, pulire la strumentazione in modo sicuro, fornire una chiara visione d'insieme ed aiutarvi a risparmiare spazio.

Il sistema color code system vi permetterà di strutturare le fasi di lavoro e di aumentare ulteriormente la Vostra efficienza. Zirc offre molti dei suoi prodotti in ben 16 colori diversi. Con Zirc, non solo potrete rendere il Vostro studio più accattivante, ma sarà anche possibile personalizzare materiali e strumenti sulla base del colore del trattamento da eseguire, del professionista o delle sale del vostro studio.

## Esempi



### Vassoio per contenitori compositi

Contenitore per materiale con coperchio, kit di accessori per minifills



### Contenitore per materiali per Endodonzia

Contenitore per materiale con coperchio, tappetino antiscivolo, divisori, vassoio scorrevole con divisori






### Vassoio da trattamento per la pulizia dentale

Vassoio B-Lok con coperchio, cassetta E-Z Jett, Mini Matt

# LE CARATTERISTICHE

La maggior parte dei prodotti Zirc non solo sono disinfettabili, ma anche sterilizzabili in autoclave fino a 136°C. Inoltre, molti prodotti sono dotati di protezione antimicrobica, che inibisce la crescita dei batteri e protegge da depositi e scolorimenti. Si prega di notare le caratteristiche dei prodotti evidenziate qui di seguito.

-  Autoclavabili
-  Disinfettabile
-  Disinfettabile termicamente



# I VANTAGGI

**Utilizzate l'esclusivo sistema color code system per ottenere di più...**

**Efficienza** – Diventate più efficienti nello stoccaggio, nella sterilizzazione, nel refill e nella preparazione dei materiali grazie alle soluzioni color-coded. Tutti i Vostri materiali e la Vostra strumentazione saranno facilmente identificabili, accessibili e personalizzati per ciascun professionista e sala del Vostro studio, aiutandovi così a risparmiare tempo e fatica.

**Produttività** – Uno studio ben organizzato vi permetterà di aumentare la Vostra produttività: meno tempo passato a cercare strumentazione e materiali invano, più efficienza e più tempo da dedicare ai Vostri pazienti.

**Semplificazione** – Il sistema può essere facilmente implementato ed ampliato. Una volta assegnato un colore a ogni procedura, sala o professionista, raggruppare i materiali e identificare rapidamente ciò che serve sarà un gioco da ragazzi. Zirc offre tre gamme di colore, con tinte vivaci, classiche o metalliche, che saranno in grado di fondersi ed integrarsi alla perfezione con lo stile del Vostro studio dentistico.

**Protezione** – I prodotti Zirc proteggono efficacemente da contaminazioni e infezioni. La struttura del materiale e il design garantiscono una pulizia efficace e allo stesso tempo offrono protezione da danni e lesioni durante il ricondizionamento ed il trasporto.

**Conformità** – I prodotti rispettano le linee guida fornite dal WIP, gruppo olandese di esperti che opera in ambito prevenzione delle infezioni, e le raccomandazioni atte a garantire un trasporto sicuro dei materiali e della strumentazione tra la sala del trattamento e l'area di ricondizionamento.

**Impressione** – I prodotti vi permetteranno di stupire con un'atmosfera accattivante, garantendo ai vostri pazienti l'ambiente igienico ed ordinato che apprezzano molto.

**Risparmio** – I prodotti Zirc non sono costosi. Inoltre in futuro vi garantiranno un minor dispendio di tempo, meno strumenti persi o danneggiati e materiali che raramente supereranno la data di scadenza.





## TUB: CONTENITORI PER MATERIALI & ACCESSORI



### Contenitore TUB completo

- Vassoio per materiali [S](#) [I](#) [X](#)
- Tappetino (antiscivolo)
- Divisori (corti e regolabili) [S](#) [AMS](#)
- Contenitore per minuteria con coperchio trasparente (piccolo) [S](#)
- Contenitore per minuteria con coperchio trasparente (grande) [S](#)
- Vassoio scorrevole con divisorio (trasparente) [S](#) [I](#) [X](#)
- Coperchio richiudibile (trasparente) [S](#) [I](#) [X](#)

Dimensioni: 31,9 x 28,5 x 10,2 cm

Articolo n: 55 33555 (20Z455)

Colori: A-S

Prezzo: **126,00**



### Kit di accessori per contenitore TUB per capsule

- 4 contenitori lunghi per piccole forniture [S](#)
- Contenitore scorrevole con divisori [S](#) [I](#) [X](#)
- Supporto per minifill [S](#) [I](#) [X](#)
- Tappetino (antiscivolo)

Articolo n: 55 33579 (20Z479)

Prezzo: **87,30**



### Kit di accessori per contenitore TUB Syringe Composite Kit

- Supporto lungo per piccole forniture [S](#)
- Contenitore scorrevole con divisori [S](#) [I](#) [X](#)
- Supporto per 20 siringhe [S](#) [I](#) [X](#)
- Porta siringhe [S](#) [I](#) [X](#)

Articolo n: 55 33589 (20Z489)

Prezzo: **87,30**







## VASCA TUB COMPLETA

- Vasca TUB per Materiali • 1 Vasca TUB • 1 Tappetino antiscivolo
- 8 Sezioni divisorie (grigio) • 1 Contenitore singolo, con coperchio trasparente • 1 Contenitore grande, con coperchio trasparente • 1 Slide Tray interno per vasca, trasparente, con divisori • 1 Coperchio trasparente e serrante

**55 33555** Disp. tutti i colori (A-S). Dim.: 32 x 30 x 10,16 cm. .... **126,00**



## VASCA TUB BASE

Per "assemblare" un contenitore procedurale in base alle proprie esigenze. Coperchio ordinabile separatamente. Completamente personalizzabile.

**55 33563** Disponibili tutti i colori. Dim.: 31,12 x 27,62 x 6,98 cm . **36,00**



## SAFE-LOK™ Coperchio vasca trasparente e serrante

- Coperchio con serraggio per trasporto e conservazione in sicurezza.
- Trasparente - NON STERILIZZARE A CALDO • Dimensioni: 32,39 x 30 x 3,5 cm.

**55 33599** Coperchio Vasca, trasparente e serrante, 1 pz. .... **37,00**



## CONTENITORI GRIGI per Vasca TUB Materiali

- Accolgono pennellini, uncini, pellet, puntali per siringhe, punte e pasta per profilassi, pomice, strumenti per implantologia, ecc. • Utilizzabili nei cassetti o sui tray per oggetti piccoli e perdibili • Coperchi trasparenti, sterilizzabili a freddo.

**55 335971** Contenitore per Vasca singolo coperchio trasparente. .... **13,90**

**55 335972** Contenitore per Vasca doppio, coperchio trasparente. .... **13,90**

**55 335973** Contenitore per Vasca lungo, coperchio trasparente. .... **23,90**

Dimensioni interne: 21,27 x 5,72 x 2,86 cm



## Tub Box

Per riporre/organizzare piccoli articoli come pennelli, spazzolini, paste da profilassi, cannule, componenti per impianti, ecc.

**55 335474** Tub Box, colore grigio, dim. 9,5x9,2x4,8 cm, 1 pz. .... **24,35**



## Vassoi scorrevoli per Vasca Materiali

- Si appoggiano nel contenitore posizionati sul bordo, consentendo di riporre gli altri materiali al di sotto • Sterilizzabili, NON autoclavabili
- Dimensioni interne: 24,8 x 13,7 x 2,7 cm

**55 335966** Slide Tray trasparente, con divisori, 1 pz. .... **21,20**

**55 335967** Slide Tray trasparente, senza divisori, 1 pz. .... **21,20**



## Inserto per Vasca Materiali

- Divisorio a 10 scomparti • Si appoggiano sulle pareti laterali delle vasche, consentono di riporre sotto.

**55 335465** Inserto per vasca 1 pz. .... **26,50**

Dimensioni: 27,3 x 24,6 x 2,54 cm



## Divisori per Vasca Materiali

- Creano fino a 24 compartimenti • Tagliabile o modificabile per creare compartimenti più ampi • Dimensioni: 32,39 x 30 x 3,5 cm.

**55 335961** Sezioni divisorie (grigio), 8 pz. .... **22,10**



## Tappetino antiscivolo

- Sostituire quando necessario • Dimensioni: 24,45 x 22,54 x 0,32 cm.

**55 335962** Tappetino antiscivolo 1 pz. .... **11,80**

Riduci il tuo stress e divertiti con Ergonomia a Colori



Hai bisogno di almeno un Tub per ogni procedura. Ogni Tub dovrebbe essere di colore diverso in modo da identificare velocemente le procedure. Completa ogni Tub con i materiali per le varie procedure.



Syringe Composite Kit



Syringe Composite Kit e vasca Tub da acquistare a parte



## SYRINGE COMPOSITE KIT Per conservare e organizzare i compositi in siringa

- 55 335489 Kit per Composito in Siringhe ..... **87,30**  
 1 Tappetino / 1 Supporto 20 siringhe / 1 Tray scorrevole con divisori  
 1 Vaschetta interna lunga con coperchio / 2 Fogli etichette grad. colore  
 1 Sostegno esterno Clip-On per siringhe

La soluzione ideale per l'organizzazione dei compositi.

Completate il Kit Compositi con una Vasca Tub e il coperchio Safe-Lok

- Trasportabile alla sterilizzazione per la disinfezione ed il riempimento una volta inserito in una vasca TUB
- Miglior controllo dell'inventario
- Coperchi serrabili per mantenere puliti i materiali durante stoccaggio e trasporto
- Apposito sostegno per stoccare fino a 40 siringhe
- Il sostegno con clip di fissaggio consente di separare i compositi per il rapido accesso nel corso delle procedure
- Il contenitore Long Tub Cup e lo Slide Tray forniscono ulteriore spazio per l'organizzazione
- Il foglio di etichette autoadesive prestampate con le gradazioni di colore rende agevole l'identificazione.

- 55 33563 Vasca Tub. Disponibili tutti i colori ..... **36,00**  
 55 335959 Coperchio Safe-Lok. Disponibili tutti i colori ..... **37,00**  
 55 336477 Foglio etichette colore 2 pz ..... **9,00**



## Sostegno per 20 siringhe

- Posizionamento ideale per l'agevole accesso ai compositi.
- Piatto si adatta all'interno del TUB o dei cassetti.
- Accoglie fino a 20 siringhe di composito.
- L'aggiunta del sostegno accessorio per 10 siringhe amplia la portata fino a 40 siringhe di composito.
- Dimensioni 22,22 x 12,06 x 3,96 cm

- 55 336487 Sostegno per 20 siringhe ..... **40,00**

## Estensore standard per 10 siringhe

- Accessorio del sostegno per 20 siringhe.
- Fornisce spazio aggiuntivo per lo stoccaggio delle siringhe di composito.
- Accoglie 10 siringhe di composito.
- Dimensioni 12,74 x 5,876 x 1,9 cm

- 55 336488 Sostegno per 10 siringhe ..... **16,70**




## Sostegno Clip-on per siringhe Dimensioni 20,32 x 6,19 x 1,9 cm

- Consente un rapido accesso ai compositi nel corso della procedura
- Si fissa in modo pratico ad ogni lato delle vasche Tub o dei vassoi B-lok.
  - Accoglie 15 compositi in siringa e 3 puntali applicatori.


- 55 336486 Sostegno Clip-On per Siringhe ..... **16,70**



### CLASSIC



### JEWEL



### VIBRANT





S

## Capsule Composite KIT

Fogli adesivi per tonalità



## CAPSULE COMPOSITE KIT

Per conservare e organizzare i compositi in capsule

**55 335479** Kit per Composito in capsule. .... **87,30**  
 1 Tappetino / 4 Vaschette lunghe con divisori e coperchi / 1 Tray scorrevole con divisori / 1 Sostegno clip-on per capsule.

**La soluzione ideale per l'organizzazione dei compositi in capsule. Completate il Kit in capsule con una Vasca Tub e il coperchio Safe-Lok.**



Capsule Composite Kit e vasca Tub da acquistare a parte



**55 33563** Vasca Tub. **Disponibili tutti i colori** ..... **36,00**  
**55 33599** Coperchio Safe-Lok. Disponibili tutti i colori..... **37,00**  
**55 336477** Fogli adesivi colori 2 pz..... **9,00**



S



## Vassoi scorrevoli

Scorrono sul bordo del TUB lasciando libero lo spazio di stoccaggio sottostante.

**55 335966** Vassoio con divisori trasparente ..... **21,20**  
**55 335967** Vassoio piatto trasparente ..... **21,20**

Singolo c/coperchio

Doppio c/coperchio

Contenitore lungo c/coperchio



## Contenitori Tub con coperchi


Riempite i contenitori con pennellini, uncini, pellets, coppette e paste per profilassi, puntali per siringhe, componenti implantari, ecc.

Possono essere utilizzate nei Tub, sui Tray e nei cassetti per gli articoli piccoli e facile da perdere. I coperchi trasparenti colore **grigio**.

**55 335971** Contenitore piccolo con cop. dim. int. 5,72x4,13x2,86 .... **13,70**  
**55 335972** Contenitore doppio con cop. dim. int. 8,6x5,72x2,86 .... **13,70**

**55 335973** Contenitore lungo con cop. dim. int. 21x27x5,72x2,86. .... **23,80**  
 5 compartimenti con divisori rimovibili ideale per capsule, dischi, strisce, matrici, ecc.

S



## Sostegno Clip-on per capsule

Consente un rapido accesso ai compositi nel corso della procedura.

- Si fissa in modo pratico ad ogni lato delle vasche Tub o dei vassoi B-lok
- Accoglie 8 compositi in capsula, 4 compositi in siringa e dispenser/pistola per capsule • Dimensioni 20,32 x 5,08 x 1,42 cm.

**55 336476** Sostegno Clip-On per Capsule ..... **16,70**

S



## Restorative Organizer Tray per procedure ricostruttive

La posizione dei compartimenti riproduce quella dell'arcata per Veneers, Inlays e Onlines, compositi. Spazi per vaschette monouso per adesivi e cementi, pennelli e materiali. Grazie al trattamento speciale, si può scrivere sopra il coperchio filtrante protettivo il numero del dente corrispondente.

Dimensioni 17,46 x 11,75 x 1,59 cm. **Solo viola neon.**

Con 1 conf. 25 pz. di dappen monouso per miscelare adesivi e cementi.

**55 38295R** Restorative Organizer + 25 dappen monouso ..... **46,95**

S

S



## Implant Organizer Tray per procedure implantari

Veloce e facile riconoscimento dei componenti implantari. La forma dell'Organizer copia l'arcata per il riposizionamento degli impianti.

I comparti separati evitano che i componenti si mischino. La plastica lubrificata consente di scrivere il numero del dente nell'area corrispondente. Il coperchio mantiene i componenti in sicurezza. **Solo blu.**

Dimensioni 17,46 x 11,75 x 1,59 cm (solo azzurro)

**55 38290B** Implant Organizer 1 pz ..... **41,40**

## Sistema Vassoio "B-Lok"

Il coperchio Safe-Lok Tray è un esclusivo sistema brevettato che previene la contaminazione crociata e consente il trasporto sicuro verso la zona di sterilizzazione. **Vantaggi:**

- 1 Previene ogni contaminazione causata dalla caduta del Tray usato, durante il trasporto alla zona di sterilizzazione. Gli oggetti restano chiusi fino al processo di detersione e sterilizzazione.
- 2 La chiusura ermetica Safe-Lok mantiene tutto pulito e consente il trasporto fino alla poltrona e il coperchio viene rimosso solo quando il paziente è seduto e può avere inizio la procedura.



### I coperchi sono acquistabili separatamente



#### B-Size Vassoio piano

- I bordi ampi e smussi rendono sicura la presa
- Piedini antiscivolo a garanzia della stabilità
- Superficie autolubrificante e molto lucida: maggiore resistenza alle macchie
- Dimensioni: 33,97 x 24,45 x 2,22 cm

**55 32301** B-Lok Tray liscio. Disponibili tutti i colori (A-S) ..... **24,00**



#### Coperchi per vassoi B-Lok con serraggio Safe-Lok

- Meccanismo laterale per il serraggio sicuro del coperchio sul vassoio
- Adatto solo ai vassoi B-Lok, con e senza divisori
- TRASPARENTE - NON STERILIZZARE A CALDO.

**55 325345** Coperchio Safe-Lok Standard 35,24x25,08x1,90 cm .... **29,50**

**55 325346** Coperchio Safe-Lok Alto 35,24x25,08x3,49 cm ..... **31,00**

**55 325441** B-Size Coperchio senza Safe-Lok 35,56x25,4x0,80 cm . **28,50**



Alto


Standard



#### B-Size Vassoio con divisori

- Accoglie 12 strumenti a mano
- Piedini antiscivolo a garanzia della stabilità
- Superficie autolubrificante e molto lucida: maggiore resistenza alle macchie
- Portafrese per 9 FG, CA o HP
- Sostegno per puntali per siringa o aspirasaliva
- Dimensioni: 33,97 x 24,45 x 2,22 cm

**55 32401** B-Lok Tray con divisori e Instigrip. Tutti i colori (A-S) .... **26,00**



#### Insti-Grip per B-Lok con divisori

- Trattiene in sede gli strumenti in modo sicuro e silenzioso.
- Dimensioni: 16,83 x 0,63 x 0,95 cm

**55 329154I** Insti-Grip in silicone, 2 pz. .... **4,50**



#### Mini Tray vassoio piano

- Ideali per l'igiene e la visita diagnostica aggiungendo un Mini Mat, vd. sotto!
- I bordi ampi e smussi rendono sicura la presa
- Piedini antiscivolo: max stabilità
- Superficie autolubrificante e molto lucida: maggiore resistenza alle macchie
- Dimensioni: 23,81 x 16,19 x 2,22 cm

**55 32101** Mini Tray. Disponibili tutti i colori (A-S) ..... **20,00**




#### Coperchio per Mini Tray con serraggio Safe-Lok

- Meccanismo laterale per il serraggio sicuro del coperchio sul vassoio.
- Soddisfano le raccomandazioni di sicurezza sulla copertura dei materiali per ridurre al minimo l'esposizione all'ambiente dentale contaminato.
- TRASPARENTE - NON STERILIZZARE A CALDO.
- Dimensioni: 25,08 x 16,83 x 2,54 cm

**55 3251103** Coperchio con serraggio Safe-Lok per Mini Tray ..... **26,40**

**55 3251102** Coperchio senza Safe-Lok 22,86x15,24x2,54 cm ..... **25,50**



## Multi-Mod Racks **RISPARMIA SPAZIO ED ORGANIZZA IL TUO STUDIO**

Ergonomici organizzatori di contenitori Tub, Tray e Cassette. Sono estremamente stabili perché dotati di piedini antiscivolo. Eleganti e cromati si adattano al design di ogni studio.

### Vantaggi:

Questi supporti consentono uno stoccaggio strutturato di vassoi e Tubs per materiali e garantiscono un accesso rapido. A differenza dei sistemi di stoccaggio impilati, si eliminano gli spostamenti noiosi e dispendiosi in termini di tempo.

Grazie al risparmio di spazio e alla facilità di accesso, le vaschette e i vassoi possono essere smistati sullo scaffale e ripresi rapidamente. Inoltre, è possibile trasportare contemporaneamente più vaschette e/o vassoi.

Finitura cromata, si adattano a qualsiasi progetto di studio odontoiatrico.



**Dimensioni regolabili**

Adatto sia ai vassoi B-Lok, che ai contenitori, alle cassette e ai vassoi mini



### Rastrelliera Regolabile Multi-Mod **8 posizioni**

- Ad esempio per 8 Tray o 4 Tub con coperchio
- Regolabile per contenere Tray, Mini Tray, Tubs e cassette
- Costruzione robusta in metallo cromato
- Piedini antiscivolo
- Dimensioni regolabile da 24,76 a 42,54 x 29,84 x h 45,72 cm

**55 329410** Rastrelliera regolabile ..... **185,00**



### Rastrelliera Regolabile Multi-Mod **6 posizioni**


- Ad esempio per 6 Tray o 3 Tub con coperchio
- Regolabile per contenere Tray, Mini Tray, Tubs e cassette
- Costruzione robusta in metallo cromato
- Piedini antiscivolo
- Dimensioni regolabile da 24,76 a 42,54 x 29,84 x h 34,77 cm

**55 329105** Rastrelliera regolabile ..... **195,00**



### Vantaggi:

- Dimensioni regolabili - adatto sia ai vassoi B-Lok, che ai contenitori, alle cassette e ai vassoi mini
- Può essere caricato da entrambi i lati
- Accesso facile e veloce
- Robusta struttura in metallo





## GESTIONE STRUMENTARIO

### Perché utilizzare le cassette Zirc? Un piccolo investimento con un grande ritorno!

- Proteggono dal danneggiamento degli strumenti e ne prolungano la durata.
- Mantengono uniti i setup di strumenti nelle procedure di sterilizzazione e organizzazione.
- Ideati per un flusso idrico e pulizia superiori: ampie zone aperte, fori e angoli arrotondati.
- Piedini antiscivolo per sicurezza e stabilità.
- AUTOCLAVABILI.
- Disponibili in 16 colori, per la codifica cromatica in base alla procedura.

### Vantaggi della cassetta E-Z Jett:

- Migliore efficienza: meno tempo impiegato per la pulizia e il riordino degli strumenti
- Maggiore sicurezza - riduzione del rischio di lesioni e infezioni
- Lunga durata degli strumenti - conservazione sicura e contact-free
- Ottima visione d'insieme - organizzazione all'interno dei set di strumenti
- Coperchio ribaltabile, facile da aprire
- Protezione antimicrobica
- I piedini antiscivolo garantiscono la stabilità



#### E-Z JETT Cassetta 5 posti




- Accoglie 5 strumenti
- Comprende il sostegno per le punte per siringa (Syringe Tip Holder)
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente
- Dimensioni 20,32 x 9,74 x 3,02 cm

**Busta:** 191 x 330 mm **Bobina larghezza:** 150 mm

**55 33925** E-Z Jett Cassetta 5 posti. Disp. tutti i colori (A-S) ..... **51,50**

**E-Z JETT Cassetta 8 posti** (In Busta 18,1 x 35,1 cm)



- Accoglie 8 strumenti
- Comprende il sostegno per le punte per siringa
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente
- Dimensioni 20,15 x 11,26 x 2,85 cm

**Busta:** 191 x 330 mm **Bobina larghezza:** 200 mm

**55 33927** E-Z Jett Cassetta 8 posti. Disp. tutti i colori (A-S) ..... **68,00**




#### E-Z JETT Slim Cassetta 8 posti (In Busta 18,1 x 35,1 cm)




- Accoglie 8 strumenti
- Compartimento accessorio al centro, per ospitare strumenti aggiuntivi
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente
- Si adatta allo Statim
- Impilabile in Ultrasonis
- Supporto per punta della siringa incluso
- Dimensioni 17,78 x 10,16 x 2,54 cm

**Busta:** 191 x 330 mm **Bobina larghezza:** 200 mm

**55 33911** E-Z Jett Cassetta 8 posti Slim. Disp. tutti i colori (A-S) ... **56,00**



#### E-Z JETT Cassetta 10 posti (In Busta 25,4 x 38,1 cm)



- Accoglie 10-12 strumenti
- Compartimento accessorio al centro, per ospitare strumenti aggiuntivi
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente
- Dimensioni 22,16 x 17,78 x 2,85 cm

**Busta:** 254 x 356 mm **Bobina larghezza:** 250 mm


**5 33930** E-Z Jett Cassetta 10 posti. Disp. tutti i colori (A-S) ..... **73,90**




#### CLASSIC



#### JEWEL



#### VIBRANT





Chiusa



Aperta

## Performance Tool Organizer

Cassetta più profonda e spaziosa ideata per gli strumenti speciali e più grandi. Spaziatela a piacere utilizzando i piedini removibili, disponibili anche separatamente.



Contenuto nel Tray Zirc con Safe-Lok alto

- Progettata per consentire un flusso superiore di acqua a garanzia di una detersione completa
- Disegno compatto per entrare in quasi tutte le autoclavi
- La parte superiore scorrevole si blocca alla cassetta, è facile da chiudere e da aprire.

Ideale per leve, pinze, pinzette, forbici e qualunque altro strumento non possa essere contenuto nelle cassette normali. Dimensioni: 20,8 x 10,79 x 3,09 cm. Disponibili tutti i colori **(A-S)**.


**55 33940** Performance Tool Organizer. . . . . **94,50**  
**55 33944** Piedini di ricambio, 2x10 pz, colore grigio. . . . . **11,50**



## Piedini autoclavabili per Performance Tool Organizer

Utilizzabili singolarmente o in striscia per mantenere separati e fermi gli strumenti più grandi. In strisce da 10 piedini. **Disponibili solo grigio.**


**55 33944** Piedini per P.T. Organizer piedini 2 streep per 10 pz cad. . . . **11,10**



## Steri-Container

- Mantengono uniti i set di strumenti nelle procedure di sterilizzazione
- Dimensioni 20,64 x 4,76 x 4,76 cm • Contiene 10-14 strumenti

**55 33290** Steri-Container Standard. Disp. tutti i colori **(A-S)**. . . . . **18,70**




## Compact Steri-Container

Dimensioni: 18,10 x 3,81 x 3,81 cm

- Mantengono uniti i set di strumenti nel corso delle procedure di sterilizzazione
- La Statim 2000 accoglie 7 Compact Steri Container.

**55 33295** Steri-Container Compact. Disp. tutti i colori **(A-S)**. . . . . **18,70**



Cinghia blocca strumenti

## Mini Mat

Dimensioni 9,84 x 8,9 x 1,3 cm

- Accoglie 8 strumenti
- Trattiene e organizza gli strumenti nel corso delle procedure operative e di sterilizzazione
- Piedini antiscivolo per stabilità.

**55 33380** Mini-Instrument Mat. Disponibili tutti i colori **(A-S)**. . . . . **23,00**

**55 339171** Cinghia blocca strumenti **(solo grigia)** 2 pz. . . . . **9,50**  
 Dimensioni: 7,62 x 1,27 x 0,79 cm.



## Tappetino Instrument Matt

- Accoglie 10 strumenti a mano. Il lato opposto accoglie 4 strumenti chirurgici
- Materiale morbido, antiscivolo
- Agevole accesso agli strumenti
- Gli strumenti vengono organizzati nell'ordine richiesto per la procedura
- Può essere tagliato per adattarsi ai Mini Tray
- Dimensioni 17,14 x 5,08 x 0,95 cm

**55 329264** Instrument Mat. Disponibili tutti i colori **(A-S)**. . . . . **25,00**






## Gestione Strumenti Rotanti - BUR GUARDS E BUR BLOCKS

**Steri-Bur Guards e adattatori**, sono "giochi" che hanno tutto! Non solo proteggono le frese e le diamantate durante la deterzione e la sterilizzazione. Posizionabili a 3 diverse angolazioni per facilitare l'accesso agli strumenti durante il lavoro clinico.

**Steri-Bur Guard** • per FG, CA, HP • Altezza regolabile per contenere frese di lunghezze differenti e adattatore per frese corte, per poter usare Steri Bur Guard con frese lunghe e corte, evitando la fuoriuscita di queste ultime • Mantiene saldamente la fresa per una pulizia efficace • Fori drenanti per prevenire ruggine.

### Steri-Bur Guards



#### Bur Guard 12 fori Altezza regolabile

Per frese da 12-30 mm • Dimensioni 7,3 x 0,95 x 3,49 cm.

**55 35550** Bur Guard Chirurgico con 1 Adattatore Frese corte ..... **24,90**  
Disponibili tutti i colori **(A-S)**.



#### Bur Guard 22 fori Altezza regolabile

Per frese da 12-30 mm • Dimensioni 12,38 x 1,1 x 3,81 cm

**55 35560** Bur Guard 22 fori con 1 Adattatore Frese corte ..... **25,70**  
Disponibili tutti i colori **(A-S)**.



#### Bur Guard "Tall" alto, 12 fori Altezza regolabile

Per frese da 30,9-37,1 mm • Dimensioni 5,08 x 0,95 x 2,54 cm

**55 35570** Bur Guard Chirurgico con 1 Adattatore Frese corte ..... **25,70**  
Disponibile solo grigio.




#### Adattatore universale per frese

Può essere usato con Bur Guard da 12 o 22 fori. Consentono di utilizzare nello stesso Bur Guard le frese lunghe e corte senza che queste ultime possano cadere.

**55 355409** Adattatore di protezione per frese, 5 pz. .... **8,10**  
(per BurGuard 55 35550 e 55 35560)

**55 355412** Adattatore universale grigio per frese 5 pz. .... **8,10**





- Portafrese magnetiche  
**BUR BLOCKS**
- Portastrumenti canalari  
**ENDO GUARDS**



## BUR BLOCKS

### Portafrese Magnetici Portafrese FG, CA ed HP

- Frese saldamente in posizione • Design - rettangolare 14 posti e quadrato 8 posti • L'incavo serve a isolare le frese danneggiate dopo la procedura • Piedini stabili e antiscivolo • Fori di drenaggio per prevenire l'arrugginimento delle frese • Protezione antimicrobica • Autoclavabili • Coperchi non autoclavabili.



- 55 35300** Basi Magnetiche disp. tutti i colori - 8 strumenti ..... **25,40**
- 55 35303** Basi Magnetiche disp. tutti i colori - 14 strumenti ..... **26,60**
- Coperchi in plastica trasparente, disinfettabile
- 55 355901** Coperchio per Portafrese 8 strumenti, 1 pz. .... **12,50**
- 55 353904** Coperchio per Portafrese 14 strumenti 2,54 cm, 1 pz. ... **12,50**
- 55 353905** Coperchio per Portafrese 14 strumenti 5,08 cm, 1 pz. ... **12,50**

## ENDO GUARDS

Sistema unico per organizzare, conservare e sterilizzare gli strumenti canalari. Per la miglior scelta dell'operatore **Endo Guard** può ruotare a 360° con stop ogni 45°. Le ampie aperture consentono la visibilità completa e il drenaggio durante la detersione



Inserto di gomma piuma  
Cursore che indica i cicli di sterilizzazione effettuati

### Steri-Endo Guard Dimensioni: 13,7 x 0,95 x 5,56 cm

Sistema originale per organizzare, immagazzinare e sterilizzare file e reamer endodontici di qualunque lunghezza. Soddisfa le esigenze di ogni operatore ruotando di 360° con stop ogni 45°. Ampi fori per visibilità completa e drenaggio post detersione. **Disponibile in tutti i colori.**

Steri-Endo Guard	Per strumenti manuali Accoglie fino a 16 file/reamer	Per strumenti meccanici Accoglie fino a 11 strumenti rotanti e 5 file/ reamer manuali	Spugnette Monouso 48 pz.	Spugnette Monouso 144 pz
	<b>55 36201 (tutti i colori)</b> <b>49,50</b>	<b>55 36211 (tutti i colori)</b> <b>49,50</b>	<b>55 36291</b> <b>49,50</b>	<b>55 36291V</b> <b>101,00</b>

### Endo Assist Organizer endodontico ergonomico


- Righello millimetrato per misurare gli strumenti e applicare gli stop, ottimo anche per strumenti curvati • Per mancini e destrimani.
  - Due anelli, grande e piccolo, per adattarsi a tutti • Con 12 spugnette monouso per trattenere / pulire i file durante l'uso, riducendo il rischio di punture • Prodotto con protezione antibatterica per essere batteriostatico.
- Disponibile in tutti i colori.** Dimensioni: 3,81 x 4,44 x 4,12 cm

- 55 36221** Endo Assist. Disponibili tutti i colori ..... **45,00**

### Assist Stand Dimensioni: 4,76 x 4,76 x 3,49 cm

La spugna spessa pulisce dai detriti più velocemente e facilmente. Mantiene gli strumenti endodontici in posizione verticale. La spugna spessa evita il colare dei liquidi. I bordi arrotondati consentono una pulizia agevole.


- 55 362023** Assist Stand ..... **26,00**
- 55 362992** Assist Stand spugna 48 pz ..... **49,00**
- 55 362992V** Assist Stand spugna 144 pz ..... **97,00**



# CODIFICA E-Z RING • E-Z TAPE

## E-Z ID Ring & Tape Piccoli prodotti con un grande impatto!

Il nome rivela tutto: Easy, cioè FACILE. Questo attraente set rende immediata l'identificazione con il colore di TUTTO quello che volete nello studio. Entrambi i prodotti sono studiati per una rapida applicazione grazie ai loro sistemi unici di erogazione. Gli anelli sono per gli strumenti, il nastro per ogni altra cosa. Ora potete scatenarvi con l'organizzazione!



### Come identificare efficacemente il set up degli strumenti

Indica l'operatore  
Un colore per la procedura

**Lo sai?** Posizionare diagonalmente gli anelli arancioni indica l'ordine di utilizzo degli strumenti. Elimina confusione tra dottore e assistente.



SM

LG

XL

3,17mm-6,35mm 6,35mm-9,52mm 9,52mm-12,7mm



## EZ-ID Rings Anelli innovativi per la codifica a colori

- Preconfezionati in dispenser di facile impiego
- Fine degli anelli dispersi. Basta far scorrere lo strumento all'interno dell'anello e staccarlo.

**Sovrapponete il vostro strumento per scegliere la misura adatta**



**CLASSIC** ass. 200 anelli  
(A, B, D, G, I)

**JEWEL** ass. 200 anelli  
(E, J, T, I, M, U)

**VIBRANT** ass. 200 anelli  
(N, O, P, Q, R, S)

**SINGOLI** 25 pz.  
Tutti i colori

SM 33 3993105 82,70  
LG 33 3993205 82,70  
XL 33 3993005 82,70

SM 33 3993115 82,70  
LG 33 3993215 82,70  
XL 33 3993015 82,70

SM 33 3993110 82,70  
LG 33 3993210 82,70  
XL 33 3993010 82,70

SM 33 3993100 12,82  
LG 33 3993200 12,82  
XL 33 3993000 12,82

## EZ-IP Tape Nastro d'identificazione codificato a colori

- Tape Dispenser con taglierina incorporata
- Il dispenser "roller" evita che il nastro s'intrecci.

33 399315 EZ Tape System **assortimento** Jewel ..... 72,00  
8 nastri colori Jewel (N, O, P, Q, E, S) da 91 cm  
Dim. 5,72x0,95x4,13 cm

33 399310 EZ Tape System **assortimento** Vibrant ..... 72,00  
8 nastri colori Vibrant (N, O, P, Q, E, S) da 91 cm  
Dim. 5,72x0,95x4,13 cm


33 399305 EZ Tape System **assortimento** Classic ..... 72,00  
8 nastri colori Classic (A, B, D, G, I) da 91 cm  
Dim. 5,72x0,95x4,13 cm

33 399300 EZ Tape Singoli disponibili in tutti i colori ..... 17,60  
Nastri da 305 cm 1 pz. - Dim. 5,72x0,95x4,13 cm

CLASSIC

JEWEL

VIBRANT



## Ripiano E-Z Access

Facile montaggio ai normali supporti verticali tubolari (4,45 – 6,98 cm). Non richiede strumenti. Disponibili nei colori: **Bianco = A, Beige = G, Grigio = I.**

AM S 



Ripiano E-Z Access

- 55 385420 (A,G,I)** Ripiano E-Z Access con attacco standard ..... **175,50**  
Dimensioni 41,91 x 25,4 x 5,72 cm
- 55 385436I** Portabicchiere a incastro ..... **16,20**  
Dimensioni 7,94 x 6,35 x 2,54 cm
- 55 385422 (A,G,I)** Adattatore E-Z per tubi Piccoli ..... **9,00**  
Ø da 3,49 a 6,99 cm - Dimensioni 5,13 x 4,76 x 1,91 cm
- 55 385437-A (A,G,I)** Kit Adattatore bulloni 3½" per tubi Grandi, ..... **15,60**  
Ø da 5,72 a 6,03 cm - 10,16 x 5,08 x 5,08 cm
- 55 385438 (A,G,I)** Kit Adattatore bulloni 4½" per tubi Grandi ..... **15,60**  
Ø da 6,03 a 6,99 cm - 11,436 x 5,08 x 5,08 cm
- 55 385424A (A,G,I)** Kit montaggio su superfici orizz.piane, 1 pz. .... **25,70**  
Dimensioni 9,53 x 9,53 x 7,30 cm
- 55 385426A (A,G,I)** Kit montaggio parete/servomobile ..... **47,30**  
Dimensioni 16,51 x 14,61 x 12,38 cm
- 55 385428 (A,G,I)** Braccetto d'estensione 20,3 cm ..... **47,30**  
Dimensioni 25,4 x 10,16 x 11,43 cm

AM S



Portabicchieri



Adattatore



Supporto per mensola



Montaggio a parete




Braccio estensibile

S



Le cerniere consentono al coperchio di stare aperto



Struttura



Staffa

## E-Z Storage TUB System

- Chiusura del coperchio per una presa immediata
  - Ogni TUB ha un divisore di regolazione della profondità disponibile con coperchio bianco o trasparente.
- Dimensioni: 14,92x12,38x14,6 cm  
La struttura di metallo è venduta separatamente (55 336650, 55 336651).

- 55 336605** E-Z Storage Organizer (coperchio bianco) ..... **61,00**
- 55 336610** E-Z Storage Organizer (coperchio trasparente) ..... **61,00**
- 55 336627** Cerniere 2 pz. Dim: 2,2x1,3x0,3 cm ..... **8,60**

## E-Z Storage Struttura singola

- Posizionamento perpendicolare o angolato per un accesso agevole
  - Disponibile supporto per il montaggio a parete o su armadio
  - Robusta struttura in metallo con rivestimento in plastica bianca
  - Piedini antiscivolo.
- Dimensioni: 17,8x12,7x12,1 cm

- 55 336650** E-Z-Storage TUB ..... **35,00**

## E-Z Storage Staffa di montaggio

- Supporto in metallo bianco per Storage Organizer Rack
  - Fori perforati per il montaggio a parete o su mobile
- Dimensioni: 13,0x2,5x3,8 cm

- 55 336651** E-Z Storage Staffa di montaggio ..... **8,60**



Sacchetto porta rifiuti trasparente



Sacchetto porta rifiuti rosso



## Cestino Handi Hopper

- Per tutti i rifiuti durante il trattamento direttamente alla poltrona
- Mantiene pulito il vassoio da trattamento
- Staffa da montaggio per una facile rimozione del supporto
- Sacchetto per rifiuti disponibile in rosso (ad es. per rifiuti contaminati) e trasparente (ad es. per rifiuti ordinari)

- Dimensioni: 17,8x10,2x16,2 cm
- 53 395304** Cestino Handi Hopper ..... **30,00**
  - 53 395308** Staffa H.H. Dim: 5,7x0,6x2,5 cm - Colori: G, I. .... **6,28**

- 53 395205** Sacchetto rosso H.H. Dim: 18,7x14,9x6,7 cm. - 100 pz. . **35,80**
- 53 395210** Sacchetto trasp. H.H. Dim: 18,7x14,9x6,7 cm. - 100 pz. **35,80**





## PORTASTRUMENTI PER ARMADIETTI E CASSETTI

### Organizzatore per cassette

L'innovativo design dell'organizer per cassette vi aiuta a conservare e organizzare sapientemente il materiale e le forniture dentali nei nostri colori iconici. L'organizer comprende sette divisori per la classificazione del contenuto. Sono disponibili divisori aggiuntivi. Perfetto per gli studi dentistici, per organizzare i materiali monouso o le scorte in eccesso di materiali specifici per le procedure.

**NUOVO!**  
Organizzatore  
per cassette



### Organizzatore per cassette S

- Ogni organizer per cassette viene fornito con 1 divisorio grande, 2 divisori medi e 4 divisori piccoli
- È possibile acquistare ulteriori divisori

Dimensioni: 29,2 x 16,8 x 5,1 cm  
 Articolo n: **55 334210**  
 Colori: A, G, I, N, P, R, S  
 Prezzo: **€ 49,00**



### Divisori dell'organizer per cassette S

- La misura (S) viene fornita in 2 pezzi e la misura (M) in 1 pezzo

#### Divisorio piccoli (2 pz.)

Dimensioni: 8,1 x 1,6 x 5,0 cm  
 Articolo n: **55 334207**  
 Colori: A, G, I, N, P, R, S  
 Prezzo: **€ 15,50**

#### Divisorio medi (1 pz.)

Dimensioni: 16,4 x 1,6 x 5,0 cm  
 Articolo n: **55 334208**  
 Colore: A, G, I, N, P, R, S  
 Prezzo: **€ 15,50**



## Vassoi per armadietti S

- Per organizzare strumenti e materiali in cassetti e armadietti


### Vassoio per strumenti manuali

Dimensioni: 20,0 x 9,5 x 2,4 cm  
 Articolo n: **55 33401**  
 Colori: A, B  
 Prezzo: **€ 15,50**



### Vassoio con 3 scomparti lunghi (ad es. per strisce di lucidatura, pinzette ecc.)

Dimensioni: 20,0 x 9,5 x 1,9 cm  
 Articolo n: **55 33404**  
 Colori: A, B  
 Prezzo: **€ 15,50**



### Vassoio per strumenti manuali (profondo su un lato, ad esempio per specchi ecc.)

Dimensioni: 20,0 x 9,5 x 2,5 cm  
 Articolo n: **55 33402**  
 Colori: A, B  
 Prezzo: **€ 15,50**



### Vassoio senza divisori (ad es. per pinzette, forbici, ecc.)

Dimensioni: 20,0 x 9,5 x 1,9 cm  
 Articolo n: **55 33405**  
 Colori: A, B  
 Prezzo: **€ 15,50**



### Vassoio a 3 scomparti (ad es. per pinze, stampi, cotton fioc, ecc.)

Dimensioni: 20,0 x 9,5 x 1,9 cm  
 Articolo n: **55 33403**  
 Colori: A, B  
 Prezzo: **€ 15,50**



### Vassoio con 6 scomparti piccoli (ad es. per piccoli utensili)

Dimensioni: 20,0 x 9,5 x 1,9 cm  
 Articolo n: **55 33406**  
 Colori: A, B  
 Prezzo: **€ 15,50**



# ORGANIZZATORI

## Organizzatore per restauro dentale S

- Per organizzare gli accessori da restauro
- La forma indica la posizione delle faccette, degli inlay, degli onlay ecc. nel cavo orale
- Include 25 pratici vassoi monouso per il bonding e il cemento
- Scomparto aggiuntivo per spazzolini e altri accessori
- Il coperchio schermato funge da protezione dalla polimerizzazione precoce

Dimensioni: 17,5 x 11,8 x 1,6 cm  
 Articolo n: **55 38295R**  
 Colore: Lilla fluo  
 Prezzo: **€ 46,95**



## Organizzatore per impianti S


- Appositamente progettato per organizzare impianti e perni radicolari
- Gli scomparti separati offrono spazio per diversi accessori
- La forma dell'organizzatore è simile a quella dell'arcata dentaria
- Le posizioni dei denti e il nome del paziente possono essere scritti negli scomparti corrispondenti o sul coperchio per un'identificazione rapida
- Il coperchio protegge e fissa le singole parti
- Pulizia della superficie possibile

Dimensioni: 17,5 x 11,8 x 1,6 cm  
 Articolo n: **55 38290B**  
 Colore: Blu  
 Prezzo: **€ 41,40**



### Pozzetto monouso

Articolo n: **53 356496** (144 pz.)  
 Prezzo: **€ 36,50**





# DISINFEZIONE

## Steri-Soaker

Vassoio per strumenti con coperchio per la disinfezione manuale e il trasporto. Il design dell'inserto del filtro e le impugnature ergonomiche consentono un rapido svuotamento e una facile rimozione degli strumenti. Capacità di 3,78l.

Il livello viene visualizzato con incrementi di un quarto di litro. Il coperchio è saldamente fissato alla vasca tramite cerniere. Adatto per l'uso sicuro di prodotti chimici come: detergenti (enzimi, detersivi), disinfettanti (fenoli), sterilizzatori a freddo per glutaraldeide e cloro.

Dimensioni: 35,2 x 24,5 x 13,0cm

Articolo n: 55 34105

Colori: B, I

Prezzo: € 160,00



Il coperchio ricorda in modo affidabile al team di cambiare la soluzione disinfettante



## CONTENITORE PER DISINFETTANTI E DETERGENTI

**G11** Per disinfezione strumenti. Capacità 1,250 lt. Dimensione: 26x11xh8 cm.  
55 241G11 € 27,40

**G11.1** Per sterilizzazione frese e piccoli strumenti.  
55 241G11.1 € 5,50



## CONTENITORE PER DISINFETTANTI E DETERGENTI

**G70** Per disinfezione a freddo. Autoclavabile a 121°. Capacità 3 lt. Dimensione: 35x26xh14 cm.

55 241G70 € 66,00



Contenitore per Rulli Salivari € 7,60

55 241G70FU

55 241G70AZ

55 241G70GR

55 241G70PA



**G41** Supporto in silicone autoclavabile per fissare gli strumenti (28x18 cm.). Interasse variabile tra i perni (0,8x1 cm.) per un miglior posizionamento

55 241G70 € 78,00





## ENDO BOX *PERIODENT* Contenitori endodontici

**Specificare i colori desiderati:** il primo per l'esterno, l'eventuale secondo per l'interno

- Per ogni esigenza • In alluminio anodizzato • Sterilizzabili • Forniti con coperchio.



Dimensioni in mm:

Maxi: . . . . . 204 x 105 x 54

Medio: . . . . . 125 x 105 x 54

Mini: . . . . . 104 x 44 x 54

Tondi M: . . . . . ø 48 h 62

Tondo L: . . . . . ø 94 h 70

Endo Box Maxi	MA	MA1	MA2	Endo Box Medio	MA3	MA4	ME1
	55 064110	55 064120	55 064100		55 064130	55 064150	55 064260
	€ 149,00	€ 149,00	€ 125,00		€ 126,00	€ 137,00	€ 89,50

## ENDO BOX MINI



Endo Box Mini 12 fori	300	330	Endo Box Mini 72 fori	310	320
	55 064300	55 064330		55 064310	55 064320
	€ 36,00	€ 36,00		€ 36,00	€ 36,00
Endo Box Mini 58 fori	390	Endo Box Mini 72 fori	340	370	380
	55 064390		55 064340	55 064370	55 064380
	€ 36,00		€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00

## ENDO BOX TONDI

55 064450	55 064460	55 064470
€ 48,50	€ 24,00	€ 24,00



## ENDO RING TRIANGOLARE

Sterilizzabile fino a 134°C con spugne monouso.  
 55 P66ECH Endo Ring, 2 anelli L e S **11,90**  
 55 P66TECH Spugnette triangolari, 50 pz **33,00**



EndoStar 12



EndoStar 8



## ENDOSTAR *PERIODENT* Contenitore per endodoncia

L'innovazione del "Tutto in uno"

- Per 8 o 12 strumenti standard o in Ni-Ti più 3 frese FG o RA • Righello misura lunghezza strumenti • Coperchio autobloccante • In acciaio inox e silicone • Decontaminabile e sterilizzabile con ogni metodo • Base siliconica antiscivolo (rimovibile per la pulizia) • 2 cursori in silicone per contare gli utilizzi; altri per la codifica a colori (\*inserire la lettera relativa al colore dopo il codice (B blu, R rosso, G verde, Y giallo).

55 361008 EndoStar 8 - 7,3x2,5x5 cm  
 55 361012 EndoStar 12 - 9,4x2,5x5 cm

**60,60**  
**69,00**

## ENDO FILE HOLDER ALUMINIUM

Detersione a ultrasuoni e sterilizzazione. Contiene 18 file manuali o rotanti. Scala millimetrata per gli stop. Per destrorsi o mancini. Coperchio regolabile con stop in silicone per conteggio dei cicli di sterilizzazione, fino a 134°C. Dim. L65xP30h55 mm.

55 361EHA Endo Holder **49,00**



## ENDO DISPENSER PLASTIC

Per detersione e sterilizzazione dei file. Contiene 18 file manuali o rotanti. Sterilizzabile fino a 134°C.

55 P6EDP EDP **29,80**



Dimensioni 85x5214 mm.  
 Colore blu.

L 100 x P 24 x h 32 mm

## ENDO BLOCK P *PERIODENT*

Misuratore per file con scala millimetrata, per posizionamento di stopper in gomma. Misura strumenti dritti e curvati. Solo 50 g. Autoclavabile fino a 134°C.

36 P91EMBP Endo Block P **26,50**



## ENDO RULER *PERIODENT*

In alluminio per strumenti manuali e rotanti. Autoclavabile fino a 134°C. Gauges da 1 a 30 mm. Per destrorsi a mancini.


36 P91ERA Endo Ruler All. **12,50**



# PORTA STRUMENTI ROTANTI

## BUR BLOCK SHOFU

Per la gestione pratica e sistematica degli strumenti rotanti. Possono contenere 12 strumenti FG e 6 strumenti CA. Il pratico coperchio protegge gli strumenti; i lati aperti permettono di disinfettare e sterilizzare completamente. Ideale per realizzare un kit di strumenti personalizzato in base al colore. Struttura in alluminio anodizzato. Dimensioni: 4,4x3,1x2,6 cm.



Bur Block Shofu - 1 pz. € 23,50

55 551501

55 551502

55 551504

55 551503

55 551505

## AL-BUR-BLOCK Porta strumenti rotanti in alluminio PERIODENT

AL-BUR-BLOCK			
SMALL € 29,00		LARGE € 48,00	
SMALL SILVER	SMALL BLU	LARGE SILVER	LARGE BLU
55 P5115FGS 15 x FG Dim: 58 x 25 x H31	55 P5115FGB 15 x FG Dim: 58 x 25 x H31	55 P5132FGS 32 x FG Dim: 80 x 42 x H33	55 P5115FGB 32 x FG Dim: 80 x 42 x H33
55 P5115MS 10 x FG + 5 x CA Dim: 58 x 25 x H31	55 P5115MB 15 x FG Dim: 58 x 25 x H31	55 P5132MS 16 x FG + 16 x CA Dim: 80 x 42 x H33	55 P5115MB 16 x FG + 16 x CA Dim: 80 x 42 x H33
55 P516HPS 6 x HP Dim: 54 x 28 x H62	55 P516HPB 6 x HP Dim: 54 x 28 x H62	55 P5180FGS 80 x FG Dim: 100 x 75 x H33	55 P5180FGB 80 x FG Dim: 100 x 75 x H33
		55 P5180MS 40 x FG + 40 x CA Dim: 100 x 75 x H33	55 P5180MB 40 x FG + 40 x CA Dim: 100 x 75 x H33



## MAGNETIC BUR HOLDER PERIODENT

• Base sterilizzabile fino a 134°C • Alloggia frese FG o CA  
Dimensioni: Small 42 x 42 x 12mm • Large 80 x 42 x 12 mm

Coperchi, venduti a parte:

55 P53CQ Coperchio quadrato Small € 6,15

55 P54CR Coperchio rettangolare Large € 6,80



PORTAFRESE MAGNETICHE MBH AUTOCLAVABILI					
MBH SMALL Quadrato € 9,30			MBH LARGE Rettangolare € 11,85		
Giallo 55 P5301	Blu 55 P5302	Bianco 55 P5303	Giallo 55 P5311	Blu 55 P5312	Bianco 55 P5313
Azzurro 55 P5304	Beige 55 P5305	Verde 55 P5306	Azzurro 55 P5314	Beige 55 P5315	Verde 55 P5316
Lavanda 55 P5307			Lavanda 55 P5317		



## LOCK-BUR-GUARD PERIODENT

Porta-frese a scatto con blocco chiuso o aperto.

• Autoclavabile fino a 134°C . 12 x FG • Mix 6 x FG +6 x CA

LOCK-BUR-GUARD FG e MIX Dimensioni: 75 x 35 x 10 mm. € 9,90					
GIALLLO FG	55 P55LFG1	BLU	55 P55LFG2	BIANCO	55 P55LFG3
GIALLLO MIX	55 P55LM1	BLU MIX	55 P55LM2	BIANCO MIX	55 P55LM3
AZZURRO	55 P55LFG4	BEIGE	55 P55LFG5	VERDE	55 P55LFG6
AZZURRO MIX	55 P55LM4	BEIGE MIX	55 P55LM5	VERDE MIX	55 P55LM6
LAVANDA	55 P55LFG7				
LAVANDA MIX	55 P55LM7				



# PORTA STRUMENTI ROTANTI

## PORTA STRUMENTI ROTANTI IN PLASTICA PERIODENT

### COLOR BUR BLOCK L36

Porta strumenti rotanti in plastica colorata autoclavabili, 36 fori con coperchio trasparente non autoclavabile. Disponibili per FG, CA o misti.

<b>Color Bur Block L36 8,3x5 cm</b> € 9,70	Disponibili anche con base universale in silicone sia per FG che CA da 35 fori € 12,00
<b>55 25LP36FG (36xFG)</b>	<b>55 25L42R</b>
<b>55 25LP36CA (36xCA)</b>	<b>55 25L42B</b>
<b>55 25LP36M (18xFG - 18xCA)</b>	<b>55 25L42V</b>



## PORTA STRUMENTI ROTANTI IN PLASTICA PERIODENT

Tutti i modelli disponibili per FG, RA, Mix, o HP vengono forniti con il coperchio trasparente, alto per HP. Basi autoclavabili fino a 134°C. Coperchio non sterilizzabile.

<b>LS12</b> 6,5x5 cm € 9,90	<b>LS18</b> 6,5x5 cm € 9,90	<b>LS24</b> 6,5x5 cm € 9,90	<b>LS36</b> 6,5x5 cm € 11,00	<b>LS48</b> 8,5x6,2 cm € 14,40	<b>LS72</b> 8,5x6,2 cm € 17,40
55 25LS12FG 12 x FG	55 25LS18FG 18 x FG	55 25LS24FG 24 x FG	55 25LS36FG 36 x FG	55 25LS48FG 48 x FG	55 25LS72FG 72 x FG
55 25LS12CA 12 x CA	55 25LS18CA 18 x CA	55 25LS24CA 24 x CA	55 25LS36CA 36 x CA	55 25LS48CA 48 x CA	55 25LS72CA 72 x CA
55 25LS12LSM 6 x FG 6 x CA	55 25LS12LSM 9 x FG 9 x CA	55 25LS24LSM 12 x FG 12 x CA	55 25LS36LSM 18 x FG 18 x CA	55 25LS48LSM 24 x FG 24 x CA	55 25LS72LSM 36 x FG 36 x CA
55 25LS12HP 12 x HP	55 25LS18HP 18 x HP	55 25LS24HP 24 x HP	55 25LS36HP 36 x HP	55 25LS48HP 48 x HP	55 25LS72HP 72 x HP



**UNI-BUR BLOCK**  
Porta Frese con base in silicone, Blu rosso da 36 fori universali (FG, CA, HP)

55 25L42B Blu  
55 25L42R ROSSO  
55 25L42V VERDE  
€ 12

Base in silicone auto lavabile e coperchio trasparente

**LOCK BUR GUARD**  
Portafrese a scatto con 4 fori CA e 8 fori FG, per pulizia in ultrasuoni autoclavabili fino a 134°C. Blocco delle frese in posizione aperta o chiusa.  
Dim: 75x35x10 mm

55 25L84AZ € 10,30  
55 25L84GI € 10,30  
55 25L84VE € 10,30



### TAXI TIP Porta Punta Ultrasuoni

Una attenta gestione degli inserti per ultrasuoni durante la fase di decontaminazione e sterilizzazione, garantirà una maggiore durata e quindi di una migliore efficacia operativa. Completamente autoclavabile contiene fino a 6 punte ultrasuoni.

55 X50TT6 € 36,00

### Protect Plus Coperchi protettivi anti-UV

Medio  
15x10xh3 cm



Small  
10x7,5xh3 cm



Dimensioni: Small 10x7,5xh3 cm - Medio 15x10xh3 cm

53 P510S Coperchio protettivo UV small  
€ 28,50

53 P510M Coperchio protettivo UV medium € 34,00

### Organizer de Luxe per siringhe



Mini: 19,5x14,5xh9,5 cm  
Standard: 29x14,5xh9,5 cm

55 P81SODM1 Syringe Organizer  
DeLuxe mini x 12 sir € 89,60

55 P81SODS1 Syringe Organizer DeLuxe  
x 18 siringhe € 105,00

### Organizer per siringhe



Con 11 fori (small: 10x12,5xh12 cm)  
Con 23 fori (medium: 20x12,5xh12 cm).

55 P81SOS Syringe Organizer small  
11 fori € 29,90

55 P81SOM Syringe Organizer medium  
23 fori € 36,00



Aiuta la tua pratica ad aumentare l'efficienza, passa alla gestione con cassette

Colori disponibili: 2 3 4 5



## Cassette GALAXY

Il disegno speciale in lattice di alta qualità rende l'azione dell'acqua più efficace nella procedura di detersione



### CASSETTE 28 X 18 GALAXY

Dim. 28,5 x 18 x 3,4 cm  
coperchio removibile  
55 31249 € 192,00 (20 strumenti)  
55 31227 € 192,00 (12 strumenti)  
+ spazio vuoto




serraggio  
ergonomico  
intuitivo



### CASSETTE 18 X 20 GALAXY

Dim. 18,5 x 20,5 x 3,4 cm  
coperchio removibile  
55 31248 € 160,00 (10 strumenti)  
+ spazio vuoto



Set con 2 blocchi  
(1 per pinza, 1 per forbici)  
55 31253-B € 32,00

### CASSETTE 18 X 14 GALAXY

Dim. 18,5 x 14 x 3,4 cm  
55 31246 € 117,00 (10 strumenti)



### CASSETTE 18 X 10 GALAXY

Dim. 18,5 x 10,8 x 3,4 cm  
55 31225 € 107,00 (7 strumenti)



### CASSETTE 18 X 7 GALAXY

Dim. 18,5 x 7,5 x 3,4 cm  
55 31244 € 96,00 (5 strumenti)

## Cassette Classic

Un classico per la gestione con cassette



### CASSETTE 28 X 18

Dim. 28,5 x 18 x 3,4 cm  
55 31268 € 160,00 (16 strumenti)  
55 31258 € 160,00 (20 strumenti)  
55 31287 € 160,00 (10 strumenti)  
+ spazio vuoto

I fori anche nei bordi  
garantiscono un  
drenaggio superiore  
dell'acqua



### CASSETTE 18 X 20

Dim. 18 x 20,5 x 3,4 cm  
55 31257 € 128,00 (8 strumenti)  
+ spazio vuoto

Disponibili i refills  
in silicone.  
specificare modello  
della cassetta:  
GALAXY, CLASSIC  
e colore



### CASSETTE 18 X 14

Dim. 18,5 x 14 x 3,4 cm  
55 31266 € 96,00 (8 strumenti)  
55 31256 € 96,00 (10 strumenti)



### CASSETTE 18 X 10

Dim. 18,5 x 10,8 x 3,4 cm  
55 31254 € 75,00 (6 strumenti)












### CASSETTE 18 X 7

Dim. 18,5 x 7 x 3,4 cm  
55 31269 € 65,00 (4 strumenti)  
55 31279 € 65,00 (2 manipoli)

# CASSETTE PORTAISTRUMENTI PERIODENT

## CASSETTE PORTAISTRUMENTI IN ACCIAIO INOX PERIODENT HIGH-TECH

 <p>MOD A per 10, 15 e 20 strumenti</p> <table border="1"> <tr> <td>55 0170 +</td> <td>A10</td> <td>A15</td> <td>A20</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </table>	55 0170 +	A10	A15	A20	€	100	100	100	 <p>MOD B per 15 strumenti</p> <table border="1"> <tr> <td>55 0170 +</td> <td>B15</td> </tr> </table>	55 0170 +	B15	 <p>MOD C per 5 strumenti</p> <table border="1"> <tr> <td>55 0170 +</td> <td>C5</td> </tr> </table>	55 0170 +	C5		
55 0170 +	A10	A15	A20													
€	100	100	100													
55 0170 +	B15															
55 0170 +	C5															
 <p>MOD D per 7 strumenti</p> <table border="1"> <tr> <td>55 0170 +</td> <td>D7</td> </tr> </table>	55 0170 +	D7	 <p>MOD E per 10, 15 e 20 strumenti</p> <table border="1"> <tr> <td>55 0170 +</td> <td>E10</td> <td>E15</td> <td>E20</td> </tr> </table>	55 0170 +	E10	E15	E20	 <p>MOD F per 5 strumenti</p> <table border="1"> <tr> <td>55 0170 +</td> <td>F5</td> </tr> </table>	55 0170 +	F5						
55 0170 +	D7															
55 0170 +	E10	E15	E20													
55 0170 +	F5															
 <p>MOD G per 10, 15 e 20 strumenti</p> <table border="1"> <tr> <td>55 0170 +</td> <td>G10</td> <td>G15</td> <td>G20</td> </tr> </table>	55 0170 +	G10	G15	G20	 <p>MOD HB per 5,10,15 e 20 strumenti</p> <table border="1"> <tr> <td>55 0170 +</td> <td>HB5</td> <td>HB10</td> <td>HB15</td> <td>HB20</td> </tr> </table>	55 0170 +	HB5	HB10	HB15	HB20	 <p>MOD I per 5,10,15 e 20 strumenti</p> <table border="1"> <tr> <td>55 0170 +</td> <td>I5</td> <td>I10</td> <td>I15</td> <td>I20</td> </tr> </table>	55 0170 +	I5	I10	I15	I20
55 0170 +	G10	G15	G20													
55 0170 +	HB5	HB10	HB15	HB20												
55 0170 +	I5	I10	I15	I20												

## VASSOI E RASTRELLIERE IN ALLUMINIO ANODIZZATO


Tray Maxi in alluminio 284x183x17 mm - base colorata - 1 pz. € 8,60

ROSSO	BLU	VERDE	ORO	ARGENTO
55 0861305	55 0861306	55 0861307	55 0861308	55 0861309

55 0861311 Coperchio argento per Tray Maxi; 288x187x29 mm € 9,20

55 0861321 Rastrelliera Tray Maxi 11 sedi € 4,80

55 0861322 Rastrelliera Tray Maxi 17 sedi € 4,80




Tray Mini in alluminio 18,3x14x17 mm - base colorata - 1 pz. € 7,10

ROSSO	BLU	VERDE	ORO	ARGENTO
55 0861105	55 0861106	55 0861107	55 0861108	55 0861109

55 0861111 Tray Mini, coperchio argento 187x145x25 mm € 7,20

55 0861120 Rastrelliera Tray Mini 4 sedi € 4,20

55 0861121 Rastrelliera Tray Mini 8 sedi € 4,20



## Vaschette Inox

Ideali per sostenere le vaschette monouso in plastica della stessa misura.

55 0861571 Vaschetta Piccola Inox 20 x 10 cm € 7,90

55 0861572 Vaschetta Grande Inox 20 x 15 cm € 9,50








## DISTRIBUTORE PER RULLI SALIVARI *PERIODENT*

Fornisce una barriera asettica verso gli aerosol dello studio e gli schizzi accidentali. I rulli vengono caricati dall'alto ed il cassetto dispensa fino a 3 rulli.

Realizzato in resina acrilica trasparente e con plastica colorata per la base. Dotato di inserti in gomma antiscivolo. Sterilizzabile a freddo in soluzioni di glutaraldeide. Dimensioni 10 x 9 x 5 cm.



Distributore per Rulli Salivari € 7,60			
55 07241	55 07243	55 07246	55 07247

## PORTA RULLI

**A42** Porta rulli a singola caduta. Autoclavabile 121°. Realizzato in materiale batteriostatico che impedisce la crescita di microorganismi e previene i cattivi odori. Universale per rulli, 1, 2, 3. Contiene fino a 50 rulli. Dimensioni: 10,5x5x10 cm. Colori: Bianco, Blu, Giallo.

Porta rulli € 16,00		
55 272A42BI	55 272A42GI	55 272A42BL

## PORTA RULLI

**A45** Porta rulli a singola caduta per un ottimo controllo batterico. Dimensioni: 6x14x15 cm. Colori: Bianco, Azzurro.

Porta rulli € 28,00	
55 272A45AB	55 272A45AZ

### PP/M BATTERIO-STATICO

Plastica con trattamento antimicrobico. Impedisce la crescita di microorganismi e previene i cattivi odori.



A42



A45

## FERMA RULLI

**A47** In metallo sterilizzabile. 4 pz.  
55 272A47 Ferma rulli in metallo € 19,00

**A48** Doppio in plastica. 100 pz.  
55 272A48 Ferma rulli in plastica € 62,00



**Coloranti naturali, sicuri  
Non lasciano pelucchi!**

## Rulli PerioRolls *PERIODENT* 100% Purissimo Cotone

Il rivestimento speciale anti-adesione, le fibre compatte e la speciale levigatura, consentono di proteggere le mucose anche durante la rimozione.

Rulli PerioRolls - Lunghezza 36 mm € 13,90		
n. 1 ø8 mm - 500 pz.	Colore	n. 2 ø10 mm - 400 pz.
53 09301B	BLU	53 09302B
53 093312 750 pz. € 16,50	VERDE	53 09302G
53 09301V	VIOLA	53 09302V
53 093314 750 pz. € 16,50	ROSA	53 09302P
53 09301Y	GIALLO	53 09302Y







A34



A7

## DISPENSER PER SALVIETTE

**A34** Dispenser con apertura frontale a taglio. Dimensioni: 18x13x17 cm. Colori: Bianco, Blu, Fumée, Trasparente

Dispenser per salviette con apertura frontale A34 € 00,00			
55 275A34BI	55 275A34BL	55 275A34FU	55 275A34TR

**A7** Dispenser per salviette con molla. Dimensioni: 18x13x17 cm. Colore: Bianco.

Dispenser per salviette con molla A7 € 00,00			
55 275AA7BI			

## DISPENSER PER SALVIETTE/TOVAGLIOLI *PERIODENT*



55 07254 Dispenser universale per tovaglioli/salviette € 16,90



**Q73** Distributore Inox di salviette. Dimensioni: 17,5x11,8x18,5 cm.

55 275Q73 Distributore di salviette € 44,00



## DISPENSER IN PLEXIGLASS PER MASCHERINE

**A37** Dispenser per mascherine monouso. Colore: Trasparente

55 2792A37 Dispenser per mascherine € 47,00



## DISPENSER DI CANNULE

**ASPIRASALIVA** (per 250 pz) Dimensioni: 17,15x12 cm.

**A38** Coperchio Plexiglass 55 2791A38 € 14,00

**A38DL** Coperchio super trasparente. 55 2791A38DL € 47,00

## DISTRIBUTORI DI PELLET DI COTONE S



Facile presa dei pellet grazie alla pressione della molla dal basso

**Pellet piccoli** 4,8 x 4,8 x 5,2 cm 55 373825 Colore: Bianco € 36,30

**Pellet di medie dimensioni** 4,8 x 4,8 x 5,2 cm 55 373850 Colore: Bianco € 36,30



Inox, con molla interna, che consentono di prelevare un pellet di cotone per volta.

4,25 x 4,25 x 4,8 cm

55 076351 Porta Pellet inox € 27,00

## DISPENSER PER GARZE *PERIODENT*



**Q71** Distributore Inox per garze di cotone. 5,2x5,2x5,5 cm. Colore: Bianco

55 272Q71 Distributore per garze € 36,00



**A10** Dispenser doppio in plastica per garze.

5x5 cm autoclavabile 134°. Colore: Bianco

55 272A10 Dispenser per garze € 15,80

## DISTRIBUTORE DI NASTRO ADESIVO MATRIX S

- Contiene un rotolo di nastro adesivo trasparente (9,5 mm x 11,0 m - calibro 0,002)
- Dopo lo srotolamento, è già preformato a forma di U
- Taglierina in acciaio per facilitare il distacco. 5,1 x 5,4 cm

55 376200 Colori: A, B € 30,80



## DISPENSER PER ASCIUGAMANI

**A68** Dispenser per asciugamani in carta a "C". Capacità 250 pz. Fissaggio a muro con 4 tasselli forniti. Con serratura. Colore: bianco. 30x26x10 cm.

55 275A68 Dispenser € 69,00  
55 275C48 Tovaglioli "C" € 79,00

Ricambio tovaglioli a 2 veli piegati a "C". 23x33 cm., 3060 pz.

## Mighty Mixer Bowl ciotola da miscelazione per alginati



- Monouso, riduce i tempi di pulizia  
Ciotola da miscelazione per alginati

Colori: R, P, N, J (ciascuno 9x)  
80 394ASS 50Z505ASTD (36 pz.) € 26,00

## Mighty Mixer Bowl ciotola da miscelazione per alginati



- Monouso, riduce i tempi di pulizia  
Ciotola da miscelazione per alginati

Colore: Bianco  
80 394505 50Z505 (36 pz.) € 25,00

## Tazze e Spatole

- Per Alginati e Gesso
- Qualità superiore Migliore gomma al silicone flessibile pulizia rapida



ø 105 mm 80 09441 € 2,50  
ø 120 mm 80 09442 € 2,95  
ø 140 mm 80 09443 € 4,60  
ø 160 mm 80 09444 € 6,60

## Spatola per alginato Mighty Mixer



- Facile da pulire grazie alla superficie liscia
- Pratica spatola larga per miscelare facilmente alginati e gessi

Dimensioni: 18,6 x 0,5 x 3,2 cm  
Colori: R, P, N, J  
53 3511ASS 50Z501ASTD (4 pz.) € 24,20

## Spatola per alginato Mighty Mixer



- Facile da pulire grazie alla superficie liscia
- Pratica spatola larga per miscelare facilmente alginati e gessi

Dimensioni: 18,6 x 0,5 x 3,2 cm  
Colore: Bianco  
53 351101 50Z501 (4 pz.) € 7,25

## Spatola Delrin



- Spatola flessibile e piatta
- Superfici non adesive
- Resistente ai prodotti chimici
- Adatte per la miscelazione di cementi, plastiche, ecc.

53 351123 50Z523 (10 pz.) € 12,65

## Spatola per cemento



- Spatola doppia in plastica bianca
- Per materiali di riempimento, cementi
- Facile da pulire grazie alla superficie liscia

Dimensioni: 16,2 x 0,6 x 1,0 cm  
53 351102 50Z502 € 8,05

## Spatola di miscelazione



- Articolo monouso

Dimensioni: 11,4 cm  
53 351121 50Z521 (100 pz.) € 25,50

## Dappen in vetro



- Per la miscelazione di resine e altri materiali. Sterilizzabili a freddo.

Colore: Trasp. Azz. Blu Giallo Verde  
55 P9+ 501 502 503 504 505  
€ 4,50

## Dappen in silicone



- Per la miscelazione delle resine.

5 ml 53 052600 € 4,20  
15 ml 53 052601 € 4,90  
25 ml 53 052603 € 5,50

## Dappen Dishes monouso



- Multiuso per mordenzanti, adesivi, paste, ecc. Risparmio di tempo e prevenzione di contaminazione crociata
- Colori assortiti: lavanda, bianco, verde, azzurro, giallo.

53 P950 (1000 pz.) € 67,00

## Blocchetti per miscelazione



- (cf. 3x100 pz.)

Small  
35x45 mm 53 P51220 € 16,30

Large  
70x80 mm 53 P51225 € 16,30

## Pozzetti per miscelazione ZML



Monouso.  
Dimensioni: 11,43 cm  
53 356496  
(cf. 144pz.) € 36,50

## Pozzetti per miscelazione PML



Monouso ma robusti.  
53 P56MW4 (200 pz.) € 36,60  
53 P56MW2 (500 pz.) € 43,60

## Pozzetti per miscelazione LMW



55 256C35  
(cf. 50 pz.) € 7,80

## Contenitore per rifiuti



53 252C43.1 Supporto in alluminio per  
contenitore rifiuti € 29,00  
53 252C43 Contenitore per rifiuti  
(cf. 1000pz.) € 122,00

## Bacinella reniforme



Monouso.  
53 254C50 Bacinella (cf. 50pz.) € 22,40 Xxxxx

## Xxx

## BICCHIERI POLI-PRO PERIODENT

Questi bicchieri monouso sono interamente realizzati in polipropilene di alta qualità e molto resistente ed inoltre riciclabile al 100%.

- Non si rompono, nemmeno se schiacciati e presentano bordi curvi senza residui.
- Colorati per rendere l'ambiente più rilassante.

La selezione PERIODENT offre bicchieri in confezione da 1000 pezzi (20 buste chiuse da 50 pezzi) e da 3000 pezzi (30 buste chiuse da 100 pezzi).



	180 cc, 1000 pz (20x50 pz) € 27								
53 25011+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VE	VM	RO
	180 cc, 3000 pz (30x100 pz) € 75								
53 25013+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VE	VM	RO

53 25011AS Bicchiere monouso 180 cc, colori assortiti (arancione, rosa, lilla, azzurro, verde mela, verde), 1000 pz (20x50 pz). . . . . € 29

## VASSOI POLI-TRAY PERIODENT

Vassoi monouso in polistirolo. La speciale lavorazione, il design e gli spessori garantiscono l'alta resistenza.

- Bordo rinforzato per contenere in sicurezza gli strumenti e i materiali all'interno del vassoio
- Piacevoli colori oltre al bianco.



	liscio con divisori, 28x18 cm, 400 pz € 38						
53 452LC+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VM
	zigrinato con divisori, 28x18 cm, 400 pz € 38						
53 452ZC+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VM

### Vassoi piccoli



### Vassoi grandi





## VASSOI MONOUSO in plastica


Piccoli 18,3 x 14 x 1,7 cm 400 pz.		
53 054211	Vassoi piccoli lisci	€ 26,00
53 054212	Vassoi piccoli zigrinati	
Grandi 28,4 x 18,3 x 1,7 cm, 400 pz.		
53 054231	Vassoi grandi lisci	€ 38,80
53 054232	Vassoi grandi zigrinati	




## Contenitori per protesi e apparecchi

 Contenitore per apparecchi  
51 P90600 10 pz. € 12,60

 Contenitore per tutti i bite  
51 P90602 10 pz. € 14,60

 Contenitore per guide notturne  
51 P90601 10 pz. € 13,90

 Contenitore per protesi totali  
51 P90603 10 pz. € 18,00



Portamascherine con specchio  
51 P90612 Box porta apparecchi con specchio, 10 pz € 33,90



## Contenitori per ortodonzia con fori di ventilazione in PP/M Batteriostatico

51 290G78 **Special G78** Dimensioni: 8,5 x 6,5 h4 - 10 pz € 9,90  
51 290G79 **Anatomico G79** Dimensioni: 8 x 7 h4 - 10 pz € 9,90



## Contenitori per ortodonzia

Lo speciale trattamento batteriostatico impedisce la crescita di micro organismi e previene cattivi odori

51 290G64 **Ortho Box G64** Dim: 5,5 x 7,5 h4 - 10 pz € 11,90  
(Conf. assortita, 2 colori per tipo: Bianco, Blu, Verde, Giallo, Rosso)



## Contenitori per ortodonzia con specchio interno

51 290G76 **Ortho Box con specchio G76** Dim: 8,5 x 6,5 h4,2 - 10 pz € 31,00  
(Disponibili nei colori: Azzurro (AZ), Bianco (BI), Rosso (RO))




## Contenitori Bite Box con fori di ventilazione

51 290G45 **Bite Box G45** Dim: 7,8 x 7,3 h3 - 10 pz € 7,30  
(Disponibili nei colori: Arancio, Azzurro, Bianco, Blu, Fucsia, Verde chiaro, Lilla, Nero, Rosso, Verde scuro)



## Contenitori Bite Box glitter con fori di ventilazione

51 290G45GL **Bite Box Glitter G45GL**  
Dim: 7,8 x 7,3 h3 - 10 pz € 7,30  
(Disponibili nei colori: Argento, Blu, Grigio, Malva, Oro, Verde chiaro, Verde scuro)



## Contenitori per Bite

51 290G47 **Bite box rettangolari G47**  
**Bianco** Dim: 10,5 x 7,5 h2 - 10 pz € 9,40



## Contenitori per protesi con filtro interno, autoclavabile, in sacchetto singolo

51 290G1 **Contenitore G1** Dim: ø9 h8,2 - 1 pz € 2,10  
(Disponibili nei colori: Azzurro, Blu, Fucsia, Giallo, Verde)

G1.ASS

51 290G1.ASS **Contenitore G1** Conf. ass. - 6 pz € 13,60




## Contenitori per protesi

con filtro interno, Colore bianco in polipropilene autoclavabile, confezionato il box singolo

51 290G68 **Box protesi DeLuxe** Dim: 9 x 9 h5 - 10 pz € 33,40

# PORTALAVORI WORK TRAYS


Supporto in metallo F21-F23



Portalavori per laboratorio appendibile con pinzetta per posizionare il foglio specifiche lavoro.

Portalavori F26-F27

G21  
griglia in  
metallo



Cartoncini  
portalavori

Portalavori  
eco appendibile.

PORTALAVORI ECO APPENDIBILE							
F26 cm.28x16	60 25F261	Porta lavori F26 grande AZZ. cm 28x16	€ 6,50				
F27 cm.20x10	60 25F271	Porta lavori F27 piccolo Azz. cm 20x10	€ 3,90				
SUPPORTI in METALLO per F26 e F27 112 cm.							
F21 2 spazi utili da cm 52x14 cm.	60 25F21	Supporto F21 singolo 2x 52xh14 cm	€ 78,00				
F23 4 spazi utili da cm 52x14 cm. (Sovrapp. su due piani)	60 25F23	Supporto doppio F23 4 spazi	€ 98,00				
CARTONCINI per tutti i PORTA LAVORI							
F28 16x7,5 cm	60 25F28	Cartoncini paziente 16x7,5 cm, 50 pz.					
PORTA LAVORI MOD. G26, G27 APPENDIBILE CON PINZETTA							
G26 cm 23x16 h7	60 25G26	Porta lavori G26 grande cm 23x16	€ 10,00				
G27 cm 20x10 h7	60 25G27	Porta lavori G27 piccolo cm 20x10 h7	€ 6,00				
PORTA LAVORI MOD. G26, G27 APPENDIBILE CON PINZETTA							
	60 25G261	60 25G262	60 25G263	60 25G264	60 25G265	60 25G266	€ 10,00
	60 25G271	60 25G272	60 25G273	60 25G274	60 25G275	60 25G276	€ 6,00

GRIGLIA IN METALLO per G26 e G27 112 cm.			
G21.D cm 52x14	60 25G21D	Griglia G21D singolo 2x 52xh14 cm	€ 37,40
G21.C cm 67x43	60 25G21C	Griglia G21C singolo 67 x 43 cm	€ 35,40



# ORGANIZER PER BLOCCHI CAD/CAM

## CAD/CAM Block Organizer S

- Organizzazione e conservazione moderna e salvaspazio per i blocchi da fresatura CAD/CAM
- Offre una rapida panoramica e una presentazione professionale dei blocchi di fresatura
- Etichette e cartellini per contrassegnare i singoli cassettei
- Adatto per un massimo di 48 blocchi

### Block Locker Organizer

Dimensioni: 14,0 x 4,7 x 19,7 cm

Articolo n: **55 383417**

Colori: E, J, N, Q, S, T, U

Prezzo: **€ 79,00**



Scaricate le etichette corrispondenti qui

**Per ordinare: [ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com) - tel +39 02 36 512 990**

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna				Codice SDI
P.IVA	C.Fisc.		e-mail	

CODICE	RIF.	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

+iva a norma di legge

**Giorni di apertura:** **Mattino** L M M G V S **Pomeriggio** L M M G V S

**Contributo spese spedizione:** Ordini superiori a € 130,00 (IVA esc.) nessun contributo spese

**Ordine fino a € 130,00 (i.e.) + € 13,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 16,00**

**PAGAMENTO:** Ordini inf. a € 130,00 (i.e.):  Contrassegno (+ € 6,50)  Bonifico anticipato  Carta di credito o POS  
 Ordini sup. a € 130,00 (i.e.):  Contrassegno (+ € 6,50)  R.B. 30 gg. d.f.  Carta di credito o POS

**IBAN Ivan Ilic' srl: IT50N056960162500003415X03**

**IBAN Cliente:** .....

Carta di credito o POS  Visa  Mastercard Numero Scadenza

**DATA**

**TIMBRO E FIRMA**