

Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!

ilic SINCE 1949
QUALITY & VALUE

BITE-CHEK

L'impugnatura "Easy grip" elimina le pinzette.

Verificate l'occlusione in ogni unità operativa
mettendo un BITE-CHEK in ogni tray.

Pellicola di articolazione 19 µm
Get a Handle on Articulation®



“ BITE-CHEK è un nuovo prodotto
meraviglioso che ha semplificato
immensamente il controllo
dell'occlusione ”

Dr. R. King DDS,
Grayslake, IL, USA

MICROCOPYINTL.COM

 **MICROCOPY**

www.ilicdental.com



"Get a Handle on Articulation!"®

Ogni procedura odontoiatrica richiede le abilità di un artista. Infatti i dentisti di oggi sono orgogliosi di essere gli artefici della creazione e del restauro di sorrisi personalizzati in cui mettono la propria "impronta digitale" su ogni restaurazione o corona.

Ora i dentisti possono utilizzare la pellicola per articolazione **BITE-CHEK** che fornisce tutte le informazioni necessarie per realizzare i migliori progetti per i loro pazienti.

È uno strumento sviluppato per i dentisti per aiutarli a esprimere facilmente il proprio stile individuale.



Perchè BITE-CHEK?



L'impugnatura Easy-grip evita l'uso delle pinzette.



Evita di mordere le pinzette.



Nessuna arricciatura, l'impugnatura mantiene piatta la pellicola.



L'impugnatura mantiene puliti i guanti.



Portabile e utilizzabile anche nelle unità d'igiene.

 **MICROCOPY**

Patent Pending - Made in the U.S.A.

Il vantaggio della nostra pellicola di articolazione

BITE-CHEK segna accuratamente i punti di contatto, riducendo al minimo la possibilità di rialzi occlusali e di sensibilità dentaria postoperativa.

Diversamente da molte carte occlusali più spesse, la sottigliezza di questa pellicola aiuta i pazienti a chiudere completamente, eliminando riflessi mandibolari che possono deviare l'occlusione.

Il risultato è una marcatura piccola e accurata che rende gli aggiustamenti di facile interpretazione.



Pellicola di articolazione **BITE-CHEK 19 micron**


- ✓ Segna accuratamente i contatti da bagnata o, idealmente, asciutta.
- ✓ Si allunga senza ritorno o strappi e previene false letture.
- ✓ Segna tutte le superfici: smalto, ricostruzioni metalliche e non, resine e plastiche.
- ✓ Grazie al rivestimento su entrambe i lati segna le arcate contemporaneamente.

Comoda per l'igienista


Evita la ricerca delle pinzette per l'igienista che deve controllare l'occlusione.

BITE-CHEK è pratico da tenere in ogni unità operativa.


Istruzioni



Asciugare i denti.



Posizionare la pellicola sui denti, direzionata verso il centro della bocca.



Verificare l'occlusione.

"Don't forget to remember"

BITE-CHEK film articolazione 19 µm con comodo supporto

La nuova pellicola **BITE-CHEK** è dotata dell'innovativa impugnatura "easy-grip" per semplificare gli aggiustamenti occlusali senza ricorrere ad una pinzetta.

Il design patent-pending si adatta al contorno della bocca e consente l'agevole raggiungimento dei denti posteriori.

19 35500 **BITE-CHEK** 19 µm nero
100 pellicole doppio rivestimento



CE



© Dr Riccardo Illic' srl 2015/1 51 007/ahr/rev003

NEODRYS®

COMPRESSE PER IL CONTROLLO DEFINITIVO DELLA SALIVAZIONE PAROTIDEA

- Forniscono una copertura completa dei dotti parotidici per almeno 15 minuti.
- Resistono all'umidità e proteggono la guancia.
- La capacità di assorbimento e la retrazione/protezione vestibolare li rendono unici e versatili.
- Il foglio vestibolare agisce anche da protezione delle guance durante l'uso dei manipoli.



EC REP

DENREQ Medical Technologies
Hafenstrasse 12 D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen Germania

 ilicdental.com