

*Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!*



LMDX 5

LMDX 5

LED Headlight



LMDX5

Caratteristiche



Supporti personalizzati

Si adatta alla maggior parte degli attacchi per videocamera, sistemi ingrandenti e clip per occhiali.



Facile da ruotare

Lo speciale cavo consente la rotazione in 4 direzioni senza ostacolare la visione e il funzionamento.



Priva di ombre

Con design di allineamento coassiale, offre un'immagine senza ombre.

LMDX5

Altri



L'obiettivo è più piccolo di una dimensione di penny.

Il punto luminoso uniforme offre immagini nitide e il campo chiaro da bordo a bordo consente una completa messa a fuoco per ridurre l'affaticamento degli occhi.



Leggero

Le lenti sono più piccole di un penny.

[→ Cavo facilmente scollegabile

Per una facile sostituzione.



Lenti Multiple

Il sistema ottico di precisione a più lenti è realizzato con due lenti di massima qualità.



Temperatura del Colore	5700 K	Intensità della luce a 400 mm	9.8 g
Uniformità del colore / raggio	Raggio uniforme	Dimensione delle lenti	Ø 14 mm
Intensità della luce a 400 mm	5000 lux	Dimensioni punto luminoso a 400 mm	100 mm

Meno di 10 g / Uniforme / Lenti multiple/ Ricarica wireless / Supporti specifici/ Connessione smartphone



Vari livelli di luce

La possibilità di variare l'intensità luminosa consente di addattare la vista ad ogni situazione grazie alla possibilità di una precisa regolazione.



Battery Indicator



Applicazione

Smartphone Connect
Controlla l'illuminazione
e monitora il livello
tramite l'applicazione.



109 mm

23 mm

61 mm



Ricarica rapida con cavo

Si può utilizzare la luce anche durante la ricarica tramite cavo USB.



Supporto di ricarica Wireless

Appoggiando semplicemente la batteria sul supporto, si ricarica automaticamente con la tecnologia di ricarica wireless induttiva QL. Senza il contatto del pin pogo, si prolunga la vita utile del prodotto.



Battery Pack (inclusa clip)	167 g	Microcontrollo incorporato	Yes
Lunghezza del cavo	1.5 m	Tempo di ricarica	3.5 hours
Filtro per compositi	Yes	Durata della batteria in funzione	10 hours
Clip della batteria	Yes	Batteria	3760 mAh · 397 Wh/L · DC 3.7 V

Illumina la tua Vita, Visione e Fuoco

