

dal 1949 al servizio  
della comunità odontoiatrica  
ricerca e seleziona  
Qualità & Soluzioni  
per voi!


**ilic** SINCE 1949  
QUALITY & VALUE

**SPARTAN**

## Spartan CPR Punte Specialistiche per Ritrattamenti

Con le punte ad ultrasuoni per Endodonzia la regolazione di partenza è al minimo e solitamente l'operatore non supera la potenza 3. L'azione di taglio è notevole anche a bassa potenza.

### CPR Diamonds



Dr. G. Glassman, Dr. S. Kratchman, Dr. G. van As, Dr. S. Firic

**CPR 1** Rimozioni perni, monconi e protesi  
Potenza: Min. 5 - Max 10 - Lunghezza 17mm.  
59 710011 **Spartan Style** Attacco Americano  
59 712001 **EMS Style** Attacco Europeo

**CPR 4D** Strumenti per l'uso oltre l'orifizio d'accesso  
Potenza: Molto bassa - Lunghezza 19mm.  
59 710014 **Spartan Style** Attacco Americano  
59 712004 **EMS Style** Attacco Europeo

**CPR 2D** Rimozioni calcificazioni e materiali ricostruttivi  
Potenza: Min. 5 - Max 10 - Lunghezza 17mm.  
59 710012 **Spartan Style** Attacco Americano  
59 712002 **EMS Style** Attacco Europeo

**CPR 5D** Strumenti per l'uso oltre l'orifizio d'accesso  
Potenza: Molto bassa - Lunghezza 24mm.  
59 710015 **Spartan Style** Attacco Americano  
59 712005 **EMS Style** Attacco Europeo

**CPR 3D** Strumenti per l'uso oltre l'orifizio d'accesso  
Potenza: Molto bassa - Lunghezza 17mm.  
59 710013 **Spartan Style** Attacco Americano  
59 712003 **EMS Style** Attacco Europeo

2 -10% € 138,00 Rif. 9SP1  
4 -15% € 130,00 Rif. 9SP1

### CPR Titanium



**CPR 6** Punte in Titanio supersottili  
Potenza: Molto bassa  
59 710016 **Spartan Style** Attacco Americano  
59 712006 **EMS Style** Attacco Europeo

**CPR 7** Punte in Titanio supersottili  
Potenza: Molto bassa  
59 710017 **Spartan Style** Attacco Americano  
59 712007 **EMS Style** Attacco Europeo


**CPR 8** Punte in Titanio supersottili  
Potenza: Molto bassa  
59 710018 **Spartan Style** Attacco Americano  
59 712008 **EMS Style** Attacco Europeo

Profondità d'accesso:  
CPR 8: 27 mm - CPR 7: 24 mm - CPR 6: 20 mm

2 -10% € 138,00 Rif. 9SP1  
4 -15% € 130,00 Rif. 9SP1

[www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)

# BUC Punte ultrasoniche rifinitura accesso Dr. S. Buchanan



Dr. J. Khademi, Dr. L. S. Buchanan




**BUC-1**  
Passaggio attraverso una  
pietra pulpare



**BUC-2**  
Spianatura dei pavimenti delle  
camere pulpari nei molari



**BUC-3**  
Passaggio attorno ai perni



Sagomatura ideale  
preservando la struttura  
del dente

## BUC 1 Grana fine / Taglio - Potenza: Min. 5 - Max 10

59 71041 **Spartan Style** Attacco Americano  
59 712018 **EMS Style** Attacco Europeo

## BUC 1A Grana fine - Potenza: Bassa

59 71041A **Spartan Style** Attacco Americano

## BUC 3 Grana fine / Scavatura - Potenza: Bassa

59 71043 **Spartan Style** Attacco Europeo  
59 712020 **EMS Style** Attacco Europeo

## BUC 3A Grana fine - Potenza: Bassa

59 71043A **Spartan Style** Attacco Europeo

## BUC 2 Grana media / Spianatura - Potenza: Min. 5 - Max 10

59 71042 **Spartan Style** Attacco Europeo  
59 712019 **EMS Style** Attacco Europeo


## BUC 2A Grana fine - Potenza: Min. 5 - Max 10

59 71042A **Spartan Style** Attacco Europeo  
59 712023 **EMS Style** Attacco Europeo


2 -10% € 138,00 Rif. 9SP1

4 -15% € 130,00 Rif. 9SP1

# KiS D Strumenti Ultrasonici Microchirurgia Endodontica Dr. S. Kim



€ 154,00



## KiS1 Strumento universale, punta angolata a 80°

59 711011 **Spartan Style** Attacco Europeo  
59 712011 **EMS Style** Attacco Europeo

## KiS2 KiS1 con angolo maggiore

59 711012 **Spartan Style** Attacco Europeo  
59 712012 **EMS Style** Attacco Europeo

## KiS5 Strumento a 75°, con doppia angolazione

59 711015 **Spartan Style** Attacco Europeo  
59 712015 **EMS Style** Attacco Europeo

## KiS6 Strumento a 110°, con doppia angolazione

59 711016 **Spartan Style** Attacco Europeo  
59 712016 **EMS Style** Attacco Europeo

## KiS3 Strumento a 75°, con doppia angolazione

59 711013 **Spartan Style** Attacco Europeo  
59 712013 **EMS Style** Attacco Europeo

## KiS4 Strumento a 110°, con doppia angolazione

59 711014 **Spartan Style** Attacco Europeo  
59 712014 **EMS Style** Attacco Europeo

2 -10% € 138,00 Rif. 9SP1

4 -15% € 130,00 Rif. 9SP1

Grafica e impaginazione: laura.alessandrello@gmail.com 011020



IVAN ILIC' srl

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646

ilic@ilicdental.com

