

Ricerca e Selezione  
Qualità & Soluzioni  
per voi!

**ilic** SINCE 1949  
QUALITY & VALUE




# L'ossido di zirconio Multipower Premium



- Molteplici indicazioni: fino a ponti di 14 elementi
- Per la tecnica di pittura, cut-back e di rivestimento estetico
- Sfumatura armoniosa di colore e trasparenza
- Estetica eccellente, paragonabile al disilicato di litio
- Un aspetto naturale senza compromessi, anche su impianti

*Supra* unisce con un innovativo processo di produzione tre differenti strutture in un materiale ad elevate prestazioni con eccellenti caratteristiche



#### SMALTO

Resistenza alla flessione **1034 MPa**  
5Y-PSZ, 44 % Trasparenza

#### DENTINA

Resistenza alla flessione **1163 MPa**  
4Y-TZP, 40 % Trasparenza

#### AREA CERVICALE

Resistenza alla flessione **1454 MPa**  
3Y-TZP, 37 % Trasparenza

Prova di flessione su 3 punti (DIN-ISO 6872)  
Trasparenza (JIS R3106:1998, colore A2)

# DISCHI SHOFU ZR

## Lucent Supra

mm	colore	codice	prezzo (i.e. 4%)	mm	colore	codice	prezzo (i.e. 4%)
14 mm	Pure white	93 52Z168	€ 219,00	16 mm	Pure white	93 52Z180	€ 239,00
14 mm	W0	93 52Z169	€ 219,00	16 mm	W0	93 52Z181	€ 239,00
14 mm	W2	93 52Z170	€ 219,00	16 mm	W2	93 52Z182	€ 239,00
14 mm	A1	93 52Z171	€ 219,00	16 mm	A1	93 52Z183	€ 239,00
14 mm	A2	93 52Z172	€ 219,00	16 mm	A2	93 52Z184	€ 239,00
14 mm	A3	93 52Z173	€ 219,00	16 mm	A3	93 52Z185	€ 239,00
14 mm	A3,5	93 52Z174	€ 219,00	16 mm	A3,5	93 52Z186	€ 239,00
14 mm	B1	93 52Z175	€ 219,00	16 mm	B1	93 52Z187	€ 239,00
14 mm	B3	93 52Z176	€ 219,00	16 mm	B3	93 52Z188	€ 239,00
14 mm	C1	93 52Z177	€ 219,00	16 mm	C1	93 52Z189	€ 239,00
14 mm	C3	93 52Z178	€ 219,00	16 mm	C3	93 52Z190	€ 239,00
14 mm	D2	93 52Z179	€ 219,00	16 mm	D2	93 52Z191	€ 239,00

## Lucent Supra

mm	colore	codice	prezzo (i.e. 4%)	mm	colore	codice	prezzo (i.e. 4%)
18 mm	Pure white	93 52Z192	€ 249,00	22 mm	Pure white	93 52Z204	€ 269,00
18 mm	W0	93 52Z193	€ 249,00	22 mm	W0	93 52Z205	€ 269,00
18 mm	W2	93 52Z194	€ 249,00	22 mm	W2	93 52Z206	€ 269,00
18 mm	A1	93 52Z195	€ 249,00	22 mm	A1	93 52Z207	€ 269,00
18 mm	A2	93 52Z196	€ 249,00	22 mm	A2	93 52Z208	€ 269,00
18 mm	A3	93 52Z197	€ 249,00	22 mm	A3	93 52Z209	€ 269,00
18 mm	A3,5	93 52Z198	€ 249,00	22 mm	A3,5	93 52Z210	€ 269,00
18 mm	B1	93 52Z199	€ 249,00	22 mm	B1	93 52Z211	€ 269,00
18 mm	B3	93 52Z200	€ 249,00	22 mm	B3	93 52Z212	€ 269,00
18 mm	C1	93 52Z201	€ 249,00	22 mm	C1	93 52Z213	€ 269,00
18 mm	C3	93 52Z202	€ 249,00	22 mm	C3	93 52Z214	€ 269,00
18 mm	D2	93 52Z203	€ 249,00	22 mm	D2	93 52Z215	€ 269,00

## Lucent

mm	colore	codice	prezzo (i.e. 4%)	mm	colore	codice	prezzo (i.e. 4%)
14 mm	Trans	93 52Z022	€ 179,00	18 mm	Trans	93 52Z026	€ 219,00
14 mm	A1	93 52Z023	€ 179,00	18 mm	A1	93 52Z027	€ 219,00
14 mm	A2	93 52Z024	€ 179,00	18 mm	A2	93 52Z028	€ 219,00
14 mm	A3	93 52Z025	€ 179,00	18 mm	A3	93 52Z029	€ 219,00
22 mm	Trans	93 52Z030	€ 259,00	12 mm	Trans	93 52Z100	€ 163,00
22 mm	A1	93 52Z031	€ 259,00	12 mm	A1	93 52Z101	€ 163,00
22 mm	A2	93 52Z032	€ 259,00	12 mm	A2	93 52Z102	€ 163,00
22 mm	A3	93 52Z033	€ 259,00	12 mm	A3	93 52Z103	€ 163,00
				12 mm	A3,5	93 52Z104	€ 163,00
				12 mm	B1	93 52Z105	€ 163,00
				12 mm	C1	93 52Z106	€ 163,00
				12 mm	D2	93 52Z107	

## Lucent

mm	colore	codice	prezzo (i.e. 4%)	mm	colore	codice	prezzo (i.e. 4%)
14 mm	A3,5	93 52Z108	€ 179,00	18 mm	A3,5	93 52Z120	€ 219,00
14 mm	B1	93 52Z109	€ 179,00	18 mm	B1	93 52Z121	€ 219,00
14 mm	C1	93 52Z110	€ 179,00	18 mm	C1	93 52Z122	€ 219,00
14 mm	D2	93 52Z111	€ 179,00	18 mm	D2	93 52Z123	€ 219,00
16 mm	Trans	93 52Z112	€ 199,00	22 mm	A3,5	93 52Z124	€ 259,00
16 mm	A1	93 52Z113	€ 199,00	22 mm	B1	93 52Z125	€ 259,00
16 mm	A2	93 52Z114	€ 199,00	22 mm	C1	93 52Z126	€ 259,00
16 mm	A3	93 52Z115	€ 199,00	22 mm	D2	93 52Z126	€ 259,00
16 mm	A3,5	93 52Z116	€ 199,00				
16 mm	B1	93 52Z117	€ 199,00				
16 mm	C1	93 52Z118	€ 199,00				
16 mm	D2	93 52Z119	€ 199,00				