

Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!

ilic SINCE 1949
QUALITY & VALUE

carlo de giorgi

Evoluzione nella Chirurgia Dentale



SURGERY PLUS
elettrobisturi

CE
0051 MADE IN ITALY

www.ilicdental.com



SURGERY PLUS

SURGERY PLUS è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto per chirurgia monopolare dentale. SURGERY PLUS attraverso la selezione delle funzioni operative permette di effettuare taglio puro CUT, due modalità di taglio coagulato CUT 1-CUT 2 e coagulazione COAG. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura l'assoluta affidabilità e riproducibilità delle applicazioni. SURGERY PLUS è altamente professionale grazie alla stabilità delle prestazioni e ai sistemi di sicurezza adottati.

Accessori in dotazione:

- Manipolo monopolare autoclavabile **F4814**
- Kit elettrodi assortiti (10 pz) **00500.00**
- Cavo per collegamento elettrodo neutro a mazzetta **00404.02**
- Elettrodo neutro a mazzetta **00403.01**
- Pedale **00304.00**
- Cavo alimentazione **00100.03**



Codice prodotto	644/00
Potenza max CUT	50 W - 400 Ω
Potenza max CUT/COAG1	45 W - 400 Ω
Potenza max CUT/COAG2	40 W - 400 Ω
Potenza max COAG	40 W - 400 Ω
Frequenza di lavoro	600 kHz
Elettrodo neutro	F
Alimentazione selezionabile	115/230 Vac
Frequenza di rete	50-60 Hz
Potenza max assorbita	280 VA
Dimensioni LxAxP mm	190x85x239
Peso	2,5 Kg



SICUREZZA
 EN60601-1
 EN60601-1-2
 EN60601-2-2
 Classificazione Elettrica: I CF
 DDM 93/42/CE Classe: II b

CONTROLLI
 Controllo della potenza emessa
 Autodiagnosi