

FitStrip™ la tua linea completa di **strisce abrasive diamantate** per finitura interprossimale e stripping!



FitStrip™ è la soluzione veloce ed efficace per un'accurata e sicura riduzione interprossimale con gli allineatori, pulizia del cemento interprossimale o rifinire i margini cervicali.



guarda come usare
FitStrip™

Tutte le FitStrip™ hanno:

Comodo manico!
Il manico Fitstrip™, comodo e semplice da avvitare, fa la differenza

Ruota!
Ruota il supporto rotondo colorato per regolare la curvatura delle strisce Fitstrip™



La soluzione completa per la riduzione interprossimale (IPR)

- Le strisce già montate sul supporto si possono utilizzare tese (dritte) o curve (tese)
- Riduzione interprossimale fino a 0,40 e 0,50 mm
- Spessimetro

€ 184,00

Kit IPR FPSK05

- 10 strisce bilaterali (2 per ciascuno spessore 0,11-0,21-0,30-0,40 e 0,50 mm)
- 2 manici e 1 spessimetro

La soluzione ideale per lo stripping

- Il cilindro centrale colorato consente di regolare la curvatura delle strisce, da curve a dritte, ruotandolo.
- Striscia curva per modellazione e finitura restauri composito
- Striscia dritta (tesa) per ridurre il contatto

€ 184,00

Kit universale FPSK04

- 4 monolaterali (0,08-0,10-0,13-0,18 mm)
- 6 bilaterali (0,11-0,15-0,21-0,30-0,40-0,50 mm)
- 2 manici e 1 spessimetro

Le strisce sungengivali Fitstrip™ ideali per l'area cervicale!

- Si utilizza per ridurre sporgenze di composito o gli eccessi di cemento
- Zona di sicurezza centrale per proteggere il punto di contatto
- Super sottile - 0,05 mm e molto bassa - 2,5 mm - per arrivare sotto il punto di contatto

€ 177,00

Kit subgengivale FPSK07

- 1 striscia seghettata
- 3 strisce subgengivali fini, 3 medie e 3 superfini
- 2 manici

Composi-Tight®
3D Fusion™
Ultra Adaptive Wedges



La combinazione dei materiali Soft face, con un nucleo rigido, caratteristiche meccaniche avanzate e rivestimento in silicone, che si adatta perfettamente grazie alle alette e non fuoriesce.


WedgeWands®

WedgeWands® sono cuneo e applicatore insieme, progettati per poter ruotare l'applicatore e staccarlo dal cuneo, anche se molti preferiscono lasciarlo attaccato per un aiuto aggiuntivo nella rimozione del cuneo.



A+Wedge®
Controls Gingival Bleeding

- Controlla il sanguinamento gengivale con un rivestimento in solfato di alluminio che ha un effetto astringente sulla gengiva
- Migliora la visibilità dell'area di restauro
- Elimina la necessità di applicare un astringente separatamente



G-Wedge®

Se preferisce un posizionamento tradizionale dei cunei interdentali con pinza emostatica o pinze per cotone, G-Wedge™ offre la stessa forma di cuneo interdentale senza applicatore.



Cunei Composi-Tight® 3D Fusion™

Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo
Kit cunei Composi-Tight® 3D Fusion™	FXK4-M	200	€ 110,00

Ricambi	Codice	Q.tà	Prezzo
Ultra-fine, giallo	FXYL	100	€ 57,00
Piccolo, blu	FXBL	100	€ 57,00
Medio, arancione	FXOR	100	€ 57,00
Grande, verde	FXGR	100	€ 57,00

Cunei WedgeWands®

Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo
Kit Cunei WedgeWands®	WK4	400	€ 150,00

Ricambi	Codice	Q.tà	Prezzo
Ultra-fine, giallo	SWYL	100	€ 40,00
Piccolo, blu	SWBL	100	€ 40,00
Medio, arancione	SWOR	100	€ 40,00
Grande, verde	SWGR	100	€ 40,00

Cunei A+Wedge™

Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo
Kit Cunei A+Wedge™	GWAK4	200	€ 91,00

Ricambi	Codice	Q.tà	Prezzo
Ultra-fine, giallo	GWAYL	100	€ 46,00
Piccolo, blu	GWABL	100	€ 46,00
Medio, arancione	GWAOR	100	€ 46,00
Grande, verde	GWAGR	100	€ 46,00

Cunei G-Wedge™

Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo
Kit Cunei G-Wedge™	GWK4	400	€ 140,00

Ricambi	Codice	Q.tà	Prezzo
Ultra-fine, giallo	GSWYL	100	€ 38,00
Piccolo, blu	GSWBL	100	€ 38,00
Medio, arancione	GSWOR	100	€ 38,00
Grande, verde	GSWGR	100	€ 38,00

ilic
SINCE 1949
QUALITY & VALUE

IVAN ILIC® S.r.l.
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
TEL: +39 02 36 512 990
www.ilicdental.com | ilic@ilicdental.com

Garrison
Dental Solutions

Composi-Tight® 3D Fusion™
Sectional Matrix System



Un kit intro a soli € 366

GARANTITO

Garrison è l'unico produttore che ti offre la **garanzia "60 gg soddisfatti o rimborsati"** sui kit intro di matrici sezionali!

RISPARMIO di tempo

I piedini degli anelli, in silicone morbido, si adattano all'anatomia del dente, riducendo gli eccessi in composito ed i tempi del restauro

... E RISPARMIO di denaro

Il „costo in uso“ per ogni restauro (anello, matrice, cuneo e pinza) è meno di 2 Euro!



Kit Composi-Tight® 3D Fusion™
FX-HHF-50
2 anelli
40 matrici rigide assortite
40 cunei assortiti
1 pinza allarga-anelli

PIÙ efficaci

Gli anelli restano in posizione saldamente, anche su denti corti o malposizionati

PIÙ versatili

I tre anelli separatori hanno un design che consente l'utilizzo su un'ampia gamma di denti e restauri, incluso il canino-distale e le preparazioni molto ampie (cuspidate mancanti)

PIÙ affidabile

Il design rinforzato garantisce una forza di separazione predicibile e più duratura

Garrison
Dental Solutions

www.garrisdental.com

Per ordini:

02 55 016 500

www.ilicdental.com

Garrison
Dental Solutions

Valido fino al 29/02/2023 o fino ad esaurimento scorte.
Ci riserviamo il diritto di correggere errori o apportare variazioni.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
Vengono applicati i termini e le condizioni della nostra ditta.

© 2023 Garrison Dental Solutions, LLC

PMIT223

Garrison
Dental Solutions

www.garrisdental.com



Per ordini:
02 55 016 500
www.ilicdental.com

CASO CLINICO

Restauri diretti posteriori in seguito a sostituzione di amalgame fratturate ed infiltrate



Dr Alessandro Pezzana

Paziente maschio di 45 anni che si rivolge presso il nostro studio per sensibilità scatenata da stimoli termici e dolci in regione II quadrante. Non presenta nessun problema dal punto di vista sistemico. Dopo un'attenta analisi clinica radiografica ed anche con utilizzo di esami strumentali si evidenzia la presenza di amalgame infiltrate, con scarso sigillo e crepate a livello di 2.4 e 2.5.

Si decide così per la sostituzione di esse attraverso restauri

diretti in composito. Dopo il posizionamento della diga di gomma si procede alla rimozione dei precedenti restauri attraverso frese diamantate per poi completare la detersione della dentina con frese multilama a pallina di dimensione variabile.

Con frese diamantate a granulometria ridotta si completa la cavità rifinendo alla perfezione lo smalto periferico al fine di avere margini ben puliti e robusti.

Posizionate le matrici, i cunei e l'anello, si prosegue con la classica stratificazione delle pareti inter-prossimali delle due II classi affacciate eliminando la matrice della cavità appena eseguita così da eliminare lo spessore dato da una seconda matrice.

Trasformate le due cavità di II classe in I classe si procede alla classica stratificazione con tecnica cuspid-cuspide.



Fig. 1 Fotografia iniziale pre-operatoria



Fig. 2 Premordenatura dello smalto per passaggio di adesivo self etch




Fig. 3 Posizionamento simultaneo di anelli matrici e cunei



Fig. 4 Modellazione della superficie oclusale



Fig. 5 Aspetto palatino del restauro ultimato sotto diga



Fig. 6 Restauri ultimati sotto il controllo masticatorio

Un anello per ogni esigenza!



Per denti corti e malposizionati
Anello singolo FX400-1
€ 113,00
Confez. 2 anelli FX400
€ 217,00



Il primo anello per cavità ampie e per quando manca una cuspid
Anello singolo FX600-1
€ 113,00
Confez. 2 anelli FX600
€ 217,00



Per grandi molari o molto convessi
Anello singolo FX500-1
€ 113,00
Confez. 2 anelli FX500
€ 217,00

Per ordini:

02 55 016 500

www.ilicdental.com

www.garrisondental.com



		Pedodontiche	Canini/premolari	Premolari con est. cervicale	Canini alti e molari bassi	Molari	Molari alti con est. cervicale
		Matrici Composit-Tight® 3D Fusion™ Firm con tecnologia eZ-Place™ per posizionamento più facile					
Serie FXH	Composit-Tight® 3D Fusion™ Firm	spessore 0,038 mm	ND	FXH100 4.3 mm	FXH150 5.9 mm	FXH175 5.3 mm	FXH200 6.1 mm
		altezza					FXH300 6.1 mm w/ext 7.7 mm
		Confez. 50 pezzi € 57,00					
Serie FX	3D Fusion™	spessore 0,038 mm	ND	FX100 4.4 mm	FX150 6.0 mm	FX175 5.6 mm	FX200 6.6 mm
		altezza					FX300 8.7 mm
		Confez. 50 pezzi € 59,00					
Serie SXR	Slick Bands™ XR	spessore 0,038 mm	ND	SXR100 4.6 mm 100 pz.	SXR150 3.8 mm 60 pz.	SXR175 5.4 mm 100 pz.	SXR200 6.4 mm 100 pz.
		altezza					SXR300 6.4 mm 60 pz.
		€ 96,00/Confez.					
Serie M	Composit-Tight®	spessore 0,035 mm	M050 3.2 mm 50 pz.	M100 4.6 mm 100 pz.	M150 3.8 mm 50 pz.	M175 5.5 mm 100 pz.	M200 6.4 mm 100 pz.
		altezza					M300 6.4 mm 50 pz.
		€ 78,00/Confez.					
Serie AU	Composit-Tight Gold®	spessore 0,035 mm	AU050 3.2 mm 50 pz.	AU100 4.6 mm 100 pz.	AU150 3.8 mm 50 pz.	ND	AU200 6.4 mm 100 pz.
		altezza					AU300 6.4 mm 50 pz.
		€ 78,00/Confez.					

Tabella comparativa matrici

CASO CLINICO

Restauro diretto in composito per sostituzione di precedente restauro incongruo



Dr Daniele Gensini

Si presenta alla mia osservazione un giovane paziente maschio a cui era stato eseguito, in precedenza, un restauro in composito incongruo sull'incisivo centrale superiore destro. Il paziente riferisce che il restauro era stato eseguito a

seguito di frattura coronale da trauma ed il dente tuttora risponde positivamente ai test di vitalità. La richiesta è di sostituire il vecchio restauro con un approccio diretto andando a ripristinare forma e colore adeguati tramite il rifacimento di un nuovo restauro che si integri bene nel cavo orale. La scelta è ricaduta su VariStrip in quanto sono matrici che ben si adattano ai margini cavitari, ricreano adeguatamente l'anatomia persa da dover ripristinare, ed essendo trasparenti assicurano un controllo visivo operativo ottimale ed un efficace passaggio della luce in fase di polimerizzazione del materiale da restauro. Inoltre così facendo si ottiene il vantaggio di avere una superficie prossimale perfettamente liscia e già lucidata, che richiede dei ritocchi veramente contenuti.

BlueView® VariStrip™

LA NOSTRA MATRICE ANTERIORE PIÙ CONOSCIUTA



La matrice Blue View VariStrip™ è una matrice anteriore sagomata innovativa in grado di offrire una curvatura e un'altezza ottimali, praticamente per tutti i tipi di restauro dei settori anteriori. La striscia anatomica in plastica di 0,05 mm di spessore è arrotondata su entrambi i lati.

Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo
Matrici VariStrip™	VS02	50 pz.	€ 83,00
Matrici VariStrip™	VS01	100 pz.	€ 110,00

Per ordini:

02 55 016 500

www.ilicdental.com



1 Visione intraorale del caso iniziale



2 Superficie cavitaria preparata e rifinita



3 Adattamento accurato del composito al margine cavitario antecedente la fase di polimerizzazione



4 Posizionamento della matrice VariStrip opportunamente tagliata e stabilizzata con un cuneo di legno per ricreare la superficie prossimale mesiale



5 Adattamento della matrice al materiale composito per ricreare adeguatamente il profilo corretto della superficie prossimale



6 Una volta ricostruita allo stesso modo anche la superficie distale il box periferico risulta completato con definizione della conformazione del nuovo restauro



7 Restauro rifinito e lucidato



8 Controllo finale dopo reidratazione

Colorazione blu: Evidenzia il contrasto tra la matrice e la struttura del dente senza alterare la polimerizzazione del composito.

Altezza variabile: da 6 mm a 10 mm, per avere sempre l'altezza giusta per tutti i denti anteriori.



guarda il video come funziona

www.garrisondental.com