

Ricerca e Seleziona  
Qualità & Soluzioni  
per voi!

**ilic** SINCE 1949  
QUALITY & VALUE

**DentaPure®**

# La sicurezza dell'acqua per le apparecchiature odontoiatriche non è mai stata così semplice

## Filtro antibatterico

**DentaPure®** è un Dispositivo Medico progettato per purificare microbiologicamente l'acqua delle linee idriche delle apparecchiature odontoiatriche. Utilizza la stessa tecnologia sviluppata per la NASA allo scopo di assicurare che l'acqua consumata nello spazio sia priva di batteri, virus e altri organismi dannosi.

**DentaPure®** riduce la conta batterica nelle acque utilizzate nel riunito. Quando l'acqua passa attraverso il dispositivo, esso rilascia una piccola quantità di iodio con proprietà germicida. Lo iodio interagisce con la membrana cellulare dei batteri nocivi presenti nelle linee dell'acqua del riunito eliminandoli, rilasciando acqua potabile per le procedure dentali.

## Prodotto antimicrobico approvato dall'FDA e iscritto al registro EPA

**DentaPure®** soddisfa e supera gli standard di purezza microbiologica dell'acqua, incluse le linee guida OSAP, CDC e ADA. Efficace verso la legionella pneumophila testato secondo le norme UNI EN ISO 11731-2 e le linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi\*.

## Semplice da usare ed economicamente vantaggioso

Applicare i protocolli per il rispetto degli standard può risultare complicato e dispendioso, sottoponendo la propria attività a spese di manodopera non necessarie ed a continui monitoraggi. Il sistema **DentaPure®** facilita il rispetto degli standard Europei ed Internazionali grazie al semplice montaggio di una cartuccia. Basta scegliere la cartuccia per serbatoio o per linea idrica urbana a seconda delle proprie esigenze. **DentaPure®** è sicuro per voi, i vostri pazienti ed il personale.

\*Studio disponibile su richiesta



## CHE COSA SI NASCONDE NELLA VOSTRA LINEA IDRICA?

Gli standard OSAP, CDC e ADA per una sicura acqua potabile suggeriscono di non eccedere le 500 unità formanti colonie (UFC/mL). Un'acqua che non rispetta gli standard può contenere più di 100.000 UFC/ml per via dell'accumulo di biofilm nelle linee idriche.



Foto di biofilm presente all'interno di un manipoło odontoiatrico

**CROSSTEX**  
A CARTEL MEDICAL COMPANY

**ilic** SINCE 1949  
QUALITY & VALUE

**IVAN ILIC' S.r.l.**  
Via L. Muratori, 46/11  
20135 Milano (Italy)  
TEL: +39 02 36 512 990  
ilic@ilicdental.com  
www.ilicdental.com