

*Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!*



Carbon X Loupes

Progettati per la salute
e il sollievo
di collo e spalle



IVAN ILIC' S.r.l.


Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 55 016 500 - 02 34 512 990

ilic@ilicdental.com | www.ilicdental.com

Design Ergonomico

Postura corretta senza dover piegarsi




Non necessita alcuna personalizzazione

Facilissima regolazione




Supporto fisso per lampada coassiale

Disponibile cablato o wireless



Altezza della pupilla regolabile

Assicura un campo visivo senza ombre



Facile sistema di sollevamento Flip-Up per la visuale libera



Naselli in morbido silicone per il massimo comfort




Facile attacco per lenti correttive

Struttura per lenti correttive inclusa, facilmente montabile e rimovibile



Le lenti sono prodotte in vetro Scott con tecnologia di rivestimento antiappannamento e antimuffa

Distanze di lavoro degli ingranditori consigliate per le differenze altezze



Altezze	Distanza di lavoro (mm)
150-155	400
155-165	400
165-175	450
175-185	500
>185	550

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Distanza interpupillare	Profondità di campo	Campo visivo	Peso
3.5X	280-380mm	50-80MM	100mm	70-90mm	75g
4.5X	360-460mm		100mm	50-80mm	80g
5.5X	440-540mm		90mm	50-75mm	88g
6.5X	500-600mm		80mm	45-70mm	87g

Distanze di lavoro degli ingranditori consigliate per le differenze altezze