

Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!



PERIODENT

Cannule di aspirazione HVE angolate

Design specifico per l'aspirazione di grandi volumi durante gli interventi chirurgici. Progetto pensato sia al professionista, che al comfort del paziente.

- compatibili con tubi di aspirazione standard europei da 16 mm
- ergonomico e robusto, ideale per la retrazione delle guance durante le procedure
- superficie interna e bordi completamente lucidati per un funzionamento silenzioso e massimo comfort per il paziente



33 P1335L Adulto Large



33 P1335M Adulto Medio



33 P1335P Pedo

€ 15,60 cf da 10 pz.

- autoclavabili prima dell'uso, fino a 134 °C
- monouso, senza lattice e senza ftalati



IVAN ILIC' S.r.l. - Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano
T (+39) 02 55 016 500 • 02 36 512 990

www.ilicdental.com • ilic@ilicdental.com



SOFT TOUCH Cannule d'aspirazione usa e getta

- Il bordo morbido di Soft Touch elimina il rischio di lacerazione del tessuto orale
- Il Tubo è sufficientemente rigido e resistente per la retrazione della guancia
- Ventilato per ridurre l'aspirazione dei tessuti non necessaria e aumentare l'area di aspirazione
- Superficie accuratamente lucidata per un funzionamento regolare e silenzioso
- Adatto a aspiratori standard da 11 mm
- Colore: bianco (con punta Blu Lavanda)


32 P2STCB punta colore blu 50 pz. € 6,40
 32 P2STCL punta colore lavanda 50 pz. € 6,40



SAFE-TIP Puntali Monouso per siringhe aria/acqua (short Euro type*)

- Garantiscono un getto d'aria potente e asciutto, aria e acqua sono tenute separate dallo speciale design
- Design unico "quad air core" per garantire aria secca
- Bordi arrotondati per il massimo comfort del paziente

32 P21628S S-T Short EU, col.ass.spectrum 250 pz.
 32 P21628W S-T Short EU, bianco 250 pz. . € 39,50 € 32,00



Semplicemente staccare e attaccare



Facile posizionamento in ogni area richiesta

Migliorano il comfort del paziente e la qualità delle immagini durante le radiografie, in particolare nelle proiezioni Bite by Wing • Morbidi e flessibili riducono il disagio durante la chiusura della bocca • Supporto stabile per il sensore e la pellicola, mantengono la posizione corretta e riducono il rischio di immagini sfocate o distorte.

BITE CUSHIONS X-RAY

- Staccare e incollare • Facile e veloce • Utilizzato per entrambe le buste PSP o sensori con guaine • Senza Latex&BPA



Orizzontale



Verticale



Periapicale

16 P54XRBC X-Ray Bite Cushions, 200 pz. . € 11,50 (€ 15,90)

Per ordinare: ilic@ilicdental.com - tel +39 02 36 512 990 - 02 550 16 500

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov	Tel	Cell
Ind. consegna				Codice SDI
P.IVA	C.Fisc.		e-mail	

CODICE	RIF	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

Giorni di apertura: **Mattino** L M M G V S **Pomeriggio** L M M G V S

Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 150,00 (IVA esc.) nessun contributo spese
 Ordine fino a € 150,00 (i.e.) + € 15,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 17,00

PAGAMENTO: Ordini inf. a € 150,00 (i.e.): Contrassegno (+ € 6,50) Bonifico anticipato Carta di credito o POS
 Ordini sup. a € 150,00 (i.e.): Contrassegno (+ € 6,50) R.B. 30 gg. d.f. Carta di credito o POS

IBAN Ivan Ilic' srl: IT50N0569601625000003415X03 IBAN Cliente:
 Carta di credito o POS Visa Mastercard Numero Scadenza

DATA TIMBRO E FIRMA

Ai sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei acconsente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco.



IVAN ILIC' S.r.l.
 Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
 TEL: +39 02 55 016 500 - 02 36 512 990
 ilic@ilicdental.com | www.ilicdental.com