



Sostegni monouso per sensori


Peel'n'stick. X-ray sensor holders

Questi supporti per sensori radiografici staccabili e adesivi sono progettati per tenere saldamente in posizione un sensore intraorale digitale durante l'imaging radiografico. È sufficiente staccare la pellicola adesiva, attaccare il supporto al sensore e posizionarlo nella bocca del paziente. Il supporto mantiene il sensore stabile e correttamente allineato, garantendo immagini accurate e riducendo al minimo il disagio per il paziente.




16 P57ANTB **ANTERIORE BLU**

Per il posizionamento nella zona stretta anteriore, assicurando immagini stabili e chiare.





16 P57POSG **POSTERIORE GIALLO**

Per il posizionamento nella zona posteriore, dove può essere difficile mantenere il posizionamento del sensore a causa della forma dei denti e della posizione in bocca.





16 P57BTWR **BITEWING ROSSO**

Per il posizionamento bitewing, mantiene il sensore saldamente in posizione, catturando immagini verticali o orizzontali dei molari e dei premolari.




16 57ENDV ENDO VERDE

Mantiene saldamente in posizione il sensore per fornire immagini radiografiche precise per la diagnosi e i trattamenti dei canali radicolari.



16 57BTTR BITE TAB ROSSO

Mantiene saldamente in posizione il sensore durante il posizionamento per le radiografie bite-wing.



Design adesivo Peel'n'stick

Il semplice design adesivo peel'n'stick rende il supporto del sensore facile e veloce da applicare, risparmiando tempo durante le procedure odontoiatriche. Garantisce una tenuta sicura, riducendo il rischio di scivolamento o movimento durante le radiografie.



Compatibilità universale

I supporti adesivi peel'n'stick sono compatibili con tutti i sistemi standard di posizionamento di bracci di puntamento e anelli, garantendo una perfetta integrazione con il tuo attuale sistema radiografico dentale.

Perché scegliere il monouso rispetto all'autoclavabile?

1. Nessun rischio di contaminazione crociata, il che li rende più sicuri da usare.
2. Comodo ed efficiente da usare rispetto alle alternative autoclavabili.
3. Risparmio di costi e risorse: nessuna usura del prodotto o tempo impiegato per la sterilizzazione in autoclave.
4. Disponibilità: nessuna attesa per i cicli di sterilizzazione: basta prenderne uno nuovo quando necessario.
5. Comfort e flessibilità: il design più sottile e leggero dei supporti monouso li rende meno rigidi di quelli autoclavabili, migliorando il comfort del paziente.



16 P57ANB
Anteriore 100 pz.
€ 63,00 € 52,00



16 P57POSG
Posteriore 100 pz.
€ 63,00 € 52,00



16 P57BTWR
Bitewing 100 pz.
€ 63,00 € 52,00



16 P57ENDV
Endo, 100 pz.
€ 63,00 € 52,00



16 P57BTTR
Bite Tab, 50 pz.
€ 63,00 € 52,00



IVAN ILIC' S.r.l.

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 55 016 500 - 02 36 512 990

ilic@ilicdental.com | www.ilicdental.com