

dal 1949 al servizio  
della comunità odontoiatrica  
ricerca e selezione  
Qualità & Tecnologia  
per voi!

**ilic** SINCE 1949  
QUALITY & VALUE

**OCCLUSENSE**  
by Bausch



Ti aspettiamo a  
**A.I.O.P.**  
Bologna, 21-23 Novembre 2019

Il palmare OccluSense® è un dispositivo alimentato a batteria che utilizza la tua locale rete wireless per trasferire la registrazione dei dati all'App OccluSense®-iPad.

Il caricatore induttivo fornisce la potenza per il trasferimento wireless. Le batterie completamente cariche consentono l'utilizzo del dispositivo fino a 4 ore.



**OccluSense®**  
Sensore Elettronico  
di pressione:

- spessore 60 micron
- flessibile
- codifica a colori

"Quello che ci voleva per mettere in sicurezza il Clinico durante la prima visita. La digitalizzazione intraorale, oltre ad avere una valenza oclusale ha rilevanza per l'odontoiatria forense. È indiscutibile inoltre l'aiuto che OccluSense da' durante tutta la riabilitazione orale, dal piano di cura, alla verifica dei provvisori terapeutici, fino al caso ultimato e per ultimo è utilissimo nelle grandi riabilitazioni, dove vi è stata la necessità di fare dei rialzi della DVO".

Prof. Loris Prosper



OccluSense® il sensore di pressione tecnologicamente avanzato permette la registrazione oclusale a 256 livelli di pressione.

Il materiale sottile e flessibile consente la registrazione dell'occlusione statica e dinamica

Inoltre, il rivestimento di colore rosso segna i contatti oclusali sui denti del paziente.

All'interno del set OccluSense®, è inclusa 1 confezione di 25 sensori (BK 5025).



Contiene:

- Manipolo OccluSense
- Ricaricatore OccluSense
- Test sensore OccluSense
- Sensori occluSense BK 5025 (25 pz.)
- 3 batterie ricaricabili AAA
- Cacciavite per il contenitore delle batterie
- Manuale
- Guida veloce

19 967500 **OccluSense**

Speciale intro **€ 1.090** (€ 1.240) +iva

19 967525 **Sensori OccluSense BK5025** (Cf. 25 pz.)

Speciale intro **€ 218** (€ 248) +iva



**OccluSense iPad App**

Gratuita da scaricare da Apple AppStore



Desidero ordinare **OccluSense € 1.090** +iva

Studio:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
Mail:
Aperto il:
P.Iva:
Cod. Univoco:
<b>Pagamento 50% anticipato a: IVAN ILIC' srl</b>
<b>IBAN: IT50N0569601625000003415X03</b>

Organizziamo workshop c/o il **Centro Corsi UMBRIA 2000** Viale Umbria, 19/A - Milano