

*dal 1949 al servizio
della comunità odontoiatrica
ricerca e seleziona
Qualità & Soluzioni
per voi!*



**ORAL
BIOFILTER**

Separatore labiale con aspirazione

Previene la
contaminazione
crociata

Oral BioFilter
il nuovo dispositivo
che aiuta nella prevenzione
della contaminazione crociata negli studi



www.ilicdental.com




Per uno studio dentistico più sicuro

Durante i trattamenti dentali standard, i residui infestati da agenti patogeni vengono rilasciati nell'ambiente del riunito dentale a causa dell'uso dello spray delle turbine, dei contrangoli, dei manipoli e degli ultrasuoni.

Questi agenti patogeni rimangono nell'aria del riunito dentale per un massimo di 2 ore e, inoltre, non vengono filtrati dalle maschere convenzionali e finiscono per contaminare tutto ciò che si trova sul loro percorso fino a 3 m³ quando alla fine si depositano.

Oral BioFilter, obf, è un sistema di separazione delle labbra che si collega all'aspirazione della poltrona da lavoro stessa, migliorando l'ambiente, la sicurezza e l'igiene delle persone che si trovano nel riunito dello studio odontoiatrico.



Si tratta di un apribocca collegato al sistema di aspirazione del riunito che **RIDUCE AL MINIMO LA CONTAMINAZIONE CROCIATA** in studi odontoiatrici attraverso l'assorbimento di micro-gocce di Flügge prima di uscire dal cavo orale del paziente.

Facilita l'**ACCESSO ALLA CAVITÀ ORALE** senza ostacoli. Ha la **FUNZIONALITÀ** di base di un retrattore labiale che insieme all'apertura della bocca **AUMENTA LA SICUREZZA** rendendo difficile per il paziente, indipendentemente dall'azione riflessa, chiudere spontaneamente la bocca.

antaggi

- Riduce al minimo la contaminazione crociata
- Migliore accessibilità
- Maggiore sicurezza
- Maggiore comfort
- Più igienico
- Ergonomico