

Ricerca e Selezione  
Qualità & Soluzioni  
per voi!



desgram

### Un solo prodotto, più risparmio.

La soluzione detergente polifunzionale elimina la necessità di utilizzare più detersivi specifici, con una riduzione immediata dei costi di acquisto, gestione e stoccaggio.

L'utilizzo semplice e diretto (immersione senza smistamenti preliminari) riduce tempi operativi, errori e sprechi, abbattendo anche i costi indiretti di manodopera e migliorando l'efficienza dello studio.

L'elevata efficacia in tempi brevi accelera i cicli di pulizia e aumenta la produttività. La formulazione sicura preserva gli strumenti nel tempo, prolungandone la durata e trasformando l'acquisto in un investimento che si ripaga.

I file endodontici mantengono elasticità e resistenza, con meno fratture, meno sostituzioni e meno costi imprevisti.

La durata del prodotto è legata alla quantità di residui rimossi, non al tempo: un vantaggio competitivo concreto che riduce sprechi e sostituzioni frequenti.

desgram d33

### d33 Detergente odontoiatrico poliativo universale per immersione statica

- Rimuove delicatamente senza intervento manuale tutti i tipi di sporco dagli strumenti, compresi frese diamantate e frese di metallo, strumenti canalari.
- Protegge tutti i metalli, compreso alluminio.
- Mantiene le caratteristiche dei fili di taglio.
- Neutralizza eventuali inneschi di corrosione.
- La soluzione d33 non permette al suo interno la proliferazione della carica batterica.

flacone da 1.000 ml cad. • tanica da 5.000 ml



desgram d66

### d66 Detergente poliativo universale per ultrasuoni ottimizzato per odontoiatria (compreso l'alluminio)

- Rimuove composti organici, grassi, eugenati, cementi compresi vetroionomeri, adesivi per portaimpronte, alginati, incrostazioni, sostanze calcaree, macchie di tabacco, paste lucidanti da strumenti e oggetti metallici, diamantate, frese, strumenti canalari, manufatti protesici, plastiche, spazzolini anche di setole naturali, cotone e gommini.
- Protegge tutti i metallici.
- Rispetta resine, composite e materie plastiche.
- La soluzione d66 non permette al suo interno la proliferazione della carica batterica

flacone da 1.000 ml cad. • tanica da 5.000 ml



## Un solo prodotto, più risparmio.

La soluzione detergente polifunzionale elimina la necessità di utilizzare più detergenti specifici, con una riduzione immediata dei costi di acquisto, gestione e stoccaggio.

L'utilizzo semplice e diretto (immersione senza smistamenti preliminari) riduce tempi operativi, errori e sprechi, abbattendo anche i costi indiretti di manodopera e migliorando l'efficienza dello studio.

L'elevata efficacia in tempi brevi accelera i cicli di pulizia e aumenta la produttività. La formulazione sicura preserva gli strumenti nel tempo, prolungandone la durata e trasformando l'acquisto in un investimento che si ripaga.

I file endodontici mantengono elasticità e resistenza, con meno fratture, meno sostituzioni e meno costi imprevisti.

La durata del prodotto è legata alla quantità di residui rimossi, non al tempo: un vantaggio competitivo concreto che riduce sprechi e sostituzioni frequenti.

# desgram d33

## d33 Detergente odontoiatrico poliattivo universale per immersione statica

- Rimuove delicatamente senza intervento manuale tutti i tipi di sporco dagli strumenti, compresi frese diamantate e frese di metallo, strumenti canalari.
- Protegge tutti i metalli, compreso alluminio.
- Mantiene le caratteristiche dei fili di taglio.
- Neutralizza eventuali inneschi di corrosione.
- La soluzione d33 non permette al suo interno la proliferazione della carica batterica.

flacone da 1.000 ml cad. • tanica da 5.000 ml



54 431D33F Detergente univ.D33 fl. 1000 ml € 110,00 € 94,00

54 431D33T Detergente univ. D33 Tan. 5000 ml € 345,00 € 292,00

# Detergente poliattivo per ultrasuoni

# desgram d66

## d66 Detergente poliattivo universale per ultrasuoni ottimizzato per odontoiatria (compreso l'alluminio)

- Rimuove composti organici, grassi, eugenati, cementi compresi vetroionomeri, adesivi per portaimpronte, alginati, incrostazioni, sostanze calcaree, macchie di tabacco, paste lucidanti da strumenti e oggetti metallici, diamantate, frese, strumenti canalari, manufatti protesici, plastiche, spazzolini anche di setole naturali, cotone e gommini.
- Protegge tutti i metallici.
- Rispetta resine, composite e materie plastiche.
- La soluzione d66 non permette al suo interno la proliferazione della carica batterica

flacone da 1.000 ml cad. • tanica da 5.000 ml

54 431D66F Detergente univ. ultras. D66 fl. 1000 ml € 106,00 € 91,00

54 431D66T Detergente univ. ultras. D66 Tan. 5000 ml € 330,00 € 280,00

