

Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!



biotype
IMPLANT SYSTEM
SOLUZIONE IMPLANTARE

**VUOI ELIMINARE PER SEMPRE
PERIMPLANTITI E MUCOSITI?**

TI OFFRIAMO LA SOLUZIONE:

VERTICAL NECK

il primo impianto transmucoso
a pareti convergenti
liberamente protesizzabili


biotype
IMPLANT SYSTEM



**LA SOLUZIONE IDEALE
PER TUTTI I CASI IMPLANTARI**

- 1 RISPETTA L'AMPIEZZA BIOLOGICA**
 - Stop a mucositi e perimplantiti
 - Minore gestione del paziente e più successi clinici
- 2 UNA SOLA SEDUTA CHIRURGICA**
 - Più comfort per il paziente
 - Meno costi
 - Meno invasività biologica
- 3 UNA SOLA PIATTAFORMA PROTESICA**
 - Semplificazione e riduzione dei componenti
 - Risparmio
- 4 NO SPALLA**
 - Protesizzazione libera e individuale
 - Maggior gestione dei tessuti e maggior estetica
- 5 NO MUA**
 - Fino al 40% di inclinazione
 - Risparmio e maggiore stabilità
- 6 NO FRESAGGIO IN LABORATORIO**
 - Il tecnico non deve fresare il moncone per adattarlo al profilo gengivale

**RISULTATI CONFERMATI
DA 14 ANNI
DI APPLICAZIONE
CLINICA**



IVAN ILIC' S.r.l.
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
TEL: +39 02 55 016 500 - 02 36 512 990
ilic@ilicdental.com | www.ilicdental.com



OSSERVAZIONI LOGICHE DETTATE DA RICERCHE CLINICHE REALI DA PIÙ DI 14 ANNI

"Anche in implanto-protesi, l'introduzione di nuovi design implantari innovativi, unitamente a materiali avanzati, tecnologie produttive moderne e connessioni implantari migliorate, ha profondamente rivoluzionato i protocolli tradizionali. Oggi il successo implantare non si valuta più soltanto in base all'osteointegrazione ossea, ma soprattutto alla qualità dell'integrazione mucosa, che riveste un ruolo fondamentale estetico, funzionale e biologico. In particolare, il nuovo design implantare è studiato per essere intrinsecamente resi-

stente alla peri-implantite, essendo un impianto in un unico corpo, con pareti convergenti e, grazie a questo particolare favorisce una migliore sigillatura biologica dei tessuti molli attorno all'impianto, limitando l'accumulo batterico e prevenendo l'infiammazione. Questa innovazione rappresenta un vero e proprio baluardo contro le contaminazioni microbiche, con un profilo morfologico progettato per ottimizzare la salute peri-implantare nel lungo termine. Migliorando l'estetica nei settori ad alta valenza estetica, eliminando la temuta apparizione dei triangoli neri. La gestione dei tessuti molli, oggi più che mai, è cruciale: il sigillo biologico che si forma intorno all'impianto dipende non solo dagli aspetti chirurgici e protesici, ma soprattutto da una progettazione biologicamente guidata del profilo d'emergenza, che integri in modo armonico materiali, forma implantare e approccio restaurativo. Solo così si può garantire una reale protezione contro la peri-implantite, assicurando risultati estetici, funzionali e di durata elevata. Inoltre, non c'è la necessità di un rientro chirurgico, cosa molto gradita dai pazienti, i quali spesso hanno brutti ricordi più per le riaperture che nel posizionamento dell'impianto. Tutto questo lo troviamo in Biotype."


Loris Prosper
Monza 28/01/2026

BIOLOGICO


Il **collo transmucoso protesizzabile** consente di poter gestire uniformemente la corretta distanza tra il profilo di emergenza protesico e il profilo scheletrico sottostante, evitando l'utilizzo di connessioni implanto-protesiche condizionate da piattaforme flat (tipiche delle sistematiche tradizionali).



Gestione dei profili anatomici naturali impossibile con altre sistematiche



Il margine della corona protesica è festonato e segue l'andamento della cresta ossea così come avviene nel dente naturale



Abutment personalizzabili




Guarigione dei tessuti molli a 30 giorni

Dr. G. Castorina



2013



2016 Dr. G. Caruso



Carico immediato (Controllo a 3 anni) Dr. V. Sabatiello
Sottostruttura in fibra di carbonio Dream Frame di DEI® Italia, resistente e con capacità di shock absorption

PES Pink Esthetic Score

Verifiche indipendenti a 2 anni dalla protesizzazione certificano un incremento del 25% di tutti i valori di riferimento