

dal 1949 al servizio
della comunità odontoiatrica
ricerca e seleziona
Qualità & Soluzioni
per voi!



ISOLAMENTO & ASPIRAZIONE Le soluzioni Top!

Lascia fiorire il tuo aspirasaliva

"MY HOPE IS PINK PETAL WILL
HELP CLINICIANS' DAYS BE

EASIER, LESS STRESSFUL

AND IMPROVE PATIENT COMFORT"

-Karrie Velky, RDH
Inventor of Pink Petal

Ideato dall'Igienista Karrie Velky Pink Petal™ è un ottimo ausilio per l'isolamento, ideale per tutti gli studi dentistici che cercano di soddisfare l'esigenza dell'isolamento a mani libere. Facilmente si fa scorrere Pink Petal™ su un qualsiasi aspirasaliva creando un dispositivo che fornirà aspirazione continua. Questo prodotto è di grande sollievo per i pazienti che vogliono tenere loro stessi l'aspiratore e che non vogliono deglutire durante una procedura.

**Ideale per Scaling e Levigatura
radicolare, Detartrasi con
ultrasuoni, Sigillature.**

Mantiene stabile e fermo l'aspirasaliva.
Protegge e ritrae la guancia.
Il paziente può chiudere facilmente
con l'aspirasaliva.
Scorre facilmente sull'aspirasaliva.
Materiale morbido e confortevole
Uso singolo.
Privo di lattice.

semplicemente
far scorrere



facile
posizionamento



confortevole



Pink Petal 100 pz.
cod. 32 36976 € 68,00



Questo petalo rosa ha cambiato la qualità della mia vita alla poltrona: basta rulli di cotone, basta mucose aspirate o paziente che deglutisce! Inserisci l'aspirasliva col petalo e te ne puoi dimenticare, e il paziente ne apprezzerà il confort.

Dr.ssa Viviana Cortesi Ardizzone

www.ilicdental.com

Zirc
Because Time Is Everything



Una semplice soluzione ad un GRANDE problema!

È stato segnalato che gli oggetti dentali sono al secondo posto tra i corpi estranei ingeriti e aspirati dagli adulti.

Photo by:
Jesus Escareno




Prevenzione all'aspirazione e ingestione
Protezione del paziente

Ci sono una moltitudine di piccoli oggetti usati in odontoiatria: frese, lime, impianti e faccette, per citarne alcuni. Combina questi elementi con l'ambiente umido della cavità orale e hai una reale probabilità che qualcuno possa essere aspirato o ingerito. Airway Armor™ è stato creato per eliminare questo rischio per il paziente e per lo Studio.

**Ideale per Ponti & Corone,
Endodonzia, estrazioni, impianti,
Inlays / Onlays, Orthodonzia,
Veneers**

Prevenzione all'aspirazione e ingestione.
Protezione e comfort del paziente.
Facile posizionamento e rimozione.
3 formati convenienti: piccolo, medio
e grande. Uso singolo.
Privo di lattice.



Large

Airway Trial Kit 15 pz.

contiene 5 x tipo:
(5) Small, (5) Medium, (5) Large

cod. 32 3660K € 55,00

Medium

Small

Airway Armor 25 pz.

Small	32 3660S	€ 75,00
Medium	32 3660M	€ 75,00
Large	32 3660L	€ 75,00



**Finalmente
vedi chiaro e pulito!**



Mirror Magic®

Ergonomia antiappannamento

Previene l'appannamento degli specchietti. Consente anche la rimozione rapida dei detriti dalla superficie degli specchietti grazie ai **Swipe Pads** che aderiscono al guanto o al tovagliolo.



54 37100 M.M. Trial Kit - 2 fl. da 6 ml,
24 Tamponi per Swipe Pads € 39,00



Mr. Thirsty One Step

Isolamento istantaneo in un solo passaggio

Introducete Mr. Thirsty One-Step, efficiente e a basso costo nel vostro studio e inizierete subito ad apprezzarne i vantaggi - **Monopaziente** -

Caratteristiche • Retrae lingua e guancia, evitando che interferiscano con la zona di lavoro ed allo stesso tempo rimuove fluidi e detriti • Riduce i tempi di lavoro • S'inserisce direttamente nell'aspiratore chirurgico (HVE) • Totalmente monouso, evita altre procedure con risparmio lavoro, tempo e denaro.

Vantaggi • Maggior confort per il Paziente • Campo operativo nitido per l'odontoiatra • L'assistente può dedicarsi ad altre mansioni • L'igienista può lavorare senza interruzioni legate all'uso dell'aspirasaliva.


32 34200	Trial Kit 5 Pado/adulti piccoli, 5 Medi/Grandi con Adattatore 16 mm	€ 55,00
32 34211	Pado/Adulti S 25 pz. con Adattatore	€ 109,50
32 34201	Medi/Grandi 25 pz. con Adattatore	€ 109,50



Adattatore



Comfort Kit



Lingua-Fix® & SE Cushion

Lingua-Fix® Aspirasaliva

Lingua-Fix® offre un'area di lavoro asciutta. Tiene la lingua in una posizione stabile per proteggerla da lesioni.

Funzionamento semplice... facile da posizionare e rimuovere. Comodo, senza spigoli vivi o angoli. La grande superficie di aspirazione evita il blocco ed è più confortevole.

Riduce la sedimentazione di materiali di fresatura nelle tubazioni e filtri.

Uso singolo. Fornito premontato.

32 32010 10 pz. € 24,00

SE Cushion

Utilizzato inserito nell'aspirasaliva. Previene il risucchio delle mucose con la conseguente irritazione delle stesse.

Aumenta il comfort del paziente.

Migliora l'aspirazione.

Riduce il rumore dell'aspirazione.


Monouso.

32 329970 100 pz. € 38,00



Ideale anche per l'uso con la diga di gomma

Per una confortevole ed efficiente aspirazione



Insti-Dam Original Diga di gomma innovativa e pratica con archetto flessibile incorporato

Ideale per l'isolamento nei settori anteriori

- Molto confortevole perché si adatta all'esterno della bocca
- L'archetto flessibile è parte della diga che ha un foro decentrato (1,27 cm dal centro) che riduce la possibilità di strappare la diga (possono essere fatti ulteriori fori)
- Disponibile in lattice naturale o latex free. Translucente, molto estensibile, resistente agli strappi fornisce ottima visibilità
- Radiografie senza togliere Insti-Dam ma piegandola a lato
- Minima trazione sull'uncino, Monouso.

12 57019 Insti-Dam Latex Free; Blue 20 pz € 96,00

Insti-Dam Relaxed Fit Latex free

Ideale per l'isolamento nei settori posteriori
Pronta all'uso e applicabile in pochi secondi

- Spesso utilizzabile senza uncino
- Dotata di foro resistente agli strappi (possono essere fatti ulteriori fori)
- È possibile realizzare radiografie senza toglierla, piegandola a lato
- Monouso.

12 57037 Insti-Dam Relaxed Fit, 20 pz € 110,00

12 57910 Dispenser Insti-Dam Latex, Bianco € 32,00

12 57911 Dispenser Insti-Dam Latex Free, Blu € 32,00



Per ordinare: ilic@ilicdental.com - tel +39 02 36 512 990 - fax 02 55 016 646

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna	Cod. SDI			
P.IVA	C.Fisc.	e-mail		

CODICE	PRODOTTO / DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ

+iva a norma di legge

Giorni di apertura: **Mattino** L M M G V S

Pomeriggio L M M G V S

Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 130,00 (IVA esc.) nessun contributo spese

Ordine fino a € 130,00 (i.e.) + € 12,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,00

Pagamento: Ordini inf. a € 130,00 (i.e.): ☐ Contrassegno (+ € 6,50) ☐ Bonifico anticipato ☐ Carta di credito o POS
Ordini sup. a € 130,00 (i.e.): ☐ Contrassegno (+ € 6,50) ☐ R.B. 30 gg. d.f. ☐ Carta di credito o POS

IBAN Ivan Ilic' srl: IT50N0569601625000003415X03 IBAN Cliente per R.B.:

☐ PayPal ☐ Bancomat ☐ Carta di credito: ☐ Visa ☐ Mastercard - Numero Scad.

Data

Timbro e Firma

Ai sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei acconsente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco. ☐

Grafica e impaginazione: laura.alessandrello@gmail.com



IVAN ILIC' srl

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646

ilic@ilicdental.com

 www.ilicdental.com