

Made in USA
contiene acqua deionizzata

ilic SINCE 1949
QUALITY & VALUE

AQUALIZER

AQUALIZER™ ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE

INSERIMENTO Aqualizer™ viene portato confortevolmente sull'arcata dentaria superiore. Per l'inserimento osservate con attenzione le figure da 1 a 5. Notate che Aqualizer™ viene portato con la parte frontale ripiegata sotto il labbro superiore e i due cuscinetti laterali posti tra le superfici masticanti dei denti posteriori, superiori ed inferiori. Mentre portate Aqualizer™ rilassatevi ed appoggiate i denti contro il dispositivo. Non è necessario serrare. Dopo un inserimento adeguato i vostri muscoli muoveranno automaticamente la mandibola nella sua posizione più confortevole.

DIAGNOSI INIZIALE E SOLLIEVO DAL DOLORE (USO A BREVE TERMINE) Per la diagnosi e per il sollievo dal dolore muscolare, mandibolare, testa, collo e spalle portate Aqualizer™ come prescritto dal vostro dentista. Per una diagnosi accurata il vostro dentista può chiedervi di portare Aqualizer™ continuamente per un periodo compreso tra 24 e 48 ore, tranne durante i pasti e lo spazzolamento dei denti.


CONTROLLO DEL DISAGIO E DEL BRUXISMO (USO A LUNGO TERMINE) Quando Aqualizer™ deve essere portato per un lungo periodo, proteggete i tessuti evitando di portarlo per più di otto ore al giorno. Portate Aqualizer™ solo per il numero di ore necessario a risolvere il disagio, durante il sonno o nei periodi diurni di stress o dolore.

AZIONE DI "GALLEGGIAMENTO" IMPORTANTE: Per ottenere il massimo sollievo dal dolore ed il rilassamento muscolare quando viene portato Aqualizer™ (1) dovete avere abbastanza denti posteriori, naturali o protesizzati, che consentano ai cuscinetti fluidi di far "galleggiare" la vostra mandibola, (2) ENTRAMBI I CUSCINETTI FLUIDI DEVONO SEMPRE TROVARSI TRA I DENTI POSTERIORI SUPERIORI E INFERIORI e, (3) i cuscinetti devono contenere fluido sufficiente ad evitare il contatto tra i denti attraverso i cuscinetti stessi. In tal modo si garantisce il corretto funzionamento del principio idrostatico. Se avete dei dubbi contattate il vostro dentista.

SOSTITUZIONE DELL'AQUALIZER™ Aqualizer™ è un dispositivo provvisorio, da buttare terminato il ciclo d'utilizzo. La sua durata dipende dalla forza con cui chiudere la bocca. Quando portato, Aqualizer™ perde progressivamente il suo fluido (acqua deionizzata). Quando il fluido residuo non è sufficiente a creare l'azione di "galleggiamento" i vostri sintomi potrebbero ripresentarsi. Quando ciò si verifica sostituite Aqualizer™ che dovrebbe essere cambiato a intervalli regolari. In rari casi un individuo può mordere abitualmente attraverso Aqualizer™. Tali persone possono necessitare della regolazione del proprio "bite" da parte del dentista o potrebbero dover interrompere l'uso di Aqualizer™.

CURA DELL'AQUALIZER™ Aqualizer™ deve essere pulito quotidianamente con acqua e sapone o con un prodotto per sciacqui orali. Se Aqualizer™ deve essere conservato per più di un mese è consigliabile congelarlo in modo da ridurre al minimo la perdita di fluido. Prima di inserirlo nuovamente in bocca esso deve essere completamente scongelato.

REAZIONI SFAVOREVOLI Nel caso si manifesti un'irritazione orale o altri problemi Aqualizer™ deve essere tolto ed il dentista deve essere informato. Aqualizer™ viene reinserito dopo la scomparsa dell'irritazione. Alternativamente: (1) capovolgere Aqualizer™ e inserirlo sull'arcata inferiore oppure, (2) rivestire l'area dell'Aqualizer™ che provoca irritazione con cera ortodontica morbida.



AVVERTENZA: NON USARE AQUALIZER™ NEL CASO NON SI ABBA UN NORMALE RIFLESSO ESPULSIVO.

Ciascun Aqualizer™ è progettato per l'uso singolo da parte di un solo paziente.



1. Inserire Aqualizer in bocca nell'arcata superiore.
2. Posizionare i cuscinetti tra i denti sup. e inf. Chiudere delicatamente sui cuscinetti per adattarli quindi semplicemente rilassare sul sistema ad acqua.
3. Verificare l'altezza occlusale, gli incisivi non si devono toccare.
4. Se si ha la sensazione che si sia spostato, riposizionare Aqualizer chiudendo contemporaneamente fino a riportare i cuscinetti tra i denti da entrambi i lati.

JUMAR CORPORATION, USA
www.aqualizer.com

EC REP DENTRATE INT.
Monheiner Str. 13, 50737 Köln - DE

Importatore e Distributore:

 ilicdental.com

ilic SINCE 1949
QUALITY & VALUE

IVAN ILIC' srl
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646
ilic@ilicdental.com