

dal 1949 al servizio  
della comunità odontoiatrica  
ricerca e selezione  
Qualità & Soluzioni  
per voi!



ORAL  
BIOFILTER

# Separatore labiale con aspirazione

Previene la  
contaminazione  
crociata

**Oral BioFilter**  
il nuovo dispositivo  
che aiuta nella prevenzione  
della contaminazione crociata negli studi



[www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)



## Per uno studio dentistico più sicuro

Durante i trattamenti dentali standard, i residui infestati da agenti patogeni vengono rilasciati nell'ambiente del riunito dentale a causa dell'uso dello spray delle turbine, dei contrangoli, dei manipoli e degli ultrasuoni.

Questi agenti patogeni rimangono nell'aria del riunito dentale per un massimo di 2 ore e, inoltre, non vengono filtrati dalle maschere convenzionali e finiscono per contaminare tutto ciò che si trova sul loro percorso fino a 3 m<sup>3</sup> quando alla fine si depositano.

**Oral BioFilter, obf**, è un sistema di separazione delle labbra che si collega all'aspirazione della poltrona da lavoro stessa, migliorando l'ambiente, la sicurezza e l'igiene delle persone che si trovano nel riunito dello studio odontoiatrico.



Si tratta di un apribocca collegato al sistema di aspirazione del riunito che **RIDUCE AL MINIMO LA CONTAMINAZIONE CROCIATA** in studi odontoiatrici attraverso l'assorbimento di micro-gocce di Flüge prima di uscire dal cavo orale del paziente.

Facilita l'**ACCESSO ALLA CAVITÀ ORALE** senza ostacoli. Ha la **FUNZIONALITÀ** di base di un retrattore labiale che insieme all'apertura della bocca **AUMENTA LA SICUREZZA** rendendo difficile per il paziente, indipendentemente dall'azione riflessa, chiudere spontaneamente la bocca.

## Vantaggi

- Riduce al minimo la contaminazione crociata
- Migliore accessibilità
- Maggiore sicurezza
- Maggiore comfort
- Più igienico
- Ergonomico

## RETRATTORI LABIALI ORA BIOFILTER

32 25BF06	32 25BF40	32 25BF10
Oral Biofilter, cf.6 pz.	Oral Biofilter, Econopack 40 pz.	Oral Biofilter, Safepack 12 pz.
€ 51,60	€ 320,00	€ 92,00

offerta lancio  
€ 39,00

offerta lancio  
€ 216,00

offerta lancio  
€ 69,00