

dal 1949 al servizio  
della comunità odontoiatrica  
ricerca e seleziona  
Qualità & Soluzioni  
per voi!

**ilic** SINCE 1949  
QUALITY & VALUE

**Pink  
Petal™**

Lascia fiorire il tuo aspirasaliva

"MY HOPE IS PINK PETAL WILL  
HELP CLINICIANS' DAYS BE

**EASIER,  
LESS STRESSFUL**

AND IMPROVE PATIENT COMFORT™

-Karrie Velky, RDH  
Inventor of Pink Petal

Ideato dall'Igienista Karrie Velky Pink Petal™ è un ottimo ausilio per l'isolamento, ideale per tutti gli studi dentistici che cercano di soddisfare l'esigenza dell'isolamento a mani libere. Facilmente si fa scorrere Pink Petal™ su un qualsiasi aspirasaliva creando un dispositivo che fornirà aspirazione continua. Questo prodotto è di grande sollievo per i pazienti che vogliono tenere loro stessi l'aspiratore e che non vogliono deglutire durante una procedura.

**Ideale per Scaling e Levigatura radicolare, Detartrasi con ultrasuoni, Sigillature.**

Mantiene stabile e fermo l'aspirasaliva. Protegge e ritrae la guancia. Il paziente può chiudere facilmente con l'aspirasaliva. Scorre facilmente sull'aspirasaliva. Materiale morbido e confortevole. Uso singolo. Privo di lattice.



semplicemente far scorrere



facile posizionamento



confortevole



**Pink Petal 50 pz.**  
cod. 32 36975 € 33,75



Questo petalo rosa ha cambiato la qualità della mia vita alla poltrona: basta rulli di cotone, basta mucose aspirate o paziente che deglutisce! Inserisci l'aspirasliva col petalo e te ne puoi dimenticare, e il paziente ne apprezzerà il confort.

Dr.ssa Viviana Cortesi Ardizzone

[www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)

**Zirc**  
Because Time Is Everything




**Prevenzione all'aspirazione e ingestione  
Protezione del paziente**

Ci sono una moltitudine di piccoli oggetti usati in odontoiatria: frese, lime, impianti e faccette, per citarne alcuni. Combina questi elementi con l'ambiente umido della cavità orale e hai una reale probabilità che qualcuno possa essere aspirato o ingerito. Airway Armor™ è stato creato per eliminare questo rischio per il paziente e per lo Studio.

**Ideale per Ponti & Corone,  
Endodonzia, estrazioni, impianti,  
Inlays / Onlays, Orthodonzia,  
Veneers**

Prevenzione all'aspirazione e ingestione.  
Protezione e comfort del paziente.  
Facile posizionamento e rimozione.  
3 formati convenienti: piccolo, medio e grande. Uso singolo.  
Privo di lattice.



**Una semplice soluzione  
ad un GRANDE problema!**

È stato segnalato che gli oggetti dentali sono al secondo posto tra i corpi estranei ingeriti e aspirati dagli adulti.

Photo by:  
Jesus Escareno



Large

**Airway Trial Kit 15 pz.**

contiene 5 x tipo:  
(5) Small, (5) Medium, (5) Large  
cod. 32 3660K **€ 67,50**

Medium

Small

**Airway Armor 25 pz.**

Small **32 3660S € 101,25**  
Medium **32 3660M € 101,25**  
Large **32 3660L € 101,25**

**Finalmente  
vedi chiaro e pulito!**



**Mirror Magic®**

Ergonomia antiappannamento  
Previene l'appannamento degli specchietti. Consente anche la rimozione rapida dei detriti dalla superficie degli specchietti grazie ai **Swipe Pads** che aderiscono al guanto o al tovagliolo.



**54 37100 M.M. Trial Kit - 2 fl. da 6 ml,  
24 Tamponi per Swipe Pads € 37,80**



## Mr. Thirsty One Step

Isolamento istantaneo in un solo passaggio

**Introducete Mr. Thirsty One-Step, efficiente e a basso costo nel vostro studio e inizierete subito ad apprezzarne i vantaggi - Monopaziente -**

**Caratteristiche** • Retrae lingua e guancia, evitando che interferiscano con la zona di lavoro ed allo stesso tempo rimuove fluidi e detriti • Riduce i tempi di lavoro

- S'inscrive direttamente nell'aspiratore chirurgico (HVE)
- Totalmente monouso, evita altre procedure con risparmio lavoro, tempo e denaro.

**Vantaggi** • Maggior confort per il Paziente • Campo operativo nitido per l'odontoiatra • L'assistente può dedicarsi ad altre mansioni • L'igienista può lavorare senza interruzioni legate all'uso dell'aspirasaliva.


- |          |  |          |
|----------|--|----------|
| 32 34200 | Mr. Thirsty Trial Kit completo 16 mm (5 Pedo/Small - 5 M/LG) | € 50,00  |
| 32 34211 | Mr. Thirsty 25 pz. con Adattatore 16 mm (Pedo/adulti Small)  | € 101,30 |
| 32 34201 | Mr. Thirsty 25 pz. con Adattatore 16 mm (Medium/Lar)         | € 101,30 |



Adattatore



Comfort Kit



## Lingua-Fix® & SE Cushion

### Lingua-Fix® Aspirasaliva

Lingua-Fix® offre un'area di lavoro asciutta.

Tiene la lingua in una posizione stabile per proteggerla da lesioni.

Funzionamento semplice... facile da posizionare e rimuovere. Comodo, senza spigoli vivi o angoli. La grande superficie di aspirazione evita il blocco ed è più confortevole.

Riduce la sedimentazione di materiali di fresatura nelle tubazioni e filtri.

Uso singolo. Fornito premontato.

- |          |        |         |
|----------|--------|---------|
| 32 32010 | 10 pz. | € 21,00 |
| 32 32050 | 50 pz. | € 88,50 |

### SE Cushion

Utilizzato inserito nell'aspirasaliva. Previene il risucchio delle mucose con la conseguente irritazione delle stesse.

Aumenta il comfort del paziente.

Migliora l'aspirazione.

Riduce il rumore dell'aspirazione.

Monouso.

- |           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 32 329970 | 100 pz. | € 33,80 |
|-----------|---------|---------|



**Ideale anche per l'uso con la diga di gomma**



**Per una confortevole ed efficiente aspirazione.**



**Insti-Dam Original** Diga di gomma innovativa e pratica con archetto flessibile incorporato

**Ideale per l'isolamento nei settori anteriori**

- Molto confortevole perché si adatta all'esterno della bocca
- L'archetto flessibile è parte della diga che ha un foro decentrato (1,27 cm dal centro) che riduce la possibilità di strappare la diga (possono essere fatti ulteriori fori)
- Disponibile in lattice naturale o latex free. Translucente, molto estensibile, resistente agli strappi fornisce ottima visibilità
- Radiografie senza togliere Insti-Dam ma piegandola a lato
- Minima trazione sull'uncino, Monouso.

12 57015 Insti-Dam Latex, Bianco 20 pz € 74,30  
 12 57019 Insti-Dam Latex Free; Blue 20 pz € 87,80

**Insti-Dam Relaxed Fit** Latex free

**Ideale per l'isolamento nei settori posteriori**  
**Pronta all'uso e applicabile in pochi secondi**

- Spesso utilizzabile senza uncino
- Dotata di foro resistente agli strappi (possono essere fatti ulteriori fori)
- È possibile realizzare radiografie senza toglierla, piegandola a lato
- Monouso.

12 57037 Insti-Dam Relaxed Fit, 20 pz € 101,30

12 57910 Dispenser Insti-Dam Latex, Bianco € 31,10  
 12 57911 Dispenser Insti-Dam Latex Free, Blu € 31,10



**Per ordinare: [ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com) - tel +39 02 36 512 990 - fax 02 55 016 646**

|               |         |        |      |          |
|---------------|---------|--------|------|----------|
| Cliente       |         |        |      |          |
| Indirizzo     |         |        |      |          |
| Città         | CAP     | Prov.  | Tel. | Cell.    |
| Ind. consegna |         |        |      | Cod. SDI |
| P.IVA         | C.Fisc. | e-mail |      |          |

| CODICE | PRODOTTO / DESCRIZIONE | PREZZO cad. | Q.TÀ |
|--------|------------------------|-------------|------|
|        |                        |             |      |
|        |                        |             |      |
|        |                        |             |      |
|        |                        |             |      |
|        |                        |             |      |
|        |                        |             |      |

+iva a norma di legge

**Giorni di apertura:** **Mattino L M M G V S**

**Pomeriggio L M M G V S**

**Contributo spese spedizione:** Ordini superiori a € 130,00 (IVA esc.) nessun contributo spese  
 Ordine fino a € 130,00 (i.e.) + € 12,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,00

**Pagamento:** Ordini inf. a € 130,00 (i.e.):  Contrassegno (+ € 6,50)  Bonifico anticipato  Carta di credito o POS  
 Ordini sup. a € 130,00 (i.e.):  Contrassegno (+ € 6,50)  R.B. 30 gg. d.f.  Carta di credito o POS

**IBAN Ivan Ilic' srl: IT50N056960162500003415X03** **IBAN Cliente per R.B.:** .....

PayPal  Bancomat  Carta di credito:  Visa  Mastercard - Numero Scad.

**Data** **Timbro e Firma**

Ai sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei consente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco.



**IVAN ILIC' srl**  
 Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)  
 TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646  
[ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com)

