

*Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!*



FRIENDS OF SHOFU

MARZO 2024 / AGOSTO 2024

STUDIO/LABORATORIO



IVAN ILIC' S.r.l.

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646

www.ilicdental.com | ilic@ilicdental.com

EyeSpecial C-V

La fotocamera dentale: ora con Wi-Fi



Immagine realizzata con EyeSpecial: MDT Wolfgang Weisser, Essingen, Germania

- Design compatto con la più moderna tecnologia digitale
- Intuitiva, di facile utilizzo
- Nove modalità di scatto
- Video con autofocus continuo
- Nuova funzione Wi-Fi per il trasferimento delle immagini
- Filtro polarizzatore da applicare optional




www.shofu.it

La quinta generazione della fotocamera **EYESPECIAL**, ora ancora più compatta e leggera, è dotata della nuova funzione **WI-FI** che permette di salvare i dati direttamente sul PC. Anche la funzione video è stata ampliata e ora controlla la nitidezza delle registrazioni con **AUTOFOCUS CONTINUO**.



Concentratevi solo sul soggetto e scattate...
La fotocamera EyeSpecial C-V si occupa di tutto il resto



Brochure



€ 2.900,00
(iva esclusa)

Web Video



Adesivo Universale Monocomponente

**BEAUTIBOND
XTREME**

Adesivo automordenzante monocomponente di ultima generazione con il nuovo silano **ARS (Acid - Resistant Silane coupling agent)** indicato per ricostruzioni estetiche in composito, riparazioni di restauri, cementazione definitiva di restauri indiretti (comprese faccette) e ricostruzioni di monconi.



Brochure



€ 59,00

(iva esclusa)

Video




PN	Q.tà	Prodotto
YE2449	1 pz.	BeautiBond Xtreme, flacone, 5 ml



Un prodotto versatile per cementazioni sicure ed affidabili

Grazie al nuovo silano **ARS (Acid - Resistant Silane coupling agent)**, BeautiBond Xtreme aderisce a smalto, dentina e a un'ampia gamma di materiali per restauri indiretti (composito, leghe in metalli preziosi e non preziosi, vetroceramica, allumina e ossido di zirconio). Non è necessario un primer aggiuntivo.




Self-Etch

Selective-Etch


Total-Etch

BeautiBond Xtreme è indicato per tutte le tecniche di mordenzatura ed offre così la flessibilità necessaria per cementare i restauri in base alle vostre esigenze lavorative.

Smalto



Dentina



Fonte: R&D (Ricerca e Sviluppo), SHOFU INC., Giappone (2022)

Composito Universale in pasta

BEAUTIFIL II LS

Composito MICRO - IBRIDO UNIVERSALE in pasta con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO** a bassissima contrazione ideale per ricostruzioni estetiche nei settori ANTERIORI e POSTERIORI. **RADIOPACO**.

CONTRAZIONE <1%

Contrazione di polimerizzazione*
secondo la norma ISO 17304:2013 (E)

Brochure




**3 SIRINGHE +
1 OMAGGIO
TOT. € 165,00**
(Cad. € 41,25)
(iva esclusa)



Colore	PN 4 g
SIRINGHE	
A1	Y2270
A2	Y2271
A3	Y2272
A3,5	Y2273
A4	Y2274
B1	Y2275
B2	Y2276
B3	Y2277
C2	Y2278
C3	Y2279
A2O (opaco A2)	Y2280
A3O (opaco A3)	Y2281
Inc (Incisal)	Y2282
BW (Bleaching White)	Y2283

Colore	PN 0,25 g
TIPS, 20 pz.	
A1	Y2284
A2	Y2285
A3	Y2286
A3,5	Y2287
A4	Y2288
B1	Y2289
B2	Y2290
B3	Y2291
C2	Y2292
C3	Y2293
A2O (opaco A2)	Y2294
A3O (opaco A3)	Y2295
Inc (Incisal)	Y2296
BW (Bleaching White)	Y2297



Il diagramma mostra la contrazione da polimerizzazione di Beautiful II LS rispetto ai prodotti dei concorrenti: con solo 0,85% in volume, Beautiful II LS presenta la contrazione volumetrica più bassa di tutti i materiali testati.

* Fonte R&D SHOFU INC.

TIPS 20 PEZZI: € 69,00
(iva esclusa)

Composito Universale Flow

BEAUTIFIL FLOW PLUS X


Composito IBRIDO FLUIDO a doppia viscosità con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO** ideale per ricostruzioni estetiche nei settori ANTERIORI e POSTERIORI. **RADIOPACO**.



Colore	PN 2,2 g
SIRINGA F03	
A1	YE2321
A2	YE2322
A3	YE2323
A3,5	YE2324
A4	YE2325
B1	YE2326
B2	YE2327
C2	YE2328
D2	YE2329
SA0,5	YE2320
A2O (opaco A2)	YE2332
A3O (opaco A3)	YE2333
Inc (Incisal)	YE2334
BW (Bleaching White)	YE2335
MI (Milky)	YE2336
CV (Cervical)	YE2337

Colore	PN 2,2 g
SIRINGA F00	
A1	YE2301
A2	YE2302
A3	YE2303
A3,5	YE2304
A4	YE2305
B1	YE2306
B2	YE2307
C2	YE2308
D2	YE2309
SA0,5	YE2300
SA0,5O (opaco A0,5)	YE2310
A1O (opaco A1)	YE2311
A2O (opaco A2)	YE2312
Inc (Incisal)	YE2314
BW (Bleaching White)	YE2315

Brochure



**3 SIRINGHE +
1 OMAGGIO
TOT. € 95,80**

(Cad. € 23,95)

(iva esclusa)

Composito Bulk Fluido

BEAUTIFIL BULK FLOWABLE

Composito di riempimento Bulk fluido con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO** per tutte le indicazioni della terapia conservativa con profondità di polimerizzazione sino a 4 mm. **RADIOPACO**.

Colore	PN 2,4 g
SIRINGA	
Universal	2030
Dentin	2031



Brochure



**1 SIRINGA
A SCELTA
€ 34,00**

(iva esclusa)

Composito Masse Smalto

Masse smalto con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO** indicate per restauri estetici diretti sia anteriori che posteriori incluse superfici occlusali.



Brochure



BEAUTIFIL II ENAMEL

Colore	PN 2,5 g
ENAMEL	
T (Translucent)	Y2250
HVT (High-Value Tr.)	Y2251
LVT (Low-Value Tr.)	Y2252
AM (Amber)	Y2253

Composito Masse Estetiche Gengivali

BEAUTIFIL II GINGIVA



Brochure



**1 SIRINGA
A SCELTA
€ 47,00**
(iva esclusa)

Colore	PN 2,5 g
GINGIVA	
Gum-LP (Light Pink)	Y2256
Gum-DP (Dark Pink)	Y2257
Gum-V (Violet)	Y2258
Gum-Br (Brown)	Y2259
Gum-Or (Orange)	Y2260

Masse gengivali con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO** ideali per la riproduzione dell'estetica rosa con aspetto naturale ed effetto di profondità.

Adesivo Automordenzante Bicomponente

Sistema adesivo automordenzante con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO** con forte adesione a smalto e dentina. **RADIOPACO**.

FL BOND II

Brochure



€ 90,00
(iva esclusa)



PN	Q.tà	Prodotto
1306	1 pz.	FL-Bond II Kit Primer 5 ml, Bonding 5 ml, pennellini MicroBrush rosa e gialli, 25 pz. cad., 1 vaschetta di miscelazione, 1 coperchio

Punte abrasive "Arkansas"

DURA-WHITE

Punte abrasive in ossido di alluminio a legante ceramico a granulometria extrafine ideali per la rifinitura di precisione sia in studio: otturazioni in composito, superfici ceramiche, sostanza dura del dente, levigatura dei monconi dopo preparazione con frese diamantate, che in laboratorio: per rifinitura composito e ceramica.



Shape	CN1	CY2	FL1	FL2	FL3	IC4	KN1	RD1	RD2	RE1	TC1	TC4	WH1	WH4
ISO No	024	025	030	025	030	045	050	030	024	062	020	040	040	060
HP	0201		0202	0203	0204	0205		0207	0208	0209	0210	0211		0212
CA	0221		0222	0223	0224			0227	0228	0229	0230			
FG	0241	0243	0240	0244			0246	0247	0248		0249		0250	

HP: manipolo - CA: contrangolo - FG: turbina

PN	Q.tà	Prodotto
0201-0250	12 pz.	Dura-White punte abrasive: gambo HP, CA, FG

Min⁺ Cons. 5.000-20.000 / Max. 30.000 / PU 2 N

Catalogo
abrasivi



2 CONF. A SCELTA
TOT. € 40,00
(iva esclusa)

Rifinitura/Lucidatura composito monopassaggio

ONEGLOSS M

Gommini monopassaggio autoclavabili in silicone e ossido di alluminio per la rifinitura e lucidatura di compositi e smalto dentale.

• Gambo CA -
N 12 Pezzi per confezione



PN 0186



PN 0187



PN 0188



PN 0189

2 CONF. A SCELTA
TOT. € 46,00
(iva esclusa)

Brochure



Pasta Lucidante Diamantata

DIRECTDIA PASTE

Pasta lucidante diamantata per la lucidatura a specchio intra e extra orale di tutti i materiali estetici, rimozione della placca dentale e lucidatura finale dei denti naturali.

PN	Q.tà	Prodotto
0558	1 siringa	Direct Dia Paste, 3g 2 puntali dosatori con cappuccio

€ 35,00
(iva esclusa)



Catalogo
abrasivi



Cemento Composito Duale STUDIO/LABORATORIO

RESICEM

Cemento composito duale con eccellenti proprietà estetiche e fisiche indicato per la cementazione di tutti i tipi di materiali per restauri indiretti. Spessore ultra sottile, **RADIOPACO**.

PN	Q.tà	Prodotto
3221	5 ml	ResiCem pasta "Clear", automiscelante, 10 cannule di miscelazione
3222	5 ml	ResiCem pasta "Ivory" automiscelante, 10 cannule di miscelazione

€ 90,00 Cad.
(iva esclusa)



Brochure



Cemento Composito Duale STUDIO/LABORATORIO

BEAUTICEM SA

Cemento composito duale **AUTOMORDENZANTE AUTOADESIVO** con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO** per la cementazione di tutti i tipi di materiali per restauri indiretti. Spessore ultra sottile, **RADIOPACO**.

€ 80,00 Cad.
(iva esclusa)



Brochure



PN	Q.tà	Prodotto
3213	5 ml	BeautiCem SA "Clear", automiscelante, 10 cannule di miscelazione
3214	5 ml	BeautiCem SA "Ivory", automiscelante, 10 cannule di miscelazione



Cemento di fissaggio vetroionomerico

GLASIONOMER CEMENT
CX - PLUS

Cemento vetroionomerico con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO** utilizzato per la cementazione di perni, corone, ponti anche estesi, inlay, onlay e bracket ortodontici. Lungo tempo di lavorazione. **RADIOPACO**.

€ 65,00
(iva esclusa)



PN	Q.tà	Prodotto
1166	1 pz.	CX-Plus Set polvere 35 g. liquido 17 ml

WWW.SHOFU.IT

PMMA TERMOELASTICO TRASPARENTE

M-PM CRYSTAL

Materiale termoelastico di elevata purezza, cristallino con colore stabile nel tempo a ridotto assorbimento d'acqua indicato per placche occlusali, dime chirurgiche e come materiale calcinabile.

Sito web



H 14 mm € 25,00

H 16 mm € 24,00

H 20 mm € 28,00

H 25 mm € 30,00

H 30 mm € 32,00

(iva esclusa)



DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE II A

		REF
	Ø 95 mm x 14 mm	1019262
	Ø 95 mm x 16 mm	1019254
	Ø 95 mm x 20 mm	1019255
	Ø 95 mm x 25 mm	1019256
	Ø 95 mm x 30 mm	1019257

		REF
	Ø 98,5 mm x 14 mm	1019263
	Ø 98,5 mm x 16 mm	1019250
	Ø 98,5 mm x 20 mm	1019251
	Ø 98,5 mm x 25 mm	1019252
	Ø 98,5 mm x 30 mm	1019253

PMMA AD ALTE PRESTAZIONI

M-PM DISC
MONOLAYER

PMMA ad alte prestazioni prodotto con il polimero OMP-N ad alto grado di reticolazione. Esente da riempitivi e fibre, preciso e ad alta densità, soddisfa i requisiti tecnici ed estetici più elevati.

PERMANENZA NEL CAVO ORALE 3 ANNI.

ELEVATA
TRASLUCENZA



Sito web



(colori dentali / trasparente)
 ø 95 mm x H 20 mm € 47,00
 ø 98,5 mm x H 16 mm € 39,80
 ø 98,5 mm x H 20 mm € 47,00

(colore Gengiva Pink)
 ø 98,5 mm x H 25 mm € 74,00

(colore Gengiva Pink 3)
 ø 98,5 mm x H 25 mm € 67,00
 (iva esclusa)

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE II A



COLORI DENTALI

16 colori V-Classic A1-D4 | 4 colori Bleach BL1-BL4
traslucente | traslucente


- Per ponti e corone provvisori anche con bordi coronali sottili < 50 µm
- Per faccette provvisorie, stabili grazie alla elevata resistenza a rottura, anche con spessori di parete basso



TRASPARENTE

Trasparente / Chiaro
(nessun colorante)

- Terapia con placche occlusali, integrabili in qualsiasi momento con resina PMMA
- Elementi per fusione fresati
- Dime chirurgiche



COLORI GENGIVA

pink
pink3

- Basi di protesi con la massima precisione della realizzazione CAD/CAM
- Ribasabile con resine per protesi a base di PMMA

BLOCCHETTI MONOCROMATICI IN PMMA

NEW
ARTBLOC TEMP

ArtBloc Temp è un blocchetto monocromatico dello stesso colore dei denti ad alto grado di reticolazione esente da riempitivi inorganici. Presenta un'elevata resistenza alla flessione e al carico di rottura. Resistente alla placca batterica, si possono eseguire **PONTI SINO A 4 ELEMENTI. PERMANENZA NEL CAVO ORALE 3 ANNI.**

€ 37,00 Cad.
(iva esclusa)

DIMENSIONI BLOCCHETTI 15.5 X 19 X 39 MM.

Colore	Q.tà	A1 REF	A2 REF	A3 REF	A3.5 REF	A4 REF	B1 REF	B2 REF	B3 REF	B4 REF
monocromatico	2 pz.	1017721	1017722	1017723	1017724	1017725	1017726	1017727	1017728	1017729
monocromatico traslucido		1017670	1017671	1017672	1017673	1017674	1017675	1017676	1017677	1017678

Colore	Q.tà	C1 REF	C2 REF	C3 REF	C4 REF	D2 REF	D3 REF	D4 REF
monocromatico	2 pz.	1017730	1017731	1017732	1017733	1017735	1017736	1017737
monocromatico traslucido		1017679	1017680	1017681	1017682	1017683	1017684	1017685

Colore	Q.tà	BL1 REF	BL2 REF	BL3 REF	BL4 REF
monocromatico	2 pz.	1017738	1017739	1017740	1017741
monocromatico traslucido		1017686	1017687	1017688	1017689

Sito web



LIQUIDI PER STAMPA 3D

NEW M-PRINT • MODEL • CAST
SURGICAL GUIDE HT • SPLINT

Resine per stampa di alta qualità con elevata stabilità alla luce, massima precisione, alta efficienza specifiche per lavorazioni con diverse destinazioni d'uso a garanzia di protocolli sicuri. Confezione **1.000 GR.**
NON E' NECESSARIO AGITARE PRIMA DELL'USO.

Rif.to stampanti



Senza riempitivi e pigmenti

Alta precisione

Struttura più raffinata

Burns-out

Dispositivo medico di classe I

Senza riempitivi e pigmenti

Dispositivo medico di classe IIa

Tempo di utilizzo illimitato



REF Ash-gray 1084017
Sand 1084020



REF 1084010



REF 1084041



REF 1084050

Sito Web



€ 99,00
(iva esclusa)

Sito Web



PREZZO A RICHIESTA

Sito Web



PREZZO A RICHIESTA

Sito Web



PREZZO A RICHIESTA



Resina autopolimerizzante DI PRIMA CLASSE ad alta stabilità cromatica. Grazie alla ricetta unica del polimero e del monomero è adatta a tutte le indicazioni e modalità di trattamento, iniezione, stampaggio, pressatura e colata.

INDICAZIONI

- Protesi totale, protesi parziale
- Protesi ibride, protesi a copertura, protesi combinate
- Protesi scheletrate
- Riparazioni, ribasature
- Ausili occlusali, guide occlusali



LT
(Long time)
Monomer

Weropress® LT Monomero è stato sviluppato appositamente per prolungare la fase di colata della resina. Ad una temperatura ambiente tra 21 e 23 °C, i tempi di lavorazione della Weropress® si allungano di 2-3 minuti.



WEROPRESS LIQUIDO
€ 75,00
(iva esclusa)

WEROPRESS POLVERE
€ 85,00
(iva esclusa)

Weropress ®	1000 ml	REF	1020086
Weropress ® LT	1000 ml	REF	1020026

Sito web



	rosa	rosa venato	pink3	H-rosa	chiaro	C34*	C34**	CS41***	rosa, 33%****
1000 g	REF 1025050	1025051	1025057	1025052	1025053	1025054	1025041	1025055	1025042

* rosa scuro opaco venato **rosa scuro opaco ***rosa bluastro ****rosa, 33% trasparente venato

Piastre in polimero di colore rosa fotopolimerizzanti per la realizzazione di basi di montaggio e portaimpronte individuali. Colore rosa.



€ 59,00
(iva esclusa)

Sito Web



PN	Q.tà	Prodotto
1060000	50 pz	Combitray LC

RESINA PER PROTESI (polimerizzante a caldo)


PROMOLUX

Resina polimerizzante a caldo a base di metilmetacrilato ad alta stabilità cromatica per la realizzazione di protesi parziali e totali tramite iniezione o stampaggio-pressatura



INDICAZIONI

- Protesi totale, protesi parziale
- Protesi ibride, protesi a copertura, protesi combinate
- Ribasature
- Ausili occlusali, guide occlusali



PROMOLUX LIQUIDO

€ 21,20

(iva esclusa)

PROMOLUX POLVERE

€ 50,00

(iva esclusa)

1000 ml	REF	1025003
---------	-----	---------

* rosa scuro
opaco venato
**rosa bluastro

	rosa	rosa venato	H-rosa	chiaro	C34*	CS41**	rosa, 33% trasparente venato	rosa trasparente venato
1000 g	REF	1025125	1025126	1025130	1025127	1025129	1025128	1025135

Sito web



ISOLANTE A BASE ALGINICA

PREMECO LINE

INDICAZIONI

- Per tutte le realizzazioni, ribasature, riparazioni e ampliamenti di protesi in resina parziali e totali, selle di protesi scheletrate, selle rimovibili di protesi combinate, protesi in resina immediate e di sostituzione. Colore viola leggero.



Sito web



€ 24,00

(iva esclusa)

PN	Q.tà	Prodotto
1030077	1000 ml	PremEco Line Alginat



Vintage Prime Press è la nuova vetroceramica al disilicato di litio SHOFU altamente resistente (**525 MPa**) grazie alla nuova matrice **HDIL (High-Density-Interlocking)** indicata per la realizzazione di corone, inlay, onlay, faccette e ponti anteriori sino a 3 elementi con un'estetica straordinaria.

43 colori - 4 traslucenze

Vintage Prime Press offre per tutti i tipi di restauri metal free colori e traslucenze perfette per un'estetica individuale e naturale.

- **E (Enamel)**
Elevata trasmissione della luce, simile a quella dello smalto
- **HT (High Translucency)**
Traslucenza moderata per corone e ponti
- **LT (Low Translucency)**
Bassa traslucenza per preparazioni leggermente discromiche
- **HO (High Opacity)**
Elevata opacità per mascherare abutment e strutture



Vintage Prime Press

Trial Kit

5 pellet da 3 g nei colori

- HT-BL4
- HT-A1
- HT-A2
- LT-A1
- LT-A2

PN	Q.tà	Prodotto
P0870	5x3 gr	Vintage Prime Press

€ 79,00
(iva esclusa)

Brochure



Manuale d'uso



Rivestimento universale Tecnica Pressatura/Sovrappressatura/Fusione

Rivestimento Universale privo di grafite, utilizzabile con riscaldamento Speed e convenzionale, espansione facilmente controllabile, tempo di lavorazione lungo, semplice smuffatura, superfici levigate.

CERAVETY PRESS & CAST

VINTAGE
PRIME
PRESS

UN PERFETTO ABBINAMENTO

CERAVETY POLVERE
€ 120,00
(iva esclusa)
+ LIQUIDO OMAGGIO
(VALORE € 16,00)



PN	Quantità	Prodotto
6968	3 kg	Polvere Ceravety (100 g x 30 sacchetti)
6969	300 ml	Liquido Ceravety (con bicchiere dosatore)

Brochure



Rivestimento per la realizzazione di monconi in refrattario

LAMINA VEST II

Rivestimento a legante fosfatico indicato per la realizzazione di monconi in refrattario. Elevata resistenza e stabilità dei bordi.

LAMINA VEST POLVERE
€ 149,00
(iva esclusa)
+ LIQUIDO OMAGGIO
(VALORE € 29,00)



IMMAGINI Odt Francesco Raffo



Brochure



PN	Quantità	Prodotto
6977	1,2 kg	Polvere Lamina Vest II (40 g x 30 sacchetti)
6978	200 ml	Liquido Lamina Vest II (con bicchiere dosatore)

Ossido di zirconio altamente traslucente ideale per la realizzazione di restauri estetici nel settore anteriore e posteriore. Andamento cromatico naturale dalla zona cervicale a quella incisale. Elevata resistenza alla flessione. Idonei al rivestimento estetico e tecniche di pittura sia interna che esterna.

SHOFU DISK ZR LUCENT SUPRA

Diametro	98,5 mm con bordo		
Spessori	12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm		
Colori	Pure white, W0, W2, A1, A2, A3, A3,5, B1, B3, C1, C3, D2		
Resistenza alla flessione sinterizzato (DIN-ISO 6872:2015)	Smalto:	(30%)	1.034 MPa
	Dentina:	(35%)	1.163 MPa
	Area Cervicale:	(35%)	1.454 MPa
Durezza Vickers non sinterizzato (HV 0,2) (DIN-ISO 6507:2005)	Smalto:	HV 45	
	Area Cervicale:	HV 65	
Temperatura di sinterizzazione	1.450 °C		
Traslucenza (colore A2 / spessore 0,5 mm)	Smalto:	44%	
	Dentina:	40%	
	Area Cervicale:	37%	



Brochure



INDICAZIONI

- Ponti fino a 14 unità su struttura dentale e impianti (**MAX 2 INTERMEDI**)
- Corone singole • Onlay • Inlay • Faccette


SHOFU DISK ZR LUCENT



Diametro	98,5 mm con bordo
Spessori	12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm
Colori	Monolayer: Trans Multilayer: A1, A2, A3, A3,5, B1, C1, D2
Resistenza alla flessione, materiale sinterizzato (MPa)	1.019 MPa (DIN ISO 6872:2015)
Coefficiente di dilatazione termica	10,2 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ (25 °C - 500 °C)
Durezza Vickers materiale non sinterizzato (HV 02)	45 HV (DIN ISO 6507:2005)
Temperatura di sinterizzazione	1.450 °C
Traslucenza (spessore 1 mm)	Monolayer Translucent 37%
	Multilayer Incisal 34%
	Multilayer Cervical 31%

INDICAZIONI

- Settore anteriore ponti fino a 6 unità (**MAX 1 INTERMEDIO**)
- Settore posteriore ponti fino a 3 unità (**MAX 1 INTERMEDIO**)
- Corone singole
- Onlay • Inlay • Faccette



Brochure



Pasta lucidante per Zirconio-Ceramica-Disilicato di Litio

Pasta lucidante diamantata per Ossido di Zirconio Disilicato di Litio - Ceramica



Min. -1 / Max. 10.000
Non indicato per un utilizzo intraorale.

€ 68,90
(iva esclusa)



Brochure



PN	Quantità	Prodotto
N0002	20 gr	ZirGloss

Nuovi Supercolori in polvere a struttura micro fine, l'effetto e l'intensità cromatica riproducono con opacità e fluorescenza diverse gli effetti cromatici dei denti naturali. Perfetta compatibilità con ceramiche a basso e ad alto punto di fusione, idonei alla tecnica di colorazione sia interna che esterna.

KIT
€ 469,00
(iva esclusa)

Basic Color Set

- 16 supercolori, 2 g ciascuno:
Pink, Violet, Yellow, Green, Blue, Blue Gray, Orange, Orange Brown, Dark Red Brown, White, Black, Khaki, A shade, B shade, C shade, D shade
- **Massa di glasura (Glazing Powder) GP-F, 15 g**
- Vintage Art Universal Liquid, 50 ml
- Tabella colori, Informazioni dettagliate sul prodotto

GLAZING POWDER GP-F

PN	Q.tà	Prodotto
P0693	15 g	Glazing Powder GP-F



€ 109,00
(iva esclusa)

PN	Prodotto
P0723	Basic Color Set




**SINGOLO
COLORE**
€ 29,00
(iva esclusa)

YAMAMOTO LIQUID

Rivestimento di litio con rivestimento estetico	730 °C - 740 °C
Disilicato di litio monolitico	740 °C - 750 °C
Zirconio con rivestimento estetico e restauri in metaloceramica	750 °C - 800 °C
Zirconio monolitico / Denti protesi in ceramica	800 °C - 850 °C

PN	Q.tà	Prodotto
P1695	50 ml	Yamamoto Liquid

€ 90,00
(iva esclusa)



Brochure



Composito Micro - Ibrido Fluido / Pasta

CERAMAGE UP
CERAMAGE

Composito Micro - Ibrido FLUIDO ed in PASTA di ultima generazione idoneo a tutte le applicazioni per la costruzione di restauri estetici nei settori anteriori e posteriori. Estetica e opalescenza naturale, elevata resistenza alla flessibilità e alla placca batterica. Utilizzabile sia nella tecnica a stratificazione libera che in muffola.



Brochure



**3 SIRINGHE
A SCELTA:
TOT. € 140,00**
(iva esclusa)

Assortimento
Masse



Brochure



**3 SIRINGHE
A SCELTA:
TOT. € 125,00**
(iva esclusa)

Assortimento
Masse



Primer Metalli/Zirconia

UNIVERSAL PRIMER (cod. Y0060)



Brochure



€ 134,00
(iva esclusa)

Rifinitura/Lucidatura
CERAMAGE FINISHING
& POLISHING KIT
(cod.0333)



€ 109,00
(iva esclusa)

Sistema Adesivo Universale

CRB BOND 1&2 (cod. 1741)



Brochure



€ 180,00
(iva esclusa)

Pasta prelucidatura

DURA POLISH (cod. 0552)



€ 50,00
(iva esclusa)

Pasta lucidatura a specchio

DURA POLISH DIA (cod. 0554)



€ 80,00
(iva esclusa)

Gel protettivo

**UNIVERSAL
OXY BARRIER**
(cod. 2403)



€ 28,00
(iva esclusa)

Masse gengivali composito Micro-Ibrido Pasta

**CERAMAGE
GUM**

Masse gengivali in versione pasta e fluide in grado di riprodurre fedelmente tutti gli effetti e colori della gengiva naturale.



PN	Q.tà	Prodotto	Euro
2111	1 pz.	Universal Pre - Opaque 2 ml	37,00
2100	1 pz.	Universal Opaque WO 2 ml	37,00
2103	1 pz.	Universal Opaque Gum-O 2 ml	37,00
2110	1 pz.	Universal Opaque PO 2 ml	37,00

MASSE GENGIVALI	
GUM-T	1940
GUM-L	1959
GUM-D	1960
GUM-Or	1961

FLOWABLE	
Masse gengivali / Masse effetto	
F-GUM-Br	1946
F-GUM-V	1947
F-GUM-R	1948
F-W	1943

SHOFU UNIVERSAL PRE-OPAQUE				
SHOFU UNIVERSAL OPAQUE				
TRANSLUCENT				
CONCENTRATE				
FLOWABLE COMPOSITE				

MASSE GENGIVALI € 42,00 cad.
MASSE FLOWABLE € 35,00 cad.
(iva esclusa)

Masse gengivali composito Micro-Ibrido Fluido

**CERAMAGE
UP GUM**

**€ 50,00
Cad.**
(iva esclusa)

MASSE GENGIVALI	
GUM-L	2391
GUM-D	2392
GUM-Or	2393
GUM-Br	2394
GUM-V	2395
GUM-R	2396

MASSE GENGIVALI	
GUM-DP	2397
GUM-LP	2398
GUM-P	2399
GUM-SP	2400
GUM-T	2369

Brochure



GUM COLOR										

Supercolori in pasta fotopolimerizzabili

LITE ART
FULL SET

Supercolori ad alta fluorescenza in pasta fotopolimerizzabili per la caratterizzazione di ceramiche ibride, compositi, denti in acrilico/composito, basi, strutture in PMMA.

PN	Quantità	Prodotto
1970	1 pz.	Lite Art Full Set

Colore	PN 1 ml
LITE ART	
W (White)	1971
B (Black)	1972
R (Red)	1973
K (Khaki)	1976
O (Orange)	1977
Bl-G (Blue Gray)	1978
V (Violet)	1979
O-Br (Orange Brown)	1980
DR-Br (Dark Red Brown)	1981
B-Br (Black Brown)	1982
Cyan	1983
Magenta	1984
Y (Yellow)	1985
AS (A-Shade)	1974
BS (B-Shade)	1975



- 15 colori, 1 ml cad.
- pennello Uni Brush N. 5
- Lite Art Clear Liquid, 6 ml
- 15 cannule
- 15 cappucci
- tabella colori • istruzioni d'uso

KIT
€ 310,00
(iva esclusa)

SIRINGA
€ 24,00 Cad.
(iva esclusa)



Brochure



Sigillante resina / composito

RESIN GLAZE

Materiale fotopolimerizzabile per la sigillatura di denti protesici in resina/composito, ceramica ibrida, PMMA, materiali acrilici per basi di protesi.

PN	Quantità	Prodotto
Y0003	6 ml	Resin Glaze, Primer
Y0004	6 ml	Resin Glaze, Liquid



**RESIN GLAZE
PRIMER:**
€ 46,00
**RESIN GLAZE
LIQUID:**
€ 35,00
(iva esclusa)



Colore	PN 5 pz.	Colore	PN 5 pz.
BLOCK HC HARD (Universal)		BLOCK HC HARD (Per Cerec)	
1 strato		1 strato	
W2-LT	Z0055	W2-LT	Z0075
A1-LT	Z0056	A1-LT	Z0076
A2-LT	Z0057	A2-LT	Z0077
A3-LT	Z0058	A3-LT	Z0079
A3,5-LT	Z0059	A3,5-LT	Z0078
A4-LT	Z0095	A4-LT	Z0097
A1-HT	Z0060	A1-HT	Z0080
A2-HT	Z0061	A2-HT	Z0081
A3-HT	Z0062	A3-HT	Z0082
OC (Occlusal)	Z0063	OC (Occlusal)	Z0083
59 (Incisal)	Z0064	59 (Incisal)	Z0084

Colore	PN 5 pz.	Colore	PN 5 pz.	Colore	PN 5 pz.
BLOCK HC (Universal)		BLOCK HC (Per Cerec)		BLOCK HC (Per Ceramill)	
1 strato		1 strato		1 strato	
W2-LT	2157U	W2-LT	2157C	W2-LT	2157A
A1-LT	2159U	A1-LT	2159C	A1-LT	2159A
A2-LT	2161U	A2-LT	2161C	A2-LT	2161A
A3-LT	2169U	A3-LT	2169C	A3-LT	2169A
A3,5-LT	2162U	A3,5-LT	2162C	A3,5-LT	2162A
B3-LT	2170U	B3-LT	2170C	B3-LT	2170A
A1-HT	2158U	A1-HT	2158C	A1-HT	2158A
A2-HT	2160U	A2-HT	2160C	A2-HT	2160A
A3-HT	2168U	A3-HT	2168C	A3-HT	2168A
59 (Incisal)	2171U	59 (Incisal)	2171C	59 (Incisal)	2171A
OC (Occlusal)	2172U	OC (Occlusal)	2172C	OC (Occlusal)	2172A
2 strati		2 strati		2 strati	
A1-2L	Z0017	A1-2L	Z0019	A1-2L	Z0021
A2-2L	Z0001	A2-2L	Z0008	A2-2L	Z0014
A3-2L	Z0002	A3-2L	Z0009	A3-2L	Z0015
A3,5-2L	Z0003	A3,5-2L	Z0010	A3,5-2L	Z0016

Colore	PN 1 pz.
DISK HC	
1 strato	
W2-LT	2180S
A1-LT	2181S
A2-LT	2182S
A3-LT	2183S
A3,5-LT	2184S
B3-LT	2185S
A1-HT	2186S
A2-HT	2187S
A3-HT	2188S
59 (Incisal)	2189S
OC (Occlusal)	2190S

**BLOCK HC HARD:
MONOLAYER € 143,00**

(iva esclusa)

**BLOCK HC:
MONOLAYER € 133,00** (iva esclusa)

DUE LAYER € 149,00 (iva esclusa)

**DISK HC:
€ 375,00**
(iva esclusa)

BLOCK HC HARD / BLOCK HC OFFERTA 3+1 OMAGGIO*

*Stesso gruppo prodotto/colorazioni e trasparenze assortite

Brochure



**DISK HC 98.5 X 14 MM
BLOCK HC: 12 X 14 X 18 MM**

HC PRIMER:

Sistema adesivo per la cementazione di tutti i restauri CAD/CAM in ceramica Ibrida.

PN	Q.tà	Prodotto
Y0005	5 ml	HC Primer

**HC PRIMER:
€ 105,00**
(iva esclusa)



UN PERFETTO ABBINAMENTO

Brochure



VINTAGE PRO
CERAMICA METALLO



15 GR.
€ 25,50 cad.
(iva esclusa)

Brochure



Assortimento Masse



VINTAGE ZR
CERAMICA ZIRCONIO



15 GR.
€ 30,50 cad.
(iva esclusa)

Brochure



Assortimento Masse



Pennelli per ceramica

PORCELAIN
BRUSH ART SET

Set di pennelli per ceramica con **SETOLE SINTETICHE** e punte sottili dimensionalmente stabili e durature nel tempo

- P-7 Big Brush con punta fine
- P-5 Classico pennello per ceramica per ogni esigenza
- P-3 Pennello universale per l'utilizzo quotidiano
- S-1 Ideale per la caratterizzazione di oggetti ceramici pressati o fresati
- S-0 Fine liner per pitturare i più sottili dettagli cromatici naturali
- OP-0 Pennello piatto per un'applicazione efficace di opachi in pasta e liner per opaco



KIT € 57,00

(iva esclusa)

PN	Quantità	Prodotto
K0076	1 pz.	Porcelain Brush Art Set

Pre-Lucidatura - Lucidatura compositi Micro-Ibridi

COMPO MASTER
COARSE

COMPO MASTER

Gommini diamantati indicati per la pre-lucidatura (compo master coarse) e lucidatura (compo master) dei compositi Ceramage e Ceramage UP.

Catalogo
abrasivi



	Forma	Ogiva	Lenticolare	Coppa	Minipoint	KN7	WH6	Disco non montato
	ISO-N.	040	090	065	030	125	120	220
CompoMaster Coarse	HP	116C			119C	117C	118C	131C
	CA	111C	112C	113C	114C			
CompoMaster	HP	0116			0119	0117	0118	
	CA	0111	0112	0113	0114			

**1 CONFEZIONE
A SCELTA**

€ 37,00 (iva esclusa)

N 3 PEZZI PER CONFEZIONE

Gommini lucidanti:
Min¹ Cons. 5.000-15.000 / Max. 20.000 / PU 0,5 N

Disco non montato:
Min¹ Cons. 5.000-10.000 / Max. 15.000 / PU 0,5 N

HP: manipo
CA: contrangolo

Rifinitura Zirconio-Ceramica-Disilicato di Litio

DURA-GREEN
DIA

Punte abrasive diamantate per sgrossare e rifinire: ossido di zirconio, disilicato di litio, ossido di alluminio, zirconio integrale, ceramica da pressare e stratificare.



Forma	CY5	FL3	IC5	KN7	RD2	RD3	TC2	TC4	WH6
ISO-N.	056	031	070	125	024	035	025	040	125
HP	0156	0158	0162	0154		0159	0161	0155	0157
CA		0163				0164	0165		
FG		0168			0167				

**3 CONFEZIONI
A SCELTA**

TOT. € 93,00

(iva esclusa)

*N 3 PEZZI PER CONFEZIONE

**N 2 PEZZI PER CONFEZIONE

Min¹ Max. 30.000

HP: manipo - CA: contrangolo - FG: turbina

Lucidatura Zirconio - Disilicato di Litio

ZIL MASTER

Sistema di lucidatura con strumenti diamantati in tre fasi per Ossido di Zirconio e Disilicato di Litio.

Gommino
lucidante
Min. -1
Max. 20.000



	Forma	Ogiva	Lenticolare	Coppa	Minipoint	KN7	WH6
	ISO-N.	040	090	065	030	125	120
ZiLMaster Coarse (grana grossa)	HP 3 pz.	0640			0641	0642	0643
	HP 1 pz.						
	CA 3 pz.	0658	0662	0663	0661		
ZiLMaster Medium (grana media)	HP 3 pz.	0646			0647	0648	0649
	HP 1 pz.						
	CA 3 pz.	0665	0659	0668	0666		
ZiLMaster Fine (grana fine)	HP 3 pz.	0652			0653	0654	0655
	HP 1 pz.						
	CA 3 pz.	0670	0672	0673	0671		

■ Rifinitura/Prelucidatura:
ZiLMaster Coarse con
gambo contraddistinto
dal colore verde

■ Lucidatura: ZiLMaster
Medium con gambo
contradistinto
dal colore blu

■ Lucidatura a specchio:
ZiLMaster Fine con gambo
contradistinto
dal colore giallo

**1 CONFEZIONE
A SCELTA**

€ 40,00 (iva esclusa)

N 3 PEZZI PER CONFEZIONE

HP: manipo • CA: contrangolo • FG: turbina

WWW.SHOFU.IT

SHOFU DENTAL ITALY: Via Ugo Foscolo 9 - 20864 Agrate Brianza (MB)

TEAM SHOFU ITALIA

Alessandro Pascucci - Managing Director Italy

Cell. 344 1024899 - pascucci@shofu.it

Giovanni Giansoldati - Key Account Manager- Product Specialist Italy Cell. 328

8829022 - giansoldati@shofu.it

Corrado Garro

Area Manager North West

Cell. 340 2577184 - garro@shofu.it

Lorenzo Lo Gioco

Area Manager North East

Cell. 342 8621550 - logioco@shofu.it

Friends of Shofu
Italy Group

Shofu Dental
Italia

Gianluca Arnone

Digital Manager

Cell. 348 8951324

arnone@shofu.it

Fabio Tranchida

Sales Reps. South Italy

Cell. 342 6717061

tranchida@shofu.it

Luca Maremonti

Area Manager Central Italy

Cell. 345 6326346


maremonti@shofu.it

www.baltic-denture-system.com



Baltic Denture System

Sito web



Baltic Denture System

Per ordinare: ilic@ilicdental.com - tel +39 02 36 512 990 Scadenza agosto 2024

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov	Tel	Cell
Ind. consegna				Codice SDI
P.IVA	C.Fisc.	e-mail		

CODICE	RIF	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

+iva a norma di legge

Giorni di apertura: **Mattino L M M G V S** **Pomeriggio L M M G V S**

Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 140,00 (IVA esc.) nessun contributo spese

Ordine fino a € 140,00 (i.e.) + € 14,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,50

PAGAMENTO: Ordini inf. a € 140,00 (i.e.): Contrassegno (+ € 6,50) Bonifico anticipato Carta di credito o POS
Ordini sup. a € 140,00 (i.e.): Contrassegno (+ € 6,50) R.B. 30 gg. d.f. Carta di credito o POS

IBAN Ivan Ilic' srl: IT50N0569601625000003415X03 IBAN Cliente:

Carta di credito o POS Visa Mastercard Numero Scadenza

DATA TIMBRO E FIRMA