

Novità  
&  
Soluzioni



News  
&  
Offerte







1 Novembre 2025 - 2 Marzo 2026

rif. 5A16



## ABBIAMO SELEZIONATO DA:

- Sbiancamento
- Postura e Arredamento
- Ingrandimento e Gestione delle immagini
- Trattamento dei tessuti
- Impronta
- Anestesia
- Diga & Isolamento
- Conservativa
- Endodonzia
- Fibre di rinforzo
- Protesi • Articolazione
- Strumentario a mano
- Strumenti rotanti
- Apparecchiature
- Gestione Strumentario & Materiali
- Barriere e monouso
- Controllo delle infezioni
- Igiene e Profilassi



ILIC' dal 1949 al servizio della Comunità Odontoiatrica, ricerca e seleziona Qualità & Soluzioni per voi!



ilicdental.com



## INDICE

### ARREDAMENTO ..... 3

• Seggiolino a sella Bambach.

### INGRANDIMENTO E GESTIONE IMMAGINI ..... 3-6, 53

Bite Cushion X-Ray (53) • Eye-Special C-V (3) • **Keeler**: Galileiani, Hi-Res, Prismatici (5) • Peel'N'Stick (59) • Specchi e specchietti (4,6) • Transilluminazione (3) • Visor Loop (4).

### SBIANCAMENTO ..... 7

**Meodontal** Natural+ • **Ultradent** GO, Opalescence Boost.

### IGIENE e PROFILASSI ..... 7-11

Drappi PerioSafe (11) • **Lucidatura**: Quartz, Reciproxy, Coppette montate (11) • **Meodontal** Sbiancanti Natural+ (7) • Opalescence GO, Boost (7) • **Periodont**: Punte ultrasuoni TipOne (8-9) • PerioProx Scovolini (11) • Pink Petal (17) • SE-Cushion (17) • SuperSeal (25) • **Ultradent**: Dentifrici Opalescence (11).

### EMOSTASI e RETRAZIONE, IMPRONTA ..... 12-13

**Emostatici**: Alustat, GingiTrax, TCA Dent (12) • **Fili di retrazione**: Best Cord Nano, Easy Cord, (12) • GingiRex (13) • **Alginati**: Idrogum, Image (13) • PVS: Mach 2, Blu Mousse (13) **Portaimpronte** Blue (13).

### ANESTESIA ..... 14

• **Ronvig** Calaject • Siringhe **Periodont**.

### DIGA E ISOLAMENTO ..... 15-18

• Cannule per siringa aria acqua (18) • **Diga**: Periodam, Kit, Insti-Dam (15) • Diga chimica (17) • Lingua Fix (17) • NeoDrys (18) • OraSeal **Ultradent** (17) • Pink Petal (17) • Puntali aspiranti Safe Tip (18) • Rulli salivari (18) • SE-Cushion (17) • Uncini **Ivory** outlet (16).

### CONSERVATIVA e ADESIONE ..... 19-25

**A-Dapt** (25) • Blu Etch (20) • **CompoSculp Periodont** (21, 22) • DiaGlaze (23) • Fender Wedge (19) • HALO Matrici sezionali (19) • Logi Bloc (20) • Portamatrici Brenner (19) • **Shofu** (20, 21, 23, 24): Compositi Beautifill, Adesivo Beauty Bond Xtreme, One Gloss Super-Snap • **Separatori** Elliot e Ivory **Periodont** (17) • Super Brush (25) • Vittra Unique FGM (21) • Manipoli contrangoli PERIODONT (22).

### ENDODONZIA ..... 29-40

• **Avalon** (38): NeoSealer, NeoPutty, NeoMTA2 • **B&L Biotech** (38, 40): Alpha, Beta, Retrattori Kim • Blue di metilene Canal Detector (29) • Digitest (29) • Iodoform, pasta iodoformica (36) • Irrigazione (35-37) • **Ne-olix** EDMAX (31) • TipOne **Periodont**: Inserti Ultrasuoni (39) • **Vista** (36, 37): Aghi per irrigazione Applivac, Siringhe Dripless, Stropko Irrigator • **Woodpecker** AiPex (33, 36, 39) • Endo3, DU 600 (39).

### PUNTALI, AGHI, APPLICATORI, SIRINGHE ..... 41

Aghi per irrigazione (35-37) • **Denbur** (41) • Intra Oral Syringe (41) • Stick Placer (41).

### FIBRE DI RINFORZO ..... 42

• **Ribbond**, Fiber Wetting Resin.

### PROTESI ..... 26-28 • 42-46

DentoPrep (42) • **Dust-X** (43) • **Hoffman** (45) • J-Temp (44) • Propper: F.A.P. (26, 27) • Richwil (43) • **Shofu** (44, 45) • StarDust (43) • **Periodont** Wynman (9) • Ultra Glaze Temp (27) • **WAM**: MD-guide, WamKey (46).

### ARTICOLAZIONE E GNATOLOGIA ..... 45-46

**Aqualizer** • Chech-Film, Leaf Gauge • Spot-IT.

### IMPLANTOLOGIA e RIGENERATIVA ..... 46

• MD Guide.

### STRUMENTARIO A MANO ..... 21, 22, 38, 43, 46-51

**B&L**: S-Kondenser (38) • Codificatori Ez Tape e Ring (51) • Chu Aesthetic Set (28) • Opera (43) **Periodont**: CompoSculp (21, 22) • Strumentario e outlet (47-49) • **Swann-Morton** Lame chirurgiche (49).

### STRUMENTARIO ROTANTE e LUCIDANTI ..... 23-24, 27-28

• Compo Master (23) • Dura Green/White (24, 28) • DiaGlaze (23) • OneGloss (23) • Shofu (23, 24, 27, 28) • Super-Snap (23) • **Ultra Glaze** (43).

### APPARECCHIATURE ..... 3, 22, 29, 38, 39-59

Calaject (14) • D600 (39) • Digitest (29) • Manipoli: Contrangoli e Turbine (59) • Otturazione canalare (38) • EyeSpecial (3) • Sabbia-trice intra-orale (42) • Transilluminatore (3) • Polimerizzazione WL 90+ (22, 60).

### GESTIONE STRUMENTARIO e MATERIALI ..... 25, 50-52

Contenitore per apparecchi (55) • **Periodont**: Cassette in acciaio e dispenser (50) • Protect Plus (25), Syringe Organizer (25) • **Zirc**: cassette E-z Jett e Tub (50-52).

### BARRIERE e MONOUSO ..... 53-58

Aspirasaliva (17) • Blocchetti per miscelazione (56) • Cannule (18) • Cuffie Safewear Medicom (58) • Drappi Perio Comfort (10) • Guaine e Barriere (54) • Guanti SafeTouch, Nitrile (57) • Mascherine SafeMask (58) • Peel'Stick (59) • Schermi protettivi (57) • Tappeti e pellicole decontaminanti (56) • Tovaglioli, Tray Eco, Vassoi (55).

**CONDIZIONI DI VENDITA:** **Prezzi.** Sono IVA esclusa e possono, a fronte di situazioni straordinarie, subire variazioni senza preavviso. Validi salvo errori e/o omissioni di stampa.

Grazie ai QR Code dei cataloghi i nostri clienti sono sempre aggiornati!

I prezzi di listino qui indicati sono validi sino al 2 Marzo 2026 ed annullano e sostituiscono ogni proposta precedente.

**Legenda Prezzi.** Il prezzo indicato è sempre quello unitario. **Garanzia – Resi – Sostituzioni.** Qualora la qualità non corrisponda agli standard dei fabbricanti, o per errato invio, è necessario: avvisare l'ufficio assistenza clienti entro 8 giorni dal ricevimento della merce; effettuare il reso nell'imballo originale integro; allegare il documento di trasporto in originale e la causale del reso con le motivazioni e/o i problemi riscontrati.

**Ordini:** [ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com) - tel +39 02 55 016 500 - +39 02 512 990 **Validità: da 1-11-25 al 2-03-26**

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna	Codice SDI			
P.IVA	C.Fisc.	e-mail		

CODICE	RIF.	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

+iva a norma di legge

**Giorni di apertura:** **Mattino L M M G V S**

**Pomeriggio L M M G V S**

**Contributo spese spedizione:** Ordini superiori a € 140,00 (IVA esc.) nessun contributo spese

Ordine fino a € 140,00 (i.e.) + € 14,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,50

**PAGAMENTO:** Ordini inf. a € 140,00 (i.e.): ☐ Bonifico anticipato ☐ Carta di credito o POS

Ordini sup. a € 140,00 (i.e.): ☐ Bonifico anticipato ☐ Carta di credito o POS ☐ R.B. 30 gg. d.f. + € 5,50

**IBAN IVAN ILIC' S.r.l.: IT50N0569601625000003415X03**

**IBAN Cliente:**

☐ Carta di credito o POS ☐ Visa ☐ Mastercard Numero

Scadenza

**DATA**

**TIMBRO E FIRMA**

Ai sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei acconsente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco. ☐



## Seggiolino ergonomico originale a sella di cavallo

BAMBACH

**Dentisti, ascoltate la vostra schiena.** Ogni ora di lavoro in posizione scorretta è una curva in più da correggere. La postura non è un optional: è ciò che vi permetterà di continuare ad amare il vostro mestiere, senza dolori e senza danni.

**Bambach** è l'unico vero seggiolino a sella di cavallo, design originale e brevettato, studiato per mantenere davvero le curve naturali della colonna, evitando compressioni e posizioni scorrette. **ILIC** lo ha selezionato da oltre 25 anni tra varie alternative, ma non uguali e i dettagli fanno la vera qualità. **Bambach è Unico!**

Prova per 10 giorni con un piccolo contributo spese di 35€ che sarà rimborsato in caso d'acquisto. **Nessun contributo** per studi in Milano e provincia. Scrivici ora per prenotare la tua prova gratuita e scoprire il seggiolino che lavora con te.

Altezza operatore	Pompa	Codice	
<160 cm.	Bassa (470-590 mm.)	60 3111	€ 970,00
160-190 cm.	Media (560-730 mm.)	60 3112	€ 860,00
>190 cm.	Alta (600-860 mm.)	60 3113	2 € 790,00 cad.



## Transilluminazione PERIODENT

Indispensabile per una diagnosi e indagine approfondita e professionale per tanti interventi terapeutici o chirurgici. LED ad altissima luminosità fino a 30.000 lux. Utile per: • Rilevazione di carie, tartaro, fratture e orifici del canale radicolare • Valutare le discromie dello smalto (profondità, opacità) • Ridurre la necessità di esposizione a raggi X con risparmio di costi e tempo e maggior sicurezza per i pazienti.

16 37331 Transill.LMDX 3 con guida luminosa a fibra ottica	€ 292,00 € 256,00
16 37342 Specchietti 140x73x125 mm, 50 pz	€ 146,00 € 110,00
16 37332 Guida luminosa f.o. LMDX3 3mm	€ 136,00 € 123,00
16 37333 Guaine per LMDX3, 100 pz	€ 21,00 € 19,00



La transilluminazione palatale e vestibolare degli elementi anteriori è un fondamentale presidio diagnostico di questo settore. A fianco dell'esame obiettivo, rappresenta il gold standard delle infezioni delle pareti prossimali, dove rende immensamente più agevole l'evidenziazione di lesioni cariose fin dagli stadi iniziali.

Dott. Giovanni Sammarco



Vedere attraverso i denti è utilissimo per noi e fantastico per aiutare il paziente a capire quello che gli stiamo proponendo, la uso tutte le visite. La transilluminazione è fondamentale per poter fare diagnosi, è facile e davvero per tutti. Non potrei farne a meno.

Dott. Giuseppe Chiodera



## Fotocamera dentale automatica Shofu

EYESPECIAL

La quinta generazione della fotocamera **EYESPECIAL**, ora ancora più compatta e leggera, è dotata della nuova funzione **WI-FI** che permette di salvare i dati direttamente sul PC. Anche la funzione video è stata ampliata e ora controlla la nitidezza delle registrazioni con **AUTOFOCUS CONTINUO**.

• Design compatto e si avvale della più moderna tecnologia digitale • Intuitiva, di facile utilizzo • Nove modalità di scatto • Video con autofocus continuo • Nuova funzione Wi-Fi per il trasferimento delle immagini • Filtro polarizzatore da applicare (optional).

**Speciale Offerta per vendita diretta: EYE SPECIAL C-V con Transilluminatore LMDX 3 (pag. 6) € 2.850,00 + iva (€ 3.228,00)**




## Mascherine gengivali

GUMY SET

Mascherine gengivali per il rilievo del colore

I denti della scala colori, posizionati nel Gummy consentono l'armonizzazione ottimale col colore gengivale



92 549040 Gummy Set 3 pz. (chiaro, medio, scuro) € 18,90 € 17,50

## Schermi per fotografia Photo Shield AL rigidi



PERIODENT

• Per fotografia tradizionale edigitale • Alluminio anodizzato • Il modello superiore è perfetto per i profili perché consente di nascondere labbro, naso e baffi.

16 003212 Photo Shield Set Superiori: Ampio 8,50 cm. Stretto 7,25 cm. 2 pz.

€ 62,50 -15% € 53,12

16 003222 Photo Shield Set Palatali: Ampio 6,75 cm. Stretto 5,75 cm. 2 pz.

€ 58,00 -15% € 49,30



## Schermi per fotografia Photo Shield palatali



PERIODENT

### Piegabili in silicone

- Piegabili per essere adattati • Molto confortevoli
- Decontaminabili con qualunque procedura • Per foto tradizionale e digitale.

16 003206	Silicone Contrastor - Upper Small 7,5 cm. € 47,00 € 41,00
16 003207	Silicone Contrastor - Upper Large 8,5 cm. € 47,00 € 41,00
16 003213	Double Ended Silicone Contrastors - Palatal Double L&S € 59,50 € 51,00
16 003214	Double Ended Silicone Contrastors - Upper Double L&S € 59,50 € 51,00



## Specchi per Fotografia Hi-Tech Premium



PERIODENT

Finalmente lo specchio più luminoso e più nitido al mondo. Le immagini sono di **nitidezza** e **contrasto** perfetti, senza alcuna distorsione fino al minimo dettaglio. Grazie alla combinazione di luminosità e brillantezza del riflesso nei colori naturali, si ottengono immagini intraorali di grande potere esplicativo.

**Unico, è costituito da multistrati riflettenti con la risultante di immagini cristalline e luminose superiori, mai disponibili prima. Specchi per la fotografia intraorale rivestiti di prima superficie.**

ULTRA BRIGHT FS



	mm	Rhodium FS doppi senza manico € 146,00	Rhodium FS manico angolato € 185,00	UL.BR. FS manico angolato € 225,00	Rhodium FS manico V € 185,00	ULT.BR. FS manico V € 225,00	Rhodium FS manico dritto € 205,00	ULT.BR. FS manico dritto € 245,00
1	58 x 76	16 701301	16 701531	16 70671			16 701551	16 70661
	66 x 95	16 701305	16 701535	16 70675			16 701555	16 70665
2	74 x 106	16 701302	16 701532	16 70672			16 701552	16 70662
3	42 x 128	16 701303	16 701533	16 70673	16 701543	16 70643		
4	36 x 120		16 70153K	16 7067K	16 701543K	16 7063K		

-15% Offerta valida per tutti gli specchi per fotografia

## Ingranditori VISOR-LOUPES

**Pratici e leggeri è bello averli sempre a portata di mano!**

Ottimo compromesso di qualità, pratico e leggero, è facile da indossare e togliere, anche con gli occhiali. Disponibili con lenti da 2,5x, 4x, 6 x

16 1VL25 Ingranditori Lactona Visor Loupes 2,5x € 89,00

16 1VL40 Ingranditori Lactona Visor Loupes 4,0x € 89,00  
2 a scelta € 79,00 cad.



## Mega Mirror ø 6,35 cm - L. 39,37

**Idee divertenti per intrattenere con allegria i piccoli pazienti**

• Specchio di profilassi, per l'educazione del paziente e come accessorio per la sala di trattamento. Facilita l'accettazione del trattamento anche nei pazienti più piccoli

33 3900 Mega Mirror (specificare colore neon desiderato) € 33,10



## Specchietti Intraorali X-Bright Front Surface *PERIODENT*

Quality  
&  
Value

ULTRA BRIGHT

★★★★★ Crystal Ultra Bright Front Surface gambo SIMPLE STEM - EU							★★★★ Rodiati EU	
000 10 mm	0 14 mm	2 18 mm	3 20 mm	4 22 mm	5 24 mm	6 26 mm	6 26 mm	8 30 mm
33 0975230	33 097520		33 79523	33 79524	33 79525	33 097526	33 79726	33 79728
6 pz. € 111,11	6 pz. € 51,30		12 pz. € 55,00			6 pz. € 77,76	12 pz. € 57,00	12 pz. € 72,00

★★★★★ Crystal Ultra Bright Front Surface gambo CONE SOCKET - US							★★★★ Rodiati CS	
	0 14 mm	2 18 mm	3 20 mm	4 22 mm	5 24 mm	6 26 mm	6 26 mm	8 30 mm
	33 097510		33 79513	33 79514	33 79515	33 097516	33 79716	33 79718
	6 pz. € 64,53		12 pz. € 55,00			6 pz. € 116,78	12 pz. € 59,80	12 pz. € 75,00


2 cf stesso tipo -10% • 4 -15% • 6 -20%



## Manici ergonomici per specchietti intraorali

33 097101	Manico inox cavo EGL C.Socket N. 101 Ø8 mm	€ 14,50
33 091812	Manico conico C.Socket N. 24 Ø10-4 mm	€ 14,50
33 091811	Manico ottag. C.Socket N. 11 SC/MM Ø6 mm	€ 7,90
33 097102	Manico inox cavo EGL S.Stem N. 102 Ø8 mm	€ 14,50
33 091821	Manico Xlight S.Stem N. 2 Inox 18/8 Ø8 mm	€ 5,90
33 79851	Manico autoclavabile S.Stem HTBE1	€ 23,60
33 79852	Manico autoclavabile C.Socket HTBE2	€ 23,60

2 stesso tipo -10% • 4 -15% • 6 -20%



## Specchietti Intraorali ZIRC

Specchietti Crystal HD SOFT GRIP con manico colorato - Cf. 12 pz.

VIBRANT 12 Specchietti, 2 per colore: N, O, P, Q, R, S.

33 390363-ANE Soft Grip N. 4 € 129,00

33 390364-ANE Soft Grip N. 5 € 129,00

JEWEL 12 Specchietti, 2 per colore: E, J, T, I, M, U.

33 390363-AJW Jewel N. 4 € 129,00

33 390364-AJW Jewel N. 5 € 129,00



a scelta € 119,00 • 2 € 105,00 cad.



CRYSTAL



3 cf. € 105 cad. in omaggio  
Mega Mirror (pag. 4)

## Antiappannante ZIRC

Previene l'appannamento degli specchietti e offre all'operatore un metodo veloce per rimuovere i detriti durante le procedure. Consente anche la rimozione dei detriti dalla superficie degli specchietti nel corso delle procedure grazie ai **Swipe Pads** che aderiscono al guanto o al tovagliolo per un'azione rapida.


54 37100 Trial Kit 2 Fl. da 6 ml, 24 Tamponi 1 € 39,00 € 36,00 • 2 € 33,00 cad.

Finalmente vedi chiaro e pulito!  
45 minuti di tempo di lavoro  
senza appannamento




## Specchietti Micro per chirurgia endodontica

Ultra Black è la linea di specchietti più luminosi e nitidi al mondo. Il nuovo design unico degli strati superficiali dello specchio fornisce immagini luminose superiori e chiarezza cristallina precedentemente non ottenibili.



### SPECCHIETTI MICRO BLACK SURFACE ULTRABRIGHT attacco Simple Stem EU

3 mm	33 7952U3	€ 125,00 € 119,00
5 mm	33 7952U5	€ 125,00 € 119,00
3x6 mm	33 7952U3X6	€ 135,00 € 129,00
3x6 mm goccia	33 7952U3X6G	€ 135,00 € 129,00



### SPECCHIETTI MICRO BLACK FLEX ULTRABRIGHT attacco Simple Stem EU

3 mm	33 7952F3	€ 135,00 € 125,00
5 mm	33 7952F5	€ 135,00 € 125,00
3x6 mm	33 7952F3X6	€ 145,00 € 135,00
3x6 mm goccia	33 7952F3X6G	€ 145,00 € 135,00

33 79851 Manico Ergo-black autoclavabile Simple-Stem HTBE1 € 23,60

33 79852 Manico Ergo-black autoclavabile Cone Socket HTBE2 € 23,60

2 -10% • 4 -15% • 6 -20%




MICRO  
ULTRA BRIGHT



UltraBlack Rodiato



UltraFlex piegabili





## Sistema di illuminazione coassiale LED

### Luce per 8 ore!

Sistema coassiale, con intensità regolabile. Area di illuminazione omogenea

- Potente Lampada LED 3 W • Battery pack al litio
- Attacco specifico per Keeler

**16 388007 K-LED II Double.** Lampada LED, cavo, base e carica batterie,  
2 battery pack al litio (8h) € 1.803,00 € 1.430,00

**16 388112 K-LED II Singolo.** Lampada LED, cavo, carica batterie portatile,  
1 battery pack al litio € 1.226,00 € 970,00

16 388007



16 388112



## Ingrandenti ad alta risoluzione Keeler

L'unico sistema al mondo che comprende i vantaggi dei galileiani e dei prismatici

- Leggeri • Massima brillantezza • Maggiore campo visivo • Perfettamente nitidi anche ai bordi • Astuccio rigido con 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta di sollevamento sterilizzabile, 1 panno per pulizia.

Keeler Hi-Res con montatura Sport completa		
€ 1.772,00 € 1.390,00		
16 3HM3034 3,0X x 34 cm.	16 3HM3042 3,0X x 42 cm.	
Keeler Hi-Res con caschetto € 1.872,00 € 1.490,00		
16 3HC3034 3,0X x 34 cm.	16 3HC3042 3,0X x 42 cm.	
Montatura con acc. e struttura per lenti graduate € 371,00 € 295,00		
16 33500 NERO	16 33519 BLU	16 33527 ROSSO



16 33500



16 33519



16 33527

## Ingrandenti Galileiani Keeler

Alta brillantezza, forniscono la visione dell'intera bocca. Forniti nell'astuccio speciale rigido, con 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta di sollevamento sterilizzabile, 1 panno per pulizia. • Leggeri • Lenti multi strato, smontabili e lavabili • Ampia visione e profondità di campo. Sistemi Galileiani Keeler SuperVU con Montatura Sport Design.

Galileiani Keeler SuperVu con montatura e supporto per lenti correttive € 1.391,00 € 995,00			
2,5X x 34 cm.	2,5X x 42 cm.	3,0X x 34 cm.	3,0X x 42 cm.
16 31M2534	16 31M2542	16 31M3034	16 31M3042
Galileiani SuperVu con caschetto € 1.491,00 € 1.095,00			
2,5X x 34 cm.	2,5X x 42 cm.	3,0X x 34 cm.	3,0X x 42 cm.
16 31C2534	16 31C2542	16 31C3034	16 31C3042



Caschetto  
Comfort



Cappucci protettivi  
autoclavabili

## Ingrandenti Prismatici Keeler

Indicati per gli ingrandimenti necessari per procedure chirurgiche e odontoiatriche avanzate sono prodotti con vetro multistrato della massima qualità, allineati al laser e trattati con rivestimento antiriflesso allo scopo di offrire un'immagine brillante e nitida. Leggeri, 67 g, sono estremamente luminosi.

Forniti in un astuccio rigido comprendono: 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta di sollevamento sterilizzabile, 1 panno per la pulizia.

Prismatici	con Montatura	con Caschetto
4,5X / 34 cm	16 32M4534	16 32C4534
4,5X / 42 cm	16 32M4542	16 32C4542
	€ 1.890,00 € 1.390,00	€ 1.990,00 € 1.490,00



## XL ADVANCE

## Sbiancamento Domiciliare Professionale H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> HP 6%

NATURAL+

**Unico a base di perossido di idrogeno stabilizzato al 100%**

**Veloce rilascio • Alta viscosità • Applicazioni più brevi 60-90 min**

Sbianca, rinforza e desensibilizza grazie all'**esclusiva formulazione** priva di metalli di transizione (creati solitamente dalla reazione per la produzione del H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) e quindi **diversa da tutti**.

La stabilizzazione rende H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> non volatile e la scissione dell'ossigeno è progressiva fino a 48 ore ed è maggiormente penetrante grazie alle dimensioni ridotte della molecola stessa.

**Contiene:** calcio (previene demineralizzazione), nitrato di potassio (previene sensibilità), fluoruro di sodio (rinforzo e azione cariostatica), acqua (previene sensibilità e consente una maggiore penetrazione).

**La esclusiva siringa autobloccante, consente di erogare 1 goccia di gel per dente!**

**50 71160/1 Natural+ Home Kit:** 1 sir. N+ 10ml., 2 SofTray per mascherine

1 astuccio, 1 spazzolino N+, 1 dentifricio Power Prep 30ml., 1 balsamo 5ml.

1 filo interdentale tascabile con specchietto, 1 scala colori

**1+1 omaggio** 2 Kit € 69,00 (€ 34,50 cad.) **massimo due promozioni per cliente**



## Sbiancamento alla Poltrona H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> HP 35%

**Unico a base di perossido di idrogeno stabilizzato al 100%**

**Natural+35%** alla poltrona è stato formulato in modo da prevenire sensibilità e velocizzare la procedura e per questo è stato necessario progettare la speciale lampada LED 800 che grazie alle due lunghezze d'onda 430 e 670nm. consente di fissare ai prismi dello smalto i sali minerali che agiranno per **24-48 ore** che è il tempo di continua azione di **Natural+**

**Procedura:** • Power Prep (10 min.) • Gel Barriera • Natural+ • Lampada 30-40 min. • Rimozione Natural+ Gel • Lucidatura • Balm.

**50 7620 Natural+35% 6 Patients Econ. Kits (Kit 1 + Kit 2)**

**€ 520,00 € 460,00**

**Costo per procedura, tutto compreso, per singolo paziente €76,60**

**59 72800 Lampada LED 800\* con telecomando e accessori**

**€ 1.650,00 € 1.350,00**

**\*30 giorni in uso gratuito acquistando 1 Kit 6 patient N+**



## Sbiancamento "Fai da te" in mascherine HP 6%

Sistema economico e pronto all'uso per mantenimento dopo lo sbiancamento alla poltrona, per richiami e motivazione dopo l'igiene professionale. L'agente attivo in gel H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> è contenuto nella confortevole e invisibile mascherina interna universale UltraFit che rimane adesiva all'arcata da molare a molare. Tempo di azione necessario: **60-90 min.**

Ripetere l'applicazione per **5-10 giorni**.

Il singolo kit è un blister doppio con due porta mascherine con all'interno quelle col gel; è bello anche da dare al Paziente. La confezione contiene 10 Kit.

**Opalescence GO Patient Kit:** 10 Blister (sup+inf) **€ 83,90 + omaggio** PerioSmile

**50 14634 (menta) 2 € 76,00 cad. + omaggio** Go Mini Kit (€ 39,20)

4 blister (sup+inf)



## Sbiancamento alla poltrona Ultradent

• PH Neutro • 2 applicazioni da 20 minuti • Rosso l'applicazione precisa • Sempre fresco da attivare • Contiene agenti desensibilizzanti: Nitrato di Potassio e Fluoro • Formula che non necessita di lampade!

**50 1550 OPALESCENCE BOOST PF Intro Kit.** 4 siringhe da 1,2ml O.B. attivatore, 2 da 1,2ml barriera OpalDam Green, 2 blocca lingua IsoBlock, 2 scale colori, 2 adattatori Luer per aspiratore, 2 cannule SurgiTip, 20 Black Mini Tip

**€ 241,00 € 195,00 + omaggio** Qartz (pag. 11) **200 coppette** (€ 49,50)

**50 1551 OPALESCENCE BOOST Patient Kit.** 2 siringhe da 1,2ml O.B. attivatore, 1 sir. da 1,2ml OpalDam Green, 1 blocca lingua IsoBlock, 1 scala colori, 1 adattatore Luer per aspiratore, 1 cannule SurgiTip, 20 Black Mini Tip.

**€ 131,90 € 106,00 + omaggio** 1 specchietto Crystal (pag.5) (€ 13,50)



# PERIODENT TIPONE Hi-Tech USonic Steel

TIPONE offre un sistema di gestione della qualità (QMS) completo. I prodotti finiti rispettano i principi ISO 9001 e ISO13485 e le disposizioni CE; per la massima soddisfazione dei clienti e dei requisiti legali e con un rapporto qualità prezzo eccezionale. La qualità offerta è sicura e testata, ma è pur sempre un punto di partenza per un miglioramento continuo dei processi di produzione "SGQ" che sono monitorati annualmente e quindi implementati.



## TIPONE SELECTION \*Ems® Style

a scelta 2 -10% • 4 -15% • 6 -20%

Universale. Per rimuovere accuratamente tartaro duro sotto gengivale in ogni quadrante.

59 X24EA € 33,00

PerioSlim. PS, veloce e minimamente invasivo, è ideale per la rimozione del tartaro in tasche parodontali profonde su tutti i quadranti.

59 X24EPS € 33,00

Perio. Adatto per la rimozione precisa di tartaro duro subgengivale e sopragengivale in tutti i quadranti.

59 X24EP € 33,00

2024  
Quality Choice  
★★★★★

### eICPS EMS style


59 X24EICPS eICP set EMS Style € 62,00 € 50  
(chiave ICP WREN inclusa)

ICP 59 X24ICPW Chiavetta ICP WREN € 9,50 € 7,50  
(per tutte le punte ICP utilizzare la chiavetta ICP WREN)


### ICPPeek EMS style

59 X24ICP ICPpeek EMS Style € 99,00 € 80  
Da utilizzare con chiave ICP WREN


eA



ePS




eP



eICP SET



ICPpeek



### CHIAVI DINAMOMETRICHE € 23,00 -20%


59 X24TUN Chiavetta dinamometrica universale compatibile per EMS Satelec NSK.

*Punte ultrasuoni e chiavi dinamometriche disponibili per tutte le principali marche*




59 X24ICPW Chiavetta ICP WREN € 9,50 € 7,50  
(per tutte le punte ICP utilizzare la chiavetta ICP WREN)





Universale. Semplice trattamento sopragengivale con rimozione del tartaro senza danni allo smalto.

59 X24S1 € 33,00



Sottile. Sopra gengivale e sotto subgengivale. Particolarmente efficace negli spazi interprossimali.

59 X24S1S € 33,00




PerioSlim. Lo strumento sPS è veloce e minimamente invasivo, ideale per la rimozione del tartaro nelle tasche parodontali profonde in tutti i quadranti.

59 X24SPS € 33,00




Pulizia d'impianto. PEEK per il TRATTAMENTO in sicurezza e delicatezza di RESTAURI su impianti. sICP contiene 1 chiave ICP, 1 kICP e 2 peek ps.

59 X24SICP € 75,50




Ricambi PEEK - confezione da 10.

59 X24ICP € 99,00 € 80,00




Interprossimale. La sua parte piatta lo rende adatto negli gli spazi interprossimali e nel trattamento sopragengivale. Il suo design anatomico consente un utilizzo rapido ed efficiente.

59 X24S10X € 39,50




Shallow. Strumento tondo sottile adatto per il trattamento nelle tasche poco profonde inferiori a 2-3 mm.

59 X24S10P € 39,50



Sub-gengivale. Tasche medie (<4mm). La rimozione di biofilm e di depositi così, consente l'osservazione della profondità della tasca usando la scala 3mm.

59 X24S10Z € 39,50



Periodonics anteriori. Consente il trattamento del blocco incisivo-canino. Il bordo guida è orientato parallelamente alla tasca. Agevola il lavoro nella tasca parodontale senza ledere il legamento.

59 X24SH3 € 39,50

## Sigillante occlusale per solchi e fossette

**Automordenzante con rilascio e ricarica di fluoro** grazie ai riempitivi brevettati

**S-PRG** (Surface Pre-Reacted glass), caricato al 40% in peso.

- Maneggevolezza e viscosità ideali; elimina i vuoti con una consistenza senza bolle
- Radiopaco come la dentina: 0,92 mm Al
- Unica cariotaticità grazie ai riempitivi S-PRG
- Elevata adesione senza necessità di mordenzatura con acido ortofosforico o risciacquo.
- Quattro passaggi facili, totale **30 secondi!**

22 56798 BeautiSealant Set: Primer 3 ml. 1,2 g BS, 15 cannule

50 Micro Brush fini, 25 vaschette. € 68,20 € 65,00

+ omaggio specchietto Crystal (€ 15,00)

51 57674 Pasta senza fluoro Pressage € 15,75 € 14,50

Consigliato




omaggio



Crystal Super Bright

## Enamelast



**ENAMELAST** Vernice al fluoro senza glutine

Costituita da fluoruro di sodio al 5% aromatizzata e dolcificata con Xilitolo, in resina naturale veicolante. Formula esclusiva con agente brevettato che promuove l'adesione

- Eccellente rilascio e assorbimento di fluoro
- Consistenza liscia, non granulosa
- Pressoché invisibile
- Senza noci e senza glutine

**Gusti disponibili:** orange, cream, coolmint, bubble gum, assortimento, walterberry, caramel (a richiesta).

	50 stick	2 Siringhe
Bubble gum	50 18363	
Walterberry		50 18521
	€ 93,90 € 85,00	€ 10,10 € 8,90

## Scovolini interdentali PERIODENT

Chi li prova scopre la superiorità di questi scovolini interdentali.

- Anima rivestita in plastica per prevenire graffi e sensibilità
- Manico zigrinato per una presa sicura dotato di cappuccio protettivo.

51 310100 PerioProx Plus cf. assortita da 100 pz. € 98,00

51 310106, 101, 102, 103, 104, 105 PerioProx Plus 100 pz. € 92,00

3 -10% • 5 -15% • 10 -20%



**FARMACIE:** Grazie! Segnalateci quelle più vicina a voi, le contatteremo per offrire PerioProx Plus nelle convenienti nuove Eco scatole da 6 che i Pazienti potranno acquistare direttamente.

## Dentifrici schiarenti Ultradent RDA 90

Enzimatico per la rimozione efficace di macchie e patina. Il Basso indice di abrasività RDA 78 lo rende assolutamente sicuro per l'uso quotidiano.

- PH Neutro
- Privo di Triclosan
- Senza glutine
- Ottimo aroma menta.

51 150876 Whitening 100 ml. 12 tubi € 99,90

51 150470 Sensitivity Whitening 100 ml. 12 tubi € 104,90

a scelta: 2 -10% + omaggio 2 blister quattro PerioSmile

3 -15% + omaggio 5 blister dieci PerioSmile



Aderisce a tutte le superfici lisce con ventosa



Copri spazzolini in polipropilene antibatterico

PerioSmile

OMAGGIO



## Drappi protettivi

Drappi antispruzzo molto apprezzati da igieniste e pazienti perchè rappresentano una soluzione pratica ed efficace per proteggere il paziente evitando di "avvolgerlo" in tovaglioli di carta. La retina della metà superiore cattura lo spray mentre il tovagliolo spugnoso della metà inferiore assorbe lo spray d'acqua. Disponibile nei tipi lavabile e monopaziente.

- Proteggono il viso da lucidatura con bicarbonato e ablazione a ultrasuoni.

**PerioComfort lavabile**

12 pz. € 118,00 2 -10% • 3 -15%

GIALLO	VERDE	BLU	BIANCO
53 74120Y	53 74120G	53 74120B	53 74120W

**PerioComfort monouso**

50 pz. € 92,00 2 -10% • 3 -15%

BLU  
53 74110B



## IGIENE & PROFILASSI

## BEAUTISEALANT



## Paste per profilassi superiori anti-spruzzo!

- Miscela unica di agenti pulenti e lucidanti • Massimizza la rimozione mirata delle macchie salvaguardando l'integrità dello smalto • Aiuta a mantenere un livello di fluoro efficace rinforzando lo smalto e prevenendo la carie • Pasta realmente antispruzzo grazie alla consistenza ideale • Si sciacqua facilmente e in modo predicibile • Senza glutine • Made in USA
- Contiene xilitolo, ideale per la prevenzione della carie • **lone fluoro 1,23%** • Disponibile anche **senza fluoro**
- Disponibile in quattro grane: Fine, Media, Grossa ed Extra Grossa (a richiesta) • Disponibile in ottimi gusti: Bubble gum, Ciliegia, Menta, Lampone, Arancia, Uva e **gusti assortiti** • Disponibile in vasetti o coppette.



**QARTZ**



**2024**  
Quality Choice  
★★★★★

**Priva di glutine • Grane disponibili RDA: F 55; M 75; C 85; X-C 95.**  
**Scheda tecnica disponibile a richiesta**

La consistenza ideale la rende "antispruzzo" e facile da utilizzare e da sciacquare. • Priva di glutine • Made in USA  
• con Xilitolo • lone Fluoro 1,23% • Disponibile anche senza Fluoro • **Grane RDA: F 55, M 75, C 85, XC 95.**

**Qartz** 200x2g coppette *gusti assortiti*, con anello € 49,50 € 39,50

51 97162MAS (Grana Media aromi ass.ti) • 51 97162FBG (Grana Fine, Bubble Gum)

### Anelli Monouso

- Per procedure di igiene, endodonzia, ecc. • Per risparmiare tempo ed evitare contaminazioni crociate.

51 P969AM Anelli Monouso, 200 pz. € 23,63 € 18,00



## Contrangolo reciprocante per profilassi. Latex Free!

Movimento reciprocante di 60° che consente il **contatto continuo**, prevenendo così il riscaldamento e velocizzando di molto la procedura in sicurezza. Grazie anche al design interno della coppetta a turbina, non ci saranno più schizzi di pasta, saliva e sangue.

Materiale delicato sui tessuti offre un piacevole **massaggio gengivale**; indicato anche per l'applicazione di medicamenti.

- **Massimo comfort!**

51 P77101 ReciProxy+ Soft, 100 pz. € 69,00 € 65,00

40 P10041 Riduttore Nose Cone 4:1 € 189,00 € 155,00

*Nose Cone si collega a tutti i micromotori elettrici*

Nose Cone + 100 Reciproxy € 250,00 € 185,00 PR NC+RP



**RECIPROXY+**

## Spazzolini in Nylon per profilassi, montati per C/A

Montati su mandrino Inox Hi-Tech per C/A 15 mm. - Max 10.000 g/min.

Spazzolini a Coppette Propy+, C/A, 100 pz. € 59,70 € 49,00 2 € 47,00 cad.

51 P7415R Regular • 51 P7415S (Soft) • 51 P7415XS (X-Soft)

51 P74TR Spazzolini Tapered Propy+ Reg. C/A 100 pz. € 43,50 € 38,00 2 € 34,00 cad.

30 091092 SuperBrush, 50 pz. € 75,00 € 66,00

Vedi pag. 25  
Spazzolini intracoronali SuperBrush



**PROPHY+**



## Coppette per profilassi, montate per C/A Latex Free!

Materiale di grado medicale estremamente confortevole. Lo speciale profilo interno a "turbina" prende meglio la pasta e previene gli schizzi.

Sono montate su mandrini Inox Hi-tech per C/A. Lunghezza 15 mm.


Confezione da 100 colori assortiti - Max 10.000 g/min.

51 P7215 Coppette Propy+ montate per C/A Soft 100 pz.

€ 39,00 2 € 29,00 cad.



**PROPHY+ TURBO**





## Fili retrattori concatenati non impregnati

**Il filo retrattore che segue perfettamente il contorno della preparazione senza uscire dal solco!**

- 30% Maggiore assorbimento • Non si sfilaccia e non scivola • Non si attorciglia alla fresa
- **330 cm 100% • Cotone di altissima qualità.**

Ulteriore vantaggio è dato dall'**ergonomico dispenser con la taglierina** in acciaio inox integrata nel coperchio dotato anche di **scala di misurazione millimetrica**; il filo viene tagliato quando si chiude il coperchio, restando bloccato e non può scivolare indietro nel dispenser.

**05 02311, 12, 13, 14, 15, 16 Easy Cord:** fili di retrazione a maglie concatenate.

Premium cotton 100%.

a scelta **2-10% • 4-15% • 6-20%**

Explorer ultra sottile, ideale anche per rimuovere senza ledere il filo retrattore dal solco gengivale.



33 005125 EX "Smart" Periodent €35,00 €25,00



100%  
Premium Cotton



EASycORD



11 €23,90 12 €21,20 13 €21,20  
14 €21,20 15 €21,20 16 €21,20

## Fili retrattori pieni, compatti e lisci, impregnati con $AlCl_3$

**Best Cord Nano** è in filato misto di poliestere e poliammide intrecciato e impregnato con cloruro di alluminio esaidrato ( $AlClO_3 \cdot 6H_2O$ ), formula più stabile e facilmente solubile in acqua. La particolare tessitura compatta evita impigliamenti, migliora la maneggevolezza e favorisce l'assorbimento.

La retrazione gengivale che si ottiene, migliora di gran lunga la qualità delle impronte (analogiche e digitali) e controlla il sanguinamento e i fluidi sulculari durante le procedure restaurative e protesiche. L'azione vasocostrittiva ed emostatica non causa decolorazioni dei denti.

05 52BC0000	05 52BC000	05 52BC00	05 52BC0	05 52BC1	05 52BC2
N. 000.0	N. 000	N. 00	N. 0	N. 1	N. 2
Dispenser con taglierina di precisione €24,75 2 €19,50 cad.					



BEST CORD  
NANO



## Emostatici Alustat: liquido, gel, foam

**ALUSTAT** Emostatico cloruro di alluminio tamponato

L'uso previsto è lo stesso per tutte le varianti.

05 53ALL10	Liquido al 25% $AlClO_3$ 10 g.	€12,60 €11,50
------------	--------------------------------	---------------

Alustat, **liquido** e **gel** utilizzati per arrestare l'emorragia. Tempo di contatto raccomandato per l'azione specifica è **5 minuti**.

Alustat **Foam**, può essere utilizzato sia per arrestare l'emorragia che per retrarre i tessuti, agisce più rapidamente: **2 minuti**.

05 53ALG5	GEL 25% $AlClO_3$ Siringa 5 ml	€25,00	2 €20,40 cad.
05 53ALG10	GEL 25% $AlClO_3$ Siringa 10 ml	€35,00 €34,70	2 €30,20 cad.
05 53ALF08	FOAM 20% $AlClO_3$ 0,8 g	€13,90	2 €11,50 cad.
05 53ALF408	FOAM 20% $AlClO_3$ 4 Sir. x 0,8 g	€49,00 €47,00	



ALUSTAT



## Emostatico per la cauterizzazione locale

**TCA Dent soluzione al 35% di acido tricloroacetico con aroma.** Utilizzata in odontoiatria per la cauterizzazione locale delle mucose orali. La sua azione si basa sulla coagulazione chimica dei tessuti patologici, favorendo la guarigione delle lesioni granulanti e arrestando piccoli sanguinamenti.

**Modalità d'uso:** **1.** Asciugare e isolare completamente l'area da trattare. **2.** Immergere l'applicatore monouso nella soluzione e rimuovere l'eccesso. **3.** Applicare sulla zona interessata fino a quando il tessuto diventa bianco. **4.** Risciacquare con acqua. • Se la lesione persiste, ripetere il trattamento ogni 2-4 settimane fino alla risoluzione. È importante utilizzare un nuovo applicatore per ogni applicazione per evitare infezioni. • Non utilizzare in pazienti con ipersensibilità ai componenti. • Controindicato nei bambini. • Un risciacquo inadeguato può compromettere l'adesione di eventuali impronte dentali.

05 53TCA10 Flacone 10 ml €32,50 €25,60



## Emostatico e agente di retrazione per impronta

**Emostasi e Retrazione contemporanea.**

- Pratico confezionamento in siringhe con punte incluse • Applicazione rapida e agevole • L'agente emostatico della formulazione assorbe ogni sanguinamento o liquido sulcolare • Utilizzato prima del rilievo di impronte protesiche e implantoprotesiche, cementazioni, preparazioni cavarie e in odontoiatria conservativa.

05 015102 Intro Kit: 2 sir. da 2 g cad + 12 puntali €54,50 -10% • 2-15%

05 015106 Kit: 6 siringhe da 2 g cad + 36 puntali €135,50 -10% • 2-15%



Grazie  
Prof.  
Loris Prosper

GINGITRAX PERIODENT

## Retrattore gengivale **PERIODENT**

Consentono di scostare la gengiva marginale senza danneggiarla e proteggendola nel corso della preparazione dentaria. Realizzati in acciaio inox, sono **modellabili ed orientabili**. Facilmente inseribili nell'apposito manico, progettato per poter montare anche l'inserito orientabile portalame. Tutti i componenti sono sterilizzabili.

33 077GTRK GingiRex Kit 2 Small, 2 Long, 1 Manico € 285,00 € 245,00  
33 077GTRS Retrattore small GingiRex € 35,50 • 2 € 31,50 cad.  
33 077GTRL Retrattore large GingiRex € 35,50 • 2 € 31,00 cad.

Grazie  
Prof. Loris Prosper



**GINGIREX**



33 077GTRH € 155,00 € 145,00



## Portaimpronte in materiale rigido **PERIODENT**

• Per risparmiare tempo e costose spese di laboratorio • Robusta struttura in plastica rigida e priva di distorsioni progettate anatomicamente con bordi lisci per il comfort del paziente • Eccellente ritenzione per il materiale da impronta pur fornendo un'eccellente pressione per rilevare con precisione tutti i dettagli.

Blu-Tech ARCATE COMPLETE conf. 10 pz € 10,00		
Misura	SUPERIORI	INFERIORI
Small	07 P58U55	07 P58LS6
Medium	07 P58UM3	07 P58LM4
Large	07 P58UL1	07 P58LL2

Blu-Tech ANTERIORI conf. 10 pz € 10,00	
Misura	INFERIORI
Anteriore	07 P58UA9
Superiore	07 P58LA10

Blu-Tech QUADRANTI conf. 10 pz € 10,00	
Misura	INFERIORI
N. 8	07 P58QD8
N. 7	07 P58QD7

Set 10 pz.  
€ 12,90 € 10,00



Le sezioni della base possono essere facilmente rimosse con una fresa.



lo spessore ridotto dei bordi sulla parete labiale facilita la rimozione in presenza di perni inclinati

## PVS per modelli e restauri indiretti


**Per ottimi restauri indiretti.** Il sistema Mach-2 consiste di due materiali in silicone speciale: **1.** Materiale liquido Mach-2; **2.** Materiale tissotropico Blu Mousse. Dopo l'indurimento i 2 materiali producono in pochi minuti un modello preciso, liscio, senza bolle e dimensionalmente stabile. **Indicato per:** • Intarsi in composito semi-diretti • Provvisori indiretti in resina • Lavori indiretti con Ribbond • Preparazione modelli per mascherine.

07 72333 MACH2 cartucce 2x50 ml. Mixing Tips: 10 Yellow, 10 gray intra oral

€ 81,00 € 69,00

07 72357 Blu-Mousse superfast 2x50 ml. 10 mixing tips € 79,40 € 68,00

**MACH-2  
BLUE MOUSSE**



2-Min Set

## Hydrogum 5

**Alginato cromatico a presa extra rapida**

5 giorni di stabilità dimensionale.

- Presa extra rapida 1'50"
- Colore lilla
- Aroma mangostano.



07 42170 Hydrogum 5 Long Life, 1 busta 453 g.

€ 13,90

## Alginato superiore Image DustFree

• Piacevole aroma di menta • Colore verde, massimo contrasto e lettura dei dettagli • Biodegradabile al 100% • Ottimo anche per la realizzazione diretta di provvisori.

Agevole miscelazione consente la realizzazione di modelli di qualità insuperata grazie alla superficie levigatissima. Le confezioni in buste di polialuminio da 500 g aumentano la conservabilità.

Alginato Image Dustfree, aroma di menta. Image 500 g.

07 321416 Fast 2 min. € 13,00 • 07 321426 Regular 3 min. € 13,00



## C&B Lubricant

Isolante super sottile che contribuisce alla rimozione delle impronte in idrocolloide alginato da aree tendenzialmente soggetti a strappi. Si comporta come un sulfattante che agevola lo scorrimento dei materiali di impronta.

Consigliato per i fili Best Cord Nano.

07 39190 C&B Lubricant 60 ml. € 32,00 € 19,00



## Puntali Terminali Intraorali

46 452091 Terminali per puntali miscelatori Heavy e Medium, trasp. 48 pz. € 26,60 ad esa. € 9,00

46 P5090 Termin. intraorali **PERIODENT** gialli 100 pz. € 23,60 2 cf. € 12,50 cad.







### Sistema Erogatore di anestetico locale computerizzato

L'**anestesia intraligamentare** diventerà la prassi rendendo un'eccezione l'infiltrazione e la troncatura, comunque con Calaject più facili e precise. Uno dei segreti per l'anestesia indolore è la somministrazione lenta e controllata dell'anestetico (1 goccia ogni secondo). Diventano possibili anestesi profonde dei singoli denti e palatali, indolori e senza successivi intorpidimenti di guance, labbra e lingua. **Flessibilità d'installazione.** Funziona anche con la pedaliera del riunito. • **Confort per il paziente** - aiuta a rafforzare la fiducia dei pazienti e li fidelizza • **Facile per l'operatore** - Flusso automatico senza pressione. Tre regolazioni programmate per: anelgesie locale del legamento parodontale (PDL), infiltrazione, troncatura • **Economico** - nessun costo aggiuntivo per consumabili - terminale porta tubo fiala autoclavabile - utilizza aghi convenzionali e tubofiale standard. **Unità di controllo:** • Pannello touch screen, liscio e igienico; facilissima operatività "one touch"; ottima visibilità del programma selezionato • 3 programmi automatici preimpostati • Indicatore digitale a colonne per visualizzare la resistenza che l'ago incontra alla sua estremità durante l'anestesia • Batteria ricaricabile agli ioni di litio, non serve l'alimentazione a rete (solo per la ricarica) • Segnale acustico della velocità d'iniezione. **Manipolo e Supporto:** • Ergonomico e perfettamente bilanciato • Completamente esente da suoni e vibrazioni fastidiose • Visibilità diretta della tubofiale durante l'intera procedura • Aspirazione automatica (passiva) • Utilizzo di aghi dentali standard • Supporto con dispositivo di sicurezza per il reincappucciamento dell'ago usato (contaminato) • Cilindri trasparenti autoclavabili e riutilizzabili.

01 781300 Calaject sist.completo € 3.200,00 € 2.800,00



### Siringa per anestesia Ronvig, garanzia 5 anni!

La siringa a cartuccia **ASPIJECT® Active Compact** offre numerosi vantaggi: **Manico e impugnatura ergonomici.** • La breve distanza tra l'anello per il pollice e il supporto per le dita assicura una presa sicura per tutte le dimensioni di mano • Il manico nero della siringa è sagomato per una presa confortevole, riducendo l'affaticamento della mano e migliorando la precisione • L'impugnatura ergonomica consente un maggiore controllo della siringa durante l'aspirazione e l'iniezione • Il design ergonomico minimizza lo sforzo della mano, permettendo di concentrarsi sulla tecnica di iniezione piuttosto che sulla presa della siringa. **Aspirazione semplificata.** Poiché le siringhe a carpule sono utilizzate con una sola mano, eseguire il movimento attivo di trazione per l'aspirazione può essere impegnativo senza perdere il controllo. La **ASPIJECT® Active Compact** risolve questa sfida: • La breve distanza dell'asta del pistone consente un controllo completo durante il movimento di trazione del pistone • La punta con arpione si aggancia facilmente al pistone di gomma della carpule. **Somministrazione fluida.** • Il movimento senza attrito del pistone consente una somministrazione fluida e costante dell'anestetico, migliorando il controllo tattile e il comfort del paziente.

01 7340 Siringa Aspiject Active Compact € 188,00 € 155,00

### ASPIJECT ACTIVE COMPACT



### Siringa intraligamentare Ronvig, garanzia 5 anni!

Siringa a forma di penna in acciaio inox sterilizzabile in autoclave e utilizzata con cartucce standard ed aghi universali. Il dosaggio è controllato e l'iniezione è lenta e atraumatica.

• Compatta, utilizzo semplice • Leva di dosaggio automatico dell'anestetico • Cilindro intorno alla cartuccia completamente chiuso, protegge in caso di rottura della tubofiale • Sterilizzabile con ogni sistema • Garanzia 5 anni. **Anestesia intraligamentare PDLA.** La tecnica intraligamentare facilita i trattamenti di routine e fa risparmiare tempo • Azione immediata • Anestesia profonda di un singolo dente • Denti in più di un quadrante possono essere trattati nella stessa seduta • Controllo del dolore delicato • Assenza d'intorpidimento dei tessuti molli • Sostituisce la maggior parte delle iniezioni palatali • Riduce sostanzialmente il rischio di ematoma.

01 7373 Sir. intraligamentare Paroject € 339,00 € 289,00

Ricambi Siringhe Ronvig sempre disponibili



### PAROJECT



Prof. Dr. Peter Sykes  
BDS, LDS, RCS.  
Clinical review,  
Dental Practice.



### Siringa aspirante a inserimento laterale

In acciaio tedesco Hi-Tech Stainless Steel.  
Sterilizzabili in autoclave a 134°C.

01 031218 PerioJet siringa aspirante attacco metrico 1,8 ml € 38,50 € 31,00 • 2 € 27,00 cad.



### PERIOJET



### Siringa intraligamentare PERIODENT

Dispensa con precisione 0,2 ml di anestetico grazie al sistema a pressione perfettamente calibrato • Azione a ghiera per una pressione positiva rispetto ai vecchi sistemi a molla, non può perdere la calibrazione • Erega pressione costante e controllata, riducendo così i rischi di frattura della tubofiale.

01 037PNT Con due proteggi cartridge € 135,00 € 115,00 • 2 € 105,00 cad.



### PERIO-N-TRALIG





## Diga Latex e Latex Free *PERIODENT*

First class Hi-Tech Pure Latex Ipoallergenico. Sicura e massima resistenza allo strappo

**Garanzia di qualità e freschezza. Sempre!**

- Il processo di produzione consente la massima riduzione delle proteine allergeniche del lattice naturale
- Fogli separati ad uno ad uno da carta
- Facile presa e maggior controllo dell'igiene
- Massima qualità nella scelta della materia prima, nei sistemi di produzione, nella selezione e nel confezionamento del prodotto finito.

Latex-Free sottovuoto  
durata pressoché illimitata

HI-TECH LATEX MEDIA € 16,90	
Verde	Blu
12 073121	12 073124
7 € 14,50 cad. • 15 € 13,50 cad. • 32 € 12,50 cad.	

H.T.L. HEAVY € 17,90	
Verde	Blu
12 073131	12 073134
3 € 15,50 cad.	

LATEX FREE MEDIA € 36,50	
Verde	Blu
12 075321	12 075324
15 x 15 cm, conf. 20 fogli	

## Kit Diga *PERIODENT* e componenti

Kit completo per la tecnica della diga di gomma. Ogni componente è acquistabile anche separatamente.

Contiene: Pinza per uncini *PERIODENT* Perio Clamp • Pinza fora-diga *PERIODENT* Ivory Style • 3 Archetti tipo young (S,M,L) • 10 Uncini con alette tranne il W8A: 00, 3, 4, 12A, 13A, 27, 29, 210, 212, W8A • 1 Piastra Inox organizer per 10 uncini • 1 Cassetta Inox "Rubber Dam Complete System" • 36 Fogli diga *PERIODAM* blu media (15x15 cm),



12 017KDD Kit Diga Deluxe	€ 395,00	€ 320,00
12 05730Foradiga <i>PERIODENT</i> Ivory Style	€ 76,00	€ 65,00
12 057140 Allarga uncini <i>PERIODENT</i> Ivory Style	€ 55,00	€ 48,00
12 05150* Allarga uncini <i>PERIODENT</i> UniPalm	€ 79,00	€ 69,00
12 0970IA* Archetto Ivory Style Adult	€ 39,00	€ 31,00
12 0970IC* Archetto Ivory Style Child	€ 39,00	€ 31,00

Archetto Young Stainless Steel 1 pz. € 19,50		
12 09101	12 0970M	12 09102
Piccolo 8 x 8,5 cm	Medio 10 x 9,5 cm	Grande 12,5 x 12,5 cm



## Diga con archetto montato ZIRC Latex Free

Diga di gomma innovativa e pratica con archetto flessibile incorporato

**Ideale per l'isolamento nei settori anteriori**

- Molto confortevole perché si adatta all'esterno della bocca
- L'archetto flessibile è parte della diga che ha un foro decentrato (1,27 cm dal centro) che riduce la possibilità di strappare la diga (possono essere fatti ulteriori fori)
- Disponibile in lattice naturale o latex free. Translucente, molto estensibile, resistente agli strappi fornisce ottima visibilità
- Radiografia senza togliere Insti-Dam ma piegandola a lato
- Minima trazione sull'uncino, Monouso.

12 57019	Original, 20 pz.	€ 112,00	2 € 95,00 cad.	• 4 € 89,50
12 57037	Relaxed Fit, 20 pz.	€ 114,00	2 € 96,90 cad.	• 4 € 91,00



**INSTI-DAM**



## Fili elastici Latex Free per diga

Speciale cordoncino elastico progettato proprio per stabilizzare efficacemente la diga di gomma nella cavità orale durante procedure odontoiatriche. Facilita l'isolamento del campo operatorio, migliorando la visibilità e l'efficienza clinica. **Caratteristiche principali.** • Funzione: stabilizza la diga di gomma posizionandosi negli spazi interdentali tra i denti esposti e quelli coperti dalla diga. • Materiale: **Senza Lattice**, cordoncino elastico, disponibile in tre spessori per adattarsi a diverse esigenze cliniche: Fine (blu) • Medio (verde) • Grosso (rosa) • Confezione: dispenser contenente 1,2 metri di cordoncino, facilitando il dosaggio e la conservazione.

**Modalità d'uso.** 1. Tagliare circa 4 cm di cordoncino dal dispenser. 2. Applicare un lubrificante idrosolubile per facilitare l'inserimento. 3. Inserire il cordoncino nello spazio interdentale tra il dente esposto e quello coperto dalla diga. 4. Regolare la lunghezza, se necessario, tagliando l'eccesso con forbici.

**Nota:** L'uso di un lubrificante idrosolubile facilita l'inserimento del cordoncino negli spazi interdentali. **Precauzioni.** • Conservare nella confezione originale, al di sotto dei 25°C, lontano dalla luce solare diretta. • Tenere fuori dalla portata dei bambini.

12 3951F	BLU fine	12 3951M	VERDE medio	12 3951L	ROSA grosso	€ 21,00 € 18,50
----------	----------	----------	-------------	----------	-------------	-----------------



**RUBBER-DAM CORD**





## UNCINI IVORY OUTLET

THE ILIC SALES 25<sup>ON</sup> FIRE

Uncini originali **IVORY** (W = senza alette consigliati per posteriori)

**codice 12 42... seguito dal numero dell'uncino**

<b>1A</b> 22,90 13,90 anteriori e premolari	<b>W4</b> 23,90 5,50 mol. sup. picc.	<b>W5</b> 23,90 11,50 molari sup. larghi	<b>W7</b> 23,90 11,50 molari inf. quadrati	<b>7B e W7B</b> ad esa 16,50 5,50 molari inf. extra larghi	<b>10</b> 23,90 9,50 <b>W10</b> ad esa 9,50 molari piccoli dx
<b>10A e W10A</b> ad esa 19,90 5,50 molari dx	<b>11</b> 23,90 9,50 <b>W11</b> ad esa 5,50 molari piccoli sx	<b>11A e W11A</b> ad esa 19,90 5,50 anteriori inf. piccoli	<b>12 e W12</b> ad esa 18,90 5,50 molari inf. dx	<b>13</b> ad esa 16,50 5,50 molari inf. sx	<b>W13</b> ad esa 16,50 3,00 mol. inf. sx
<b>W14</b> ad esa 22,90 8,50 gen. tondi parz. rotti	<b>14A</b> 18,90 9,50 <b>W14A</b> 18,90 9,50 come 14 + largo	<b>14AD</b> ad esa 16,50 5,50	<b>15</b> ad esa 16,50 5,50 labiale incisivi inf.	<b>17</b> ad esa 16,50 3,00	<b>18</b> ad esa 16,50 3,00 mol. inf.
<b>18N</b> ad esa 16,50 5,50	<b>20</b> ad esa 17,90 5,50 premolari inf. sx	<b>22 e W22</b> ad esa 16,50 3,00 molari sup. dx	<b>22A e W22A</b> ad esa 16,50 3,00 molari dx	<b>23 e W23</b> ad esa 16,50 3,00 molari sup. sx	<b>23A e W23A</b> ad esa 16,50 3,00 molari sx
<b>24N</b> ad esa 17,90 14,90 molari festonato largo	<b>25N</b> ad esa 19,90 9,50 molari festonato largo	<b>W27</b> ad esa 19,90 5,50 molari cavità distali	<b>28N</b> 22,90 11,50 molari	<b>30N</b> ad esa 16,50 3,00	<b>31N</b> ad esa 16,50 3,00 molari sup. festonato
<b>W56</b> 23,90 11,50 mol. grandi inf.	<b>21</b> ad esa 17,90 2,50 rulli cotone molari	<b>21A</b> ad esa 17,90 2,50 rulli cotone molari	<b>31</b> ad esa 16,50 2,50 rulli cotone	<b>27 S.S. White</b> 14,50 2,50 molari decidui	

### RUBBER-DAM LIQUID

Diga chimica fotopolimerizzabile progettata per proteggere le gengive durante trattamenti odontoiatrici come sbiancamento, mordenatura, microabrasione e sabbatura. • **Blu**, per migliore visibilità • **Ottima adesione** gengivale • **Facile** da applicare e rimuovere. Grazie anche alla sua consistenza e prodotto consigliato anche per la tecnica "stamp technique": impronta dell'anatomia occlusale prima della preparazione della cavità, in modo da utilizzarla dopo le preparazioni per modellare l'ultimo strato di composito non polimerizzato, per ottenere una ricostruzione fedele alla morfologia originale del dente. Grande risparmio di tempo per ritocchi e lucidatura post-operatoria.



12 393RDL1 Sir. 1,2 ml con applicatori € 15,50 € 12,70  
12 393RDL4 4 Sir. x1,2 ml e applicatori € 52,00 € 45,00

### RUBBER-DAM CORD

RUBBER DAM Filo elastico Latex Free. Viene inserita negli spazi interdentali per mantenere il foglio in posizione, garantendo un campo operatorio asciutto e isolato.

1. Tagliare un segmento di circa 4 cm.
2. Inserire negli spazi interdentali tra il dente esposto e quello coperto dal foglio di diga.
3. Regolare la lunghezza se necessario, tagliando con le forbici.
4. L'uso di un lubrificante idrosolubile può facilitare l'inserimento.

RUBBERDAM CORD 1,2 m.

Dispenser con sistema di taglio integrato per un dosaggio preciso.

Sottile 12 3951F • Medio 12 3951M • Spesso 12 3951L  
€ 21,00 2 a scelta € 18,50 cad.





## Sigillante idrofilo per diga e di più!




ORASEAL

### OraSeal aderisce persino sotto acqua e saliva!

• Isolamento aggiuntivo con diga: Se la diga non sigilla bene al margine gengivale, sopra cuspidi lunghe o in presenza di connettori protesici che impediscono l'adattamento. • Riparazione perdite della diga: piccoli fori, lacune, o dove la diga si è strappata. • Protezione gengivale durante procedure chimiche (es. sbiancamento con perossido, etch con acido fluoridrico) per evitare irritazioni / danni. • "Block-out" per impronte: colmare spazi indesiderati sotto impianti, barrette, attacchi protesici, ponti o in zone con grandi embrasure gengivali, per evitare che il materiale da impronta o resine si blocchino negli undercut. • Isolamento per bonding / ortodonzia: prevenire contaminazioni da saliva, specialmente a bordo gengivale o attacco di brackets ortodontici.

12 19351 OraSeal Caulking 4 sir. x 1,2 ml € 48,00 € 42,00 • 46 12661 White Mac Tip, 20 pz. € 12,20 € 11,00



## Dispositivo per aspirazione continua ZIRC

È un prezioso ausilio per l'isolamento. Facilmente si fa scorrere Pink Petal™ su un qualsiasi aspirasaliva creando un dispositivo che fornirà aspirazione continua. Questo prodotto è di grande sollievo per i pazienti che vogliono tenere loro stessi l'aspiratore e che non vogliono deglutire durante una procedura.

Ideale per scaling e levigatura radicolare, detartrasi con ultrasuoni, sigillature. Mantiene stabile e fermo l'aspirasaliva. Protegge e ritrae la guancia. Il paziente può chiudere facilmente con l'aspirasaliva. Scorre facilmente sull'aspirasaliva. Materiale morbido e confortevole. Uso singolo. Privo di lattice.

32 36976 Pink Petal 100 pz. € 81,50 € 75,00 • 2 € 69,00 cad.

*Questo petalo rosa ha cambiato la qualità della mia vita alla poltrona: basta rulli di cotone, basta mucose aspirate o paziente che deglutisce! Inserisci l'aspirasaliva col petalo e te ne puoi dimenticare, e il paziente ne apprezzerà il confort.*

Dr.ssa Viviana Cortesi Ardzionone



PINK PETAL



## Aspirasaliva tienilingua

Offre un'area di lavoro asciutta.

Tiene la lingua in una posizione stabile per proteggerla da lesioni. Funzionamento semplice, facile da posizionare e rimuovere. Comodo, senza spigoli vivi o angoli.

La grande superficie di aspirazione evita il blocco ed è più confortevole.

Riduce la sedimentazione di materiali di fresatura nelle tubazioni e filtri.

Uso singolo. Fornito premontato.

32 32010 10 pz. € 25,50 • 2 € 22,00 cad.

32 32050 50 pz. € 90,00 • 2 € 78,00 cad.



## Spugnette confortevoli per aspirasaliva

Confortevoli spugnette da utilizzare inserite nell'aspirasaliva.

- Previene il risucchio delle mucose con la conseguente irritazione delle stesse
- Aumenta il comfort del paziente
- Migliora l'aspirazione
- Riduce il rumore dell'aspirazione
- Monouso.

32 329970 Se-Cushion 100 pz. € 40,50 • 2 € 37,00 cad. • 3 € 34,00



SE-CUSHION



## Aspirasaliva modellabili in PVC non tossico

Modellabili con anima metallica incorporata nella cannula senza colle, Sistema innovativo brevettato. Cappuccio d'aspirazione rimovibile inserito in modo totalmente sicuro: evita il distacco durante l'uso.

Confezioni igieniche in buste sigillate da 100 pz.

a scelta 2-10% • 3-15%

13 cm	100 Pz € 3,80	10x100 pz. € 35,90	15 cm	100 pz. € 3,80	10x100 pz. € 35,90
ARANCIONE	32 0241361	32 0241311	ARANCIONE	32 0241561	32 0241511
AZZURRO	32 0241362	32 0241312	AZZURRO	32 0241562	32 0241512
BLU	32 0241363	32 0241313	BLU	32 0241563	32 0241513
GIALLO	32 0241364	32 0241314	GIALLO	32 0241564	32 0241514
ROSSO	32 0241365	32 0241315	ROSSO	32 0241565	32 0241515
TRASP.	32 0241366	32 0241316	TRASP.	32 0241566	32 0241516
VERDE	32 0241367	32 0241317	VERDE	32 0241567	32 0241517



PERIODENT





## Compresse assorbenti confortevoli

### Normali o con superficie riflettente

NeoDrys possono in casi selezionati, sostituire la diga per procedure di sigillatura e con i compositi, prevengono la diluizione del gel per la fluoro-profilassi, migliorano l'accuratezza dei materiali di impronta e proteggono le marcature occlusali. NeoDrys facilitano inoltre il lavoro con i laser, le preparazioni per amalgama, l'ortodonzia e le procedure di cementazione più lunghe.

Utilizzo facile: inserire con la freccia verso il fondo della bocca ed il lato colorato contro la guancia. Inizia ad aderire entro pochi secondi e resta in sede finché non viene rilasciato con abbondante spray d'acqua sul lato vestibolare. Confortevole per operatore e paziente: grazie al design flessibile e conicizzato ed ai morbidi angoli "comfort edge". Il vantaggio aggiuntivo del lato riflettente la luce è molto apprezzato, il foglio riflettente agisce anche da protezione delle guance durante l'uso dei manipoli.

53 39401 S Giallo/Bianco 50 pz € 23,00 • 2 € 20,50 cad. • 4 € 19,50

53 39402 L Blu/Bianco 50 pz € 23,00 • 2 € 20,50 cad. • 4 € 19,50

53 39411 Riflettente S Giallo 50 pz € 25,00 • 2 € 22,50 cad. • 4 € 21,00

53 39412 Riflettente L Blu 50 pz € 25,00 • 2 € 22,50 cad. • 4 € 21,00



Applicare



Lato contro guancia



Spray per rimuovere



## Rulli colorati in cotone Premium Quality

Il rivestimento speciale anti-adesione, le fibre compatte e la speciale levigatura, consentono di proteggere le mucose anche durante la rimozione.

Rulli PerioRolls - Lunghezza 36 mm € 14,60			
n. 1 ø 8 mm - 500 pz. 250 g	Colore	n. 2 ø 10 mm - 400 pz. 310 g	
53 09301B	BLU	53 09302B	a scelta 2 -10% 4 -15% 6 -20%
53 09301G	VERDE	53 09302G	
53 09301V	VIOLA	53 09302V	
53 09301P	ROSA	53 09302P	
53 09301Y	GIALLO	53 09302Y	

Ad esa nr. 1 cf. 750 pz.: rosa (53 093314), verde (53 093312) € 13,50



PERIOROLLS

Premium Quality:  
Coloranti naturali, sicuri  
Non lasciano pelucchi!

NEW



100% Purissimo Cotone

## Puntali aspiranti per siringhe aria/acqua

### Puntali Monouso per siringhe aria/acqua (short Euro type\*)

Garantiscono un getto d'aria potente e asciutto, aria e acqua sono tenute separate dallo speciale design • Design unico "quad air core" per garantire aria secca • Bordi arrotondati per il massimo comfort del paziente.

32 P21628S S-T Short EU, col.ass.spectrum 250 pz.


32 P21628W S-T Short EU, bianco 250 pz.

€ 39,50 € 33,00

\* Disponibili anche per siringhe attacco americano.



SAFE-TIP



Colore Bianco

6 Colori assortiti  
Spectrum

## Cannule d'aspirazione con bordo morbido

### Cannule d'aspirazione usa e getta

- Il bordo morbido di Soft Touch elimina il rischio di lacerazione del tessuto orale • Il Tubo è sufficientemente rigido e resistente per la retrazione della guancia • Ventilato per ridurre l'aspirazione dei tessuti non necessaria e aumentare l'area di aspirazione
- Superficie accuratamente lucidata per un funzionamento regolare e silenzioso
- Adatto a aspiratori standard da 11 mm • Colore: bianco (con punta Blu Lavanda).

32 P2STCB punta colore blu 50 pz. € 6,40

32 P2STCL punta colore lavanda 50 pz. € 6,40



SOFT TOUCH



NEW

Punta morbida

Tubo rigido

## Cannule d'aspirazione HVE angolate

Design specifico per l'aspirazione di grandi volumi durante gli interventi chirurgici. Progetto pensato sia al professionista, che al comfort del paziente. • Compatibili con tubi di aspirazione standard europei da 16 mm • Ergonomico e robusto, ideale per la retrazione delle guance durante le procedure • Superficie interna e bordi completamente lucidati per un funzionamento silenzioso e massimo comfort per il paziente • Autoclavabili prima dell'uso, fino a 134 °C • Monouso, senza lattice e senza ftalati.

33 P1335L Adulto Large • 33 P1335M Adulto Medio • 33 P1335P Pedo

(cf da 10 pz.) colori assortiti: lavanda, azzurro, verde chiaro, lime e giallo € 15,60



HVE



## Localizzatore di carie

Il colorante rosso penetra selettivamente nei tessuti cariati, evidenziandoli e facilitando così la rimozione completa e preservando i tessuti sani.

22 327RD2 Red Detector localizzatore di carie 2 ml € 20,20 € 18,50



RED DETECTOR



## Matrici sezionali Ultradent



Nuovo, per ottenere restauri anatomicamente naturali, riducendo il tempo per la modellazione e rifinitura. **Halo** assicura dei punti di contatto stretti a garanzia della longevità del restauro. La massima separazione tra i denti ottenuta grazie alla forza dell'anello in Nitinol e alla forza attiva del cuneo **Halo**. Questo sistema ideale di separazione consente facilmente di restaurare singoli denti o restauri back-to-back. Il design unico della punta e del profilo dell'anello **Halo** permette alla matrice di adattarsi completamente alla preparazione dal margine gengivale alla cresta marginale e aiuta a mantenere la forma anche in preparazioni estese, garantendo sempre dei restauri che si adattano all'anatomia naturale del dente.



HALO Matrici <b>Original</b> 0038 mm			
mm	50 pz € 49,50	100 pz € 95,00	
3,5	23 123448 (5448)	23 123449 (5449)	
4,5	23 123450 (5450)	23 123451 (5451)	
5,5	23 123452 (5452)	23 123453 (5453)	
6,5	23 123454 (5454)	23 123455 (5455)	
7,5	23 123456 (5456)	23 123457 (5457)	



HALO Cunei 100 pz € 38,00		
S	23 181042 (5042)	
M	23 181043 (5043)	
L	23 181044 (5044)	

HALO Anelli Universali		
1 pz € 105,00	2 pz € 193,00	
23 122008 (5008)	23 122009 (5009)	

**KIT Halo Mini original + Pinza UNP PR MHOKM**

€ 238,00 (€ 278,00)

23 123835 (4835) **Kit HALO Mini Original**. Contiene: 2 x anelli universali, 5 x matrici di ciascuna dimensione: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm, 5 x cunei di ciascuna dimensione S, M, L, 1 x organizer Halo. € 199,00

**KIT Halo Intro original + Pinza UNP PR MHOKI** € 317,00

23 123832 (4832) **Kit HALO Intro Original**. Contiene: 2 anelli universali, 125 matrici (25 per dimensione: 3,5-4,5-5,5-6,5-7,5 mm), 75 cunei (25 per dimensione: S-M-L) - 1 organizer Halo.

€ 317,00 + omaggio pinza *Periodent* universale UNIPalm per tutti gli anelli e uncini (€ 79,00)



Quando i restauri presentano perfetti punti di contatti e una curvatura anatomica il tempo della loro modellazione e rifinitura si riduce. HALO GARANTISCE CIÒ PER OGNI SINGOLO RESTAURO.

## Porta matrici asimmetrico **PERIODENT**

Il taglio asimmetrico consente la conicità che garantisce il contatto gengivale più stretto per una sigillatura intima in tutti i restauri • Perfettamente stabili • Spessore ideale anche per spazi stretti • Profilo snello senza ingombri per ottenere sempre bombature adeguate.

23 011K1 Kit 2 Portamatrici: 1 dx/sup.-sx/inf. 2 dx/inf.-sx/sup. + 5 A + 5 B Matr. Brenner € 208,00 € 168,00

23 01242 Brenner A diritte 114 pz. ca. € 178,00 2 € 143,00 cad. • 23 01243 Brenner B curve 108 pz. ca. € 178,00 2 € 143,00 cad.



nr. 1 per quadrante dx/sup., sx/inf.



nr. 2 per quadrante dx/inf., sx/sup.



23 01242 Matrici Brenner A



23 01243 Matrici Brenner B

## Separatori **PERIODENT**

**Ivory** utilissimo anche per la cementazione contemporanea di due faccette, situazione in cui i punti di contatto creano problemi. Si procede con la prova di faccetta alla volta; poi se ne cementa 1 e, dopo aver rimosso il cemento eccedente, si posiziona l'altra con il separatore in sede.

33 071902 Elliot • 33 071914 IVORY 14 € 66,00 • 2 a scelta € 55,00 cad.

Grazie Prof. Loris Prosper



Ivory 14



Elliot

## Cunei e matrice interdentale di sicurezza

By Dr. Domenico Massironi  
Per ogni Preparazione è necessario iniziare con la **Fase di Separazione**

23 334249 Fender Wedge Prep KIT, 36 pz.  
€ 74,40 € 58,00

Preparazione con FenderWedge Prep



Abbastanza difficile



PIUTTOSTO FACILE





## Apribocca intelligente

**Apribocca intelligente** grazie al design unico agevole da inserire e confortevole per il paziente.

Stabilizza e sostiene in modo confortevole permettendovi di mantenere la visuale senza impedimenti sul campo operativo e l'accesso all'area di lavoro riducendo l'affaticamento. Esente da lattice.

XS	Pedo	Standard	Large	€ 62,00 a scelta
33 37710	33 37711	33 37712	33 37713	2 € 55,00 cad. • 4 € 50,00



Made in USA



## LOGI BLOC

## Mordenzante ortofosforico 36%

- Viscosità ideale: penetra nelle più piccole irregolarità e non cola sulle superfici verticali
- Ottima solubilità in acqua per un risciacquo rapido e completo • Blu per facilitare il controllo durante l'applicazione.

Indicato per creare superfici ritentive ideali per l'adesione. Utilizzabile anche come decontaminante di superfici di composito o ceramica prima dell'adesione.

Per ogni codice **omaggio** 1 cf. 20 Inspiral Brush Ultradent

22 31BE2	Siringa 2 ml	€ 5,00	22 31BE10	Siringa 10 ml	€ 15,00
22 31BE102	Siringa 2 ml cf. 10 pz.	€ 33,00 • 2 € 28,00 cad.	22 31BE50	Siringa 50 ml	€ 51,00 2 € 41,00 cad.



Inspiral Brush



## BLU ETCH

## Adesivo universale monocomponente Universale

Adesivo automordenzante monocomponente di ultima generazione con nuovo Silano **ARS (Acid-Resistant-Silane)** indicato per ricostruzioni estetiche in composito, riparazioni di restauri, cementazione definitiva di restauri indiretti (comprese faccette) e ricostruzione di monconi.

Grazie al nuovo Silano ARS, BeautiBond Xtreme aderisce a smalto, dentina e ad un'ampia gamma di materiali per restauri indiretti (composito, leghe in metalli preziosi e non preziosi, vetroceramica, allumina e ossido di zirconio). Non è necessario un primer aggiuntivo.



Video

22 542449 BeautiBond XTreme, 5ml, € 76,65 € 61,95

**Semplice applicazione. Si inizia la ricostruzione in meno di 30 secondi, senza aspettare!**

1. Applicare l'adesivo sulla superficie d'adesione (frizionare per 20 sec. direttamente e dopo la mordenzatura con acido fosforico). Nessun tempo di attesa.
2. Asciugare prima con un getto d'aria delicato per 3 sec. poi con un getto d'aria forte.
3. Fotopolimerizzare (LED 5 sec./ ALOGENA 10 sec.).

Se dopo l'asciugatura ad aria l'adesivo non presenta una superficie lucida ed uniforme, ripetere i passaggi 1 e 2.



## BEAUTIBOND EXTREME



**NEW**

Film 5µm



Privo di HEMA

- Migliori proprietà grazie alla tecnologia dei monomeri quadrifunzionali
- Forte legame adesivo
- Facile utilizzo
- Minimo spessore della pellicola per la massima estetica.



## Composito fluido ibrido Brevetto PRG SHOFU

F00 Sir. 2,2 g + 5 puntali € 33,55		F03 Sir. 2,2 g + 5 puntali € 33,55	
Colore	Cod	Colore	Cod
A1	22 572301	A1	22 572321
A2	22 572302	A2	22 572322
A3	22 572303	A3	22 572323
A3,5	22 572304	A3,5	22 572324
A4	22 572305	A4	22 572325
B1	22 572306	B1	22 572326
B2	22 572307	B2	22 572327
C2	22 572308	C2	22 572328
D2	22 572309	D2	22 572329
SA0,5	22 572300	SA0,5	22 572320
SA0,50 (opaco A0,5)	22 572310		
A10 (opaco A1)	22 572311	A20 (opaco A2)	22 572332
A20 (opaco A2)	22 572312	A30 (opaco A3)	22 572333
Inc (Incisal)	22 572314	Inc (Incisal)	22 572334
BW (Bleaching White)	22 572315	BW (Bleaching White)	22 572335
		MI (Milky)	22 572336
		CV (Cervical)	22 572337




## BEAUTIFIL FLOW PLUS X



Per ricostruzioni estetiche nei settori anteriori e posteriori

**SuperOfferta:** 4 Siringhe a scelta + 1 in omaggio  
€ 134,20 (€ 33,55 cad. € 26,84)



- Restauri dalla I alla V classe, comprese le superfici occlusali
- Eccellente lavorabilità e ottima lucidabilità
- Protezione duratura della salute dentale con la tecnologia PRG
- Straordinarie caratteristiche fisiche
- Compatibile con tutti i sistemi adesivi convenzionali
- Estetica naturale grazie all'effetto camaleontico



## Composito universale micro ibrido SHOFU

**RILASCIO E RICARICA DI FLUORO**  
a bassissima contrazione, ideale per restauri estetici nei settori anteriori e posteriori. Radiopaco.



**VANTAGGI:** • La più bassa contrazione (< 1%) e tensione da contrazione • Eccellente lucidabilità e lucentezza duratura • Elevata resistenza all'abrasione e durezza superficiale duratura • Trasmissione e diffusione naturale della luce • Cariostatico: rilascia Ioni Fluoruro e si ricarica di Fluoro • Cromaticamente stabile prima e dopo la polimerizzazione



Sir. € 57,75  
Tip € 75,90

**CONTRAZIONE <1%**

A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	A20	A30	Inc	BW
Sir. Y2270 Tips Y2284	Y2271 Y2285	Y2272 Y2286	Y2273 Y2287	Y2274 Y2288	Y2275 Y2289	Y2276 Y2290	Y2277 Y2291	Y2278 Y2292	Y2279 Y2293	Y2280 Y2294	Y2281 Y2295	Y2282 Y2296	Y2283 Y2297

22 57270-283 4 Siringhe a scelta + 1 in omaggio € 231,00 (€ 46,20 cad.)

22 57284-297 Beautifil II LS TIPS da 0,25 g. 20 pz. € 75,90 2 cf. € 69,00 cad.

## Composito fluido/pasta: Smalto e Gengiva

**Enamel** Masse Smalto indicate per restauri estetici diretti sia anteriori che posteriori incluse superfici occlusali. Restauri diretti nel settore anteriore.  
• Restauri policromatici grazie all'effetto camaleonte • Alternativa alle faccette in ceramica • Realizzazione di restauri altamente estetici stratificando e miscelando i colori • Analogo al concetto cromatico della ceramica – semplice corrispondenza cromatica.

Beautifil II Enamel - Siringa da 2,5 g			
Translucent	High-Value Transluc.	Low-Value Transluc.	Amber
22 57250	22 57251	22 57252	22 57253



Caso clinico,  
prima e dopo il restauro  
con BEAUTIFIL II Enamel



**Gingiva** • Indicato per recessioni, abutment e bordi di corone esposti, erosioni radicolari, papille assenti • Colori stratificabili e miscelabili per soluzioni estetiche senza chirurgia • Perfetto per restauri di V classe.

Beautifil II Gingiva - Siringa da 2,5 g				
Dark Pink	Light Pink	Orange	Brown	Violet
22 57257	22 57256	22 57260	22 57259	22 57258



Caso clinico, prima e dopo il  
restauro con  
BEAUTIFIL II Gingiva Light Pink



Enamel/Gingiva € 50,95 € 48,00 • 2 a scelta Enamel/Gingiva € 92,00 (cad. € 46,00)

## Composito a Cromo Universale

Un composito per tutte le tonalità. Le proprietà ottiche di Vittra APS Unique sono evidenti dopo la polimerizzazione. Per raggiungere il miglior risultato è fondamentale una buona interfaccia di contatto fra la struttura restante del dente ed il composito.

**ALTA ESTETICA CON SEMPLICITÀ.**

**SEMPLICEMENTE TUTTO QUELLO CHE SERVE** • Da A1 a D4 in un unico composito.

22 F75212 Vittra APS Unique 4 g. € 62,90 € 40,50



## VITTRA UNIQUE



Non richiede  
selezione del colore

Aumenta la  
produttività

Eccellente  
brillantezza  
e lucidabilità

Riduce la  
necessità di scorte

## Strumenti per la modellazione dei compositi

Per la modellazione dei compositi  
con manico inox ErgoClean

33 021KD5 CompoSculp PERIODENT Set 5 Strumenti doppi

€ 185,00 € 159,00

33 021D12,34,56,78,90 CompoSculp strumenti doppi

€ 41,00 2 € 36,00 cad.



## PERIODENT COMPOSCULP SET

D1/2  
D3/4  
D5/6  
D7/8  
D9/10

## Strumenti per la modellazione dei compositi

**Strumenti di precisione per compositi con punte sostituibili.** Set di strumenti base necessari per l'applicazione adeguata e la modellazione morfologicamente corretta dei compositi.

- Punte intercambiabili sottoposte ad uno speciale trattamento termico e lucidate a specchio
- Codifica cromatica dei manici, in plastica speciale, per l'immediato riconoscimento degli strumenti.

**33 085PCS5 Set 5 Str.** € 215,00 € 178,00  
**CompoSculp sing. Str.** € 48,50 2 € 41,50 cad.  
 (codice vedi immagine a fianco)



rif. **PR CPS+CT5** € 189,00  
 CompoSculp set  
 + E-Z cassette

## PERIODENT COMPOSCULP



con punte/inserti sostituibili disponibili  
 anche singolarmente € 19,90

## Multiuso, per tante situazioni!

"La spatolina Periodent Hi-Tech 330212551C grazie alla ridotta sezione ed al minimo spessore risulta particolarmente utile in situazioni cliniche come il rabbocco della diga, la modellazione della cresta marginale di una seconda classe, alcune fasi di stratificazione, masse in IV classe e l'inserimento dei fili di retrazione a livello subgingivale." Dr. Riccardo Becciani

**33 0212551C Spatola Compo 551C PERIODENT** € 37,50 € 28,00



## SPATOLA 551C

## Contrangoli PERIODENT anello rosso e blu "Premium"

**Anello rosso 1:5 di qualità "Premium"** • Silenzioso • Corpo in acciaio inossidabile, migliore presa e superiore resistenza in autoclave • Fibre ottiche ad alta trasparenza • Anti risucchio • Cuscinetti in ceramica • Push button integrato.

Comunemente utilizzato soprattutto per procedure che richiedono un torque elevato e una velocità controllata. **1. Lucidatura e finitura:** di restauri in composito o altri materiali; crea una tessitura liscia ed esteticamente gradevole. **2. Corone e ponti:** utile nella preparazione e nella sagomatura controllata. **3. Endodonzia:** facilita la detersione e la sagomatura del sistema canalare.

**4. Chirurgia orale:** quando è richiesta precisione nella rimozione di tessuto o in un taglio. Manutenzione facile per mantenerlo perfettamente funzionante, seguire i tre passaggi: pulizia, lubrificazione e sterilizzazione.

**40 017K25L+ Contrangolo PERIODENT a F.O. anello rosso 5:1** € 640,00 € 385,00

### Anello blu

(A) Corpo in acciaio inossidabile. Trattamenti meno stressanti per la mano e superiore resistenza in autoclave (B) Fibre ottiche ad alta trasparenza per garantire la massima intensità (C) Singolo spray acqua, anti ritorno. Eccellente per il raffreddamento, design unico per la prevenzione delle infezioni crociate (D) Cuscinetto a sfere in ceramica. Più duro dell'acciaio, riduce l'usura e prolunga la durata del movimento (E) Push Button. Integrato del pulsante termicamente isolato dalla testina, impedisce l'accumulo di calore per ridurre il rischio di ustioni ai pazienti.


### Anello BLU 1:1 "Premium"

- Rapporto 1:1: Significa che la velocità di rotazione della fresa è la stessa (o quasi identica) della velocità del micromotore a cui il contrangolo è collegato. **1. Odontoiatria Conservativa:** • Rimozione della carie (specialmente quella residua o in zone sensibili).
- Preparazione delle cavità dentali per le otturazioni. • Rifinitura e lucidatura delle otturazioni con frese o gommini.
- 2. Chirurgia Orale:** • Osteotomie (taglio dell'osso) o odontotomie (taglio del dente) in condizioni che richiedono un controllo preciso e una velocità moderata.

**40 017K23L+ Contrangolo PERIODENT a F.O. anello blu 1:1** € 350,00 € 230,00

## PERIODENT

### Anello rosso



## Polimerizzazione: Gel barriera all'ossigeno

Gel per prevenire la formazione dello strato di inibizione dell'ossigeno sulla superficie del materiale che altrimenti può compromettere durezza, resistenza e durata del restauro.

Applicare sempre per una polimerizzazione ottimale e per rendere più facile la lucidatura. Facile da rimuovere con lo spray aria/acqua.

**22 328OB2 INOX Gel Sir. 2 ml con puntale** € 10,00  
**22 328OB42 INOX 4 Sir, 2 ml** € 32,00



## INOX




## Finitura e lucidatura compositi

Gommini monopassaggio autoclavabili in silicone e ossido di alluminio per la rifinitura e lucidatura di compositi e smalto dentale.

\* Gambo CA - N 12 Pezzi per confezione

2 confezioni a scelta € 46,00 (€ 23,00 cad.)

\* Numero di giri consigliato da 3.000 min-1 a 10.000 min-1 spruzzando acqua a intermittenza, non superare la velocità massima consentita di 15.000 min-1



## ONEGLOSS M



## Paste diamantate a granulometria differenziata

Grazie alla tecnologia avanzata del trattamento del diamante naturale Diaglaze è il sistema di lucidatura unico contenente particelle di diamante naturale ultrafini e in 3 granulometrie di calibratura supercontrollata. Con il suo gradevole sapore di menta consente di ottenere in pochi minuti in modo efficiente la massima lucidatura intra- ed extra-orale delle superfici di porcellana, metalli e restauri in composito.

89 7507	89 7506	89 7505
Diaglaze 0-2 µm	Diaglaze 0-1 µm	Diaglaze 0-0,5 µm
€ 31,50 € 25,50 2 a scelta € 23,50 cad.		

89 7504 Diaglaze set assortito 3 Siringhe da 2 g € 83,00 € 66,50



## DIAGLAZE



siringhe da 2 g.

## Dischi per lucidatura compositi

• Senza anello centrale - Lavoro rapido in totale sicurezza • Base in silicone morbido - Sicuro • Montaggio diretto sul mandrino - Rapido e agevole • Dischi ultrasottili estremamente flessibili, sotto pressione si piegano senza rompersi permettendo così un facile accesso alle aree interdentali.

30 55514 Super-Snap Disk Kit € 66,00 180 dischi (100 standard, 80 Mini), 2 Mandrini CA, 2 Dura White pietre (1 CN1, 1 FL2), 1 Composite Fine Midi Point, gambo CA

30 55512 Super-Snap Mini Kit € 22,00 48 dischi (32 standard, 16 Mini), 1 Mandrino CA /, 2 Dura White pietre (1 CN1, 1 FL2), 1 Composite Fine Midi Point, gambo CA

30 5M439 Mandrini CA metallo 6 pz. € 20,35 Super Snap dischetti € 18,05

30 5M440 Mandrini CA plastica 100 pz. € 35,85 30 55506-5521 ricambi cf 50 pz.

30 5M438 Mandrini FG metallo 6 pz. € 20,35 2 cf. € 16,50 cad.



## SUPER SNAP



## Dischi per lucidatura compositi

La superficie in velluto sintetico trattiene la pasta lucidante con minima dispersione o spreco, garantendo una azione efficace di detersione e lucidatura. • Uso leggero e rapido: con un tocco lieve si ottiene una brillantezza intensa su porcellana, composito o metalli. La flessibilità si adatta perfettamente ai contorni dentali. • Non ha il centro in metallo: si evita così graffi o scolorimento dei materiali restaurativi, aumentando la sicurezza del trattamento.

• Mandrini tipo Pop-On: il foro centrale del dischetto si incastra sul mandrino, senza viti o blocchi. Da abbinare alle paste lucidanti come DirectDia e paste diamantate.

SUPER SNAP BUFF DISK, C/A, 25 pz.+mandrino € 25,70 2 cf. € 21,20 cad.

30 56523 Buff Disk L523 ø 12mm. • 30 56524 BUFF MINI-DISK .L524 ø8mm



## SUPER SNAP Buff Disk



Velocità massima 10.000 g/min.

## Pre lucidatura e lucidatura compositi

Gommini diamantati indicati per la pre-lucidatura (Compo Master Coarse) e lucidatura (Compo Master) dei compositi Ceramage e Ceramage UP.

CompoMaster 2 cf. 3 pz. € 34,50 cad.								
CA: contrangolo	Forma	Proiettile	Lenticolare	Coppetta	Punta Mini	KN7	WH6	Disco nm
HP: manipolo	n. ISO	040	090	065	030	125	120	220
CompoMasterCoarse	CA	30 55111C	30 55112C	30 55113C	30 55114C			
	HP	30 55116C			30 55119C	30 55117C	30 55118C	30 55131C
CompoMaster	CA	30 55111	30 55112	30 55113	30 55114			
	HP	30 55116			30 55119	30 55117	30 55118	

Gommini lucidanti: min.cons. 5.000-15.000/max 20.000/PU 0,5 N Disco nm: min.cons. 5.000-15.000/max 15.000/PU 0,5 N



## COMPOMASTER





La caratteristica ineguagliata delle pietre Shofu DuraGreen e DuraWhite è che, oltre a durare a lungo, mano a mano che si consumano gli strati sottostanti mantengono la stessa efficacia abrasiva iniziale sino alla completa usura.



### Legenda colore/offerta:

**Rosso € 4** **Giallo € 9** **Blu € 16,50** **Verde € 20**

### DURA-WHITE SHOFU Confezione 12 pz.

In ossido di alluminio a legante ceramico a granulometria extrafine ideali per la rifinitura di precisione sia in Studio che in Laboratorio. Di otturazioni in composito, o cemento vetroionomerico, ceramica, sostanza dura del dente (ex. Levigatura di monconi dopo le diamantate).

giri/min. cons. 5.000-20.000/max 30.000/PU 2N

Forma	CN1	CY1	CY2	FL1
HP 12 pz	30 51201			30 51202
CA 12 pz	30 51221			30 51222
FG 12 pz	30 51241	30 51242	30 51243	30 51240

Forma	FL2	FL3	IC2	IC4	KN1	KN3	RD1	RD2	RE1	TC1	TC4	WH1	WH4
HP 12 pz	30 51203	30 51204		30 51205		30 51206	30 51207	30 51208	30 51209	30 51210	30 51211		30 51212
CA 12 pz	30 51223	30 51224		30 51225		30 51226	30 51227	30 51228	30 51229	30 51230	30 51231		30 51232
FG 12 pz	30 51244		30 51245		30 51246		30 51247	30 51248		30 51249		30 51250	

### DURA-GREEN SHOFU Confezione 12 pz.

Punte abrasive al carburo di silicio al legante ceramico per sgrossare e rifinire ceramica, composito e leghe preziose.

giri/min. cons. 5.000-20.000/max 30.000/PU 3-5N

### DURA GREEN SHOFU 12 pz. Offerte straordinarie ILIC' per "riduzione dello stock"

(* = ad esa)													
Forma	BA1	CN2	CN3	CY1	CY2	CY3	CY4	FL1	FL2	FL4	FL5	IC1	IC2
HP 12 pz	30 51001	30 51003	30 51004	30 51005	30 51006	30 51007	30 51008	30 51009		30 51012	30 51013	30 51014	30 51015
CA 12 pz	30 51051	30 51053		30 51055	30 51056	30 51057	30 51058	30 51059	30 51060	30 51062	30 51063	30 51064	30 51065
FG 12 pz				30 51102	30 51103				30 51104				30 51105

(* = ad esa)											
Forma	IC3	IC4	IC5	IC6	IC7	IC8	IC9	KN1	KN2	KN3	KN4
HP 12 pz	30 51016	30 51017	30 51018	30 51019	30 51020	30 51021	30 51022	30 51023	30 51024	30 51025	30 51026
CA 12 pz	30 51066	30 51067	30 51068	30 51069	30 51070	30 51071	30 51072	30 51073	30 51074	30 51075	30 51076
FG 12 pz								30 51106			

(* = ad esa)											
Forma	KN5	KN6	KN7	PC1	PC2	RD1	RD2	RD3	RD4	RE1	RE2
HP 12 pz	30 51027	30 51028	30 51029	30 51030	30 51031	30 51032	30 51033	30 51034	30 51035	30 51036	30 51037
CA 12 pz	30 51077	30 51078	30 51079	30 51080	30 51081	30 51082	30 51083	30 51084	30 51085	30 51086	30 51087
FG 12 pz						30 51107	30 51108				

(* = ad esa)										
Forma	RE3	TC1	TC2	TC3	WH1	WH2	WH3	WH4	WH5	WH6
HP 12 pz	30 51038	30 51039	30 51040	30 51041	30 51043	30 51044	30 51045	30 51046	30 51047	30 51048
CA 12 pz	30 51088	30 51089	30 51090	30 51091	30 51093	30 51094	30 51095	30 51096	30 51097	30 51098
FG 12 pz		30 51109			30 51110					

## Desensibilizzante "sensitive solution" Dr. Charlie Cox

"Gli ingredienti attivi sono sali di fluoro e di potassio altamente purificati, di grado medicale, preparati in acqua deionizzata di altissima purezza con un processo brevettato che richiede energia per formare una soluzione soprassatura, a cui si deve la rapidità d'azione, fatto che rende SuperSeal differente e unico, diverso e più efficace di qualunque altro".

**Automordenzante** agisce in pochi secondi. **Sicuro** perché privo di Glutaraldeide, Hema, Alcool, Benzalconio Cloruro, Clorexidina. **Pratico** perché pronto all'uso non si deve miscelare, non si sciacqua, non si Mordenza. **Eccezionale** perché non macchia ed è superiore a qualunque altro desensibilizzante.

50 58108 SuperSeal Sensitive Solution 8 ml € 119,10 € 98,00

+ omaggio 1 flacone 1 ml (€ 13,60)



SEM: Lamella incisivo dopo pulizia e lucidatura, sono visibili batteri e detriti



Pavimento cavitario e interfaccia dentinale di dente umano trattato per 5 sec con Super Seal: visibili i nano cristalli CaOX chelati all'HAp.



Dr. Charles F. COX,  
DMD, PhD



1. Goccia nel dappen e impregnare un pennellino
2. Applicare e lasciare per 10 sec.
3. Soffiare delicatamente da 10 cm. per 10 sec.
4. se necessario ripetere.



articoli a richiesta

## Spazzolino intracoronale

Per la pulizia intracoronale ed extracoronale prima di restauri diretti, inlay, onlay e corone. Per rimuovere i residui di cemento provvisorio. Per accedere agevolmente alle preparazioni di classe I, II, III, IV, V e agli imbocchi endodontici.

30 091092 50 pz. € 75,00	30 091093 100 pz. € 139,00
€ 66,00	€ 110,00



- Pulizia delle preparazioni.
- Pulizia del perimetro dei bracket ortodontici.
- Pulizia prima dell'applicazione del sigillante



## SUPERBRUSH



Per la pulizia sottogengivale di preparazione di faccette o corone.

## Punte in silicone

**Punte in silicone per applicare e modellare i restauri in composito**

Strumento progettato per adattare, modellare e conformare restauri in composito o vetroionomero; costituito da manico in acciaio INOX e inserti avvitabili in silicone resistente e autoclavabili.


Puntali testati per minimo  
100 cicli di sterilizzazione

33 722AD10 A-DAPT Complete Set: 2 manici + 2+2 inserti	€ 184,00 € 159,00
33 722AD40 A-DAPT Manico dritto con 2 inserti a pennello	€ 92,00 € 79,50
33 722AD45 A-DAPT Manico angolato con 2 inserti conici	€ 92,00 € 79,50
33 722AD20 A-DAPT inserti in silicone a pennello, 2 pz.	€ 74,00 • 2 € 64,60 cad.
33 722AD15 A-DAPT inserti in silicone conici, 2 pz.	€ 74,00 • 2 € 64,60 cad.

! **Come pulire:** dopo l'utilizzo rimuovere i residui con alcool • passaggio nella vasca di lavaggio e disinfezione, programma universale • **Sterilizzazione:** fornito non sterile va sterilizzato sia manico che inserti in autoclave a 134°C per almeno 3 minuti.



## A-DAPT



33 722AD45

33 722AD40

33 722AD20

33 722AD15

## Coperchi protettivi anti UV

Servono per prolungare il tempo di lavoro dei materiali compositi • Materiale solido anti-urto • Materiale resistente • Sterilizzare solo a freddo. Dimensioni: Small 10x7,5x3 cm - Medio 15x10x3 cm

53 P510S Coperchio protettivo UV small	€ 28,50 € 24,00
53 P510M Coperchio protettivo UV medium	€ 34,00 € 28,00



## PROTECT PLUS



## Organizer per siringhe

• Ergonomici, Design flessibile • Materiale durevole, trasparente per una facile identificazione del contenuto per compositi, adesivi, microapplicatori, ecc.

Dimensioni: Mini: 19,5x14,5x9,5 cm - Standard: 29x14,5x9,5 cm

55 P81SODM1 Syringe Organizer DeLuxe mini x 12 sir.	€ 89,60 € 75,00
55 P81SODS1 Syringe Organizer DeLuxe Standard x 18 siringhe	€ 105,00 € 89,00



## DE LUXE





*"Non esiste una sola preparazione che possa andar bene per tutte le corone protesiche, soprattutto per le corone "Metal Free". Nella stessa preparazione spesso necessita differenziarne la geometria. Clinicamente la geometria della preparazione dipende dal tipo di materiale protesico che verrà utilizzato, oltre al morfotipo gengivale. È molto importante seguire le indicazioni delle case produttrici, soprattutto nel rispetto degli spessori, in base alla durezza del materiale da utilizzare, a seconda che si tratti di un solo elemento o che si tratti di ponti a più elementi.*

Prof. Loris Prosper



**49 LFAPU** Mod. sup. F.A.P. € 165 € 130 • **49 25E02N/PR** Mod. F.A.P. con 14 denti in Ivorine da preparare € 140 € 115

F.A.P. con preparazioni e F.A.P con 14 denti da preparare e sostituibili € 245

Denti ric. Ivorine: **49 25E02N** seguito dal numero del dente € 3,50 € 2,90

## Indicazioni Cliniche seguendo il Protocollo F.A.P.= Funzione-Anatomia-Protocollo. by Prof. Loris Prosper

- 11** Faccetta con interessamento interprossimale - 3/4.

**Indicazioni protesiche:**

- Ceramica Feldspatica
- Ceramica in Disilicato
- Ceramica in Zirconio
- Composito



- 12** Preparazione a finire con coulisse\* palatale.

**Indicazioni protesiche:**

- Ceramica in Disilicato
- Ceramica in Zirconio

- 13** Preparazione Verticalizzata differenziata, chamfert vestibolare, spalla palatale + coulisse palatale\* (dente devitalizzato con perno moncone in Oro o perno in Zirconio)

**Indicazioni protesiche:**

- Metallo Ceramica
- Metallo Composito
- Ceramica in Disilicato
- Ceramica in Zirconio

- 14** Preparazione Faccetta vestibolare con 2 stop.

**Indicazioni protesiche:**

- Ceramica Feldspatica
- Ceramica in Disilicato
- Ceramica in Zirconio
- Composito

- 15** Preparazione intarsio Overlay

**Indicazioni protesiche:**

- Ceramica in Disilicato pitturato (monolitica)
- Ceramica in Zirconio Pitturato (monolitica)
- Composito

- 16** Preparazione differenziata a finire vestibolare-chamfert palatale + coulisse palatale\* + pozzetto occlusale\*\* (dente devitalizzato)

**Indicazioni protesiche:**

- Metallo ceramica
- Ceramica in Disilicato Pitturata (monolitica)
- Ceramica in Zirconio Pitturata (monolitica)

- 17** Preparazione differenziata a finire mesialmente-chamfert palatale-distale-vestibolare + pozzetto occlusale\*\* (dente devitalizzato)

**Indicazioni protesiche:**

- Overlay in Disilicato Pitturato (monolitica)
- Overlay in Zirconio Pitturato (monolitica)
- Composito

- 21** Preparazione differenziata a chamfert vestibolare-spalla palatale

**Indicazioni protesiche:**

- Metallo Ceramica
- Metallo Composito
- Ceramica in Disilicato
- Ceramica in Zirconio

- 22** Preparazione faccetta a Window con 2 stop

**Indicazioni protesiche:**

- Ceramica feldspatica
- Ceramica in Disilicato
- Ceramica in Zirconio
- Composito

- 23** Preparazione Verticalizzata e differenziata a chamfert vestibolare-spalla palatale + coulisse palatale\* (dente devitalizzato con perno moncone in Oro o perno in Zirconio)

**Indicazioni protesiche:**

- Metallo Ceramica
- Metallo Composito
- Ceramica in Disilicato

- 24** Preparazione differenziata a finire vestibolare e mesiale-spalla palatale e distale da 0,5

**Indicazioni protesiche:**

- Metallo Ceramica
- Metallo Composito
- Ceramica in Disilicato
- Ceramica in Zirconio

- 25** Preparazione differenziata chamfert vestibolare da 0,2 mesiale-palatale-distale da 0,4

**Indicazioni protesiche:**

- Metallo Ceramica
- Metallo Composito
- Ceramica in Disilicato
- Ceramica in Zirconio

- 26** Preparazione a spalla arrotondata a 360° con Slice circonferenziale+pozzetto occlusale\*\* (dente devitalizzato)

**Indicazioni protesiche:**

- Corona in Oro
- Metallo Ceramica
- Metallo Composito
- Ceramica in Disilicato
- Ceramica in Zirconio

- 27** Preparazione a spalla a 90° con pozzetto da mesiale a distale

**Indicazioni protesiche:**

- Overlay in Oro
- Overlay in Disilicato pitturato (monolitico)
- Overlay in Composito
- Overlay in Zirconio pitturato (monolitico)

\* La funzione di una coulisse serve a ridurre la rotazione delle corone, oltre che ad aumentare un pochino la stabilità.

\*\* Il pozzetto occlusale è possibile farlo solo nei denti devitalizzati. Ha due funzioni 1) riduce lo spessore del cemento evitando eventuali rialzi occlusali. 2) nel caso di monconi bassi è possibile replicare la sua profondità ottenendo più ritenzione delle corone, soprattutto per la metallo ceramica.



## Un metodo logico e razionale nelle preparazioni protesiche

Selezione razionale che prevede l'utilizzo di due frese con una geometria innovativa, specifica per la riduzione della porzione occlusale. La **fresa a "mongolfiera"**, è indicata per la riduzione dell'area palatale/linguale di incisivi e canini superiori ed inferiori: la sua forma convessa permette una rapida ed omogenea asportazione di tessuto dentale, ricreando la forma anatomica originale. La **fresa tronco-conica** viene invece utilizzata nella riduzione della porzione occlusale degli elementi diatorici: variando l'inclinazione e la direzione della fresa risulterà più facile riprodurre i versanti interni delle cuspidi vestibolari e linguali/palatali degli elementi posteriori.

Il kit comprende anche tre **frese siliconiche specifiche** di granulometria differente per la lucidatura finale del moncone, utile per eliminare minime imperfezioni, ma soprattutto per favorire lo scorrimento ideale del materiale da impronta, nonché nella fase di cementazione adesiva del manufatto protesico ultimato.

**29 01XKPP5 KIT Prisma LP 2025 Protesi - 15 strumenti rotanti 1x € 185,00 € 165,00**



Diamantata progettata con speciale profilo con la funzione di arrotondare tutti gli spigoli di ogni preparazione, a maggior ragione per le corone integrali!

**29 51889V** Diamantata Robot Pagoda Robot 6 pz. **€ 29,50**



Dia. Mongolfiera	Dia. Tr. Con.	Perio Speed Pallina 014	ZR Oliva B/B	Perio Speed	Perio Speed	Dia. Robot Chamfer	Dia. Robot Chamfer VF	Dia. Robot Pagoda	TPE 1,2 mm Coarse	TPE 1,2 mm Fine	Perio Speed Spillo	Ceramiste S Punta Midi	Ceramiste U Punta Midi	Ceramiste U2 Punta Midi
5 pz.	5 pz.	6 pz.	5 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	12 pz.	12 pz.	12 pz.
€ 49,50	€ 55,50	€ 34,75	€ 98,25	€ 34,75	€ 34,75	€ 30,40	€ 30,40	€ 30,40	€ 53	€ 53	€ 34,75	€ 24,60	€ 24,60	€ 24,60

## Selezione Porcelain Veneer "L. Prosper"

Dura White FL2, Dura White RE1, Ceramiste ultra lente, Dia Robot: 896, 897, 889V, SF833V, SF833, 835F, 850X, ZRBI/RO, ZR PALLINA, 2 SuperSnap viola, 2 nero, 2 mandrini, 1 Silver AI Block

**29 01XKFP4** Porcelain Veneer Kit, CA/FG **€ 159,00 € 139,00**



## PORCELAIN VENEER KIT

1 SuperSnap nero  
1 Viola, 2 mandrini,  
1 Bur Block FG/CA blu



30 51223	30 51229	30 54255	29 51896	29 51897	29 51889V	29 51833	29 51833V	29 51835F	29 51850	29 51850	29 012561	30 5M439	30 5M439

## Selezione Preparazione subgingivale



Preparazione con spalla a 90°



Protezione tessuti, taglio in testa



## TPE KIT

### TPE Tissue Protecting End cutting

Consigliate per la rapida preparazione dei margini a spalla subgingivali. La bisellatura a livello della superficie di taglio evita lacerazioni sul tessuto adiacente e la creazione di sottosquadri sulla parte assiale della spalla.

- TPE grana grossa anello verde per la rapida riduzione del margine
- TPE a grana fine per levigare il margine a spalla e rifinire sottosgingiva
- TPE a gambo corto consigliata quando l'accessibilità sia limitata

**29 51K688** TPE Kit 9 diamantate, 1 per tipo,

ø 1,0 - 1,2 - 1,4 mm

**€ 68,50 € 59,50**

## EZ-CAL Calibro per frese

**34 0521**  
**€ 8,50 € 5,50**



## Ultra Glaze Temp LC Sigillante fotopolimerizzabile per provvisori

- Migliora l'estetica e i tempi nella finitura finale di ponti e corone provvisorie, denti artificiali, materiali in PMMA, Ceramica ibrica, CAD/CAM, compositi indiretti, ecc.
- Con Ultra Glaze non è più un problema trattare anche le aree occlusali e le zone interprossimali delle restaurazioni indirette in composito
- Ultra Glaze garantisce ottimi risultati per un livello estetico di lucidatura superiore rispetto alle lunghe e mediocri procedure meccaniche.

**22 01391** Ultra Glaze Temp LC 30 ml **€ 67,00 € 44,00**



## Diamantate speciali al platino/rodio PERIOSPEED Ceramica X

7 forme Unica granulometria: mix Grana Fine 40 micron e grana extra grossa 200 micron.

Costruite con un mix di grana fine 200 micron (prima diamantatura) e poi una seconda diamantatura in grana ultragrossa 40 micron; il doppio grano di diamante garantisce una prestazione in durata molto efficiente ed inoltre evita che l'elemento entri in contatto con il legante al rodo così da evitare macchie su eventuali elementi circostanti.

€ 76,00 cf. da 7 pz. € 69,00

						
19 mm - Ø 020	19 mm - Ø 018	19 mm - Ø 025	20 mm - Ø 025	21 mm - Ø 016	22 mm - Ø 016	24 mm - Ø 018
001	197	277	257	141	198	199
29 012CE3X	29 012CE4X	29 012CE7X	29 012CE7AX	29 012CE12X	29 012CE16X	29 012CE17X

L'ottimale mix di diamante in grane differenti. Il legante al Rodio-Platino consente una elevata durata e una grande asportazione sui materiali molto duri come la Zirconia (ZrO2)












## Rifinitura Zirconio-Ceramica-Disilicato di Litio



DURA-GREEN DIA

Punte abrasive diamantate per sgrossare e rifinire: ossido di zirconio, disilicato di litio, ossido di alluminio, zirconio integrale, ceramica da pressare e stratificare e superfici in metallo

€ 37,90 € 36,00 2 cf. a scelta € 33,00 cad.										
		**	*	*	**	*	*	*	*	**
<b>Forma</b>		<b>CY5</b>	<b>FL3</b>	<b>IC5</b>	<b>KN7</b>	<b>RD2</b>	<b>RD3</b>	<b>TC2</b>	<b>TC4</b>	<b>WH6</b>
<b>ISO-N.</b>		<b>056</b>	<b>031</b>	<b>070</b>	<b>125</b>	<b>024</b>	<b>035</b>	<b>025</b>	<b>040</b>	<b>125</b>
<b>HP</b>		30 51156	30 5115B	30 51162	30 51154		30 51159	30 51161	30 51155	30 51157
<b>CA</b>			30 51163				30 51164	30 51165		
<b>FG</b>			30 51168			30 51167				

HP: manipolo • CA: contrangolo  
FG: turbina

\* N. 3 PZ PER CONFEZIONE \*\* N. 2 PZ PER CONFEZIONE

31 53504 Shofu Adjuster, pietra per pulire e modificare la forma delle pietre Dura Green Dia 1 pz. € 58,50



**CY5** regolazione superficie: eccellente performance di taglio per un'agevole ed efficiente riduzione dei materiali.



**KN7** regolazione armature: delicata nelle zone interdentali o ai margini. Regolazione degli spessori delle pareti.



**TC4** finitura dettagliata: crea efficacemente i dettagli della superficie e le regolazioni occlusali.



**Shofu Adjuster:** pulizia e sagomatura Dura Green Dia che viene premuta con un movimento di molatura.

## DIAMANTATE FG per chamfer






GINGICURETTAGE

Diamantate FG per preparazioni a chamfer di corone ponti e monconi. Diamantate dorate con granulometria standard. Creano i presupposti ottimali per la presa delle impronte precisa. Conicità delle pareti assiali di 3°, estremità angolata a 45° e raggio di 1,52 gradi in punta. • Finitura a chamfer dei margini • Profilo preciso = impronte accurate • Realizzate con diamanti di **grana 170** e dorate.

29 51K200 Gingi Curettage Kit set 6 forme più diffuse: C062-1, C081-1, C083-1, C084-1, C102-1, C103-1. € 55,00 € 47,50

29 510--- (codici in tabella) Gingi Curettage Conf. 6 pz. € 51,95 1 € 46,00 • 2 € 44,00 cad.

Conf. 6 pz											
<b>Codice</b>	29 51061	29 51062	29 51063	29 51081	29 51082	29 51083	29 51084	29 51085	29 51101	29 51102	29 51103
<b>n. ISO</b>	012	014	017	013	016	018	019	021	014	015	021
<b>Testa (mm)</b>	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0
<b>Giri/min.</b>	<300.000	<300.000	<400.000	<300.000	<300.000	<300.000	<300.000	<300.000	<160.000	<160.000	<160.000

## CHU AESTHETIC SET

Per la standardizzazione che ottimizza le procedure per i restauri estetici

33 H81100 Chu Aesthetic Set.: manico SAT: 2+2 calibri (T-Bar + Inline), 2+2 calibri all. Core, 1 calibro sonda, 1 cassetta Inox € 325,00 € 279,00



## Test elettronico di vitalità pulpare

Precisione e comfort per il paziente, ergonomia e affidabilità

• Impulso oscillante e non corrente costante = Nessun fastidio. Il paziente percepisce un delicato stimolo pulsante, mai fastidioso. • Dispositivo digitale = Accuratezza e leggibilità.

**Contiene:** 4 Sonde autoclavabili: standard 1 corta (denti anteriori), 1 lunga (denti posteriori); 2 sonde di precisione, labiale e linguale; 1 clip di terra

59 51130 Digitest III Kit € 730,00 € 590,00

offerta soggetta a modifiche, chiedici direttamente la miglior offerta del momento!

parkell

DIGITEST 3



Made in USA  
by Parkell

NEW



PULP SPRAY

## Test vitalità con stimolo freddo

Aerosol refrigerante utilizzato per il test della vitalità pulpare tramite stimolo freddo.

**Composizione.** propanobutano (gas refrigerante), alcol, aroma mentolato o agrumato.

**Scopo terapeutico.** • Ideale per il test di lettura pulpare: applicato sul dente, provoca una stimolazione fredda, rapido fino a -50 °C. Se il paziente avverte dolore o formicolio, la polpa è vitale; assenza di reazione suggerisce necrosi. • Economico e preciso con l'uso della sonda applicatrice che consente dosaggio controllato e mirato

**Modalità d'uso.** 1. Spruzzare la zona selezionata da una distanza di 2-5 cm per 1-3 secondi. 2. In alternativa, imbibire un cotton fioc con prodotto e appoggiarlo sul dente e dintorni. 3. Attenzione: il contatto diretto con il liquido può causare ustioni da freddo alla mucosa orale o pelle.

PULP SPRAY Falcone 200 ml con tappo spray e applicatore € 10,70 € 9,50

37 34PSO200 Arancia

37 34PSM200 Menta



37 34PSM200

37 34PSO200

## Rilevature incrinature fratture cuspidali

FracFinder viene posto sul dente con le cuspidi di cui si sospetta l'incrinatura ed il paziente viene istruito a chiudere delicatamente. In tal modo FracFinder esercita forza sul dente e la cuspidi incrinata viene localizzata in modo agevole, rapido e preciso.

• Per localizzare rapidamente e con precisione incrinature e fratture cuspidali • Il secondo lato: inserimento di protesi e test di percussione • Materiale confortevole che fornisce forza chiudendo delicatamente sulla zigrinatura posta all'estremità • Autoclavabile.

Applicazione di FracFinder sulla cuspidi sospetta.



33 9059401 FracFinder Originale Denbur 1 pz. € 24,00  
33 9059402 FracFinder Originale Denbur 2 pz. € 39,38 -15%



FRACFINDER

100%  
Made in USA



La piccola rientranza del FracFinder viene posta sulla cuspidi sospettata.



Il lato opposto è incavato per un miglior controllo della cuspidi.



L'estremità opposta del FracFinder presenta una piccola tacca.



Uso della piccola tacca per l'inserimento di una corona.

## Rilevatore orifizi del canale radicolare – Blu di metilene

**Indicazione sull'uso:**

1. Prima del trattamento immergere l'applicatore allegato in alcool etilico e poi montarlo sulla siringa.
2. Rimuovere la dentina dove si pensa ci siano gli orifizi del canale.
3. Inserire 1/3 gocce nella parte inferiore della cavità pulpare e attendere 5-10 sec.
4. Risciacquare a asciugare la cavità pulpare.
5. I punti intensi colorati in blu indicano gli orifizi del canale radicolare.
6. Dopo l'uso retrainare lo stantuffo della siringa per evitare che il preparato trabocchi, rimuovere il puntale e richiudere la siringa col cappuccio.

37 34BM2 Canal Detector 2 ml con punte applicative € 23,00 € 19,00



CANAL DETECTOR



Il colorante blu contenuto nel Canal Detector penetra negli orifizi del canale radicolare e li tinge di blu, facilitando così l'individuazione del canale principale e delle fratture radicolari.



Contenuto: 1 Fresa carburo tonda, 4 Diamantate: Bottone, Acorn S, Acorn L, Conica per rettifica, 1 Portafrese autoclavabile

29 1K562 Riitano Kit, 5 pz. € 110,10 ad esa. € 29,00



Accesso iniziale con fresa al carburo a pallina n. 6.



Allargamento alla camera pulpare con i lati della diamantata conica a punta non tagliente.



Rimozione tetto camera pulpare in uscita, con diamantate Acorn.



Rettificazione con la diamantata per l'accesso in linea retta.

## ACCESS KIT



## Cannule flessibili per irrigazione canalare

Gli ultimi 5 mm sono morbidi e flessibili ed il bordo è arrotondato per guidare NaviTip lungo i canali curvi senza schiacciarsi.

46 141351 NaviTip 30 gauge. Kit assortito, 20 pz. (5 x tipo)

€ 43,40 ad esa. € 20,00



## NAVITIP



## Cannule flessibili per endodonzia

In metallo morbido e flessibile; per il risciacquo, l'aspirazione, l'asciugatura e l'otturazione di canali radicolari. Utilizzabile anche come cannule di aspirazione con l'adattatore per l'aspiratore Luer Vacuum (46 1230).


46 14552 Endo-Eze 1,9 cm - 20 pz. kit assortito ad esa

5x 18 ga/1,25mm 19ga/1,06mm 20ga/0,90mm 22ga/0,70mm

€ 15,50 ad esa. € 5,00



## ENDO-EZE




## Ago pieghevole per irrigazioni sugengivali e endo

Ago pieghevole per irrigazioni automatiche di siti chirurgici subgengivali e solchi.

Ago 2,54 cm ad estremità chiusa e con sbocco laterale. Ideale anche per l'uso in prossimità dell'apice canalare.

46 724623 23ga/0,63mm 80pz € 138,00 € 69,00

## VISTA SEC-LOCK



## Puntali per irrigazione, applicazione e micro aspirazione

• Per irrigare, applicare e micro-aspirare • Piegabile per facilitare l'accesso.

Flexi-Glide	20 pz. € 57,00 € 25,00 ad esa.	50 pz. € 95,80 € 40,00 ad esa.
FLG 2,5 cm	46 746520	
FLG 3,0 cm	46 746320	46 746350

## VISTA FLEXI-GLIDE



## Puntale pre-piegato per applicazione emostatici nel solco

• Pre-piegata (19 ga / ø 1,06 mm) • Punta curvata per un accesso ottimale nel trattamento dei tessuti • Estremità in morbide fibre di nylon per la distribuzione delle soluzioni viscosse evitando il contatto della cannula metallica con i tessuti molli.

Per strofinare agenti emostatici come: solfato ferrico e cloruro di alluminio.

46 722202 Sol-u-Flo 19 ga, 20 pz € 23,50 ad esa. € 5,00

## SOL-U-FLO



## Cappucci per chiudere siringhe con attacco Luer

• Cappucci per siringhe realizzati in plastica bianca rigida • Adatti a ogni siringa con attacco Luer Lock standard.

46 12205 Cappucci per siringhe Luer 20 pz. € 12,70 2cf € 9,00 • 5 € 4,00 cad.



## LUER-CAP



## Misuratori Endo: Block • Ruler

Misuratore per file con scala millimetrata, per posizionamento di stopper in gomma. Misura strumenti diritti e curvati.

Solo 50 g. L 100 x P 24 x h 32 mm

Autoclavabile fino a 134°C.

36 P91EMBP Endo Block P € 26,50 € 19,50



In alluminio per strumenti manuali e rotanti. Autoclavabile fino a 134°C. Gauges da 1 a 30 mm. Per destrorsi e mancini.

36 P91ERA Endo Ruler All. € 12,50 € 9,00



## BLOCK • RULER





Single Niti rotary file made in France by



L'innovativo ed esclusivo processo EDM consente di produrre questo nuovissimo file NiTi che garantisce un comportamento unico e superiore. Il file è generalmente **più flessibile** sebbene la sua superficie sia **particolarmente dura** e **naturalmente ruvida**. Grazie a questa combinazione esclusiva di caratteristiche e alla sua sezione rettangolare, NEONITI presenta bordi con un taglio superiore, una superficie abrasiva incorporata ed una flessibilità progressiva, la risultante è una impareggiabile

## EFFICACIA DI TAGLIO e RESISTENZA ALLA FRATTURA

Placchette da 4 strumenti €77,50 2 -10% • 4 -15% • 6 -20%

	<b>EDM Assortimento #1 - 4 pz. €77,50</b> Opener 20/.04, Glide Path 15/.03, Shaper 20/.10-25/.04	
	Lunghezza: L21 mm.	36 52EASS121
	Lunghezza: L25 mm.	36 52EASS125
	Lunghezza: L31 mm.	36 52EASS131
	<b>EDM Assortimento #3 - 4 pz. €77,50</b> Shaper 20/.06 - 25/.06 - 30/.04 - 40/.04	
	Lunghezza: L21 mm.	36 52EASS321
	Lunghezza: L25 mm.	36 52EASS325
	Lunghezza: L31 mm.	36 52EASS331

	<b>EDM Assortimento #2 - 4 pz. €77,50</b> Opener 20/.10, Glide Path 15/.03, Shaper 20/.06-25/.06	
	Lunghezza: L21 mm.	36 52EASS221
	Lunghezza: L25 mm.	36 52EASS225
	Lunghezza: L31 mm.	36 52EASS231
	<b>EDM Assortimento #4 - 4 pz. €77,50</b> Finisher 20/.04 - 25/.04 - 30/.04 - 40/.04	
	Lunghezza: L21 mm.	36 52EASS421
	Lunghezza: L25 mm.	36 52EASS425
	Lunghezza: L31 mm.	36 52EASS431

### EdMax OPENER



Diametro no. 20 – Taper .10 - Lunghezza 15mm.  
Utilizzo raccomandato: Rotazione continua - 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm.  
36 52EO201015 4 File Opener, 4 pz. €77,50

### EdMax GLIDE PATH



4 File Glide Path €77,50  
Diameter no. 15 – Taper .03 - Length 21/25/31mm.  
Utilizzo raccomandato: Rotazione continua - 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm.  
36 52EG150321 GP Ø 15 • Taper .03 L21 mm.  
36 52EG150325 GP Ø 15 • Taper .03 L25 mm.  
36 52EG150331 GP Ø 15 • Taper .03 L31 mm.

### EdMax SHAPER

Misure: 20 e 25 - Taper: .04 o .06 L21/L25/L31 mm.  
Utilizzo raccomandato: Rotazione continua - 300 a 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm. 4 Shaper €77,50  
36 52ES200421 S#20 Taper .04 L 21  
36 52ES200425 S#20 Taper .04 L 25  
36 52ES200431 S#20 Taper .04 L 31  
36 52ES200621 S#20 Taper .06 L 21  
36 52ES200625 S#20 Taper .06 L 25  
36 52ES200631 S#20 Taper .06 L 31  
36 52ES250421 S#25 Taper .04 L 21  
36 52ES250425 S#25 Taper .04 L 25  
36 52ES250431 S#25 Taper .04 L 31  
36 52ES250621 S#25 Taper .06 L 21  
36 52ES250625 S#25 Taper .06 L 25  
36 52ES250631 S#25 Taper .06 L 31



### EdMax FINISHER

4 File Finisher €77,50  
Misure no. 30 / no. 40 – Taper: .04.  
Lunghezze : L21/L25/L31mm  
Utilizzo raccomandato: Rotazione Continua - 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm.  
36 52EF300421 F#30 Taper .04 L 21 mm.  
36 52EF300425 F#30 Taper .04 L 25 mm.  
36 52EF300431 F#30 Taper .04 L 31 mm.  
36 52EF400421 F#40 Taper .04 L 21 mm.  
36 52EF400425 F#40 Taper .04 L 25 mm.  
36 52EF400431 F#40 Taper .04 L 31 mm.  
36 74EASS Punta di carta, cf. ass.\* ,100 pz. €10  
36 75EASS Coni di gutta, cf. ass.\* , 60 pz. €10  
\* #: 20,25,30,40 - Taper .04,.06,



K-F • H-F • Gates • Largo • File C • Tiranervi • Lentulo • F-US



QV-ENDO

	K-Files S.Steel - 6 pz. QV30 €6,80 3+1 omaggio	
	21 mm	25 mm
Mis. ISO		
06	36 P1KS2106	36 P1KS2506
08	36 P1KS2108	36 P1KS2508
10	36 P1KS2110	36 P1KS2510
15	36 P1KS2115	36 P1KS2515
20	36 P1KS2120	36 P1KS2520
25	36 P1KS2125	36 P1KS2525
30	36 P1KS2130	36 P1KS2530
35	36 P1KS2135	36 P1KS2535
40	36 P1KS2140	36 P1KS2540
45	36 P1KS2145	36 P1KS2545
50	36 P1KS2150	36 P1KS2550
55	36 P1KS2155	36 P1KS2555
60	36 P1KS2160	36 P1KS2560
70	36 P1KS2170	36 P1KS2570
80	36 P1KS2180	36 P1KS2580
Ass. 15-40 €8,30	36 P1KS21A1	36 P1KS25A1
Ass. 45-80 €8,30	36 P1KS21A2	36 P1KS25A2

	K-Files NiTi - 6 pz. QV32 €9,80 3+1 omaggio	
	21 mm	25 mm
Mis. ISO		
08	36 P1KN2108	36 P1KN2508
10	36 P1KN2110	36 P1KN2510
15	36 P1KN2115	36 P1KN2515
20	36 P1KN2120	36 P1KN2520
25	36 P1KN2125	36 P1KN2525
30	36 P1KN2130	36 P1KN2530
35	36 P1KN2135	36 P1KN2535
40	36 P1KN2140	36 P1KN2540
45	36 P1KN2145	36 P1KN2545
50	36 P1KN2150	36 P1KN2550
55	36 P1KN2155	36 P1KN2555
60	36 P1KN2160	36 P1KN2560
70	36 P1KN2170	36 P1KN2570
80	36 P1KN2180	36 P1KN2580
Ass. 15-40 €11,40	36 P1KN21A1	36 P1KN25A1
Ass. 45-80 €11,40	36 P1KN21A2	36 P1KN25A2

H-Files S.Steel - 6 pz. QV34 € 6,80 4+1 omaggio		
Mis. ISO	21 mm	25 mm
08	36 P1HS2108	36 P1HS2508
10	36 P1HS2110	36 P1HS2510
15	36 P1HS2115	36 P1HS2515
20	36 P1HS2120	36 P1HS2520
25	36 P1HS2125	36 P1HS2525
30	36 P1HS2130	36 P1HS2530
35	36 P1HS2135	36 P1HS2535
40	36 P1HS2140	36 P1HS2540
45	36 P1HS2145	36 P1HS2545
50	36 P1HS2150	36 P1HS2550
55	36 P1HS2155	36 P1HS2555
60	36 P1HS2160	36 P1HS2560
70	36 P1HS2170	36 P1HS2570
80	36 P1HS2180	36 P1HS2580
Ass. 15-40 € 8,30	36 P1HS21AS1	36 P1HS25AS1
Ass. 45-80 € 8,30	36 P1HS21AS2	36 P1HS25AS2

H-Files NiTi - 6 pz. QV34 € 9,90 4+1 omaggio		
Mis. ISO	21 mm	25 mm
08	36 P1HN2108	36 P1HN2508
10	36 P1HN2110	36 P1HN2510
15	36 P1HN2115	36 P1HN2515
20	36 P1HN2120	36 P1HN2520
25	36 P1HN2125	36 P1HN2525
30	36 P1HN2130	36 P1HN2530
35	36 P1HN2135	36 P1HN2535
40	36 P1HN2140	36 P1HN2540
45	36 P1HN2145	36 P1HN2545
50	36 P1HN2150	36 P1HN2550
55	36 P1HN2155	36 P1HN2555
60	36 P1HN2160	36 P1HN2560
70	36 P1HN2170	36 P1HN2570
80	36 P1HN2180	36 P1HN2580
Ass. 15-40 € 11,40	36 P1HN21AS1	36 P1HN25AS1
Ass. 45-80 € 11,40	36 P1HN21AS2	36 P1HN25AS2

Gates S.Steel N. 1 - 6 pz. QV12+ € 14,70 3+1 omaggio			
Mis. ISO	ø mm	28 mm	32 mm
1	0.5	36 P80G281	36 P80G321
2	0.7	36 P80G282	36 P80G322
3	0.9	36 P80G283	36 P80G323
4	1.1	36 P80G284	36 P80G324
5	1.3	36 P80G285	36 P80G325
6	1.5	36 P80G286	36 P80G326
Assortiti € 16,20		36 P80G28A	36 P80G32A

• Elevata efficienza di taglio • Velocità consigliata 800-1.200 giri/min.

Largo (Peso) S.Steel N. 1 - 6 pz. QV15+ € 14,70 3+1 omaggio			
Mis. ISO	ø mm	28 mm	32 mm
1	0.7	36 P81P281	36 P81P321
2	0.9	36 P81P282	36 P81P322
3	1.1	36 P81P283	36 P81P323
4	1.3	36 P81P284	36 P81P324
5	1.5	36 P81P285	36 P81P325
6	1.7	36 P81P286	36 P81P326
Assortiti € 16,20		36 P81P28A	36 P81P32A

• Alta efficienza di taglio • Velocità raccomandata 800-1200 r.p.m.

File C+Canali Calcificati S.Steel - 6 pz. QV48C+ € 8,70 4+1 omaggio		
Mis. ISO	21 mm	25 mm
06	36 P1C2106	36 P1C2506
08	36 P1C2108	36 P1C2508
10	36 P1C2110	36 P1C2510
12.5	36 P1C2112	36 P1C2512
15	36 P1C2115	36 P1C2515
Assortiti € 10,20	36 P1C21A	36 P1C25A

• Per canali radicolari calcificati, con punta molto rigida da 3 mm  
• Consigliato solo per uso singolo

File Ultrasuoni NiTi 33 - 10 pz. QV04 € 8,70 4+1 omaggio		
Mis. ISO	33 mm	
15	59 P16U15	
20	59 P16U20	
25	59 P16U25	
30	59 P16U30	
35	59 P16U35	
40	59 P16U40	
Assortiti € 10,20	59 P16UA	

• Da utilizzare con ablatore ad ultrasuoni • Ottima resistenza  
• Lunghezza: 33 mm

Tiranervi BARBED S.Steel - 10 pz. QV38 € 7,50 3+1 omaggio		
Mis. ISO	21 mm	
0	36 P6B210	
1	36 P6B211	
2	36 P6B212	
3	36 P6B213	
4	36 P6B214	
5	36 P6B215	
6	36 P6B216	

• Buona flessibilità • Altamente resistente alla frattura

Spingi pasta (Lentulo) S.Steel - 4 pz. QV48C+ € 9,80 3+1 omaggio		
Mis. ISO	21 mm	25 mm
25	36 P7S2125	36 P7S2525
30	36 P7S2130	36 P7S2530
35	36 P7S2135	36 P7S2535
40	36 P7S2140	36 P7S2540
Assortiti € 11,30	36 P17S21A	36 P7S25A

**Massima qualità  
al miglior prezzo!**



## Localizzatore apicale

Stato dell'Arte dei localizzatori apicali e con connessione a Endo Smart Plus.

• **Auto-calibrazione all'avvio** • **Tester elettrico per vitalità pulpale** • **Informazioni sempre accurate** • **Misurazione più precisa.**

59 410AIPX AI-PEX con test vitalità

€ 570,00 € 420,00

Maggiore autonomia	
Autonomia	5h e 20 min.
Consumo	<0,5W
Tempo di ricarica	circa 3h
Batteria ricaricabile	3,7V/2000mAh
Schermo	LCD da 3.8 pollici



## AI-PEX MASTER



Dr. Arnaldo Castellucci



## Motore endodontico

**Automatic Torque Reverse mode:** Oltre ad un nuovo motore più performante. Include la modalità ATR per un maggior controllo delle operazioni intracanalari.

**Micro Testina per massima visibilità:** Rispetto al micromotore precedente, Endo Radar PRO introduce una micro testina che garantisce più ergonomia e maneggevolezza.

59 21ERPRO ENDO RADAR PRO Micromotore endodontico € 1.400,00 € 890,00



## ENDO RADAR PRO



## Inseriti ultrasuoni per l'accesso

**Totale controllo e massima precisione nella pratica clinica quotidiana**

Il Cavity Access Kit è l'ideale per gli endodontisti alla ricerca di inserti nati a garantire il successo e la prevedibilità del trattamento. Ideato per la rifinitura della cavità di accesso, nonché la localizzazione dei canali, il kit è costituito da 6 inserti ultrasonici con parte attiva micro-fresata (intagli) per garantire eccellente resistenza alla rottura ed al contempo evitare le classiche problematiche derivanti dall'uso della diamantatura all'interno della camera. NB lo scouter per apertura dei canali è fornito in quantità doppia.

Ogni punta è progettata con uno scopo ben definito: • Rifinitura delle pareti della cavità di accesso • Sonda di esplorazione del secondo canale medio vestibolare • Esplorazione ingresso dei canali (utile inoltre per rimozione di calcificazioni e perni in fibra) • Rimozione di perni metallici • Pulizia e rivestimento dell'anatomia naturale del pavimento della camera pulpale. **6 Inserti ultrasonici e "taxi" holder autoclavabile**

59 216ACE Compatibile con EMS • 59 216ACKS Compatibile con SATELEC € 400,00 € 320,00



## ACCESS CAVITY KIT



## Endo Dispenser AP

### ENDO DISPENSER PLASTIC

Per detersione e sterilizzazione dei file.  
Contiene 18 file manuali o rotanti.  
Sterilizzabile fino a 134°C.

55 P6EDP EDP € 29,80 € 25,00



## Endo Dispenser Al

### ENDO FILE HOLDER ALLUMINIUM

18 files manuali o rotanti. Scala millimetrata.  
Coperchio con stop per conteggio dei cicli di sterilizzazione.

55 361EHA Endo Holder € 49,00 € 41,00



## Gauge&Cutter

Sistema 2-in-1 per misurazione e taglio netto dei coni di GP.

• In grado di misurare il diametro del cono GP e tagliarlo alle dimensioni ISO come desiderato • Corregge le dimensioni imprecise dei coni in GP in commercio che possono causare errori • Taglia i coni GP in modo netto e senza irregolarità • Contribuisce alla sigillatura apicale utilizzando il cono master del diametro esatto.

36 391GPC € 95,00 € 88,00



## Endo Ring

### ENDO RING TRIANGOLARE

Sterilizzabile fino a 134°C con spugne monouso.

55 P66ECH Endo Ring, 2 anelli L e S

€ 12,50 € 10,00

55 P66TECH Spugnette triangolari, 50 pz

€ 33,00 € 28,00



## Disinfettante a largo spettro di azione

Dispositivo medico di classe IIb (Direttiva 93/42/CEE e s.m.l.)

**Il principio attivo di BIOAKT è composto da ioni d'argento stabilizzati in acido citrico.**

I microbi riconoscono come alimento gli ioni di argento in acido citrico e una volta penetrati all'interno i cationi di argento reagiscono rapidamente con i gruppi di carica negativa, causando danni irreversibili sia alle proteine che al DNA e al RNA dei batteri bloccandone le funzioni metaboliche e riproduttive, determinandone infine la morte.

**Doppia efficacia senza precedenti:** • totale atossicità ed elevata efficacia • tempi di abbattimento della carica batterica e virale di circa 60 secondi con protezione residua oltre le 18 ore

54 22B05L BIO AKT QUOTIDIANO 5L € 75,50 omaggio BioAkt Endo

54 22B100 BIO AKT QUOTIDIANO 1L € 16,90 3 € 15,00 cad.

**BioAkt Endo** Irrigante canalare ad azione chelante e disinfettante • 100% Certificato non tossico • Migliora la penetrazione del sigillante all'interno dei tubuli dentinali • Migliore azione chelante rispetto all'EDTA 17% • Biocompatibile, completamente non tossico. La tecnologia di BioAkt permette la rimozione dello Smear Layer e di raggiungere livelli di disinfezione paragonabili agli irriganti contenenti ipoclorito di sodio.

54 23BEND BioAkt Endo confezione in blister, 10 fiale x 5 ml cad. € 19,90 € 18,50



Endo



## Soluzione Irrigante Acido Citrico 40%



## CITRIC ACID 40%

Soluzione irrigante utilizzata in endodonzia per la pulizia e la preparazione chimico-meccanica dei canali radicolari. La sua azione principale consiste nella rimozione dello strato di smear layer (strato di detriti) formatosi durante la strumentazione canalare, favorendo l'esposizione dei tubuli dentinali e migliorando l'efficacia dei sigillanti canalari.

**Composizione** Acido citrico al 40% in soluzione acquosa. **Indicazioni d'uso.** • Rimozione dello smear layer: elimina lo strato di detriti dalle pareti del canale radicolare, esponendo i tubuli dentinali. • Pulizia profonda: facilita la rimozione dei residui di polpa e detriti organici. • Preparazione del canale: migliora la penetrazione dei sigillanti nei tubuli dentinali, ottimizzando la sigillatura canalare.

37 31AC200 Flacone 200 g con attacco Luer per prelievo con siringa € 13,60 € 12,50  
37 31AC400 Flacone 400 g con attacco Luer per prelievo con siringa € 24,25 € 21,00



## Disinfettante sgrassante multiuso Alcol Isopropilico



## ISOPROPYL ALCOOL

A base di 2-propanolo puro p.a. Soluzione per l'uso professionale in ambito odontoiatrico, in particolare nei trattamenti endodontici. Grazie alle sue proprietà disinfettanti, sgrassanti e solventi, è ideale per la pulizia e la preparazione dei canali radicolari.

**Composizione.** Principio attivo: 2-propanolo puro p.a. (alcol isopropilico). **Indicazioni d'uso.** • Irrigazione dei canali radicolari: utilizzato durante i trattamenti endodontici per risciacquare i canali radicolari, favorendo la rimozione di detriti e residui. • Asciugatura dei canali: accelera l'asciugatura dei canali radicolari prima dell'otturazione. • Rimozione di otturazioni provvisorie: aiuta a rimuovere materiali di otturazione temporanea contenenti iodoformio. • Riduzione della tensione superficiale: in uso alternato con ipoclorito di sodio, riduce la tensione superficiale, migliorando la penetrazione dell'ipoclorito anche nei canali di piccolo diametro.

54 731AI2 Alcol Isopropilico Flacone da 200 g. € 16,50 € 12,90

Con adattatore con tappo a vite per facilitare l'aspirazione del liquido con siringhe standard Luer e con siringa dosatrice.



## Otturazioni provvisorie di cavità I e II



## CAVIPACK

• Pronto all'uso • Senza Eugenolo • Indurisce in ambiente umido in 20-30 min. • Radiopaco • Facile da rimuovere con manipolo o scaler quindi risciacquare • Aroma gradevole di rosa. **1.** Spray acqua nella cavità **2.** Applicare e comprimere delicatamente contro le pareti **3.** Modellare. **Evitare di mordere per 2-3 ore.**

22 351CV310 Cavipack ott. Provvisorie 3x10g € 17,90 € 14,00



## Idrossido di calcio biocompatibile



## CALCIPAST

A base di idrossido di calcio. **Biocompatibile promuovere la rigenerazione dei tessuti.**

Materiale di medicazione per canali radicolari, per la sua capacità di neutralizzare l'acidità e favorire la guarigione dei tessuti periapicali. • Proprietà antibatteriche • Facilità di applicazione • Biocompatibilità: è generalmente ben tollerato dai tessuti dentali e non provoca reazioni avverse significative, rendendolo adatto per l'uso in dentatura permanente e decidua • Proprietà di mineralizzazione: stimola la formazione di un nuovo tessuto dentale minerale, contribuendo alla riparazione delle lesioni

22 351CP21 Idrossido di calcio per medicazioni canalari provvisorie 2,1 g € 27,50 € 26,00

22 351CP421 Calcipast Mega Pack 4 x 2,1 g € 85,00 € 65,00



## Solvente naturale



## EUCALYPTOL

Solvente naturale a base di olio di eucalipto puro al 100%, specificamente formulato per la rimozione della guttaperca durante i ritocchi endodontici. Grazie alle sue proprietà antisettiche e alla sua efficacia, rappresenta una scelta estremamente sicura e affidabile.

**Composizione.** Olio di eucalipto 100%. Eucalyptol è indicato per: • Rimozione della guttaperca dai canali radicolari durante i trattamenti endodontici ripetuti. **Caratteristiche principali.** • **Efficacia nel dissolvere la guttaperca:** facilita la rimozione del materiale otturante dai canali radicolari. • **Proprietà antibatteriche:** efficace contro batteri come Vibrio, Staphylococcus e Streptococcus, inclusi ceppi resistenti agli antibiotici. • **Aroma gradevole:** liquido incolore o giallastro con un profumo fresco e caratteristico di cineolo. • **Alternativa sicura:** rispetto ad altri solventi, presenta un minor rischio di effetti indesiderati.

37 38EUC10 Eucalyptol Flac. 10 ml. + 3 pipette € 12,35 € 11,50 • 46 32PIP5 Pipette traspr., 5 pz. € 5,50 • 2 € 4,50 cad.



## Solvente naturale



## ORANGE GUTTAN

Solvente naturale a base di olio essenziale di arancia al 100%, progettato per la rimozione efficace della guttaperca durante i trattamenti endodontici ripetuti. Grazie alla sua composizione completamente naturale, offre un'alternativa sicura e biocompatibile ai solventi tradizionali, facilitando la pulizia dei canali radicolari senza compromettere la salute dei tessuti circostanti.

**Composizione.** Olio essenziale di arancia 100%. **Indicazioni d'uso.** • Rimozione della guttaperca dai canali radicolari durante i ritocchi endodontici. **Caratteristiche principali.** • **Solvente naturale e non tossico:** offre un'alternativa sicura ai solventi chimici tradizionali. • **Efficacia elevata:** dissolve rapidamente la guttaperca, facilitandone la rimozione. • **Facilità di risciacquo:** consente una pulizia efficace del canale radicolare. • **Biocompatibilità:** riduce il rischio di reazioni avverse nei tessuti periapicali. • **Aroma gradevole:** l'olio essenziale di arancia conferisce un profumo piacevole durante l'uso.

37 38OG10 Orange Gutt. Fl. 10 ml. + Set 3 pipette € 29,80 € 26,00 • 46 32PIP5 Pipette traspr., 5 pz. € 5,50 • 2 € 4,50 cad.



## Irrigante canale ipoclorito di sodio NaClO 5,25%



CHLORAXID

Soluzione a base di ipoclorito di sodio utilizzata per il risciacquo dei canali radicolari. È disponibile nelle concentrazioni **5,25%** e il 2% e in flacone da **200 g** o **400 g**.

- Chloraxid 5,25%: ipoclorito di sodio (5,25% di cloro attivo), acqua purificata conforme alla Farmacopea Europea.
- Chloraxid 2%: ipoclorito di sodio (2% di cloro attivo), acqua purificata conforme alla Farmacopea Europea.

Il prodotto è disponibile in flaconi da 400 g e 200 g, con adattatore con tappo richiudibile, compatibile con la maggior parte delle siringhe standard. Siringa dosatrice per un'applicazione precisa. **Indicazioni d'uso.** • Rimozione dei residui di polpa necrotica durante la preparazione meccanica del canale radicolare. • Pulizia del canale e rimozione del "smear layer" per esporre gli orifizi dei tubuli dentinali prima dell'otturazione finale.



Flacone da 200 o 400 g con adattatore a tappo a vite e dispenser	
Chloraxid 5,25% 200 g	Chloraxid 5,25% 400 g
37 3155200 € 7,50 • 2 € 6,95 cad.	37 3155400 € 12,50 • 2 € 10,00 cad.

## Irrigante canale Digluconato 2%



CHLORAXID

Soluzione irrigante a base di clorexidina digluconato al 2%, utilizzata per la disinfezione e l'irrigazione dei canali radicolari.

**Composizione.** • Principio attivo: Clorexidina digluconato al 2%. • Eccipienti: Acqua purificata conforme alla Farmacopea Europea. Il prodotto è disponibile in flaconi da 400 g, con adattatore con tappo richiudibile, compatibile con la maggior parte delle siringhe standard. Siringa dosatrice per un'applicazione precisa.

**Indicazioni d'uso.** • Irrigazione dei canali radicolari durante i trattamenti endodontici, in particolare in presenza di polpa infiammata. • Disinfezione del canale radicolare, grazie alle proprietà antimicrobiche della clorexidina. • Pulizia del canale, rimuovendo detriti e residui organici. • Esposizione dei tubuli dentinali, facilitando l'adesione dei materiali di otturazione.



37 315CD22 Chloraxid Digluconate 2% 200 g	37 315CD24 Chloraxid Digluconate 2% 400 g
€ 17,00 • 2 a € 15,00 cad.	€ 26,50 • 2 a € 24,00 cad.

## EDTA Disodico 17% - Liquido



ENDO SOLUTION  
LIQUID

**EndoPrep Gel** è un gel a base di 17% EDTA indicato per una preparazione endodontica efficiente e sicura. Facilita l'uso degli strumenti, rimuove lo smear layer, e può essere utilizzato anche nello sbiancamento. Se usato correttamente (applicazione, risciacquo, protezioni), offre ottimi risultati; richiede però attenzione nelle controindicazioni e nell'uso tra le sedute.

**Ingredienti.** • EDTA disodico 17%: agente chelante, ammorbidisce la dentina rimuovendo ioni calcio e magnesio. • Base in gel più eccipienti lubrificanti. **Indicazioni d'uso.** • Preparazione chemomeccanica dei canali. • Ottima per formazione, modellamento e rimozione dello smear layer. • Il gel garantisce una fluida introduzione degli strumenti e minore rischio di frattura. • Utile anche nello sbiancamento interno del canale in combinazione con NaOCl.

**Flacone completo di accessori 200 ml** 37 321ES200 € 27,80 € 25,00



## EDTA Disodico 17% - Gel



ENDO SOLUTION  
GEL

**EndoPrep Gel** è indicato per una preparazione endodontica efficiente e sicura. Facilita l'uso degli strumenti, rimuove lo smear layer, e può essere utilizzato anche nello sbiancamento. Se usato correttamente (applicazione, risciacquo, protezioni), offre ottimi risultati; richiede però attenzione nelle controindicazioni e nell'uso tra le sedute.

**Ingredienti.** • EDTA disodico 17%: agente chelante, ammorbidisce la dentina rimuovendo ioni calcio e magnesio. • Gel più eccipienti lubrificanti. **Indicazioni d'uso.** • Preparazione chemomeccanica dei canali. • Ottima per formazione, modellamento e rimozione dello smear layer. • Il gel garantisce una fluida introduzione degli strumenti e minore rischio di frattura. • Utile anche nello sbiancamento interno del canale in combinazione con NaOCl.

37 32EPG5 Endo-Prep Gel 5 ml. + tips € 18,90 € 15,50 • 37 32EPG10 Endo-Prep Gel 10 ml. + tips € 28,60 € 25,50



## EDTA Disodico 15% • Urea 10% • Eccipienti - Cream



ENDO SOLUTION  
CREAM

**EndoPrep Cream** è un preparato chemomeccanico a base di EDTA e urea perossido, studiato per ammorbidire la dentina e favorire la pulizia, il modellamento e la rimozione dello smear layer nei canali radicolari. Utilizzato con un applicatore monouso e risciacquo contemporaneo con ipoclorito e acqua, richiede cautele per poter supportare un'adesione ottimale e prevenire danni alla dentina.

**Indicazioni d'uso.** • Preparazione chemo-meccanica del canale radicolare • EDTA ammorbidisce la dentina superficiale eliminando ioni calcio e magnesio, facilitando la rimozione del smear layer • L'effervescenza derivante da urea perossido + NaOCl aiuta a rimuovere detriti e frammenti dentinali • Eccipienti lubrificanti riducono il rischio di frattura dello strumento. - Siringhe da 2 mL, 5 mL o 10 mL + 2 applicatori monouso • - Mega pack: 3 siringhe da 10 mL + 4 applicatori

**Avvertenze:** Evitare l'uso immediato prima o dopo il risciacquo con clorexidina digluconato per prevenire la formazione di un residuo lattiginoso bianco.

Siringa 2 ml. + tips	Siringa 5 ml + tips	Siringa 10 ml + tips	Mega Pack 3x10 ml + tips
37 32EPC2 € 15,50 € 13,70	37 32EPC5 € 29,00 € 28,00	37 32EPC10 € 49,00 € 41,00	37 32EPC310 € 124,00 € 110,00





## Solvente organico

Solvente organico altamente efficace, utilizzato in endodonzia per la rimozione della gutta-perca e di materiali come l'Endomethasone durante i ritrattamenti canalari. Grazie alla sua capacità di dissoluzione rapida, facilita la pulizia dei canali radicolari, rendendo il processo più efficiente rispetto ad altri solventi tradizionali.

37 38CHM10 Methylene Chloride Fl.da 10 ml. Con pinzetta appl € 16,75 € 15,00

## METHYLENE CHLORIDE



## Pasta iodoformica per medicazioni intermedie dei canali

Agente chimico essiccante in polvere utilizzato in endodonzia, principalmente come componente nelle paste per otturazioni canalari temporanee. La sua formulazione è pensata per offrire proprietà terapeutiche durante i trattamenti canalari. • Radiopaca • Azione antibatterica di aiuto nel trattamento delle necrosi pulpari, granulomi e infezioni periapicali • Capacità di essere riassorbita dall'organismo in caso di fuoriuscita.

37 38J30 Pasta Iodoformica 30 g. (Accessori inclusi: cucchiaino dosatore per facilitare l'applicazione.) € 35,95 € 32,00

## iodoform



## Irrigatore multiuso

Questo irrigatore è utilizzato per il controllo preciso dell'aria e/o dell'acqua in qualsiasi procedura dentale (ponti e corone, restauri, endodonzia, parodontologia, chirurgia, impianti, ecc.) che richiede irrigazione e/o asciugatura durante il procedimento. L'irrigatore Stropko è particolarmente utile quando si eseguono procedure con il microscopio operativo chirurgico (SOM), quando è essenziale il controllo di precisione dell'irrigazione. Da utilizzare in ogni procedura dentale per garantire un flusso d'acqua e/o aria delicato ed efficace per una pulizia o un'asciugatura superiore ed efficiente di qualsiasi superficie o area di lavoro.

**Vantaggi:** • Getto d'aria preciso e fine per risciacquare e asciugare in sicurezza • Elimina gli schizzi e riduce al minimo gli aerosol • Fornisce una pressione dell'aria regolata e delicata • Accoglie tutti gli inserti Luer-Lock • migliora la microadesione • Indispensabile per l'uso al microscopio.


32 351260 Standard Pack: STD. 5 cm + 5 Blue Flo Tips

32 351265 Standard Pack: XL 8,9 cm + 5 Blue Flo Tips

Contenuto: 1 Stropko Irrigator™ (lung.indicata) e 5 puntali Blu-Flo™ € 185,00 € 149,00

46 746202 Blue-FLO Tip 23 ga. 20 pz. € 25,00 2-15% • 46 746222 Blue-FLO Tip 23 ga. 100 pz. € 89,00 2-15%

## STROPKO PRECISION IRRIGATOR



Disponibile anche Kit: 1 Standard Pack (lunghezza da spec.), 1 Siringa Aria/Acqua regolabile, 1 Tubo da 178 cm.

## Attivatore ad ultrasuoni per irrigazione canale

• Controllo automatico delle frequenze • Circuito che garantisce alta frequenza a bassa ampiezza delle vibrazioni per efficienza e stabilità dell'azione all'interno del canale • Operatività desiderata settabile: **Potenze:** E, E2, E3. **Tempi di lavoro** 10s, 15s, 20s, 10min • **Cordless** e ricarica a contatto magnetico • Schermo LCD per controllo tempistiche e potenza • Attivazione ad anello per attivazione in qualsiasi posizione e angolazione

59 213EN3 Attivatore irriganti ENDO 3. Dotazione completa di inserti: E96x2, E99x2, E70x2, E71x10, E72x10

€ 472,00 € 330,00



## ENDO 3



## Cannula flessibile

Cannula per irrigazione canale in propilene morbido di alta qualità. Grazie alla flessibilità segue perfettamente l'anatomia di qualsiasi canale radicolare fino all'apice. L'irrigazione laterale è garantita e sicura grazie alle aperture laterali contrapposte a ridosso della punta chiusa. Irrigazione e detersione superiori e in sicurezza.

Taper 04 - Punta (0,3) - Lunghezza 25 mm - Tacche a 22, 20, 19, 18 mm. - Punta chiusa con aperture laterali • **Polipropilene di alta qualità. Flessibile 30 gauge 25 mm. Confezionate in buste singole. Sterilizzabili a 134°C.**

• Confezionate singolarmente in camera bianca • Compatibile con tutte le siringhe dentali standard.

46 P4GF20 Glide Flow 30 g (ø0,4) 25 mm. 20 pz. € 39,90 € 19,90



## GLIDEFLOW




## Aghi per irrigazione canale

• Pieghevoli, 2,54 cm, per irrigazioni canalari, di siti chirurgici subgengivali e solchi • Estremità smussa e apertura laterale per l'irrigazione • Per l'uso in prossimità dell'apice • Modelli AVIR con classico attacco Luer.

APPLI-VAC Luer	23 ga BLU	27 ga GIALLI	30 ga VIOLA	
20 pz. € 25,00	46 745023	46 745027	46 745030	2-10%
100 pz. € 85,00	46 745523	46 745527	46 745530	3-15%



## APPLI-VAC



## Punta per applicazione materiali viscosi

L'ideale per ottenere il massimo vantaggio con i materiali viscosi. Visco-Tip è una punta pieghevole flessibile da 25 ga che migliora il flusso e il posizionamento dei materiali viscosi come i sigillanti bioceramici e l'idrossido di calcio. • Riduce lo spreco di materiali • Migliora il flusso per una erogazione facile e prevedibile • Design anti-intasamento.

46 722302 Visco-Tip 25 ga. 20 pz. € 48,00 € 39,00

## Siringa 6cc con ago 30ga premontato

L'unica siringa al mondo dotata di tecnologia antigoccia, riduce notevolmente il rischio di macchie di candeggina e danni alla pelle, agli occhi e alla mucosa orale. **Non costa più di una siringa di irrigazione standard!** Dotata di uno stantuffo codificato a colori unico per identificare rapidamente NaOCl e un anello codificato a colori per una migliore visibilità nei campi ingranditi.

• Destinato alla conservazione a breve termine di NaOCl • Tecnologia antigoccia aspira automaticamente le gocce • Riduce notevolmente il rischio di macchie e danni alla pelle

46 715060/20 20 Dripless + 20 aghi irrig. da 30ga, apertura laterale, cf. 20 pz.

€ 39,50 € 34,50 • 2 cf. € 32,50 cad. • 5 cf. € 26,00 cad.

## Cappucci per siringhe con attacco Luer

- Cappucci per siringhe realizzati in plastica bianca rigida
- Adatti a ogni siringa con attacco Luer Lock standard.

46 12205 Cappucci per siringhe Luer 20 pz.

€ 12,70 • 2cf. € 9,00 cad. • 5 € 4,00 cad.

## Aspirazione dei liquidi dal canale radicolare

Progettato per l'aspirazione dei liquidi durante i trattamenti endodontici.

Realizzato in **acciaio inox**, è compatibile con qualsiasi sistema di aspirazione dentale e consente un'asciugatura efficace dei canali, riducendo significativamente l'uso di punte di carta fino all'80%.

**Componenti del Kit.** • Manipolo in acciaio inox **riutilizzabile** • **10 applicatori** monouso, flessibili e adattabili all'anatomia canale • **5 cilindri** Luer Lock • **3 connettori** per il collegamento al sistema di aspirazione • **5 magneti** per il fissaggio alla faretra • **1 scovolino** per la pulizia interna del manipolo. **Procedura d'Uso.** 1. Collegamento: Connettere il tubo Luer Lock al manipolo e al sistema di aspirazione utilizzando i connettori forniti. 2. Inserimento dell'applicatore: Inserire un applicatore flessibile al manipolo. Gli applicatori sono progettati per adattarsi a canali di varie dimensioni grazie alla loro flessibilità. 3. Posizionamento: Introdurre delicatamente l'applicatore nel canale radicolare fino a raggiungere la zona desiderata. 4. Aspirazione: Attivare il sistema di aspirazione per rimuovere i liquidi presenti nel canale. 5. Ripetizione: Ripetere la procedura dopo ogni irrigazione endocanale per garantire un'asciugatura ottimale. **Vantaggi.** • Efficienza: Riduce il tempo di lavoro fino a 10 volte rispetto ai metodi tradizionali • Compatibilità: Può essere utilizzato con qualsiasi tipo di dispositivo di aspirazione • Ergonomia: Il manipolo è dotato di un attacco magnetico per un facile posizionamento sulla faretra • Sicurezza: Gli applicatori monouso garantiscono un'igiene ottimale e riducono il rischio di contaminazione.

46 34EAPK Endo-Aspirator PRO Kit € 153,40 € 140,00

46 34EAP1 Endo-Aspirator PRO Spazzolino per EAP € 9,00 € 7,50

46 34EAP5 Endo-Aspirator PRO Tubi per EAP € 21,60 € 18,00

## Aspirazione dei liquidi dal canale radicolare-monouso

È particolarmente utile per rimuovere soluzioni irriganti e asciugare i canali, riducendo significativamente l'uso di punte di carta.

**Caratteristiche principali.** • **Monouso:** progettato per un singolo utilizzo, garantendo igiene e prevenzione della contaminazione crociata • **Compatibilità:** si collega facilmente a qualsiasi dispositivo di aspirazione standard tramite un adattatore • **Punta ultrasottile:** con un diametro di 0,29 mm, consente l'accesso anche ai canali radicolari più stretti • **Applicatore morbido:** assicurando una buona penetrazione e un'asciugatura accurata del canale radicolare • **Efficienza:** riduce i tempi di lavoro fino a 10 volte e l'utilizzo di punte di carta fino all'80%. **Modalità d'uso.** 1. Collegamento: connettere l'Endo Aspirator al dispositivo di aspirazione utilizzando l'adattatore fornito. 2. Aspirazione: introdurre delicatamente l'applicatore nel canale radicolare e attivare il sistema di aspirazione per rimuovere i liquidi presenti. 3. Ripetizione: ripetere la procedura dopo ogni irrigazione per garantire un'asciugatura ottimale. 4. Smaltimento: dopo l'uso, smaltire l'aspiratore secondo le normative vigenti per i dispositivi monouso.

Confezione include: • 5 aspiratori monouso • 5 punte • 1 adattatore per il collegamento al sistema di aspirazione

46 34EA1 Endo-Aspirator € 7,20 € 6

46 34EA5 Endo-Aspirator Set 5 pz. € 24,50 € 22,40

## VISCOTIP

Video



## DRIPLESS



## LUERCAP



## ENDO-ASPIRATOR PRO



Video



## ENDO-ASPIRATOR



## Compattatore a caldo DOWNPACK B&L

**Cordless leggero ed ergonomico per la compattazione verticale a caldo 3D "DownPack"**  
 • Massima praticità Design Ergonomico • Bilanciamento Facilita l'utilizzo • Cordless Nessuna limitazione d'uso, minor affaticamento di mano e polso • 6 Tacche di posizionamento esagonali per il fissaggio sicuro degli inserti nella posizione desiderata.

### Specifiche tecniche

**Base di ricarica:** misure (mm) 81x137x36 - peso 207 g

**Manipolatore Riscaldatore:** misure (mm) 12,5x150,5x21,5 - peso 63 g

59 312ASKB SuperEndo **Alpha 2** Set: Unità termica, base di ricarica, batteria Li-ion 1620 mAh, trasformatore e cavo, 3 Plugger 55(06, 08, 10)

€ 1.890,00 € 1.390,00 + garanzia Illic' • Test termico 59 312HTT € 241,00 € 195,00

## Plugger BAEK

**Plugger Hi-Tech, altamente flessibili, calibrati per il compattatore cordless Alpha2**

- In acciaio inox temperato molto flessibile, seguono il profilo di canali con curvature marcate
- Raggiungono la temperatura in pochi secondi
- Fissaggio sicuro, 360° di rotazione.

Plugger Baek SuperEndo Alpha2, € 188,00 • 2 € 168,00 cad.				
		40/04	45/04	50/04
		59 312P4004	59 312P4504	59 312P5004
55/06	55/08	55/08L	55/10	60/12
59 312P5506	59 312P5508	59 312P5508L	59 312P5510	59 312P6012

## Dispositivo per otturazione a caldo BackFill B&L BIOTECH

**Beta Mini cordless, maneggevole è lo stato dell'arte per la migliore tecnica Backfill.**

**Affidabile perché tecnologicamente superiore!**

**Cordless e compatto risulta di facile manipolazione**

- Maneggevole per un'erogazione senza sforzo • Erega rapidamente e con facilità il materiale di otturazione caldo per il riempimento dei canali radicolari • Massima praticità • Ergonomico e con aghi ruotabili a 360° • Bilanciato, l'ottima distribuzione dei pesi facilita l'utilizzo • Nessuna limitazione d'uso, minor affaticamento di mano e polso • Doppia sicurezza contro bruciature accidentali • Protettore termico in materiale termoresistente speciale • Lunga durata della batteria 4 ore con 1 ricarica: 1 settimana di trattamenti!

59 312EKB SuperendoEndo Beta Mini Set: Pistola unità termica, base di ricarica € 1.890,00 € 1.390,00 + garanzia ILIC' (cod. 59 312EKW Beta Mini Bianco)

AGHI SUPERENDO BETA in argento, blister 4 pz., 5 tubi € 71,50 • 2 cf. a scelta € 69,00 cad.


AGHI SUPERENDO Multibanding, blister 4 pz., 5 tubi € 79,00 • 2 cf. a scelta € 71,00 cad.

GUTTAPERCA Hi-Tech B&L in pellet (59 312GPS, R, H), 100 pz. € 48,90 • 2 cf. a scelta € 44,00 cad.

## Condensatori NiTi/Inox B&L Biotech

Strumenti doppi con punte intercambiabili in Nichel Titanio superflessibile e acciaio inox rigido

Reg. 20 mm € 95,00 € 85,00		BL-B Kondenser Strumento doppio XChange	
33 513X35	Verde	35 (A0.35±0.02) / 70 (A0.70±0.02)	
33 513X40	Nero	40 (A0.40±0.02) / 80 (A0.80±0.02)	
33 513X50	Oro	50 (A0.50±0.02) / 100 (A1.00±0.02)	
33 513X60	Azzurro	60/120	
Long 25 mm € 99,00 € 89,00		BL-B Kondenser Strumento doppio XChange	
33 513X35L	Verde	35 (A0.35±0.02) / 70 (A0.70±0.02)	
33 513X40L	Nero	40 (A0.40±0.02) / 80 (A0.80±0.02)	
33 513X50L	Oro	50 (A0.50±0.02) / 100 (A1.00±0.02)	
33 513X60L	Azzurro	60/120	



### 33 513XSET

BL-B-Kondenser Regular 20 mm Set (35/70, 40/80, 50/100, 60/120)  
 € 297,00 € 250,00

### 33 513XSETL

BL-B-Kondenser Long 25 mm Set (35L/70, 40L/80, 50L/100, 60L/120)  
 € 327,00 € 275,00



## ALPHA 2



## SUPERENDO ALPHA



La qualità è all'interno: Costituiti da due metalli conduttori di forma cilindrico/conica, uno dentro l'altro e tra loro c'è un isolante, tranne in punta, dove c'è una resistenza che al passare della corrente genera calore riscaldante all'estremità del plugger perfettamente corrispondente alla temperatura del display.



## BETA MINI

Nuova guaina in silicone autoclavabile



Le temperature selezionabili in sequenza (150 > 180 > 200 e 230 °C) per l'agevole il controllo del flusso di guttaperca o Resilon®.



## BL-B-KONDENSER



**D600 • U600 € 990,00**  
 59 224D600 € 450,00  
 59 224U600

**D600 LED • U600 LED € 1.150,00**  
 59 224D600L € 550,00  
 59 224U600L

**Accessori in dotazione**

Manipolo D600	Compatibile SATELEC®	HD-8H x 1
Manipolo D600 LED	Compatibile SATELEC®	HD-8L x 1
Manipolo U600	Compatibile EMS®	
Manipolo U600 LED	Compatibile EMS®	
Modalità operativa	<b>G (scaling)</b> <b>P (perio)</b> <b>E (endo)</b>	
Tipologia di inserti	<b>GD5x1</b> <b>PD7x1</b> <b>PD12Dx1</b> <b>ED12Dx1</b>	
	<b>ED3Dx1</b> <b>ED6x1</b> <b>ED15x1</b> <b>ED60x1</b>	
Erogazione dell'acqua	Integrata	Rete idrica
Frequenza di vibrazione	28 kHz + 3 kHz	

Massima potenza, controllo e precisione in un unico dispositivo

**Tecnologia per l'endodonzia.** Il dispositivo piezoelettrico a ultrasuoni **D600** è stato specificatamente migliorato per le applicazioni in campo endodontico. Questo lo rende uno dei macchinari più scelti da parte degli specialisti dell'endodonzia.

**Massimo comfort per il paziente.** Lo scaler **D600** presenta delle ottime funzioni per un trattamento indolore al paziente, mediante le oscillazioni sinusoidali modulate in frequenza, e per la ricostruzione canale minimamente invasiva.

**Inserti Ultrasuoni per Endodonzia**

2 -15% • 4 -20%


**TIPONE**

Rimozione calcificazioni / otturazioni canalari	E3D Diamantata	Rimozione ostruzioni e strumenti fratturati	E4D Diamantata	ET40D
<b>E3 € 35,00</b>	<b>E3D € 48,00</b>	<b>E4 € 35,00</b>	<b>E4D € 48,00</b>	<b>ET40D € 48,00</b>
<b>A:</b> 59 X16E3A	<b>A:</b> 59 X16ED3A	<b>A:</b> 59 X16E4A	<b>A:</b> 59 X16E4DA	<b>A:</b> 59 X1640D
<b>E:</b> 59 X16E3E	<b>E:</b> 59 X16ED3E	<b>E:</b> 59 X16E4E	<b>E:</b> 59 X16E4DE	

Attacco: **A:** SAT style **E:** EMS style**TipOne ROGP • ROGP-90 Punta ultrasuoni**

Le innovative punte ROGP e ROGP-90 vengono utilizzate per accedere ad aree non raggiungibili da altre punte.

Particolarmente efficaci per i ritrattamenti specialmente nei canali ovali lunghi, dove la maggior parte delle altre punte non si adatterebbero. Ideali anche per la rimozione della Gutta Percha.



<b>€ 59,00 ROGP</b>	<b>A:</b> 59 X16ROGPA	<b>E:</b> 59 X16ROGPE	<b>€ 59,00 ROGP-90</b>	<b>A:</b> 59 X16ROGP90A	<b>E:</b> 59 X16ROGP90E
---------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

2 -15% • 4 -20%

**Cannula flessibile in polipropilene per irrigazione endo**

Strumento endodontico innovativo progettato per l'estrazione sicura e precisa di strumenti canalari separati all'interno dei canali radicolari. Questo dispositivo consente di affrontare efficacemente una delle sfide più complesse in endodonzia, migliorando i risultati clinici e riducendo la necessità di interventi chirurgici.

**Modalità d'uso.**

1. Preparazione: sterilizzare la punta in autoclave (senza cappuccio protettivo) e montarla sull'impugnatura.
2. Formazione del loop: utilizzare il calibratore per modellare il loop di nitinol alla dimensione desiderata.
3. Accesso al frammento: inserire delicatamente la punta nel canale per agganciarsi al frammento separato.
4. Rimozione: estrarre il frammento con movimenti controllati, evitando danni ai tessuti circostanti.

**36 392BTR BTR Pen Kit**, contiene: 1 impugnatura in acciaio inox, 1 calibratore in acciaio inox, 5 punte monouso con loop in nitinol (Ø 0,3 mm), 2 molle intercambiabili (morbida e dura), 3 O-ring in silicone. **€ 790,00 € 720,00**

**BTR PEN**

**btrPen**

## Bioceramici attivi Avalon per terapie endodontiche

## NEOSEALER, NEOPUTTY, NEOMTA2



Carolyn Primus, PhD

**NeoSealer Flo.** Cemento canalare bioceramnico attivo con % di bioattivo superiore a tutti per promuovere una maggiore formazione di HA per attivare un più veloce foto scatola con siringa e dente processo di guarigione. • Ottimizzato per otturazioni sia verticali a caldo che a cono singolo. • Privo di resina • Non scolorisce • Confezione speciale antiumidità.

Tempo di lavoro 40 min • Indur. 11 h.+1

37 534NS22 NeoSealer Flo Kit 2,2g + 20 Flex Flo Tip 25ga. € 214,15 € 125,00

37 534NSR22 NeoSealer Flo Kit 2,2g + Refill € 171,32 € 99,00

**NeoPutty Starter Kit.** Sigillante canalare premiscelato. Manipolazione e posizionamento più efficienti. Compatto e non appiccicoso, resiste al risciacquo, l'ideale per 11 delle procedure più importanti. Elevato PH • Bioattività su base MTA. Tempo di lavoro 1 h • Indur. 4 h

37 534NP05 NeoPutty Starter Kit 0,50g € 118,81 € 69,00 • 37 534NP12 NeoPutty Starter Kit 1,2g € 237,79 € 138,00

**NeoMTA2.** Bioceramico attivo facile e veloce da miscelare. Manipolazione e posizionamento più efficienti. Compatto e non appiccicoso, resiste al risciacquo • Elevato PH • Per 13 delle procedure più importanti • Bioattività su base MTA Tempo di lavoro e presa 14 min.

37 534010 MTA2 (10 applicazioni) € 169,74 € 99,00 Tempo di lavoro 21 min. presa 70 min. (miscelato come putty)

37 534025 MTA2 (25 applicazioni) € 193,31 € 170,00 (miscelato come sigillante)



## Siringhe per prelievo e applicazione MTA


- Disponibile in 3 misure • Portano l'MTA direttamente all'apice del canale radicolare
- Utilizzabili per tutte le applicazioni cliniche dell'MTA.

€ 112,50 5 Siringhe • 2-10% • 3-15%

Ass.ti. 1 viola, 2 verdi, 2 arancioni € 105,00	Viola 5 pz. 0,80 mm.	Arancione 5 pz. 0,99 mm.	Verde 5 pz. 1,60 mm.
	€ 105,00	€ 105,00	€ 105,00
36 394019	36 394017	36 394016	36 394015



## DOVGAN STYLE



## Blocchetto per dosaggio preciso MTA

Fornisce porzioni precise di MTA+ pronte per l'applicazione precisa in cavità dentali o canali radicolari. Scanalature con diametri variabili da 0,7 mm a 1,0 mm. Pulizia dopo l'utilizzo con alcol. Blocchetto dosatore progettato per formare porzioni precise di materiale MTA+ (Mineral Trioxide Aggregate) pronte per l'applicazione in cavità dentali o canali radicolari. Dispositivo essenziale per ottenere precisione e efficienza nella preparazione e applicazione del materiale MTA+, migliorando la qualità dei trattamenti endodontici. Questo strumento è particolarmente utile per garantire un dosaggio accurato e facilitare l'inserimento del materiale durante i trattamenti endodontici.

36 794MM Blocchetto Matrix MTA+ € 49,00 € 44,00



## MATRIX+ MTA



## Retrattori chirurgici piegabili

Disponibili in due tipologie: "Ni-Ti" e acciaio Inox "SUS".

I modelli Ni-Ti, dopo essere stati piegati, possono tornare alla forma originale alla temperatura di 60° o più. Bordi Seghettati. Si blocca stabilmente alla placca ossea corticale indipendentemente dalla forma, grazie ai bordi arrotondati seghettati dell'estremità del KimTrac. Varie Angolazioni. Consiste di tre angolazioni che consentono il contatto con la placca ossea. Aderisce bene sia nei siti anteriori che posteriori regolando l'angolazione sinistra-destra. KimTrac Alette. Le Alette sterilizzabili KimTrac consentono una facile retrazione del lembo e migliorano notevolmente visibilità e accessibilità.

Solo il modello KimTrac n. 1 è disponibile già montato nel suo manico e con gli accessori.

Gli altri terminali retrattori ed ulteriori manici sono disponibili separatamente.

33 375NNS Retrattore KimTrac Ni-Ti n. 1 completo


€ 255,00 ⇒ comprende \* -20%

33 375NSS Retrattore KimTrac SUS n. 1 completo

€ 240,00 ⇒ comprende \* -20%

Alette KimTrac  
(KTW1/KTW2)

Per gli attuali modelli  
serve solo l'aletta universale  
LTNWT.



-15%

Nitinol € 39,50	33 375KTN1N*	33 375KTN2N	33 375KTN3N	33 375KTN4N
SUS € 39,50	33 375KTN1S*	33 375KTN2S	33 375KTN3S	33 375KTN4S

\*Per i modelli fino al 2020.

33 375KTNNH	KimTrac manico	€ 248,00 **
33 375KBJ	KimTrac strumento per la piegatura	€ 13,50 **
33 375LTNWT	KimTrac aletta universale stretta	€ 16,50 **
33 375KTW1	KimTrac Aletta larga KTW-1*	€ 24,30 -15%
33 375KTW2	KimTrac Aletta lunga KTW-2*	€ 24,30
33 375LTNSS	KimTrac Guscio autoclavabile	€ 16,50 **



## Applicatori Premium Quality Made in USA 100%

Materiali e i processi produttivi esclusivi, fanno di Denbur il micro applicatore superiore. Oltre al modello con la punta più sottile ed il pennello più consistente, la possibilità di piega grazie al design corrugato, facilita le applicazioni anche di piccole quantità di materiale in aree impervie.

Consigliati per adesivi, emostatici, dispensabili anche in quantità ridotte (1/8 di goccia)  
 • Pennellino monouso economico e versatile • Per la rapida applicazione di piccole quantità di materiale in aree impervie • Ideale per agenti adesivi, emostatici e soluzioni rivelatrici, dispensabili in quantità ridotte (fino ad 1/8 di goccia).

### Multi-Brush Color - Applicatori e Dispenser Easy-Shake

150 Applicatori in 1 Dispenser € 17,50 a scelta 1-10% • 2-15%

VERDE S	ARANCIO S	ROSA S	VIOLA S	GIALLO S	NERO XS
46 539151	46 539152	46 539153	46 539154	46 539155	46 539158

600 Applicatori in 4 Dispenser € 51,75 a scelta 2-10% • 3-15%

46 539601	46 539602	46 539603	46 539604	46 539605	46 539608
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Master-Brush.** Pennello per applicazione con 2 lunghezze di setole:

Lungo (bianco), corto (nero).

**Master-Brush** con dispenser Easy-Shake 125 pezzi € 26,50 2-10% • 3-15%

Setola corta (nera)	Setola lunga (bianca)
46 533121	46 533122

**Nano-Brush Endo.** La conicità si basa sulla preparazione del canale ISO.

2 diametri, 2 lunghezze (10, 15 mm)

**Nano-Brush** con dispenser Easy-Shake 120 pezzi € 43,90 2-10% • 3-15%

Corto (30-35)	Lungo (30-35)	Corto (40-45)	Lungo (40-45)
46 534120	46 534121	46 534122	46 534123

## Applicatori adesivi per prendere e posizionare

Piegabili ad ogni angolazione per posizionare Veneers Inlays, Onlays, faccette, corone, ecc.

• Forte adesivo per più applicazioni • Lunghezza 110 mm • Colore bianco

46 P9183 Stik/n/Place 50 pz. € 31,50 € 29,50

## Siringa intraorale angolabile

46 41505 Siringa intra orale angolabile, doppia e con miscelatore per VPS, 20 pz

€ 57,20 50,00

## Cannule flessibili per endodonzia

In metallo morbido e flessibile; per il risciacquo, l'aspirazione, l'asciugatura e l'otturazione di canali radicolari. Utilizzabili anche come cannule di aspirazione con l'adattatore per l'aspiratore Luer. Si piegano facilmente.

Endo-Eze 1,9 cm	Diametro	20 pz. € 12,00	100 pz. € 52,00
Endo-Eze VERDE	18 ga. / 1,25 mm	46 14345	46 14428
Endo-Eze GIALLO	19 ga. / 1,06 mm	46 14346	46 14429
Endo-Eze LILLA	20 ga. / 0,90 mm	46 14347	46 14430
Endo-Eze CELESTE	22 ga. / 0,70 mm	46 14348	46 14431

## Cannule per detersione

### PUNTE APPLICATIVE

Mordenzanti	46 P2127	Light Blue 23 ga. 100 pz
MTA, comp. fluidi, Diga chim.	46 P2085	Tips Black 20 ga. 100 pz.
Universale	46 P2027	Tips Pink 18 ga. 100 pz.
2 cf. a scelta € 20,00		



DENBUR



Testina ø 1 mm  
Multi Brush Color



Testina ø 0,5 mm  
Multi Brush Nero XS



## STICK VALUE PLACER



## INTRA-ORAL SYRINGE



## ENDO-EZE



Attacco Luer

## ENDO-EZE







Lo scopo del rinforzare le resine composite dentali non è quello di incrementare la loro resistenza alla flessione, ma piuttosto di aggiungere la qualità di resistenza alla frattura. La resistenza alla flessione è una misura della rigidità mentre la tenacità alla frattura è una misura della capacità di un materiale di resistere alla rapida propagazione di una frattura.  
Dr. David Rudo

## Fallo in modo che non si rompa con Ribbond!

Le fibre Ribbond consentono di realizzare protesi super resistenti e durevoli alla poltrona in una seduta.



Ribbond "Wall Papering Technique" Dr. Simone Deliperi



Ribbond non ha scadenza, e quindi ha un effetto positivo sulla riduzione di sprechi e costi



A differenza delle fibre di vetro, fragili e soggette a fratture, Ribbond è realizzato con le stesse fibre di polietilene ad altissimo peso molecolare, super resistenti, utilizzate per realizzare i giubbotti antiproiettile. Il vantaggio dell'utilizzo di fibre così resistenti è che è molto improbabile che Ribbond si possa fratturare durante l'uso clinico. Lo svantaggio è che le normali forbici non lo tagliano facilmente. Le speciali forbici Ribbond sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità. Il bordo di una lama è seghettato per impedire a Ribbond di scivolare lungo il filo, consentendo alle forbici di tagliarlo con precisione. Un taglio netto, senza fibre libere, facilita il posizionamento di Ribbond.

RIBBOND Ricambi Ultra spessore 0,12 mm - iva 4%

	Ortho 1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
68 cm	26 32501	26 32502	26 32503	26 32504
22 cm	26 32511	26 32512	26 32513	26 32514
	€ 421,00 68 cm a scelta 2	€ 379,00 cad. • 3	€ 366,00 cad.	
	€ 187,00 22 cm a scelta 2	€ 169,00 cad. • 3	€ 163,00 cad.	

## Le fibre di rinforzo Gold "Standard" dal 1991

Il migliore e più facile da usare: Ribbond non ha memoria e ciò rende il posizionamento estremamente facile




Minimo spessore di adesione:

- massimo effetto ed efficacia del laminato
- maneggevolezza superiore
- massimo confort del paziente



## RIBBOND Nastro di Rinforzo Multifunzionale. In polietilene, applicabile con le Tecniche Adesive



Trattamento al plasma a garanzia dell'adesione chimica



Tessitura brevettata Ribbond, fornisce una rete di fibre intrecciate tessute che ferma la propagazione delle incrinature grazie al trasferimento multidirezionale delle forze

## Resistenza alla frattura superiore le stesse fibre Ribbond sono utilizzate per creare i giubbotti antiproiettile

Prova Ribbond Ultra! Ribbond-Original diviene il "Gold Standard" nelle fibre di rinforzo dentali dal 1991. Da allora Ribbond ha apportato numerosi miglioramenti. Le fibre Ribbond Ultra, introdotte nel 2013, è il più sottile degli altri prodotti Ribbond e intuitivamente ha maggiori qualità di resistenza. Ribbond Ultra è più facile da usare, le protesi sono più sottili e confortevoli per i pazienti e sicuramente garantirà risultati clinici duraturi.

26 32500 Ribbond Ultra, Kit Assortito, 3 Nastri da 22 cm:  
2, 3, 4 mm + Manuale € 410,00 € 385,00 + iva 4%  
+ omaggio Fiber Wetting Resin (€ 43,00)  
+ Forbici Ribbond € 93,00 € 83,00 + iva 22%

**RIBBOND FORBICI** Indispensabili per tagliare le fibre  
• Inox di altissima qualità esclusive • Autoclavabili.

26 3903 Forbici Hi-Tech Stainless Steel

€ 93,00 € 83,00

## Microsabbiatrice per applicazioni sia intraorali che extraorali

Per una forza di adesione ottimale. Microblaster per applicazioni sia intraorali che extraorali. Dento-Prep è uno strumento molto utile per molte procedure comuni in odontoiatria. È possibile utilizzare la sabbatura microfine per pulire e irruvidire le superfici di metalli, ceramica e materiali compositi prima della cementazione al fine di ottenere un'efficace ritenzione meccanica e una migliore forza di adesione.

Viene utilizzato con polvere di ossido di alluminio ed è applicabile sia per procedure extra che intraorali. DENTO-PREP presenta un design compatto ed è realizzato in acciaio inossidabile di qualità premium. Disponibili adattatori per turbine specifiche.

98 765DP Micro sabbiatrice € 405,00 € 349,00

Contiene anche barattolo con polvere.

98 765950 Base di appoggio (non compresa) € 52,00 € 45,00

- Facile utilizzo con le dita tramite il pulsante della valvola.
- Facile installazione tramite attacchi rapidi a turbina.
- Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e può essere autoclavato con qualsiasi metodo.
- Da utilizzare con polvere di ossido di alluminio e silicio (dimensione delle particelle 20-80 µm).
- Sterilizzabile in autoclave. Si prega di leggere le istruzioni per l'uso per ulteriori dettagli.
- Applicabile con DUST-CABINET per la pulizia e la sabbatura, ad esempio, di restauri indiretti.



# DENTO-PREP



MADE IN DENMARK  
by Ronvig #1



## Cabina raccolta polveri

Compatta, per tutte le sabbiatrici cliniche e per le rifiniture protesiche in Studio

Silenzioso ed efficiente che fa depositare l'abrasivo esausto alla base inferiore sotto la grata forata in metallo.

Altezza 23 cm. – Peso 2,1 kg – Diametro base 31 cm. – Alimentazione 12V/trasf. 600Ma

98 56600 € 422,00 € 350,00



STARDUST



## Sacchetto raccogli polveri riutilizzabile. Patent Pending

Finalmente è possibile eliminare le polveri dall'ambiente e velocizzare alla poltrona le Procedure per le protesi totali, riparazioni, ecc.

Uso alla poltrona = Risparmio di tempo

98 3601 Dust X alla poltrona, 20 sacchetti riutilizzabili più volte € 69,00 € 59,00



DUST-X



## Toglicorone sicuri e facili

Blocchetti di resina atossica idrosolubile per la rimozione di intarsi, corone, ponte, senza il rischio di danneggiarle.

Il blocchetto scaldato in acqua aderisce alla struttura dentaria, alla ceramica, ai metalli, alla resina; la rimozione avviene con la forza esercitata dal paziente.

33 59901 Richwil 50 pz in bustine da 2 pz. € 64,50 2 cf. € 56,00 cad.



Grazie Prof. L. Prosper: Semplice rimozione di un ponte in ceramica integrale



RICHWIL

## Pinza toglicorone e ponti provvisori

Per afferrare i provvisori e rimuoverli senza problemi di accessibilità o scivolamento.

- Con inserti in carburo di tungsteno

33 04131 Pinza Periodent Wynman TC € 195,00 € 129,00



WYNMAN TC



## Pinza multiuso di utilità



OPERA



### OPERA Pinza multiuso di utilità


PERIODENT

"Tienila in vista sul servomobile, prova per un giorno... non nel cassetto!"

Per mettere e sfilare un cuneo. Per sfilare una matrice  
Per passare le strisce abrasive, ecc. Dr. Giuseppe Chiodera

34 031230 Pinza Opera € 153,50 € 129,00

Grazie Dr. Giuseppe Chiodera (BS)






La resina provvisoria J-Temp™ è premiscelata per una maggiore facilità d'uso. Ha una viscosità ideale che permette al prodotto di rimanere in sede, ma è anche abbastanza fluida da essere autolivellante<sup>1</sup> e facile da manipolare. Si consiglia l'uso con il puntale Black Mini™ Tip per un posizionamento semplice e preciso. Inoltre, il colore viola chiaro di J-Temp™ consente una facile identificazione e rimozione.

22 155897 (4897)

J-Temp Kit 4 siringhe J-Temp, 20 puntali Black Mini Tips € 45,00



1. Applicare J-Temp per ripristinare la struttura mancante del dente.
2. Applicare la resina provvisoria J-Temp in strati di 2-3 mm.
3. Fotopolimerizzare dopo ogni strato.

Dr. Jaleena Fischer Jessop  
J-Temp nata dal bisogno di creare qualcosa che non esisteva

4 in 1



Bite ramps e rialzi occlusali



Barriera per irriganti



Restauri provvisori



Splintaggio implantare

NEW

## Riparazione di scheggiature in ceramica, composito

Per tutte le riparazioni di chipping per i rivestimenti in ceramica o composito. CRB unisce in sicurezza compositi o resine a metallo, resine, compositi o ceramica, evita l'uso dell'acido fluoridrico in bocca.

**VANTAGGI** procedura semplice e rapida, brevi tempi di lavorazione • Strato adesivo sottile trasparente (non adesivo, applicato in strato sottile uniforme) • Nessuna linea di demarcazione dell'adesivo, fondamentale per lavori di estetica elevata • Forte adesione tra resina e metallo, previene infiltrazione marginale, erosione e macchie • Elevata forza adesiva e lunga durata.

22 54741 1 Bond n.1 6 ml, 1 Bond n.2 5 ml, 50 pennellini, 5 vaschette € 193,20 € 180,00



## CRB-CERARESin BOND



Irruvidire con diamante. Applicare CRB1 e lasciare 10 sec., CRB2 10 sec., fotopolimerizzare con alogena 20 sec.

## Mordenzante per ceramica e Silano

Yellow Porcelain Etch è gel a base di acido fluoridrico al 9,5% per mordenzatura di ceramica: faccette, corone, inlay e onlay, prima della cementazione.

• Riparazione intraorale di protesi in ceramica fratturate.

Facile controllo e non macchia compresi compositi e resine

22 31PE2 Yellow Porcelain Etch Sir 2 ml. con puntali € 30,50 € 28,00

SILAN, agente Silano metacrilato con solvente organico; si applica su superfici in porcellana. Mordenzata per aumentare l'adesione tra resina composita e ceramica.

22 31PS02 Yellow Porcelain Etch Sir 2 ml. con puntali € 28,10 € 25,00

Acquistando Yellow Porcelain Etch e Silan in omaggio 1 cf da 20 Ultradent Ispiral Brush



## YELLOW PORCELAIN • SILAN



Mordenzatura di una ceramica integrale. Protocollo su [www.ilic.it](http://www.ilic.it) Prof. L. Prosper

## Cemento composito duale universale

• Universale • Autoadesivo • Doppia polimerizzazione • Per ceramica integrale, composito e metallo.

La viscosità ideale rende facile la manipolazione. La formula innovativa fornisce adesione. Forte, stabile e affidabile a smalto, dentina, metalli, ceramiche, disilicato di litio, ZR, e resine composite indirette con minima sensibilità alla tecnica e senza necessità di pretrattamento! Per migliorare l'adesione di restauri indiretti con superfici a bassa ritenzione al dente, BeautiBond Xtreme può essere applicato come pretrattamento insieme a Beautilink SA.

**VANTAGGI** • Adesione Universale • Colore opaco per una elevata capacità coprente • Non richiede Primer

• Applicazione rapida e semplice • Spessore X sottile 14µm • Elevata radiopacità (1,9 mm Al) • Facile rimozione in un pezzo di consistenza gommosa del materiale in eccesso • Conservazione a temperatura ambiente.

Clear Altamente trasparente, esprime l'estetica sia del moncone, dente e restauro.

Ivory Equivalente A2 e adatto per casi con linee di margine visibili.

Opaque Equivalente A3. Pellicola sottile di colore altamente coprente su monconi metallici o denti discromici.

Sir. da 5 ml (8.6 g)	€ 103,95 + omaggio 1 siringa da 2,5 ml
22 555203	BL SA Automix syr. 5ml(8.6g) Clear 1 pz.
22 555204	BL SA Automix syr. 5ml(8.6g) Ivory 1 pz.
22 555205	BL SA Automix syr. 5ml(8.6g) Opaque 1 pz.

Cf. 2 sir. 5 ml cad.	€ 187,10 + omaggio 1 siringa da 2,5 ml
22 555215	BL SA Automix syr. 5ml(8.6g) Clear 2 pz.
22 555216	BL SA Automix syr. 5ml(8.6g) Ivory 2 pz.
22 555217	BL SA Automix syr. 5ml(8.6g) Opaque 2 pz.



## Cemento vetroionomerico con rilascio e ricarica di fluoro

Cemento vetroionomerico utilizzato per la cementazione di perni, corone, ponti anche estesi, inlay, onlay e bracket ortodontici. Lungo tempo di lavorazione con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO**. Radiopaco.

**INDICAZIONI:** • Perni • Corone e ponti metalloceramica • Corone e ponti in zirconio • Ponti estesi • Restauri in ceramica integrale • Inlay • Bracket ortodontici.

Set: polv. 35 g, liq. 17 ml, misurino, spatola, blocco miscelaz. € 66,00

Codice	PN SH	Descrizione
22 55166	(1166)	Glasionomer CX-PLUS Set



**GLASIONOMER  
CX-PLUS**



## Cemento definitivo all'ossifosfato di zinco

Cemento definitivo a base di fosfato di zinco, per fissaggio definitivo di corone, ponti, inlay, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione di viti e perni monconi, ricostruzioni di monconi, sottofondo per tutti i materiali di otturazione, otturazioni provvisorie.

Hoffmann Zinc Phosphate Cement - Confezionamenti

Disponibili in 15 colori su richiesta. Normalmente fornito 03 Avorio

22 95511	Polvere Regular Avorio 100 g	€ 31,00	Proprietà fisiche - Presa Normale Tempo di miscelazione: 90 sec. Tempo di lav.: 1,5 min. § - 3 min.*	Proprietà fisiche - Presa Rapida Tempo di miscelazione: 90 sec. Tempo di lavorazione: 2,5 min.*
22 95512	Polvere Fast Avorio 100 g	€ 26,50		
22 95523	Liquido Regular 40 ml	€ 20,50	*Per fissaggi definitivi §Per sottofondi	
22 95513	Liquido Fast 40 ml	€ 17,50		

## HOFFMANN'S CEMENT

Formula chimica originale del precedente Harvard.



## Bite idraulico per l'equilibrio muscolare

**Bite idraulico che sfrutta il principio dei vasi comunicanti per l'equilibrio muscolare. Ideale per la rilevazione centrica muscolare.**

Versione più recente progettata per aumentare il comfort e la protezione delle gengive. Modello più grande con cuscinetti d'acqua più grandi. Anche l'area di chiusura occlusale è più ampia e quindi consente la più vasta gamma di piani di dislocazione occlusale. Le dimensioni abbastanza grandi consentono di essere indossato su bite e allineatori. Utilizzato per bocche di dimensioni medie. Di forma più sottile si adatta bene all'arcata dentale con meno contatto linguale ed è adatto a pazienti più sensibili. Si adatta a tutte le dimensioni delle mascelle normali. È il modello più piccolo. La lunghezza dell'arcata è più corta e i cuscinetti per l'acqua sono la metà della larghezza e dello spessore di Ultra.

Utilizzato per adolescenti e bocche piccole.

Cf. a scelta 10 pz.	ULTRA L.116 H. 30X13	SLIM L.116 H. 30X10	MINI L.110 H. 26X12
€ 325,00 € 295,00 Sing. € 39,50 € 32			
Ass.: 2B, 6M, 2A	19 37110	19 37310	19 37210
Bassi	19 37111	19 37311	19 37211
Medi	19 37112	19 37312	19 37212
Alti	19 37113	19 37313	19 37213
• 2 cf. € 275,00 cad. + omaggio Andra Gauge € 18,00 (€ 39,00)			

**Andra Gauge.** La possibilità di inserire e fissare in sede le posizioni antero-posteriore e verticale fornendo allo stesso tempo un posizionamento preciso del movimento sagittale rende Andra Gauge il mezzo ideale per eseguire la miglior registrazione occlusale, precisa, accurata e riproducibile.

19 76101 € 39,00 • 19 76103 Mini Kit, 3 pz. € 99,00 (€ 33 cad.)

19 76106 Econopack, 6 pz. € 179,00 (€ 29,50 cad.)



**Antero-Posteriore**  
- 0 mm è da bordo a bordo.  
- 5 mm posteriore  
- 7 mm anteriore  
- Range A/P totale 12 mm

**Sagittale**  
- 0 mm è la linea mediana.  
- 3 mm a sinistra  
- 3 mm a destra

**Verticale**  
- 2 mm minimo verticale.  
- 7 mm di movimento verticale aggiuntivo.  
- Range Verticale totale 9 mm

### Selezione del modello Aqualizer®

Disponibili in 3 diversi spessori: **basso, medio, alto**. Lo spessore è determinato dalla quantità di fluido nell'Aqualizer. **Medio**, utilizzato per la maggior parte dei pazienti. **Basso**, adatto a pazienti con apertura limitata o sensibilità a qualsiasi cosa in bocca. **Alto**, adatto per i pazienti con spazio libero posteriore più ampio (morso profondo) o che necessitano di apertura del morso.

### Spessori:

**Ultra e Slim:** Basso 1 mm • Medio 2 mm • Alto 3 mm  
**Mini:** Basso 0.75 mm • Medio 1.75 mm • Alto 2 mm



## Film universale per articolazione, 21 µm

Super sottile, per maggiore precisione • Non innescherà riflessi mandibolari che potrebbero spostare il morso • Sempre segni nitidi di facile interpretazione • Non crea false marcature • Si allunga ma non si spezza per la superiore resistenza alla deformazione.

**Segna su qualunque superficie anche umida!**

Check Film Il rivestito su 1 lato, 280 strisce 90 x 22 mm € 33,50	
19 C5015 Rosso	
Check Film Il rivestito su 2 lati, 280 strisce 90 x 22 mm € 33,50	
19 C5018 Nero/Nero	19 C5021 Rosso/Rosso
	19 C5017 Rosso/Nero
Check Film Il rivestito su 2 lati, 250 strisce in blocchetti (5 x 50) 90 x 22 mm € 38,50	
	19 C5053 Rosso/Nero

a scelta 2-10% • 3-15%



"The Original Articulating Film"

**Check-Film**

#1 Leading Articulating Film for Dental Clinics and Laboratories  
Orthodontist CHOICE  
2024 Quality Choice



## Calibro per misurazioni

Strisce sterilizzabili e disinfettabili (NO alcool o glutaraldeide) e riutilizzabili. Molto utile per equilibrare occlusale e coronoplastiche, dove viene utilizzato in modo incrementale; quale deprogrammatore anteriore nella presa delle registrazioni di centrica; per il mantenimento della dimensione verticale nelle registrazioni interocclusali e per la diagnosi iniziale delle prematurità nei disturbi dell'ATM.

19 95H20 Calibro Leaf Gauge € 68,00 € 53,00 2 € 49,00 cad.



LEAF GAUGE

NEW



Autoclavabile 121°

## Calibri di preparazione

Ideali per la valutazione degli spazi e per la preparazione dei provvisori precedente l'intervento odontoiatrico. Prodotti con uno speciale caucciù al silicone. Sterilizzabile fino a 200°C.

€ 26,70 2 cf. € 23,00 cad. • 3 € 22,00

rosa		verde		blu	
19 35250 Fleximeter 1,0 mm 15 pz.		19 35251 Fleximeter 1,5 mm 15 pz.		19 35252 Fleximeter 2,0 mm 15 pz.	

## FLEXIMETER STRIPS



## Rilevatori di contatti per protesi fissa

Identificare i punti di contatto interprossimali non è mai stato così facile!

### 4 Ragioni per utilizzare SpotIt.

1. Indicazioni esatte. 2. Accesso ottimale grazie al design, dritto o angolato. 3. Uso agevole, non serve assistenza. Accurato e fa risparmiare tempo. 4. Nessun pasticcio, indicazioni chiare, non lascia segni oltre l'area di contatto.

SpotIt 18 pz. (ass.to 9+9) € 40,00		
Assortimento 9+9	Dritto 18 pz.	Angolato 18 pz.
19 95312	19 95313	19 95311
2 cf. a scelta € 34,00 cad.		



SpotIt angolato



SpotIt dritto



1. Inserire la corona o il ponte.



2. Spingere SpotIt attraverso il contatto per marcarlo.



3. Indicazione esatta dell'area dove è necessario il ritocco.



4. Marcatura sul dente adiacente dopo la rimozione.

## Per la rimozione di qualsiasi corona o ponte cementati


La rimozione di manufatti protesici cementati con qualsiasi materiale è **semplice, delicata** per il paziente che senza anestesia, avverte solo la sensazione di masticare un alimento duro; **rapida ed economica** (1-2 minuti), senza dover tagliare l'intero manufatto (risparmio di frese, salvaguardia per i rotori); **preserva le corone** che non subiscono danni nelle aree cervicali, occlusali e punti di contatto e potranno così con una semplice otturazione essere riutilizzate come protesi provvisorie o permanenti. È **LOGICO**: l'utilizzo di un **levacorone classico** sottopone il legamento a stress e **movimenti di bascula molto rischiosi** per la preparazione e la radice. Le lesioni cervicali della corona possono anche danneggiarsi. Con **WAMkey®** la corona sceglie liberamente la propria traiettoria di disinserimento.

Inoltre non vi è alcuna tensione per il legamento e, pertanto, le forze necessarie alla rimozione sono minime, i **rischi di frattura inesistenti** ed il confort per il paziente è massimo.

33 14510 Levacorone WAMKEY KIT 3 chiavi ass. WAM  
€ 370,00 € 325,00



Testine WAMKey nelle tre diverse misure



Rimozione di un ponte con corona Richmond Dr. William MULLER

## Sistema di frese pilota

### Sistema di frese pilota per non rischiare il malposizionamento di qualunque impianto

Non cambia nulla nella procedura e nel sistema implantare utilizzato: • Perfetto allineamento mesio-distale degli impianti • Funziona con impianti singoli o multipli • 2 in 1: fresa pilota e guida chirurgica, tutto in uno! • Risparmio: evita il ricorso a dime protesiche o chirurgiche. Un millimetro può fare la differenza

56 12GK1 MD GUIDE KIT 5 guide foranti ass., 5 analoghi - 1 cassetta chirurgica autoclavabile € 695,00 € 595,00



MD GUIDE





**KIT PRIMA VISITA 1** Selezione di qualità ed estetica

33 0KPV1 (contiene gli strumenti):

33 067DPC2 Pinzetta College € 11,30

33 79725/1 Specchietto rodato TopVu n. 5 € 3,50

33 091821 Manico ultraleggero S.Stem € 6,10

33 001105 Specillo N. 9 manico sottile satinato € 20,10



€ 41,00 3 KIT € 33,80 cad. • 6 KIT € 31,90 • 12 KIT € 29,50

**KIT PRIMA VISITA 2** Selezione di qualità ed estetica

33 0KPV2 (contiene gli strumenti):

33 067DPC2 Pinzetta College € 11,30

33 79725/1 Specchietto rodato TopVu n. 5 € 3,50

33 097102 Manico Ergo S.Stem € 15,00

33 001105 Specillo N. 9 manico sottile satinato € 20,10



€ 49,90 3 KIT € 41,00 cad. • 6 KIT € 38,00 • 12 KIT € 36,00

**Sonde • Specilli • Escavatori • Curette e Scaler****Sonde**

33 001205 Sonda PERIODENT UNC 15 € 24,30 2 € 19,50 cad.

Manico tondo 4.



33 H0252 Sonda Hu-Friedy Williams (1-10) € 29,00 ad esa € 6,00



33 H233N Sonda Hu-Friedy 3N Nabers € 25,90 ad esa € 9,00.



33 005233/4 Sonda PERIODENT 2Nab € 36,50 2 € 9,00 cad.

**Escavatori**

33 025281 Carver PERIODENT IVAN 1C € 21,00 ad esa € 3,00



33 02573 Carver PERIODENT Hollembach 3 € 21,00 ad esa € 3,00



33 H2WACD CCI/dis. Hu-Friedy WACD € 25,00 ad esa € 3,00



33 025106 Escavatore PERIODENT 19/19 € 34,50 ad esa € 12,00

**Curette e Scaler**

33 035011/4 Curette PERIOD. Gracey 1/2 € 29,00 ad esa € 24,00

manico SEX/Half satin ø10mm



33 035022/HS Curette PER. Gracey 3/4 € 38,00 ad esa € 8,00

**Specilli**

33 005124 Specillo PERIODENT 6/6 € 30,00 ad esa € 19,50



33 005125 Specillo PERIODENT 11/12 € 30,00 ad esa € 4,00



33 005109 Specillo PERIODENT 54 € 26,00 ad esa € 12,50



33 005125/3 Specillo PERIODENT 6/6 € 30,00 ad esa € 9,00



33 H01317 Specillo Hu-Friedy 17 € 22,50 ad esa € 9,00



33 H01085 Specillo Hu-Friedy 2H € 31,40 ad esa € 19,00

**Escavatori**

33 H161/62 Escavatore Hu-Friedy 61/62 € 31,50 ad esa € 5,00



33 H163/64 Escavatore Hu-Friedy 63/64 € 31,50 ad esa € 5,00



33 H2SPR18 Escavatore Hu-Friedy SPR18 € 46,00 ad esa € 5,00



33 H20177 Tagliasmalto Hu-Friedy 28 € 40,60 ad esa € 5,00



33 H31G9/10-2 Curette H-Friedy Gracey 9/10 € 34,50 ad esa € 3,00



33 03G022/0 Curette PER. Gracey 3/4 € 29,00 ad esa € 3,00



## Curette e Scaler

manico HEX satin ø7mm



33 031023 Curette PER. Gracey 5/6 € 24,80 ad esa € 8,00



33 H35173/0 Curette Hu-Friedy Columbia 13/14 € 29,00 ad esa € 6,00



33 H35306 Curette Hu-Friedy falcetto CI 2/3 € 39,00 ad esa € 5,00



33 H1413/414 Scaler Univ. Hu-Friedy 413/414 € 39,00 ad esa € 5,00

manico lucido ø8mm



33 035014/4 Curette PERIODENT Gracey 7/8 € 24,00 ad esa € 6,00



33 H35173/0 Curette Columbia Hu-Friedy 13/14 M.O.C. € 33,00 ad esa € 9,00



per anteriori  
33 H3171/0 Curette Columbia 2R/2L M.O.C. € 29,00 ad esa € 6,00



per posteriori  
33 H3172/0 Curette Columbia 4R/4L M.O.C. € 29,00 ad esa € 6,00

## Pinzette e pinze varie


### SEGNA TASCHÉ PARODONTALI GOLDMAN FOX

Per eseguire una tacca esterna sulla gengiva al livello più profondo per indicare la linea iniziale da incidere.



33 061161 GF1/Dx 16 cm • 33 061162 GF2/Sin 16 cm  
€ 18,85 ad esa € 2,00

### PINZETTA IVAN UNI-GRIP



33 061UG Pinzetta multiuso con grip eccezionale  
€ 75,00 € 55,00

### LEVACORONE CON INSERTI


Pinze per estrazione con inserti silconici autoclavabili che rendono la presa molto potente, agevolando la rimozione di ponti e corone.



33 047501	Levacorone diritta, anteriori, CR17	€ 97,90 € 29,00
33 047597	Ins. silconici CPRS di ricambio 2 pz.	€ 14,50

### ADSON World's Finest Hi-Tech S. Steel

2 pz.  
-20%



Adson Curva  
33 0671145 AD16C Anatomica 16 cm

€ 25,30 2 pz. € 21,50 cad.

ad esa.  
€ 2,00



Adson 42

33 061143 Chirurgica 7x7 13 cm  
€ 11,80 ad esa. € 2,00

### Micro Friedman Pinze Hi-Tech S. Steel

• Taglio di precisione per molteplici applicazioni • Realizzate in acciaio inox tedesco della massima qualità DIN • La forma perfetta consente la massima precisione nell'uso.

Becchi delicati misura: 1,6-2,2 mm curvato a 30°

33 047622 Ossivora MF30  
€ 50,50 € 29,50 Micro Friedman Becco curvato 30°



### RASCHIETTO PER OSSO BSA Hi-Tech

Ergonomico Efficace Conveniente

Per il prelievo di osso autologo. Con speciale manico Trinovo e lama durevole che, grazie allo speciale acciaio e al sistema di affilatura micrometrica, garantisce fino a 30 utilizzi.

33 057920 Raschietto per osso BSA. Curvo completo di 1 lama 6,5 mm  
€ 175,00 € 115,00

33 057921 Lama per raschia-osso BSA 6,5 mm € 39,00  
1+1 lame omaggio € 39,00 € 78,00



## Forbici: Quinby, Dean, Stanley Ross, Metzenbaum, Perio-Trim

### FORBICI CHIRURGICHE World's Finest Hi-Tech S. Steel



33 061271 Quinby 12,5 cm  
€ 46,40 € 25,00



33 061224 Dean Curvata 17 cm  
€ 37,90 € 19,00



33 061265 Stanley Ross Curve 15 cm  
€ 77,30 € 36,00



33 0612814 Metzenbaum Curve 14,50 cm  
33 069215 Curva 18 cm  
€ 21,70 € 15,00



33 061605 Perio-Trim Forbice multiuso  
€ 54,50 € 43,50

• Lame sottili  
• Bordi zigrinati!  
Ideale anche per scaricare le mascherine in vinile attorno alle papille interdentali.

## FORBICI CHIRURGICHE World's Finest Hi-Tech S. Steel



Grazie alla doppia curvatura, consente di raggiungere ogni punto del cavo orale, dall'esterno delle papille per disepitelizzarle, all'interno dei lembi per assottigliarli. Questo anche grazie ad una delle due lame zigrinate, che aiuta nel taglio dei tessuti, non facendoli scivolare.

Dr. Giorgio A.E. Santarelli

**33 061254**

Forbice PERIODENT  
Lagrange TC 11,5 cm.

€ 55,70 € 39,50



**33 061234**

Goldman-Fox  
Curve dentellate 13 cm


€ 24,30 € 17,50



**33 061232**

Goldman-Fox TC  
Curve dentellate 13 cm

€ 50,50 € 45,00




Le forbicine **Iris** sono un ottimo compromesso per avere una forbice versatile in più situazioni.

**33 061243**

Iris Diritte 11,5 cm

€ 19,10

€ 15,00



**33 061242**

Iris TC Curve 11,5 cm

€ 50,50

€ 45,00

## Portaghi: Castroviejo, Barrequer

### PORTAGHI CASTROVIEJO TC

"Portaghi tipo Castroviejo o Barrequer consentono l'esecuzione dei punti di sutura con il massimo grado di precisione." (Abundo-Corrente: Chirurgia plastica parodontale Ed. ACME)



**33 061351** Porta aghi HT

Castroviejo **TC** Diritti/zigrinati

**14 cm** € 128,80 € 120,00

**33 061355** Porta aghi HT

Castroviejo **TC** Diritti/zigrinati

**18 cm** € 139,10 € 130,00



**33 061352** Porta aghi HT

Castroviejo **TC** Curvi/zigrinati

**14 cm** € 128,80 € 120,00

**33 061356** Porta aghi HT

Castroviejo **TC** Curvi/zigrinati

**18 cm** € 139,10 € 130,00



**33 067361** Porta aghi HT

Barraquer **TC** Diritti/zigrinati

**14 cm** € 153,50 € 129,00

**33 067365** Porta aghi HT

Barraquer **TC** Diritti/zigrinati

**18 cm** € 163,80 € 139,00



**33 067362** Porta aghi HT

Barraquer **TC** Curvi/zigrinati

**14 cm** € 153,50 € 129,00

**33 067366** Porta aghi HT

Barraquer **TC** Curvi/zigrinati

**18 cm** € 163,80 € 139,00

## Lame chirurgiche, manici

Lame chirurgiche in Special Carbon Steel, più affilate dell'acciaio inox. Scatole da 100 lame confezionate singolarmente in bustine. Lame n. da 11 a 15C per manici n. 3, 3L, 5, 7, 9, B3.



\*Lama sterile



**n. 10**

35 541010



**n. 11**

35 541011



**n. 12\***

35 541012



**n. 12D**

35 541012D



**n. 15\***

35 541015



**n. 15C\***

35 541015C

€ 29,50

€ 37,00

€ 29,50

• 10 Per rifinire ribasature dirette • 11 Per incisioni in zone interprossimali, poco indicata per incisioni curvilinee • 12 (taglio interno) e 12D (taglio interno ed esterno), per zone distali o linguali poco accessibili. La 12D\* Per disepitelizzare le papille, finendo a punta a taglio su due lati; anche per cunei distali. • 15 • 15 C per tutti i tipi di chirurgia

**LIGHT SURGICAL "HANDLE"** cavo per maggior comfort e sensibilità. Acciaio chirurgico Hi-Tech



**35 047511** LSH5 tondo 15,5 cm, ø9,5mm

1 € 18,00 • 2 € 15,00 cad.

### MANICI PER BISTURI BEAVER MICRO

€ 89,50 ad esa. € 14,00

(attacco Collett)



**35 B4550** 1350 Fine, cm 13, ø 5 mm

**35 B4560** 1360 con 13, ø 7 mm

### Bisturi sterili di sicurezza con lama retrattile



**35 545915C** Bisturi sterili Swann-Morton 15 c.,

10 pz. € 28,50

### CANNULE CHIRURGICHE PERIO-MINIBLUTIP



**32 P3PMBTK** Perio-BluTip Kit

ø2,0 mm. 25 cannule + 25 Tip € 19,50 2 € 16,50

**32 P3CSW9** Cannula std bianco, 25 pz. € 12,50 € 10,50

**32 P3BTM7** Tip chirurgici MTB, 25 pz. € 8,90 2 € 7,50

**CASSETTA Inox MOD. D**

55 0170D07 Cassetta PERIODENT Inox, 5 str. € 72,00 € 58,00

**CASSETTA Inox MOD. E**

55 0170E05 Mod. E 5 strum.	€ 61,80 € 49,50	55 0170E15 Mod. E 15 strum.	€ 130,90 € 105,00
55 0170E10 Mod. E 10 strum.	€ 90,70 € 73,00	55 0170E20 Mod. E 20 strum.	€ 143,20 € 116,00


**CASSETTA Inox MOD. F**

55 0170F05 Mod. F 5 strum.	€ 59,80 € 48,50	55 0170F15 Mod. F 15 strum.	€ 126,70 € 104,00
55 0170F10 Mod. F 10 strum.	€ 87,60 € 72,00	55 0170F20 Mod. F 20 strum.	€ 139,10 € 114,00

**Ergonomia a colori: vassoi e porta strumenti Made in USA**Cassette E-Z Jet  
video color method

**Sistema Vassoi "B-Lok" con coperchio Safe-Lok Tray è un esclusivo sistema brevettato che previene la contaminazione crociata e consente il trasporto sicuro verso la zona di sterilizzazione. Vantaggi:**

- 1 Previene ogni contaminazione causata dalla caduta del Tray usato, durante il trasporto alla zona di sterilizzazione. Gli oggetti restano chiusi fino al processo di detersione e sterilizzazione.
- 2 La chiusura ermetica Safe-Lok mantiene tutto pulito e consente il trasporto fino alla poltrona e il coperchio viene rimosso solo quando il paziente è seduto e può avere inizio la procedura.

**B-Size Vassoio piano o con divisori**

- I bordi ampi e smussi rendono sicura la presa
- Piedini antiscivolo a garanzia della stabilità
- Superficie autolubrificante e molto lucida: maggiore resistenza alle macchie
- Dimensioni: 33,97 x 24,45 x 2,22 cm

55 32301 (A-S) B-Size Tray liscio. Disponibili tutti i colori • 1 € 22,00 • 2 € 19,50 cad.

55 32401 (A-S) B-Lok Tray con divisori. Disponibili tutti i colori • 1 € 23,50 • 2 € 21,00 cad.

**Coperchi per vassoi B-Lok serraggio Safe-Lok**

- Meccanismo laterale per il serraggio sicuro del coperchio sul vassoio.
- Adatto solo ai vassoi B-Lok, con e senza divisori
- TRASPARENTE - NON STERILIZZARE A CALDO.

55 325345 Coperchio Safe-Lok Standard 36,24x25,1x1,91 cm • 1 € 27,00 • 2 € 24,50 cad.

55 325346 Coperchio Safe-Lok Alto 36,24x25,1x3,02 cm • 1 € 29,00 • 2 € 25,50 cad.

**E-Z JETT Cassetta 5 posti (in busta da 13,34 x 30,5 cm)**

- Accoglie 5 strumenti.
- Comprende il sostegno per le punte per siringa (Syringe Tip Holder).
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si richiudono facilmente.
- Dimensioni 20,32 x 9,74 x 3,02 cm

55 33925 (A-S) E-Z Jett Cassette 5 posti. Disponibili tutti i colori • 1 € 44,00 • 2 € 39,50 cad.

**E-Z JETT Slim Cassetta 8 posti (in busta da 18,1 x 35,1 cm)**

- Accoglie 8 strumenti.
- Compartimento accessorio al centro, per ospitare strumenti aggiuntivi.
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente.
- Si adatta allo Statim.
- Impilabile in Ultrasonis.
- Supporto per punta della siringa incluso.
- Dimensioni 17,78 x 10,16 x 2,54 cm

55 33911 (A-S) E-Z Jett Cassette 8 posti Slim. Disponibili tutti i colori • 1 € 50,00 • 2 € 46,00 cad.

**E-Z JETT Cassetta 10-12 posti (in busta da 25,4 x 38,1 cm)**

- Accoglie 10-12 strumenti.
- Compartimento accessorio al centro, per ospitare strumenti aggiuntivi.
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente.
- Dimensioni 22,16 x 17,78 x 2,85 cm


55 33930 (A-S) E-Z Jett Cassette 10 posti. Disponibili tutti i colori • 1 € 64,00 • 2 € 58,00 cad.

**Performance Tool Organizer**

Più profonda e spaziosa ideata per gli strumenti speciali e più grandi. Spaziatela a piacere utilizzando i piedini removibili, disponibili anche separatamente.

- Flusso superiore di acqua a garanzia di una detersione completa
- Disegno compatto
- Facile da chiudere e da aprire. Ideale per leve, pinze, pinzette, forbici.
- Dimensioni 20,32 x 10,16 x 2,54 cm. Disponibile in tutti i colori

55 33940 (A-S) Performance Tool Organizer € 100,20 € 85,00 • 2 € 75,00 cad.





**TUB completa** per materiali: vasca, tappetino, 8 sezioni divisori, 1 contenitore singolo con coperchio trasparente, 1 contenitore grande con coperchio trasparente, 1 Slide tray interno trasparente con divisori, 1 Coperchio trasparente con serraggio B-Lok.

55 33555 (A-S) Dim. 32x30x10,16 cm. € 126,00 • 1 € 109,00 • 2 € 99,00 cad



**TUB Vasca base:** personalizzabile a piacere; il coperchio è acquistabile a parte.

55 33563 (A-S) Dim. 31,12x27,62x6,98 cm. € 36,00 • 1 € 30,00 • 2 € 27,50 cad.



## Coperchio SAFE-LOK

Lo speciale serraggio consente il trasporto in sicurezza.

Non settilizzabile a caldo • Dimensioni 32,39x30x3,5

55 335959 Cop.Vasca, trasp.e serrante, 1 pz. € 36,00 • 1 € 30,00 • 2 € 27,50 cad.



**Contenitori per Tub** • per pennellini, uncini, pellet, puntali, coppette profilassi, ecc. • Utilizzabili nei cassettei o sui tray, ideali per oggetti piccoli • Coperchi trasparenti sterilizzabili a freddo

55 335971 Contenitore singolo con coperchio trasparente.

Dimensioni interne: (5,72 x 4,13 x 2,86 cm.) • 1 € 13,00 • 2 € 12,00 cad.

55 335972 Contenitore doppio con coperchio trasparente.

Dimensioni interne: (8,6 x 5,72 x 2,86 cm.) • 1 € 13,00 • 2 € 12,00 cad.

55 335973 Contenitore lungo con coperchio trasparente.

Dimensioni interne: (21,27 x 5,72 x 2,86 cm.) • 1 € 21,00 • 2 € 19,50 cad.



# Nastri codificatori

- Tape Dispenser con taglierina incorporata
- Il dispenser "roller" evita che il nastro s'intrecci.

33 399315 EZ Tape System **assortimento Jewel**

8 nastri colori Jewel (N, O, P, Q, E, S) da 91 cm Dim. 5,72x0,95 cm

33 399310 EZ Tape System **assortimento Vibrant**

8 nastri colori Vibrant (N, O, P, Q, E, S) da 91 cm Dim. 5,72x0,95 cm

33 399305 EZ Tape System **assortimento Classic**

8 nastri colori Classic (A, B, D, G, I) da 91 cm Dim. 5,72x0,95 cm

€ 66,00 • 2 € 61,00 cad.

33 399300 EZ Tape Singoli disponibili in tutti i colori

Nastri da 305 cm 1 pz. - Dim. 5,72x0,95 cm

2 € 16,00 cad. • 4 € 15,00 cad.

€ 72,00

€ 72,00

€ 72,00

€ 17,60



# Anelli di identificazione codifica a colori

**EZ-ID Rings Anelli innovativi per la codifica a colori**

- Preconfezionati in dispenser di facile impiego • Fine degli anelli dispersi. Basta far scorrere lo strumento all'interno dell'anello e staccarlo.



ø mm: 3,17-6,35 6,35-9,52 9,52-12,7

**CLASSIC** ass. 200 anelli  
(A, B, D, G, I) € 82,70

SM 33 3993105  
LG 33 3993205  
XL 33 3993005

**JEWEL** ass. 200 anelli  
(E, J, T, I, M, U) € 82,70

SM 33 3993115  
LG 33 3993215  
XL 33 3993015

**VIBRANT** ass. 200 anelli  
(N, O, P, Q, R, S) € 82,70

SM 33 3993110  
LG 33 3993210  
XL 33 3993010

**SINGOLI** 25 pz.  
Tutti i colori € 12,82

SM 33 3993100  
LG 33 3993200  
XL 33 3993000

1 kit ass. € 74,00 • 2 € 69,00 cad.

2 singoli € 11,50 cad. • 4 € 10,00 cad.



**RESTORATIVE TRAY e IMPLANT Tray per procedure ricostruttive e implantari**

**Restorative:** la posizione dei compartimenti riproduce quella dell'arcata per Veneers, inlays e onlays, compositi. Spazi per vaschette monouso per adesivi e cementi, pennelli e materiali. Grazie al trattamento speciale, si può scrivere sopra il coperchio filtrante protettivo il numero del dente corrispondente. Dimensioni: 17,46x11,75x1,59 cm. Colore: viola neon. **Implant:** veloce e facile riconoscimento dei componenti implantari. La forma dell'Organizer copia l'arcata per il riposizionamento degli impianti. I comparti separati evitano che i componenti si mischino. La plastica lubrificata consente di scrivere il numero del dente nell'area corrispondente. Il coperchio mantiene i componenti in sicurezza.

## • Coperchio è uno schermo anti UV

55 38295R  
Restorative Organizer  
+ 25 dappen  
**€ 46,95**  
**€ 39,00** 2 **€ 36,00** cad.



55 38290B  
Implant Organizer 1 pz

**€ 41,40**  
**€ 35,00** 2 **€ 32,00** cad.

**CAD/CAM Block Organizer** S

• Organizzazione e conservazione moderna e salvaspazio per i blocchi da fresatura CAD/CAM • Offre una rapida panoramica e una presentazione professionale dei blocchi di fresatura • Etichette e cartellini per contrassegnare i singoli cassettei • Adatto per un massimo di 48 blocchi

**Block Locker Organizer** Dimensioni: 14,0 x 4,7 x 19,7 cm

55 383417 (E, J, N, Q, S, T, U) **€ 79,00** **€ 62,00**

**NEW****Porta strumenti rotanti in alluminio**

SMALL <b>€ 29,00</b> <b>€ 27,00</b> a scelta 3 <b>€ 24,00</b> cad.		LARGE <b>€ 48,00</b> <b>€ 44,00</b> a scelta 3 <b>€ 39,00</b> cad.	
SMALL SILVER	SMALL BLU	LARGE SILVER	LARGE BLU
55 P51S1S 15 x FG Dim: 58 x 25 x H31	55 P51S1B 15 x FG Dim: 58 x 25 x H31	55 P51L1S 32 x FG Dim: 80 x 42 x H33	55 P51L1B 32 x FG Dim: 80 x 42 x H33
55 P51S2S 10 x FG + 5 x CA Dim: 58 x 25 x H31	55 P51S2B 10 x FG + 5 x CA Dim: 58 x 25 x H31	55 P51L2S 16 x FG + 16 x CA Dim: 80 x 42 x H33	55 P51L2B 16 x FG + 16 x CA Dim: 80 x 42 x H33
55 P51S3S 6 x <b>HP</b> Dim: 54 x 28 x H62	55 P51S3B 6 x <b>HP</b> Dim: 54 x 28 x H62	55 P51L3S 80 x FG Dim: 100 x 75 x H33	55 P51L3B 80 x FG Dim: 100 x 75 x H33
		55 P51L4S 40 x FG + 40 x CA Dim: 100 x 75 x H33	55 P51L4B 40 x FG + 40 x CA Dim: 100 x 75 x H33

**AL-BUR-BLOCK**

ALB small 15



ALB large 32



ALB small 15



ALB large 32

**Porta strumenti rotanti in plastica**

**COLOR BUR BLOCK L36 • L42** (base in silicone, 35 fori universali)  
Porta strumenti rotanti in plastica colorata autoclavabili, 36 fori con coperchio trasparente non autoclavabile. Disponibili per FG, CA o misti.

L36 8,3x5 cm base in plastica, 36 fori <b>€ 10,50</b> <b>€ 9,50</b> a scelta 3 <b>€ 9,00</b> cad.		
55 25LP36FG • 36 x FG	55 25LP36CA • 36 x CA	55 25LP36M • 18 x FG - 18 x CA
L42 8,3x5 cm universale (CA, FG, HP) base in silicone, 35 fori <b>€ 13</b> <b>€ 12</b>		
55 25L42R	55 25L42B	55 25L42V

**COLOR-BUR-BLOCK**

CBB L36 • L42

**Porta frese a scatto**

Con blocco chiuso o aperto. • Autoclavabile fino a 134°C . 12 x FG • Mix 6 x FG +6 x CA

**LOCK-BUR-GUARD FG e MIX** Dimensioni: 75 x 35 x 10 mm.

GIALLO FG	55 P55LFG1	BLU	55 P55LFG2	BIANCO	55 P55LFG3
GIALLO MIX	55 P55LM1	BLU MIX	55 P55LM2	BIANCO MIX	55 P55LM3
AZZURRO	55 P55LFG4	BEIGE	55 P55LFG5	VERDE	55 P55LFG6
AZZURRO MIX	55 P55LM4	BEIGE MIX	55 P55LM5	VERDE MIX	55 P55LM6
LAVANDA	55 P55LFG7				
LAVANDA MIX	55 P55LM7				

**€ 9,50** a scelta 3 **€ 8,50** cad.

**LOCK-BUR-BLOCK**

LBG FG



LBG MIX (FG+CA)



## Rotoli per sterilizzazione Steridiamond Selezione PERIODENT

**Richiedeteci certificato.** "Medical grade" 60 a 70 gsm di qualità superiore. **Conservabilità fino a 180 gg.**

- Universali per ogni termosaldatrice • Confezionati singolarmente in pellicola protettiva • La stampa avviene sulla linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto • Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura • La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pe-

ISO 11140 Rotoli da 200 mt.

2-10% • 4-15% • 8-20%

Larghezza	55 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm
Codice	53 066202	53 066203	53 066204	53 066205	53 066206	53 066207	53 066208	53 066209
€	12,30	17,90	22,90	32,90	43,90	51,90	61,90	109,90

Disponibili anche con soffiutto

## Buste per sterilizzazione Steridiamond PERIODENT

• Dotate di bioadesivo atossico collante resistente ai cicli di sterilizzazione. **Conservabilità fino a 180 gg.**

• "Chevron" per una rapida e perfetta apertura.

Confezioni da 200 pz.

2-10% • 4-15% • 8-20%

Larghezza	60x100mm	75x250mm	90x165mm	90x250mm	130x350mm	140x260mm	190x330mm
Codice	53 066121	53 066122	53 066123	53 066124	53 066125	53 066126	53 066127
€	8,90	11,00	10,90	14,40	35,90	16,90	29,90

## Mantelline a strappo con lacci

Realizzate utilizzando il 42% di plastica in meno.

Massima qualità per garantire morbidezza e confort. Eccellente protezione e impermeabilità. Dotate di strappo perfetto con comodi lacci.

Mantelline a strappo in bobina, 50 x 60 cm, 80 pz. € 13,90 2 € 12,50 cad.
53 0422EA1
Azzurro

Mantelline a strappo in bobina, 50 x 80 cm, 60 pz. € 13,90 2 € 12,50 cad.
53 0422EA2
Azzurro



## Soluzione per pulizia e disinfezione



54 63020/1 GIGASEPT Instru.

AF. FL.2 LT € 84 2 € 76 cad.

54 63050 GIGASEPT Strum.

AF-TANICA 5 LT € 197

2 € 180 cad.

Soluzione speciale per la pulizia e la disinfezione rapida di strumenti e frese. Durata fino a 7 gg. Utilizzabile anche in vasca ad ultrasuoni. Efficace contro batteri, funghi, virus epatite B,C, AIDS e bacillo della tubercolosi. Utilizzo all'1,5%.

Dispositivo medico CE 0297.



54 63015 GIGASEPT

Pearls barattolo kg.1,5

€ 118,00 € 99,00

GIGASEPT PEARLS

cod. 189 - Acido peracetico multienzimatico-sporicida per la disinfezione manuale o in vasca ad ultrasuoni degli strumenti. Innovativa struttura in perle che ne impedisce l'inalazione.

Dispositivo medico CE 0297

Confezione: Barattolo da 1,5 Kg



54 630F02 GIGASEPT FF new

€ 201,00 € 185,00

GIGASEPT FF NEW

cod. 213 - Disinfettante speciale per endoscopi, sonde ecografiche, accessori per anestesia. Ampio spettro d'azione, spore incluse.

Utilizzo da 1 a 6% - La soluzione diluita mantiene per 14 gg. la propria efficacia.

Dispositivo medico CE 0297

Confezione: 5 flaconi da 2 litri

## X-Ray

### BITE CUSHIONS X-RAY

- Staccare e incollare • Facile e veloce • Utilizzato per entrambe le buste PSP o sensori con guaine • Senza Latex&BPA



Orizzontale



Verticale



Periapicale



Semplicemente staccare e attaccare



Facile posizionamento in ogni area richiesta

Migliorano il comfort del paziente e la qualità delle immagini durante le radiografie, in particolare nelle proiezioni Bite by Wing • Morbidi e flessibili riducono il disagio durante la chiusura della bocca • Supporto stabile per il sensore e la pellicola, mantengono la posizione corretta e riducono il rischio di immagini sfocate o distorte.


16 P54XRBC X-Ray Bite Cushions, 200 pz € 11,50 (€ 15,90)



**Tutti i prezzi indicati in questa pagina verranno scontati del 20%**

### Guaine syringe/HVE guaine


Utilizzate per siringhe a 3 vie, aspirasaliva e valvole HVE. Apertura pretagliata per una facile applicazione. Cf. 500 pz.



Guaina per siringa 3 vie - 500 pz.		
53 P8300B	BLU - 26x65 cm.	€ 22,60
53 P8300C	TRASPARENTE - 26x65 cm.	€ 20,90

### Guaine copri poggiatesta


Crea una superficie pulita per consentire ai pazienti di appoggiare la testa con tranquillità. Cf. 500 pz.



53 P83113	Copri poggiat. Small - 27,5x26 cm.	€ 54,00
53 P83114	Copri poggiat. Large - 35x28 cm.	€ 54,00

### Guaine x-ray

Per coprire la testa del radiografico. Cf. 250 pz.



Busta per testa X-Ray - 250 pz.		
53 P83108	Small testa X-Ray 60x20x17 cm.	€ 80,40
53 P83109	Large testa X-Ray 75x35x24 cm.	€ 117,00

### Guaine peel-n-stick guide luminose

La linguetta staccabile assicura che la guida luminosa possa essere completamente racchiusa e sigillata dalla guaina barriera. Cf. 200 pz.



Guaina per guide luminose - 200 pz.		
53 P83128	Small - Ø da 7-8 mm.	€ 27,90
53 P83129	Large - Ø da 9-11 mm.	€ 27,90

### Guaine per tubi

Per tubi dritti e a spirale. 366 metri / rotolo.



Guaina per tubo dritto e a spirale		
53 P83118	5 cm larg. - rotolo 366 m.	€ 27,90
53 P83119	10 cm larg. - rotolo 366 m.	€ 27,90

### Guaine copri poltrona


Elimina la necessità di copri poggiatesta separati. Prolunga la vita di poltrona e sgabello evitando il contatto diretto con disinfettanti e aerosol dannosi. Cf. 125 pz.



53 P83111	Copri poltrona - 180x72 cm.	€ 131,00
53 P83112	Copri mezza polt. - 100x65 cm.	€ 103,00

### Guaine maniglie per lampada


Misura universale per adattarsi alla maggior parte di maniglie a "t". Cf. 500 pz.



Guaina per maniglia - 500 pz.		
53 P83106	per man. a "T" - 10x15x8,5 cm.	€ 38,40
53 P83106T	per man. "rett." - 15x10x8,5 cm.	€ 31,40

### Guaine siringhe per composti fluidi

Adatto anche per altri materiali fluidi che utilizzano una siringa con punta applicatrice, come mordenzanti, sigillanti e sottofondi di cavità. Cf. 200 pz.



53 P83138	Guaina Universale per composti in siringa - 12,5x6x5 cm.	€ 22,60
-----------	--	---------

## PERIODENT

## SALVIETTE ASSORBENTI COLORNAP

Composti da pura ovatta di cellulosa uniti da un velo di polietilene. Alta assorbenza • Impermeabilità, superiore resistenza agli strappi. Confezionati per maggior igiene in confezione da 50 x 10 buste.

Colorazioni disponibili strati 3 (2+1): bianco, azzurro, verde, rosa, giallo, azzurro chiaro, baby, blu med, pesca.

EconoCleanPack 10 buste sigillate da 50 €21,50 • 2 €20,50 • 4 €19,50 cad.		
53 042321 azzurro	53 042322 verde	53 042323 lilla
53 042324 rosa	53 042325 giallo	53 042330 verde fresh
53 042327 pesca	53 042328 arancione	53 042329 blu

## BICCHIERI POLI-PRO PERIODENT

Questi bicchieri monouso sono interamente realizzati in polipropilene di alta qualità e molto resistente ed inoltre riciclabile al 100%.

- Non si rompono, nemmeno se schiacciati e presentano bordi curvi senza residui.
- Colorati per rendere l'ambiente più rilassante.

La selezione PERIODENT offre bicchieri in confezione da 1000 pezzi (20 buste chiuse da 50 pezzi) e da 3000 pezzi (30 buste chiuse da 100 pezzi).

180 cc, 1000 pz (20x50 pz) €27									
53 25011+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VE	VM	RO
180 cc, 3000 pz (30x100 pz) €75									
53 25013+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VE	VM	RO

53 25011A Bicchiere monouso 180 cc, colori assortiti (arancione, rosa, lilla, azzurro, verde mela, verde), 1000 pz (20x50 pz) ..... €31,60 €26,90

## TRAY ECO PAPERS PERIODENT

Salviette ideali per vassoi e tutti i piani di lavoro. In speciale carta crespata monouso in cellulosa 100%. (Riciclabile, priva di cloro e diossina) Queste salviette garantiscono la massima assorbenza e resistenza e sono permeabili a vapore e gas per sopportare cicli di sterilizzazione in autoclave.

250 TrayPapers 18x28 €5,50 • 2 cf. €4,90 cad.			
53 247AR	Arancio	53 247AZ	Azzurro
53 247BI	Bianco	53 247VF	Verde Fresh
53 247GI	Giallo	53 247LI	Lilla
53 247RO	Rosa	53 247VE	Verde

## VASSOI POLI-TRAY PERIODENT

Vassoi monouso in polistirolo. La speciale lavorazione, il design e gli spessori garantiscono l'alta resistenza.

- Bordo rinforzato per contenere in sicurezza gli strumenti e i materiali all'interno del vassoio
- Piacevoli colori oltre al bianco.

liscio con divisori, 28x18 cm, 400 pz €39,35 €33,50							
53 452LC+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VM
zigrinato con divisori, 28x18 cm, 400 pz €39,35 €33,50							
53 452ZC+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VM

## VASCHETTE MONOUSO

in plastica



Piccole 20 x 10 cm, 400 pz. €26,90	
53 054201	Vaschetta piccola liscia
53 054202	Vaschetta piccola zigrinata
Grandi 20 x 15 cm, 400 pz. €30,50	
53 054221	Vaschetta grande liscia
53 054222	Vaschetta grande zigrinata

## Contenitori per protesi e apparecchi. Colori assortiti

Contenitore per apparecchi  
51 P90600 10 pz.  
€12,60 €10,50

Contenitore per guide notturne  
51 P90601 10 pz.  
€13,90 €12

Contenitore per tutti i bite  
51 P90602 10 pz.  
€14,60 €12,50

Contenitore per protesi totali  
51 P90603 10 pz.  
€18,00 €16



51 P90612 Box porta apparecchi con specchio, 10 pz  
€33,90 €28

G1

## Contenitori per protesi con filtro interno, autoclavabile, in sacchetto singolo

51 290G1 Contenitore G1 Dim: ø9 h8,2 - 1 pz €2,10 €1,70  
(Disponibili nei colori: Azzurro, Blu, Fucsia, Giallo, Verde)

51 290G1.ASS Contenitore G1 Conf. ass. - 6 pz €13,60 €11

G1.ASS

**EZ-FILM** protettivo pre-tagliato, non lascia residui e garantisce una facile applicazione e rimozione grazie ai bordi non adesivi da entrambi i lati. Ideale per manici lampade, siringhe aria/acqua, strumenti, monitor manipoli, ecc.



Made in Italy

53 08221 Film adesivo Blu 10x15 (1200 strappi)

€ 16,50 • 2 cf. € 13,50 cad.

## SAFECLEANSTEP Made in Italy

Tappeto multistrato decontaminante batteriostatico CE



• Apertura sicura per l'estrazione del singolo blocco/tappeti, ognuno contiene 30 fogli adesivi in polietilene numerati • Bordo speciale in un solo lato per la facile rimozione • Nella massa adesiva è contenuto l'agente batteriostatico.

€ 95,00	€ 73,00	€ 99,00	€ 77,00
45x90 cm. cf. 5 blocchi (150 pz.)		45x115 cm. 5 blocchi (150pz.)	
53 082110	BLU	53 082111	BLU
53 082120	VERDE	53 082121	VERDE

## PERIOICE Ghiaccio Sintetico

Freddo intenso ma non aggressivo. Dopo l'attivazione, avvolgere in un panno applicare per 20 minuti

35 092825 14x18 TNT, 24 pz. € 15,50 € 13,50



## BLOCCHETTI PER MISCELAZIONE

S 35x45 mm	L 70x80 mm
53 P51220	53 P51225



cf. 3x100 pz € 16,30 € 13,00

## POZZETTI PER MISCELAZIONE

Monouso ma robusti!

53 P56MW4	200 pz. € 36,90 € 29
53 P56MW2	500 pz. € 43,60 € 34



## SPATOLA UNIAG

Universale per alginati e gesso. Autoclavabile fino a 134°C. Presa e flessibilità ideali. Facile da pulire. 190 mm.



53 P51SUB cf. 3 pz. € 7,50 € 6,00 • 2 cf. € 5,00 cad.

## MixONE Scodelle Flessibili per alginati e gesso. Piccola ø11x8 cm. Media ø12,5x10 cm

PICCOLA cf. 3 pz. € 9,50 • € 8 (colori a scelta)					
80 P94MBS1	80 P94MBS2	80 P94MBS3	80 P94MBS4	80 P94MBS5	80 P94MBS6
Blu trasp.	Viola tr	Rosso tr.	Verde tr.	Giallo tr.	Blu op.
MEDIA cf. 3 pz. € 10 • € 8 (colori a scelta)					
80 P94MBM1	80 P94MBM2	80 P94MBM3	80 P94MBM4	80 P94MBM5	80 P94MBM6
Blu tras.	Viola tr.	Rosso tr.	Verde tr.	Giallo tr.	Blu opac



## DAPPEN MONOUSO

53 P950  
(1000 pz.)  
€ 67,00 € 57,00



## DAPPEN IN SILICONE LAVABILI ideali per resine

53 052600 5 ml € 3,50 (€ 4,20)  
53 052601 15 ml € 3,90 (€ 4,90)  
53 052603 25 ml € 5,00 (€ 6,60)



## DAPPEN IN VETRO

Per resine e altri materiali. Sterilizzabili a freddo.  
€ 4,50 € 3,50



	tra.	azz.	blu	gia	ver
55 P9	51	52	53	54	55

## BACCINELLA RENIFORME MONOUSO

53 254C50 (50 pz.)  
€ 22,40 € 19,00



## CONTENITORI PER RIFIUTI

53 256C43.1 Supporto in Alluminio  
€ 29 € 25,00  
53 256C43 Contenitori rifiuti  
1000 pz. € 122 € 105,00



## DISPENSER PER SALVIETTE

55 257A7BI A7 con molla.  
Dimensioni: 18x13x17 cm.  
Colore: Bianco. € 35,40 € 25,50

A34 con apertura frontale a taglio.  
Dimensioni: 18x13x17 cm.  
€ 28,60 € 24,50



Bianco	Blu trasp Blu	Fumé	Trasparente
55 275A34BI	55 275A34BLTR	55 275A34FU	55 275A34TR

## Guaine peel-n-stick guide luminose

La linguetta staccabile assicura che la guida luminosa possa essere completamente racchiusa e sigillata dalla guaina barriera. Cf. 200 pz.

## Guaine siringhe per compositi fluidi

Adatto anche per altri materiali fluidi che utilizzano una siringa con punta applicatrice, come mordenzanti, sigillanti e sottofondi di cavità. Cf. 200 pz.



Guaina per guide luminose - 200 pz.		
53 P8328	Small - Ø da 7-8 mm.	€ 27,90 € 23,50
53 P8329	Large - Ø da 9-11 mm.	

53 P83138 Guaina Universale per compositi in siringa - 12,5x6x5 cm. - 200 pz. € 22,60 € 18,00



**100% Made in Italy**

Questo progetto è stato pensato per la protezione e contemporaneamente alla visione **senza appannamento** grazie al design specificamente ideato che indirizza l'aspirazione verso l'esterno.

Si applicano alla maggior parte di montature dimensione medio/grande e con struttura non sottile; in questo modo possono essere utilizzate direttamente sull'occhiale dell'operatore, oppure con un'altra montatura tipo quella presente nel Kit **MARK 1**, su cui far inserire lenti correttive. Il sistema **MARK 3** prevede uno **schermo opaco** più rigido super resistente che può essere utilizzato con maggior comfort dal personale per esempio di segreteria o reception. **Dimensioni:** 150 x 155mm. ca. – **Peso** 16 gr.

53 03201	MARK 1, occhiale e 6 schermi	€ 49,50	€ 22,50
53 03202	MARK 2, 6 schermi rimovibili	€ 34,50	€ 12,00
53 03203	MARK 3, occhiali c/maschera	€ 32,00	€ 12,00



Con schermo rimovibile



Con schermo fisso



Semplice da applicare: **1.** Agganciare l'aletta superiore al ponte della montatura dell'occhiale. **2.** Piegare i lembi laterali in modo da farli passare sotto le lenti dell'occhiale; in questa posizione lo schermo sarà perfettamente stabilizzato.

## Montature con protezione

**Protezione sicura, efficace e confortevole, degli occhi.** • Montature colorate riutilizzabili e lenti con schermatura laterale • Confortevoli e leggeri per procedure lunghe - meno di 10 g • Lenti ottiche utilizzabili anche sopra gli occhiali da vista e con la mascherina chirurgica • Leggeri e riciclabili, disinfettabili o sterilizzabili a freddo • Conformi alle normative OSHA • Disponibili anche con lenti anti UV o con lenti scure per la protezione ed il rilassamento del paziente.

53 P3250 Perio LIGHTShield, trasp., 50 schermi € 32,50 € 29,50

53 037110 Perio LIGHTShield, 10 montature colorate € 5,90 € 4,90

(Colori a scelta: verde chiaro, verde abete, bianco, blu, rosa, rosso, giallo, nero, viola).

1 cf da 50 schermi € 29,50 + **OMAGGIO** 20 montature colorate sterilizzabili.

**Rilassamento e protezione**  
53 0372LT 25 pz.  
€ 36,50 € 25,00

**Protezione dalla fotopolimerizzazione**  
53 037210 Lenti anti UV 10 pz.  
€ 35,40 € 25,00



## PERIO EYESHIELD



Viene usato per procedure molto lunghe.



Con mascherina chirurgica e occhiali.

U.S. Patent 5,297,298  
U.S. & Int'l Patents Pending.



## Guanti in Nitrile AQL 1.5

**Disp. Medici a doppia conformità: sicurezza operatore e paziente**

Ipoallergenici, **LATEX FREE**, Nitrile Soft Elevata sensibilità tattile e confortevoli. Elastici e sensibili donano una sensazione di estrema morbidezza alle mani **Senza polvere. Blu** – Polsino salvastrappo – **Superficie est. micro ruvida 100 pz**

• Peso taglia M **3,80 g** - Da 1 a 6 • Resistenza 4 • Sensibilità 5 • Elasticità 5 • Grip 4 • Protezione 5

XS 5-5½	S 6/6½	M 7/7½	L 8/8½	XL 9/9½
53 024130	53 024131	53 024132	53 024133	53 024134
€ 9,50 • 3 € 13,00 cad. • 10 € 12,50 cad.				

Richiedere offerta  
per forniture  
programmate

## SMX SKIN BLU NITRILE



## Guanti senza polvere



## SAFETOUCH

**Benessere per le tue mani**

Guanti senza polvere con punte delle dita testurizzate e una vestibilità estremamente confortevole. **Questi guanti medicali offrono una qualità e un comfort eccezionali. Soddisfano tutte le norme di qualità europee in materia di guanti di protezione ad uso medico. L'elevata resistenza e l'eccezionale sensibilità tattile, coniugata all'affidabile protezione dei pazienti, rendono i guanti SafeTouch indispensabili nella pratica medica quotidiana.** con **Lanolina e Vitamina E**

con  
**Lanolina e  
Vitamina E**



**Simply  
the best**



**NEW**

Advanced Rejuvenate™ Nitrile senza polvere 100 pz.				
6-XS	7-S	8-M	9-L	10-XL
53 521XS	53 521SS	53 521SM	53 521SL	53 521XL
€ 14,90 • 3 € 13,00 cad. • 10 € 12,50 cad.				


Rejuvenate™ Lattice senza polvere				
6-XS	7-S	8-M	9-L	10-XL
53 520XS	53 520SS	53 520SM	53 520SL	53 520XL
€ 14,90 • 3 € 13,00 cad. • 10 € 12,50 cad.				

SafeMask® - Tipo IIR e tipo FFP2 sono le migliori mascherine ad uso medico che abbiamo selezionato per voi, che garantiscono una protezione affidabile senza sacrificare il comfort e la traspirabilità. Lo strato esterno in tessuto-non-tessuto SpoonBond offre la massima protezione contro la penetrazione dei fluidi grazie agli strati interno ed esterno idrorepellenti. SafeMask® SofSkin® fog-free tipo IIR prive di lattice, assicurano un impareggiabile livello di comfort e morbidezza risultando ideali per le pelli delicate. La TRASPIRABILITÀ ECCEZIONALE è unica nel settore in quanto supera i requisiti della norma EN 14683:2019.

Simply  
the best



Basta sollevare la fascetta e poggiarla sul dorso del naso.



## MASCHERINA SAFEMASK® SofSkin® fog-free IIR

### Lenti appannate?

Le mascherine Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free Tipo IIR assicurano un impareggiabile livello di comfort e morbidezza, risultando ideali anche per le pelli delicate. Per i portatori di occhiali è prevista un'esclusiva fascetta "fog-free" posta sull'archetto nasale che previene l'appannamento di lenti e visiere.

SafeMask® SofSkin® fog-free			
conf. 50 pz. € 18,60 € 17,00 • 3 € 16,00 cad. • 10 € 12,60			
○ Bianco	53 572159	● Blu	53 572155
● Lavanda	53 572153	● Arancione	53 572162
● Rosa	53 572156	● Verde	53 572158



## MASCHERINA SAFEMASK® SofSkin® fog-free IIR

SofSkin fog-free IIR con elastici, auricolari e visiera, EN 14683 Type IIR, DM, classe I, Made in France.

Realizzata appositamente per le pelli sensibili, offre una protezione barriera affidabile senza irritare i visi sensibili. Lo strato interno in misto cellulosa, leggero e traspirante, è progettato per ammorbidirsi con l'uso e rimanere fresco sulla pelle. Comoda protezione 2 in 1 con mascherina facciale e schermo oculare combinati. La striscia di flusso integrata impedisce in modo affidabile l'appannamento degli occhiali e della visiera. Protezione aggiuntiva contro gli spruzzi grazie alla classificazione di tipo IIR.

53 3732155 25 pz. € 69,00 € 63,00 • 3 € 59,00 cad. • 10 € 47,00




confezionate singolarmente



## MASCHERINA SAFEMASK® FFP2 e IIR

### La taglia giusta per tutti, sicurezza!

Questa mascherina respiratoria funge da efficace barriera contro gli aerosol solidi e liquidi per garantire una protezione affidabile dalle malattie infettive (BFE 99,9 %). Il tessuto morbido e leggero assicura massimo comfort ed eccellente respirabilità. Le due fascette elastiche incollate a ultrasuoni consentono alla mascherina di adattarsi perfettamente al viso.

SafeMask® FFP2 (colore bianco)	
conf. singolarmente 50 pz. € 78,00 € 72,00 a scelta • 3 € 67,00 cad. • 10 € 53,00	
Ⓢ Piccola	53 5722WHS
Ⓜ Media	53 5722WHM
Ⓛ Grande	53 5722WHL

## Cuffiette universali

### SuperComfort per tutto il giorno!

• Realizzato con materiali traspiranti di qualità superiore • Protezione efficace contro la contaminazione crociata • Favorisce l'immagine professionale dello studio

Cuffie Premium Universali SafeWear™. Materiale: Viscose 40 g/m², Contenuto: 100 pz. € 47,90

Cuffie Premium Universali SafeWear™ 100 pz. € 47,90 € 36,00 • 2 € 35,00 cad.	
● 53 316960	● 53 316970



SAFWEAR PREMIUM

Simply  
the best

## Turbina potente e delicata, a doppia girante

T.P. la più potente di sempre e con la precisione di un bisturi. Rotore unico a doppia girante che garantisce **taglio fluido** e **potenza costante sempre**. Il design conico della testa offre una visibilità senza pari, mentre l'avanzato sistema a 4 spruzzi garantisce il massimo raffreddamento con sicurezza superiore grazie al minimo aerosol.

I cuscinetti robusti e il sistema dimostrato di flusso dell'aria con zero ritorno (Zero-Drawback), assicurano durata e miglior controllo delle infezioni. L'impugnatura "micro-pit" offre una presa sicura anche da bagnato; il sistema di serraggio progettato con materiali resistenti, manterrà sempre la fresa salda nel tempo.

Compatibile con diversi attacchi, si adatta perfettamente a qualsiasi studio.

40 M31342M TwinPower Turbine PAR-4HG-O (accoppiamento Morita)

40 M31342K TwinPower Turbine PAR-4HG-O-KV (accoppiamento compatibile Kavo)

€ 1395,00 **Speciale lancio € 1062,00 + omaggio** per scegliere la nostra **sorpresa di valore!**




**TWIN POWER**

Non è solo una turbina:  
è potenza, raffinata.



Cuscinetto



Rotore



I 3 speciali diffusori - brevetto esclusivo Morita - ed il sistema di bloccaggio rapido\* evitano il classico effetto risucchio.



## 1:5 Contrangolo a fibre ottiche, anello rosso

**"The KING of Dental perfection"**

Push  
botton



4  
Water spray



4  
Nebulizzatori



Silenzioso  
≤60db



40 017K25L+ Contrangolo PERIODENT a F.O. anello rosso 1:5. € 640,00 € 385,00



**PERIODENT**


**Ecco una bella sorpresa per te IGIENISTA !!!**

**Offerta A** 2 TipOne Satelec Style: Universale e Perio 200 coppette Qartz, grana media gusti assortiti, 100 spazzolini soft montati Prophy+


€ 125,00

**Offerta B** 2 TipOne EMS Style: Universale e Perio 200 coppette Qartz, grana media gusti assortiti, 100 spazzolini soft montati Prophy+


€ 125,00




59 X24S1 € 33,00



59 X24S1S € 33,00



59 X24EA € 33,00



59 X24EP € 33,00



+ campioni SE Cushion

€ 49,00



Prophy+ 100 pz. € 59,70



€ 125,00 (€ 174,70) rif. SPIG

+ campioni Pink Petal



## Sostegni monouso per sensori

Questi supporti per sensori radiografici staccabili e adesivi sono progettati per tenere saldamente in posizione un sensore intraorale digitale durante l'imaging radiografico. È sufficiente staccare la pellicola adesiva, attaccare il supporto al sensore e posizionarlo nella bocca del paziente. Il supporto mantiene il sensore stabile e correttamente allineato, garantendo immagini accurate e riducendo al minimo il disagio per il paziente. confezione € 63,00 € 52,00



16 P57ANTB  
ANTERIORE  
BLU



16 P57POSG  
POSTERIORE  
GIALLO



16 P57BTWR  
BITEWING  
ROSSO



16 57ENDV  
ENDO VERDE



16 57BTTR  
BITE TAB  
ROSSO

**PEEL'N'STICK**



Compatibilità  
universale



Design adesivo Peel'n'stick

**Perché scegliere il monouso rispetto all'autoclavabile?** 1. Nessun rischio di contaminazione crociata, il che li rende più sicuri da usare. 2. Comodo ed efficiente da usare rispetto alle alternative autoclavabili. 3. Risparmio di costi e risorse: nessuna usura del prodotto o tempo impiegato per la sterilizzazione in autoclave. 4. Disponibilità: nessuna attesa per i cicli di sterilizzazione: basta prenderne uno nuovo quando necessario. 5. Comfort e flessibilità: il design più sottile e leggero dei supporti monouso li rende meno rigidi di quelli autoclavabili, migliorando il comfort del paziente.




# LDX™

DENTAL CURING LIGHT

LED a banda larga 390-480 nm - 8 modalità specifiche

Low Ramp Standard High FastOrtho Turbo PlaqueInsp CariesInsp



Multi Led per garantire l'attivazione di qualunque fotoattivatore presente nei materiali odontoiatrici 390-480 nm.



## POLIMERIZZATRICE E RILEVATORE DI PLACCA E CARIE

Frutto della ricerca e selezione per garantire ai dentisti la **miglior lampada** per polimerizzare. È in grado di agire su tutti i fotoattivatori, la lunghezza d'onda della luce infatti è compresa tra **390-480 nm**. L'intensità può raggiungere i **2490mW/cm²**. Può polimerizzare in **3 secondi** lo strato di composito di oltre **2 mm**. Queste caratteristiche consentono di agire efficacemente con tutti i foto iniziatori, Fenilpropanedione (PPD) e il Lucirine TPO.

- La **guida luminosa turbo** è realizzata in vera fibra ottica e acrilico non inferiore che ottimizzano la conduzione della luce riducendo al minimo la dispersione della stessa dalla sorgente alla punta; è così assicurata la massima intensità possibile di luce alla punta della guida luminosa
- Il cestello dissipatore di calore ad alta efficienza è progettato insieme al sistema di protezione per prevenire le alte temperature. Anche il circuito di protezione termica è progettato con una modalità di sicurezza per proteggere la lampada dal surriscaldamento
- La memorizzazione automatica dell'ultima operazione è un'altra caratteristica unica di questa lampada
- Il sistema comprende il radiometro in display incorporato e il sistema di interruzione automatica per il risparmio energetico della batteria.



Con il filtro fluorescente Find sarà facile identificare placca e carie; con lo specchio Find il paziente può visualizzare anch'egli senza il riflesso della luce.

59 033291 Sistema completo Lampada LDX WL090† • Batteria ricaricabile Hi-Tech 3,7V/2500mAh • Supporto per ricarica e display • Alimentatore • 1 Guida luminosa a fibre ottiche Ø 11-8mm • 1 Filtro arancione • 2 puntali protettivi antiriflesso • 1 filtro ottico Find • 1 Specchio Find • 10 Guaine per fotopolimerizzatore • 20 Guaine per guide.

OMAGGIO 1 Guida luminosa fibre ottiche Ø 11-5mm

€ 790  
595

PR LD+LM € 760

59 033291 Lampada LDX WL090† (come sopra)  
e  
16 37331 Transilluminatore LMDX3 con fibra ottica.

€ 1.055  
750

## FULL LIGHT SPECTRUM Ad ampio spettro con rilevatore di placca e carie

Lo stato dell'arte per la polimerizzazione con la tecnologia LED



### PERIODENT F.L.S. Special C

- Costruzione in alluminio fresato di alta qualità
- 8 modalità e tempi, leggibili nel display
- Rilevamento della carie
- Fino a 3000 mW/cm² fascio collimato
- Universale: ampio Spettro 385nm-515nm con doppia lunghezza d'onda che copre sia la luce ultravioletta che quella visibile (blu)
- Design sottile e leggero
- Tutto incluso! Compreso 4 punte per lenti micropolimerizzanti

59 P31FS340	Lampada F.L.S. Nero, Set completo
59 P31FS342	Filtro protettivo FSC2
59 P31FS343	Adattatore USB-C
59 P31FS344	Batteria FSC4

€ 79,80

Filtro protettivo FSC2



Adattatore USB-C



Batteria FSC4



Endo Guide  
Microcure Ball 2,2 mm.  
Microcure FSC  
Microcure Ball 3,0 mm.

59 P31FS345A	Lente Endo Guide
59 P31FS345B	Lente Microcure Ball 3,0 mm.
59 P31FS345C	Lente Microcure Ball 2,2 mm.
59 P31FS345D	Lente Microcure
59 P31FS346	Basetta per lenti magnetiche

€ 30,00