

Novità  
&  
Soluzioni



News & Offerte  
Autunno-Inverno

Validità: 7 ottobre 2024 - 10 marzo 2025

Novità  
&  
Soluzioni

dal 1949  
al servizio della  
Comunità  
Odontoiatrica



OFFERTE  
Autunno-Inverno 2024

### ABBIAMO SELEZIONATO DA:

- Sbiancamento
- Ergonomia a colori
- Postura e Arredamento
- Anestesia
- Trattamento dei tessuti
- Impronta
- Diga & Isolamento
- Conservativa
- Endodonzia
- Fibre di rinforzo
- Protesi
- Articolazione
- Strumentario a mano
- Strumenti rotanti
- Gestione Strumentario & Materiali
- Barriere e monouso
- Controllo delle infezioni
- Igiene e Profilassi
- Emergenze & Monitoraggio



ILIC' dal 1949 al servizio della Comunità Odontoiatrica, ricerca e seleziona Qualità & Soluzioni per voi!



[ilicdental.com](http://ilicdental.com)



# INDICE

**SBIANCAMENTO** ..... 56-57  
**Meodenatal Natural+** (63, 64) • **Ultradent GO** (59).

**ARREDAMENTO** ..... 3  
 • Seggiolino a sella **Bambach**.

**INGRANDIMENTO E GESTIONE IMMAGINI** ..... 4-8, 42  
 • **BioScreen** (6) • Bite Cushion X-Ray (42) • Eye-Special C-V (6) • **Keeler**: Gaileiani, **Hi-Res**, Prismatici, K-Led(4-5) • Mirror Magic (7) • Specchietti e specchi (7, 8) • Transilluminazione (5) • Visor Loop (5).

**EMOSTASI E RETRAZIONE** ..... 9  
 • **EasyCord** • **GingiTrax** • Viscostat.

**IMPRONTA** ..... 9-10  
 • **Premier T-Lock Triple Tray** • Blu Tray • **Image** • Hydrogum • Yellow tip

**ANESTESIA** ..... 11  
 • **Ronvig CalaJect** • Siringhe **Periodent**.

**DIGA E ISOLAMENTO** ..... 12-15  
 • Aspirasaliva (13) • Cannule per siringa aria acqua Safe-Tip (13) • Diga **Periodam**, Kit (15) • **Insti-Dam** (15) • **NeoDryS** (12) • OraSeal (15) • Pink Petal (13) • Rulli salivari (12) • Spugnette Se Cushion (13) • Soft-Touch cannule Comfort • Uncini **Ivory** outlet (14).

**CONSERVATIVA E ADESIONE** ..... 16-26  
 • **CompoSculp Periodent** (21) • Condac Mordenzante **FGM** • DiaGlaze (25) • Dura Polish (25) • Fender Wedge **Directa** (16) • **HALO** Matrici sezionali **Ultradent** (17) • **Lampada PERIODENT** (23) • Logi Bloc (16) • OneGloss (25) • Oxy-Barrier (25) • Portamatrici Brenner (17) • **Quick-Ez** spazzolini occlusali (21) • **Shofu** (18-20; 22; 24-26): Compositi Beautifill, Adesivo Beauty Bond Xtreme, Strumenti Rotanti (22-26) • Super-Snap (26) • **Separatori** Elliot e Ivory **Periodent** (17) • **Super Brush** (16) • **Vittra Unique FGM** (21).

**ENDODONZIA E CHIRURGIA ENDODONTICA** ..... 26-33  
 • Aghi per irrigazione Applivac (29) • **Avalon** (33): NeoSealer, NeoPutty, NeoMTA2 • **B&L Biotech** (31,32): Alpha, Beta • **Blue di metilene** Canal Detector (26) • EDMax ( 28) • Digitest (28) • Endo3 (29) • Ipoclorito Chloraxid (30) • Irriflex **PD** (30) • Irriganti (30) • **Neolix** EDMAX (28) • Siringhe Dripless (29) • Stropko (28) • TipOne **Periodent** (30): Punte Ultrasuoni (30) • Visco Tip (30) • **Woodpecker** Endo3 (29).

**PUNTALI, AGHI, APPLICATORI, SIRINGHE** ..... 9-10, 18, 27, 29-30, 33, 34  
 • Aghi per irrigazione Appli-Vac (29) • **Denbur** (34) • Endo-Eze (27) • Inspiral Brush • **Nano Brush** (34) • Siringhe (29) • Stick Placer (59) • ViscoTip (30) • Flex Flo Tip.

**FIBRE DI RINFORZO** ..... 35  
 • **Ribbond** • **Fiber Wetting Resin**.

**PROTESI** ..... 26, 35-38, 61  
 • **CRB** (38) • **Dust-X** (36) • **Glasionomer CX-Plus** • **Hoffman** (37) • J-Temp (26) • Miniblaster (36) • Porcelain Etch (38) • Richwill (36) • **Shofu** (37, 38) • StarDust (36) • **WAM** WamKey (61) • **Weropress LT Merz** (38) • Wynman (36).

**ARTICOLAZIONE E GNATOLOGIA** ..... 39-40  
 • **Aqualizer** • AndraGauge • **Chech-Film** • Flkeximeter • **Leaf Gauge** • Spott-It.

**IMPLANTOLOGIA E RIGENERATIVA** ..... 41  
 • **Md Guide**.

**STRUMENTARIO** ..... 21, 31, 36, 41, 42-47, 50, 57  
**B&L**: S-Kondenser (31) • Codificatori Ez Tape e Ring (50) Opera (42) • Chu Aesthetic Set (42) • **Periodent**: CompoSculp (21) • Strumentario outlet (43-47) • **Swann-Morton** Lame chirurgiche (47). **Wynmann** Levacorone (36).

**STRUMENTARIO ROTANTE e LUCIDANTI** ..... 16, 21-22, 24-26, 62  
 • Compo Master (37) • Coppette per profilassi (62) • **Deldent**: Dia Glaze (25) • Dura Green, Dura White **Shofu Outlet** (22), Dura-Green DIA (24), Dura Polish Dia (25) • OneGloss (25) • Quick-Ez (21) • Resin Glaze (26) • Super-Snap (26) • Ultra Glaze (26) • Zil Master (24) .

**GESTIONE STRUMENTARIO E MATERIALI** ..... 18, 48-51  
 • Codificatori (50) • Cassette in acciaio e dispenser **Periodent** (51) • Protect Plus (18), Syringe Organizer (18) • **Zirc**: cassette E-Z Jett e Tub (48-50).

**APPARECCHIATURE**  
 Alpha (31) • Beta (32) • Digitest (28) • Endo 3 (29) • Illuminazione **Keeler** (5) • **BioScreen** (6) • **CalaJect** (11) • Calset (20) • Sabbiatrice intra-orale (36) • Polimerizzazione **WL 90++** (23) • **Transilluminatore** (5) .

**BARRIERE, MONOUSO, UTILITY** ..... 52-57  
 • Bicchierini Bambù (56) • Blocchetti per miscelazione (::) • Cannule (12, 13) • Cuffie Safewear Medicom (54) • **Drappi** Perio Comfort (53) • Guaine e Barriere (::) • Guanti **SoftTouch**, Aloe (54) • Mascherine **SafeMask** (52) • Rotoli e buste sterilizzazione (55) • Schermi protettivi (53) • Tappeti e pellicole decontaminanti (57) • Tovaglioli (55) • Utility (56, 57).

**PRIMO SOCCORSO** ..... 58

**IGIENE e PROFILASSI** ..... 13, 16, 59-64  
 • Enamelast (59) • **Lucidatura**: Quartz, Reciproxi, Coppette montate (62) • **Meodental Sbiancanti Natural+** (63, 64) • Opalescence GO (59) • **Periodent**: Punte ultrasuoni TipOne (60, 61) • **PerioProx** Scovolini (59) • Pink Petal (13) • SE-Cushion (13) • Super Seal (16) • **Ultradent**: Denti-fricco **Opalescence** (59).

**CONDIZIONI DI VENDITA:** **Prezzi.** Sono IVA esclusa e possono, a fronte di situazioni straordinarie, subire variazioni senza preavviso. Validi salvo errori e/o omissioni di stampa. **Grazie ai QRCode i nostri clienti sono sempre aggiornati!**

**I prezzi di listino qui indicati sono validi sino al 10 marzo 2025 ed annullano e sostituiscono ogni proposta precedente.**

**Legenda Prezzi.** Il prezzo indicato è sempre quello unitario. **Garanzia – Resi – Sostituzioni.** Qualora la qualità non corrisponda agli standard dei fabbricanti, o per errato invio, è necessario: avvisare l'ufficio assistenza clienti entro 8 giorni dal ricevimento della merce; effettuare il reso nell'imballo originale integro; allegare il documento di trasporto in originale e la causale del reso con le motivazioni e/o i problemi riscontrati.

**Per ordinare: [ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com) - tel +39 02 36 512 990 Validità: 7 ottobre 2024 - 10 marzo 2025**

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna	Codice SDI			
P.IVA	C.Fisc.	e-mail		

CODICE	RIF.	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

+iva a norma di legge

**Giorni di apertura: Mattino L M M G V S**

**Pomeriggio L M M G V S**

**Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 140,00 (IVA esc.) nessun contributo spese**

**Ordine fino a € 140,00 (i.e.) + € 14,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,50**

**PAGAMENTO:** Ordini inf. a € 140,00 (i.e.):  Bonifico anticipato  Carta di credito o POS

Ordini sup. a € 140,00 (i.e.):  Bonifico anticipato  Carta di credito o POS  R.B. 30 gg. d.f. + € 5,50

**IBAN Ivan Ilic' srl: IT50N0569601625000003415X03**

**IBAN Cliente:**

Carta di credito o POS  Visa  Mastercard Numero

Scadenza

**DATA** **TIMBRIO E FIRMA**

Ai sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei acconsente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco.



L'acquisizione di una buona competenza di una postura di lavoro corretta è un requisito indispensabile, che deve assolutamente precedere la competenza strumentale, in quanto un corretto posizionamento operatore/paziente è la premessa per ottimizzare la performance odontoiatrica.

È indispensabile fare riferimento ad un protocollo posturale, per assumere e mantenere una postura corretta: niente deve essere casuale, a partire dalla scelta di un seggiolino ergonomico e funzionale, (argomento specifico di questa guida) al posizionamento della luce, dello schienale, della poltrona, della testa del paziente, dell'aspiratore e di un corretto fulcro intra e/o extraorale, dal posizionamento del pedale di comando della strumentazione dinamica, all'acquisizione cosciente della postura corretta. (Ardizzone V., Cortesi F., Guastamacchia C.).

Una postura corretta mantiene la configurazione ottimale delle curvature fisiologiche della schiena; la colonna, così bilanciata, previene i carichi errati sui dischi intervertebrali.

La letteratura informa che l'80% degli odontoiatri soffre di dolori nella zona lombo-sacrale, al collo e alle spalle con relativi mal di testa, 3/4 connessi con RSI (Repetitive Strain Injury), detti anche CTD (Cumulative Trauma Disorders) o LSR (Lesioni da Sforzi Ripetitivi). Assistenti alla poltrona e igieniste potrebbero essere i più a rischio di sviluppare una condizione dolorosa e potenzialmente invalidante nota come la Sindrome da Tunnel Carpale.



Disponibili anche con rivestimento in vera pelle.



## Bambach L'originale seggiolino ergonomico a sella di cavallo: *la schiena ringrazia!*

L'originale seggiolino a sella di cavallo con design brevettato, che guida naturalmente alla postura ideale pur lasciando liberi nei movimenti.

Dimostrato scientificamente, copiato ma mai imitato. Consente alla colonna di funzionare sul suo asse ottimale bilanciato, con la curvatura ideale e mantenendo i muscoli alla minima tensione.

Disponibile anche con accessori particolari:

alzata a pedale, ruote per differenti pavimenti, speciali braccioli per seduta al microscopio

- Qualità massima di tutti i componenti "GMP" • Made in Europe • Posizione naturale • Regolabile in altezza e inclinazione
- Accessori per le più particolari necessità • Base ø 60 cm.
- Pompa a gas di qualità e di altezze diverse senza costi aggiuntivi • Ruote specifiche a richiesta • Selle speciali • Ampia gamma di colori disponibili.

SEGGIOLINO A SELLA BAMBACH IN VINILE HI-TECH €970*		
€860 • 2 €790 cad.		
Altezza operatore	Pompa	Codice
< 160 cm	<b>Basso</b> 470-590 mm	<b>60 3111</b>
< 160-190 cm	<b>Medio</b> 560-730 mm.	<b>60 3112</b>
> 190 cm	<b>Alto</b> 600-860 mm.	<b>60 3113</b>

\*+ €20 spedizione addebitata solo per il primo Bambach!

Manuale completo che spiega nei dettagli come preservare la salute della schiena. Sono inoltre illustrati accessori e modelli per esigenze particolari.



**INGRANDIMENTO: KEELER.** È fondamentale disporre di un campo operatorio ingrandito e ben illuminato, la soluzione garantita è l'ingranditore di **qualità Keeler**. Chiedici quello più adatto per le tue necessità, ti renderà tutto più agevole e preciso e ridurrai al minimo il rischio di errore; trarrai inoltre grande beneficio e comfort, perché ti aiuterà a mantenere la **corretta postura** di lavoro. **KEELER:** • Qualità superiori delle lenti in cristallo multistrato • Leggerezza • Ergonomia

**INGRANDITORI HI-RES, SUPER-VU, PRISMATICI XL.** Keeler dal 1917 leader nell'oftalmica Hi-Tech, le ottiche progettate dagli specialisti dell'oftalmica. L'investimento prezioso e fondamentale nella vostra carriera professionale sin da Studenti! • Vetro Schott Hi-Tech • Molatura e lucidatura senza compromessi • Strumenti ottici ad allineamento laser • Campo visivo ampio per il massimo ingrandimento scelto, e notevole profondità di campo • Nitidezza superiore grazie alle ottiche multistrato • Varie distanze di lavoro • Garanzia 3 anni.

Comfort – Regolazione interpupillare – Modulari, intercambiabili – Snodi regolabili – Sollevabili – Come scegliere in base all'altezza. Offrite anche una migliore terapia parodontale non chirurgica con KEELER!



## HI-RES KEELER L'unico sistema al mondo che comprende i vantaggi dei galileiani e dei prismatici

- Leggeri • Massima brillantezza • Maggiore campo visivo
- Perfettamente nitidi anche ai bordi • Astuccio rigido con 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta di sollevamento sterilizzabile, 1 panno per pulizia.

<b>Keeler Hi-Res con montatura SportDesign</b> € 1.720 € <b>1.290</b>	
16 3HM3034 3,0X x 34 cm.	16 3HM3042 3,0X x 42 cm.
<b>Hi-Res con caschetto</b> € 1.820 € <b>1.390</b>	
16 3HC3034 3,0X x 34 cm.	16 3HC3042 3,0X x 42 cm.



## GALILEIANI KEELER SuperVu

Alta brillantezza, forniscono la visione dell'intera bocca. Forniti nell'astuccio speciale rigido, con 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta di sollevamento sterilizzabile, 1 panno per pulizia.

- Leggeri • Lenti multi strato, smontabili e lavabili • Ampio visione e profondità di campo. Sistemi Galileiani Keeler SuperVu con Montatura Sport Design

<b>Galileiani Keeler SuperVu con montatura e supporto per lenti correttive</b> € 1.350 € <b>995</b>			
2,5X x 34 cm.	2,5X x 42 cm.	3,0X x 34 cm.	3,0X x 42 cm.
16 31M2534	16 31M2542	16 31M3034	16 31M3042
<b>Galileiani SuperVu con caschetto</b> € 1.450 € <b>1.100</b>			
2,5X x 34 cm.	2,5X x 42 cm.	3,0X x 34 cm.	3,0X x 42 cm.
16 31C2534	16 31C2542	16 31C3034	16 31C3042

## Montature Keeler Sport Design

Superconfortevoli, non appoggiano sulle orecchie, stabili. Per ingranditori **Galileiani, Hi-Res e Prismatici** Keeler.

16 33500,519,527 Con accessori e struttura in metallo leggero per lenti graduate € 350 € **295**



3.5X Uso in protesi, conservativa, endodonzia e chirurgia.



4.5X Uso in protesi, conservativa, endodonzia e chirurgia.



## Prismatici XL ADVANTAGE Keeler

Indicati per gli ingrandimenti necessari per procedure chirurgiche e odontoiatriche avanzate sono prodotti con vetro multistrato della massima qualità, allineati al laser e trattati con rivestimento antiriflesso allo scopo di offrire un'immagine brillante e nitida. **Leggeri, 67 g, sono estremamente luminosi.** Forniti in un astuccio rigido comprendono: 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta sollevamento sterilizzabile, 1 panno per la pulizia.

Prismatici	con Montatura	con Caschetto
4,5X / 34 cm	<b>16 32M4534</b>	<b>16 32C4534</b>
4,5X / 42 cm	<b>16 32M4542</b>	<b>16 32C4542</b>
	€ 1.850 € <b>1.390</b>	€ 1.950 € <b>1.490</b>



16 388007



16 388112

**KEELER K-LED II Luce per 8 ore!**

Sistema coassiale, con Intensità regolabile. Area di illuminazione omogenea

- Potente Lampada LED 3 W • Battery pack al litio
- Attacco specifico per Keeler

16 388007 **K-LED II Double** ..... € 1.750 € 1.390  
Lampada LED, cavo, base e carica batterie, 2 battery pack al litio (8h)

16 388016 **K-LED II Singolo** ..... € 1.190 € 950  
Lampada LED, cavo, carica batterie portatile, 1 battery pack al litio



**VISOR LOUPES Originali PERIODENT**

Pratici e leggeri è bello averli sempre a portata di mano!

Ottimo compromesso di qualità, pratico e leggero, è facile da indossare e togliere, anche con gli occhiali.

Disponibili con lenti da 2,5x, 4x, 6 x

16 1VL25 Ingranditori Lactona Visor Loupes 2,5x ... € 89,00  
16 1VL40 Ingranditori Lactona Visor Loupes 4,0x ... € 89,00

2 a scelta € 79 cad.



**Transilluminatore LMDX3**

Indispensabile per una diagnosi e indagine approfondita e professionale per tanti interventi terapeutici o chirurgici. LED ad altissima luminosità fino a 30.000 lux.

Utile per: • Rilevazione di carie, tartaro, fratture e orifici del canale radicolare • Valutare le discromie dello smalto (profondità, opacità)


- Ridurre la necessità di esposizione a raggi X con risparmio di costi e tempo e maggior sicurezza per i pazienti.

16 37331 Transilluminatore LMDX 3 con fibra ottica € 278 € 249

16 37342 Specchietti 140x73x125 mm, 50 pz € 139 € 99

16 37332 Guida luminosa LMDX3 3mm € 129 € 115

16 37333 Guaine per LMDX3, 100 pz € 18



fratture

canali

carie



La transilluminazione palatale e vestibolare degli elementi anteriori è un fondamentale presidio diagnostico di questo settore. A fianco dell'esame obiettivo, rappresenta il gold standard delle infezioni delle pareti prossimali, dove rende immensamente più agevole l'evidenziazione di lesioni cariose fin dagli stadi iniziali.  
*Dott. Giovanni Sammarco*



Vedere attraverso i denti è utilissimo per noi e fantastico per aiutare il paziente a capire quello che gli stiamo proponendo, la uso tutte le visite . La transilluminazione è fondamentale per poter fare diagnosi, è facile e davvero per tutti . Non potrei farne a meno.

*Dott. Giuseppe Chiodera*

# BIO/SCREEN® Made in USA by Addent



Dispositivo MultiLed che migliora notevolmente la visualizzazione delle anomalie della mucosa orale, destinato all'uso in aggiunta all'esame orale tradizionale. È dotato di un oculare e di un filtro di visualizzazione ottico che aumentano il contrasto tra il tessuto sano e quello anomalo.

Bio/Screen utilizza 5 potenti led viola che mostrano la biofluorescenza del cavo orale, senza dover spegnere la luce nella stanza. È alimentato da una batteria interna ricaricabile a ioni di litio. Il pulsante di accensione/spegnimento si trova sul lato di visualizzazione, così come l'indicatore di carica della batteria sull'impugnatura.



Video dimostrativo:  
[www.iiicdental.com](http://www.iiicdental.com)

“Tre sono le zone considerate predisposte all'insorgenza ed allo sviluppo delle neoplasie della cavità orale: il pavimento orale, la porzione ventro-laterale della lingua ed il complesso costituito da palato molle e regione amigdaloglosso-palatina.


Dal punto di vista macroscopico, la neoplasia può presentarsi come una zona ulcerata, come un nodulo, come una massa più o meno dura nell'ambito dei tessuti molli oppure come una escrescenza. Purtroppo c'è la tendenza ad attribuire a qualsiasi lesione presente nel cavo orale la diagnosi di "infiammazione", che sottintende la reversibilità a seguito di terapia eziologica. Inoltre vengono sottovalutate le lesioni asintomatiche”.

**Prof. Giovanni Lodi** – Università Milano

**CARATTERISTICHE:**

- Bio/Screen è dotato di uno speciale filtro ottico per migliorare il contrasto tra tessuto sano e irregolare per migliorarne la visualizzazione. Non richiede un risciacquo speciale.
- Il pulsante di accensione/spegnimento si trova sul lato di accensione.
- È alimentato da una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio; l'indicatore di carica di batteria è visibile sull'impugnatura.
- Batteria testata per 500 cicli di ricarica completa, circa 5 anni di utilizzo. Il pacco batteria è protetto mediante un circuito di sicurezza integrato.
- Lo speciale design termico non ha ventole per un funzionamento silenzioso.
- Regolazione dell'emissione luminosa: i LED dell'uscita Bio/Screen mantengono la piena potenza fino all'esaurimento della batteria.
- Spegnimento automatico. Per risparmiare la carica della batteria, una volta attivato e dopo cinque minuti di attivazione continua, i LED di uscita viola si spengono automaticamente e l'unità torna in modalità standby.

Immagini cliniche di displasia lieve e displasia moderata. Per gentile concessione Dr. Ross Kerr



**16 973090 BIO/SCREEN kit € 2.750,00 € 2.250**

Contiene: lampada Bio/Screen, caricabatteria, 25 coprilenti, occhiali.

16 973063	Lenti protettive monouso Bioscreen 50 pz.	92	73
16 973026	Occhiali protettivi per paziente	51	39
16 973022	Ricarica batteria	110	90
16 973005	Adattatore SLR per lenti da 52 a 62 mm.	179	143
16 973006	Adattatore per cellulare	95	79

## Fotocamera EyeSpecial



**NEW**  
**EYESPECIAL C-V**

La quinta generazione della fotocamera **EYESPECIAL**, ora ancora più compatta e leggera, è dotata della nuova funzione **WI-FI** che permette di salvare i dati direttamente sul PC. Anche la funzione video è stata ampliata e ora controlla la nitidezza delle registrazioni con **AUTOFOCUS CONTINUO**.

Brochure



- Design compatto e si avvale della più moderna tecnologia digitale
  - Intuitiva, di facile utilizzo
  - Nove modalità di scatto
  - Video con autofocus continuo
- Nuova funzione Wi-Fi per il trasferimento delle immagini
  - Filtro polarizzatore da applicare (optional)

Web video



EyeSpecial è semplicissima, ma un tecnico specializzato è a disposizione gratuitamente telefonicamente e, dove possibile, anche per dimostrazione post vendita.

**16 56027 EyeSpecial C-V richiedi offerta attuale**



**Speciale Offerta per vendita diretta:**  
**EYE SPECIAL C-V con Transilluminatore LMDX 3 (pag. 6)**

**€ 2.850** + iva (€ 3-228)

## ULTRA BRIGHT FS



Finalmente lo specchio più luminoso e più nitido al mondo. Le immagini sono di nitidezza e contrasto perfetti, senza alcuna distorsione fino al minimo dettaglio. Grazie alla combinazione di luminosità e brillantezza del riflesso nei colori naturali, si ottengono immagini intraorali di grande potere esplicativo.



Rodiato FS



Ultra Bright FS

Unico, è costituito da multistrati riflettenti con la risultante di immagini cristalline e luminose superiori, mai disponibili prima. Specchi per la fotografia intraorale rivestiti di prima superficie



**-15%** Offerta valida per tutti gli specchi per fotografia



manico angolato



manico a V



	mm	Rhodium FS doppi senza manico € 146,00	Rhodium FS manico angolato € 185,00	UL.BR. FS manico angolato € 225,00	Rhodium FS manico V € 185,00	ULT.BR. FS manico V € 225,00	Rhodium FS manico dritto € 205,00	ULT.BR. FS manico dritto € 245,00
1	58 x 76	16 701301	16 701531	16 70671			16 701551	16 70661
	66 x 95	16 701305	16 701535	16 70675			16 701555	16 70665
2	74 x 106	16 701302	16 701532	16 70672			16 701552	16 70662
3	42 x 128	16 701303	16 701533	16 70673	16 701543	16 70643		
4	36 x 120		16 70153K	16 7067K	16 701543K	16 7063K		

## Crystal HD Specchietti Innovativi Hi-Tech "Front Surface"

• **40% più luminosi** degli specchietti rodiate • Maggiore resistenza ai graffi • Meno fatica per gli occhi • Specchio allineato alla cornice per evitare la corrosione • Elimina gli shock galvanici • Sterilizzabile in autoclave fino a 136°C • Corpo in plastica hi-tech antimicrobica • Colorati per un ambiente gioioso e per la codifica cromatica • Confezioni ass. 12 specchietti (2 colori x tipo).



- "Quando vediamo meglio facciamo meglio"
- "Con questi specchietti ho scoperto la diagnosi più facile perché posso vedere molto di più"
- "Sono estremamente superiori!"
- "Non posso credere quanto sia la differenza di luminosità"
- "Adoro la superficie ad alto riflesso"
- "Sono così luminosi e leggeri"

## Specchietti Crystal

HD SOFT GRIP con manico colorato - Cf. 12 pz.

VIBRANT 12 Specchietti, 2 per colore: N, O, P, Q, R, S.

33 390363-ANE Soft Grip N. 4 € 125,00

33 390364-ANE Soft Grip N. 5 € 125,00

JEWEL 12 Specchietti, 2 per colore: E, J, T, I, M, U.

33 390363-AJW Jewel N. 4 € 125,00

33 390364-AJW Jewel N. 5 € 125,00

1 € 115 • 2 € 104 cad.



Finalmente vedi chiaro e pulito!




## Mirror Magic® Sistema ergonomico antiappannamento

Previene l'appannamento degli specchietti e offre all'operatore un metodo veloce per rimuovere i detriti durante le procedure. Consente anche la rimozione dei detriti dalla superficie degli specchietti nel corso delle procedure grazie ai **Swipe Pads** che aderiscono al guanto o al tovagliolo per un'azione rapida.

54 37100 Trial Kit 2 Fl. da 6 ml, 24 Tamponi

1 € 36 • 2 € 33 cad.




SPECCHIETTI PERIODENT

Crystal Ultra Bright HTCB • HTUB\*\*\*\*\*



Nuovi ossidi speciali metallici, ancora più brillanti. Ideali per le procedure in cui la visione dei particolari è fondamentale, eccezionali con il microscopio.

- Immagine estremamente nitida e brillante; **40%** in più rispetto ai migliori specchietti rodinati e priva di aberrazioni dimensionali
- Riducono l'affaticamento degli occhi
- Altissima fedeltà cromatica (colori naturali e brillanti)
- Riflessione superiore al 95%
- Evitano lo shock galvanico
- Autoclavabili. Resistenti ai graffi.



Grazie all'innovativo rivestimento è per la prima volta possibile arrivare vicino al 100% di riflessione. Persino i migliori specchi al rodio arrivano, in media, solo al 75% (vd. grafico).



Tutti gli specchietti PERIODENT sono piatti per una visione reale e di prima superficie, per cui lo strato riflettente è quello superiore. Tale strato è composto da ossidi minerali vari, dai più semplici, ai più innovativi (HTCB • HTUB • HTRT), con caratteristiche di riflessione superiori.



PERIODENT ★★★★★	Crystal Ultra Bright Front Surface gambo SIMPLE STEM - EU						★★★★Rodinati EU		
	000 10 mm	0 14 mm	2 18 mm	3 20 mm	4 22 mm	5 24 mm	6 26 mm	6 26 mm	8 30 mm
	33 0975230	33 097520		33 79523	33 79524	33 79525	33 097526	33 79726	33 79728
	6 pz. 99	6 pz. 47		12 pz. 55			6 pz. 79	12 pz. 57	12 pz. 72

PERIODENT ★★★★★	Crystal Ultra Bright Front Surface gambo CONE SOCKET - US						★★★★Rodinati CS		
		0 14 mm	2 18 mm	3 20 mm	4 22 mm	5 24 mm	6 26 mm	6 26 mm	8 30 mm
		33 097510		33 79513	33 79514	33 79515	33 097516	33 79716	33 79718
		6 pz. 59,50		12 pz. 55			6 pz. 99	12 pz. 59,80	12 pz. 75

Specchietti CRYSTAL ULTRA BRIGHT oppure RODIATI a scelta: 2 cf. -10% • 3-15% • 5-20%

Specchietti doppi Hi-Tech Rhodium 6 pz € 65,70 € 55,00	Gambo Cone Socket		Gambo Simple Stem	
	n. 4 22 mm	n. 5 24 mm	n. 4 22 mm	n. 5 24 mm
	33 7931D4	33 7931D5	33 7932D4	33 7932D5

NEW ERGO LITE

MANICI PER SPECCHIETTI PERIODENT in acciaio Inox Hi-Tech

ATTACCO S.STEM EU, gambo cilindrico. ATTACCO C.SOCKET, gambo cilindrico e più lungo.



33 097101 Manico inox cavo EGL C.Socket N. 101 Ø8 mm 14,50  
2 € 13,00 • 3+ € 10,00



33 091812 Manico conico C.Socket N. 24 Ø10-4 mm 14,50  
2 € 13,50 • 3+ € 11,00



33 091811 Manico ottag. C.Socket N. 11 SC/MM Ø6 mm 7,90  
2 € 6,50 • 3+ € 6,00



33 097102 Manico inox cavo EGL S.Stem N. 102 Ø8 mm 14,50  
2 € 13,00 • 3+ € 10,00



33 091821 Manico Xlight S.Stem N. 2 Inox 18/8 Ø8 mm 5,90  
2 € 5,50 • 3+ € 5,00



33 79851 Manico autoclavabile S.Stem HTBE1 23,60  
33 79852 Manico autoclavabile C.Socket HTBE2 23,60  
2 € 21,00 • 3+ € 18,00 cad.



**2023**  
Quality Choice  
★★★★★

World's Best  
RETRACTION CORD  
#1

330 cm Premium cotton

11	12	13	14	15	16
€23,50	€21,20	€19,80	€18,30	€18,30	€18,30

2-10% • 3-15% • 5-20%

### Easy Cord

Fili di retrazione a maglie concatenate  
Il primo filo che segue perfettamente il contorno della preparazione senza uscire dal solco!

- 30% Maggiore assorbenza
- Non si sfilaccia e non scivola
- Non si attorciglia alla fresa
- 330 cm 100%
- Cotone di altissima qualità.

Ulteriore vantaggio è dato dall'**ergonomico dispenser con la tagliarina** in acciaio inox integrata nel coperchio dotato anche di **scala di misurazione millimetrica**; il filo viene tagliato quando si chiude il coperchio, restando bloccato e non può scivolare indietro nel dispenser.

05 02311,12,13,14,15,16 **Easy Cord**: fili di retrazione a maglie concatenate. Premium cotton 100%.



### Fisher's Packers Ultradent Posizionatori sottili per inserire facilmente il filo retrattore

Punta tonda Xsottile, bordi non impiglianti


• Estremità ultrasottili: si agganciano nella maglia del filo, che viene inserito in modo sicuro nel solco, evitando lesioni dell'attacco gengivale

• Sono disponibili in 2 misure: con estremità angolate di 45° a dx e a sin. oppure per l'inserimento intorno al dente, senza ruotare lo strumento in continuazione

• Dentellati: per facilitare l'inserimento dei fili in direzione assiale.



	dimensioni reali	
<b>Packers Sottili Dentellati 45°</b> rispetto al manico		
	Small	Medium
€ 42,50 2 pz € 39 cad..	33 123171	33 123170



### GingiTrax Astringente per impronte di precisione!

Emostasi e Retrazione contemporaneamente

- Pratico confezionamento in siringhe con punte incluse
- Applicazione rapida e agevole
- L'agente emostatico della formulazione assorbe ogni sanguinamento o liquido sulcolare
- Utilizzato prima del rilievo di impronte protesiche e implantoprotetische, cementazioni, preparazioni cavitare e in odontoiatria conservativa.

05 015102 **Intro Kit**: 2 sir. da 2 g cad + 12 puntali  
€ 53,00 1-10% • 2-15%

05 015106 **Kit**: 6 siringhe da 2 g cad + 36 puntali  
€ 132,00 1-10% • 2-15%



### ViscoStat Clear Ultradent Gel trasparente a base di Cloruro di alluminio al 25%.

Non cola. Non macchia i tessuti duri e molli

05 13407 **ViscoStat Clear Kit**: 1 ViscoStat Clear 30 ml (38,52 g) - 20 Dento-Infusor punte metalliche 20 Siringhe vuote da 1,2 ml € 89,00

05 13408 **ViscoStat Clear IndiS.** 30 ml (38,52 g) € 63,50



### T-Loc Triple Tray

a doppia arcata 3 in 1 Made in USA by Premier



- Manipolazione più agevole
- Registrazione oclusale accurata
- Maggior rigidità posteriore
- Accuratezza e risparmio di tempo.

**Disegno brevettato senza adesivo.** I binari ritentivi bloccano meccanicamente il materiale su tutti i lati, eliminando le necessità dell'adesivo.



07 554299 Ass. 19 post, 6 ant. 25 pz. € 58,80 € 46,00

07 554204 T-LOC Posterior 35 pz. € 58,80 € 49,50

07 554214 T-LOC Anterior 28 pz. € 58,80 € 49,50

Punta miscelatrice



### DINAMIC MIXING TIP

Compatibile con gli apparecchi per miscelazione tipo Pentamix®


\* Pentamix è un marchio registrato di 3M o 3M Espe AN.

46 P52DMT D.M.Tip Pentamix Type, 50 pz € 26,50 € 21


- Economici
- Disponibili in colore rosso o bianco

PORTA IMPRONTE IN PLASTICA **PERIODENT** BLU-TECH

- Per risparmiare tempo e costose spese di laboratorio • Robusta struttura in plastica rigida e priva di distorsioni progettate anatomicamente con bordi lisci per il comfort del paziente
- Eccellente ritenzione per il materiale da impronta pur fornendo un'eccellente pressione per rilevare con precisione tutti i dettagli.



Le sezioni della base possono essere facilmente rimosse con una fresa.



Il bordo Rim-Lock e lo spessore ridotto dei bordi sulla parete labiale facilita la rimozione in presenza di perni inclinati

Blu-Tech ARCADE COMPLETE conf. 10 pz € 10		
Misura	SUPERIORI	INFERIORI
Small	07 P58US5	07 P58LS6
Medium	07 P58UM3	07 P58LM4
Large	07 P58UL1	07 P58LL2

Blu-Tech ANTERIORI conf. 10 pz € 10	
Misura	INFERIORI
Anteriore	07 P58UA9
Superiore	07 P58LA10

Blu-Tech QUADRANTI conf. 10 pz € 10	
Misura	INFERIORI
N. 8	07 P58QD8
N. 7	07 P58QD7



**IMAGE DUSTFREE Dux** Alginato di Qualità Superiore Hi Tech di Classe I al gusto di menta

- Per modelli di gesso con superficie levigata come il vetro • Miscelazione agevole • **Piacevole aroma di menta** • Colore verde, massimo contrasto e lettura dei dettagli • Biodegradabile al 100% • Confezionamento ergonomico
- Ottimo anche per la realizzazione diretta di provvisori.

**Agevole miscelazione** consente la realizzazione di modelli di qualità insuperata grazie alla **superficie levigatissima**. Le confezioni in **buste di poly-alluminio** da 500 g aumentano la conservabilità. L'originale barattolo ha un rientro per i misurini di polvere ed acqua.

Fast 2 min.	Regular 3 min.	Alginato Image Dustfree, aroma di menta	
07 321415	07 321425	Image 500 g + busta di ricambio	€ 13,00
07 321419	07 321429	Image Ricambio 11 x 500 g	€ 115,00

**HYDROGUM 5**  
**ZHERMACK**  
Alginato cromatico a presa extra rapida



5 giorni di stabilità dimensionale.

- Presa extra rapida 1'50" • Colore lilla
- Aroma mangostano.

**07 42170** Hydrogum 5 Long Life, 1 busta 453 g. € 13,90

**PUNTALI TERMINALI INTRAORALI**



**46 452091** Terminali per puntali miscelatori Heavy e Medium, trasp. 48 pz.  
€ 26,60 ad esa. € 9,00

**46 P5090** Terminali per puntali miscelatori Small, gialli 100 pz.  
€ 23,60 ad esa. 2 cf. € 9,00 cad.

**SPATOLE PER ALGINATO E GESSO**

Quante volte si vorrebbe una spatola ideale per alginato e gesso! Eccole, fabbricate in USA utilizzando il miglior acciaio inossidabile per garantire le massime aspettative del Dentista e dell'Odontotecnico!

**34 01B117R** Buffalo 17R lama lunga 8 cm.  
€ 26,50 € 13

**34 01B13R** Buffalo 3R lama lunga 10 cm  
€ 28,50 € 14





**Calaject**

È il sistema più conveniente per "anestesia computerizzata"  
Non necessita di ricambi!



**Calaject** Sistema Erogatore di anestetico locale computerizzato

L'anestesia intraligamentare diventerà la prassi rendendo un'eccezione l'infiltrazione e la tronculare, comunque con Calaject più facili e precise. Uno dei segreti per l'anestesia indolore è la somministrazione lenta e controllata dell'anestetico (1 goccia ogni secondo). Diventano possibili anestesi profonde dei singoli denti e palatali, indolori e senza successivi intorpidimenti di guance, labbra e lingua.

**Flessibilità d'installazione.** Funziona anche con la pedaliera del riunito.

- **Confort per il paziente** - aiuta a rafforzare la fiducia dei pazienti e li fidelizza
- **Facile per l'operatore** - Flusso automatico senza pressione. Tre regolazioni programmate per: anelgesie locale del legamento parodontale (PDL), infiltrazione, tronculare
- **Economico** - nessun costo aggiuntivo per consumabili - terminale porta tubo fiala autoclavabile - utilizza aghi convenzionali e tubofiale standard.

- **Unità di controllo:** • Pannello touch screen, liscio e igienico; facilissima operatività "one touch"; ottima visibilità del programma selezionato • 3 programmi automatici preimpostati • Indicatore digitale a colonne per visualizzare la resistenza che l'ago incontra alla sua estremità durante l'anestesia • Batteria ricaricabile agli ioni di litio, non serve l'alimentazione a rete (solo per la ricarica) • Segnale acustico della velocità d'iniezione.

- **Manipolo e Supporto:** • Ergonomico e perfettamente bilanciato • Completamente esente da suoni e vibrazioni fastidiose • Visibilità diretta della tubofiala durante l'intera procedura • Aspirazione automatica (passiva) • Utilizzo di aghi dentali standard • Supporto con dispositivo di sicurezza per il reincappucciamento dell'ago usato (contaminato) • Cilindri trasparenti autoclavabili e riutilizzabili.

**01 781300 Calaject:** anest. locale indolore computerizzata: pannello di controllo, manipolo con sua base di supporto, pedale, caricatore e cavi, 6 cilindri portacarpule autoclavabili, kit di manutenzione, istruzioni.

€ 3.100,00 € 2.750

**PERIODENT**

1 attacco metrico,  
+ 1 attacco USA



**PERIOJET PLUS** Siringa aspirante anatomica

Siringhe per anestesia in acciaio tedesco Hi-Tech S. Steel.

01 031318 Periojet Plus 1,8 ml € 39,50 € 33,50

**PERIODENT**



● Nero ● Oro ● Rosa ● Silver

**PERIOJET Liga** Siringa confortevole in acciaio inox

Dotata di leva micrometrica con meccanismo morbido e duraturo. Tutti i modelli colorati sono sabbati. Dosaggio di 0,06 ml e tasto di ritorno del pistone in posizione di partenza.

01 037PL301 blu	01 037PL303 oro	01 037PL304 rosa	01 037PL302 nero	01 037PL305 silver
€ 159,00 € 139,00			€ 159,00 € 129,00	

**PERIODENT**

**Ergonomica:** leggera e sagomata per adattarsi perfettamente alla mano, riduce al minimo lo sforzo.

**Sterilizzabile in autoclave a 134°C.**



attacco EU

**PERIO-N-TRALIG**

Dispensa con precisione 0,2 ml di anestetico grazie al sistema a pressione perfettamente calibrato • Azione a ghiera per una pressione positiva rispetto ai vecchi sistemi a molla, non può perdere la calibrazione • Erega pressione costante e controllata, riducendo così i rischi di frattura della tubofiala.

01 037PNT Perio-N-Tralig con due proteggi cartridge € 119,00 € 99,00

**PERIODENT**



EZ/30

acciaio inox medicale

**PERIOJET EZ-30** Siringa intraligamentare

Meccanismo morbido e durevole grazie alla qualità dell'acciaio.

01 037PEZ30 Periojet Liga EZ/30°..... € 89,00 € 69,00



- Forniscono copertura completa dei dotti parotidici per almeno 15 min
- Resistono all'umidità e proteggono la guancia
- La capacità di assorbimento e la retrazione/protezione vestibolare li rendono unici e versatili
- Il foglio vestibolare agisce anche da protezione delle guance durante l'uso dei manipoli.



**NEODRYS** Compresse. 1 lato assorbente 1 impermeabile  
Normali o con **superficie riflettente**

NeoDrys possono in casi selezionati, sostituire la diga per procedure di sigillatura e con i compositi, prevengono la diluizione del gel per la fluoro-profilassi, migliorano l'accuratezza dei materiali di impronta e proteggono le marcature occlusali. NeoDrys facilitano inoltre il lavoro con i laser, le preparazioni per amalgama, l'ortodonzia e le procedure di cementazione più lunghe.

**Utilizzo facile:** inserire con la freccia verso il fondo della bocca ed il lato colorato contro la guancia. Inizia ad aderire entro pochi secondi e resta in sede finché non viene rilasciato con abbondante spray d'acqua sul lato vestibolare. **Confortevole per operatore e paziente:** grazie al **design flessibile e conicizzato** ed ai morbidi angoli "comfort edge". Il vantaggio aggiuntivo del lato riflettente la luce è molto apprezzato, il foglio riflettente agisce anche da protezione delle guance durante l'uso dei manipoli.

- 53 39401 S Giallo/Bianco 50 pz € 21,50 **3 € 19,50**
- 53 39402 L Blu/Bianco 50 pz € 21,50
- 53 39411 Riflettente S Giallo 50 pz € 23,50 **2 € 20 cad.**
- 53 39412 Riflettente L Blu 50 pz € 23,50



Premium Quality: Coloranti naturali, sicuri  
Non lasciano pelucchi!



100% Purissimo Cotone

**NEW**

Ad esa nr. 1 da 750 pz.: rosa (53 093314), verde (53 093312) € 15

**RULLI PERIOROLLS PERIODENT**

Il rivestimento speciale anti-adesione, le fibre compatte e la speciale levigatura, consentono di proteggere le mucose anche durante la rimozione.

**a scelta 2-10% • 3-15% • 5-20%**

Rulli PerioRolls - Lunghezza 36 mm € 13,90		
n. 1 ø 8 mm 500 pz. 250 g	Colore	n. 2 ø 10 mm 400 pz. 310 g
53 09301B	<b>BLU</b>	53 09302B
53 09301G	<b>VERDE</b>	53 09302G
53 09301V	<b>VIOLA</b>	53 09302V
53 09301P	<b>ROSA</b>	53 09302P
53 09301Y	<b>GIALLO</b>	53 09302Y

**PP/M BATTERIO-STATICO**

Plastica con trattamento antimicrobico. Impedisce la crescita di micro organismi e previene i cattivi odori.

**PORTA RULLI A42**



A singola caduta. Autoclavabile 121°. Realizzato in materiale batteriostatico che impedisce la crescita di microorganismi e previene i cattivi odori. Universale per rulli, 1, 2, 3. Contiene fino a 50 rulli. Dimensioni: 10,5x5x10 cm. Colori: Bianco, Blu, Giallo.

**PORTA RULLI A45**



Porta rulli a singola caduta per un ottimo controllo batterico. Dimensioni: 6x14x15 cm. Colori: Bianco, Azzurro.

Porta rulli € 16,00 € 13,50
<b>55 272A42BI</b> <b>55 272A42GI</b> <b>55 272A42BL</b>

Porta rulli € 28,00 € 23,50
<b>55 272A45AB</b> <b>55 272A45AZ</b>


**FERMA RULLI**

- 55 272A47 In metallo sterilizzabile, 4 pz. € 19,00 € 16,50
- 55 272A48 Doppio in plastica, 100 pz. € 62,00 € 53,00



Colore bianco trasparente

**PERIODENT**



**SAFE-TIP-X** Puntali trasparenti monouso siringa aria/acqua  
Compatibili con gli adattatori \*Sani-Tip®  
(\*Sani-Tip è un marchio registrato di Dentsply Sirona).

**€ 32**

Costano meno che sterilizzare i puntali metallici.  
Misure: long o short. Colori: trasparente chiaro.

- 32 P21611A Safe-Tip-X long USA 250 pz. € 39,50
- 32 P21611E Safe-Tip X short EU 250 pz. € 39,50



6 Colori assortiti Spectrum



**PERIODENT**

Colore Bianco

**SAFE-TIP** Puntali Monouso per siringhe aria/acqua (short Euro type\*)

**€ 32**

Garantiscono un getto d'aria potente e asciutto, aria e acqua sono tenute separate dallo speciale design.

- Design unico "quad air core" per garantire aria secca
- Bordi arrotondati per il massimo comfort del paziente

32 P21628S S-T Short EU, col.ass.spectrum 250 pz. . . . . **39,50**

32 P21628W S-T Short EU, bianco 250 pz. . . . . **39,50**

\* Disponibili anche per siringhe attacco americano.




**NEW**

**SOFT TOUCH** Cannule d'aspirazione usa e getta

- Il bordo morbido di Soft Touch elimina il rischio di lacerazione del tessuto orale
- Il Tubo è sufficientemente rigido e resistente per la retrazione della guancia
- Ventilato per ridurre l'aspirazione dei tessuti non necessaria e aumentare l'area di aspirazione
- Superficie accuratamente lucidata per un funzionamento regolare e silenzioso
- Adatto a aspiratori standard da 11 mm
- Colore: bianco (con punta Blu Lavanda)

32 P25TCB punta colore blu 50 pz. . . . . **€ 6,40**

32 P25TCL punta colore lavanda 50 pz. . . . . **€ 6,40**



**ASPIRASALIVA PERIODENT** Hi Tech In PVC NON tossico

Modellabili con anima metallica incorporata nella cannula senza colle, Sistema innovativo brevettato. Cappuccio d'aspirazione rimovibile inserito in modo totalmente sicuro: evita il distacco durante l'uso.

**a scelta 2-10% • 3-15%**

Confezioni igieniche in buste sigillate da 100 pz.

13 cm	100 Pz € 3,80	10x100 pz. € 35,90
ARANCIONE	32 0241361	32 0241311
AZZURRO	32 0241362	32 0241312
BLU	32 0241363	32 0241313
GIALLO	32 0241364	32 0241314
ROSSO	32 0241365	32 0241315
TRASP.	32 0241366	32 0241316
VERDE	32 0241367	32 0241317

15 cm	100 pz. € 3,80	10x100 pz. € 35,90
ARANCIONE	32 0241561	32 0241511
AZZURRO	32 0241562	32 0241512
BLU	32 0241563	32 0241513
GIALLO	32 0241564	32 0241514
ROSSO	32 0241565	32 0241515
TRASP.	32 0241566	32 0241516
VERDE	32 0241567	32 0241517



È un prezioso ausilio per l'isolamento. Facilmente si fa scorrere Pink Petal™ su un qualsiasi aspirasaliva creando un dispositivo che fornirà aspirazione continua. Questo prodotto è di grande sollievo per i pazienti che vogliono tenere loro stessi l'aspiratore e che non vogliono deglutire durante una procedura.

Ideale per scaling e levigatura radicolare, detartrasi con ultrasuoni, sigillature. Mantiene stabile e fermo l'aspirasaliva. Protegge e ritrae la guancia. Il paziente può chiudere facilmente con l'aspirasaliva. Scorre facilmente sull'aspirasaliva. Materiale morbido e confortevole. Uso singolo. Privo di lattice.

32 36975 Pink Petal 50 pz. **€ 39**

2 **€ 36** cad. • 3 **€ 33** cad.

*Questo petalo rosa ha cambiato la qualità della mia vita alla poltrona: basta rulli di cotone, basta mucose aspirate o paziente che deglutisce! Inserisci l'aspirasaliva col petalo e te ne puoi dimenticare, e il paziente ne apprezzerà il confort.*

**Dr.ssa Viviana Cortesi Ardizzone**



**SE Cushion** Confortevoli spugnette da utilizzare inserite nell'aspirasaliva.

- Previene il risucchio delle mucose con la conseguente irritazione delle stesse
- Aumenta il comfort del paziente
- Migliora l'aspirazione
- Riduce il rumore dell'aspirazione
- Monouso.

32 329970 Se Cushion 100 pz. **€ 39** 2 **€ 36** cad. • 3 **€ 33** cad.



Ideale anche con la diga di gomma



# UNCINI IVORY

OUTLET

Uncini originali **IVORY** (W = senza alette consigliati per posteriori)

codice 12 42... seguito dal numero dell'uncino

<b>1A</b> 22,90 <b>13,90</b> anteriori e premolari	<b>W4</b> 23,90 <b>5,50</b> mol. sup. picc.	<b>W5</b> 23,90 <b>11,50</b> molari sup. larghi	<b>W7</b> 23,90 <b>11,50</b> molari inf. quadrati	<b>7B e W7B</b> ad esa 16,50 <b>5,50</b> molari inf. extra larghi	<b>10</b> 23,90 <b>9,50</b> <b>W10</b> ad esa <b>9,50</b> molari piccoli dx
<b>10A e W10A</b> ad esa 19,90 <b>5,50</b> molari dx	<b>11</b> 23,90 <b>9,50</b> <b>W11</b> ad esa <b>5,50</b> molari piccoli sx	<b>11A e W11A</b> ad esa 19,90 <b>5,50</b> anteriori inf. piccoli	<b>12 e W12</b> ad esa 18,90 <b>5,50</b> molari inf. dx	<b>13</b> ad esa 16,50 <b>5,50</b> molari inf. sx	<b>W13</b> ad esa 16,50 <b>3,00</b> mol. inf. sx
<b>W14</b> ad esa 22,90 <b>8,50</b> gen. tondi parz. rotti	<b>14A</b> 18,90 <b>9,50</b> <b>W14A</b> 18,90 <b>9,50</b> come 14 + largo	<b>14AD</b> ad esa 16,50 <b>5,50</b>	<b>15</b> ad esa 16,50 <b>5,50</b> labiale incisivi inf.	<b>17</b> ad esa 16,50 <b>3,00</b>	<b>18</b> ad esa 16,50 <b>3,00</b> mol. inf.
<b>18N</b> ad esa 16,50 <b>5,50</b>	<b>20</b> ad esa 17,90 <b>5,50</b> premolari inf. sx	<b>22 e W22</b> ad esa 16,50 <b>3,00</b> molari sup. dx	<b>22A e W22A</b> ad esa 16,50 <b>3,00</b> molari dx	<b>23 e W23</b> ad esa 16,50 <b>3,00</b> molari sup. sx	<b>23A e W23A</b> ad esa 16,50 <b>3,00</b> molari sx
<b>24N</b> ad esa 17,90 <b>14,90</b> molari festonato largo	<b>25N</b> ad esa 19,90 <b>9,50</b> molari festonato largo	<b>W27</b> ad esa 19,90 <b>5,50</b> molari cavità distali	<b>28N</b> 22,90 <b>11,50</b> molari	<b>30N</b> ad esa 16,50 <b>3,00</b>	<b>31N</b> ad esa 16,50 <b>3,00</b> molari sup. festonato
<b>W56</b> 23,90 <b>11,50</b> mol. grandi inf.	<b>21</b> ad esa 17,90 <b>2,50</b> rulli cotone molari	<b>21A</b> ad esa 17,90 <b>2,50</b> rulli cotone molari	<b>31</b> ad esa 16,50 <b>2,50</b> rulli cotone	<b>27 S.S. White</b> 14,50 <b>2,50</b> molari decidui	




## DIVARICATORI DOPPI TRASPARENTI

**NEW**

33 0727S/10	33 0727M/10	33 0727L/10
Small	Medium	Large

Cf. da 10 pz. € 40,00 € 19 cad.

Kit Diga PERIODENT DeLuxe



**KIT DIGA PERIODENT DELUXE**

Kit completo per la tecnica della diga di gomma. Ogni componente è acquistabile anche separatamente.

**Contiene:** Pinza per uncini PERIODENT Perio Clamp • Pinza fora-diga PERIODENT Ivory Style • 3 Archetti tipo young (S,M,L) • 10 Uncini con alette tranne il W8A: 00, 3, 4, 12A, 13A, 27, 29, 210, 212, W8A • 1 Piastra Inox organizer per 10 uncini • 1 Cassetta Inox "Rubber Dam Complete System" • 36 Fogli diga PERIODENT blu media (15x15 cm),

12 017KDD Kit Diga DeLuxe € 395 € 320

12 05730 Foradiga PERIODENT Ivory Style € 76 € 65

12 05140 Allarga uncini PERIODENT Ivory Style € 55 € 48

12 05150 Allarga uncini PERIODENT UniPalm € 79 € 69



Protein Free Latex: Il più basso contenuto di residuo proteico del lattice sulla superficie, grazie a processi di produzione speciali ed unici

Simply the best

Diga PERIODAM High-Tech Latex: ogni foglio è separato da velina per agevolarne la presa.



**PERIODAM PLUS PERIODENT** First class Hi-Tech Pure Latex Ipoallergenico. Sicura e massima resistenza allo strappo

Garanzia di qualità e freschezza. Sempre!

- Il processo di produzione consente la massima riduzione delle proteine allergeniche del lattice naturale
- Fogli separati ad uno ad uno da carta
- Facile presa e maggior controllo dell'igiene
- Massima qualità nella scelta della materia prima, nei sistemi di produzione, nella selezione e nel confezionamento del prodotto finito.

HI-TECH LATEX MEDIA € 16,90	
Verde	Blu
12 073121	12 073124
7 € 14,50 cad. • 15 € 13,50 cad. • 32 € 12,50 cad.	
H.T.L. HEAVY € 17,90	
Verde	Blu
12 073131	12 073134



LATEX FREE MEDIA € 36,50	
Verde	Blu
12 075321	12 075324

Diga PERIODENT Hi-Tech latex free 15 x 15 cm, conf. 20 fogli


Confezionati sottovuoto

**PERIODAM Latex Free**

Diga priva di lattice sicura e massima resistenza allo strappo **Si applica in un baleno!**

Sugeriamo di averne sempre una confezione in caso di pazienti che riferiscono di allergia al lattice

5 € 29,20 • 11 € 26,54



LatexFree original



LatexFree relaxed

**Insti-Dam Original e Relaxed Fit Latex Free** by Zirc made in USA. Diga di gomma innovativa e pratica con archetto flessibile incorporato **Ideale per l'isolamento nei settori anteriori**

- Molto confortevole perché si adatta all'esterno della bocca
- L'archetto flessibile è parte della diga che ha un foro decentrato (1,27 cm dal centro) che riduce la possibilità di strappare la diga (possono essere fatti ulteriori fori)
- Disponibile in lattice naturale o latex free. Translucente, molto estensibile, resistente agli strappi fornisce ottima visibilità
- Radiografie senza togliere Insti-Dam ma piegandola a lato
- Minima trazione sull'uncino, Monouso.

12 57019	Original, 20 pz. € 96 2 € 86 cad. • 4 € 82 cad.
12 57037	Relaxed Fit, 20 pz. € 110 2 € 99 cad. • 4 € 95 cad.

**ORASEAL ULTRADENT** Sigillante idrofilo per diga OraSeal aderisce persino sotto acqua e saliva!

White Mac Tip



12 19351 OraSeal Caulking 4 sir. x 1,2 ml € 41

46 12661 White Mac Tip, 20 pz. € 11





Dr. Charles F. COX, DMD, PhD

Gli ingredienti attivi sono sali di fluoro e di potassio altamente purificati, di grado medicale, preparati in acqua deionizzata di altissima purezza con un procedimento brevettato che richiede energia, per formare una soluzione soprassatura, a cui si deve la rapidità d'azione, fatto che la differenzia, rendendola unica e diversa da ogni altro desensibilizzante.



## Sensitive Solution SUPERSEAL

Automordenzante

L'unico desensibilizzante che agisce in pochi secondi

**Sicuro**, perché senza: Glutaraldeide, Hema, Alcool, Benzalconio Cloruro, Clorexidina. **Comodo e pratico**: non si miscela, non si sciacqua, non si mordenza. **Eccezionale**: non macchia ed è efficace come nessun altro!

- ◆ Desensibilizza in modo incredibilmente efficace e rapido (pochi secondi).
- ◆ Non è tossico.
- ◆ Non altera l'adesione.


Agisce su dentina pulita da placca e pigmenti, meglio se asciutta.

1. Versare qualche goccia in un dappen e imbibire il pennellino.
2. Applicare sulla superficie interessata. Lasciare agire 10 secondi.
3. Soffiare delicatamente da 10 cm di distanza, fino a 10 secondi.
4. Se necessario ripetere l'operazione.

50 58108    1 Super Seal 8 ml € 119,20 € 98  
+ omaggio 1 Super Seal 1ml (50 58108) € 13,60

**SEM** A sinistra: lamella di un incisivo dopo pulizia e lucidatura. Sono visibili batteri e detriti. A destra: SEM pavimento cavitario e interfaccia dentinale di un dente umano trattato per 5 secondi con SuperSeal. Si osservano moltissimi nanocristalli romboidali CaOX che si sono rapidamente chelati all'HAp della dentina del pavimento cavitario e alla densa dentina per i tubulari. Questi nanocristalli resistenti agli acidi sono strumentali per fermare il dolore da sensibilità grazie al blocco del flusso bidirezionale di fluido e dei batteri cariogeni.

articoli a richiesta



Made in USA

**Logi Bloc** Apribocca intelligente grazie al design unico agevole da inserire e confortevole per il paziente.

Stabilizza e sostiene in modo confortevole permettendovi di mantenere la visuale senza impedimenti sul campo operativo e l'accesso all'area di lavoro riducendo l'affaticamento. Esente da lattice.

XS	Pedo	Standard	Large
33 37710	33 37711	33 37712	33 37713

Logi Bloc € 59,00    2 € 53,00 • 4 € 49,50



- Pulizia delle preparazioni.
- Pulizia del perimetro dei bracket ortodontici.
- Pulizia prima dell'applicazione del sigillante



Per la pulizia sottogengivale di preparazione di faccette o corone.

## SUPERBRUSH Spazzolino intracoronale **PERIODENT**

Per la pulizia intracoronale ed extracoronale prima di restauri diretti, inlay, onlay e corone. Per rimuovere i residui di cemento provvisorio. Per accedere agevolmente alle preparazioni di classe I, II, III, IV, V e agli imbocchi endodontici.

30 091092 50 pz. € 73,00	30 091093 100 pz. € 134,90
€ 65,00	€ 118

Abbastanza difficile **PIUTTOSTO FACILE**



## FENDERWEDGE PREP By Dr. Domenico Massironi

Per ogni Preparazione è necessario iniziare con la **Fase di Separazione**  
Preparazione con FenderWedge Prep in sede



23 334249 Fender Wedge Prep KIT, 36 pz. . . . . € 63,00 € 55,00



# HALO SISTEMA DI MATRICI SEZIONALI



Nuovo, per ottenere restauri anatomicamente naturali, riducendo il tempo per la modellazione e rifinitura. **Halo** assicura dei punti di contatto stretti a garanzia della longevità del restauro. La massima separazione tra i denti ottenuta grazie alla forza dell'anello in Nitinol e alla forza attiva del cuneo **Halo**. Questo sistema ideale di separazione consente facilmente di restaurare singoli denti o restauri back-to-back.

Il design unico della punta e del profilo dell'anello **Halo** permette alla matrice di adattarsi completamente alla preparazione dal margine gengivale alla cresta marginale e aiuta a mantenere la forma anche in preparazioni estese, garantendo sempre dei restauri che si adattano all'anatomia naturale del dente.



33 161HT Pinzetta Halo € 75,00



**Quando i restauri presentano perfetti punti di contatti e una curvatura anatomica il tempo della loro modellazione e rifinitura si riduce. HALO GARANTISCE CIÒ PER OGNI SINGOLO RESTAURO.**



HALO Matrici Original 0038 mm		
mm	50 pz € 48,50	100 pz € 93,00
3,5	23 123448 (5448)	23 123449 (5449)
4,5	23 123450 (5450)	23 123451 (5451)
5,5	23 123452 (5452)	23 123453 (5453)
6,5	23 123454 (5454)	23 123455 (5455)
7,5	23 123456 (5456)	23 123457 (5457)



HALO Cunei 100 pz € 37,00	
S	23 181042 (5042)
M	23 181043 (5043)
L	23 181044 (5044)



HALO Anelli Universali	
1 pz € 104,00	2 pz € 189,00
23 122008 (5008)	23 122009 (5009)

PR MHOKM+Pinza UNP € 238 (€ 278)

**Kit HALO Mini Original.** Contiene: 2 x anelli universali, 5 x matrici di ciascuna dimensione: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm, 5 x cunei di ciascuna dimensione S, M, L, 1 x organizer Halo.  
23 123835 (4835) (Senza pinza UNP) € 199.

PR MHOKI+UNP € 309 — omaggio

**Kit HALO Intro Original.** Contiene: 2 anelli universali, 125 matrici (25 per dimensione: 3,5-4,5-5,5-6,5-7,5 mm), 75 cunei (25 per dimensione: S-M-L) - 1 organizer Halo.  
23 123832 (4832) € 309 + omaggio pinza *Periodent* universale UNIPalm per tutti gli anelli e uncini (€ 79,00)




## PINZA UNIVERSALE PER ANELLI E UNCINI *PERIODENT* UNIPALM

Le punte particolari consentono un inserimento agevole anche nelle zone più distali. Il disegno della speciale scanalatura in punta angolata consente l'utilizzo con qualunque anello per matrici sezionali.

12 05150 Pinza Universale UniPalm 17 cm € 79,00 € 69,00



Rapida e calibrata separazione.



Ivory 14

## SEPARATORI Elliot - Ivory 14

**Ivory** utilissimo anche per la cementazione contemporanea di due faccette, situazione in cui i punti di contatto creano problemi. Si procede con la prova di faccetta alla volta; poi se ne cementa 1 e, dopo aver rimosso il cemento eccedente, si posiziona l'altra con il separatore in sede.




33 071902 Elliot  
33 071914 IVORY 14

€ 59,50

2 a scelta € 52,00 cad.

Grazie Prof. Loris Prosper



nr. 1 per quadrante dx/sup., sx/inf.

nr. 1  
Acciaio Inox, sterilizzabili in autoclave

23 01242 Matrici Brenner A

23 01243 Matrici Brenner B


nr. 2 per quadrante dx/inf., sx/sup.

## PORTAMATRICI DR. BRENNER Originali

Il taglio asimmetrico consente la conicità che garantisce il contatto gengivale più stretto per una sigillatura intima in tutti i restauri • Perfettamente stabili • Spessore ideale anche per spazi stretti • Profilo snello senza ingombri per ottenere sempre bombature adeguate.

23 011K1 Kit 2 Portamatrici: 1 dx/sup.-sx/inf. 2 dx/inf.-sx/sup. + 5 A + 5 B Matr. Brenner € 195,00 € 165

23 01242 Brenner A diritte 114 pz. ca. € 169  
23 01243 Brenner B curve 108 pz. ca. € 169 ... 2 € 139,50 cad.



**CONDAC 37%**

Mordenzante smalto-dentinale al 37% e acqua

- Viscosità ideale: penetra nelle più piccole irregolarità e non cola sulle superfici verticali
- Ottima solubilità in acqua per un risciacquo rapido e completo
- Blu per facilitare il controllo durante l'applicazione

Indicato creare superfici ritentive ideali per l'adesione. Utilizzabile anche come decontaminante di superfici di composito o ceramica prima dell'adesione.

22 F1293 Condac 37% - 1 siringa 12,5 ml € 25

+ omaggio 20 siringhe L.A.B. 1,2 ml (46 1110543/20)

+ omaggio 20 Ultradent Inspiral Brush (46 12710)

**Adesivo universale monocomponente**



**BEAUTIBOND UNIVERSAL Xtreme**

Privo di HEMA

Film 5µm

**BEAUTIBOND XTREME Adesivo Universale Monocomponente**



**NEW**

**€ 59**

(€ 73)

Adesivo automordenzante monocomponente di ultima generazione con nuovo Silano **ARS (Acid-Resistant-Silane)** indicato per ricostruzioni estetiche in composito, riparazioni di restauri, cementazione definitiva di restauri indiretti (comprese faccette) e ricostruzione di monconi.

Grazie al nuovo Silano ARS, BeautiBond Xtreme aderisce a smalto, dentina e ad un'ampia gamma di materiali per restauri indiretti (composito, leghe in metalli preziosi e non preziosi, vetroceramica, allumina e ossido di zirconio). Non è necessario un primer aggiuntivo.



- Migliori proprietà grazie alla tecnologia dei monomeri quadrifunzionali
- Forte legame adesivo
- Facile utilizzo
- Minimo spessore della pellicola per la massima estetica

**Semplice applicazione.**

Si inizia la ricostruzione in meno di 30 secondi, senza aspettare!

**Video**



22 542449 BeautiBond XTreme, 5ml, € 73



1. Applicare l'adesivo sulla superficie d'adesione (frizionare per 20 sec. direttamente e dopo la mordenzatura con acido fosforico). Nessun tempo di attesa.
2. Asciugare prima con un getto d'aria delicato per 3 sec. poi con un getto d'aria forte.
3. Fotopolimerizzare (LED 5 sec./ ALOGENA 10 sec.).

Se dopo l'asciugatura ad aria l'adesivo non presenta una superficie lucida ed uniforme, ripetere i passaggi 1 e 2.

**Per tutte le siringhe con attacco Luer**



**INSPIRAL BRUSH ULTRADENT**

- Setole compatte e regolabili in lunghezza
- Agevola l'applicazione di materiali viscosi o caricati attraverso un canale interno a spirale
- Prevengono la formazione di bolle. Ideali con Ultraetch, Ultraseal, Wetting Resin, Universal Bond, Porcelain Etch, ecc.

46 12710 Inspiral Brush Tip, 20 pz € 22,20 1 € 12 • 3cf. € 10 cad.

Medio  
15x10xh3 cm



Small  
10x7,5xh3 cm



**PROTECT PLUS Coperchi protettivi anti-UV**

Servono per prolungare il tempo di lavoro dei materiali compositi • Materiale solido antiurto • Materiale resistente • Sterilizzare solo a freddo.  
Dimensioni: **Small** 10x7,5xh3 cm - **Medio** 15x10xh3 cm

53 P510S Coperchio protettivo UV small. € 28,50 € 24

53 P510M Coperchio protettivo UV medium. € 34,00 € 28



**ORGANIZER DE LUXE PER SIRINGHE PERIODENT**

• Ergonomici, Design flessibile • Materiale durevole, trasparente per una facile identificazione del contenuto per compositi, adesivi, microapplicatori, ecc.  
Dimensioni: **Mini**: 19,5x14,5xh9,5 cm - **Standard**: 29x14,5xh9,5 cm

55 P81SODM1 Syringe Organizer DeLuxe mini x 12 sir. € 89,60 € 75

55 P81SODS1 Syringe Organizer DeLuxe Standard x 18 siringhe € 105,00 € 89



## BEAUTIFIL Flow Plus X



Per ricostruzioni estetiche nei settori anteriori e posteriori

**SuperOfferta:** 3 Siringhe a scelta + 1 in omaggio € 95,80 (cad. € 23,95)

Nuovo composito ibrido fluido a due viscosità  
Radiopaco • Tecnologia Shofu Giomer PRG  
Alto rilascio e ricarica di fluoro



**F00 Siringa 2,2 g + 5 puntali**  
€ 30,90

Colore	Cod
A1	22 572301
A2	22 572302
A3	22 572303
A3,5	22 572304
A4	22 572305
B1	22 572306
B2	22 572307
C2	22 572308
D2	22 572309
SA0,5	22 572300
SA0,50 (opaco A0,5)	22 572310
A10 (opaco A1)	22 572311
A20 (opaco A2)	22 572312
Inc (Incisal)	22 572314
BW (Bleaching White)	22 572315

**F03 Siringa 2,2 g + 5 puntali**  
€ 30,90


Colore	Cod
A1	22 572321
A2	22 572322
A3	22 572323
A3,5	22 572324
A4	22 572325
B1	22 572326
B2	22 572327
C2	22 572328
D2	22 572329
SA0,5	22 572320
A20 (opaco A2)	22 572332
A30 (opaco A3)	22 572333
Inc (Incisal)	22 572334
BW (Bleaching White)	22 572335
MI (Milky)	22 572336
CV (Cervical)	22 572337



**F00 Tissotropico 100%**, scorre come desiderato con una modellabilità eccezionale per un'agevole sagomatura dell'anatomia occlusale, delle creste prossimali e dei dettagli complessi della superficie.



**F03** Moderata scorrevolezza per la ricostruzione di fessure, modifica del profilo superficiale dei box gengivali e come liner di base.



- Restauri dalla I alla V classe, comprese le superfici occlusali
- Eccellente lavorabilità e ottima lucidabilità
- Protezione duratura della salute dentale con la tecnologia PRG
- Straordinarie caratteristiche fisiche
- Compatibile con tutti i sistemi adesivi convenzionali
- Estetica naturale grazie all'effetto camaleontico

# Composito universale micro-ibrido in pasta



RILASCIO E RICARICA DI FLUORO a bassissima contrazione, ideale per restauri estetici nei settori anteriori e posteriori. Radiopaco.



**3 SIRINGHE A SCELTA € 123** (cad. € 41 - cod. 22 57270-283)



**CONTRAZIONE <1%**

**Beautiful II LS TIPS da 0,25 g. 20 pz. € 69,00** (22 57284-297)

**VANTAGGI:** • La più bassa contrazione (< 1%) e tensione da contrazione • Eccellente lucidabilità e lucentezza duratura • Elevata resistenza all'abrasione e durezza superficiale duratura • Trasmissione e diffusione naturale della luce • **Cariostatico:** rilascia Ioni Fluoruro e si ricarica di Fluoro • Cromaticamente stabile prima e dopo la polimerizzazione

A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	A2OA	3O	Inc	BW

Sir.	Y2270	Y2271	Y2272	Y2273	Y2274	Y2275	Y2276	Y2277	Y2278	Y2279	Y2280	Y2281	Y2282	Y2283
Tips	Y2284	Y2285	Y2286	Y2287	Y2288	Y2289	Y2290	Y2291	Y2292	Y2293	Y2294	Y2295	Y2296	Y2297

# Composito Bulk Fluido/Pasta



## BEAUTIFIL BULK FLOWABLE

Composito di riempimento Bulk fluido con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO** per tutte le indicazioni della terapia conservativa con profondità di polimerizzazione sino a 4 mm. **RADIOPACO**.



€ 34

Colore	PN
	2,4 g
SIRINGA	
Universal	22 571030
Dentin	22 571031

- Bassa viscosità • Si applica in modo semplice e preciso direttamente dalla siringa • Indicato come materiale per sottofondi per cavità di I e II classe • Indicato come liner e materiale di riempimento per piccole cavità nei denti posteriori

# Masse Smalto e gengiva



## BEAUTIFIL ENAMEL/GINGIVA



Caso clinico, prima e dopo il restauro con BEAUTIFIL II Enamel



Rilascio e ricarica di fluoro

**BEAUTIFIL II Enamel Masse Smalto** indicate per restauri estetici diretti sia anteriori che posteriori incluse superfici occlusali. Restauri diretti nel settore anteriore

- Restauri policromatici grazie all'effetto camaleonte • Alternativa alle faccette in ceramica • Realizzazione di restauri altamente estetici stratificando e miscelando i colori • Analoghi al concetto cromatico della ceramica – semplice corrispondenza cromatica.

Beautiful II Enamel - Siringa da 2,5 g			
Translucent	High-Value Transluc.	Low-Value Transluc.	Amber
22 57250	22 57251	22 57252	22 57253

1 a scelta Enamel/Gingiva € 47  
2 a scelta Enamel/Gingiva € 84 (cad. € 42)



Caso clinico, prima e dopo il restauro con BEAUTIFIL II Gingiva Light Pink



Rilascio e ricarica di fluoro

### BEAUTIFIL II Gingiva

Riproduzione delle aree gengivali

- Indicato per recessioni, abutment e bordi di corone esposti, erosioni radicolari, papille assenti • Colori stratificabili e miscelabili per soluzioni estetiche senza chirurgia • Perfetto per restauri di V classe.

Beautiful II Gingiva - Siringa da 2,5 g				
Dark Pink	Light Pink	Orange	Brown	Violet
22 57257	22 57256	22 57260	22 57259	22 57258



Made in USA by Addent



Faccette



Anestetico

Nuovo Calset MultiPro



59 33608-64

### CALSET Riscaldatore compositi, anestetici e irriganti

Indispensabile per migliorare la lavorazione dei compositi e la loro polimerizzazione

La massima qualità dei componenti garantisce il mantenimento costante della temperatura. Tre temperature prememorizzate: 37° C (anestetici), 50° C (compositi poco riempiti), 68° C (compositi e faccette). **Vantaggi:** • Riduce il tempo di polimerizzazione di oltre l'80% • Migliora lo scorrimento dei compositi del 68% • Riduce le microinfiltrazioni • Migliora le caratteristiche fisiche • Facilita la modellazione e la creazione dell'anatomia occlusale • Il composito preriscaldato polimerizza più rapidamente • Ricostruzioni più resistenti. **Flessibilità.** La base riscaldante è uguale. La parte superiore è a scelta dell'operatore.

59 33608-64 **NEW** Calset **MultiPro** sistema completo con base scaldante, Tray MultiPro, cavi e trasformatore: € 995 € 895

59 33610	Calset base risc. + Tray per siringhe oppure Calset con Tray a scelta	€ 836	€ 695
59 33613	Tray per faccette	€ 285	€ 245
59 33611	Tray per compositi in compule	€ 250	€ 230
59 33612	Tray per tre carpule di anestetico	€ 250	€ 230
59 33654	<b>Nuovo MultiPro</b> Tray per compule, siringhe e/o strumenti	€ 440	€ 380



MultiProTray 59 33654

**Calset MultiPro** ha la flessibilità per riscaldare contemporaneamente composito in compule, siringhe e strumenti per finitura. MultiPro Tray può essere acquistato separatamente ed è compatibile con la base Calset.



Applicazione adeguata e modellazione morfologicamente corretta.



**CompoSculp PERIODENT**


Strumenti di precisione per compositi con punte sostituibili. Set di strumenti base necessari per l'applicazione adeguata e la modellazione morfologicamente corretta dei compositi.

- Punta intercambiabili sottoposte ad uno speciale trattamento termico e lucidate a specchio
- Codifica cromatica dei manici, in plastica speciale, per l'immediato riconoscimento degli strumenti.

33 085PCS5 Set 5 Str. € 204,55 € 178,00

rif. PR CPS+EZ-JET € 260,55 € 195,00  
CompoSculp set + E-Z cassette

CompoSculp sing. Str. € 46,75 € 39,50  
(codice vedi immagine a fianco)



con punte/inserti sostituibili disponibili anche singolarmente € 19,90



**Spatola 551C PERIODENT**

"Multiuso, per tante situazioni!"

"La spatolina Periodont Hi-Tech 330212551C grazie alla ridotta sezione ed al minimo spessore risulta particolarmente utile in situazioni cliniche come il rabbocco della diga, la modellazione della cresta marginale di una seconda classe, alcune fasi di stratificazione, masse in IV classe e l'inserimento dei fili di retrazione a livello subgengivale." *Dr. Riccardo Becciani*

33 0212551C Spatola Compo 551C PERIODENT € 36,00 € 27,00



**Composito a Cromo Universale con la capacità di adattarsi a qualsiasi colore dei denti**  
**Un composito per tutte le tonalità**

Le proprietà ottiche di Vittra APS Unique sono evidenti dopo la polimerizzazione. Per raggiungere il miglior risultato è fondamentale una buona interfaccia di contatto fra la struttura restante del dente ed il composito.

- ALTA ESTETICA CON SEMPLICITÀ:** • Cattura e riflette il colore della struttura del dente rimasta • Eccellente brillantezza e lucidabilità.  
**SEMPLICEMENTE TUTTO QUELLO CHE SERVE** • Da A1 a D4 in un unico composito • Tecnica di stratificazione a singolo strato: non serve

la tecnica complessa a policromaticità di stratificazione • Risultato estetico con semplicità • Tempo di lavorazione prolungato sotto la luce della poltrona.

**MOLTI VANTAGGI** • Riduzione di stoccaggi • I colori che non vengono utilizzati .frequentemente non sono a rischio di scadenza. • Risparmio di tempo nella selezione del colore • Aumento di produttività.

22 F75212 Vittra APS Unique 4 g. € 62,90 € 53



**QUICK-EZ PERIODENT**

**Spazzolini occlusali per lucidare in 1 passaggio, senza paste.**  
**Mantengono l'integrità anche dopo molti cicli di sterilizzazione in autoclave.**

Spazzolini con setole rivestite, evitano l'uso di paste, sono versatili, generano poco calore e ad ogni uso vengono esposte nuove particelle superlucidanti. Lucidatura dei compositi: far roteare le setole applicando una decisa pressione, lavorando a 5000-10000 giri/min. Gambi RA.

<p><b>Quick-Ez SiCa brush</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogni setola contiene migliaia di particelle lucidanti di <b>Carburo di Silicio</b>.</li> <li>• Ottimi per <b>compositi, comonomeri e vetroionomeri e denti naturali</b>.</li> </ul> <p>10 pz. € 42,50 € 32,50</p>				<p><b>Quick-Ez Dia brush</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogni setola contiene migliaia di particelle lucidanti di <b>diamante</b>.</li> <li>• Ideali per tutti i <b>compositi</b>, per tutte le <b>ceramiche</b>, incluse le integrali, <b>amalgami, metalli preziosi e NP, denti naturali</b>.</li> </ul> <p>10 pz. € 66 € 59</p>			
	30 05300	30 05310	30 05320		30 05360	30 05380	30 05370
	Coppetta	Cilindro	Punta		Coppetta	Cilindro	Punta



La caratteristica ineguagliata delle pietre Shofu DuraGreen e DuraWhite è che, oltre a durare a lungo, mano a mano che si consumano gli strati sottostanti mantengono la stessa efficacia abrasiva iniziale sino alla completa usura.



**Legenda colore/offerta:**

**Rosso € 4**   **Giallo € 9**   **Blu € 16,50**   **Verde € 20**

**DURA-WHITE SHOFU Confezione 12 pz.**

In ossido di alluminio a legante ceramico a granulometria extrafine ideali per la rifinitura di precisione sia in Studio che in Laboratorio. Di otturazioni in composito, o cemento vetroionomerico, ceramica, sostanza dura del dente (ex. Levigatura di monconi dopo le diamantate).

giri/min. cons. 5.000-20.000/max 30.000/PU 2N

<b>Forma</b>	CN1	CY1	CY2	FL1
<b>HP 12 pz</b>	30 51201			30 51202
<b>CA 12 pz</b>	30 51221			30 51222
<b>FG 12 pz</b>	30 51241	30 51242	30 51243	30 51240

<b>Forma</b>	FL2	FL3	IC2	IC4	KN1	KN3	RD1	RD2	RE1	TC1	TC4	WH1	WH4
<b>HP 12 pz</b>	30 51203	30 51204		30 51205		30 51206	30 51207	30 51208	30 51209	30 51210	30 51211		30 51212
<b>CA 12 pz</b>	30 51223	30 51224		30 51225		30 51226	30 51227	30 51228	30 51229	30 51230	30 51231		30 51232
<b>FG 12 pz</b>	30 51244		30 51245		30 51246		30 51247	30 51248		30 51249		30 51250	

**DURA-GREEN SHOFU Confezione 12 pz.**

Punte abrasive al carburo di silicio al legante ceramico per sgrossare e rifinire ceramica, composito e leghe preziose.

giri/min. cons. 5.000-20.000/max 30.000/PU 3-5N

**DURA GREEN SHOFU 12 pz. Offerte straordinarie ILIC' per "riduzione dello stock"**

(* = ad esa)													
<b>Forma</b>	BA1	CN2	CN3	CY1	CY2	CY3	CY4	FL1	FL2	FL4	FL5	IC1	IC2
<b>HP 12 pz</b>	30 51001	30 51003	30 51004	30 51005	30 51006	30 51007	30 51008	30 51009		30 51012	30 51013	30 51014	30 51015
<b>CA 12 pz</b>	30 51051	30 51053		30 51055	30 51056	30 51057	30 51058	30 51059	30 51060	30 51062	30 51063	30 51064	30 51065
<b>FG 12 pz</b>				30 51102	30 51103				30 51104				30 51105

(* = ad esa)											
<b>Forma</b>	IC3	IC4	IC5	IC6	IC7	IC8	IC9	KN1	KN2	KN3	KN4
<b>HP 12 pz</b>	30 51016	30 51017	30 51018	30 51019	30 51020	30 51021	30 51022	30 51023	30 51024	30 51025	30 51026
<b>CA 12 pz</b>	30 51066	30 51067	30 51068	30 51069	30 51070	30 51071	30 51072	30 51073	30 51074	30 51075	30 51076
<b>FG 12 pz</b>								30 51106			

(* = ad esa)											
<b>Forma</b>	KN5	KN6	KN7	PC1	PC2	RD1	RD2	RD3	RD4	RE1	RE2
<b>HP 12 pz</b>	30 51027	30 51028	30 51029	30 51030	30 51031	30 51032	30 51033	30 51034	30 51035	30 51036	30 51037
<b>CA 12 pz</b>	30 51077	30 51078	30 51079	30 51080	30 51081	30 51082	30 51083	30 51084	30 51085	30 51086	30 51087
<b>FG 12 pz</b>						30 51107	30 51108				

(* = ad esa)										
<b>Forma</b>	RE3	TC1	TC2	TC3	WH1	WH2	WH3	WH4	WH5	WH6
<b>HP 12 pz</b>	30 51038	30 51039	30 51040	30 51041	30 51043	30 51044	30 51045	30 51046	30 51047	30 51048
<b>CA 12 pz</b>	30 51088	30 51089	30 51090	30 51091	30 51093	30 51094	30 51095	30 51096	30 51097	30 51098
<b>FG 12 pz</b>		30 51109			30 51110					

**PERIODENT  
LDX WL-090 ‡**

Patent  
M463575



**Caratteristiche**

La migliore lampada per polimerizzazione, la più completa e più accessibile, progettata e costruita utilizzando le più recenti e avanzate tecnologie.

2023  
Quality Choice  
★★★★★



**Vantaggi**

**8 Potenti modalità a disposizione**

Display a LED, guida luminosa turbo, 8 modalità.



**Utilizzati LED a banda larga**

L'ampia lunghezza d'onda è appropriata anche per il fenilpropanedione (PPD) e il fotoiniziatore TPO Lucirin®

**390-480 nm.**



Multi Led per garantire l'attivazione di qualunque fotoattivatore presente nei materiali odontoiatrici


**Modalità High: polimerizzazione veloce in 3 sec.**

Utilizza potenti LED a banda larga da 10W, fino a 2400 mW/cm<sup>2</sup>. Può polimerizzare strati di compositi di oltre 2 mm in 3 sec.

**Ispezione di placche e carie**

Usa il filtro ottico FIND™ (Fluorescence Inspect), identifica semplicemente e chiaramente placca e carie.

**(WL-090+ LED banda larga lunghezza d'onda)**



**Non si spegne mai durante l'uso continuo.**

Il sistema intelligente di gestione del calore impedisce il surriscaldamento del dispositivo durante l'uso continuo.

**Radiometro incorporato.**

Display OLED; facilità di verifica dell'intensità.

**Batteria a cartuccia.**

Utilizza una cartuccia progettata per renderne facile la sostituzione.



**Manipolo**

Sorgente luminosa LED a banda larga ad alta potenza da 10W, vita media 100.000 ore

Lunghezza d'onda **390-480 nm** picco: 405,460 nm

Intensità radiante Fino a 2400 mW/cm<sup>2</sup>

Guida luminosa Fibra ottica ø11 > 8 mm & ø11 > 5 mm. Sterilizzabile in autoclave

Peso 180 g (con batteria e guida luminosa)

Dimensione ø38 (max) per L 190 mm

**Base**

Peso 140 g

Dimensione ø115 x H68 mm

Tipo mAh Lithium-ion. 3.7 V/2500

Tempo ricarica Circa 2,5 ore

Durata 120 Minuti (720 cicli di 10 sec., mod standard)

Tipo Attacco jack mini USB

**Alimentatore**

Ingresso 100-240 V, 50/60 Hz

Uscita DC 5 V/2 A

59 033291 Sistema completo Lampada LDX WL090‡ • Batteria ricaricabile Hi-Tech 3,7V/2500mAh • Supporto per ricarica e display • Alimentatore • 1 Guida luminosa a fibre ottiche Ø 11-8mm • 1 Filtro arancione • 2 puntali protettivi antiriflesso • 1 filtro ottico Find • 1 Specchio Find • 10 Guaine per fotopolimerizzatore • 20 Guaine per guide. **OMAGGIO 1 Guida luminosa fibre ottiche Ø 11-5mm**

PR LD+LM € 760



59 033291 Lampada LDX WL090‡ (come sopra)  
e

16 37331 Transilluminatore LMDX3 con fibra ottica.



€ 790  
**595**

€ 1.055  
**760**

## Pre-Lucidatura - Lucidatura compositi Micro-Ibridi



COMPO MASTERS  
COARSE

Gommini diamantati indicati per la pre-lucidatura (Compo Master Coarse) e lucidatura (Compo Master) dei compositi Ceramage e Ceramage UP.

CompoMaster 1 cf. 3 pz. <b>€37</b> CA: contrangolo HP: manipolo								
	Forma	Proiettile	Lenticolare	Coppetta	Punta Mini	KN7	WH6	Disco nm
	n. ISO	040	090	065	030	125	120	220
CompoMasterCoarse	CA	30 55111C	30 55112C	30 55113C	30 55114C			
	HP	30 55116C			30 55119C	30 55117C	30 55118C	30 55131C
CompoMaster	CA	30 55111	30 55112	30 55113	30 55114			
	HP	30 55116			30 55119	30 55117	30 55118	
Gommini lucidanti: min.cons. 5.000-15.000/max 20.000/PU 0,5 N Disco nm: min.cons. 5.000-15.000/max 15.000/PU 0,5 N								

## Rifinitura Zirconio-Ceramica-Disilicato di Litio



DURA-GREEN  
DIA

Punte abrasive diamantate per sgrossare e rifinire: ossido di zirconio, disilicato di litio, ossido di alluminio, zirconio integrale, ceramica da pressare e stratificare e superfici in metallo

1 cf. a scelta <b>€34</b>										
	Forma	CY5	FL3	IC5	KN7	RD2	RD3	TC2	TC4	WH6
	ISO-N.	056	031	070	125	024	035	025	040	125
	HP	30 51156	30 5115B	30 51162	30 51154		30 51159	30 51161	30 51155	30 51157
	CA		30 51163				30 51164	30 51165		
	FG		30 51168			30 51167				

**2 CF. A SCELTA  
€65**



HP: manipolo • CA: contrangolo \*\* N. 3 PZ PER CONFEZIONE \*\* N. 2 PZ PER CONFEZIONE  
FG: turbina

30 51156 Shofu Adjuster, pietra per pulire e modificare la forma delle pietre Dura Green Dia 1 pz. € 58,50



**CY5** regolazione superficie: eccellente performance di taglio per un'agevole ed efficiente riduzione dei materiali.



**KN7** regolazione armature: delicata nelle zone interdentali o ai margini. Regolazione degli spessori delle pareti.



**TC4** finitura dettagliata: crea efficacemente i dettagli della superficie e le regolazioni occlusali.



**Shofu Adjuster:** pulizia e sagomatura Dura Green Dia che viene premuta con un movimento di molatura.

## Lucidatura Zirconio - Disilicato di litio



ZIL MASTER  
ASSORTMENT

Sistema di lucidatura con strumenti diamantati in tre fasi per Ossido di Zirconio e Disilicato di Litio.

1 cf. = 3 pz. <b>€40</b>							
	Forma	Ogiva	Lenticolare	Coppa	Minipoint	KN7	WH6
	ISO-N.	040	090	065	030	125	120
ZilMaster Coarse (grana grossa)	HP 3 pz.	30 54640			30 54641	30 54642	30 54643
	HP 1 pz.						
ZilMaster Medium (grana media)	CA 3 pz.	30 54658	30 54662	30 54663	30 54661		
	HP 3 pz.	30 54646			30 54647	30 54648	30 54649
ZilMaster Fine (grana fine)	HP 3 pz.	30 54665	30 54659	30 54668	30 54666		
	HP 1 pz.	30 54652			30 54653	30 54654	30 54655
	CA 3 pz.	30 54670	30 54672	30 54673	30 54671		



■ Rifinitura/Prelucidatura: ZilMaster Coarse con gambo contraddistinto dal colore verde.  
■ Lucidatura: ZilMaster Medium con gambo contraddistinto dal colore blu.  
■ Lucidatura a specchio: ZilMaster Fine con gambo contraddistinto dal colore giallo.  
HP: manipolo • CA: contrangolo  
FG: turbina



# Gommini composito monopassaggio



**ONEGLOSS M**

Gommini monopassaggio autoclavabili in silicone e ossido di alluminio per la rifinitura e lucidatura di compositi e smalto dentale.

\* Gambo CA - N 12 Pezzi per confezione



30 55186



30 55187



30 55188



30 55189

\* Numero di giri consigliato da 3.000 min-1 a 10.000 min-1 spruzzando acqua a intermittenza, non superare la velocità massima consentita di 15.000 min-1

**2 confezioni  
a scelta**

**€ 46**



# Paste diamantate calibrate



**DIAGLAZE**



siringhe da 2 g.

## Diaglaze Paste diamantate calibrate ultrafini

Grazie alla tecnologia avanzata del trattamento del diamante naturale Diaglaze è il sistema di lucidatura unico contenente particelle di diamante naturale ultrafini e in 3 granulometrie di calibratura supercontrollata. Con il suo gradevole sapore di menta consente di ottenere in pochi minuti in modo efficiente la massima lucidatura intra- ed extra-orale delle superfici di porcellana, metalli e restauri in composito

89 7507	89 7506	89 7505
<b>Diaglaze 0-2 µm</b>	<b>Diaglaze 0-1 µm</b>	<b>Diaglaze 0-0,5 µm</b>
<b>€ 29,50 € 24 2 a scelta € 22 cad.</b>		

89 7504 Diaglaze set assortito 3 Siringhe da 2 g ..... **€ 79,00 € 63,00**

# Pasta lucidante per Zirconio-Ceramica-Disilicato di Litio



**ZIRGLOSS**



Pasta lucidante diamantata per Ossido di Zirconio Disilicato di Litio - Ceramica

PN	Quantità	Prodotto
89 5502	20 gr	ZirGloss



Min. -1 / Max. 10.000  
Non indicato per un utilizzo intraorale.

**OFFERTA**

**€ 69,50**

# Lucidanti • Oxy-Barrier



**DURA POLISH  
DURA POLISH DIA**

**DURA POLISH SHOFU** Lucidante ceroso impregnato di particelle di Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, usato per pre-lucidare e lucidare compositi da laboratorio quali Ceramage, resine per basi protesiche e metalli.

**DURA POLISH DIA** Lucidante ceroso impregnato di diamante, utilizzato per la lucidatura finale di compositi da laboratorio, ceramica e porcellana.

Vengono usati con spazzolini o feltrini montati. L'uso intraorale NON è consentito.

89 5552 Dura Polish, barattolo 20 g **€ 51**

89 5554 Dura Polish Dia, barattolo 5 g **€ 81**





## OXY-BARRIER UNIVERSAL Shofu Gel barriera per l'ossigeno a base di glicerina

- Impedisce la formazione dello strato di inibizione di ossigeno favorendo una più completa polimerizzazione
- Conserva i più sottili dettagli delle superfici; essenziale anche sul margine del restauro
- Facilita e velocizza il lavoro di lucidatura. Si elimina facilmente con uno spray acqua/aria.

94 512403 Oxy-Barrier Universal, 10 gr. **€ 28,50**





### SUPER-SNAP SHOFU Sistema Lucidatura Compositi, dischi e strip

- Senza anello centrale - Lavoro rapido in totale sicurezza
- Base in silicone morbido - Sicuro
- Montaggio diretto sul mandrino - Rapido e agevole
- Dischi ultrasottili estremamente flessibili, sotto pressione si piegano senza rompersi permettendo così un facile accesso alle aree interdentali.

30 55500 Super-Snap Disk Kit ..... € 60  
 180 dischi (100 standard, 80 Mini), 2 Mandrini CA, 2 Dura White pietre (1 CN1, 1 FL2), 1 Composite Fine Midi Point, gambo CA

30 55505 Super-Snap Mini Kit ..... € 20  
 48 dischi (32 standard, 16 Mini), 1 Mandrino CA /, 2 Dura White pietre (1 CN1, 1 FL2), 1 Composite Fine Midi Point, gambo CA

30 5M439 Mandrini CA metallo 6 pz. .... 18,50  
 30 5M440 Mandrini CA plastica 100 pz. .... 32,00  
 30 5M438 Mandrini FG metallo 6 pz. .... 18,50

Conf. 50 pz. 2 € 15,50 cad.	Sagomatura		Rifinitura				Lucidatura		Superlucidatura	
	Standard	Mini	Standard	Mini	Standard	Mini	Standard	Mini	Standard	Mini
<b>Tipo</b>										
<b>Codice 30+</b>	55506	55507	55508	55509	55528	55522	55501	55519	55502	55521
<b>Lato abrasivo</b>	<1 lato, sopra>		1 lato, sotto		<2 lati abrasivi>					
<b>Colore/Grana</b>	Nero (grana grossa)		Viola (grana media)				Verde (grana fine)		Rosso (grana superfine)	

# Sigillante per provvisori



### RESIN GLAZE

Materiale fotopolimerizzabile per la sigillatura provvisoria di restauri protesici. L'adesione del materiale (Liquid) può essere aumentata con l'utilizzo del primer dedicato.

**Indicazioni.** Per la sigillatura provvisoria di denti protesici in resina, materiali acrilici per basi di protesi, materiali in PMMA e in ceramica ibrida per CAD/CAM, compositi indiretti e materiali provvisori

22 54003 Resin Glaze Primer 6 ml ..... 44  
 22 54004 Resin Glaze Liquid 6 ml ..... 33

# Sigillante monocomponente per provvisori



### Ultra Glaze Temp LC Sigillante fotopolimerizzabile per provvisori

- Migliora l'estetica e i tempi nella finitura finale di ponti e corone provvisorie, denti artificiali, protesi totali, ecc.
- Con Ultra Glaze non è più un problema trattare anche le aree occlusali e le zone interprossimali delle restaurazioni indirette in composito.
- Ultra Glaze garantisce ottimi risultati per un livello estetico di lucidatura superiore rispetto alle lunghe e mediocri procedure meccaniche.

22 01391 Ultra Glaze Temp LC 30 ml ..... 59,00 € 49

# Blu di metilene



### BLU DI METILENE - CANAL DETECTOR

Rilevatore degli orifizi del canale radicolare


Indicazione sull'uso:

1. Prima del trattamento immergere l'applicatore allegato in alcool etilico e poi montarlo sulla siringa.
2. Rimuovere la dentina dove si pensa ci siano gli orifizi del canale.
3. Inserire 1/3 gocce nella parte inferiore della cavità pulpare e attendere 5-10 sec.
4. Risciacquare a asciugare la cavità pulpare.
5. I punti intensi colorati in blu indicano gli orifizi del canale radicolare.
6. Dopo l'uso retrarre lo stantuffo della siringa per evitare che il preparato trabocchi, rimuovere il puntale e richiudere la siringa col cappuccio.

37 34BM2 Canal Detector 2 ml con punte applicative ..... 23,00 € 19

Il colorante blu contenuto nel Canal Detector penetra negli orifizi del canale radicolare e li tinge di blu, facilitando così l'individuazione del canale principale e delle fratture radicolari.

ENDODONZIA



**RIITANO ACCESS**

Frese di Accesso

Contenuto: 1 Fresa carburo tonda, 4 Diamantate: Bottone, Acorn S, Acorn L, Conica per rettifica, 1 Portafrese autoclavabile

29 1K562 Riitano Kit, 5 pz.  
€ 110,10 ad esa. € 29,00

Accesso iniziale con fresa al carburo a pallina n. 6.	Allargamento alla camera pulpare con i lati della diamantata conica a punta non tagliente.	Rimozione tetto camera pulpare in uscita, con diamantate Acorn.	Rettificazione con la diamantata per l'accesso in linea retta.

ENDODONZIA

30 gauge



**NaviTip** ULTRADENT Cannule per detersione e applicazione

Gli ultimi 5 mm sono morbidi e flessibili ed il bordo è arrotondato per guidare NaviTip lungo i canali curvi senza schiacciarsi.

46 141351 NaviTip 30 gauge. Kit assortito, 20 pz. (5 x tipo)  
€ 43,40 ad esa. € 20,00

ENDODONZIA




**Endo-Eze** ULTRADENT Cannule flessibili per endodoncia

In metallo morbido e flessibile; per il risciacquo, l'aspirazione, l'asciugatura e l'otturazione di canali radicolari. Utilizzabile anche come cannule di aspirazione con l'adattatore per l'aspiratore Luer Vacuum (46 1230).

46 14552 Endo-Eze 1,9 cm - 20 pz. kit assortito ad esa  
5x 18 ga/1,25mm 19ga/1,06mm 20ga/0,90mm 22ga/0,70mm  
€ 15,50 ad esa. € 5,00

Attacco Luer

ENDO-PARODONTOLOGIA




23 ga/0,63mm

**Vista-Probe Irrigation Sec-Lock** VISTA DENTAL

Ago pieghevole per irrigazioni automatiche di siti chirurgici subgengivali e solchi. Ago 2,54 cm ad estremità chiusa e con sbocco laterale. Ideale anche per l'uso in prossimità dell'apice canalare.

23ga/0,63mm 46 724623 80pz € 138,00 € 69,00

Attacco Luer doppia sicurezza



25 ga. / 0,50 mm  
25 mm

30 ga. / 0,30 mm  
30 mm

Brevettata

**FLEXI-GLIDE** VISTA

• Per irrigare, applicare e micro-aspirare • Piegabile per facilitare l'accesso.

Flexi-Glide	20 pz. € 57 € 25 ad esa.	50 pz. € 95,80 € 40 ad esa.
FLG 2,5 cm	46 746520	
FLG 3,0 cm	46 746320	46 746350

TRATTAMENTO DEI TESSUTI



attacco Luer

**SOL-U-FLO™** VISTA

• Pre-piegata (19 ga / ø 1,06 mm) • Punta curvata per un accesso ottimale nel trattamento dei tessuti • Estremità in morbide fibre di nylon per la distribuzione delle soluzioni viscosse evitando il contatto della cannula metallica con i tessuti molli. Per strofinare agenti emostatici come: solfato ferrico e cloruro di alluminio.

46 722202 Sol-u-Flo 19 ga, 20 pz € 23,50 ad esa. € 5,00



**Siringa L.A.B.**

46 1110543/20 Cf. 20 pz. - Siringa L.A.B. LuerLock trasparente 1,2ml. Graduata con incrementi in cc/ml, prese zigrinate per minimizzare lo scivolamento, attacco LuerLock std. € 13,10 ad esa. € 8,50 • 2cf € 7,50 • 5 € 6,50 cad.



**CAPPUCCI PER SIRINGHE CON ATTACCO LUER**

• Cappucci per siringhe realizzati in plastica bianca rigida • Adatti a ogni siringa con attacco Luer Lock standard.

46 12205 Cappucci per siringhe Luer 20 pz. € 12,70 2cf € 9 • 5 € 4 cad.



**ENDO BLOCK P PERIODENT**

Misuratore per file con scala millimetrata, per posizionamento di stopper in gomma. Misura strumenti dritti e curvati. Solo 50 g. Autoclavabile fino a 134°C.

L 100 x P 24 x h 32 mm

36 P91EMBP Endo Block P € 26,50 € 19,50



**ENDO RULER PERIODENT**

In alluminio per strumenti manuali e rotanti. Autoclavabile fino a 134°C. Gauges da 1 a 30 mm. Per destrorsi e mancini.

36 P91ERA Endo Ruler All. € 12,50 € 9



**EDMax**

Single NiTi rotary file made in France by

**NEOLIX**

L'innovativo ed esclusivo processo EDM consente di produrre questo nuovissimo file NiTi che garantisce un comportamento unico e superiore. Il file è generalmente **più flessibile** sebbene la sua superficie sia **particolarmente dura** e **naturalmente ruvida**. Grazie a questa combinazione esclusiva di caratteristiche e alla sua sezione rettangolare, NEONITI presenta bordi con un taglio superiore, una superficie abrasiva incorporata ed una flessibilità progressiva, la risultante è una impareggiabile

**EFFICACIA DI TAGLIO e RESISTENZA ALLA FRATTURA**

Placchette da 4 strumenti € 75 2 -10% • 4 -15%

	<b>EDM Assortimento #1 - 4 pz. €75</b> Opener 20/.04, Glide Path 15/.03, Shaper 20/.04-25/.04	
	Lunghezza: L21 mm.	36 52EASS121
	Lunghezza: L25 mm.	36 52EASS125
	Lunghezza: L31 mm.	36 52EASS131
	<b>EDM Assortimento #3 - 4 pz. €75</b> Shaper 20/.06 - 25/.06 - 30/.04 - 40/.04	
	Lunghezza: L21 mm.	32 52EASS321
	Lunghezza: L25 mm.	32 52EASS325
	Lunghezza: L31 mm.	32 52EASS331

	<b>EDM Assortimento #2 - 4 pz. €75</b> Opener 20/.10, Glide Path 15/.03, Shaper 20/.06-25/.06	
	Lunghezza: L21 mm.	36 52EASS221
	Lunghezza: L25 mm.	36 52EASS225
	Lunghezza: L31 mm.	36 52EASS231
	<b>EDM Assortimento #4 - 4 pz. €75</b> Finisher 20/.06 - 25/.06 - 30/.04 - 40/.04	
	Lunghezza: L21 mm.	32 52EASS421
	Lunghezza: L25 mm.	32 52EASS425
	Lunghezza: L31 mm.	32 52EASS431

**EdMax OPENER**

Diametro no. 20 – Taper .10 – Lunghezza 15mm.  
**Utilizzo raccomandato:** Rotazione continua - 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm.  
36 52EO201015 4 File Opener, 4 pz. € 75

**EdMax GLIDE PATH**

4 File Glide Path € 75  
Diametro no. 15 – Taper .03 – Length 21/25/31mm.  
**Utilizzo raccomandato:** Rotazione continua - 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm.  
36 52EG150321 GP Ø 15 • Taper .03 L21 mm.  
36 52EG150325 GP Ø 15 • Taper .03 L25 mm.  
36 52EG150331 GP Ø 15 • Taper .03 L31 mm.

**EdMax SHAPER**

Misure: 20 e 25 - Taper: .04 o .06 L21/L25/L31 mm.  
**Utilizzo raccomandato:** Rotazione continua - 300 a 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm. 4 Shaper € 75  
36 52ES200421 S#20 Taper .04 L 21  
36 52ES200425 S#20 Taper .04 L 25  
36 52ES200431 S#20 Taper .04 L 31  
36 52ES200621 S#20 Taper .06 L 21  
36 52ES200625 S#20 Taper .06 L 25  
36 52ES200631 S#20 Taper .06 L 31  
36 52ES250421 S#25 Taper .04 L 21  
36 52ES250425 S#25 Taper .04 L 25  
36 52ES250431 S#25 Taper .04 L 31  
36 52ES250621 S#25 Taper .06 L 21  
36 52ES250625 S#25 Taper .06 L 25  
36 52ES250631 S#25 Taper .06 L 31

**EdMax FINISHER**

4 File Finisher € 75  
Misure no. 30 / no. 40 – Taper: .04.  
Lunghezze : L21/L25/L31 mm  
**Utilizzo raccomandato:** Rotazione Continua - 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm.  
36 52EF300421 F#30 Taper .04 L 21 mm.  
36 52EF300425 F#30 Taper .04 L 25 mm.  
36 52EF300431 F#30 Taper .04 L 31 mm.  
36 52EF400421 F#40 Taper .04 L 21 mm.  
36 52EF400425 F#40 Taper .04 L 25 mm.  
36 52EF400431 F#40 Taper .04 L 31 mm.  
36 74EASS Punta di carta, cf. ass.\* ,100 pz. € 10  
36 75EASS Coni di gutta, cf. ass.\* , 60 pz. € 10  
\* #: 20,25,30,40 - Taper .04,.06

Per i ritrattamenti, Shaper 20/.06 consente anche di rimuovere efficacemente la Gutta Perca e deotturare il canale



**DIGITEST III** Tester elettronico di vitalità pulpare  
Precisione e comfort per il paziente, ergonomia e affidabilità  
• Impulso oscillante e non corrente costante = Nessun fastidio. Il paziente percepisce un delicato stimolo pulsante, mai fastidioso. • Dispositivo digitale = Accuratezza e leggibilità.  
**Contiene:** 4 Sonde autoclavabili: standard 1 corta (denti anteriori), 1 lunga (denti posteriori); 2 sonde di precisione, labiale e linguale; 1 clip di terra  
59 51130 Digitest III Kit € 590 offerta soggetta a modifiche, chiedici direttamente la miglior offerta del momento!

**PRECISION IRRIGATOR STROPKO, VISTA STROPKO STYLE**

Questo irrigatore è utilizzato per il controllo preciso dell'aria e/o dell'acqua in qualsiasi procedura dentale (ponti e corone, restauri, endodonzia, parodontologia, chirurgia, impianti, ecc.) che richiede irrigazione e/o asciugatura durante il procedimento. L'irrigatore Stropko è particolarmente utile quando si eseguono procedure con il microscopio operativo chirurgico (SOM), quando è essenziale il controllo di precisione dell'irrigazione. Da utilizzare in ogni procedura dentale per garantire un flusso d'acqua e/o aria delicato ed efficace per una pulizia o un'asciugatura superiore ed efficiente di qualsiasi superficie o area di lavoro.

Irrigatori Stropko Style



**Vantaggi:** • Getto d'aria preciso e fine per risciacquare e asciugare in sicurezza • Elimina gli schizzi e riduce al minimo gli aerosol • Fornisce una pressione dell'aria regolata e delicata • Accoglie tutti gli inserti Luer-Lock • migliora la microadesione • Indispensabile per l'uso al microscopio.

32 351260	Standard Pack: STD. 5 cm + 5 Blue Flo Tips
32 351265	Standard Pack: XL 8,9 cm + 5 Blue Flo Tips

Contenuto: 1 Stropko Irrigator™ (lung.indicata) e 5 puntali Blu-Flo™ € 115,00

Disponibile anche Kit: 1 Standard Pack (lunghezza da spec.), 1 Siringa Aria/Acqua regolabile, 1 Tubo da 178 cm.

46 746202 Blue-FLO Tip 23 ga. 20 pz. 16,90  
46 746222 Blue-FLO Tip 23 ga. 100 pz. 66,90



### ENDO 3: Attivatore ad ultrasuoni per irrigazione canalare

• Controllo automatico delle frequenze • Circuito che garantisce alta frequenza a bassa ampiezza delle vibrazioni per efficienza e stabilità dell'azione all'interno del canale • Operatività desiderata settabile: **Potenze:** E, E2, E3. **Tempi di lavoro 10s, 15s, 20s, 10min** • **Cordless** e ricarica a contatto magnetico • Schermo LCD per controllo tempistiche e potenza • Attivazione ad anello per attivazione in qualsiasi posizione e angolazione

59 213EN3 Attivatore irriganti ENDO 3. Dotazione completa di inserti: E96x2, E99x2, E70x2, E71x10, E72x10 **€ 472 € 330**

ENDO FILE HOLDER ALLUMINIUM

18 files manuali o rotanti. Scala millimetrata. Coperchio con stop per conteggio dei cicli di sterilizzazione. **€ 41**



55 361EHA Endo Holder

### Dripless Siringa 6 cc con ago 30ga premontato. Attacco LUER

**L'unica siringa al mondo dotata di tecnologia antigoccia**, riduce notevolmente il rischio di macchie di candeggina e danni alla pelle, agli occhi e alla mucosa orale. **Non costa più di una siringa di irrigazione standard!** Dotata di uno stantuffo codificato a colori unico per identificare rapidamente NaOCl e un anello codificato a colori per una migliore visibilità nei campi ingranditi. • Destinato alla conservazione a breve termine di NaOCl • Tecnologia antigoccia aspira automaticamente le gocce • Riduce notevolmente il rischio di macchie e danni alla pelle



30 ga

46 715060/20 20 Dripless + 20 aghi irrig. da 30ga, apertura laterale

cf. da 20 **€ 39,50 € 34,50** • 2 cf. **€ 32,50** cad. • 5 cf. **€ 26** cad.

ENDO DISPENSER PLASTIC

Per detersione e sterilizzazione dei file. Contiene 18 file manuali o rotanti. Sterilizzabile fino a 134°C.

55 P6EDP EDP **€ 29,80 € 25**



### AGHI APPLI-VAC IRRIGATION

• Pieghevoli, 2,54 cm, per irrigazioni canalari, di siti chirurgici subgingivali e solchi • Estremità smussa e apertura laterale per l'irrigazione • Per l'uso in prossimità dell'apice • Modelli AVIR con classico attacco Luer.



23 ga. / 0,63 mm

27 ga. / 0,40 mm

30 ga. / 0,30 mm

APPLI-VAC Luer	23 ga BLU	27 ga GIALLI	30 ga VIOLA
20 pz. <b>€ 14,95</b>	46 745023	46 745027	46 745030
100 pz. <b>€ 68,50</b>	46 745523	46 745527	46 745530

2-10% • 3-15%

ENDO RING TRIANGOLARE


Sterilizzabile fino a 134°C con spugne monouso.

55 P66ECH Endo Ring, 2 anelli L e S **€ 10**  
55 P66TECH Spugnette triangolari, 50 pz **€ 28**



NEW

3 ml



12 ml

### SIRINGHE LUER LOCK COLORATE originali Vista

**Un modo rapido e agevole per organizzare e identificare**

• Aumentano la sicurezza • Riducono l'incidenza dello scambio di siringhe • Disponibili nei modelli graduati da 3 ml e da 12 ml • AUTOCLAVABILI, non sterili.

Siringhe Luer Lock Conf. 80 pz. - 3 ml <b>€ 21,50</b> 2-10% • 3-15%				
46 7103Y	46 7103W	46 7103R	46 7103B	46 7103AS
<b>GIALLO</b>	BIANCO	<b>ROSSO</b>	<b>AZZURRO</b>	<b>ASSORTITO</b>

Siringhe Luer Lock Conf. 80 pz. - 12 ml <b>€ 36,70</b> 2-10% • 3-15%				
46 7112Y	46 7112W	46 7112R	46 7112B	46 7112AS
<b>GIALLO</b>	BIANCO	<b>ROSSO</b>	<b>AZZURRO</b>	<b>ASSORTITO</b>



1,2 ml

3 ml

5/6 ml

12 ml

guaina

### SIRINGHE LUER LOCK TRASPARENTI Vista Per molteplici utilizzi

• Graduate con incrementi in cc (ml) • Prese zigrinate per minimizzare lo scivolamento • Autoclavabili, non sterili • Attacco Luer Lock standard.

46 711012	46 711003	46 711006	46 711112	53 183249
1,2ml 100 pz.	3ml 100 pz.	5/6ml 100 pz.	12ml 100 pz.	Guaine sir. 1,2ml. 300 pz.
<b>€ 43,50</b>	<b>€ 19,00</b>	<b>€ 27,30</b>	<b>€ 31,50</b>	<b>€ 43,70</b>

### CAPPUCCI PER SIRINGHE CON ATTACCO LUER

• Cappucci per siringhe realizzati in plastica bianca rigida • Adatti a ogni siringa con attacco Luer Lock standard.

46 12205 Cappucci per siringhe Luer 20 pz.

**€ 12,70**

• 2 cf. **€ 9** cad. • 5 **€ 4** cad.

**TIPONE ENDO PERIODENT** Nuove punte Hi-Tech ultrasuoni

2 -15% • 4 -20%


Rimozione calcificazioni / otturazioni canalari	E3D Diamantata	Rimozione ostruzioni e strumenti fratturati	E4D Diamantata	ET40D
<b>E3 € 35,00</b>	<b>E3D € 48,00</b>	<b>E4 € 35,00</b>	<b>E4D € 48,00</b>	<b>ET40D € 48,00</b>
<b>A:</b> 59 X16E3A	<b>A:</b> 59 X16ED3A	<b>A:</b> 59 X16E4A	<b>A:</b> 59 X16E4DA	<b>A:</b> 59 X1640D
<b>E:</b> 59 X16E3E	<b>E:</b> 59 X16ED3E	<b>E:</b> 59 X16E4E	<b>E:</b> 59 X16E4DE	

Attacco: **A:** SAT style **E:** EMS style

**Tip One ROGP • ROGP-90** Punta ultrasuoni

Le innovative punte ROGP e ROGP-90 vengono utilizzate per accedere ad aree non raggiungibili da altre punte.

Particolarmente efficaci per i ritrattamenti specialmente nei canali ovali lunghi, dove la maggior parte delle altre punte non si adatterebbero. Ideali anche per la rimozione della Gutta Percha.



<b>€ 59,00</b>	<b>ROGP</b>	<b>A:</b> 59 X16ROGPA	<b>E:</b> 59 X16ROGPE	<b>ROGP-90</b>	<b>A:</b> 59 X16ROGP90A	<b>E:</b> 59 X16ROGP90E
----------------	-------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-------------------------	-------------------------

**VISCO TIP 25 ga. VISTA** Punta per applicazione dei materiali viscosi

L'ideale per ottenere il massimo vantaggio con i materiali costosi. Visco-Tip è una punta pieghevole flessibile da 25 ga che migliora il flusso e il posizionamento dei materiali viscosi come i **sigillanti bioceramici** e l'idrossido di calcio.

- Riduce lo spreco di materiali
- Migliora il flusso per una erogazione facile e prevedibile
- Design anti-intasamento.



46 722302 Visco-Tip 25 ga. 20 pz. **€ 48 € 39**

**CHLORAXID 5,25%, IPOCLORITO DI SODIO**  
Irrigante canalare da utilizzare per dissolvere residui di tessuti organici e nella disinfezione del sistema canalare. Ogni confezione contiene adattatore con tappo a vite e dispenser specifico.

37 315200 200 ml c/disp. **€ 13 2 € 10 cad.**  
37 315400 400 ml c/disp. **€ 23 2 € 16 cad.**

**File-Eze EDTA 19% ULTRADENT**  
Lubrificante preparato EDTA al 19% in gel viscoso  
Consigliato per la chelazione, lubrificazione e detersione delle preparazioni canalari.  
**Non contiene perossidi che non sono compatibili con la polimerizzazione dei sigillanti a base resinosa.**

37 12075 File-Eze Kit: 4 sir. da 1,2 ml **€ 74**

**ENDO SOLUTION (EDTA 17%)**  
Soluzione per facilitare la preparazione meccanica dei canali radicolari. Facilita la preparazione e detersione rimuovendo lo smear layer e aprendo i tubuli dentinali. Ogni confezione contiene adattatore con tappo a vite e dispenser specifico.

37 321E120 120 ml c/disp. **€ 21,50 € 15**

**EDTA 18% Ultradent**  
Chelante endodontico preparato EDTA al 18% in gel viscoso  
Condiziona e deterge attraverso un processo di chelazione. Può essere applicato come ultimo passaggio di irrigazione prima dell'otturazione canalare.  
**Nota: non contiene perossidi che non sono compatibili con la polimerizzazione dei sigillanti a base resinosa.**

37 12162 IndiSpense: siringa da 30 ml **€ 18,50**

**IRRIFLEX**  
Cannula per irrigazione canalare in propilene morbido e flessibile.

- Confezionato in camera bianca in buste singole
- Compatibile con tutte le siringhe dentali standard.

46 34120 Irriflex 30 ga (ø 0,4) 27 mm, 20 pz. **€ 45,09 € 36,90**

**GP GAUGE&CUTTER B&L**  
Calibro e taglia coni di guttapercha  
Sistema 2-in-1 per misurazione e taglio netto dei coni di GP.

- In grado di misurare il diametro del cono GP e tagliarlo alle dimensioni ISO come desiderato
- Corregge le dimensioni imprecise dei coni in GP in commercio che possono causare errori
- Taglia i coni GP in modo netto e senza irregolarità
- Contribuisce alla sigillatura apicale utilizzando il cono master del diametro esatto.

36 391GPGC **€ 95,00 € 88**



**SUPERENDO Alpha2 "DownPack"**  
Cordless leggero ed ergonomico per la compattazione verticale a caldo 3D "DownPack"

- Massima praticità Design Ergonomico • Bilanciamento Facilita l'utilizzo
- Cordless Nessuna limitazione d'uso, minor affaticamento di mano e polso
- 6 Tacche di posizionamento esagonali per il fissaggio sicuro degli inserti nella posizione desiderata.

**Specifiche tecniche**

**Base di ricarica:** misure (mm) 81x137x36 - peso 207 g  
**Manipolatore Riscaldatore:** misure (mm) 12,5x150,5x21,5 - peso 63 g

59 312ASKB SuperEndo **Alpha 2** Starter Kit nero (bianco SKW, rosa SKP) Unità termica (manipolo), Base di ricarica, Batteria Li-ion 1620 mAH, Trasformatore 12 V, Cavo di alim., 3 Plugger 55 (06, 08, 10), Istruzioni d'uso

€ 1.890,00 € 1.390,00 **compresa garanzia ILIC' "GRATIS APPARECCHIO SOSTITUTIVO"**



**PLUGGER BAEK SUPERENDO Alpha2**

Plugger Hi-Tech, altamente flessibili, calibrati per il compattatore cordless Alpha2

- In acciaio inox temperato molto flessibile, seguono il profilo di canali con curvature marcate
- Raggiungono la temperatura in pochi secondo
- Fissaggio sicuro, 360° di rotazione.

Attacco anti rotazione a 6 fori

COMPATIBILI CON Touch n'Heat® e System B®


Equivalenza Plugger	
Buchanan	SuperEndo Baek
Fine	45/04
Medium-Fine	tra 55/06 e 55/08
Medium	55/08
Medium Large	60/12



La qualità è all'interno: Costituiti da due metalli conduttori: ci forma cilindrico/conica, uno dentro l'altro e tra loro c'è un isolante, tranne in punta, dove c'è una resistenza che al passare della corrente genera calore riscaldante all'estremità del plugger perfettamente corrispondente alla temperatura del display.



Plugger Baek SuperEndo Alpha2, € 188,00 2 € 168,00 cad.				
30/04	35/04	40/04	45/04	50/04
59 312P3004	59 312P3504	59 312P4004	59 312P4504	59 312P5004
55/06	55/08	55/08L	55/10	60/12
59 312P5506	59 312P5508	59 312P5508L	59 312P5510	59 312P6012




**S-KONDENSER** Condensatori NiTi/Inox  
B&L BIOTECH Strumenti doppi con punte in Nichel Titanio superflessibile e acciaio inox rigido

Regular 20 mm 2 € 66,00 cad.	BL-S Kondenser € 74,00 Strumento doppio intero
33 513135	Verde 35 / 70
33 513140	Nero 40 / 80
33 513150	Oro 50 / 100
33 513160	Azzurro 60/120
Long 25 mm 2 € 76,00 cad.	BL-S Kondenser € 85,00 Strumento doppio intero
33 513135L	Verde 35 / 70
33 513140L	Nero 40 / 80
33 513150L	Oro 50 / 100
33 513160L	Azzurro 60/120

33 513100 Set 4 S Kondenser 20 mm: € 230,00 € 195,00  
33 513100L Set 4 S Kondenser long 25 mm: € 265,00 € 215,00

Nuova guaina in silicone autoclavabile



Le temperature selezionabili in sequenza (150 > 180 > 200 e 230 °C) per l'agevole il controllo del flusso di guttaperca o Resilon®.

## SUPERENDO BETA2 "BackFill"

**Beta 2** cordless, maneggevole è lo stato dell'arte per la migliore tecnica Backfill.

**Affidabile perché tecnologicamente superiore!  
Cordless e compatto risulta di facile manipolazione**

- Maneggevole per un'erogazione senza sforzo
- Eroga rapidamente e con facilità il materiale di otturazione caldo per il riempimento dei canali radicolari
- Massima praticità • Ergonomico e con **aghi ruotabili a 360°**
- Bilanciato, l'ottima distribuzione dei pesi facilita l'utilizzo
- Nessuna limitazione d'uso, minor affaticamento di mano e polso • Doppia sicurezza contro bruciate accidentali
- Protettore termico in materiale termoresistente speciale
- Lunga durata della batteria 4 ore con 1 ricarica: 1 settimana di trattamenti!

**59 312BKB SuperEndo Beta Starter Kit** nero (bianco **BKW**)  
Pistola per l'otturazione, base di ricarica, trasformatore AC con cavo e spina, protezioni termiche (3 pz.), pistone, scovolino per la pulizia, pellet di guttaperca (100 pz.), 8 aghi (24 mm 20 ga. 2 pz. - 24 mm 23 ga. 4 pz. - 24 mm 25 ga. 2 pz.), chiavetta piega-aghi, istruzioni per l'uso.

€ 1.890,00 € 1.390,00

**compresa garanzia ILIC'  
"GRATIS APPARECCHIO SOSTITUTIVO"**

## AGHI SUPERENDO BETA in Argento

*Gli aghi più Richiesti*



24 mm 25 ga.    24 mm 23 ga.    24 mm 20 ga.    28 mm 23 ga.    28 mm 20 ga.

Lunghezza	ø 25 ga (0,50 mm)	ø 23 ga (0,63 mm)	ø 20 ga (0,81 mm)
21 mm	–	59 312BSN2123	–
22 mm	–	–	59 312BSN2220
24 mm	59 312BSN2425	59 312BSN2423	59 312BSN2420
26 mm	59 312BSN2625		
28 mm	–	59 312BSN2823	59 312BSN2820
1 Blister con 4 aghi € 71,50		2 € 64,50 cad. • 3 € 60,50	
50 mm	59 312BSN5020 Uso veterinario, ø 20 ga (0,90 mm) € 85		

**NEW**



## AGHI MULTIBENDING

Per SuperEndo-Beta, Beta Mini. **Piegabili più volte**

Lunghezza	ø 25 ga (0,50 mm)	ø 23 ga (0,63 mm)	ø 20 ga (0,81 mm)
24 mm	59 312BMN2425	59 312BMN2423	59 312BMN2420
1 Blister con 4 aghi € 79,00		2 € 71,00 cad. • 3 € 67,00	

## GUTTAPERCA IN PELLETT BETA



Guttaperca in pellet per SuperEndo β, conf. da 100 pz.	Soft (morbida)	Regular (media)	Hard (dura)
	59 312GPS	59 312GPR	59 312GPH
€ 48,90			

2 € 44,00 cad. • 3 € 41,50



# NeoSEALER Flo Kit 2,2 g

NeoSealer Flo è fabbricato negli USA




Carolyn Primus, PhD

È un sigillante canalare **bioceramico bioattivo** (% di cemento bioattivo superiore a tutti gli altri sigillanti bioceramici) con proprietà di lavorazione superiori, che promuove la formazione di idrossiapatite per attivare il processo di guarigione.

**Caratteristiche e Benefici:** • Bioattivo perché promuove la formazione di idrossiapatite • Versatile nell'uso: ottimizzato per le tecniche di otturazione sia verticali a caldo che a cono singolo • Privo di resina • Non scolorisce • È confezionato in un tubo di alluminio per una conservazione esente da umidità • Inclusi 20 puntali FloTip anti spreco 25 Gauge. (disponibili a parte anche con puntali Flex Flo)



**Flex Flo Tip®**  
Più precisione  
81% meno spreco



Cannula da 25 gauge, lunghezza 25 mm.  
Punta piegabile per una migliore accessibilità  
Disegno anti spreco, risparmio del 53% rispetto ai puntali convenzionali

## Tempo di indurimento

Più rapido rispetto ai più noti sigillanti neoceramici.

## Ottimizzato

Sia per l'otturazione verticale a caldo che a cono singolo

NeoSEALER Flo



37 534NS22 NeoSEALER Flo Kit 2,2 g + 20 Aghi Flex FloTip	€ 208,93	€ 113,00
37 534NSR22 NeoSEALER Flo Kit 2,2 g Refil	€ 167,14	€ 89,90

(Flex Flo Tip: più precisione e 81% di riduzione dello spreco di prodotto.)

Flex Flo Tip	
20 pz	40 pz
46 54220	46 54240
€ 37,90	€ 68,00

# NeoPUTTY STARTER KIT (0,50 g.)

NeoSealer Flo è fabbricato negli USA

Premiscelato bioceramico bioattivo con proprietà di lavorazione superiori che promuove la formazione di idrossiapatite per avviare il processo di guarigione. Ottimizzato per una manipolazione ed un posizionamento più efficienti. Il suo film compatto, non appiccicoso, resistente al risciacquo, unitamente alla bioattività lo rendono il Putty migliore per 11 delle procedure più importanti. **Elevato PH • Bioattività su base MTA • Consistenza solida non appiccicosa**

**Caratteristiche e Benefici:** • Nessun essiccamento tra gli usi • La più alta radiopacità della sua categoria • Equivalente AI da 8,1 mm • Bioattivo dovuto alla formazione di idrossiapatite • Versatile nell'uso • Non scolorisce • Viene fornito in un tubo di alluminio per una conservazione senza umidità • Periodo di validità di 3 anni.



Siringa a zero spreco con pistone di estrusione positivo



**Indurisce in vivo in presenza di umidità**



37 534NP05 NeoPUTTY Starter 0,5 g.	€ 115,92	€ 67,00
37 534NP12 NeoPUTTY Starter 1,2 g.	€ 231,99	€ 134,90

- Incappucciamento diretto o indiretto della polpa
- Pulpotomia parziale • Sottofondo • Pulpotomia • Riparazione di perforazione • Riassorbimento radicolare • Otturazione radicolare • Apecificazione delle radici • Otturazione apicale • Apexogenesi.

# NeoMTA2 Bioceramico attivo facile e veloce da miscelare per ottenere la giusta consistenza per le varie applicazioni.

Per anni i dentisti si sono accontentati della resina inerte e dei materiali a base di ZOE oppure pagando molto per prodotti bioattivi. L'esclusivo gel di NeoMTA2 consente di miscelare ad una consistenza del Putty spesso o a quella del fine sigillante con prestazioni che portano a un percorso verso migliori risultati per i pazienti: **un prodotto per 13 delle procedure più importanti.**

• Ha notevoli proprietà bioattive per una migliore guarigione • La consistenza sarà omogenea e liscia dopo la miscelazione, grazie alla polvere microfine e all'esclusivo gel progettato da Avalon Biomed • Buona resistenza allo sciacquo • Setting rapido, 14 min • Il rapporto di miscelazione può essere adattato alla procedura e applicazione desiderate • Grazie alla sua consistenza sottile, il materiale può essere inserito molto accuratamente nel canale.



microdosatore

NeoMTA 2



Miscelato come Putty



Miscelato come sigillante

**Immediatamente resistente al risciacquo:** rimane dove è stato posizionato in modo da consentire la completa procedura in efficienza, garantendo un beneficio più attivo. Con 0% di perdita di peso, NeoMTA2 è più stabile rispetto ai principali concorrenti.

37 534010 1,0 gr. (10 applicazioni)	€ 165,60	€ 96,00
37 534025 2,5 gr. (25 applicazioni)	€ 286,15	€ 166,00

2023  
Quality Choice  
★★★★★



Testina ø 1 mm  
Multi Brush Color



Testina ø 0,5 mm  
Multi Brush Nero XS

## MULTI-BRUSH COLOR Originali DENBUR

Made in USA

Gli applicatori con la punta più sottile ed il pennello più consistente

Simply  
the best

- Pennellino monouso economico e versatile
- Per la rapida applicazione di piccole quantità di materiale in aree impervie
- Ideale per agenti adesivi, emostatici e soluzioni rivelatrici, dispensabili in quantità ridotte (fino ad 1/8 di goccia).

### Multi-Brush Color - Applicatori e Dispenser Easy-Shake

150 Applicatori in 1 Dispenser € 17,50

a scelta 2-10% • 3-15%

VERDE S	ARANCIO S	ROSA S
46 539151	46 539152	46 539153

VIOLA S	GIALLO S	NERO XS
46 539154	46 539155	46 539158

600 Applicatori in 4 Dispenser € 51,75

a scelta 2-15% • 3-20%

46 539601	46 539602	46 539603
-----------	-----------	-----------

46 539604	46 539605	46 539608
-----------	-----------	-----------



Doppia piegatura

## Magic-Brush

2-10% • 3-15%

Esclusiva proprietà di piegatura doppia grazie al design speciale (bloccaggio tacche) ideali per applicazioni linguali e distali.

Magic-Brush con dispenser Easy-Shake 150 pezzi € 22,00

X-S Bianco	S Blu past.	S Argento	Med Teal	Large Blu
46 530151	46 530152	46 530153	46 530154	46 530155



## Maxi-Brush

2-10% • 3-15%

Floccaggio cilindrico, tre misure (Ø 0,9 / 1,5 / 1,6 mm), Doppia possibilità di piega. Ideale per l'applicazione di adesivi, per l'applicazione del cemento.

Maxi-Brush con dispenser Easy-Shake 150 pezzi € 36,50

S Blu past	Med Teal	Large Blu
46 535152	46 535153	46 535154



## Master-Brush

2-10% • 3-15%

Pennello per applicazione con 2 lunghezze di setole: Lungo (bianco), corto (nero).

Master-Brush con dispenser Easy-Shake 125 pezzi € 26,50

Setola corta (nera)	Setola lunga (bianca)
46 533121	46 533122



## Nano-Brush Endo

2-10% • 3-15%

La conicità si basa sulla preparazione del canale ISO. 2 diametri, 2 lunghezze (10, 15 mm)

Nano-Brush con dispenser Easy-Shake 120 pezzi € 43,90

Corto (30-35)	Lungo (30-35)	Corto (40-45)	Lungo (40-45)
46 534120	46 534121	46 534122	46 534123

## Multi-Hold

€ 30,00

Il pratico manico autoclavabile per utilizzare con gli applicatori Denbur. Migliora l'accesso e la visibilità.

46 539020 Multi-Hold 20 pezzi € 52,50 € 30,00


Lo scopo del rinforzare le resine composite dentali non è quello di incrementare la loro resistenza alla flessione, ma piuttosto di aggiungere la qualità di resistenza alla frattura. La resistenza alla flessione è una misura della rigidità mentre la tenacità alla frattura è una misura della capacità di un materiale di resistere alla rapida propagazione di una frattura. *Dr. David Rudo*

## Fallo in modo che non si rompa con Ribbond!

Le fibre Ribbond consentono di realizzare protesi super resistenti e durevoli alla poltrona in una seduta.



## Ribbond "Wall Papering Technique" Dr. Simone Deliperi



Ribbond non ha scadenza, e quindi ha un effetto positivo sulla riduzione di sprechi e costi

2022  
Quality Choice  
★★★★★

rif.  
PR RINTRO



Indispensabile!



"State of the Art!"




La sicurezza di impregnare le fibre in profondità.

Non utilizzare adesivi contenenti primer dentali o acidi mordenzanti, né compositi fluidi.



## Le fibre di rinforzo Gold "Standard" dal 1991

**Il migliore e più facile da usare:** Ribbond non ha memoria e ciò rende il posizionamento estremamente facile



### Minimo spessore di adesione:

- massimo effetto ed efficacia del laminato
- maneggevolezza superiore
- massimo confort del paziente



## RIBBOND Nastro di Rinforzo Multifunzionale. In polietilene, applicabile con le Tecniche Adesive



Trattamento al plasma a garanzia dell'adesione chimica



Tessitura brevettata Ribbond, fornisce una rete di fibre intrecciate tessute che ferma la propagazione delle incrinature grazie al trasferimento multidirezionale delle forze

Resistenza alla frattura superiore le stesse fibre Ribbond sono utilizzate per creare i giubbotti antiproiettile

**Prova Ribbond Ultra!** Ribbond-Original diviene il "Gold Standard" nelle fibre di rinforzo dentali dal 1991. Da allora Ribbond ha apportato numerosi miglioramenti. Le fibre **Ribbond Ultra**, introdotte nel **2013**, è il più sottile degli altri prodotti Ribbond e intuitivamente ha maggiori qualità di resistenza. **Ribbond Ultra** è più facile da usare, le protesi sono più sottili e confortevoli per i pazienti e sicuramente garantirà risultati clinici duraturi.

Promo IntroSet PR RIFW € 491,26 iva compresa

26 32500 Ribbond Ultra, Kit Assortito, 3 Nastri da 22 cm: 2, 3, 4 mm + Manuale € 407,00 € 375,00 + iva 4%  
+ omaggio Fiber Wetting Resin (€ 43,00)  
+ Forbici Ribbond € 93,00 € 83,00 + iva 22%

## RIBBOND FORBICI Indispensabili per tagliare le fibre

• Inox di altissima qualità esclusive • Autoclavabili.

26 3903 Forbici Hi-Tech Stainless Steel € 93,00 € 83,00

## RIBBOND Ricambi Ultra spessore 0,12 mm - iva 4%

	Ortho 1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
68 cm	26 32501	26 32502	26 32503	26 32504
22 cm	26 32511	26 32512	26 32513	26 32514
	€ 410 68 cm a scelta 2 € 370 cad. • 3 € 357 cad.			
	€ 182 22 cm a scelta 2 € 165 cad. • 3 € 159 cad.			

## FIBER WETTING RESIN Per impregnare le fibre

Resina non caricata di IV generazione, garantisce l'adesione chimica al composito. Priva di alcool, solventi organici, primer o monomeri. Funziona con tutti i compositi anche duali.

22 063017 Fiber Wetting Resin 10 ml € 43,00 € 37,00



Sabbiatrice approvata da FDA per uso intraorale CE.



Altezza .....23 cm  
Peso .....2,1 kg  
Diametro base .....31 cm  
Alimentazione....12 V/trasf. 600 Ma



### Mini Blaster Hi-Tech by Deldent

Sabbiatrice intra ed extra orale a pressione regolabile

- Il tasto di controllo posto sulla parte superiore facilita l'uso a destrorsi e mancini con una presa familiare
- L'ugello è sostituibile e grazie all'apposita ghiera la testina di lavoro è ruotabile di 180°, senza intasamenti
- Funziona con ossido di alluminio da 50 µm alla pressione di 80-100 psi (6-7 atm circa).

98 56505 Mini Blaster Kit, con attacco a "T", tubo 250 cm, valvola, biossido di alluminio.

€415 €350 (off. fino 12/2024)

### StarDust PERIODENT Cabina raccolta polveri

Compatta, per tutte le sabbiatrici cliniche e per le rifiniture protesiche in studio

StarDust è silenzioso ed efficiente e l'abrasivo esausto si deposita nella base inferiore.

Cabina raccolta delle polveri per l'uso extraorale di Miniblaster, utile per:

- Irridimento delle superfici interne di corone e ponti, bande ortodontiche e perni monconi
- Ritocco di manufatti protesici e pulizia di attacchi ortodontici.

98 56600 €422 €350



PR DMBSD MiniBlaster + StarDust €837 €590



### Dust-X

Sacchetto raccogli polveri Patent Pending

Vuoi eliminare le polveri dall'ambiente e velocizzare alla poltrona le procedure per le protesi totali e le riparazioni di protesi parziali acriliche?

Uso alla poltrona / Risparmio di tempo

98 3601 Uso alla poltrona. Cattura le polveri contaminate. Risparmio di tempo. 20 Sacchetti usabili più volte.

20 pz €69 €55 • 2 cf €49 cad.



Grazie Prof. L. Prosper:  
Semplice rimozione di un ponte in ceramica integrale



video

### Richwil Toglicorone sicuri e facili

Blocchetti di resina atossica idrosolubile per la rimozione di intarsi, corone, ponte, senza il rischio di danneggiarle. Il blocchetto scaldato in acqua aderisce alla struttura dentaria, alla ceramica, ai metalli, alla resina; la rimozione avviene con la forza esercitata dal paziente.

33 59901 Richwil 50 pz in bustine da 2 pz.

€57 €49,50

### Toglicorone PERIODENT Wynman

Per afferrare i provvisori e rimuoverli senza problemi di accessibilità o scivolamento.

- Con inserti in carburo di tungsteno

33 04131 Pinza Periodent Wynman TC

€195 €129





**Caratteristiche fisiche/meccaniche.**  
 Polimerizzazione: duale.  
 Resistenza alla flessione: 147 MPa  
 Assorbimento d'acqua: 25 µg/mm<sup>3</sup>  
 Solubilità: trascurabile

€ 90

Eccellenti proprietà estetiche e fisiche indicato per la cementazione di tutti i tipi di materiali per restauri indiretti. Spessore ultrasottile. **Radiopaco**. A polimerizzazione duale con primer autocondizionante. Indicazioni: cementazione adesiva di ricostruzioni integrali in ceramica ad alta resistenza (zirconia e allumina) • Cementazione adesiva di faccette indirette in composito o ceramica, corone, ponti, intarsi e ponti armati • Riparazione di ricostruzione e protesi • Cementazione di svariati tipi di perni monconi in resina/metallo/fibra di vetro.

**Estetica: 2 gradazioni ultra stabili, Trasparente e Avorio, con elevata traslucenza per un'ottima armonizzazione, indipendentemente dallo spessore della pellicola di cemento.**

Resicem pasta 5 ml + 10 cannule di miscelazione	
22 555221 Resicem Clear	22 555222 Resicem Ivory

Cemento composito duale automordenzante



Solo 11,8 µ



La polimerizzazione di due secondi assicura un'agevole pulizia dei margini.

€ 76,50

**BEAUTICEM SA** SHOFU Cemento duale universale

Automordenzante. Unisce adesivamente in modo semplice, veloce e affidabile la sostanza dura del dente con tutti i materiali per restauri indiretti e tutti i tipi di restauro. Non necessita di bonding o condizionamento. **Radiopaco**.

- Inlay, onlay, corone e ponti in ceramica integrale
- Corone e ponti in Zirconia
- Protesi in leghe preziose, semi-preziose, non preziose e anche in titanio
- Corone e ponti in metallo-ceramica
- Restauri CAD/CAM Inlay, onlay, corone e ponti in composito indiretto
- Restauri in ceramica integrale, composito e metallo su abutment implantari
- Perna moncone in metallo e composito.

Beauticem SA : 5 ml + 10 p.li € 93,50	
22 555213 Beauticem SA Clear	22 555214 Beauticem SA Ivory

Cemento di fissaggio vetroionomerico



€ 65

Cemento vetroionomerico utilizzato per la cementazione di perni, corone, ponti anche estesi, inlay, onlay e bracket ortodontici. Lungo tempo di lavorazione con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO**. **Radiopaco**.

INDICAZIONI: • Perna • Corone e ponti metalloceramica • Corone e ponti in zirconio • Ponti estesi • Restauri in ceramica integrale • Inlay • Bracket ortodontici.

Set: polv. 35 g, liq. 17 ml, misurino, spatola, blocco miscelaz.		
Codice	PN SH	Descrizione
22 55166	(1166)	Glasionomer CX-PLUS Set

Cemento definitivo ossifosfato di zinco

**Formula chimica originale del precedente Harvard.**



**Proprietà fisiche - Presa Normale**

Tempo di miscelazione: 90 sec.  
 Tempo di lav.: 1,5 min. § - 3 min.\*

**Proprietà fisiche - Presa Rapida**

Tempo di miscelazione: 90 sec.  
 Tempo di lavorazione: 2,5 min.\*

\*Per fissaggi definitivi §Per sottofondi

**HOFFMANN'S CEMENT** ZINC PHOSPHATE

Cemento definitivo a base di fosfato di zinco, per fissaggio definitivo di corone, ponti, inlay, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione di viti e perni monconi, ricostruzioni di monconi, sottofondo per tutti i materiali di otturazione, otturazioni provvisorie.

**Hoffmann Zinc Phosphate Cement - Confezionamenti Disponibili in 15 colori su richiesta. Normalmente fornito 03 Avorio**

22 95511	Polvere Regular Avorio 100 g	€ 31,00
22 95512	Polvere Fast Avorio 100 g	€ 26,50
22 95523	Liquido Regular 40 ml	€ 20,50
22 95513	Liquido Fast 40 ml	€ 17,50



**Weropress® LT Monomero** è stato sviluppato appositamente per prolungare la fase di colata della resina. Ad una temperatura ambiente tra 21 e 23 °C, i tempi di lavorazione della Weropress® si allungano di 2-3 minuti. Grazie al processo di polimerizzazione controllato, la resina può essere lavorata più facilmente e in sicurezza, soprattutto nei mesi estivi più caldi.

**LT**  
(Long time)  
**Monomer**

Resina autopolimerizzante DI PRIMA CLASSE ad alta stabilità cromatica. Grazie alla sua ricetta unica del polimero e monomero è adatta a tutte le indicazioni e modalità di trattamento, iniezione, stampaggio, pressatura e colata.

**Indicazioni:** • Protesi totale, protesi parziale • Protesi ibride, protesi a copertura, protesi combinate • Protesi scheletrate • Riparazioni, ribasature • Ausili occlusali, guide occlusali.

**Vantaggi:** • Buon adattamento alle aree di sottosquadro, come ad esempio nel caso di tubercoli ben distinti senza rottura in fase di smuffatura • Facile lucidabilità • Stabilità cromatica • Concordanza di tonalità con le resine per protesi Merz Dental • Alta resistenza alla placca grazie alla ricetta innovativa del PMMA • Nessuna decolorazione dovuta a sistema catalitico avanzato • Biocompatibilità testata • Privo di cadmio.



€85	rosa	rosa venato	pink3	H-rosa	chiaro	C34*	CS41***	rosa 33%****
1000 g	25 716050	25 716051	25 716057	25 716052	25 716053	25 716054	25 716041	25 716042

\*rosa scuro opaco venato \*\*rosa scuro opaco \*\*\*rosa bluastro \*\*\*\*rosa 33% trasparente venato



€75			
Weropress®	1000 ml	REF	25 716086
Weropress LT®	1000 ml	REF	25 716026

disponibile anche Intro Kit  
**WEROPRESS 100 gr. + 100 ml**  
**€35**



### CRB-CERARESIN BOND

Per tutte le riparazioni di chipping per i rivestimenti in ceramica o composito. CRB unisce in sicurezza compositi o resine a metallo, resine, compositi o ceramica - **evita l'uso dell'acido fluoridrico in bocca.**

22 54741 1 Bond n.1 6 ml, 1 Bond n.2 5 ml, 5 pennellini, 5 vaschette € 180

**VANTAGGI** procedura semplice e rapida, brevi tempi di lavorazione • Strato adesivo sottile trasparente (non adesivo, applicato in strato sottile uniforme) • Nessuna linea di demarcazione dell'adesivo, fondamentale per lavori di estetica elevata • Forte adesione tra resina e metallo, previene infiltrazione marginale, erosione e macchie • Elevata forza adesiva e lunga durata.



## Mordenzante per ceramica

## PORCELAIN ETCH & SILANE



### PORCELAIN ETCH E SILANE ULTRADENT Mordenzatura della Ceramica / Silanizzazione

La mordenzatura con Acido Fluoridrico seguita dalla silanizzazione conduce a valori di adesione sulla ceramica molto alti. Le ricerche dimostrano che l'uso di Silane in combinazione con Porcelain Etch e PQ1 o PermaQuick Bonding Resin assicura valori di adesione altissimi rispetto ad altri prodotti per l'adesione su ceramica.


- Facile controllo e posizionamento, non macchia composito o resina
- Silano monocomponente.

#### Tempi di mordenzatura in base al tipo di ceramica

#### ACIDO FLUORIDRICO 9,5%

- Cer. feldspatica 60 sec.
- Cer con Leucite 25 sec.
- Disilicato di Litio 10 sec.

Mordenzatura di una ceramica integrale. Protocollo su [www.ilic.it](http://www.ilic.it) Prof. L. Prosper



**1 minuto di mordenzatura**  
Applicare Porcelain Etch con Inspirial Brush Tip. Agire per 1 min. Prosciugare e asciugare la superficie con getto d'aria.

**1 minuto di silanizzazione**  
Applicare Silane; lasciare agire per 1 min. quindi asciugare con aria. Proseguire con l'adesivo e fotopolimerizzare il bonding. Eseguire la riparazione con il composito.

22 11405	Porcelain Etch Kit. . . . .	99,00
	2 Sir. 1,2 ml (0,96 g) Silane, 2 Sir. 1,2 ml (1,33 g) Porcelain Etch (9,5%) - 20 Black Mini Brush Tip, 20 Inspirial Brush Tip	
22 11406	Porcelain Etch 2 Sir. da 1,2 ml (1,33 g). . . . .	39,00
22 11410	Silano 2 Siringhe da 1,2 ml (0,96) g. . . . .	29,50
46 12190	Black Mini Brush - 20 pz. . . . .	19,00
46 12710	Inspirial Brush - 20 pz. . . . .	€22,20 €12 • 2 €10 cad.



**Selezione del modello Aqualizer®**

Disponibili in 3 diversi spessori: **basso, medio, alto**. Lo spessore è determinato dalla quantità di fluido nell'Aqualizer. **Medio**, utilizzato per la maggior parte dei pazienti. **Basso**, adatto a pazienti con apertura limitata o sensibilità a qualsiasi cosa in bocca. **Alto**, adatto per i pazienti con spazio libero posteriore più ampio (morso profondo) o che necessitano di apertura del morso.

**Spessori:** Ultra e Slim: Basso 2 mm, Medio 3 mm, Alto 4 mm. Mini: Basso 1 mm, Medio 2 mm, Alto 3 mm

**AQUALIZER® ULTRA, SLIM, MINI**

Ideale per la rilevazione centrica muscolare.

Bite idraulico che sfrutta il principio dei vasi comunicanti per l'equilibrio muscolare. Ideale per la rilevazione centrica muscolare.

Versione più recente progettata per aumentare il comfort e la protezione delle gengive. Modello più grande con cuscinetti d'acqua più grandi. Anche l'area di chiusura occlusale è più ampia e quindi consente la più vasta gamma di piani di dislocazione occlusale.

Le dimensioni abbastanza grandi consentono di essere indossato su bite e allineatori. Utilizzato per bocche di dimensioni medie. Di forma più sottile si adatta bene all'arcata dentale con meno contatto linguale ed è adatto a pazienti più sensibili. Si adatta a tutte le dimensioni delle mascelle normali.

È il modello più piccolo. La lunghezza dell'arcata è più corta e i cuscinetti per l'acqua sono la metà della larghezza e dello spessore di Ultra. Utilizzato per adolescenti e bocche piccole.

Cf. 10 pz. € 325 € 295 (singolo € 39,50)	ULTRA L.116 H. 30X13	SLIM L.116 H. 30X10	MINI L.120 H. 26X12
Ass.: 2B, 6M, 2A	19 37110	19 37310	19 37210
Bassi	19 37111	19 37311	19 37211
Medi	19 37112	19 37312	19 37212
Alti	19 37113	19 37313	19 37213
2 cf. € 275 cad. • 3 cf. € 260 cad.			

# Check-Film

"The Original Articulating Film"

#1 Leading Articulating Film for Dental Clinics and Laboratories



2022 Quality Choice ★★★★★



**CHECK-FILM Film Universale 21 µm** per micro-correzioni

**CARATTERISTICHE - VANTAGGI**

- Super sottile, significa maggiore precisione
- Non innescherà riflessi mandibolari che potrebbero spostare il morso
- Produce costantemente segni nitidi di facile interpretazione
- Non creerà false marcature
- Si allunga ma non si spezza, superiore deformazione plastica.



Check Film II rivestito su 1 lato, 280 strisce 90 x 22 mm € 33,50

19 C5015 Rosso
-------------------

Check Film II rivestito su 2 lati, 280 strisce 90 x 22 mm € 33,50

19 C5018 Nero/Nero	19 C5021 Rosso/Rosso	19 C5017 Rosso/Nero
-----------------------	-------------------------	------------------------

Check Film II rivestito su 2 lati, 250 strisce in blocchetti (5 x 50) 90 x 22 mm € 38,50



19 C5053 Rosso/Nero
------------------------

a scelta 2-10% • 3-15%

**ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Asciugare la superficie occlusale del dente (denti artificiali e altri restauri)
2. Per regolare il contatto occlusale mediante molaggio su un'area di contatto, far mordere più volte in occlusione centrica e abradere il colore nell'area segnata
3. Per diagnosticare differenze nei contatti occlusali durante i movimenti mandibolari, usare la carta bicolore segnando prima in rosso i movimenti disclusivi e poi in nero i contatti di centrica.



NEW

Autoclavabile 121°

**LEAF GAUGE** Calibro per misurazioni

Strisce **sterilizzabili** e disinfettabili (NO alcool o glutaraldeide) e riutilizzabili. Molto utile per **equilibratura occlusale** e **coronoplastiche**, dove viene utilizzato in modo incrementale; quale **deprogrammatore anteriore** nella presa delle registrazioni di centrica; per il **mantenimento della dimensione verticale** nelle registrazioni interocclusali e per la **diagnosi iniziale delle prematurità** nei disturbi dell'ATM.

19 95H20 Calibro Huffman Leaf Gauge € 58,00 € 51,00

SpotIt angolato



SpotIt dritto

### SPOT-IT Rivelatori di contatti per protesi fissa

Identificare i punti di contatto interprossimali non è mai stato così facile!

#### 4 Ragioni per utilizzare SpotIt

1. Indicazioni esatte. 2. Accesso ottimale grazie al design, dritto o angolato. 3. Uso agevole, non serve assistenza. Accurato e fa risparmiare tempo. 4. Nessun pasticcio, indicazioni chiare, non lascia segni oltre l'area di contatto.

SpotIt 18 pz. (ass.to 9+9) € 34,90		
Assortimento 9+9	Dritto 18 pz.	Angolato 18 pz.
19 95312	19 95313	19 95311
2 cf. a scelta € 29,70 cad.		



1. Inserire la corona o il ponte.


2. Spingere SpotIt attraverso il contatto per marcarlo.

3. Indicazione esatta dell'area dove è necessario il ritocco.

4. Marcatura sul dente adiacente dopo la rimozione.

### "Quando i millimetri contano Andra Gauge è l'unica scelta"

- Verticale
- Lato a Lato
- Antero/Posteriore



La possibilità di inserire e fissare in sede le posizioni antero-posteriore e verticale fornendo allo stesso tempo in posizionamento preciso del movimento sagittale rende **Andra Gauge** il mezzo ideale per eseguire la miglior **registrazione oclusale**, precisa, accurata e riproducibile.

### Andra Gauge

#### Caratteristiche e Vantaggi

- Misurazioni Sagittale, Verticale, Antero/Posteriore.
- Meno tempo alla poltrona.
- Elimina i costi ed i tempi di pulizia.
- Funziona con la maggior parte delle Filosofie e Modalità.
- Sicuro per la Radiologia.
- Monouso.
- Realizzato in durevole policarbonato.
- Resistente agli impatti, ed al calore.
- Ottima visibilità e contrasto.

#### Ideale per la realizzazione di:

- Dispositivi per l'apnea notturna.
- Splint/Bite per l'ATM.
- Splint/Bite per Bruxisti.
- Apparecchi ortodontici funzionali.

**Andra Gauge** viene utilizzato congiuntamente a polivinilsilossani per registrazioni oclusali (es. **Blu Mousse**).

Dispositivo mono-paziente imbustato igienicamente

19 76101 Andra Gauge, 1 pz. € 38,00 2 € 34,00 cad.

19 76106 A.G. EconoPack, 6 pz. € 189,00 2 € 174,00 cad.



Allineare la linea mediana.



Inserire le posizioni desiderate.



Applicare il materiale per la registrazione



Far chiudere nella posizione stabilita.



Perfetta registrazione oclusale.

Nominato nella Top Ten Most Wanted Lab Products del 2012, questo strumento unico nel suo genere garantisce i risultati estetici e funzionali migliori possibili con la creazione di uno schema preciso tra paziente, dentista e laboratorio.



### FLEXIMETER-STRIPS Calibri di preparazione

Ideali per la valutazione degli spazi e per la preparazione dei provvisori precedente l'intervento odontoiatrico. Prodotti con uno speciale caucciù al silicone. Sterilizzabile fino a 200°C.

rosa		verde		blu	
19 35250 Fleximeter 1,0 mm 15 pz.		19 35251 Fleximeter 1,5 mm 15 pz.		19 35252 Fleximeter 2,0 mm 15 pz.	

€ 25,50 2 € 23,00 cad. • 3 € 22,00





# WAMkey




**WAMKEY** Sistema eccezionale per rimuovere qualsiasi corona o ponte cementati con qualunque materiale!

**DELICATO** • La pressione esercitata da WAMkey® sul dente di supporto aumenta progressivamente fino alla rimozione, senza scatti, con una procedura assolutamente **indolore**. Senza anestesia, il paziente avverte al massimo la sensazione di masticare un alimento duro.

**RAPIDO ED ECONOMICO** • Rimozione **molto facile** di una corona in **1-2 min.**  
 • Ponti e corone riutilizzabili per un risparmio di tempo, denaro e materiali (evitare di tagliare l'intera protesi, comporta anche il risparmio di frese e contrangoli). WAMkey è **efficace in oltre il 90% dei casi**.

**PRESERVA LE CORONE** • Le aree cervicali, oclusali e punti di contatto sono preservati. La protesi rimossa rimane funzionale dopo una semplice otturazione in ambulatorio, o una riparazione in laboratorio; e potrà servire da provvisorio o da protesi permanente.



Rimozione di un ponte con corona Richmond  
 Dr. William MULLER



**È LOGICO:** l'utilizzo di un **levacrone classico** sottopone il legamento a stress e **movimenti di bascula molto rischiosi** per la preparazione e la radice. Le estremità cervicali della corona possono anche danneggiarsi. Con **WAMkey®** la corona sceglie liberamente la propria traiettoria di disinserimento. Inoltre non vi è alcuna tensione per il legamento e, pertanto, le forze necessarie alla rimozione sono minime, i **rischi di frattura inesistenti** ed il confort per il paziente è massimo.



Testine WAMKey nelle tre diverse misure

con **WamKey Omaggio**

"Terapia parodontale"  
 M.Nevins  
 J. Mellonig



33 14510 Levacrone **WAMKEY KIT** 3 chiavi assortite WAM - 1 CD interattivo

€ 370 € **320**



# MD Guide



Prof. Loris Prosper

**MD GUIDE** Sistema di frese pilota per non rischiare il malposizionamento di qualunque impianto

Non cambia nulla nella procedura e nel sistema implantare utilizzato:


- Perfetto allineamento mesio-distale degli impianti
- Funziona con impianti singoli o multipli
- 2 in 1: fresa pilota e guida chirurgica, tutto in uno!
- Risparmio: evita il ricorso a dime protesiche o chirurgiche.

**Un millimetro può fare la differenza**

56 12GK1 MD GUIDE KIT  
 5 guide foranti assortite, 5 analoghi -  
 1 cassetta chirurgica autoclavabile

€ 695 € **595**

con **MdGuide Omaggio**  
 "Terapia implantare"  
 M.Nevins-J. Mellonig







**OPERA** Pinza multiuso di utilità

"Tienila in vista sul servomobile, prova per un giorno... non nel cassetto!  
Per mettere e sfilare un cuneo. Per sfilare una matrice  
Per passare le strisce abrasive, ecc. *Dr. Giuseppe Chiodera*

34 031230 Pinza Opera € 149,00 € 129,00

Grazie Dr. Giuseppe Chiodera (BS)



1. Applicare J-Temp per ripristinare la struttura mancante del dente.
2. Applicare la resina provvisoria J-Temp in strati di 2-3 mm.
3. Fopolimerizzare dopo ogni strato.



*Dr. Jaleena Fischer Jessop*  
J-Temp  
nata dal bisogno  
di creare qualcosa che non  
esisteva

**J-TEMP™** Resina provvisoria ULTRADENT

**NEW**

La resina provvisoria J-Temp™ è premiscelata per una maggiore facilità d'uso. Ha una viscosità ideale che permette al prodotto di rimanere in sede, ma è anche abbastanza fluida da essere autolivellante<sup>1</sup> e facile da manipolare. Si consiglia l'uso con il puntale Black Mini™ Tip per un posizionamento semplice e preciso. Inoltre, il colore viola chiaro di J-Temp™ consente una facile identificazione e rimozione.

22 155897 (4897)J-Temp Kit 4 siringhe J-Temp,  
20 puntali Black Mini Tips . . . . .45

**4  
in  
1**



Bite ramps  
e rialzi  
occlusali



Barriera  
per  
irriganti



Restauri  
provvisori



Splintaggio  
implantare



**CHU AESTHETIC SET**

Per la standardizzazione che ottimizza le procedure per i restauri estetici

33 H81100 Chu Aesthetic Set. Contiene:  
manico SAT: 2+2 calibri (T-Bar + Inline), 2+2  
calibri all. Core, 1 calibro sonda,  
1 cassetta Inox € 325 279



Semplicemente  
staccare e attaccare



Facile posizionamento  
in ogni area richiesta

**BITE CUSHIONS X-RAY**

**NEW**

- Staccare e incollare
- Facile e veloce
- Utilizzato per entrambe le buste PSP o sensori con guaine
- Senza Latex&BPA



16 P54XRBC X-Ray Bite Cushions, 200 pz . . 11,50 (€ 45,90)



HEX Hi Tech S. Steel Esagonale cavo ø 0,7 cm Super leggero



Super EXcel Hi Tech S. Steel Tond ocavo ø 10 mm Super leggero

## KIT PRIMA VISITA 1 PERIODENT

Selezione di qualità ed estetica

- 33 0KPV1 (contiene gli strumenti):
- 33 067DPC2 Pinzetta College € 10,90
- 33 79725/1 Pinzetta radiato TopVu n. 5 € 3,50
- 33 091821 Manico ultraleggero S.Stem € 5,90
- 33 001105 Specillo N. 9 manico sottile satinato € 19,50



3 KIT € 33,80 • 6 KIT € 31,80 • 12 KIT € 29,80 cad.

## KIT PRIMA VISITA 2 PERIODENT

Selezione di qualità ed estetica

- 33 0KPV2 (contiene gli strumenti):
- 33 067DPC2 Pinzetta College € 10,90
- 33 79725/1 Pinzetta radiato TopVu n. 5 € 3,50
- 33 097102 Manico Ergo S.Stem € 14,50
- 33 001105 Specillo N. 9 manico sottile satinato € 19,50



3 KIT € 41 • 6 KIT € 38 • 12 KIT € 36 cad.

33 005252 Williams Rotonda (1-2-3-4-5-7-8-9-10) Manico tondo 4



€ 21,00  
€ 11,00

33 H0252 Sonda Williams Hu-Friedy (1-2-3-4-5-7-8-9-10) Manico tondo 4.



€ 29,00  
ad esa € 6,00

33 005206 Sonda Singola WHO\*\* Manico Super Excel SEX € 29,00

\*\*Sonda Parodontale OMS/WHO/FDI Consigliata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e della Fédération Dentaire Internationale. L'estremità termina con una pallina e le marcature sono ad anello e permettono una lettura diretta della profondità della tasca, fino a 11,5 mm.

\* La sonda UNC15 onseite oltre alle classiche manovre di sondaggio parodontale, di eseguire le varie misurazioni richieste per configurare, preventivamente, il disegno delle incisioni e, successivamente, verificarne la congruenza. (Abundo-Corrente: Chirurgia plastica parodontale Ed. ACME)

33 001205 Sonda UNC 15\* Manico ø 7 mm HEX € 22,50 2 € 19,50 cad.




33 005234/3 Sonda PERIODENT 2N Nabers M.SEX € 28,50 ad esa € 7



33 H0233N Sonda HU-Friedy 3N Nabers € 25,90 ad esa € 9



33 017101 Sonda Endo DG16/16 M.HEX € 23,50 € 18,50



33 001247 Sonda/Specillo 15/23 € 24,50 € 18,50 FOTO Strumentario pag. 23




33 011103 Sonda End DG16/23 M.HEX € 23,50 € 17,50



33 001247 Expro 23/UNC 15 HEX € 24,50 € 18,50 cad.



33 001248 Expro TU17/UNC15 HEX € 24,50 € 21,50 cad.



33 005125 Specillo Doppio 11/12 M.SEX € 28,50 ad esa € 4



33 005125/3 Specillo 11/12 M.SEX € 28,50 ad esa € 12



33 005124 PERIODENT Specillo 6/6 M.SEX € 28,50 ad esa € 16,50




33 001128 Specillo 23/TU17 HEX € 24,50 € 21,50



33 005109 Specillo 54 M.SEX € 24,50 ad esa € 12



33 H01085 Specillo Hu-Friedy 2H € 28,50 ad esa € 12



33 001101 EX 3A HEX € 19,50 2 € 17,50 cad.



33 H01317 Specillo Hu-Friedy 17 € 22,50 ad esa € 9



33 H01323 Specillo Hu-Friedy 23 € 22,50 ad esa € 9



33 001109 Specillo 54 Manico M.HEX € 19,50 € 12



33 005217 PERIODENT Specillo/Sonda Williams 17/0W [1-2-4-6-7-8-9-10] Manico 5mm € 19,50 ad esa € 8

33 005241 PERIODENT Specillo - Sonda 23/CP8 [3-6-8-11] Manico SEX € 28,50 € 14

33 H02XP2312 Hu-Friedy Specillo - Sonda 23/CP12 € 40,60 ad esa € 15

33 005245 PERIODENT Specillo - Sonda 23/CPN3 Manico 4 € 27,50 ad esa € 19

**MODELLATORI, CARVERS, ESCAVATORI, TAGLIASMALTO**



 <b>33 02573</b> Carver Hollenback 3 m.6 € 19,90 ad esa € 3	 <b>33 025281</b> Ivan 1C Manico Inox RBS € 21,00 ad esa € 3
 <b>33 H2WACD</b> Cleioide/Discoide Hu-Friedy WACD € 25 ad esa € 3	 <b>33 H201NS</b> Otturatore Hu-Friedy 1NS € 29 ad esa € 2
 <b>33 522605</b> Modellatore Shofu 5 Inox € 29,30 ad esa € 1	
 <b>33 025104</b> Escavatore 17/17 SEX/HS € 34,50 ad esa € 12	 <b>33 025105</b> Escavatore 18/18 SEX/HS € 34,50 ad esa € 12
 <b>33 025106</b> Escavatore 19/19 SEX SEX/HS € 34,50 ad esa € 12	 <b>33 021105</b> Escavatore 18/18 Manico HEX € 24,50 € 12
 <b>33 021106</b> Escavatore 19/19 <b>NEW</b> Manico HEX € 24,50 € 19,50	 <b>33 H2SPR18</b> Escavatore Hu-Friedy SPR18 € 46,00 ad esa € 6
 <b>33 H161/62</b> Escavatore Hu-Friedy 61/62 € 25 ad esa € 3	 <b>33 H163/64</b> Escavatore Hu-Friedy 63/64 € 25 ad esa € 3
 <b>33 H210002</b> Escavatore Hu-Friedy E2 € 25 ad esa € 3	 <b>33 H21101</b> Escavatore Hu-Friedy 6 € 25 ad esa € 3
 <b>33 H20177</b> Tagliasmalto Hu-Friedy 28 € 40,60 ad esa € 5	 <b>33 011104</b> Escavatore Endo 31L Manico HEX € 27,50 € 19,50

**STRUMENTI PREPARAZIONE CAVITARIA HATCHETS**

Strumenti da taglio a forma di scure, tagliasmalto

Made in USA by SUTER



 <b>33 32042</b> Tru-Bal Suter Off- Angle TB42S [15-10-16] € 25,90 ad esa € 3,00	 <b>33 32043</b> Tru-Bal Suter Off- Angle TB43S [15-10-16] € 25,90 ad esa € 3,00	 <b>33 32044</b> Tru-Bal Suter Off- Angle TB44S [10-10-16] € 25,90 ad esa € 3,00	 <b>33 32045</b> Tru-Bal Suter Off- Angle TB45S [10-10-16] € 25,90 ad esa € 3,00
--	--	---	--



**33 32232** Suter Off- Angle Tucker 232 [10-98-10-16] € 25,90 ad esa € 3,00

**SUTER SHARP** Affilatore diamantato per specilli

Uso agevole



- Prolunga la durata degli specilli mantenendoli affilati
- Affila Specilli, Scalpelli, Escavatori, Forbici e altro
- Sterilizzabile in autoclave a vapore e in Chemiclave.

**31 3301** Suter Sharp € 29,50 ad esa € 8,00

**PIETRA India 6 Hu-Friedy**

Più morbida, ideale per l'affilatura di strumenti molto usurati.

11,4 x 2,2 cm spessore tra 1 e 0,3 cm.

**31 H214** India n. 6 a cuneo € 35,00 € 5,00

**GOLDMAN FOX** Curette chirurgiche serie Perio ad esa.

 <b>33 035324 GF4</b> € 33,00 ad esa € 3,00 Curette con ulteriore curvatura nel gambo per agevolare la detartrasi dei molari.	 <b>33 035325 GF5</b> € 33,00 ad esa € 9,00 Zappetta per depositi abbondanti e per levigare le radici con movimenti a trazione sovrapposti.	 <b>33 035326 GF6</b> € 33,00 ad esa € 3,00 Zappetta per le superfici prossimali dei denti posteriori, spec. le mesiali dei molari.	 <b>33 035328 GF21/33</b> € 33,00 ad esa € 3,00 Piccolo scaler per azione verticale o circonferenziale e falcetto Jaquette mini diritto.
--	--	---	---

### PERIODENT KRAMER / NEVINS

Curette chirurgiche più larghe e pesanti, per rimuovere tessuto di granulazione e depositi subgingivali tenaci.



33 035331/0 KN 1 Man. ottag. € 29,50 ad esa € 6



33 035332/0 KN 2 Man. ottag. € 29,50 ad esa € 6



33 035333 KN 3 € 33,00 ad esa € 6



33 035334 KN 4 € 33,00 ad esa € 6



Scaler per sopragengivale o debriding a cielo aperto. 33 H35306 Hu-Friedy Scaler falcetto CI 2/3 € 45 ad esa € 9



33 H31413/414 Scaler Hu-Friedy 413-414 € 39 ad esa € 5



Scaler contrangolato per un miglior accesso alle superfici distali. 33 037153 Scaler 204SD PERIODENT Manico HEX € 26 2 € 21 cad.

manico RBS nr. 4 lucido ø8mm

### GRACEY CURETTE

manico SEX/Half satin ø10mm



33 035011/4 Curette PERIODENT Gracey 1/2 € 29 ad esa € 4

manico HEX satin ø7mm



33 031023 Curette PERIODENT Gracey 5/6 HEX € 24 ad esa € 12

manico SEX/Half satin ø10mm



33 035025/HS Curette PERIODENT Gracey 9/10 € 38 ad esa € 5



33 H31G9/10-2 Curette Gracey HF 9/10 € 38,80 ad esa € 3



33 035022/HS Curette PERIODENT Gracey 3/4 € 38 ad esa € 9



33 03G022/0 Curette PERIODENT Gracey 3/4 M. Ott. € 29 ad esa € 3



33 035024 Curette PERIODENT Gracey 7/8 SEX € 38 ad esa € 8



33 035017/4 Curette PERIODENT Gracey 13/14 M.4 € 29 ad esa € 5

### CURETTE COLUMBIA



33 H35173/0 Curette Columbia Hu-Friedy 13/14 M.OC € 33 ad esa € 9



per anteriori  
33 H3171/0 Curette Columbia 2R/2L M.OC € 38 ad esa € 9



per posteriori  
33 H3172/0 Curette Columbia 4R/4L M.OC € 38 ad esa € 9

### LIME PARODONTALI



33 035501/4 Lima Hirshfeld 3/7 m.4 € 35,90 ad esa € 9



33 035503/4 Lima Hirshfeld 9/10 m.4 € 35,90 ad esa € 9

### CURETTE SPLIT CREST € 29,00 € 9 cad.

PERIODENT



33 0511C3 Curette Split Crest SLC3  
Per completare il sollevamento della membrana sinusale.



33 0511C4 Curette Split Crest SLC4  
Per completare il sollevamento della membrana sinusale.



33 0511C6 Curette Split Crest SLC6  
Scollamento della membrana sinusale sull'aspetto apicale e Mesio Distale dell'antrostromia.



33 0511C7 Curette Split Crest SLC7  
Sollevamento della membrana sinusale sull'aspetto coronale e Mesio Distale dell'antrostromia.

### SCALPELLI SPLIT CREST € 29,00 € 9 cad.



33 0511H1 Scalpello Split Crest SCH1  
Taglia l'osso in senso apicale per 5 mm senza divaricare la cresta.



33 0511H2 Scalpello Split Crest SCH2  
Taglia la cresta ossea 10 mm apicalmente e la divarica 4 mm.



33 0511H3 Scalpello Split Crest SCH3  
Taglia la cresta ossea 10 mm apicalmente e la divarica 4 mm.

### ORTODONZIA



### PINZETTA VL Azione Inversa

Premendo le punte si aprono, rilasciando le punte si chiudono.  
• Per l'agevole posizionamento degli attacchi e dei tubi vestibolari.

58 055345R Pinzette VL € 29,50 ad esa. € 10

PERIODENT

## Strumentario PERIODENT



Meriam

College

### PINZETTE PER MEDICAZIONE S.STEEL

- 33 061172 Pinzetta Meriam 16,5 cm € 13,90  
 33 067DPC2 DPC2 College 16,5 cm € 10,90  
 3 -15% • 5 -20% • 10 -25%

### ADSON World's Finest Hi-Tech S. Steel PERIODENT



2 pz.  
-20%

ad esa.  
€ 2,00

Adson Curva  
AD16C

Adson 42

**Atraumatiche** hanno piccole zigrinature per non far scivolare (come i portaaghi).  
**Anatomiche** hanno piccoli solchi poco profondi, ma non dentini.

33 0671145 AD16C  
Anatomica 16 cm  
€ 24,50 2 pz. € 19,60 cad.

33 061143  
Chirurgica 7x7 13 cm  
€ 11,45 ad esa. € 2,00

**SEGNA TASCHE PARODONTALI GOLDMAN FOX** Per eseguire una tacca esterna sulla gengiva al livello più profondo per indicare la linea iniziale da incidere.



33 061161 Segnatasche GF1/Dx 16 cm  
 33 061162 Segnatasche GF2/Sin 16 cm € 18,85 ad esa € 2,00


### Micro Friedman Pinze Hi-Tech S. Steel

• Taglio di precisione per molteplici applicazioni • Realizzate in acciaio inox tedesco della massima qualità DIN • La forma perfetta consente la massima precisione nell'uso.

Becchi delicati  
misura: 1,6-2,2 mm  
curvato a 30°



33 047622 Ossivora MF30  
€ 49,00 € 33 Micro Friedman Becco curvato 30°



**MANICI PER BISTURI BEAVER MICRO** € 89,50 ad esa. € 19  
(attacco Collett)

35 B4550 1350 Fine, cm 13, ø 5 mm • 35 B4560 1360 con 13, ø 7 mm

### Sparta/Beyer World's Finest Stainless Steel: REMANIT PERIODENT

World's Finest Stainless Steel: REMANIT  
Doppia azione - Curvatura marcata. Taglio perfetto in qualunque posizione

33 047651 (ex 33 045651)  
Pinza Ossivora Sparta/Beyer  
€ 225,00 € 115,00



### SCHLUGER

Lime per osteoplastica per aree interprossimali durante le terapie resettive ossee.



33 031529 Lima 9S/10S Manico HEX € 35,00 1 € 29,50 • 2 € 25 cad.

### LEVACORONE CON INSERTI PERIODENT

Pinze per estrazione con inserti silicnici autoclavabili che rendono la presa molto potente, agevolando la rimozione di ponti e corone.



€ 35

33 047501	Levacorone diritta, anteriori, CR17	€ 95 € 35
33 047597	Ins. silicnici CPRS di ricambio 2 pz.	€ 14,50

### PINZETTA RIMOZIONE CORONE - MONCONI

Lunghezza 13,35 cm  
Completamente sterilizzabili. Punta arrotondate ampie, 3 mm, in carburo, zigrinate per una presa antiscivolo senza compromessi. Per corone, monconi e ponti. Facilitano la rimozione di ponti provvisori e perni rotti.



33 3401 PCF-N-45CCR con testina a 45° N/S € 438 € 35

### RASCHIETTO PER OSSO BSA PERIODENT Hi-Tech Ergonomic Efficace Conveniente

Per il prelievo di osso autologo. Con speciale manico Trinovo e lama durevole che, grazie allo speciale acciaio e al sistema di affilatura micrometrica, garantisce fino a 30 utilizzi.

33 057920 Raschiato per osso BSA € 175 € 115  
Curvo completo di 1 lama 6,5 mm

33 057921 Lama per raschia-osso BSA 6,5 mm € 39  
1+1 lame omaggio € 39 € 78,00

**LIGHT SURGICAL "HANDLE"** cavo per maggior comfort e sensibilità. Acciaio chirurgico Hi-Tech



35 047511 LSH5 tondo 15,5 cm, ø9,5mm 1 € 17,50 • 2 € 14 cad.



### Lagrange TC

Forbice 11,5 cm con lame in carburo di tungsteno



Grazie alla doppia curvatura, consente di raggiungere ogni punto del cavo orale, dall'esterno delle papille per disepitelizzarle, all'interno dei lembi per assottigliarli. Questo anche grazie ad una delle due lame zigurate, che aiuta nel taglio dei tessuti, non facendoli scivolare.  
Dr. Giorgio A.E. Santarelli

### Sure Hold TC

Porta aghi universale in carburo di tungsteno



Disegno e le dimensioni ideali per una presa sicura e stabile ma delicata, e consente di guidare con precisione lo strumento per centrare il punto esatto di penetrazione e quello di uscita degli aghi e dei fili di sutura in tutte le zone del cavo orale. In un unico strumento le migliori caratteristiche e la migliore qualità dei portaghi presenti sul mercato." Dr. Sergio De Paoli

### Corn

Pinzetta per suture



Pinzetta delicata multiuso per manipolare tessuti, innesti connettivi, membrane, oltre che per facilitare il posizionamento delle suture grazie alla sua terminazione a "C".  
Dr. Giorgio A.E. Santarelli

33 061254 Forbice Lagrange TC 11,5 cm

€ 54,00 € 39,00

33 061302 S.Hold TC 15 cm

€ 110 € 85

33 061302-18 S.H. TC 18 cm

€ 120 € 89

33 061181 Corn 15,5 cm . . . . € 24 € 17

## FORBICI CHIRURGICHE World's Finest Hi-Tech S. Steel

## PERIODENT

<p>33 061271 Quinby 12,5 cm € 45,00 € 25,00</p>	<p>33 061224 Dean Curvata 17 cm € 36,75 € 19,00</p>	<p>33 061234 Goldman-Fox 13 cm € 23,50 € 17,50</p>	<p>33 061232 Goldman-Fox TC 13 cm € 49,00 € 32,00</p>
---	---	--	---

## Lame Swann-Morton

Lame chirurgiche in Special Carbon Steel, più affilate dell'acciaio inox. Scatole da 100 lame confezionate singolarmente in bustine. Lame n. da 11 a 15C per manici n. 3, 3L, 5, 7, 9, B3.

*Lama sterile	n. 10	n. 11	n. 12*	n. 12D	n. 15*	n. 15C*
Lame Carbon Steel Swann Morton Sterili conf. 100 pz. singoli	35 541010	35 541011	35 541012	35 541012D	35 541015	35 541015C
	€ 28,50			€ 35,50	€ 28,50	

• 10 Per rifinire ribasature dirette • 11 Per incisioni in zone interprossimali, poco indicata per incisioni curvilinee • 12 (taglio interno) e 12D (taglio interno ed esterno), per zone distali o linguali poco accessibili. La 12D\* Per disepitelizzare le papille, finendo a punta a taglio su due lati; anche per cunei distali. • 15 • 15 C per tutti i tipi di chirurgia

**LIGHT SURGICAL "HANDLE"** cavo per maggior comfort e sensibilità. Acciaio chirurgico Hi-Tech



35 047511 LSH5 tondo 15,5 cm, ø9,5mm

1 € 17,50 • 2 € 14 cad.



**Bisturi sterili di sicurezza con lama retrattile**

35 545915C Bisturi sterili Swann-Morton 15 c., 10 pz. € 27,50



**SWANN-MORTON**  
Microlame sterili n. 64.  
35 54064 Sterili 25 pz.  
€ 79,00 € 59,00



Manico Beaver attacco Collet € 89,50 ad esa. € 25,00

## CANNULE CHIRURGICHE PERIO-MINIBLUTIP



32 P3PMBTK Perio-BluTip Kit ø2,0 mm. 25 cannule + 25 Tip € 19,50 2 € 16,50  
32 P3CSW9 Cannula std bianco, 25 pz. € 12,50 € 10,50  
32 P3MTB7 Tip chirurgici MTB, 25 pz. € 8,90 2 € 7,50

**Sistema Vassoi "B-Lok" con coperchio Safe-Lok Tray è un esclusivo sistema brevettato che previene la contaminazione crociata e consente il trasporto sicuro verso la zona di sterilizzazione. Vantaggi:**

- 1** Previene ogni contaminazione causata dalla caduta del Tray usato, durante il trasporto alla zona di sterilizzazione. Gli oggetti restano chiusi fino al processo di detersione e sterilizzazione.
- 2** La chiusura ermetica Safe-Lok mantiene tutto pulito e consente il trasporto fino alla poltrona e il coperchio viene rimosso solo quando il paziente è seduto e può avere inizio la procedura.



### B-Size Vassoio piano o con divisori

- I bordi ampi e smussi rendono sicura la presa
- Piedini antiscivolo a garanzia della stabilità
- Superficie autolubrificante e molto lucida: maggiore resistenza alle macchie
- Dimensioni: 33,97 x 24,45 x 2,22 cm

55 32301 (A-S) B-Size Tray liscio. Disponibili tutti i colori

1 € 22,00 • 2 € 19,50 cad.

55 32401 (A-S) B-Lok Tray con divisori. Disponibili tutti i colori

1 € 23,50 • 2 € 21,00 cad.



### Coperchi per vassoi B-Lok serraggio Safe-Lok

- Meccanismo laterale per il serraggio sicuro del coperchio sul vassoio.
- Adatto solo ai vassoi B-Lok, con e senza divisori
- TRASPARENTE - NON STERILIZZARE A CALDO.

55 325345 Coperchio Safe-Lok Standard 36,24x25,1x1,91 cm

1 € 27,00 • 2 € 24,50 cad.

55 325346 Coperchio Safe-Lok Alto 36,24x25,1x3,02 cm

1 € 29,00 • 2 € 25,50 cad.



### E-Z JETT Cassetta 5 posti (in busta da 13,34 x 30,5 cm)

- Accoglie 5 strumenti.
- Comprende il sostegno per le punte per siringa (Syringe Tip Holder).
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si richiudono facilmente.
- Dimensioni **20,32 x 9,74 x 3,02 cm**

55 33925 (A-S) E-Z Jett Cassette 5 posti. Disponibili tutti i colori

1 € 43,00 • 2 € 39,00 cad.




### E-Z JETT Slim Cassetta 8 posti (in busta da 18,1 x 35,1 cm)

- Accoglie 8 strumenti.
- Compartimento accessorio al centro, per ospitare strumenti aggiuntivi.
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente.
- Si adatta allo Statim.
- Impilabile in Ultrasonis.
- Supporto per punta della siringa incluso.
- Dimensioni **17,78 x 10,16 x 2,54 cm**

55 33911 (A-S) E-Z Jett Cassette 8 posti Slim. Disponibili tutti i colori

1 € 49,00 • 2 € 45,00 cad.



### E-Z JETT Cassetta 10-12 posti (in busta da 25,4 x 38,1 cm)

- Accoglie 10-12 strumenti.
- Compartimento accessorio al centro, per ospitare strumenti aggiuntivi.
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente.
- Dimensioni **22,16 x 17,78 x 2,85 cm**

55 33930 (A-S) E-Z Jett Cassette 10 posti. Disponibili tutti i colori

1 € 63,00 • 2 € 57,00 cad.




### Performance Tool Organizer

Più profonda e spaziosa ideata per gli strumenti speciali e più grandi. Spaziatela a piacere utilizzando i piedini removibili, disponibili anche separatamente.

- Flusso superiore di acqua a garanzia di una detersione completa
- Disegno compatto
- Facile da chiudere e da aprire. Ideale per leve, pinze, pinzette, forbici. Dimensioni 20,32 x 10,16 x 2,54 cm. **Disponibile in tutti i colori**

55 33940 (A-S) Performance Tool Organizer

1 € 79,00 • 2 € 73,00 cad.







Riduci il tuo stress e divertiti con Ergonomia a Colori

Hai bisogno di almeno un Tub per ogni procedura. Ogni Tub dovrebbe essere di colore diverso in modo da identificare velocemente le procedure. Completa ogni Tub con i materiali per le varie procedure.



Endo Tub

Crown Prep Tub

Hygiene Tub

Implant Tub

Syringe Composite Tub

Capsule Composite Tub



### VASCA TUB COMPLETA

- Vasca TUB per Materiali • 1 Vasca TUB
- 1 Tappetino antiscivolo • 8 Sezioni divisorie (grigio)
- 1 Contenitore singolo, con coperchio trasparente
- 1 Contenitore grande, con coperchio trasparente
- 1 Slide Tray interno per vasca, trasparente, con divisori
- 1 Coperchio trasparente e serrante

55 33555 (A-S) Dim.: 32 x 30 x 10,16 cm  
Disponibili tutti i colori.

€ 118,80

1 € 108,00 • 2 € 98,00 cad.



### VASCA TUB BASE

Per "assemblare" un contenitore procedurale in base alle proprie esigenze. Coperchio ordinabile separatamente. Completamente personalizzabile.

55 33563 (A-S) Dim.: 31,12 x 27,62 x 6,98 cm  
Disponibili tutti i colori.

€ 35,00

1 € 28,00 • 2 € 26,00 cad.



### SAFE-LOK™ Coperchio vasca trasparente e serrante

- Coperchio con serraggio per trasporto e conservazione in sicurezza
- Trasparente - NON STERILIZZARE A CALDO
- Dimensioni: 32,39 x 30 x 3,5 cm.

55 335959 Cop.Vasca, trasp.e serrante, 1 pz.

€ 35,00

1 € 29,00 • 2 € 27,00 cad.



### CONTENITORI GRIGI per Vasca TUB Materiali

- Accolgono pennellini, uncini, pellet, puntali per siringhe, punte e pasta per profilassi, pomice, strumenti per implantologia, ecc.
- Utilizzabili nei cassetti o sui tray per oggetti piccoli e perdibili.
- Coperchi trasparenti, sterilizzabili a freddo.

55 335971 Cont. per Vasca singolo, cop.tras.  
Dimensioni interne: 5,72 x 4,13 x 2,86 cm

1 € 13,00 • 2 € 12,00 cad.

55 335972 Cont. per Vasca doppio, cop.trasp.  
Dimensioni interne: 8,6 x 5,72 x 2,86 cm

1 € 13,00 • 2 € 12,00 cad.

55 335973 Cont. per Vasca lungo, cop.trasp.  
Dimensioni interne: 21,27 x 5,72 x 2,86 cm

1 € 21,00 • 2 € 19,50 cad.

Offerta valida per singolo codice



**ORGANIZER: RESTORATIVE TRAY e IMPLANT** Tray per procedure ricostruttive e implantari

**Restorative:** la posizione dei compartimenti riproduce quella dell'arcata per Veneers, inlays e onlays, compositi. Spazi per vaschette monouso per adesivi e cementi, pennelli e materiali. Grazie al trattamento speciale, si può scrivere sopra il coperchio filtrante protettivo il numero del dente corrispondente. Dimensioni: 17,46x11,75x1,59 cm. Colore: viola neon. **Implant:** veloce e facile riconoscimento dei componenti implantari. La forma dell'Organizer copia l'arcata per il riposizionamento degli impianti. I comparti separati evitano che i componenti si mischino. La plastica lubrificata consente di scrivere il numero del dente nell'area corrispondente. Il coperchio mantiene i componenti in sicurezza.

• Coperchio è uno schermo anti UV

55 38295R  
Restorative Organizer  
+ 25 dappen

€ 46,95 € 39,00  
2 € 36,00 cad.



55 38290B  
Implant Organizer 1 pz

€ 41,40 € 35,00  
2 € 32,00 cad.



**CAD/CAM Block Organizer** S

- Organizzazione e conservazione moderna e salvaspazio per i blocchi da fresatura CAD/CAM
- Offre una rapida panoramica e una presentazione professionale dei blocchi di fresatura
- Etichette e cartellini per contrassegnare i singoli cassettei
- Adatto per un massimo di 48 blocchi

**Block Locker Organizer**

Dimensioni: 14,0 x 4,7 x 19,7 cm

55 383417 (E, J, N, Q, S, T, U) € 79,00 € 62

**NEW**



**EZ-ID Rings** Anelli innovativi per la codifica a colori

- Preconfezionati in dispenser di facile impiego
- Fine degli anelli dispersi. Basta far scorrere lo strumento all'interno dell'anello e staccarlo.



SM LG XL

ø mm: 3,17-6,35 6,35-9,52 9,52-12,7

**CLASSIC** ass. 200 anelli  
(A, B, D, G, I) € 82,70

**JEWEL** ass. 200 anelli  
(E, J, T, I, M, U) € 82,70

**VIBRANT** ass. 200 anelli  
(N, O, P, Q, R, S) € 82,70

**SINGOLI** 25 pz.  
Tutti i colori € 12,82

SM 33 3993105  
LG 33 3993205  
XL 33 3993005

SM 33 3993115  
LG 33 3993215  
XL 33 3993015

SM 33 3993110  
LG 33 3993210  
XL 33 3993010

SM 33 3993100  
LG 33 3993200  
XL 33 3993000

1 kit ass. € 74,00 • 2 € 69,00 cad.

2 singoli € 11,50 cad. • 4 € 10 cad.



**EZ-IP Tape** Nastro d'identificazione codificato a colori

- Tape Dispenser con taglierina incorporata
- Il dispenser "roller" evita che il nastro s'intrecci.

33 399315 EZ Tape System **assortimento Jewel** € 72,00

8 nastri colori Jewel (N, O, P, Q, E, S) da 91 cm Dim. 5,72x0,95 cm

33 399310 EZ Tape System **assortimento Vibrant** € 72,00

8 nastri colori Vibrant (N, O, P, Q, E, S) da 91 cm Dim. 5,72x0,95 cm

33 399305 EZ Tape System **assortimento Classic** € 72,00


8 nastri colori Classic (A, B, D, G, I) da 91 cm Dim. 5,72x0,95 cm


1 € 66,00 • 2 € 61,00 cad.

33 399300 EZ Tape Singoli disponibili in tutti i colori ..... € 17,60

Nastri da 305 cm 1 pz. - Dim. 5,72x0,95 cm

2 € 16,00 cad. • 4 € 15,00 cad.





## CASSETTA PERIODENT Inox MOD. D

**NEW**

55 0170D07 Cassetta PERIODENT Inox, 5 str. . . € 72 € 58

## CASSETTA PERIODENT Inox MOD. E

55 0170E05 Mod. E 5 strumenti	€ 60 € 49
55 0170E10 Mod. E 10 strumenti	€ 88 € 72
55 0170E15 Mod. E 15 strumenti	€ 127 € 103
55 0170E20 Mod. E 20 strumenti	€ 139 € 114

## CASSETTA PERIODENT Inox MOD. F

55 0170F05 Mod. F 5 strumenti	€ 58 € 48
55 0170F10 Mod. F 10 strumenti	€ 85 € 71
55 0170F15 Mod. F 15 strumenti	€ 123 € 102
55 0170F20 Mod. F 20 strumenti	€ 135 € 112

## AL-BUR-BLOCK Porta strumenti rotanti in alluminio PERIODENT

AL-BUR-BLOCK			
SMALL € 29 € 27 a scelta 3 € 24 cad.		LARGE € 48 € 44 a scelta 3 € 39 cad.	
SMALL SILVER	SMALL BLU	LARGE SILVER	LARGE BLU
55 P51S1S 15 x FG Dim: 58 x 25 x H31	55 P51S1B 15 x FG Dim: 58 x 25 x H31	55 P51L1S 32 x FG Dim: 80 x 42 x H33	55 P51L1B 32 x FG Dim: 80 x 42 x H33
55 P51S2S 10 x FG + 5 x CA Dim: 58 x 25 x H31	55 P51S2B 10 x FG + 5 x CA Dim: 58 x 25 x H31	55 P51L2S 16 x FG + 16 x CA Dim: 80 x 42 x H33	55 P51L2B 16 x FG + 16 x CA Dim: 80 x 42 x H33
55 P51S3S 6 x HP Dim: 54 x 28 x H62	55 P51S3B 6 x HP Dim: 54 x 28 x H62	55 P51L3S 80 x FG Dim: 100 x 75 x H33	55 P51L3B 80 x FG Dim: 100 x 75 x H33
		55 P51L4S 40 x FG + 40 x CA Dim: 100 x 75 x H33	55 P51L4B 40 x FG + 40 x CA Dim: 100 x 75 x H33



## PORTA STRUMENTI ROTANTI IN PLASTICA PERIODENT

### COLOR BUR BLOCK L36 • L42 (base in silicone, 35 fori universali)

Porta strumenti rotanti in plastica colorata autoclavabili, 36 fori con coperchio trasparente non autoclavabile. Disponibili per FG, CA o misti.

<b>L36</b> 8,3x5 cm base in plastica, 36 fori € 10,50 € 9,50 a scelta 3 € 9 cad.		
55 25LP36FG 36 x FG	55 25LP36CA 36 x CA	55 25LP36M 18 x FG - 18 x CA
<b>L42</b> 8,3x5 cm universale (CA, FG, HP) base in silicone, 35 fori € 13 € 12		
55 25L42R	55 25L42B	55 25L42V




## LOCK-BUR-GUARD PERIODENT

Porta-frese a scatto con blocco chiuso o aperto.

• Autoclavabile fino a 134°C . 12 x FG • Mix 6 x FG + 6 x CA

LOCK-BUR-GUARD FG e MIX Dimensioni: 75 x 35 x 10 mm.					
GIALLO FG	55 P55LFG1	BLU	55 P55LFG2	BIANCO	55 P55LFG3
GIALLO MIX	55 P55LM1	BLU MIX	55 P55LM2	BIANCO MIX	55 P55LM3
AZZURRO	55 P55LFG4	BEIGE	55 P55LFG5	VERDE	55 P55LFG6
AZZURRO MIX	55 P55LM4	BEIGE MIX	55 P55LM5	VERDE MIX	55 P55LM6
LAVANDA	55 P55LFG7				
LAVANDA MIX	55 P55LM7				

€ 9,50 a scelta 3 € 8,50 cad.



SafeMask® - Tipo IIR e tipo FFPII sono le migliori mascherine ad uso medico che abbiamo selezionato per voi, che garantiscono una protezione affidabile senza scalficare il comfort e la traspirabilità.

Simply  
the best

Lo strato esterno in tessuto-non-tessuto SpoonBond offre la massima protezione contro la penetrazione dei fluidi grazie agli strati interno ed esterno idrorepellenti. SafeMask® SofSkin® fog-free tipo IIR prive di lattice, assicurano un impareggiabile livello di comfort e morbidezza risultando ideali per le pelli delicate. La TRASPIRABILITÀ ECCEZIONALE è unica nel settore in quanto supera i requisiti della norma EN 14683:2019.

Medicom  
SafeMask®



MASCHERINA SAFEMASK® SofSkin® fog-free IIR

Lenti appannate?

Le mascherine Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free Tipo IIR assicurano un impareggiabile livello di comfort e morbidezza, risultando ideali anche per le pelli delicate. Per i portatori di occhiali è prevista un'esclusiva fascetta "fog-free" posta sull'archetto nasale che previene l'appannamento di lenti e visiere.

SafeMask® SofSkin® fog-free			
conf. 50 pz.	€ 18,60	€ 17	• 3 € 16 cad. • 10 € 12,60
○ Bianco	53 772159	● Blu	53 772155
● Lavanda	53 772153	● Arancione	53 772162
● Rosa	53 772156	● Verde	53 772158



MASCHERINA SAFEMASK® SofSkin® fog-free IIR

SofSkin fog-free IIR con elastici, auricolari e visiera, EN 14683 Type IIR, DM, classe I, Made in France. Realizzata appositamente per le pelli sensibili, offre una protezione barriera affidabile senza irritare i visi sensibili. Lo strato interno in misto cellulosa, leggero e traspirante, è progettato per ammorbidirsi con l'uso e rimanere fresco sulla pelle. Comoda protezione 2 in 1 con mascherina facciale e schermo oculare combinati. La striscia di flusso integrata impedisce in modo affidabile l'appannamento degli occhiali e della visiera. Protezione aggiuntiva contro gli spruzzi grazie alla classificazione di tipo IIR.

53 7732155 25 pz. € 69,00 € 63 • 3 € 59 cad. • 10 € 47

Medicom  
SafeMask®



3 TAGLIE confezionate singolarmente



MASCHERINA SAFEMASK® FFP2 e IIR

La taglia giusta per tutti, sicurezza!

Questa mascherina respiratoria funge da efficace barriera contro gli aerosol solidi e liquidi per garantire una protezione affidabile dalle malattie infettive (BFE 99,9 %). Il tessuto morbido e leggero assicura massimo comfort ed eccellente respirabilità. Le due fascette elastiche incollate a ultrasuoni consentono alla mascherina di adattarsi perfettamente al viso.

SafeMask® FFP2 (colore bianco)	
conf. singolarmente 50 pz.	€ 78,00 € 72
a scelta • 3	€ 67 cad. • 10 € 53
Ⓢ Piccola	53 7722WHS
Ⓜ Media	53 7722WHM
Ⓛ Grande	53 7722WHL



Viene usato per procedure molto lunghe.



Con mascherina chirurgica e occhiali.

U.S. Patent 5,297,298 U.S. & Int'l Patents Pending.



**Rilassamento e protezione**  
53 0372LT 25 pz. € 35,40 € 25



**Protezione dalla fotopolimerizzazione**  
53 037210 Lenti anti UV 10 pz.  
€ 35,40 € 25

**PERIO EYESHIELD PERIODENT**

**Protezione sicura, efficace e confortevole, degli occhi**

- Montature colorate riutilizzabili e lenti con schermatura laterale
- Confortevoli e leggeri per procedure lunghe - meno di 10 g
- Lenti ottiche utilizzabili anche sopra gli occhiali da vista e con la mascherina chirurgica
- Leggeri e riciclabili, disinfettabili o sterilizzabili a freddo
- Conformi alle normative OSHA
- Disponibili anche con lenti anti UV o con lenti scure per la protezione ed il rilassamento del paziente.

**53 P3250** Perio LIGHTShield, trasparenze, 50 schermi. . . . **29,50**

**53 037110** Perio LIGHTShield, 10 montature colorate . **5,90**

(Colori a scelta: verde chiaro, verde abete, bianco, blu, rosa, rosso, giallo, nero, viola).

**1 cf da 50 schermi € 29,50 + OMAGGIO 20 montature colorate sterilizzabili**



Con schermo rimovibile



**100% Made in Italy**

**BELLATRIX Schermo protettivo**

Questo progetto è stato pensato per la protezione e contemporaneamente alla visione **senza appannamento** grazie al design specificamente ideato che indirizza l'espirazione verso l'esterno.

Si applicano alla maggior parte di montature dimensione medio/grande e con struttura non sottile; in questo modo possono essere utilizzate direttamente sull'occhiale dell'operatore, oppure con un'altra montatura tipo quella presente nel Kit **MARK 1**, su cui far inserire lenti correttive.

Il sistema **MARK 3** prevede uno **schermo opaco** più rigido super resistente che può essere utilizzato con maggior comfort dal personale per esempio di segreteria o reception.

Dimensioni: 150 x 155mm. ca. – Peso 16 gr.



Con schermo fisso



Semplice da applicare:

1. Agganciare l'aletta superiore al ponte della montatura dell'occhiale.

2. Piegarne i lembi laterali in modo da farli passare sotto le lenti dell'occhiale; in questa posizione lo schermo sarà perfettamente stabilizzato.

53 03201	Bellatrix MARK 1, occhiale e 6 schermi	€ 49,50	€ 35
53 03202	Bellatrix MARK 2, 6 schermi rimovibili	€ 34,50	€ 24
53 03203	Bellatrix MARK 3, occhiali c/maschera	€ 32,00	€ 22



**PERIO COMFORT PERIODENT** Drappi protettivi

Drappi antispruzzo molto apprezzati da igieniste e pazienti perchè rappresentano una soluzione pratica ed efficace per proteggere il paziente evitando di "avvolgerlo" in tovaglioli di carta. La retina della metà superiore cattura lo spray mentre il tovagliolo spugnoso della metà inferiore assorbe lo spray d'acqua. Disponibile nei tipi lavabile e monopaziente.

- Proteggono il viso da lucidatura con bicarbonato e ablazione a ultrasuoni.

<b>PerioComfort lavabile</b> 12 pz. € 107,00 € 95			
<b>GIALLO</b>	<b>VERDE</b>	<b>BLU</b>	<b>BIANCO</b>
53 74120Y	53 74120G	53 74120B	53 7420W

<b>PerioComfort monouso</b> 50 pz. € 97,00 € 87	<b>BLU</b> 53 74110B
---	-------------------------



Simply  
the best



**SAFEWEAR™ PREMIUM Cuffie Universali**

*SuperComfort per tutto il giorno!*

- Realizzato con materiali traspiranti di qualità superiore
- Protezione efficace contro la contaminazione crociata
- Favorisce l'immagine professionale dello studio

Cuffie Premium Universali SafeWear™  
Materiale: Viscose 40 g/m², Contenuto: 100 pz. € 47,90

Cuffie Premium Universali SafeWear™	
100 pz. € 47,90 € 36 • 2 € 35 cad.	
● 53 316960	● 53 316970

con  
Lanolina e  
Vitamina E

con Lanolina  
e  
Vitamina E

**Medicom SafeTouch® Rejuvenate**  
Benessere per le tue mani

Guanti senza polvere con punte delle dita testurizzate e una vestibilità estremamente confortevole. Questi guanti medicali offrono una qualità e un comfort eccezionali. Satisfano tutte le norme di qualità europee in materia di guanti di protezione ad uso medico. L'elevata resistenza e l'eccezionale sensibilità tattile, coniugata all'affidabile protezione dei pazienti, rendono i guanti SafeTouch indispensabili nella pratica medica quotidiana.



Simply  
the best



**NEW**



Advanced Rejuvenate™ Nitrile senza polvere 100 pz.				
6-XS	7-S	8-M	9-L	10-XL
53 5215XS	53 5215S	53 5215M	53 5215L	53 5215XL
€ 14,90 • 2 € 13 cad. • 10 € 12,50 cad.				

Rejuvenate™ Lattice senza polvere				
6-XS	7-S	8-M	9-L	10-XL
53 5205XS	53 5205S	53 5205M	53 5205L	53 5205XL
€ 14,90 • 2 € 13 cad. • 10 € 12,50 cad.				



Benessere per le mani

**DAL Aloe Vera PERIODENT AQL 1.0**  
Disp.Medici a doppia conformità:  
**sicurezza operatore e paziente**

Guanto ruvido in gomma di **lattice naturale** con aloe vera, con il migliore lattice al mondo per le migliori prestazioni. **Senza polvere.** Verde – Polsino salvastrappo – **Superficie est. micro ruvida** – Rivestim. Int. in Aloe Vera **100 pz**

- Peso taglia M **6,30 g** - Da 1 a 6 • Resistenza 5 • Sensibilità 5 • Elasticità 6
- Grip 6 • Protezione 5



Richiedere offerta  
per forniture programmate

XS 5-5½	S 6/6½	M 7/7½	L 8/8½	XL 9/9½
53 024125	53 024126	53 024127	53 024128	53 024129
€ 12,60 • 2 € 10,50 cad. • 10 € 9,45 cad.				



**SOPRASCARPA IN PE**

Dispositivo medico di Classe I. Destinazione d'uso: copertura calzature di pazienti e visitatori quando devono entrare in ambienti operatori, in reparti di terapia intensiva o altro, a difesa dell'igiene ambientale.

- Impermeabilità assoluta ai liquidi, ottima resistenza alla abrasione
- Ottima vestibilità, copertura delle calzature fino al n. 45
- Chiusura a elastico a tenuta, sotto la caviglia.

53 016521 Copricalzari in PE, astuccio 100 pz. . . . . 5,90  
2 € 5,30 cad. • 12 € 56,00 (€ 70,80)



**ECOBIB PERIODENT**

Nuove mantelline a strappo con lacci

Realizzate utilizzando il 42% di plastica in meno. Massima qualità per garantire morbidezza e confort. Eccellente protezione e impermeabilità. Dotate di strappo perfetto con comodi lacci.

Mantelline a strappo in bobina, 50 x 60 cm, 80 pz. € 13,90	
2 € 12,50 cad.	
53 0422EA1	53 0422EV1
Azzurro	Verde

Mantelline a strappo in bobina, 50 x 80 cm, 60 pz. € 13,90	
2 € 12,50 cad.	
53 0422EA2	53 0422EV2
Azzurro	Verde



**PERIOBIB PERIODENT** Mantelline a strappo in bobina

Elevatissima assorbenza grazie alla struttura di pura ovatta di cellulosa a fibra lunga di alta qualità, accoppiata parzialmente con polietilene per formare una speciale goffratura e garantire l'impermeabilità.

Mantelline a strappo in bobina, 53 x 61 cm, 80 pz. € 13,90	
2 € 12,50 cad.	
53 042231	53 042232
Azzurro	Verde

Dispenser per bobine € 13,90	
3 € 12,50 cad.	
55 072791	55 072792
da parete	da tavolo

**PERIODENT**

**NEW**



**SALVIETTE ASSORBENTI COLORNAP**

Composti da pura ovatta di cellulosa uniti da un velo di polietilene. Alta assorbenza • Impermeabilità, superiore resistenza agli strappi. Confezionati per maggior igiene in confezione da 50 x 10 buste.

Colorazioni disponibili strati 3 (2+1): bianco, azzurro, verde, rosa, giallo, azzurro chiaro, baby, blu med, pesca.

<b>EconoCleanPack</b> strati 3 (2+1):		
5 buste sigillate da 100 € 21,50 • 2 € 20,50 • 4 € 19,50 cad.		
53 042321 azzurro	53 042322 verde	53 042323 rosa
53 042324 giallo	53 042325 baby	53 042326 pesca
53 042327 blu	53 042328 lilla	53 042329 arancio


**Rotoli per sterilizzazione Steridiamond Selezione PERIODENT**

**Richiedeteci certificato.** "Medical grade" 60 a 70 gsm di qualità superiore. **Conservabilità fino a 180 gg.**

- Universali per ogni termosaldatrice • Confezionati singolarmente in pellicola protettiva • La stampa avviene sulla linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto • Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura • La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni • Inchiostri certificati

**ISO 11140** Rotoli da 200 mt.

2-10% • 4-15% • 8-20%



Larghezza	55 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm
Codice	53 066202	53 066203	53 066204	53 066205	53 066206	53 066207	53 066208	53 066209
€	12,30	17,90	22,90	32,90	43,90	51,90	61,90	109,90

Disponibili anche con soffiETTO

**Buste per sterilizzazione Steridiamond PERIODENT**

• Dotate di bioadesivo atossico collante resistente ai cicli di sterilizzazione. **Conservabilità fino a 180 gg.**

• "Chevron" per una rapida e perfetta apertura.

Confezioni da 200 pz.

2-10% • 4-15% • 8-20%



Larghezza	60x100mm	75x250mm	90x165mm	90x250mm	130x350mm	140x260mm	190x330mm
Codice	53 066121	53 066122	53 066123	53 066124	53 066125	53 066126	53 066127
€	7,90	9,90	10,90	12,90	35,90	16,90	29,90

**EZ-FILM** protettivo pre-tagliato, non lascia residui e garantisce una facile applicazione e rimozione grazie ai bordi non adesivi da entrambi i lati. Ideale per manici lampade, siringhe aria/acqua, strumenti, monitor manipoli, ecc.



53 08221 Film adesivo Blu 10x15 (1200 strappi) € 26,00  
€ 18 • 2 cf. € 15 cad.

## SAFECLEANSTEP

Tappeto multistrato decontaminante batteriostatico CE



- Apertura sicura per l'estrazione del singolo blocco/tappeti, ognuno contiene 30 fogli adesivi in polietilene numerati
- Bordo speciale in un solo lato per la facile rimozione
- Nella massa adesiva è contenuto l'agente batteriostatico.

a scelta € 73 (€ 90)

45x90 cm. cf. 5 blocchi (150 pz.)		45x115 cm. 5 blocchi (150pz.)	
53 082110	BLU	53 082111	BLU
53 082120	VERDE	53 082121	VERDE

## PERIOICE Ghiaccio Sintetico


Freddo intenso ma non aggressivo. Dopo l'attivazione, avvolgere in un panno applicare per 20 minuti



35 092825 14x18 TNT, 24 pz. € 15,50 € 13,50

## BLOCCHETTI PER MISCELAZIONE

S 35x45 mm	L 70x80 mm
53 P51220	53 P51225



cf. 3x100 pz € 16,30 € 13

## POZZETTI PER MISCELAZIONE

Monouso ma robusti!

53 P56MW4	200 pz.	€ 36,90 € 29
53 P56MW2	500 pz.	€ 43,60 € 34



## SPATOLA UNIAG

Universale per alginati e gesso. Autoclavabile fino a 134°C.



Presenza e flessibilità ideali. Facile da pulire. 190 mm.

53 P51SUB cf. 3 pz. € 7,50 € 6 • 2 cf. € 5 cad.

## MixONE Scodelle Flessibili per alginati e gesso. Piccola ø11x8 cm. Media ø12,5x10 cm

PICCOLA cf. 3 pz. € 9,50 • € 8 (colori a scelta)					
80 P94MBS1	80 P94MBS2	80 P94MBS3	80 P94MBS4	80 P94MBS5	80 P94MBS6
Blu trasp.	Viola tr	Rosso tr.	Verde tr.	Giallo tr.	Blu op.
MEDIA cf. 3 pz. € 10 • € 8 (colori a scelta)					
80 P94MBM1	80 P94MBM2	80 P94MBM3	80 P94MBM4	80 P94MBM5	80 P94MBM6
Blu tras.	Viola tr.	Rosso tr.	Verde tr.	Giallo tr.	Blu opac



## DAPPEN MONOUSO



53 P950 (1000 pz.)  
€ 67 € 57

## DAPPEN IN SILICONE LAVABILI ideali per resine



53 052600 5 ml € 3,90  
53 052601 15 ml € 4,50  
53 052603 25 ml € 5,00

## DAPPEN IN VETRO

Per resine e altri materiali. Sterilizzabili a freddo.



€ 4,50 € 3,50

	tra.	azz	blu	gia	ver
55 P9	501	502	503	504	505

## BACCINELLA RENIFORME MONOUSO



53 254C50 (50 pz.)  
€ 22,40 € 19

## CONTENITORI PER RIFIUTI



53 252C43.1 Supporto in Alluminio € 29 € 25  
53 252C43 Contenitori rifiuti 1000 pz. € 122 € 105

## DISPENSER PER SALVIETTE

**A7** con molla. Dimensioni: 18x13x17 cm. Colore: Bianco. € 28,60 € 24,50

**A34** con apertura frontale a taglio. Dimensioni: 18x13x17 cm. € 28,60 € 24,50



Bianco	Blu trasp Blu	Fumé	Trasparente
55 275A34BI	55 275A34BLTR	55 275A34FU	55 275A34TR

## Guaine peel-n-stick guide luminose

La linguetta staccabile assicura che la guida luminosa possa essere completamente racchiusa e sigillata dalla guaina barriera. Cf. 200 pz.



Guaina per guide luminose - 200 pz.		
53 P83128	Small - Ø da 7-8 mm.	€ 27,90 € 23,50
53 P83129	Large - Ø da 9-11 mm.	€ 22,60 € 19,00

## Guaine siringhe per composti fluidi

Adatto anche per altri materiali fluidi che utilizzano una siringa con punta applicatrice, come mordenzanti, sigillanti e sottofondi di cavità. Cf. 200 pz.



53 P83138 Guaina Universale per composti in siringa - 12,5x6x5 cm. - 200 pz. € 22,60



**BICCHIERI POLI-PRO PERIODENT**

Questi bicchieri monouso sono interamente realizzati in polipropilene di alta qualità e molto resistente ed inoltre riciclabile al 100%.

- Non si rompono, nemmeno se schiacciati e presentano bordi curvi senza residui.
- Colorati per rendere l'ambiente più rilassante.

La selezione PERIODENT offre bicchieri in confezione da 1000 pezzi (20 buste chiuse da 50 pezzi) e da 3000 pezzi (30 buste chiuse da 100 pezzi).



180 cc, 1000 pz (20x50 pz) € 27									
53 25011+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VE	VM	RO
180 cc, 3000 pz (30x100 pz) € 75									
53 25013+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VE	VM	RO

53 25011AS Bicchiere monouso 180 cc, colori assortiti (arancione, rosa, lilla, azzurro, verde mela, verde), 1000 pz (20x50 pz). . . . . € 31,60 € 26,90

Neutri



Fantasy



**BICCHIERINI BAMBÙ 100% EcoGreen PERIODENT**

*Stai cercando di ridurre l'uso della plastica?*

Passare ai bicchierini in bambù è un cambiamento semplice e facile che avrà un grande impatto sulla riduzione dei rifiuti in plastica nel tuo studio.

Perché passare all'uso del bambù: **1.** Il bambù è la pianta con la crescita più rapida al mondo e fornisce una fonte sostenibile di materiale. Quando il bambù viene abbattuto per produrre carta, è in grado di riprendersi rapidamente per essere normalmente raccolto. **2.** Il bambù assorbe una quantità di CO<sub>2</sub> mano a mano che cresce, il che aiuta a compensare le emissioni umane di carbonio. **3.** Il cartone esterno della confezione è riciclabile al 100%.

- Costruzione a tenuta stagna, design antiscivolo
- Si eroga facilmente dal distributore dei bicchierini grazie al bordo arrotolato
- Comodo formato da 170 ml.

Bambù neutri, cf. 1000 pz (20 tubi da 50)	Bambù neutri, cf. 50 pz	Bambù 4 soggetti, cf. 1000 pz (20 tubi da 50)	Bambù 4 soggetti, cf. 50 pz
53 P50BB	53 P50BB50	53 P50BF	53 P50BF50
€ 95,00	€ 5,50	€ 105,00	€ 6,50
€ 85 • 2 € 70 cad.		€ 95 • 2 € 79 cad.	



**VASSOI POLI-TRAY PERIODENT**

Vassoi monouso in polistirolo. La speciale lavorazione, il design e gli spessori garantiscono l'alta resistenza.

- Bordo rinforzato per contenere in sicurezza gli strumenti e i materiali all'interno del vassoio
- Piacevoli colori oltre al bianco.

liscio con divisori, 28x18 cm, 400 pz € 39,35 € 33,50							
53 452LC+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VM
zigrinato con divisori, 28x18 cm, 400 pz € 39,35 € 33,50							
53 452ZC+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VM



**STICK VALUE PLACER**

Applicatori monouso per afferrare e posizionare

Piegabili ad ogni angolazione per posizionare Veneers Inlays, Onlays, faccette, corone, ecc.

- Forte adesivo per più applicazioni
- Lunghezza 110 mm • Colore bianco

46 P9183 Stik/n/Place 50 pz. € 31,50 € 29,50

**Contenitori per protesi e apparecchi**



Contenitore per apparecchi  
51 P90600 10 pz.  
€ 12,60 € 10,50



Contenitore per tutti i bite  
51 P90602 10 pz.  
€ 14,60 € 12,50



Contenitore per guide notturne  
51 P90601 10 pz.  
€ 13,90 € 12



Contenitore per protesi totali  
51 P90603 10 pz.  
€ 18,00 € 16



Portamascherine con specchio

51 P90612 Box porta apparecchi con specchio, 10 pz  
€ 33,90 € 28

G1



**Contenitori per protesi con filtro interno, autoclavabile, in sacchetto singolo**

51 290G1 Contenitore G1 Dim: ø9 h8,2 - 1 pz € 2,10 € 1,70  
(Disponibili nei colori: Azzurro, Blu, Fucsia, Giallo, Verde)

G1.ASS

51 290G1.ASS Contenitore G1 Conf. ass. - 6 pz € 13,60 € 11

## Defibrillatore 61 25DRSK

**NEW**

**RESCUE SAM**



Armadietto per Rescue Sam



Borsa accessorio

### RESCUE SAM

Defibrillatore a onda bifascia con messaggi vocali e batteria a lunga durata: 200 shock - 4 ore di funzionamento continuo.

Ampio range di impedenza che assicura una elevata qualità della terapia anche in condizioni particolari del paziente.

**Garanzia 5 anni.**

Dotato di una confezione di piastre per adulti e ragazzi dagli 8 anni e di un kit emergenza contenente maschera CPR, rasoio e forbici.

**61 25DRSK** Rescue SAM € 1.596,00 € 1.150,00 (off. fino al 05/24)

**61 25DRSA9** Armadietto per Rescue Sam € 155

**61 25DRSB2** Borsa da trasporto per defibrillatore € 125

## Set rianimazione 61 21FAV5

**NEW**

**BOL FIRST AID 5**

Richiedici offerta per ogni componente soggetto a scadenza che va sostituito in tempo!



### VALIGETTA BOL FIRST AID 5

In opzione è prevista la borsa per il trasporto e la protezione dell'apparecchio.

**Contiene:**

- 1 pallone in silicone autoclavabile con 1 tubo raccordo per bombola/pallone
  - 3 mascherine di rianimazione in silicone autoclavabile (61 21FAMS:PL2,A4,AL5)
  - 1 pinza tiralingua (61 21FAPTL) • 1 cono apribocca (61 21FACAB) • 3 cannule di Guedel (61 21FACG:BR1,VA2,GA3) • 1 maschera per ossigenoterapia (61 21FAMOT).
- Dimensioni: 43 x 31,5 x h 11,5 cm. Scadenza pallone 5 anni

**61 21FAV5** Valigetta € 230 € 148 (off. fino al 05/24)

## Pulsossimetro 61 23PU4

**NEW**

**PC 66**

Ampio display retroilluminato, per rilevare velocemente:

• **Saturazione d'ossigeno nel sangue.** (Sp O<sub>2</sub>) che definisce la percentuale di molecole di ossiemoglobina calcolata sul totale delle molecole di emoglobina presenti. Il valore di Sp O<sub>2</sub> fra 100 e 94% è considerato normale.

• **Frequenza cardiaca.** La misurazione avviene per mezzo di un LED la cui luce, con due diverse lunghezze d'onda, attraversa il dito e viene misurata da un apposito lettore fotoelettrico. La luce nel suo passaggio attraverso il dito, viene attenuata dai tessuti, ossa, pelle, sangue venoso che sono assorbitori di luce costante.

Solo il sangue arterioso è un assorbitore di luce variabile e permette la valutazione del Sp O<sub>2</sub>.

• **Indice di perfusione.** È costituito da un numero adimensionale variabile fra 0 e 15. A numero maggiore corrisponde un sito con buone condizioni di perfusione. Maggiore perfusione (afflusso di sangue) implica un segnale più intenso e affidabile. !...:indice varia da paziente a paziente e nello stesso paziente varia a seconda del sito di rilevazione. Inoltre l'indice di perfusione non ha alcuna correlazione con i valori di frequenza cardiache e saturazione d'ossigeno.

• **Leggero, maneggevole.** Dotato di allarmi sonori e visivi

**61 23PU4** Pulsossimetro € 220 + iva 5% € 165 + iva 5% (off. fino al 05/24)



## Mobile carrellato dedicato 61 24SSP9

**NEW**

**SERVO SAFE PLUS**



Nella pratica odontoiatrica si può verificare nel paziente un'insufficienza respiratoria o un arresto cardiaco. Si rende quindi indispensabile un intervento tempestivo, con un adeguato kit di rianimazione.

**MOBILE SERVO SAFE PLUS.** Mobile per la gestione delle emergenze. Può contenere:

- 1 bombola da 5 l ricaricabile
- 1 pallone di rianimazione completo di accessori
- 1 defibrillatore DAE con relativi accessori
- 1 monitor multiparametrico con relativi accessori

È dotato di un cassetto con serratura per la custodia dei medicinali. Dimensioni 50x47x h 88. Colore RAL 9010.

**61 24SSP9** Mobile carrellato dedicato Servo Safe Plus € 1.330,00

€ 950 (off. fino al 31/12/24)



**ENAMELAST Vernice al fluoro senza glutine**


Costituita da fluoruro di sodio al 5% aromatizzata e dolcificata con Xilitolo, in resina naturale veicolante. Formula esclusiva con agente brevettato che promuove l'adesione

- Eccellente rilascio e assorbimento di fluoro
  - Consistenza liscia, non granulosa
  - Pressoché invisibile
  - Senza noci e senza glutine
- Gusti disponibili:** orange, cream, coolmint, bubble gum, assortimento, walterberry, caramel (a richiesta).

	50 pz	Siringhe 2
Bubble gum	<b>50 18363</b>	
Walterberry		<b>50 18521</b>
	€ 92,10 € 84,00	€ 9,80 € 8,90



**PerioProx Plus PERIODENT**  
Scovolini interdentali innovativi



- Anima rivestita in plastica previene graffiature e sensibilità
- Cappuccio protettivo
- Manico zigrinato per una presa sicura

**PerioProx+ Econopack 100 pz.**

51 310100 PerioProxPlus ass. 100 pz. € 95,00

51 310106, 101, 102, 103, 104, 105 € 89,50

3-10% • 5-15% • 10-20%



**FARMACIA, Grazie!** Segnalateci quella a voi più vicina, la contatteremo per offrire **PerioProx Plus**, nelle convenienti nuove scatolette Eco da 6 che i pazienti potranno acquistare direttamente.



**OPALESCENCE** Dentifrici schiarenti Ultradent

Basso indice di abrasività **RDA 90**. Sicuro per l'uso quotidiano. Dentifricio enzimatico per la rimozione efficace di macchie e patina.

- PH Neutro
- Privo di Triclosan
- Senza glutine
- Ottimo aroma di menta.

Opalescence Whitening	Sensitivity Whitening
51 150876 139 ml. 12 tubi € 99,90	51 150470 139 ml. 12 tubi € 99,90
51 150877 29,6 ml. 24 tubi € 75,00	51 150472 29,6 ml. 24 tubi € 83,00

2-10%+4 blister Smile • 3-15%+8 blister Smile



**PerioSmile**  
OMAGGIO

PH Neutro

Mascherina Ultrafit precaricata



**OMAGGIO**  
per ogni kit  
1 blister doppio  
PerioSmile

**OPALESCENCE GO 10 Patient Kit (6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)**  
Mascherine universali pre caricate UltraFit

Sistema di sbiancamento economico e pronto all'uso - Ottime anche per mantenimento dopo lo sbiancamento alla poltrona o per richiami.

- UltraFit si conformano ad ogni arcata
- Estensione da molare a molare
- Gel sicuro con Nitrato di Potassio e Fluoro.

Opalescence GO: 10 blister (1 sup. + 1 inf.) € 82,70	
50 14634   Go menta	50 14592   Go Melon

a scelta 2 € 75 cad.

# PERIODENT TIPONE Hi-Tech USonic Steel

TipOne offre un sistema di gestione della qualità (QMS) completo. I prodotti finiti rispettano i principi **ISO 9001** e **ISO13485** e le disposizioni **CE**; per la massima soddisfazione dei clienti e dei requisiti legali e con un rapporto qualità prezzo eccezionale. La qualità offerta è sicura e testata, ma è pur sempre un punto di partenza per un miglioramento continuo dei processi di produzione "SGQ" che sono monitorati annualmente e quindi implementati.



## TIPONE SELECTION \*Ems® Style

a scelta 2 **-15%** • 4 **-20%**

Universale. Per rimuovere accuratamente tartaro duro sotto gengivale in ogni quadrante.

59 X24EA € 32,00

PerioSlim. PS, veloce e minimamente invasivo, è ideale per la rimozione del tartaro in tasche parodontali profonde su tutti i quadranti.

59 X24EPS € 32,00





Perio. Adatto per la rimozione precisa di tartaro duro subgengivale e sopragengivale in tutti i quadranti.

59 X24EP € 32,00

**eICPS EMS style**  
59 X24EICPS eICP set EMS Style € 60,00 € 50  
(chiave **ICP WREN** inclusa)


**ICP** 59 X24ICPW Chiavetta ICP WREN € 9,00 € 7,50  
(per tutte le punte ICP utilizzare la chiavetta ICP WREN)

**ICPPeek EMS style**  
59 X24ICP ICPPeek EMS Style € 90,00 € 80  
Da utilizzare con chiave **ICP WREN**  
59 X24ICPW € 9,00 € 7,50




### CHIAVI DINAMOMETRICHE € 23,00 -20%

59 X24TEM	59 X24TSA	<i>Punte ultrasuoni e chiavi dinamometriche disponibili per tutte le principali marche</i>
TW EMS P	TW SAT P	
<b>ICP</b>	59 X24ICPW Chiavetta ICP WREN € 9,00 € 7,50 (per tutte le punte ICP utilizzare la chiavetta ICP WREN)	




Universale. Semplice trattamento sopragengivale con rimozione del tartaro senza danni allo smalto.

59 X24S1 € 32,00



Sottile. Sopra gengivale e sotto subgengivale. Particolarmente efficace negli spazi interprossimali.

59 X24S1S € 32,00




PerioSlim. Lo strumento sPS è veloce e minimamente invasivo, ideale per la rimozione del tartaro nelle tasche parodontali profonde in tutti i quadranti.

59 X24SPS € 32,00




Pulizia d'impianto. PEEK per il TRATTAMENTO in sicurezza e delicatezza di RESTAURI su impianti. sICP contiene 1 chiave ICP, 1 kICP e 2 peek ps.

59 X24SICP € 75,00




Ricambi PEEK - confezione da 10.

59 X24ICP € 90,00




Interprossimale. La sua parte piatta lo rende adatto negli spazi interprossimali e nel trattamento sopragengivale. Il suo design anatomico consente un utilizzo rapido ed efficiente.

59 X24S10X € 39,00




Shallow. Strumento tondo sottile adatto per il trattamento nelle tasche poco profonde inferiori a 2-3 mm.

59 X24S10P € 39,00



Sub-gengivale. Tasche medie (<4mm). La rimozione di biofilm e di depositi così, consente l'osservazione della profondità della tasca usando la scala 3mm.

59 X24S10Z € 39,00



Periodonics anteriori. Consente il trattamento del blocco incisivo-canino. Il bordo guida è orientato parallelamente alla tasca. Agevola il lavoro nella tasca parodontale senza ledere il legamento.

59 X24SH3 € 39,00



# QARTZ



made in USA

- Miscela unica di agenti pulenti e lucidanti • Massimizza la rimozione mirata delle macchie salvaguardando l'integrità dello smalto • Aiuta a mantenere un livello di fluoro efficace rinforzando lo smalto e prevenendo la carie • Pasta realmente antispruzzo grazie alla consistenza ideale • Si sciacqua facilmente e in modo predicibile
- Senza glutine • Made in USA • Contiene xilitolo, ideale per la prevenzione della carie
- **1,23% fluoro** • Disponibile anche **senza fluoro** • Disponibile in quattro grane: Fine, Media, Grossa ed Extra Grossa (a richiesta) • Disponibile in ottimi gusti: Bubble gum, Ciliegia, Menta, Lampone, Arancia, Uva e gusti assortiti • Disponibile in vasetti o coppette.

Priva di glutine • Grane disponibili RDA: F 55; M 75; C 85; X-C 95.  
Scheda tecnica disponibile a richiesta

## PERIODENT 200 Coppette da 2 g.



51 97162MAS	Qartz media 200 coppette gusti assortiti + anello	€ 49,50
51 97162FBG	Qartz fine 200 coppette gusto BubbleGum + anello	€ 39,50

## Barattoli 100 g.

51 971661MB	Pasta profilassi Qartz media barattolo BubbleGum 100 g.	€ 16,90 € 14,00
-------------	---	--------------------

**Anelli Monouso** • Per procedure di igiene, endodonzia, ecc. • Per risparmiare tempo ed evitare contaminazioni crociate.

51 P969AM Anelli Monouso, 200 pz.

€ 23,63 € 18



PERIODENT Nose Cone 4:1

PR PNC+RP Nose Cone + 100 Reciproxy  
€ 250,00 € 185,00  
Nose Cone si collega a tutti i micromotori elettrici

**RECIPROXY+** Contrangolo reciprocante per profilassi, monopaziente.

- Contatto continuo • Non surriscalda • Latex free.

Reciproxy sono di colore bianco, verde arancione e blu, confezione assortita. Tipo Soft  
L'azione reciprocante a 60° consente una lucidatura rapida e così, non ruotando, non genera calore.  
Sia il movimento reciprocante che il design interno della coppetta a turbina, fanno sì che la pasta non si spanda e che saliva o sangue non vengano schizzati durante la procedura.  
Estremamente delicato sui tessuti offre anche un piacevole ed efficace massaggio gengivale; indicato anche per l'applicazione di medicinali. Un'attenzione pratica e conveniente che aumenta il comfort del paziente.

51 P77101 Contrangolo ReciProxy, Soft 100 pz. € 65,00

ReciProxy 2 € 58 cad.

40 P10041 Riduttore Nose Cone € 185,00 € 155,00

Confezione da 100. Colori assortiti

## COPPETTE MONTATE PROPHY+ TURBO

Materiale di grado medico estremamente confortevole e privo di lattice. Il design interno a "turbina" prende meglio la pasta e previene gli schizzi.  
Montate su mandrino Hi-Tech per c/a - Max 10.000 g/minuto

51 P721S Copp. Prophy+ C/A Soft 100 pz. € 39,00

2 € 29 cad.

Montate su mandrino Hi-Tech per c/a. Max 10.000 g/minuto



Spazzolini cf. 100 pz

Tapered cf. 100 pz

## SPAZZOLINI MONTATI PROPHY+ IN NYLON

15 mm € 59,00	Regular	Soft	XSoft
€ 49,00	51 P7415R	51 P7415S	51 P7415XS

51 P74TR Tapered C/A Reg. 15 mm 100 pz € 43,50 2 € 36 cad.

## l'unico con Perossido di Idrogeno Stabilizzato al 100% NATURAL+ meglio con la lampada LED 800, perché serve:

- Fissa ai prismi dello smalto i sali minerali
  - Lo sbiancamento continua per 24-48 ore
- IL RISULTATO DELLO SBIANCAMENTO SARÀ ANCORA MIGLIORE IL GIORNO DOPO.

### Kit 1

6 kit singolo paziente contenenti ciascuno: Power Prep, Diga Chimica, Lucidante ACP, Bal 5, puntali.



### Kit 2

6 siringhe accoppiabili, accoppiatore, puntale. Conservare in frigo, estrarre un'ora prima dell'utilizzo.



5-10 volte

**NATURAL+** Formula esclusiva brevettata  $H_2O_2$  35% con **Perossido di Idrogeno stabilizzato 100%**

Formula sinergica arricchita con Calcio, Nitrato di Potassio e Fluoro di origine del Mar Morto.

Risultati superiori in soli **30-40 minuti** senza dover rimuovere e sostituire il gel.

Natural+ continuerà la sua azione sbiancante per **24-48 ore**, il giorno dopo il risultato sarà ancora migliore!

- **Stabilizzato 100%**, attivo all'aria per oltre 90 minuti
- Azione continuativa fino a 48 ore, risultati migliori e duraturi
- Confezionato completo per singolo paziente
- Pratico
- Conveniente

**50 7620 Natural+ 6 Patients Kit EconoPack**

Contiene Kit 1 + Kit 2 € 520,00 € 460,00

Costo procedura, tutto compreso per singolo paziente € 76,60

**MIGLIORE E SENZA SENSIBILITÀ**

(LAMPADA LED 800 in comodato d'uso gratuito per 30 gg)



### Lampada Led 800 Natural+

Serve a proteggere dalla potenziale sensibilità poiché fissa i prismi dello smalto, i sali minerali essenziali destinati ad agire per 24/36 ore.

- 2 lunghezze d'onda rosso/blu 430-670 nm
- 3 intensità con anche funzione di polimerizzazione per la barriera gengivale
- Zero manutenzione
- 50.000 ore
- Per qualunque gel sbiancante.

**59 72800 Lampada LED 800 con telecomando e acc.**

30 giorni in comodato d'uso gratuito acquistando 1 Kit

"6 Patients Kit" € 1.650,00 € 1.320,00



1. Applicare PowerPrep

2. Applicare Gel per la Protezione Gengivale

3. Applicare Natural+ (rosso)



4. Avviare la lampada LED 8000

5. Rimuovere Natural+, Gel gengivale

6. Lucidare quindi Balm 5



### Natural Plus Procedure alla poltrona

1. Applicazione di PPrep+ • Applicare e lasciare agire per 10-15 min.
2. Applicazione del Gel per la Protezione Gengivale • Asciugare denti e gengive • Applicare con precisione la diga chimica in siringa • Fotopolimerizzare con la lampada (anche Natural+ LED 8000)
3. Applicazione del gel Natural+ (rosso) • Sistemare la lampada precedentemente adattata e programmata • Mantenere alzato il braccio coi LED, applicare uno strato uniforme di gel miscelato.
4. Avvio della lampada Natural+ LED 8000 • Avviare il ciclo di pre-selezione premendo il tasto del comando per un min.
5. Rimozione dei materiali. • A ciclo terminato, spegnere e alzare il braccio della lampada, lasciando indossati gli occhiali • Rimuovere delicatamente il gel sbiancante dalle superfici dei denti con l'aspirazione • Sciacquare con lo spray • Togliere la lampada • Rimuovere la protezione gengivale.
6. Finalizzazione • Lucidare i denti con la pasta per profilassi fornita, contenente ACP: fluoruro di sodio e fosfato di calcio amorfo • Sciacquare via il lucidante e asciugare, rimuovere l'apribocca • Applicare con un dito sui denti e gengive l'apposito balsamo lenitivo n. 5 in gel.
7. Controllo del risultato • Verificare la gradazione raggiunta e confrontarla con la gradazione iniziale • Si consiglia di scattare una fotografia pre-trattamento per confrontare e condividere con il paziente.



## Sbiancamento dentale professionale, domiciliare Natural+ l'unico con Perossido di Idrogeno Stabilizzato al 100%

La speciale formulazione di Natural+ è sinergica: **Sbianca, Rinforza, Desensibilizza.**

### Cosa rende possibile tanti effetti positivi?

L'**esclusiva formulazione** Natural+ è priva di metalli di transizione (creati solitamente dalla reazione per la produzione del perossido d'idrogeno) e quindi **diversa da tutti!** Funziona con modalità "atipiche" in quanto la stabilizzazione rende il perossido di idrogeno non volatile e la scissione dell'ossigeno è, di conseguenza, continua e progressiva (fino a 48 ore) ed è maggiormente penetrante grazie alle dimensioni ridotte della molecola stessa.

**Il funzionamento è diverso ed il potere sbiancante superiore e continuo, agisce in modo sicuro.**

## La Formula Sinergica di Natural+

- contiene calcio per prevenire la demineralizzazione e per mantenere un pH neutro
- contiene Nitrato di potassio per prevenire fenomeni di sensibilità
- contiene Fluoruro di sodio per il rinforzo dello smalto con azione cariostatica
- contiene acqua per mantenere un buon livello di idratazione che contribuisce a prevenire la sensibilità e consente all'ossigeno di penetrare in profondità, dove si trovano le macchie più difficili.

# NATURAL+™

**30 Min.**  
Unica applicazione

Siringa  
Appli-Sec  
10 ml  
autodosante

balsamo

dentifricio

spazzolino e contenitore



scala colori

porta  
mascherina

2 fogli  
in vinile

filo interdentale

### Natural+ Domiciliare H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 6%

Stabilizzato 100%

Praticamente esente da fenomeni di sensibilità, grazie al contenuto di Nitrato di Potassio, Fluoruro di sodio, idrossido di sodio, sali minerali del Mar Morto

- **Formula a veloce rilascio**
  - **Alta viscosità, mantiene stabile la mascherina.**
- Tempi di applicazione più brevi: 60-90 min al giorno.**

La siringa innovativa Appli-Sec Natural+, consente di erogare nella mascherina 1 goccia calibrata di gel per ciascun dente. Facile e senza sprechi!

50 71160/1 Natural+ Home Kit: € 69,00

1 sir. gel natural 10 ml., 2 fogli Sof-Tray per mascherina individuale da 0,9mm., 1 astuccio, 1 spazzolino Natural, 1 dentifricio sbiancante PowerPrep da 30ml. (disponibili anche separatamente), 1 balsamo desensibilizzante 5 ml. 1 filo interdentale tascabile con specchietto, 1 scala colori.

**OFFERTA STRAORDINARIA**

**1+1 omaggio:**

2 KIT a € 69 (€ 34,50 cad.) **50 71160/1+1**

(massimo 2 promozioni per cliente)

