

dal 1949 al servizio  
della comunità odontoiatrica  
ricerca e seleziona  
Qualità & Soluzioni  
per voi!



Endodonzia  
&  
Microchirurgia Hi-Tech

Diagnosi e Immagini • Anestesia • Diga • Strumentazione  
Irrigazione • Materiali • Otturazione canalare  
Chirurgia endodontica • Polimerizzazione


# Estratto Endo OFFERTE AIE

ACCADEMIA  
ITALIANA  
ENDODONZIA



Febbraio 2025

Dal 1949 al servizio  
della **Comunità  
Odontoiatrica**



IVAN ILIC' S.r.l.  
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)  
TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646  
ilic@ilicdental.com | www.ilicdental.com

## SuperEndo Alpha2 DownPack B&L Biotech



Stato dell'arte nell'otturazione canalare 3D



### SUPERENDO Alpha2 "DownPack" Cordless leggero ed ergonomico per la compattazione verticale a caldo 3D "DownPack"



- Massima praticità Design Ergonomico • Bilanciamento Facilita l'utilizzo
- Cordless Nessuna limitazione d'uso, minor affaticamento di mano e polso
- 6 Tacche di posizionamento esagonali per il fissaggio sicuro degli inserti nella posizione desiderata.



#### Specifiche tecniche

**Base di ricarica:** misure (mm) 81x137x36 - peso 207 g

**Manipolatore Riscaldatore:** misure (mm) 12,5x150,5x21,5 - peso 63 g

59 312ASKB SuperEndo Alpha 2 Starter Kit nero (bianco SKW, rosa SKP)  
Unità termica (manipolo), Base di ricarica, Batteria Li-ion 1620 mAH, Trasformatore 12 V, Cavo di alim., 3 Plugger 55 (06, 08, 10), Istruzioni d'uso

€ 1.880,00 € **1.250**

### PLUGGER BAEK SUPERENDO Alpha2

Plugger Hi-Tech, altamente flessibili, calibrati  
per il compattatore cordless Alpha2

- In acciaio inox temperato molto flessibile, seguono il profilo di canali con curvature marcate • Raggiungono la temperatura in pochi secondo • Fissaggio sicuro, 360° di rotazione.

COMPATIBILI CON Touch n'Heat® e System B®

Attacco anti rotazione a 6 fori


Equivalenza Plugger	
Buchanan	SuperEndo Baek
Fine	45/04
Medium-Fine	tra 55/06 e 55/08
Medium	55/08
Medium Large	60/12



€ 149

#### Plugger Baek SuperEndo Alpha2, 1 pz. € 188,00

30/04	35/04	40/04	45/04	50/04
59 312P3004	59 312P3504	59 312P4004	59 312P4504	59 312P5004
55/06	55/08	55/08L	55/10	60/12
59 312P5506	59 312P5508	59 312P5508L	59 312P5510	59 312P6012



### SPREADER SUPERENDO Alpha2

Per la compattazione a caldo



- 59 312SPN Spreader SuperEndo Alpha II - N = stretto € 174,00 € 130  
59 312SPS Spreader SuperEndo Alpha II - S = standard € 174,00 € 130

### TESTER TERMICO SUPERENDO Alpha2



Tester termico

59 312HTT Tester termico € 241,00 € 180

### GUAINE TERMICHE Per inserti SuperEndo Alpha e Beta



59 312APS Guaine protettive SuperEndo Alpha e Beta, 10pz  
€ 25,20 € 18,90

## SuperEndo Beta BackFill B&L Biotech

### Stato dell'arte nell'otturazione canalare 3D

Nuova guaina in silicone atoclavabile



Le temperature selezionabili in sequenza (150 > 180 > 200 e 230 °C) per l'agevole il controllo del flusso di guttaperca o Resilon®.

**SUPERENDO BETA 2** "BackFill"  
Beta 2 cordless, maneggevole è lo stato dell'arte per la migliore tecnica Backfill.

Affidabile perché tecnologicamente superiore!  
Cordless e compatto risulta di facile manipolazione

- Maneggevole per un'erogazione senza sforzo
- Eroga rapidamente e con facilità il materiale di otturazione caldo per il riempimento dei canali radicolari
- Massima praticità
- Ergonomico e con **aghi ruotabili a 360°**
- Bilanciato, l'ottima distribuzione dei pesi facilita l'utilizzo
- Nessuna limitazione d'uso, minor affaticamento di mano e polso
- Doppia sicurezza contro bruciature accidentali
- Protettore termico in materiale termoresistente speciale
- Lunga durata della batteria 4 ore con 1 ricarica: 1 settimana di trattamenti!

59 312BKB SuperEndo **Beta** Starter Kit nero (bianco BKW)  
Pistola per l'otturazione, base di ricarica, trasformatore AC con cavo e spina, protezioni termiche (3 pz.), pistone, scovolino per la pulizia, pellet di guttaperca (100 pz.), 8 aghi (24 mm 20 ga. 2 pz. - 24 mm 23 ga. 4 pz. - 24 mm 25 ga. 2 pz.), chiavetta piega-aghi, istruzioni per l'uso.

€ 1.880,00 € **1.250**

### AGHI SUPERENDO BETA in Argento

Gli aghi più Richiesti



Lunghezza	ø 25 ga (0,50 mm)	ø 23 ga (0,63 mm)	ø 20 ga (0,81 mm)
21 mm	-	59 312BSN2123	-
22 mm	-	-	59 312BSN2220
24 mm	59 312BSN2425	59 312BSN2423	59 312BSN2420
26 mm	59 312BSN2625		
28 mm	-	59 312BSN2823	59 312BSN2820
50 mm	59 312BSN5020 Uso veterinario, ø 20 ga (0,90 mm) € 81,00		
1 Blister con 4 aghi € 71,50 € <b>59</b>			



### AGHI MULTIBENDING


Per SuperEndo-Beta, Beta Mini. **Piegabili più volte**

Lunghezza	ø 25 ga (0,50 mm)	ø 23 ga (0,63 mm)	ø 20 ga (0,81 mm)
24 mm	59 312BMN2425	59 312BMN2423	59 312BMN2420
1 Blister con 4 aghi € 79,00 € <b>65</b>			

### GUTTAPERCA IN PELLETTA BETA



Guttaperca in pellet per SuperEndo β, conf. da 100 pz.	Soft (morbida)	Regular (media)	Hard (dura)
	59 312GPS	59 312GPR	59 312GPH
€ 48,90 € <b>39</b>			



## B-KONDENSERS X-CHANGE Condensatori NiTi/Inox

**B&L BIOTECH**

Strumenti doppi con **punte intercambiabili** in Nichel Titanio superflessibile e acciaio inox rigido

Regular 20 mm € 95	BL-B Kondenser Strumento doppio XChange
<b>33 513X35</b>	<b>Verde</b> 35 (A0.35±0.02) / 70 (A0.70±0.02)
<b>33 513X40</b>	<b>Nero</b> 40 (A0.40±0.02) / 80 (A0.80±0.02)
<b>33 513X50</b>	<b>Oro</b> 50 (A0.50±0.02) / 100 (A1.00±0.02)
<b>33 513X60</b>	<b>Azzurro</b> 60/120

Long 25 mm € 99	BL-B Kondenser Strumento doppio XChange
<b>33 513X35L</b>	<b>Verde</b> 35 (A0.35±0.02) / 70 (A0.70±0.02)
<b>33 513X40L</b>	<b>Nero</b> 40 (A0.40±0.02) / 80 (A0.80±0.02)
<b>33 513X50L</b>	<b>Oro</b> 50 (A0.50±0.02) / 100 (A1.00±0.02)
<b>33 513X60L</b>	<b>Azzurro</b> 60/120

**33 513XSET** BL-B Condenser Set (35/70, 40/80, 50/100, 60/120) € 297

**33 513XSETL** BL-B Condenser Long Set (35/70, 40/80, 50/100, 60/120) € 327

<p>Sbiancamento</p>	<p>Ingrandimento e Immagini</p>	<p>Anestesia</p>	<p>Trattamento tessuti e impronta</p>	<p>Diga e Isolamento</p>	<p>Conservativa e Adesione</p>
<p>Endodonzia</p>	<p>Punte applicative Aghi e Siringhe</p>	<p>Protesi e Cementazione</p>	<p>Gnatologia e Articolazione</p>	<p>Strumentario</p>	<p>Strumenti rotanti</p>
<p>Ergonomia a colori</p>	<p>Avalon Biomed BIOCERAMICI</p>	<p>Barriere e Monouso</p>	<p>Tip Book Punte ultrasuoni</p>	<p>Controllo delle Infezioni</p>	<p>Igiene e Profilassi</p>

## Smart & funzionale



**Controllo intelligente.** Il circuito di oscillazioni facendo risuonare la punta ad alta frequenza e garantendo una bassa ampiezza nella vibrazione, assicura efficienza e stabilità delle performance all'interno del canale radicolare.

**Prestazioni stabili, tracciamento intelligente.** Sistema di monitoraggio della frequenza completamente automatico. ENDO 3 cerca automaticamente il miglior status di lavoro.


**Smart.** Funzionamento cordless e ricarica a contatto magnetico. Compatto, leggero ed ergonomico.

**Funzionamento chiaro e semplice.** Schermo LCD per avere sempre sotto controllo tempistiche e potenze settati dall'utente. Pulsante di azionamento ad anello per controllo immediato della macchina per qualsiasi posizione ed angolazione.

59 213EN3 Attivatore irriganti ENDO 3

€ 472 +iva € 330 +iva

Dotazione completa di inserti: E96x2, E99x2, E71x10, E72x10.



Dimensioni	174x 26 x 36 mm
Frequenza di oscillazione degli inserti	40 Khz +/- 10Khz
Batteria al litio ricaricabile	750mAh - 3.6 V
Alimentazione	100-240V, 50/60 Hz.
Peso	78 g
Inserti in dotazione	2 acciaio, 2 titanio, 20 puntali in polimero

-  Tre livelli di potenza
-  Quattro settaggi di tempo  
10s, 15s, 2s, 10min
-  Manipolo wireless
-  Schermo LCD trasparente



## CHLORAXID 5,25%, IPOCLORITO DI SODIO

Irrigante canale da utilizzare per dissolvere residui di tessuti organici e nella disinfezione del sistema canale. Ogni confezione contiene adattatore con tappo a vite e dispenser specifico.

37 315200 Chloraxid 5,25%, 200 ml c/disp.

€ 13,00 € 7,90



## CHLORAXID EXTRA 5,25%

Formula innovativa contenente sulfattanti che aumentano notevolmente la penetrazione all'interno dei tubuli dentali rimuovendo la parte organica dello smear layer. Formula stabilizzata per garantire la totale efficacia durante l'intera validità del prodotto e anche all'aumentare della temperatura (ottimo con gli ultrasuoni). Ogni confezione contiene adattatore con tappo a vite e dispenser specifico.

37 315X200 Chl.Extra 5,25%, 200 ml c/disp.

€ 14,00 € 11,50



## ENDO SOLUTION (EDTA 17%)

Soluzione per facilitare la preparazione meccanica dei canali radicolari. Facilita la preparazione e detersione rimuovendo lo smear layer e aprendo i tubuli dentali. Ogni confezione contiene adattatore con tappo a vite e dispenser specifico.

37 321E120 EndoSol EDTA17% 120 ml c/disp.

€ 21,50 € 16,00

# JETIP Strumentario X-Change Basic Set



Nuovi manici X-Change con punte intercambiabili.

**33 58JXSSB** Strumentario per Microchirurgia BasicSet € 2.200

Contiene: 28 Inserti XChange JSS B, 14 Manici (2 grigi, 2 Gialli, 6 Blu, 4 Verdi). Manico e Specchietto.

**Manico** JETX Change Resin Plus Cone Socket € 57 **Singolo Inserto** € 33 **Strumento doppio completo** € 123

**33 58JISSS** Jetip Suture Set € 1.950 • **33 58JXSSD** Jetip Deluxe Set € 4.450 • (Basic Set + Suture Set)

## Basic set € 2.550

Argento (diagnosi)	JX1, JX2, JX5, JEX, JPP
Oro (scollatori)	JE1, JE2, JE3, JE4
Blu (curettage)	JC1, JC2, JC3, JC4, JC9, JC10, JC11, JC12, JC13, JC14, JC15, JC16,
Verde (otturatori)	JM1, JM2, JM3, JM4, JB2, JP3, JP6, JP7
Micro Specchietto	JIMM1, JIMM2, JIMM3, JIMMH
Blocchetto MTA	MTAP
Chiave B&L	WR01
Cassetta	JISC2



**33 58JISSB** Deluxe Set XChange include: BASIC SET XChange e Suture Surgical Set € 3.800

Compresi nel set.

**Jet XChange Manici** (Manici Resin Plus Cone Socket) € 57

**33 58JXHS** silver



[JXHS]

**33 58JXHB** blu



[JXHB]

**33 58JXHY** giallo



[JXHY]

**33 58JXHG** verde



[JXHG]

**33 58JISSD**

Deluxe Set XChange € 4.450

Basic Set + Suture Set

## Microchirurgia JETIP Strumentario Suture Set 33 58JISSS



- Castroviejo  
JICV  
33 563JICV  
€ 504
- Micro forbici  
JIMS  
33 562JIMS  
€ 515
- Pinzetta per tessuti  
JITF  
33 561JITF  
€ 357
- Manico per bisturi  
JIBH  
35 545JIBH  
€ 113
- Manico per Micro specchietti  
JIMMH  
33 545JIMH  
€ 100

### Surgical Suture Set 33 58JISSS € 1.950



JIMM1 JIMM2 JIMM3  
Micro Specchietti JIMM 1,2,3 € 33  
36 58JMTAP  
MTAP € 154



**33 58JISSS** Suture Set per Microchirurgia € 1.650,00

Set con gli strumenti più usati - Comprende Castroviejo, micro forbice, pinzetta per tessuti, manico per lame, 3 Micro specchietti, blocchetto MTA, manico per Micro specchietti. Di notevole durata, sarà utilizzato a lungo nonostante disinfezioni e sterilizzazioni. Il Grip ergonomico aiuta l'operatore a non affaticarsi, anche durante gli interventi più lunghi.

**Punte per microchirurgia JISS** B&L BIOTECH




**Sonda Endo (small)    Specchietto    Sonda Endo (large)    Sonda parodontale**

**Argento Manico**  
(visita e diagnosi)



**Scollatori**

**Oro Manico**  
(gestione tessuti molli e sollevamento)




**Curettes**

**Blu Manico**  
(curettage e detersione)




**Curettes**



**Applicatori per retrogradi**

**Brunitori a palla**

**Verde Manico**  
(radice e otturazione)



**Compattatori Micro**



**MTAP**

**MTAP Blocchetto**

**Inseri JISS: 33 58 (+sigla) € 32**


**36 599JMTAP Blocchetto sagomat. MTA Ergo Block € 154**

Retrattori Chirurgici Riflettenti **B&L BIOTECH**

# LeeTrac



Lame intercambiabili riflettenti Dr. Lee



Modelli:

cod 33 375+ LTRBS

LTRBT

LTRBR

LTSBS

LTNBS

LTNBN

LTNBT

LTNBP

Ogni lama intercambiabile riflettente € 52,50

La superficie riflettente della lama rende più facile osservare il sito chirurgico, senza la necessità di un ulteriore strumento. Bordi Seghettati. Lee trac Si blocca stabilmente sulla placca ossea corticale, indipendentemente dalla forma, grazie al suo bordo arrotondato seghettato. Varie Forme. Sono disponibili tre forme del LeeTrac, per le necessità delle specifiche chirurgie. Ognuna può essere usata con un singolo manico.



33 375LTRNS Set Wide: Manico LRTNH (Wide), LTRBS, LTRBD - Accessori: LTRSS (cappucci autocl. 1 cad.), LTRWT (alette LeeTrac 1 cad.) € 330,00 € 280,00			33 375LTNNS Set Narrow: Manico LRNNH (Narrow), LTNBS, LTNBN Accessori: LTNSS (cappucci autocl. 1 cad.), LTNWT (alette LeeTrac 1 cad.) € 330,00 € 280,00		
33 375LTNNS	33 375LTRSS	33 375LTRWT	33 375LRNNH	33 375LTNSS	33 375LTNWT
Manico Wide	Cap autocl. Wide	Wing Wide	Manico Narrow	Cap autocl. Narrow	Wing Narrow
€ 270,00	€ 16,50	€ 16,50	€ 270,00	€ 16,50	€ 16,50

Retrattori Chirurgici piegabili **B&L BIOTECH**

# KimTrac



Disponibili in due tipologie: "Ni-Ti" e acciaio Inox "SUS".

I modelli Ni-Ti, dopo essere stati piegati, possono tornare alla forma originale alla temperatura di 60° o più. Bordi Seghettati. Si blocca stabilmente alla placca ossea corticale indipendentemente dalla forma, grazie ai bordi arrotondati seghettati dell'estremità del KimTrac. Varie Angolazioni. Consiste di tre angolazioni che consentono il contatto con la placca ossea. Aderisce bene sia nei siti anteriori che posteriori regolando l'angolazione sinistra-destra. KimTrac Alette. Le Alette sterilizzabili KimTrac consentono una facile retraction del lembo e migliorano notevolmente visibilità e accessibilità.

Solo il modello KimTrac n. 1 è disponibile già montato nel suo manico e con gli accessori.


Gli altri terminali retrattori ed ulteriori manici sono disponibili separatamente.

33 375NNS Retrattore KimTrac Ni-Ti n. 1 completo

€ 255,00 ⇒ comprende \* -15%

33 375NSS Retrattore KimTrac SUS n. 1 completo

€ 240,00 ⇒ comprende \*



Alette KimTrac (KTW1/KTW2)

Per gli attuali modelli serve solo l'aletta universale LTNWT.

Nitinol € 39,50	33 375KTN1N*	33 375KTN2N	33 375KTN3N	33 375KTN4N
SUS € 39,50	33 375KTN1S*	33 375KTN2S	33 375KTN3S	33 375KTN4S

33 375KTNNH	KimTrac manico	€ 248,00	**
33 375KBJ	KimTrac strumento per la piegatura	€ 13,50	**
33 375LTNWT	KimTrac aletta universale stretta	€ 16,50	**
33 375KTW1	KimTrac Aletta larga KTW-1*	€ 24,30	**
33 375KTW2	KimTrac Aletta lunga KTW-2*	€ 24,30	**
33 375LTNSS	KimTrac Guscio autoclavabile	€ 16,50	**


\*Per i modelli fino al 2020.




## Emostasi e Retrazione con SOLFATO FERRICO



**1. INFUSIONE**  
**Campo bagnato.**  
 Sfregamento e infusione di Visco-Stat o Astringedent mediante Dento-Infusor.



**2. EMOSTASI MECCANICA**  
 La soluzione penetra negli sbocchi dei capillari, il coagulo agisce da tappo. Lo strofinamento favorisce la penetrazione e rimuove l'eccesso.



**3. RETRAZIONE**  
 Ultrapak filo a maglie concatenate. Dopo l'Emostasi la Retrazione. Inserire con Fischer's Packers e sciogliere.



L'odontoiatra deve avere il controllo prima di iniziare qualunque procedura di adesione diretta.



Emostasi profonda ottenuta. Preparazione pronta per l'applicazione della diga di gomma e la ricostruzione.



**ViscoStat Gel** viscoso di solfato ferrico al 20% per una coagulazione rapidissima.

- Emorragie e fluido sulcular sotto controllo in tempi rapidi
- Contiene acido silicico pirogeno brevettato
- Delicato verso tutti i tessuti
- Elimina la contaminazione dal fluido sulcolare garantendo un'adesione ottimale
- Applicazione mirata e non cola
- Utilizzabile con tutti i materiali e le tecniche d'impronta
- Utilizzabile in alternativa al formocresolo nella pulpotomia.

05 13645 ViscoStat Sir.IndiSp. 30ml (36,69 g.) ..... **64,50**

### Metal Dento-Infusor® Dual Thread

ULTRADENT

Punta monouso con cannula metallica flessibile (19 ga / ø 1,06 mm) e pennello sottile per l'emostasi. Fondamentale per un buon trattamento dei tessuti. Esempi d'uso: Astringedent, Astringedent X, ViscoStat, ViscoStat Clear.



LOK-TITE

### Dento-Infusor® Blue Mini®

ULTRADENT

Punta (ø 1,20 mm tra 18 e 19 ga.) in plastica con il pennello più morbido. Per la sigillatura del solco gengivale per restauri adesivi vicini alla gengiva. Esempi d'uso: Astringedent, ViscoStat, ViscoStat Clear



LOK-TITE

Dento-Infusor Metalliche	20 pz	100 pz.	500 pz.
	46 12558	46 12559	46 12560
	€ 24,00	€ 101,40	€ 423,80

Dento-Infusor Blue Mini®	20 pz	100 pz.	500 pz.
	46 12128	46 12086	46 12440
	€ 24,00	€ 101,40	€ 423,80



**Astringedent** ULTRADENT Soluzione di solfato ferrico al 15,5%. Il preparato "Classico"

- Liquido, erogato con l'applicatore a pennello Dento-Infusor: pH di circa 1,0
- Stesse indicazioni di ViscoStat
- Utilizzabile in alternativa al formocresolo nella pulpotomia.

05 13686 Astringedent siringa IndiSpense 30ml (34,41g) ..... **64,50**  
 05 13111 Astringedent flacone 30ml (34,41g) ..... **64,50**



**Astringedent X** Soluzione di solfato ferrico e subsolfato ferrico al 12,7% Preparato al Solfato Ferrico per l'arresto di emorragie difficilmente controllabili.

- Utilizzabile anche nei casi più difficili con forti emorragie
- Meno corrosiva rispetto ad altre soluzioni di subsolfato.

05 13690 Astringedent X Siringa IndiSpense 30ml (40,71g) ..... **64,50**



**ViscoStat Clear** ULTRADENT Gel trasparente a base di Cloruro di alluminio al 25%. **Non cola. Non macchia i tessuti duri e molli**

L'uso di un applicatore a pennello Dento-Infusor per frizionare ulteriormente l'effetto del Cloruro di Alluminio. I fili Ultrapak possono essere inseriti direttamente nel gel. Ideale per le impronte in polietere con il quale non interferisce. • Arresta le emorragie minori e controlla il fluido sulcolare • Gel trasparente ideale per l'area estetica.

05 13407 ViscoStat Clear Kit. .... **87,10**  
 1 ViscoStat Clear 30 ml (38,52 g) - 20 Dento-Infusor punte metalliche - 20 Siringhe vuote da 1,2 ml  
 05 13408 ViscoStat Clear IndiS. 30 ml (38,52 g) ..... **61,40**



### GingiTrax Astringente per impronte di precisione!

Emostasi e Retrazione contemporaneamente

- Pratico confezionamento in siringhe con punte incluse
- Applicazione rapida e agevole
- L'agente emostatico della formulazione assorbe ogni sanguinamento o liquido sulcolare
- Utilizzato prima del rilievo di impronte protesiche e implantoprotesiche, cementazioni, preparazioni cavarie e in odontoiatria conservativa.



05 015102 Intro Kit: 2 sir. da 2 g cad + 12 puntali. .... **53,00**  
 05 015106 Kit: 6 siringhe da 2 g cad + 36 puntali. .... **132,00**


## BL TIP

### Punte Endodontiche ultrasuoni con Micro-proiezioni


#### Durata e Sicurezza con le Micro-proiezioni

BL Tips sono dotate di Micro-proiezioni abrasive, uniformi e taglienti, integrate nel corpo della punta.

Non come le convenzionali punte rivestite di cristalli di diamante il cui strato si stacca durante l'operatività, le punte BL sono molto resilienti e offrono una notevole efficienza di taglio.



Punta BL con Microproiezione



Punta diamantata convenzionale

#### Eliminazione gestibile con una varietà di "forme" e "dimensioni"

Le estremità delle punte BL sono disponibili in varie forme e dimensioni, rendendo agevole per l'operatore il controllo efficace della quantità di dentina.

#### Versatilità

BL Tips sono utili non solo per l'accesso canale, ma anche per allargare l'aspetto coronale del canale radicolare grazie alla punta lavorante in ogni direzione.

BL 1 (Micro-proiezioni) 100µm	BL 3 (Micro-proiezioni) 100 µm	BL 5 (Micro-proiezioni) 50 µm
Per la rimozione di pietre pulpari, e dentina secondaria, la localizzazione dei canali MB2 e di quelli nascosti. Rimozione di gutta percha e materiali in pasta.	Da usare a potenza e velocità maggiori. Per la rimozione di dentina secondaria e cornetti pulpari. Resistente alla rottura.	Più sottile e lunga della BL-1, consente l'efficiente preparazione del 1/2 coronale creando lo spazio per l'inserzione del file.

Punte a ultrasuono BLTIP Hi-Tech per endodonzia ortograde - 1 pz. € 128,00 € 115,00

Attacco	Potenza d'esercizio	BL1	BL3	BL5
<b>A: SAT style</b>	20-30% del Max, BL5A <20% max	59 5161A	59 5163A	59 5165A
<b>E: EMS style</b>	10-20% del Max, BL5A <10% max	59 5161E	59 5163E	59 5165E

TUTTE le punte a ultrasuoni vanno usate iniziando alla potenza minima per arrivare a quella suggerita SENZA MAI SUPERARLA.

### RITRATTAMENTO CON BL TIPS E BACJFILL SUPERENDO Grazie Prof. Elisabetta Cotti



1. Il dente 37 richiede un ritrattamento endodontico.



2. Il contenuto della camera pulpare del dente 37 non permette di visualizzare in modo adeguato l'anatomia.




3. La camera pulpare viene liberata dal suo contenuto con l'utilizzo della punta BL n.1 in modo da poter osservare l'anatomia.



4. L'accesso ai canali si ottiene usando in progressione le punte BL 3 e 2.



Ritrattamento del dente 37 completato (Otturazione eseguita con il sistema alpha II e Beta).



**JETIP B&L BIOTECH**

Microchirurgia Punta Ultrasuoni con Micro-proiezioni

**Versatilità**

JETIPS hanno varie forme e dimensioni in modo che l'operatore possa efficacemente controllare la quantità di gutta e dentina rimosse. Rimangono stabili durante la rimozione della gutta-percha.

**Durata e Sicurezza con le Micro-proiezioni**

BL Tips sono dotate di Micro-proiezioni abrasive, uniformi e taglienti, integrate nel corpo della punta.

Non come le convenzionali punte rivestite di cristalli di diamante il cui strato si stacca durante l'operatività, le punte BL sono molto resilienti e offrono una notevole efficienza di taglio.



**Punta chirurgica apicale piegabile JT-2B**

JT-2B consente all'operatore di essere piegata ad ogni lunghezza e angolazione utile per la specifica necessità chirurgica.



**JIG per la piegatura**

Lunghezza e angolatura ottimali. Realizzato in materiale morbido per consentire all'operatore la libertà di piegare la JETIP a differenti angolazioni e lunghezze senza il rischio di danneggiare le Micro-proiezioni.

Il Jig di piegatura ha 5 profondità (3,4,5,6,7mm) per consentire di piegare alla lunghezza desiderata. Ogni foro può essere utilizzato da 2 a 4 volte

**59 516JTB** JIG per piegare JT-2B ..... **51,50**

JETIP Apico - JT2 Series - Set completo 5 punte € 569,00 € 150,00

Attacco	Potenza d'esercizio	Codice	Contenuto
A: SAT style	10-20% del Max	59 5162FA	1 JT2SA, 1 JT2LA, 1 JT2RA, 2JT2BA, 1 JTB
E: EMS style	- del 10% del Max	59 5162FE	1 JT2SE, 1 JT2LE, 1 JT2RE, 2JT2BE, 1 JTB

JETIP Apico - JT2 Series - 1 pz. € 128,00

Angolo di piega: 150° (tutta la serie JT-2). Dimensione Microproiezioni: 50µm

Piegabile 2B \*  
€ 179 € 115


Attacco	Potenza d'esercizio	JT2S 90° down	JT2L 90° sinistra	JT2R 90° destra	JT2B piegabile * include JIG
A: SAT style	10%-20%	59 5162SA	59 5162LA	59 5162RA	59 5162BA
E: EMS style	-10%	59 5162SE	59 5162LE	59 5162RE	59 5162BE



**59 516WR1** Chiavetta WR1 per fissaggio punte a Ultrauoni BL  
€ 27,30


**BLTIP UTILIZZATE IN UN RITRATTAMENTO**

Dr. Helmut Walsch



**BLTIP UTILIZZATE PER LA RIMOZIONE DI UNA PIETRA PULPARE**

Prof. Shin



**BLTIP 1** B&L Accesso a ultrasuoni Dr. I Lee

## Backfill Casi clinici eseguiti con SuperEndo Alpha II e Beta

Prof. Elisabetta Cotti



Radiografia iniziale

Condensazione laterale

Condensazione verticale a caldo con Alpha II

Riempimento Backfill con SuperEndo Beta

Dott. Gilberto Debelian

Prof. SeungHo Baek

Dott. Isabelle Portenier

Dott. Lissette Ramirez



## SPARTAN CPR Punta Specialistiche per Ritrattamenti

Con le punte ad ultrasuoni per Endodonzia la regolazione di partenza è al minimo e solitamente l'operatore non supera la potenza 3. L'azione di taglio è notevole anche a bassa potenza.

### CPR Diamonds € 164,00



Dr. G. Glassman, Dr. S. Kratchman, Dr. G. van As, Dr. S. Firc

<b>CPR 1</b> Rimozioni perni, monconi e protesi Potenza: Min. 5 - Max 10 - Lunghezza 17mm.	59 710011	Spartan Style Attacco Usa
	59 712001	EMS Style Attacco Europeo
<b>CPR 2D</b> Rimozioni calcificazioni e materiali ricostruttivi Potenza: Min. 5 - Max 10 - Lunghezza 17mm.	59 710012	Spartan Style Attacco Usa
	59 712002	EMS Style Attacco Europeo
<b>CPR 3D</b> Strumenti per l'uso oltre l'orifizio d'accesso Potenza: Molto bassa - Lunghezza 17mm.	59 710013	Spartan Style Attacco Usa
	59 712003	EMS Style Attacco Europeo
<b>CPR 4D</b> Strumenti per l'uso oltre l'orifizio d'accesso Potenza: Molto bassa - Lunghezza 19mm.	59 710014	Spartan Style Attacco Usa
	59 712004	EMS Style Attacco Europeo
<b>CPR 5D</b> Strumenti per l'uso oltre l'orifizio d'accesso Potenza: Molto bassa - Lunghezza 24mm.	59 710015	Spartan Style Attacco Usa
	59 712005	EMS Style Attacco Europeo

### CPR Titanium € 164,00



Punte in titanio super sottili con pareti parallele nell'area di lavoro e grande flessibilità (delicatamente precurvabili).  
Da usare a intensità bassa-media, con o senza acqua.

Profondità d'accesso:

**CPR 6:** 20 mm

**CPR 7:** 24 mm

**CPR 8:** 27 mm

<b>CPR 6</b> Punta in Titanio supersottili Potenza: Molto bassa	59 710016	Spartan Style Attacco Usa
	59 712006	EMS Style Attacco Europeo
<b>CPR 7</b> Punta in Titanio supersottili Potenza: Molto bassa	59 710017	Spartan Style Attacco Usa
	59 712007	EMS Style Attacco Europeo
<b>CPR 8</b> Punta in Titanio supersottili Potenza: Molto bassa	59 710018	Spartan Style Attacco Usa
	59 712008	EMS Style Attacco Europeo

Backfill Casi clinici eseguiti con SuperEndo Alpha II e Beta

Dr. Angelo Fassi



Radiografia pre operatoria.  
Carie distruente a livello del 16 e necrosi pulpare da dentina cervicale esposta ai fluidi orali sul 17

Radiografia intraoperatoria per il controllo della lunghezza di lavoro

Radiografia finale  
in cui si evidenzia il riempimento dei canali laterali con la tecnica di condensazione verticale a caldo.

BUC Punta ultrasoniche rifinitura accesso Dr. S. Buchanan € 164,00



BUC-1  
Passaggio attraverso una pietra pulpare



BUC-2  
Spianatura dei pavimenti delle camere pulpari nei molari



BUC-3  
Passaggio attorno ai perni




Sagomatura ideale preservando la struttura del dente


Dr. J. Khademi, Dr. L. S. Buchanan

<b>BUC 1 Grana fine / Taglio</b> Potenza: Min. 5 - Max 10	59 71041	Spartan Style Attacco Usa
	59 712018	EMS Style Attacco Europeo
<b>BUC 1A Grana fine</b> Potenza: Bassa	59 71041A	Spartan Style Attacco Usa
<b>BUC 2 Grana media / Spianatura</b> Potenza: Min. 5 - Max 10	59 71042	Spartan Style Attacco Europeo
	59 712019	EMS Style Attacco Europeo
<b>BUC 2A Grana fine</b> Potenza: Min. 5 - Max 10	59 71042A	Spartan Style Attacco Europeo
	59 712023	EMS Style Attacco Europeo
<b>BUC 3 Grana fine / Scavatura</b> Potenza: Bassa	59 71043	Spartan Style Attacco Europeo
	59 712020	EMS Style Attacco Europeo
<b>BUC 3A Grana fine</b> Potenza: Bassa	59 71043A	Spartan Style Attacco Europeo

KIS D Strumenti Ultrasonici Diamantati per Microchirurgia Endodontica Dr. S. Kim € 164,00



<b>Kis 1D Strumento universale</b> , Punta angolata a 80° per aree anteriori e posteriori: ø 0,5 mm, superficie di taglio 3,0 mm	59 711011	Spartan Style Attacco Usa
	59 712011	EMS Style Attacco Europeo
<b>Kis 2D Come Kis1 con diametro maggiore</b> per apici canalari più grandi: ø 0,7 mm, superficie di taglio 3,0 mm	59 711012	Spartan Style Attacco Usa
	59 712012	EMS Style Attacco Europeo
<b>Kis 3D Strumento a 75°</b> doppia angolazione per radici vestibolari dei posteriori mandib. di sx e mascell. di dx: ø 0,5 mm, superficie di taglio 3,0 mm	59 711013	Spartan Style Attacco Usa
	59 712013	EMS Style Attacco Europeo
<b>Kis 4D Strumento a 110°</b> doppia angolazione per le radici linguali dei posteriori mandib, di sx e mascell. di dx: ø 0,5 mm, superficie di taglio 3,0 mm	59 711014	Spartan Style Attacco Usa
	59 712014	EMS Style Attacco Europeo
<b>Kis 5D Strumento a 75°</b> doppia angolazione per le radici vestibolari dei denti mandib. di dx e mascell. di sx: ø 0,5 mm, superficie di taglio 3,0 mm	59 711015	Spartan Style Attacco Usa
	59 712015	EMS Style Attacco Europeo
<b>Kis 6D Strumento a 110°</b> doppia angolazione per le radici linguali dei posteriori mandib. di dx e mascell. di sx: ø 0,5 mm, superficie di taglio 3,0 mm	59 711016	Spartan Style Attacco Usa
	59 712016	EMS Style Attacco Europeo



**SIRINGHE PORTA MTA** *Dovgan Style monouso*

Ampia gamma di applicazioni, dalle riparazioni interne delle perforazioni alle otturazioni apicali. Porta l'MTA direttamente all'apice del canale radicolare. Da utilizzare una volta sola (in autoclave prima del primo utilizzo). Non necessita delle lunghe e costose procedure per la pulizia. Cannula pieghevole, disponibili in 3 misure, 5 siringhe per confezione.

Ass.ti. 1 viola, 2 verdi 2 arancioni € 90	Viola 0,80 mm. 5 pz. € 97,40	Arancione 0,99 mm. 5 pz. € 97,40	Verde 1,60 mm. 5 pz. € 97,40
36 394019	36 394017	36 394016	36 394015

**MTA ERGOBLOCK e STRUMENTO Dr. LEE**

33 58JMTAP MTA Ergo Block € 154,00 € 135,00

33 037942 Modellatore per MTA Lee € 39,50

Preparazione e utilizzo clinico del Mineral Trioxide Aggregate (MTA). Grazie Dr. Francesco Maggiore



**SIRINGA MINI DOVGAN Porta MTA metallici**

**PERIODENT**

• Disponibile in 3 misure • Portano l'MTA direttamente all'apice del canale radicolare • Utilizzabili per tutte le applicazioni cliniche dell'MTA.



Anello/Pistone



Connettore universale



Cannula

\*non piegabile ◊piegabile

Siringa Mini Dovgan	* ISSMTA 1,60 mm	◊ ISSMTAB 1,60 mm	◊ ISSMTA99 0,99 mm	◊ ISSMTAM 0,8 mm
€ 285,00	36 59405	36 59406	36 59409	36 59408
Anello/Pistone € 92,50		36 59416	36 59419	36 59418
Cannule € 54,00		36 59426	36 59429	36 59428
Conn. univ. € 175,00		36 59486		

**MAP ONE SYSTEM KIT** Per il posizionamento dei biomateriali all'interno dei canali radicolari tramite otturazioni ortograde o retrograde.

Si compone di vari puntali caratterizzati da forme e diametri diversi per adattarsi ad ogni esigenza, tra i quali l'innovativo NiTi a memoria di forma.

**MAP One Kit.** Kit essenziale contenente tutto il materiale necessario per il professionista che approccia il sistema per la prima volta.

Contiene: 1 puntale in NiTi a memoria di forma N°1 - 8 Pistoni in plastica N°1 - 1 Curette per la pulizia N°1 - 1 Siringa in acciaio inossidabile.

36 294296 MAP One System, 1 Puntale € 478 € 371

**MAP Intro Kit.** Il Kit ottimale per il clinico alla ricerca di flessibilità e precisione.

Contiene: 3 Puntali NiTi a memoria di forma: N° 0, 1, 2 - 24 Pistoni in plastica 8 per tipo: N° 1, 2, 3 - 3 Curette: N° 0, 1, 2 - 1 Siringa in acciaio - 3 Dispositivi per la pulizia: N° 0, 1, 2 - 1 Blocco per impasto in acciaio - 1 Box in alluminio sterilizzabile 185x95x30mm.

36 294285 MAP Intro Kit, 3 puntali € 870 € 699

**MAP Universal Kit.** (chiedere contenuto)

36 294286 MAP Universal Kit € 1.208,91 € 956

36 294252 MAP clean giallo 0,90 € 55 36 294253 MAP clean rosso 110 € 55



Puntali NITI con memoria € 311,82 € 248,50

● 0 Ø est. 0,90 mm. 36 294210	● 1 Ø est. 1,10 mm. 36 294211	● 2 Ø est. 1,30 mm. 36 294212
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Pistoni 16 pz. € 35,76 € 28,29

giallo 36 294200	rosso 36 294201	blu 36 294202
---------------------	--------------------	------------------

# NeoSEALER Flo Kit 2,2 g


NeoSealer Flo è fabbricato negli USA




Carolyn Primus, PhD

È un sigillante canalare **bioceramico bioattivo** (% di cemento bioattivo superiore a tutti gli altri sigillanti bioceramici) con proprietà di lavorazione superiori, che promuove la formazione di idrossiapatite per attivare il processo di guarigione.

**Caratteristiche e Benefici:** • Bioattivo perché promuove la formazione di idrossiapatite • Versatile nell'uso: ottimizzato per le tecniche di otturazione sia verticali a caldo che a cono singolo • Privo di resina • Non scolorisce • È confezionato in un tubo di alluminio per una conservazione esente da umidità • Inclusi 20 puntali FloTip anti spreco 25 Gauge. (disponibili a parte anche con puntali Flex Flo)



**Flex Flo Tip®**  
Più precisione  
81% meno spreco



Cannula da 25 gauge, lunghezza 25 mm.  
Punta piegabile per una migliore accessibilità  
Disegno anti spreco, risparmio del 53% rispetto ai puntali convenzionali

## Tempo di indurimento

Più rapido rispetto ai più noti sigillanti neoceramici.

## Ottimizzato

Sia per l'otturazione verticale a caldo che a cono singolo

NeoSEALER Flo



37 534NS22 NeoSEALER Flo Kit 2,2 g + 20 Aghi Flex FloTip	€ 214,15	€ 125,50
37 534NSR22 NeoSEALER Flo Kit 2,2 g Refil	€ 171,32	€ 110,70

(Flex Flo Tip: più precisione e 81% di riduzione dello spreco di prodotto.)

Flex Flo Tip	
20 pz	40 pz
46 54220	46 54240
€ 37,90	€ 68,00

# NeoPUTTY STARTER KIT (0,50 g.)

NeoSealer Flo è fabbricato negli USA

Premiscelato bioceramico bioattivo con proprietà di lavorazione superiori che promuove la formazione di idrossiapatite per avviare il processo di guarigione. Ottimizzato per una manipolazione ed un posizionamento più efficienti. Il suo film compatto, non appiccicoso, resistente al risciacquo, unitamente alla bioattività lo rendono il Putty migliore per 11 delle procedure più importanti. **Elevato PH • Bioattività su base MTA • Consistenza solida non appiccicosa**


**Caratteristiche e Benefici:** • Nessun essiccamento tra gli usi • La più alta radiopacità della sua categoria • Equivalente Al da 8,1 mm • Bioattivo dovuto alla formazione di idrossiapatite • Versatile nell'uso • Non scolorisce • Viene fornito in un tubo di alluminio per una conservazione senza umidità • Periodo di validità di 3 anni.



Siringa a zero spreco con pistone di estrusione positivo



**Indurisce in vivo in presenza di umidità**



37 534NP05 NeoPUTTY Starter 0,5 g.	€ 118,81	€ 68,90
37 534NP12 NeoPUTTY Starter 1,2 g.	€ 237,79	€ 153,50

- Incappucciamento diretto o indiretto della polpa
- Pulpotomia parziale • Sottofondo • Pulpotomia • Riparazione di perforazione • Riassorbimento radicolare • Otturazione radicolare • Apecificazione delle radici • Otturazione apicale • Apexogenesi.

# NeoMTA2

Bioceramico attivo facile e veloce da miscelare per ottenere la giusta consistenza per le varie applicazioni.

Per anni i dentisti si sono accontentati della resina inerte e dei materiali a base di ZOE oppure pagando molto per prodotti bioattivi. L'esclusivo gel di NeoMTA2 consente di miscelare ad una consistenza del Putty spesso o a quella del fine sigillante con prestazioni che portano a un percorso verso migliori risultati per i pazienti: **un prodotto per 13 delle procedure più importanti.**

• Ha notevoli proprietà bioattive per una migliore guarigione • La consistenza sarà omogenea e liscia dopo la miscelazione, grazie alla polvere microfine e all'esclusivo gel progettato da Avalon Biomed • Buona resistenza allo sciacquo • Setting rapido, 14 min • Il rapporto di miscelazione può essere adattato alla procedura e applicazione desiderate • Grazie alla sua consistenza sottile, il materiale può essere inserito molto accuratamente nel canale.



microdosatore

NeoMTA 2



Miscelato come Putty



Miscelato come sigillante

**Immediatamente resistente al risciacquo:** rimane dove è stato posizionato in modo da consentire la completa procedura in efficienza, garantendo un beneficio più attivo. Con 0% di perdita di peso, NeoMTA2 è più stabile rispetto ai principali concorrenti.

37 534010 1,0 gr. (10 applicazioni) € 169,74 € 109,90


37 534025 2,5 gr. (25 applicazioni) € 293,31 € 189,50

Ultra Black è la linea di specchietti più luminosi e nitidi al mondo. Il nuovo design unico degli strati superficiali dello specchio fornisce immagini luminose superiori e chiarezza cristallina precedentemente non ottenibili.



**SPECCHIETTI MICRO BLACK SURFACE ULTRABRIGHT**  
attacco Simple Stem EU

3 mm	33 7952U3	€ 105,00
5 mm	33 7952U5	€ 105,00
3x6 mm	33 7952U3X6	€ 114,00
3x6 mm goccia	33 7952U3X6G	€ 114,00



**SPECCHIETTI MICRO BLACK FLEX ULTRABRIGHT**  
attacco Simple Stem EU

3 mm	33 7952F3	€ 110,00
5 mm	33 7952F5	€ 110,00
3x6 mm	33 7952F3X6	€ 120,00
3x6 mm goccia	33 7952F3X6G	€ 120,00

UltraFlex piegabili



33 79851 Manico Ergo-black autoclavabile HTBE1 € 21,00  
33 79852 Manico autoclavabile Cone Socket HTBE2 € 22,00



16 388016



**Prismatici XL ADVANTAGE Keeler**

Indicati per gli ingrandimenti necessari per procedure chirurgiche e odontoiatriche avanzate sono prodotti con vetro multistrato della massima qualità, allineati al laser e trattati con rivestimento antiriflesso allo scopo di offrire un'immagine brillante e nitida. Leggeri, 67 g, sono estremamente luminosi. Forniti in un astuccio rigido comprendono: 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta sollevamento sterilizzabile, 1 panno per la pulizia.

Prismatici	con Montaura	con Caschetto
4,5X / 34 cm	16 32M4534	16 32C4534
4,5X / 42 cm	16 32M4542	16 32C4542
	€ 1.850 € 1.390	€ 1.950 € 1.490



3.5X Uso in protesi, conservativa, endodonzia e chirurgia.



4.5X Uso in protesi, conservativa, endodonzia e chirurgia.

16 388016 K-LED II Singolo ..... € 1.190 € 950  
Lampada LED, cavo, carica batt. portatile, 1 battery pack al litio

**Per ordinare: [ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com) - tel +39 02 36 512 990**

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna				
P.IVA	C.Fisc.	e-mail		

CODICE	RIF.	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

+iva a norma di legge

**Giorni di apertura:** **Mattino** L M M G V S **Pomeriggio** L M M G V S

**Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 140,00** (IVA esc.) nessun contributo spese  
**Ordine fino a € 140,00 (i.e.) + € 14,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,50**

**PAGAMENTO:** Ordini inf. a € 140,00 (i.e.):  Bonifico anticipato  Carta di credito o POS  
Ordini sup. a € 140,00 (i.e.):  Bonifico anticipato  Carta di credito o POS  R.B. 30 gg. d.f. + € 5,50

**IBAN Ivan Ilic' srl: IT50N0569601625000003415X03**

**IBAN Cliente:**

Carta di credito o POS  Visa  Mastercard Numero

Scadenza

**DATA**

**TIMBRO E FIRMA**